



Portée détaillée v.12 de l'attestation N° 8-3920

Detailed scope v.12 of the attestation N° 8-3920

Date de publication / Publish date: 16/06/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELARL DIRECTEURS LABO ANALYSES BIOLOGIE MEDICALE UNIBIO 92

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Ac Anti-thyroglobuline (ATG)	Sérum	quantitative ECL/ Competition, ECLIA Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 09004998500 V2.0 (Réf produit 9004998190)	
Site de Chaville	Ac Anti-thyropoxydase (ATPO)	Sérum	Méthode quantitative ECL/ Competition, ECLIA Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 06368590500 V10.0 (Réf produit 6368590190)	
Site de Chaville	ACE	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: ms_11731629322 V26.0 (Réf produit 11731629)	
Site de Chaville	Acide Urique (AUS)	Sérum, Plasma Hépariné/ EDTA, Urines	Spectrophotométrie d'absorption-Uricase/PAP Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0003183807190COIN V12.0 (Réf produit 3183807190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Acide Valproïque	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immuno- Enzymatique (G6PDH) Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0004491041190c501 V14.0 (Réf produit (240) 04491041190)	
Site de Chaville	AFP	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 09015060500 V3.0 (Réf produit 9015060190)	
Site de Chaville	Alat (GPT)	Sérum, Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption, IFCC sans phosphate de pyridoxal Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 04467388500 V17.0 Réf produit 4467388190)	
Site de Chaville	Albumine	Sérum/ Urines	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 04469658500 V16.0 (Réf produit 4469658190)	
Site de Chaville	Amylase (AMS)	Sérum, Plasma Hépariné, Urines	Spectrophotométrie d'absorption-IFCC- Ethylidene-G7-PNP Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0003183742122c501 V12.0 (Réf produit 3183742122)	
Site de Chaville	Asat (GOT)	Sérum, Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption, IFCC sans phosphate de pyridoxal Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 0020764949322COIN V12.0 (Réf produit 20764949322)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Bilirubine Directe	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Méthode Diazo (3,5-DPD) Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0505589061190c501 V7.0 (Réf produit 5589061190)	
Site de Chaville	Bilirubine Totale	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Méthode Diazo (3,5-DPD) Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0105795397190COIN V7.0 (Réf produit 5795397190)	
Site de Chaville	Béta 2 Microglobuline	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Latex Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0108047430190c501sp V4.0 (Réf produit (240) 08047430190)	
Site de Chaville	C. Réactive Protéines (CRP)	Sérum, Plasma EDTA	Spectrophotométrie d'absorption, méthode immunoturbidimétrie latex Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 07876033500 V4.0 (Réf produit 7876033190)	
Site de Chaville	CA 15-3	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 03045838500 V24.0 (Réf produit 3045838)	
Site de Chaville	CA 19.9	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 11776193500 V26.0 (Réf produit 11776193)	
Site de Chaville	CA 125	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 11776223500 V5. (Réf produit 011776223)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Calcium	Sérum, Plasma Hépariné, Urine	Spectrophotométrie d'absorption NM-BAPTA Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 05061482500 V9.0 (Réf produit 5061482190)	
Site de Chaville	Chlorure	Sérum	Méthode quantitative Potentiométrie/ ISE indirect Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0110825468001c503 V9.0 (Réf produit 3246353001)	
Site de Chaville	Cholestérol HDL	Sérum, Plasma Hépariné/ EDTA	Spectrophotométrie d'absorption- Colorimétrie enzymatique, (PEG-CHER/PEG- CHOD/POD-PAP) Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 0107528566190c501 V4.0 (Réf produit 7528566190)	
Site de Chaville	Cholestérol LDL	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Enzymatique, Colorimétrie (CHOD/PAP) Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0107005717190c501 V5.0 (Réf produit 7005717190)	
Site de Chaville	Cholestérol total	Sérum, Plasma Hépariné/ EDTA	Spectrophotométrie d'absorption- Colorimétrie enzymatique (CHOD/PAP) Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 03039773500 V16.0 (Réf produit 3039773190)	
Site de Chaville	Cortisol	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Competition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 06687733500 V7.0 (Réf produit 6687733190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Créatine Kinase (CK)	Sérum, Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption CK NAK- IFCC-DGKC, SCE, SFBC Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0007190794190COIN V3.0 (Réf produit 7190794190)	
Site de Chaville	Créatinine (CRS)	Sérum, Plasma hépariné, urines	Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique, colorimétrique Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 04810716500 V22.0 (Réf produit 4810716190)	
Site de Chaville	Digoxine	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ KIMS Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0020737836322c501V1 4.0 (Réf produit 20737836322)	
Site de Chaville	Dioxyde de Carbone Reserve Alcaline (CO2)	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Enzymatique Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0003289923190COIN V11.0 (Réf produit 3289923190)	
Site de Chaville	Facteur Rhumatoïde (RF-II)	Sérum	Méthode quantitative Immunoturbidimétrie Spectrophotométrie d'absorption Technique automatisée sur Cobas 6000 Module C501	Fiche technique n°: 0020764574322c501 V10.0 (Réf produit 20764574322)	
Site de Chaville	Fer	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Ascorbate/ FerroZine Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0103183696122c501 V15.0 (Réf produit 3183696122)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Ferritine (FRT)	Sérum, Plasma Hépariné/ EDTA	Spectrophotométrie d'absorption- Immunoturbidimétrie latex Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 0104885317190c501CE 0123 V7.0 (Réf produit 4885317190)	
Site de Chaville	Folates	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Competition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 07559992500 V6.0 (Réf produit 7559992)	
Site de Chaville	Gamma GT (GGT)	Sérum, Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption/Carboxy- GLUPA/Szasz-Persijn/Tris Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 0003002721122c501 V11.0 (Réf produit 3002721122)	
Site de Chaville	GLYCEMIE (GLY)	Sérum, Plasma Hépariné/ urines	Méthode quantitatif Spectrophotométrie d'absorption HK/G6PDH technique automatisée sur Cobas-6000 module C501	Fiche technique n°: 0104404483190c501 V17.0 (Réf produit 4404483190)	
Site de Chaville	Haptoglobine	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0003005593322c501 V13.0 (Réf produit 3005593322)	
Site de Chaville	IgA	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0103507343190c501V1 4.0 (Réf produit 3507343190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	IgG	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0103507432190c501 V15.0 (Réf produit 3507432190)	
Site de Chaville	IgM	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0103507190190c501 V15.0 (Réf produit 3507190190)	
Site de Chaville	Immunoglobuline E (IgE)	Sérum, Plasma Hépariné	Méthode quantitatif ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas-6000 (module e601)	Fiche technique n°: 04827031500 V12.0 (Réf produit 4827031190)	
Site de Chaville	Lactate Déshydrogénase (LDH)	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ UV IFCC (lactate vers pyruvate) Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0003004732122c501 V14.0 (Réf produit 3004732122)	
Site de Chaville	Lipase (LAS)	Sérum, Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption- Colorimétrique, Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 0003029590322c501 V3.0 (Réf produit 3029590322)	
Site de Chaville	Lithium	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Colorimétrique Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0004679598190c501 V12.0 (Réf produit 4679598190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Magnésium	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Bleu de Xylidyle Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0006481647190COIN V3.0 (Réf produit 6481647190)	
Site de Chaville	NT PRO BNP	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 09315268500 V3.0 (Réf produit 9315268190)	
Site de Chaville	Phosphatase Alcaline (PAL)	Sérum, Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption, IFCC Technique automatisée sur Cobas6000 module C	Fiche technique n°: 0003333752190c501 V14.0 (Réf produit 3333752190)	
Site de Chaville	Phosphore	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Phospho- molybdate/UV Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 03183793500 V14.0 (Réf produit 3183793122)	
Site de Chaville	Potassium (KSE)	Sérum, Plasma hépariné, urines	Potentiométrie ISE indirect Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0110825468001c503 V9.0 (Réf produit 10825441001)	
Site de Chaville	Protéines Totales	Sérum/ Urines	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Biuret Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 03183734500 V15.0 (Réf produit 3183734190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Préalbumine	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0120764655322c501 V12.0 (Réf produit 20764655322)	
Site de Chaville	PSA Totale	Sérum, Plasma Hépariné	Méthode quantitatif ECLIA-ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas-6000 module e601	Fiche technique n°: 08791686500 V3.0 (Réf produit 8791686190)	
Site de Chaville	PTH intacte	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 11972103500 V29.0 (Réf produit 11972103122)	
Site de Chaville	Sodium (NAS)	Sérum, Plasma hépariné, urines	Potentiométrie ISE indirect Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0110825468001c503 V9.0 (Réf produit 10825468001)	
Site de Chaville	T3 Libre (T3 L)	Sérum, Plasma Hépariné	Méthode quantitatif ECL / compétition technique automatisée sur Cobas-6000 module e601	Fiche technique n°: ms_06437206190 V5.0 (Réf produit 6437206190)	
Site de Chaville	T4 Libre (T4L)	Sérum, Plasma Hépariné	Méthode quantitatif ECL/ Compétition Technique automatisée sur Cobas-6000 module e601	Fiche technique n°: 09043276500 V2.0 (Réf produit 9043276190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Testostérone	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Competition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 08946353500 V2.0 (Réf produit 8946353190)	
Site de Chaville	Transferrine	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas6000 Module C501	Fiche technique n°: 0003015050122COIN V9.0 (Réf produit 3015050122)	
Site de Chaville	Triglycérides (Tri)	Sérum, Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption-GPO/PAP Technique automatisée sur Cobas6000 module C50	Fiche technique n°: 20767107500 V14.0 (Réf produit 20767107322)	
Site de Chaville	Troponine	Sérum	Technique quantitative ECLIA/ ECL/ sandwich Technique automatisée sur Cobas 6000 module e601	Fiche technique n°: 09315349500 V2.0 (réf produit 9315349190)	
Site de Chaville	TSH Ultrasensible (TSH)	Sérum, Plasma Hépariné	Méthode quantitatif ECL/ Sandwich technique automatisée sur Cobas-6000 module e601	Fiche technique n°: 08429324500 V3.0 (Réf produit 8429324190)	
Site de Chaville	Urée (URS)	Sérum, Plasma Hépariné, Urines	Urease/ GLDH Spectrophotométrie d'absorption Technique automatisée sur Cobas6000 module C501	Fiche technique n°: 0104460715190COIN V9.0 (Réf produit 4460715190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Vitamine B12	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Competition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 07212771500 V7.0 (Réf produit 7212771190)	
Site de Chaville	Vitamine D Total (VDT)	Sérum	Méthode quantitative ECLIA/ ECL/ Competition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 09038078500 V2.0 (Réf produit 9038078190)	
Site de Chaville	PSA Libre	Sérum, Plasma Hépariné	Méthode quantitatif ECLIA-ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas-6000 module e601	Fiche technique n°: 08828601500 V4.0 (Réf produit 8828601190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Acide Urique (AUS)	Sérum, Plasma Héparine, Urines	Spectrophotométrie d'absorption Uréase/ PAP Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0105795397190COIN V7.0 (Réf produit 5795397190)	
Site de Maison Blanche	Alat (GPT)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption, IFCC sans phosphate de pyridoxal Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 20764957500 V16. 20764957322	
Site de Maison Blanche	Asat (GOT)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption, IFCC sans phosphate de pyridoxal Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0020764949322COIN V12.0 20764949322	
Site de Maison Blanche	Bilirubine Totale (BIT)	Sérum/ Plasma Héparine	Technique quantitative Spectrophométrie d'absorption/ Méthode Diazo Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0105795397190COIN V7.0 (Réf produit 5795397190)	
Site de Maison Blanche	Bêta HCG	Sérum	ECL-ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 03271749500 V20.0 (Réf produit 3271749190)	
Site de Maison Blanche	C. Réactive Protéines (CRP)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption, méthode immunoturbidimétrie latex Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 07876033500 V4. (Fiche produit 7876033190)	
Site de Maison Blanche	Chlorure	Sérum/ Plasma Héparine	Potentiométrie ISE indirect Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0004581008001COIN V6.0 (Réf produit 4581008001)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Créatinine (CRS)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique, colorimétrique Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0004581008001COIN V6.0 (Réf produit 4581008001)	
Site de Maison Blanche	Créatinine phosphokinase (CPK)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption CK NAK- IFCC-DGKC, SCE, SFBC Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0007190794190COIN V3.0 (Réf produit: 7190794190)	
Site de Maison Blanche	Gamma GT (GGT)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption/Carboxy- GLUPA/Szasz-Persijn/Tris Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0003002721122 c501 V11.0 (Réf produit 3002721122)	
Site de Maison Blanche	Glycémie (GLY)	Sérum/ Plasma Héparine	Méthode quantitatif Spectrophotométrie d'absorption HK/G6PDH Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0104404483190c501 V17.0 (Réf produit 4404483190)	
Site de Maison Blanche	Hormone Folliculo Stimulante (FSH)	Sérum	ECL-ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 08932352500 V4.0 (Réf produi 8932352190)	
Site de Maison Blanche	Hormone Lutéinisante (LH)	Sérum	ECL-ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 11732234500 V25.0 (Réf produit 11732234122)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Hémoglobine glyquée (HB A1C)	Sang total	Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 105336163190COIN V3.0 (réf produit 5336163190)	
Site de Maison Blanche	Lactate Déshydrogénase (LDH)	Sérum	Méthode quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ UV IFCC (lactate vers pyruvate) Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0003004732122c501 V14.0 (Réf produit 3004732122)	
Site de Maison Blanche	Lipase (LAS)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption- Colorimétrie Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0003029590322c501 V3.0 (Réf produit 3029590322)	
Site de Maison Blanche	Phosphatase Alcaline (PAL)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption, IFCC Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0003333752190c501 V14.0 (Réf produit 3333701190)	
Site de Maison Blanche	Potassium (KSE)	Sérum/ Plasma Héparine	Potentiométrie ISE indirect Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0021029355001COIN V11.0 (Réf produit 21029355001)	
Site de Maison Blanche	Progestérone (PRG)	Sérum	ECL-ECL/ Compétition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 07092539500 V6.0 (Réf produit 7092539190)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Prolactine (PLT)	Sérum	ECL-ECL/ Sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 03203093500 V11.0 (Réf produit 3203093190)	
Site de Maison Blanche	Protéines Totale (PT)	Sérum/ Plasma Héparine/ Urines	Spectrophotométrie d'absorption Biuret Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0003183734190COIN V11.0 (Réf produit 3183734190)	
Site de Maison Blanche	Sodium (NAS)	Sérum/ Plasma Héparine	Potentiométrie ISE indirect Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0021029355001COIN V11.0 (Réf produit 21029355001)	
Site de Maison Blanche	Troponine	Sérum	Technique quantitative ECLIA/ ECL/ sandwich Technique automatisée sur Cobas 6000 module e601	Fiche technique n°: 09315349500 V2.0 (Réf produit 9315349190)	
Site de Maison Blanche	Urée (URS)	Sérum/ Plasma Héparine	Spectrophotométrie d'absorption Urée/ GLDH Technique automatisée sur Cobas INTEGRA 400 PLUS	Fiche technique n°: 0104460715190COIN V9.0 (Réf produit 4460715190)	
Site de Maison Blanche	Œstradiol (OE2)	Sérum	ECL-ECL/ Compétition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 06656021500 V9.0 (Réf produit 6656021190)	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Electrophorèse de protéines ELPP	Sérum	Méthode semi-quantitative Capillaire Technique automatisée sur Mini Cap-Sebia	Fiche technique MINICAP PROTEIN(E) 6 05/2022 (Réf produit 2203)	
Site de Chaville	IES	Sérum	Méthode semi-quantitative Capillaire Technique automatisée sur Mini Cap-Sebia	Fiche technique MINICAP IMMUNOTYPING 07/2019 (Réf produit 2300)	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Acétonurie (CETU)	Urines	Méthode qualitative Test unitaire simple Technique manuelle	Fiche technique n°: MD-600001 m4c 10/2018 (Réf produit U007B)	
Site de Chaville	Densité Urinaire	Urines	Méthode qualitative Test unitaire simple Technique manuelle	Fiche technique n°: MD-600001 m4c 10/2018 (Réf produit U007B)	
Site de Chaville	Hémoglobininurie (HBU)	Urines	Méthode qualitative Test unitaire simple Technique manuelle	Fiche technique n°: MD-600001 m4c 10/2018 (Réf produit U007B)	
Site de Chaville	Nitrite Urinaire (NITU)	Urines	Méthode qualitative Test unitaire simple Technique manuelle	Fiche technique n°: MD-600001 m4c 10/2018 (Réf produit U007B)	
Site de Chaville	Ph Urinaire	Urines	Méthode qualitative Test unitaire simple Technique manuelle	Fiche technique n°: MD-600001 m4c 10/2018 (Réf produit U007B)	
Site de Chaville	Pigment sel biliaire	Urines	Méthode qualitative Test unitaire simple Technique manuelle	Fiche technique n°: MD-600001 m4c 10/2018 (Réf produit U007B)	
Site de Chaville	THC	Urines	Méthode qualitative immunologique à une étape et à flux latéral chromatographique Test unitaire simple Technique manuelle	Fiche technique n°: 33- 3072 REV 121721 (Réf produit 03-3072)	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Recherche sang dans les selles (RGS)	Selles	Méthode qualitative Test immunochromatographique rapide de détection qualitative de l'hémoglobine dans des échantillons de selles Technique manuelle	Fiche technique n°: IFU_1110002_IT_V0320 2206R02 06/2022 (Réf produit 1110002)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Formule Sanguine Microscopique	Sang total	Technique manuelle Lecture optique	Fiche technique n°: BF505125A 11/2021 (Réf produit BT-965- 910)	
Site de Chaville	Numération Formule sanguine (GB-GR-HB- HTE-VGM-PN-PE-PB-LYM-MON)	Sang total	Méthode de focalisation hydrodynamique (détection par mesure de l'impédance) Cytométrie de flux (LASERFLUX) Technique automatisée sur XN-550	Fiches techniques n°: AL785153A/ CF247369G/ CF247369G/ BF505125A	
Site de Chaville	Plaquette (PLAQ)	Sang total	Méthode de focalisation hydrodynamique (détection par mesure de l'impédance) Cytométrie de flux (LASERFLUX) Technique automatisée sur XN-550	Fiche technique n°: AH509810A 11/2021 (Réf produit CT-661- 628)	
Site de Chaville	Réticulocytes (RETIC)	Sang total	Méthode quantitative Cytométrie de flux (LASERFLUX) Technique automatisée sur XN-550	Fiche technique n°: BF505125A 11/2021 (Réf produit BT-965- 910)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Formule Sanguine Microscopique	Sang total	Technique manuelle Lecture optique	Fiche technique n°: IFU022A-RAL 05/2022	
Site de Maison Blanche	Numération Formule sanguine (GB-GR-HB- HTE-VGM-PN-PE-PB-LYM-MON)	Sang total	Méthode de focalisation hydrodynamique (détection par mesure de l'impédance) Cytométrie de flux (LASERFLUX) Technique automatisée sur XN-550	Fiches techniques n°: AL785153A/ CF247369G/ CF247369G/ BF505125A	
Site de Maison Blanche	Plaquette (PLAQ)	Sang total	Méthode de focalisation hydrodynamique (détection par mesure de l'impédance) Cytométrie de flux (LASERFLUX) Technique automatisée sur XN-550	Fiche technique n°: AH509810A 11/2021 (Réf produit CT-661- 628)	

BM HB08 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Leucocytes	Urines	Test unitaire simple Méthode qualitative Détection chromogénique Technique manuelle	Fiche technique n°: MD-600001 m4c 10/2018 (Réf produit U007B)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	D-Dimères	Plasma citrate	Technique quantitative Spectrophotométrie d'absorption/ Immunoturbidimétrie Latex Technique automatisée sur Cobas 6000 module C501	Fiche technique n°: 0104912551190c501 V7.0 (Réf produit 04912551 190)	
Site de Chaville	Fibrinogène Clauss	Plasma Citraté	Méthode quantitative Chronométrique Fibrinogène clauss Technique automatisée sur ACL Top	Fiche technique n°: 303646 R8 11/2019 (Réf produit 0020301100)	
Site de Chaville	INR	Plasma Citraté	Méthode quantitative HémosIL Synthasil Technique automatisée sur ACL Top	Fiche technique n°: 303582 R10 03/2019 (Réf produit 0020003050)	
Site de Chaville	Taux de Prothrombine (TP)	Plasma Citraté	Méthode quantitative Colorimétrique IL HemosIL RecombiplasTin 2g Technique automatisée sur ACL Top	Fiche technique n°: 303582 R10 03/2019 (Réf produit 0020003050)	
Site de Chaville	Temps de Céphaline Activée (TCA)	Plasma Citraté	Méthode quantitative HémosIL Synthasil Technique automatisée sur ACL Top	Fiche technique n°: 306744 R0 09/2021 (Réf produit 0020006800)	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Groupes (GR ABO)	Sang total	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Technique automatisée sur Ortho-Vision	Fiche technique n°: J65411_FR V 2.0 (Réf produit 6986736)	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Recherche d'anticorps irréguliers anti-érythrocytaires (RAI DEP)	Sang total	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Technique automatisée sur Ortho-Vision	Fiche technique: J66605_FR V e631300055 (Réf produit 707300)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Ag HBs	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 08814864500 V4.0 (Réf produit 8814864190)	
Site de Maison Blanche	Anticorps HBC totaux (BCT)	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 09109463500 V1.0 (Réf produit 9109463190)	
Site de Maison Blanche	Anticorps HbS	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 08498601500 V3,0 (Réf produit 8498601)	
Site de Maison Blanche	Cytomégalo virus IGG	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 09118543500V1.0 (Réf produit 9118543190)	
Site de Maison Blanche	Cytomégalo virus IGM	Sérum	ECL-/μ-capture Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 04784618500 V10.0 (Réf produit 4784618190)	
Site de Maison Blanche	EBV EBNA IgG	Sérum	Technique qualitative Immunoenzymatique sandwich/ ELFA Technique automatisée sur Mini Vidas	Fiche technique n°: 14115H (Réf produit 30235)	
Site de Maison Blanche	EBV VCA IgG	Sérum	Technique qualitative Immunoenzymatique sandwich/ ELFA Technique automatisée sur Mini Vidas	Fiche technique n°: 14120 H (Réf produit 30236)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	EBV VCA IgM	Sérum	Technique qualitative Immunoenzymatique par Immunocapture/ ELFA Technique automatisée sur Mini Vidas	Fiche technique n°: 14125 I (Réf produit 30237)	
Site de Maison Blanche	HIV	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 08924163500 V1.0 (Réf produit 8924163190)	
Site de Maison Blanche	Hépatite A (HAT)	Sérum	ECL-ECL/ Compétition Technique automatisée sur Cobas6000 Module e601	Fiche technique n°: 08086630500 V3.0 (Réf produit 8086630190)	
Site de Maison Blanche	Hépatite A IgM (HAM)	Sérum	Technique qualitative Immunoenzymatique sandwich Technique automatisée sur Mini Vidas	Fiche technique n°: 054828-03 (Réf produit 30307)	
Site de Maison Blanche	Hépatite C virus (HCV)	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 08837031500 V2.0 (Réf produit 8837031190)	
Site de Maison Blanche	Lyme IgG	Sérum	Technique qualitative Méthode immunoenzymatique sandwich en deux étapes/ Détection finale en fluorescence Technique automatisée sur Mini Vidas	Fiche technique n°: 9301296 H (Réf produit 30320)	
Site de Maison Blanche	Lyme IgM	Sérum	Technique qualitative Méthode immunoenzymatique sandwich en deux étapes/ Détection finale en fluorescence Technique automatisée sur Mini Vidas	Fiche technique n°: 9301296 H (Réf produit 30319)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Rubéole (IgG)	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 04618831500 V14.0 (Réf produit 4618831190)	
Site de Maison Blanche	Syphilis	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 09015035500 V1.0 (Réf produit 9015035190)	
Site de Maison Blanche	Toxoplasmose IGG	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 04618815500 V15.0 (Réf produit 4618815190)	
Site de Maison Blanche	Toxoplasmose IGM	Sérum	ECL-ECL/sandwich Technique automatisée sur Cobas6000 module e601	Fiche technique n°: 04618858500 V15.0 (Réf produit 4618858190)	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Adeno/ Rota Virus	Selles	Test unitaire simple Technique manuelle d'immunochromatographique	Fiche technique n°: R0196C Test Rapide OnSite Rota/Adeno Ag	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	HPV	Auto prélèvements Prélèvement cervicovaginal	PCR Technique automatisée sur NIMBUS	Fiche technique n°: Anyplex II- HPV HR Detection 01/2021 V2.09 (Réf produit HP7E00X)	
Site Malakoff Centre	Recherche Chlamydia trachomatis (RCT)	PV, PU, URINES/ Sperme	PCR Technique automatisée sur NIMBUS	Fiche technique n°: Allplex STI Essential Assay 10/2020 V2.05 (Réf produit SD9801X/ SD10245Z)	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Baermann	Selles	Technique manuelle Examen microscopique direct	D3-SH43-BACTERIO: Vérification de méthode en Bactériologie Version 1	
Site Malakoff Centre	Parasitologie des selles	Selles	Technique manuelle MIF et Bailenger	D3-SH43-PARA-MYCO: Vérification de méthode Parasito- Myco	
Site Malakoff Centre	Recherche et identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries, et/ou de champignons, et/ou de levures et/ou de parasites et d'autres éléments	Echantillons biologiques d'origine humaine Urines Sécrétions vaginales Selles Sperme Sécrétions, ulcérations exsudats anaux-génitaux Liquide articulaire Crachats Prélevements ORL Pus, écoulement purulent Prélèvement cutané, ...	Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) - Lecture optique	Fiche technique n°: IFU022A-RAL 05/2022 (Réf produit	
Site Malakoff Centre	Schistosome	Urines	Technique manuelle Examen microscopique direct	D3-SH43-BACTERIO: Vérification de méthode en Bactériologie Version 1	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Dermatophyte Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine Peau-Phanères	Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) Mise en culture manuelle, incubation, lecture.	Fiche technique n°: 16 Coloration par le bleu de lactophénol	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures et/ou de parasites	Echantillons biologiques d'origine humaine Urines Sécrétions vaginales Selles Sperme Sécrétions, ulcérations exsudats anaux-génitaux Liquide articulaire Crachats Prélèvements ORL Pus, écoulement purulent	Mise en culture manuelle, Incubation, Lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique automatisée sur VITEK (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Séro-agglutination, - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivés), - Immunochromatographie	Fiche technique carte ANC n°: 043907 V03 03/2019 (Réf produit 21347) Fiche technique carte GP n°: 043900 V03 - 2019-03 (Réf produit 21342) Fiche technique carte GN n°: 044066- V04 - 2020-03 (Réf produit 21341) Fiche technique carte NH n°: 043902 V03 - 2019-03 (Réf produit 21346) Fiche technique carte YST n°: 043908 V03 - 2019-03 (Réf produit 21343) Fiche technique Gélose CHROMID (CAN2° n°: 046708 V02 - 2019-10 (Réf produit 43631/43639) Fiche technique Gélose CPS n°: 059011 V01- 2021-12 (Réf produit 416172 / 416173 / 418206 / 418284) Fiche technique n°: IFU022A-RAL 05/2022 (Réf produit	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques Détection des mécanismes de résistance	Echantillon biologique d'origine humaine Peau, Urine, PV, Selles, Sécrétions diverses	Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique / antifongique (méthode automatisée VITEK II Compact et mycoplasmes en technique manuelle) Détection de résistance résistance (agglutination, colorimétrie, immunochromatographie)	D3-SH43-BACTERIO: Vérification de méthode en Bactériologie Version 1	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Parasitologie du sang (Recherche de paludisme et parasites sanguicoles)	Sang total	Technique manuelle sur frottis sanguin et Goutte Epaisse	Fiche technique n°: IFU022A-RAL 05/2022	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Chaville	Chaville	Sang	Prélèvements veineux	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Sang	Prélèvement d'hémocultures	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Urines	Pose de poche pédiatrique	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Prélèvements génitaux	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Peau, phanères, tissus cellulaires sous-cutanée	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Prélèvements gynécologiques	Prélèvements par écouvillonnages ou cytobrosse selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Prélèvements de muqueuses	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Chaville	Chaville	Air expiré	Recueil du CO2 marqué expiré, avant et après injection d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Maison Blanche	Chatillon	Sang	Prélèvement veineux	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Sang	Prélèvement d'hémocultures	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Urines	Pose de poche pédiatrique	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Prélèvements génitaux	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Peau, phanères, tissus cellulaires sous-cutanées	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Prélèvements gynécologiques	Prélèvements par écouvillonnages ou cytobrosse selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Prélèvements de muqueuses	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site de Maison Blanche	Chatillon	Air expiré	Recueil du CO2 marqué expiré, avant et après injection d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Malakoff Centre	Malakoff	Sang	Prélèvement veineux	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Sang	Prélèvement d'hémocultures	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Urines	Pose de poche pédiatrique	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Prélèvements génitaux	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Peau, phanères, tissus cellulaires sous-cutanées	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Prélèvements gynécologiques	Prélèvements par écouvillonnages ou cytobrosse selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Prélèvements de muqueuses	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Prélèvements ORL et ophtalmiques	Prélèvements par écouvillonnage selon localisation	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	
Site Malakoff Centre	Malakoff	Air expiré	Recueil du CO2 marqué expiré, avant et après injection d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	PREA-TOUS-INS-001-03: Manuel de prélèvement	