



Portée détaillée v.8 de l'attestation N° 8-3938

Detailed scope v.8 of the attestation N° 8-3938

Date de publication / Publish date: 07/08/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CERBALLIANCE VENDEE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ACIDE URIQUE	Sang et dérivés	Spectrophotométrie - méthode Uricase PAP DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ACIDE URIQUE	Urine	Enzymatique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALAT,TGP)	Sang et dérivés	Spectrophotométrie par cinétique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ALBUMINE	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ALPHA-FOETOPROTEINE (AFP)	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ANTIGENE CA 15-3	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ANTIGENE CA 19-9	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ANTIGENE CA 125	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ANTIGENE CARCINO-EMBRYONNAIRE (ACE)	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ANTIGENE PROSTATIQUE SPEC. LIBRE (PSA Libre)	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA Total)	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	APOLIPOPROTEINES B	Sang et dérivés	Immuno-turbidimétrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (ASAT,TGO)	Sang et dérivés	Spectrophotométrie par cinétique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	BETA HCG	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	BICARBONATES	Sang et dérivés	Enzymatique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	BILIRUBINE CONJUGUEE	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	BILIRUBINE TOTALE	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CALCIUM	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CALCIUM	Urine	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CHLORE (Cl)	Urine	Potentiométrie indirecte DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CHLORE (Cl)	Sang et dérivés	Potentiométrie indirecte DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CHOLESTEROL TOTAL	Sang et dérivés	Spectrophotométrie - CHOD-PAP DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CORTISOL	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	Sang et dérivés	Test cinétique UV // IFCC // Enzymatique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CREATININE	Sang et dérivés	Spectrophotométrie - Enzymatique raccordée IDMS - DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CREATININE	Urine	Enzymatique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	CRP	Sang et dérivés	Immuno-turbidimétrique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	DOSAGE DE MICROALBUMINURIE	Urine	Immuno-turbidimétrique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	ESTRADIOL Ultra-sensible	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	F.S.H.	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	FERRITINE	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	FER SERIQUE	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	FOLATES SERIQUES	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)	Sang et dérivés	Spectrophotométrie par cinétique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	GLUCOSE	Sang et dérivés	Spectrophotométrie méthode Hexokinase DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	GLYCOSURIE	Urine	Enzymatique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HDL CHOLESTEROL	Sang et dérivés	Spectrophotométrie - Immuno-Inhibition DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	IGA	Sang et dérivés	Immuno-turbidimétrique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	SUSPENSION EXAMEN LE 27/11/2025
Cerballiance Vendée - Site de Challans	IGG	Sang et dérivés	Immuno-turbidimétrique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	SUSPENSION EXAMEN LE 27/11/2025
Cerballiance Vendée - Site de Challans	IGM	Sang et dérivés	Immuno-turbidimétrique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	SUSPENSION EXAMEN LE 27/11/2025
Cerballiance Vendée - Site de Challans	L.H.	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	LACTATE DESHYDROGENASE (LDH)	Sang et dérivés	Cinétique UV // IFCC // Enzymatique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	LIPASEMIE	Sang et dérivés	Colorimétrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	LITHIUM (LI SERIQUE)	Sang et dérivés	Colorimétrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Suspension examen le 22/02/2025
Cerballiance Vendée - Site de Challans	MAGNESIUM	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	MAGNESIUM	Urine	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PARATHORMONE (1-84 OU BIOACTIVE)	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PEPTIDES NATRIURETIQUES (NT-PROBNP)	Sang et dérivés	Immunoenzymatique par fluorescence VIDAS 3 (BIOMERIEUX)	D3-MO34	Suspension de l'analyse le 19/02/2026
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PHOSPHATASES ALCALINES	Sang et dérivés	Spectrophotométrie par cinétique DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PHOSPHORE	Urine	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PHOSPHORE	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	POTASSIUM (K)	Urine	Potentiométrie indirecte DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	POTASSIUM (K)	Sang et dérivés	Potentiométrie indirecte DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PROGESTERONE	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PROLACTINE	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PROTEINES SÉRIQUES	Sang et dérivés	Colorimétrie par photométrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PROTEINURIE	Urine	Immuno-turbidimétrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	SODIUM (NA)	Urine	Potentiométrie indirecte DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	SODIUM (NA)	Sang et dérivés	Potentiométrie indirecte DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	T.S.H.	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TESTOSTERONE	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	THYROXINE LIBRE (T4 L OU FT4)	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité (Changement de réactif le 03/10/2025)
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TRANSFERRINE	Sang et dérivés	Immuno-turbidimétrie DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TRIGLYCÉRIDES	Sang et dérivés	Spectrophotométrie - méthode GPO-PAP DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TRIODOOTHYRONINE LIBRE (T3 L OU FT3)	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TROPONINE I HS	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	D3-MO34	Accrédité (Chgt automate/réactif le 14/06/2024)
Cerballiance Vendée - Site de Challans	UREE	Sang et dérivés	Spectrophotométrie - méthode Uréase - GLDH DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	UREE	Urine	Spectrophotométrie - méthode Uréase - GLDH DXC 700 AU (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-119/ D3-MO36	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	VITAMINE B 12	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	VITAMINE D	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité (Lancement analyse le 16/02/2026)

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HBA1C	Sang et dérivés	Electrophorèse Capillaire CAPILLARYS (SEBIA)	VEN-IT-120/ D3-MO38	Accrédité

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	COTININE (RECHERCHE)	Urine	IMMUNOCHROMATOGRAPHIE TEST UNITAIRE SIMPLE	VEN-IT-123/ D4-MO04	Suspension examen le 02/12/2024
Cerballiance Vendée - Site de Challans	DENSITE URINAIRE	Urine	LECTURE OPTIQUE TEST UNITAIRE SIMPLE	VEN-IT-126/ D4-MO26	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PH URINAIRE	Urine	COLORIMETRIE TEST UNITAIRE SIMPLE	VEN-IT-126/ D4-MO26	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	RECHERCHE DE SANG (HEMATIES ET/OU HEMOGLOBINE)	Urine	COLORIMETRIE TEST UNITAIRE SIMPLE	VEN-IT-126/ D4-MO26	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	RECHERCHE STUPEFIANTS : CANNABIS	Urine	IMMUNOCHROMATOGRAPHIE TEST UNITAIRE SIMPLE	VEN-IT-123/ D4-MO04	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	RECHERCHE STUPEFIANTS : OPIACES	Urine	IMMUNOCHROMATOGRAPHIE TEST UNITAIRE SIMPLE	VEN-IT-123/ D4-MO04	ARRET EXAMEN le 30/09/2024

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HEMOGRAMME	Sang et dérivés	Impédancemétrie + Spectrophotométrie + Cytométrie en flux DXH 600 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-118/ D3-MO35	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HEMOGRAMME	Sang et dérivés	Identification morphologique après coloration par microscopie optique	VEN-IT-122/ D4-INS02	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	PLAQUETTES (THROMBOCYTES)	Sang et dérivés	Impédancemétrie DXH 600 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-118/ D3-MO35	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	RETICULOCYTES : NUMERATION	Sang et dérivés	Cytométrie en flux DXH 600 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-118/ D3-MO35	Accrédité

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	VITESSE DE SEDIMENTATION (VS)	Sang et dérivés	photomètre capillaire pour la mesure de la cinétique de sédimentation TEST 1 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-115/ D3-MO25	Accrédité

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	D DIMERES	Sang et dérivés	Immuno-Turbidimétrique STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	VEN-IT-121/ D3-MO41	Accrédité (chgt automate / réactif le 23/12/2023)
Cerballiance Vendée - Site de Challans	FIBRINOGENE	Sang et dérivés	Méthode Chronométrique STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	VEN-IT-121/ D3-MO41	Accrédité (chgt automate / réactif le 11/12/2023)
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR (TCA)	Sang et dérivés	Méthode Chronométrique STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	VEN-IT-121/ D3-MO41	Accrédité (chgt automate / réactif le 11/12/2023)
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TP/INR - Détermination du temps de Quick	Sang et dérivés	Méthode Chronométrique STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	VEN-IT-121/ D3-MO41	Accrédité (chgt automate / réactif le 11/12/2023)

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HEPATITE B : AC ANTIHBC TOTAUX	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HEPATITE B : AC ANTIHBS	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HEPATITE B : AG HBS	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	HEPATITE C : AC ANTI-VHC	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité, changement réactif le 21/02/2023
Cerballiance Vendée - Site de Challans	RUBEOLE : IG TOTALES	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TOXOPLASMOSE IGG	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité
Cerballiance Vendée - Site de Challans	TOXOPLASMOSE IGM	Sang et dérivés	Méthode immunoenzymatique- chimiluminescence DXI 800 (BECKMAN COULTER)	VEN-IT-116/ D3-MO30	Accrédité

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	Diagnostic Biologique du PALUDISME	Sang et dérivés	Test immunochromatographique Test unitaire simple	VEN-IT-125/ D4-MO15	Accrédité

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cerballiance Vendée - Site de Challans	Diagnostic biologique du PALUDISME	Sang et dérivés	Examen morphologique microscopique (Frottis / Goutte épaisse)	VEN-IT-125/ D4-MO15	Accrédité