



Portée détaillée v.9 de l'attestation N° 8-3948

Detailed scope v.9 of the attestation N° 8-3948

Date de publication / Publish date: 09/01/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SEL DI DIR AD LAB ANAL BIOL MED AYMAR RIVE GAUCHE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	ACIDE URIQUE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Uricase, peroxydase-chromogène avec ascorbate oxydase Spectrorélectométrie à 670 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-026-04	
Laboratoire de la Bibliothèque	ALAT	SERUM	Automate VITROS 350de ORTHO DIAGNOSTICS ALT (pyridoxal-5-phosphate) + NADH Spectrorélectométrie à 340 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-056-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	ALBUMINE	SERUM	Automate VITROS 350 ORTHO DIAGNOSTICS Vert de bromocrésol (BCG) Spectrorélectométrie à 630 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-027-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	AMYLASE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Dosage enzymatique en deux points	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-037-02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	ASAT	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS AST (pyridoxal-5-phosphate) + Peroxydase Spectrorélectométrie à 670 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-048-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	BILIRUBINE CONJUGUEE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Dans la couche de réactif, la bilirubine conjuguée se lie à un mordant cationique. Spectrorélectométrie à 400/460 nm	BIOC6-EXT-003-02 BIOC8-EXT-018-02 BIOC8-EXT-064-01 BIOC8-EXT-065-01	
Laboratoire de la Bibliothèque	BILIRUBINE TOTALE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Dans la couche de réactif, les Bu et Bc se lient à un mordant cationique. Spectrorélectométrie à 400/460 nm	BIOC6-EXT-003-02 BIOC8-EXT-040-02 BIOC8-EXT-039-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	CALCIUM	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Arsenazo III Spectrorélectométrie à 680 nm	DBIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-016-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	CHLORE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Potentiométrie directe Electodes spécifiques	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-049-05	
Laboratoire de la Bibliothèque	CHOLESTEROL	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Cholestérol-ester-hydrolase, cholestérol- oxydase, peroxydase, chromogène phénolique) Spectrorélectométrie à 540 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-020-02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	CPK	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS CK-NAC-Mg++ peroxydase Spectrorélectométrie à 670 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-050-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	CREATININE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Enzymatique :créatinine amidohydrolase, sarcosine Spectrorélectométrie cinétique 2 points à 670 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-032-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	CRP	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Dosage immunoenzymatique Support : microbilles de polystyrène polymère	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-033-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	ESTRADIOL	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-045-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	FERRITINE	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-079-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	FOLATE	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-054-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	FSH	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-068-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	FT3	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-043-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	FT4	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-060-02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	GGT	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS L-γ-glutamyl-p-nitroanilide + Glycylglycine Spectrorélectrométrie à 400 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-041-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	GLUCOSE	PLASMA	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Glucose oxydase GOD-POD Spectrorélectrométrie à 540 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-021-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	HCG	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-072-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	HDL CHOLESTEROL	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS PTA/MgCl ₂ , Emulgen B-66 cholestérol-ester-hydrolase, cholestérol- oxydase, peroxydas Spectrorélectrométrie à 670 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-031-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	LDH	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS pyruvate + NADH + H ⁺ Spectrorélectrométrie à 340 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-046-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	LH	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-067-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	LIPASE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Test de coloration cinétique (Imamura)	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-044-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	MAGNESIUM	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Test de coloration directe au bleu de xylidyle	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-024-02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	PHOSPHATASES ALCALINES	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Phosphate de p-nitrophényle Spectroréfectométrie à 400 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-053-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	PHOSPHORE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Molybdate d'ammonium Spectroréfectométrie à 670 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-017-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	POTASSIUM	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Potentiométrie directe Electodes spécifiques	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-038-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	PROGESTERONE	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-047-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	PROLACTINE	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-071-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	PROTEINES TOTALES	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Biuret Spectroréfectométrie à 680 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-047-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	PSA L	SERUM4	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-137-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	PSA T	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-087-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	PTH	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-123-02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	RESERVE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Spectrorélectométrie	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-042-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	SODIUM	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Potentiométrie directe Electodes spécifiques	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-045-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	TESTOSTERONE	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-041-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	TRIGLYCERIDES	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Technique enzymatique : glycérol-phosphate oxydase (PAP) Spectrorélectométrie à 540 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-015-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	TROPONINE	SERUM	Automate VIDAS de BIOMERIEUX Technologie ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)	IMMU6-EXT-002-04 IMMU8-EXT-015-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	TSH	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-066-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	UREE	SERUM	Automate VITROS 350 de ORTHO DIAGNOSTICS Uréase Spectrorélectométrie à 670 nm	BIOC6-EXT-003-04 BIOC8-EXT-036-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	VITAMINE B12	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-049-02	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Formule sanguine	SANG TOTAL	Observation microscopique frottis sanguin coloré MGG	BACT8-EXT-020-01	
Laboratoire de la Bibliothèque	NFS	SANG TOTAL	Automate DHX900 BECKMAN	HEMA8-EXT-016-01 à HEMA8-EXT-026-01	Changement d'automate en date du 12/04/2023
Laboratoire de la Bibliothèque	PLAQUETTES	SANG TOTAL	Automate DHX900 BECKMAN	HEMA8-EXT-016-01 à HEMA8-EXT-026-01	Changement d'automate en date du 12/04/2023

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	DDIMERES	PLASMA	Automate COMPACT de DIAGNOSTICA STAGO Immunoturbidimétrie	SERO6-EXT-002-03 SERO8-EXT-010-01	
Laboratoire de la Bibliothèque	TCK	PLASMA	Automate COMPACT de DIAGNOSTICA STAGO Chronométrie	COAG6-EXT-002-01 COAG8-EXT-003-01	
Laboratoire de la Bibliothèque	TP / INR	PLASMA	Automate COMPACT de DIAGNOSTICA STAGO Chronométrie	COAG6-EXT-002-01 COAG8-EXT-009-01	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	RAI	PLASMA	Automate GALILEO ECHO de IMMUCOR	GROU6-EXT-002-01	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	GROUPES / PHENOTYPES	PLASMA	Automate GALILEO ECHO de IMMUCOR	GROU6-EXT-002-01	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Urines	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique -Automate VITEK 2 COMPACT	BACT6-MO-002 01 BACT6-EXT-006 -02	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires	Urines	Examen morphologique direct macro- et microscopique Comptage automatisé DXU Beckman	BACT2-EXT-010-01	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	PCR Covid	nasopharynx, salive, gorge	technique non automatisée Biosynex Ampliquick Lysis et Cfx96 Biorad	D1 2-PG-010-02	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Automate VITEK 2 COMPACT antibiogramme en milieu liquide	BACT6-EXT-006 -02	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	HBC AC	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-049-05	
Laboratoire de la Bibliothèque	HBS AC	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-134-03	Retiré par erreur. SHFORM06 en vigueur conforme
Laboratoire de la Bibliothèque	HBS AG	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-135-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	HCV AC	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-047-03	
Laboratoire de la Bibliothèque	HIV 1/2 COMBO	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU3-EXT-058-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	TOXO IGG	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-081-02	
Laboratoire de la Bibliothèque	TOXO IGM	SERUM	Automate COBAS e411 de ROCHE Technologie électrochimiluminescence « ECLIA »	IMMU6-EXT-004-01 IMMU8-EXT-082-02	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Diagnostic biologique du paludisme	Sang total	Frottis sanguin mince Test unitaire immunochromatographique	BACT8-EXT-037 -02	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	peau, phanères, liquides, muqueuses Culture fongique	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture Mise en culture manuelle , incubation, Identification macroscopique et microscopique de la culture fongique	BACT4-MO-007-02	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Diagnostic antigénique COVID	Nasopharynx, salive, gorge	Test unitaire immunochromatographique	BACT8-EXT-136-01-02	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Bibliothèque	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse	C5 3-ENR-008-31 Manuel de prélèvements	
Laboratoire de la Bibliothèque	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané et phanères pour examens microbiologiques	C5 3-ENR-008-31 Manuel de prélèvements	
Laboratoire de la Bibliothèque	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	C5 3-ENR-008-31 Manuel de prélèvements	
Laboratoire de la Bibliothèque	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, œil, oreille ...	Prélèvement pour examens microbiologiques	C5 3-ENR-008-31 Manuel de prélèvements	