



Portée détaillée v.17 de l'attestation N° 8-3989

Detailed scope v.17 of the attestation N° 8-3989

Date de publication / Publish date: 16/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

ALTILABO

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	5'NUCLEOTIDASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Hydrolyse enzymatique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) DZ123A-K de Diazyme Laboratories	Accrédité au 09/07/2019 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	5'NUCLEOTIDASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Hydrolyse enzymatique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) DZ123A-K de Diazyme Laboratories	Accrédité au 09/07/2019 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ACIDE URIQUE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Uricase/Peroxydase Siemens système Atellica1 CH	Methodes reconnues (A) Atellica CH Uric Acid (UA) Référence:11097608	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	ACIDE URIQUE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Uricase/Peroxydase Siemens système Atellica2 CH	Methodes reconnues (A) Atellica CH Uric Acid (UA) Référence:11097608	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ACIDE VALPROIQUE Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Technique EMIT (enzyme Multiplied Immunoassay Technique° Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Valproic Acid (VPA) Référence : 11097512	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ACIDE VALPROIQUE Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Technique EMIT (enzyme Multiplied Immunoassay Technique° Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Valproic Acid (VPA) Référence : 11097512	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ALAMINE AMINO TRANSFERASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) (ALTPLc) Référence :11097638	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ALAMINE AMINO TRANSFERASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) (ALTPLc) Référence :11097638	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ALBUMINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Fixation de colorant vert de bromocrésol (BCG) Siemens système Atellica1 CH	Methodes reconnues (A) Atellica CH Albumin BCP (AlbP) Référence : 11097530	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	ALBUMINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Fixation de colorant vert de bromocrésol (BCG) Siemens système Atellica2 CH	Methodes reconnues (A) Atellica CH Albumin BCP (AlbP) Référence : 11097530	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ALPHA FOETO PROTEINE AFP Type d'analyte: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum) Liquide amniotique	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) AFP (100 tests)REF 03974780	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ALPHA FOETO PROTEINE AFP Type d'analyte: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum) Liquide amniotique	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) AFP (100 tests)REF 03974780	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ANTGENE SPECIFIQUE DE PROSTATE LIBRE Type d'analyte: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) PSA libre (fPSA) Référence: 10995577	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ANTGENE SPECIFIQUE DE PROSTATE LIBRE Type d'analyte: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) PSA libre (fPSA) Référence: 10995577	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ANTGENE SPECIFIQUE DE PROSTATE Type d'analyte: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) PSA (PSA) Référence: 10995662- 10995663	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ANTGENE SPECIFIQUE DE PROSTATE Type d'analyte: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) PSA (PSA) Référence: 10995662- 10995663	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps anti-transglutaminases A	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) Ac Anti- Transglutaminase IgA D-(6.6)-DX002 v.01 /C	Accrédité au 10/07/2018. Arrêt au 20/02/2025 suite à l'arrêt de l'automate Phadia. Ajout au 04/02/2026 sur automate Liaison Diasorin. Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	APO A Type d'analyte: substrat métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie amélioré avec du polyéthylène glycol (PEG) Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Apolipoprotein A-1 (APO A1) Référence:11097625	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	APO A Type d'analyte: substrat métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie amélioré avec du polyéthylène glycol (PEG) Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Apolipoprotein A-1 (APO A1) Référence:11097625	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ASPARTATE AMINO TRANSFERASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) (ASTPLc) Référence :11097639	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ASPARTATE AMINO TRANSFERASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) (ASTPLc) Référence :11097639	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	Auto-anticorps anti-peroxydase	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues LIAISON Anti-TPO Réf. 311701 v 2016-04	Accrédité au 10/07/2018 Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Auto- anticorps anti-recepteur TSH	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) Ac Anti-recepteur TSH - R Référence D-(6.6)- DX001 v.01 /C	Accrédité au 10/07/2018. Arrêt au 20/02/2025 suite à l'arrêt de l'automate Phadia. Ajout au 04/02/2026 sur automate Liaison Diasorin. Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	Auto-anticorps anti-thyroglobuline	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Anti-Tg Réf. 311711 v 2016-10	Accrédité au 10/07/2018 Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	BETA 2 MICROGLOBULINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie améliorée au latex Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH B2- Microglobulin (B2M) Référence : 11097635	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	BETA 2 MICROGLOBULINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie améliorée au latex Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH B2- Microglobulin (B2M) Référence : 11097635	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	BILRUBINE CONJUGUEE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Oxydation vanadique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) (DBil_2) Référence : 11097532	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	BILRUBINE CONJUGUEE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Oxydation vanadique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) (DBil_2) Référence : 11097532	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	BILRUBINE TOTALE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Oxydation vanadique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) (TBil_2) Référence: 11097531	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	BILRUBINE TOTALE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Oxydation vanadique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) (TBil_2) Référence: 11097531	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CA 15-3 Type d'analytes: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM CA 15-3 (CA 15-3) Référence: 10995485- 10995486	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CA 15-3 Type d'analytes: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM CA 15-3 (CA 15-3) Référence: 10995485- 10995486	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CA 19-9 Type d'analytes: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM CA 19-9 (CA 19-9) Référence: 10995490- 10995489	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CA 19-9 Type d'analytes: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM CA 19-9 (CA 19-9) Référence: 10995490- 10995489	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CA 125 Type d'analytes: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM CA 125II (CA 125II) Référence: 10995481- 10995482	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CA 125 Type d'analytes: marqueurs tumoraux	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM CA 125II (CA 125II) Référence: 10995481- 10995482	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	Calcitonine	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Calcitonine II- Gen Réf. 310650 v 2014-08	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	CALCIUM Tpe d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Arsenazo III Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) (CA_2) Référence: 11097644	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CALCIUM Tpe d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Arsenazo III Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) (CA_2) Référence: 11097644	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CARBAMAZEPINE Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Technique EMIT (Enzyme Multipied Immunoassay Technique) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Carbamazepine (Carb) Référence : 11097515	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CARBAMAZEPINE Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Technique EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Carbamazepine (Carb) Référence : 11097515	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHLORE Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie indirecte Technologie Multisensor intégrés, mesure indirecte (IMT) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) A-LYTE Integrated Multisensor (IMT Na K Cl) Référence : 11099315	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHLORE Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie indirecte Technologie Multisensor intégrés, mesure indirecte (IMT) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) A-LYTE Integrated Multisensor (IMT Na K Cl) Référence : 11099315	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHOLESTEROL HDL Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Elimination/catalase Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH HDL Cholesterol (HDL)Référence : 11537213	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHOLESTEROL HDL Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Elimination/catalase Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH HDL Cholesterol (HDL)Référence : 11537213	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHOLESTEROL LDL Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Elimination/catalase Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH LDL Cholesterol (DLDL) 11537214	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHOLESTEROL LDL Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Elimination/catalase Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH LDL Cholesterol (DLDL) 11537214	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHOLESTEROL TOTAL Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Cholesterol_2 (Chol_2) Référence: 11097609	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CHOLESTEROL TOTAL Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Cholesterol_2 (Chol_2) Référence: 11097609	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	COMPLEMENT C3 Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Complément C3 (C3) Réf 11097624	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	COMPLEMENT C3 Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Complément C3 (C3) Réf 11097624	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	COMPLEMENT C3 Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Complément C3 (C3) réactif DIAGAM Réf C3TUR-B00/ATE	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026 2eme technique suite à rupture technique siemens 06/11/2025
ALTILABO - Site de TAULHAC	COMPLEMENT C3 Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Complément C3 (C3) réactif DIAGAM Réf C3TUR-B00/ATE	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026 2eme technique suite à rupture technique siemens 06/11/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	COMPLEMENT C4 Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens systéme Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Complement C4 (C4) Référence : 11097623	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	COMPLEMENT C4 Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens systéme Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Complement C4 (C4) Référence : 11097623	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CORTISOL Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens systéme Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Cortisol (Cor) Référence: 10995538- 10995537	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CORTISOL Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens systéme Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Cortisol (Cor) Référence: 10995538- 10995537	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CREATINE PHOSPHOKINASE CK CPK Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif NAC activé, IFCC Siemens systéme Atellica CH1	Methodes reconnues (A)	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CREATINE PHOSPHOKINASE CK CPK Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif NAC activé, IFCC Siemens systéme Atellica CH2	Methodes reconnues (A)	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CREATININE Type d'analyte: substrats-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Créatinase Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Créatine Kinase (CK_L) ref 11097640	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CREATININE Type d'analyte: substrats-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Créatinase Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Créatine Kinase (CK_L) ref 11097640	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CREATININE Type d'analyte: substrats-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine Urine (recueil sans conservateur ou sur borate)	Méthode automatisée de type quantitatif Créatinase Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Créatine Kinase (CK_L) ref 11097640	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CREATININE Type d'analyte: substrats-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine Urine (recueil sans conservateur ou sur borate)	Méthode automatisée de type quantitatif Créatinase Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Créatine Kinase (CK_L) ref 11097640	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	CRYOGLOBULINES Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode manuelle de type qualitatif turbidimétrie	Methodes reconnues (A) Recherche de cryoglobulines D4-(5.5)-INS003 v.07 /A/B/C/D	Accrédité au 01/01/2021 arrêt le 13/05/2024 suite à changement d'automate
ALTILABO - Site de TAULHAC	DIGOXINE Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré au latex Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Digoxin (Dig) Référence: 10995558- 10995557	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	DIGOXINE Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré au latex Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Digoxin (Dig) Référence: 10995558- 10995557	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ESTRADIOL Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Enhanced Estradiol (eE2) Référence: 10995561- 10995562	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	ESTRADIOL Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Enhanced Estradiol (eE2) Référence: 10995561- 10995562	Accrédité au 20/07/2017 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	Facteurs rhumatoides	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré au latex Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Rheumatoid Factor (RF) Référence : 11097618	Accrédité au 10/07/2018 changement d'automate le 13/05/2024 Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	Facteurs rhumatoides	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré au latex Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Rheumatoid Factor (RF) Référence : 11097618	Accrédité au 10/07/2018 changement d'automate le 13/05/2024 Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	FERRITINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunodosage sandwich en 2 étapes Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Ferritin (Fer) Référence: 10995569- 10995568	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	FERRITINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunodosage sandwich en 2 étapes Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Ferritin (Fer) Référence: 10995569- 10995568	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	FER Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Ferrozine Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Iron3 (Iron3) Référence : 11537211	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	FER Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Ferrozine Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Iron3 (Iron3) Référence : 11537211	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Gamma-Glutamyl Transferase (GGT_2) Référence : 11537248	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Gamma-Glutamyl Transferase (GGT_2) Référence : 11537248	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	GLUCOSE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, plasma fluoré, EDTA potassique) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Hexokinase Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Glucose Hexokinase 3 (GluH 3) Référence: 11097592	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	GLUCOSE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, plasma fluoré, EDTA potassique) Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Hexokinase Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Glucose Hexokinase 3 (GluH 3) Référence: 11097592	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	HAPTOGLOBINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Haptoglobin_2 (Hapt_2) Référence : 11537232	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	HAPTOGLOBINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Haptoglobin_2 (Hapt_2) Référence : 11537232	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	HORMONE CHORIONIQUE GONADOTROPHIQUE HCG Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) hCG totale (ThCG) réf 10995690 - 10995689	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	HORMONE CHORIONIQUE GONADOTROPHIQUE HCG Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) hCG totale (ThCG) réf 10995690 - 10995689	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	HORMONE FOLLICULOSTIMULANTE FSH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (FSH) Référence: 10995580- 10995581	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	HORMONE FOLLICULOSTIMULANTE FSH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (FSH) Référence: 10995580- 10995581	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	HORMONE LUTEINISANTE LH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Luteinizing Hormone (LH) Référence: 10995635- 10995634	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	HORMONE LUTEINISANTE LH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Luteinizing Hormone (LH) Référence: 10995635- 10995634	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES A Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Immunoglobulin A_2 (IgA_2 Référence : 11097619	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES A Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Immunoglobulin A_2 (IgA_2 Référence : 11097619	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES E TOTALES	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunodosage sandwich en 2 étapes Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Total IgE (tIgE) Référence: 10995615 – 10995614	Accrédité au 10/07/2018 Changement d'automate au 13/05/2024 Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES E TOTALES	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunodosage sandwich en 2 étapes Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Total IgE (tIgE) Référence: 10995615 – 10995614	Accrédité au 10/07/2018 Changement d'automate au 13/05/2024 Changement de ligne de portée 20/04/2026 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES E Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Total IgE (tIgE) Référence: 10995615 - 10995614	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES E Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Total IgE (tIgE) Référence: 10995615 - 10995614	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES G Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Immunoglobulin G_2 (IgG_2) Référence: 11097616	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES G Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Immunoglobulin G_2 (IgG_2) Référence: 11097616	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES M Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Immunoglobulin M_2 (IgM_2) Référence : 11097620	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOGLOBULINES M Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Immunoglobulin M_2 (IgM_2) Référence : 11097620	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	INSULINE	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum ou de plasma humain sur EDTA)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique , immunoluminométrie. Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON ® Insulin ([REF] 310360)	Ajout au10/04/25
ALTILABO - Site de TAULHAC	LACTATE DESHYDROGENASE LDH Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Pyruvate/Nicotinamide adénine dinucléotide sous sa forme réduite (NADH) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Lactate Dehydrogenase L-P (LDLP) Référence: 11097594	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	LACTATE DESHYDROGENASE LDH Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Pyruvate/Nicotinamide adénine dinucléotide sous sa forme réduite (NADH) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Lactate Dehydrogenase L-P (LDLP) Référence: 11097594	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	LIPASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Taux colorimétrique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Lipase (Lip) Référence: 11097606	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	LIPASE Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Taux colorimétrique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Lipase (Lip) Référence: 11097606	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	LITHIUM Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Lithium_2 (LITH_2) Référence: 11532401	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	LITHIUM Détermination de la concentration de médicaments	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Lithium_2 (LITH_2) Référence: 11532401	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	MAGNESIUM Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Bleu de xylidyl Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Magnesium (Mg) Référence: 11097612	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	MAGNESIUM Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Bleu de xylidyl Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Magnesium (Mg) Référence: 11097612	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	MICRO ALBUMINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine urines (échantillon ou recueil sur 24h00, recueil sans conservateur ou sur borate)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Microalbumin_2 (μALB_2) Référence : 11097610	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	MICRO ALBUMINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine urines (échantillon ou recueil sur 24h00, recueil sans conservateur ou sur borate)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Microalbumin_2 (μALB_2) Référence : 11097610	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	NT-proBNP PBNP Type d'analyte: Peptide natriurétique	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM NT-proBNP (PBNP) Référence: 11200588 11200589	Accrédité au 10/07/2018 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026Arrêt le 25/09/25 suite à changement de réactif

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	NT-proBNP PBNP Type d'analyte: Peptide natriurétique	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM NT-proBNP (PBNP) Référence: 11200588 11200589	Accrédité au 10/07/2018 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026Arrêt le 25/09/25 suite à changement de réactif
ALTILABO - Site de TAULHAC	NT-proBNP PBNP Type d'analyte: Peptide natriurétique	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM NT-proBNP II (PBNP II) Référence: 11203761 11203762	Accrédité au 10/07/2018 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026changement de réactif le 25/09/25
ALTILABO - Site de TAULHAC	NT-proBNP PBNP Type d'analyte: Peptide natriurétique	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM NT-proBNP II (PBNP II) Référence: 11203761 11203762	Accrédité au 10/07/2018 Changement d'automate au 13/02/2024 Validation au 27/04/2026changement de réactif le 25/09/25
ALTILABO - Site de TAULHAC	OROSOMUCOIDE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Alpha-1- acid Glycoprotein (AAG) Référence: 11097629	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 19/04/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	OROSOMUCOIDE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Alpha-1- acid Glycoprotein (AAG) Référence: 11097629	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	PARATHORMONE INTACTE PTH 1-84 Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON 1-84 PTH Assay Réf. 45948 v 05-2016	Accrédité au 01/08/2016 arrêt le 13/05/2024 suite à changement d'automate
ALTILABO - Site de TAULHAC	PHOSPHATASES ALACALINES PAL Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica Atellica CH Alkaline Phosphatase, Concentrated Référence : 11097600	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PHOSPHATASES ALACALINES PAL Type d'analyte: enzymes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif IFCC modifié Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica Atellica CH Alkaline Phosphatase, Concentrated Référence : 11097600	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PHOSPHORE Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Acide phosphomolybdique/UV Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Inorganic Phosphorus (IP) Référence: 11097611	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PHOSPHORE Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Acide phosphomolybdique/UV Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Inorganic Phosphorus (IP) Référence: 11097611	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	POTASSIUM Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) urine	Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrie indirecte Technologie Multisensor intégrés, mesure indirecte (IMT) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) A-LYTE Integrated Multisensor (IMT Na K Cl) Référence : 11099315	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	POTASSIUM Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) urine	Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrique indirecte Technologie Multisensor intégrés, mesure indirecte (IMT) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) A-LYTE Integrated Multisensor (IMT Na K Cl) Référence : 11099315	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PREALBUMINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Prealbumin (PALb) Référence: 11537217	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PREALBUMINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Prealbumin (PALb) Référence: 11537217	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROCALCITONINE PCT	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Procalcitonine (PCT) ref 11202699	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROCALCITONINE PCT	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Procalcitonine (PCT) ref 11202699	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROGESTERONE Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Progesterone (PRGE) Référence: 10995660- 10995659	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROGESTERONE Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Progesterone (PRGE) Référence: 10995660- 10995659	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROLACTINE Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Prolactin (PRL) Référence: 10995656 - 1995655	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROLACTINE Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Prolactin (PRL) Référence: 10995656 - 1995655	Accrédité au 01/08/2016 changement automate le 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROTEINE C REACTIVE CRP Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré au latex Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH RCRP Référence : 11537223	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROTEINE C REACTIVE CRP Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique amélioré au latex Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH RCRP Référence : 11537223	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROTEINES TOTALES Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Biuret Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Total Protein_2 (TP_2) Référence :11537228	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROTEINES TOTALES Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Biuret Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Total Protein_2 (TP_2) Référence :11537228	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROTEINES TOTALES Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine Urine (recueil sans conservateur ou sur borate)	Méthode automatisée de type quantitatif Fixation d'un colorant Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP) Référence: 11097543	Accrédité au 21/02/2022 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	PROTEINES TOTALES Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine Urine (recueil sans conservateur ou sur borate)	Méthode automatisée de type quantitatif Fixation d'un colorant Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP) Référence: 11097543	Accrédité au 21/02/2022 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	RESERVE ALCALINE Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Carbon Dioxide, Concentrated (CO2_c) Référence:11097521	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	RESERVE ALCALINE Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Carbon Dioxide, Concentrated (CO2_c) Référence:11097521	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	SODIUM Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) urine	Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrique indirecte Technologie Multisensor intégrés, mesure indirecte (IMT) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) A-LYTE Integrated Multisensor (IMT Na K Cl) Référence : 11099315	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	SODIUM Type d'analyte: électrolytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) urine	Méthode automatisée de type quantitatif Potentiométrique indirecte Technologie Multisensor intégrés, mesure indirecte (IMT) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) A-LYTE Integrated Multisensor (IMT Na K Cl) Référence : 11099315	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	TESTOSTERONE Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Testosterone II (TSTII) Référence: 10995708 - 10995707	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	TESTOSTERONE Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Testosterone II (TSTII) Référence: 10995708 - 10995707	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	TETRA-IODOTHYRONINE T4L Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Thyroxine libre (FT4) Ref 10995589 ou 10995588	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	TETRA-IODOTHYRONINE T4L Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Thyroxine libre (FT4) Ref 10995589 ou 10995588	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	THI-IODOTHYRONINE T3L Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Free Triiodothyronine (FT3) Référence: 10995585 ou 10995584	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	THI-IODOTHYRONINE T3L Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Free Triiodothyronine (FT3) Référence: 10995585 ou 10995584	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	THYROGLOBULINE TG Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Tg II Gen Réf. 317220 v 2018-08	Accrédité au 09/07/2019 arrêt le 13/05/2024 suite à changement d'automate
ALTILABO - Site de TAULHAC	THYROSTIMULINE ULTRASENSIBLE TSH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (TSH3-UL) Référence: 10995703- 10995704	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024. Validation au 27/04/2026Arrêt le 24/04/25 suite à changement de réactif.

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	THYROSTIMULINE ULTRASENSIBLE TSH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens systèmeAtellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (TSH3-UL) Référence: 10995703- 10995704	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024. Validation au 27/04/2026Arret le 24/04/25 suite à changement de réactif.
ALTILABO - Site de TAULHAC	THYROSTIMULINE ULTRASENSIBLE TSH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens systèmeAtellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra II (TSH3ULII) Référence: 11208706- 11208707	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026changement réactif au 24/04/25.
ALTILABO - Site de TAULHAC	THYROSTIMULINE ULTRASENSIBLE TSH Type d'analyte: hormones	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens systèmeAtellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra II (TSH3ULII) Référence: 11208706- 11208707	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026changement réactif au 24/04/25.
ALTILABO - Site de TAULHAC	TRANSFERRINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens systémé Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Transferrin (Trf) Référence : 11097613	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	TRANSFERRINE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrique avec polyéthylène glycol (PEG) Siemens systémé Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Transferrin (Trf) Référence : 11097613	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	TRIGLYCERIDES Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif GPO, Trinder sans blanc sérum Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Triglycerides_2 (Trig_2) ref 11537222	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	TRIGLYCERIDES Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif GPO, Trinder sans blanc sérum Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Triglycerides_2 (Trig_2) ref 11537222	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	TROPONINE I HAUTE SENSIBILITE Type d'analyte: marqueurs cardiaques	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM High Sensitivity Troponin I (TnIH) Référence: 10997840- 10997841	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	TROPONINE I HAUTE SENSIBILITE Type d'analyte: marqueurs cardiaques	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM High Sensitivity Troponin I (TnIH) Référence: 10997840- 10997841	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	UREE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) urine	Méthode automatisée de type quantitatif Uréase avec glutamate déhydrogénase (GLDH) Siemens système Atellica CH1	Methodes reconnues (A) Atellica CH Urea Nitrogen (UN_c) Référence:11097593	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	UREE Type d'analyte: substrat-métabolites	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium) urine	Méthode automatisée de type quantitatif Uréase avec glutamate déhydrogénase (GLDH) Siemens système Atellica CH2	Methodes reconnues (A) Atellica CH Urea Nitrogen (UN_c) Référence:11097593	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	VITAMINE B9 FOLATES	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A)	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	VITAMINE B9 FOLATES	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2		Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	VITAMINE B12	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Vitamin B12 (VB12) Référence: 10995714- 10995715	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	VITAMINE B12	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Vitamin B12 (VB12) Référence: 10995714- 10995715	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	VITAMINE D	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica Atellica IM Vitamin D Total (VitD) Référence: 10995719- 10995720	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	VITAMINE D	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système AAtellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica Atellica IM Vitamin D Total (VitD) Référence: 10995719- 10995720	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate au 13/05/2024 Validation au 27/04/2026

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	ELECTROPHORESE DES ISOFORMES DE LA TRANSFERRINE TRANSFERRINE CARBOXY DEFICIENTE Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	Methodes reconnues (A) Capillarys CDT Réf. 2009 / 2509 Sur CAPI-1 NS 1425	Accrédité au 01/01/2021 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	ELECTROPHORESE DES ISOFORMES DE LA TRANSFERRINE TRANSFERRINE CARBOXY DEFICIENTE Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	Methodes reconnues (A) Capillarys CDT Réf. 2009 / 2509 Sur CAPI-2 NS 1426	Accrédité au 01/01/2021 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES ALBUMINE, ALPHA 1 GLOBULINE, ALPHA 2 GLOBULINE, BETA 1 GLOBULINE, BETA 2 GLOBULINE, GAMMA GLOBULINE Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	"Methodes reconnues (A) Capillarys Proetines 6 Réf. 2003 / 2503 Sur CAPI-1 NS 1425"	Accrédité au 01/08/2016 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES ALBUMINE, ALPHA 1 GLOBULINE, ALPHA 2 GLOBULINE, BETA 1 GLOBULINE, BETA 2 GLOBULINE, GAMMA GLOBULINE Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	Methodes reconnues (A) Capillarys Proetines 6 Réf. 2003/ 2503 Sur CAPI-2 NS 1426	Accrédité au 01/08/2016 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	HEMOGLOBINE GLYQUEE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquides biologiques sang et dérivés (Sang total sur EDTA, sang total sur héparine de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	Methodes reconnues (A) Capillarys HbA1c Réf. 2015 / 2515 Sur CAPI-1 NS 1425	Accrédité au 01/08/2016 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	HEMOGLOBINE GLYQUEE Type d'analyte: protéines (Immunoglobulines, complément, HbA1c, Péptides, ...)	Liquides biologiques sang et dérivés (Sang total sur EDTA, sang total sur héparine de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	Methodes reconnues (A) Capillarys HbA1c Réf. 2015 / 2515 Sur CAPI-2 NS 1426	Accrédité au 01/08/2016 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOFIXATION DES PROTEINES SERIQUES Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Méthode automatisée de type qualitatif Méthode Immunofixation Sébia Hydrasys 2 Scan Focusing Sébia Assist	Methodes reconnues (A) Hydrasys: Hydragel 9 IF Réf. 4309 v 12/2018	Accrédité au 01/01/2021
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOFIXATION DES PROTEINES URINAIRES Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine Urines	Méthode automatisée de type qualitatif Méthode Immunofixation Sébia Hydrasys 2 Scan Focusing Sébia Assist	Methodes reconnues (A) Hydrasys: Hydragel Bences Jones Réf. 4322-4324 v 12- 2018	Accrédité au 01/01/2021
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOTYPAGE DES PROTEINES SERIQUES Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	Methodes reconnues (A) Capillarys Immunotyping Réf. 2100 / 2600 Sur CAPI-1 NS 1425	Accrédité au 01/08/2016 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	IMMUNOTYPAGE DES PROTEINES SERIQUES Type d'analyte: proteines (immunoglobulines, compléménét, HbA1c, peptides, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum)	Méthode automatisée de type quantitatif Méthode capillaire Sébia capillarys 3 TERA log 9.3 host 6.2.4	Methodes reconnues (A) Capillarys Immunotyping Réf. 2100 / 2600 Sur CAPI-2 NS 1426	Accrédité au 01/08/2016 Remplacement automate Capi Flex 2 par Capillarys 3 TERA en juin 2021 Validation au 27/11/2023

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	BANDELETTES URINAIRES (dépistage : cétones, densité, sang, pH, nitrites)	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Urines	Méthode manuelle de type qualitatif Chimie sèche	Technique manuelle (SERVIBIO-Uricheck 10)	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Cotinine	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Urines	Méthode manuelle de type qualitatif Chimie sèche	Technique manuelle (SERVIBIO DCT-102 Cotinine cassette test rapide v02-2022)	Ajout au 13/06/2022
ALTILABO - Site de TAULHAC	Multigroques urinaires (Amphétamine -AMP, Cocaine-COC, Méthamphétamine-MET500, Morphine/Opiacés-MOR/OPI300, Marijuana/Hashish-THC, Extasie-XTC)	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Urines	Méthode manuelle de type qualitatif Chimie sèche	Technique manuelle Cassette de test rapide multidroque Référence fournisseur : DOA-165	Accrédité au 01/01/2021 Changement de réactif au 05/02/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	SANG DANS LES SELLES	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : selles	Méthode manuelle de type qualitatif Test immunochromatographique	Technique manuelle (ALLTEST TFO-602-60)	Accrédité le 10/07/2018. Changement de technique le 16/08/25.

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	CRP	Sang total	Immunodosage /AQT Flex	CRP Test Kit Réf 942-936 D4-(5.5)-DX560 v.01 /C	EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	Créatinine	Sang total	Ampérométrie/ EPOC	Réf: 10736515 epoc BGEM test cards BUN& TCO2 25tests	EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023 Remplacement automate ABL90 par EPOC Siemens le 30/01/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	DDIMERES	Sang total	Immunodosage /AQT Flex	D-dimer Test Kit Réf 942-915 D4-(5.5)-DX559 v.01 /C	EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	Hematocrite	Sang total	Conductimétrie/ EPOC	Réf: 10736515 epoc BGEM test cards BUN& TCO2 25tests	Ajout 30/01/2024 pour calcul de l'hémoglobine EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023 Remplacement automate ABL90 par EPOC Siemens le 30/01/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	Hemoglobine totale	Sang total	Calcul à partir de l'hematocrite	Réf: 10736515 epoc BGEM test cards BUN& TCO2 25tests	EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023 Remplacement automate ABL90 par EPOC Siemens le 30/01/2024

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	Potassium	Sang total	Potentiométrie/EPOC	Réf: 10736515 epoc BGEM test cards BUN& TCO2 25tests	EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023 Remplacement automate ABL90 par EPOC Siemens le 30/01/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	Sodium	Sang total	Potentiométrie/EPOC	Réf: 10736515 epoc BGEM test cards BUN& TCO2 25tests	EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023 Remplacement automate ABL90 par EPOC Siemens le 30/01/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	CMSI43 Clinique Bon secours	CMSI 43 Clinique Bon secours	Troponine	Sang total	Immunodosage /AQT Flex	TnI Test Kit Réf 942-903 D4-(5.5)-DX562 v.01 /C	EMBD Extension BB06 (A) accrédité 27/11/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CCMH	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Calcul SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Formule leucocytaire 5 populations:neutrophiles, lymphocytes, monocytes, basophiles, éosinophiles avec détection et quantification des myélémies et cellules anormales	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Microscopie, méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) D3-(5.5)-PR004 v.03 /B/C Coloration de MGG - Aérospray Hématologie	Accrédité au 01/01/2021
ALTILABO - Site de TAULHAC	Formule leucocytaire 5 populations:neutrophiles, lymphocytes, monocytes, basophiles, éosinophiles avec détection et quantification des myélémies et cellules anormales	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Diffraction en cytométrie de flux et fluorescence SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Formule leucocytaire 5 populations:neutrophiles, lymphocytes, monocytes, basophiles, éosinophiles avec détection et quantification des myélémies et cellules anormales	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Microscopie, méthode automatisée DM1200	Méthodes reconnues (A) D3-(5.5)-PR004 v.03 /B/C Coloration de MGG - Aérospray Hématologie DM1200 DO-0698 28/02/2022	Ajout 21/09/2022 Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Hématocrite	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Méthode cumulative des impulsions électriques rapportées au volume fixe calibré SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	IDR	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Calcul SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Mesure de l'hémoglobine	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	photométrie SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Numération des globules blanc	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Diffraction en cytométrie de flux SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Numération des réticulocytes	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Marquage ARN automatisé SYSMEX XN 2000 RET SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser 90411414 - Fluorocell- WPC ref CD 994-563 - Fluorocell-WNR ref CP 066-715 - Fluorocell- WDF ref CV 377-552 - Fluorocell-RET ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Numération globules rouges	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	impédance SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Numération plaquettaire	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Impédance SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser 90411414 - Fluorocell- WPC ref CD 994-563 - Fluorocell-WNR ref CP 066-715 - Fluorocell- WDF ref CV 377-552 - Fluorocell-RET ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Numération plaquettaire	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Diffraction en cytométrie de flux et fluorescence SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser 90411414 - Fluorocell- WPC ref CD 994-563 - Fluorocell-WNR ref CP 066-715 - Fluorocell- WDF ref CV 377-552 - Fluorocell-RET ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	VGM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Calcul SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	VPM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Calcul SYSMEX XN 2000 RET v00-22 automatisée	Méthodes reconnues (A) - Sulfolyser (10_2012) 90411414 - Fluorocell-WPC (03_2014) ref CD 994- 563 - Fluorocell-WNR (03_2014) ref CP 066- 715 - Fluorocell-WDF (03_2014) ref CV 377- 552 - Fluorocell-RET (03_2014) ref BN 337547	Accrédité au 01/08/2016 Changement d'automate 25/05/2021 (même modèle et n° de série différent XNL1 46261 et XNR246260) Validation au 27/11/2023

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Vitesse de sédimentation Technique d'agrégation des globules rouges (Vitesse de sédimentation, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Photométrie capillaire pour mesure cinétique sédimentation ALIFAX (test 1H) de Beckman-Coulter	Méthodes reconnues (A) D3-(5.3)-DX158 v.01 /C ALIFAX TEST H 1L	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Vitesse de sédimentation Technique d'agrégation des globules rouges (Vitesse de sédimentation, ...)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total EDTA)	Westergren en 60 minutes VT-72 de Vision et Génie Automatique	Méthodes reconnues (A) D3-(5.3)-DX030 v.05/C VT-72	Accrédité au 09/07/2019

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CryoFibrinogène	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Dade® Réactif Thrombine Réf. B4233-27 v 03	Il s'agit de la technique Fibrinogène déjà accréditée, seule différence étant le préanalytique.
ALTILABO - Site de TAULHAC	D Dimères	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) INNOVANCE® D-Dimer Réf. OPBP075 v 06	Accrédité au 20/07/2017 Nouveau protocole au 09/04/2019 Validation au 09/07/2019
ALTILABO - Site de TAULHAC	Fibrinogène	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Dade® Réactif Thrombine Réf. B4233-27 v 03	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	INR	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Thromborel S Réf. OUHP495 V 08	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	INR étendu	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Thromborel S Réf. OUHP495 V 08	Accrédité au 20/07/2017

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	TCK	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Actin FS Réf. B4218-20 v 03	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Temps de Céphaline Activée	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Pathromtin SL Ref. OQGS295 V 07 CaCl2 Réf. ORHO375 V 03	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Temps de Céphaline Activée avec réactif sensibilisé	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Actin FSL Réf. B4219-1 v 06	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Temps de Quick	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Temps de Quick étendu	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Methodes reconnues (A) Thromborel S Réf. OUHP495 V 08	Accrédité au 20/07/2017

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	TP	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine : sang et dérivés (plasma sur citrate trisodique à 0.109M 1vol de citrate pour 9 volumes de sang)	Méthode automatisée de type quantitatif CS 5100/CS 2500	Méthodes reconnues (A) Thromborel S Réf. OUHP495 V 08	Accrédité au 20/07/2017

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Groupages sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type qualitatif ORTHO VISION Analyzer	Methodes reconnues (A) Cassette groupage ABO-DD Réf.707119 v 12-2015 Cassette Rh/K Réf. 707250 v 12-2015 Cassette C,E,c,e,K,Control Réf. 707250 / 707280 v 12-2015 Hématies de Simonen Affirmagen 2 (A1,B) Réf. 707930 v 10-2015	Accrédité au 20/07/2017

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps irréguliers	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type qualitatif ORTHO VISION Analyzer	Méthodes reconnues (A) Hématies de dépistage Surgiscreen 0.8% Réf. 719102 v 10-2015	Accrédité au 20/07/2017

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (Sang total sur EDTA)	Méthode automatisée de type qualitatif ORTHO VISION Analyzer	Methodes reconnues (A) D4-(5.5)-PR007 v.02 /C Test de Coombs Direct D4-(5.5)-DX347 v.01 /C Coombs Direct Fiche Technique : DC- Screening II D4-(5.5)-DX218 v.01 /C VISION - Fiche Technique : Biovue AHG 100 cassettes (Coombs) D4-(5.5)-DX348 v.01 /C Coombs Direct Fiche Technique : ID-Diluent 2	Accrédité au 10/07/2018

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps de l'antigène de surface de l'hépatite B	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Anti- Hepatitis B surface Antigen 2 (aHBs2) Référence: 10995453	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps de l'antigène de surface de l'hépatite B	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Anti- Hepatitis B surface Antigen 2 (aHBs2) Référence: 10995453	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps IgG de l'hépatite C	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis C (aHCV) Référence: 10995456	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps IgG de l'hépatite C	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis C (aHCV) Référence: 10995456	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps IgG de la rubéole	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Rubella IgG (Rub G) Référence: 10995670	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps IgG de la rubéole	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Rubella IgG (Rub G) Référence: 10995670	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps IgM de l'hépatite A	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis A IgM (aHAVM)) Référence: 10995444	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps IgM de l'hépatite A	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis A IgM (aHAVM)) Référence: 10995444	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps totaux de l'hépatite A	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis A Total (aHAVT) Référence: 10995446	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Anticorps totaux de l'hépatite A	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis A Total (aHAVT) Référence: 10995446	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Antigène de surface du virus de l'hépatite B	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II (HBsII) Référence: 10995604	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Antigène de surface du virus de l'hépatite B	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II (HBsII) Référence: 10995604	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Chlamydiae trachomatis IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Chlamydiae trachomatis IgG D4-(5.5)-DX486 v.01 /C	Accrédité au 09/07/2019
ALTILABO - Site de TAULHAC	Cytomégalovirus - CMV IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON CMV IgG II Réf. 310745 vev	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Cytomégalovirus - CMV IgM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON CMV IgM II Réf. 310755 vev	Accrédité au 20/07/2017

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Lyme - Borréliose IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Borrelia IgG Réf. 310880 vev	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Lyme - Borréliose IgG Blot	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium)	Méthode automatisée de type qualitatif Immunoblot Euroimmun système Euroblotmaster	Methodes reconnues (A) EUROLINE Blot Borrelia IgG D4-(5.5)-DX016 vev	Accrédité au 21/02/2022
ALTILABO - Site de TAULHAC	Lyme - Borréliose IgM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Borrelia IgM II Réf. 310010 vev	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Lyme - Borréliose IgM Blot	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type qualitatif Immunoblot Euroimmun système Euroblotmaster	Methodes reconnues (A) EUROLINE Blot Borrelia IgM D4-(5.5)-DX017 vev /C	Accrédité au 21/02/2022
ALTILABO - Site de TAULHAC	Rougeole IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Rougeole IgG D4-(5.5)-DX435 v.01 /C	Accrédité au 09/07/2019

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	SARS-CoV-2 IgG TrimericS	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) SARS-CoV-2 LIAISON ® SARS-coV-2 Trimerics IgG (Ref 311510) D4-(5.5)-DX573 v.01 /C	Accrédité au 21/02/2022 Arret 31/01/2026
ALTILABO - Site de TAULHAC	Syphilis (dépistage)	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) Syphilis (SYPH) Réf. 10492493 v F	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Test HIV	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens systèmeAtellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (CHIV) Référence: 10995527	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Test HIV	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens systèmeAtellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (CHIV) Référence: 10995527	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Toxoplasmose anticorps IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Toxo IgG II Réf. 310780 v 04 2016- 06	Accrédité au 10/07/2018

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Toxoplasmose anticorps IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Toxoplasma IgG (Toxo G) Référence: 10995699	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Toxoplasmose anticorps IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Toxoplasma IgG (Toxo G) Référence: 10995699	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Toxoplasmose anticorps IgM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON Toxo IgM Réf. 310710 vev	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Toxoplasmose anticorps IgM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM1	Methodes reconnues (A) Atellica IM Toxoplasma IgM (Toxo M) Référence: 10995701	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Toxoplasmose anticorps IgM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence directe Siemens système Atellica IM2	Methodes reconnues (A) Atellica IM Toxoplasma IgM (Toxo M) Référence: 10995701	Accrédité au 20/07/2017 changement d'automate au 13/05/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	Virus Epstein-Barr (EBV) EBNA IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON EBNA IgG Réf. 310520 vev	Accrédité au 20/07/2017

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Virus Epstein-Barr (EBV) EBV IgM	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON EBV IgM Réf. 310500 vev	Accrédité au 20/07/2017
ALTILABO - Site de TAULHAC	Virus Epstein-Barr (EBV) VCA IgG	Liquide(s) biologique(s) d'origine humaine sang et dérivés (sérum, plasma sur héparinate de lithium, EDTA potassique)	Méthode automatisée de type quantitatif Test immunologique, chimiluminescence Diasorin système Liaison XL	Methodes reconnues (A) LIAISON VCA IgG Réf. 310510 vev	Accrédité au 20/07/2017

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	MNI test	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Sérum	Méthode manuelle de type qualitatif Test immunochromatographique	Technique manuelle ALLTEST REF IMO-402	Accrédité au 21/02/2022 changement de technique le 12/02/2026 (erreur d'inscription de portée MG01 au lieu de MG03)
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche Adénovirus- Rotavirus (Recherche et identification de virus spécifiques)	Échantillons biologiques d'origine humaine Selles	Méthode de type qualitatif - Immunochromatographie,	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO037 v.03 /C Recherche de Rotavirus Adenovirus D4-(5.5)-DX438 v.06 /C ADENO-ROTA VIRUS COLOR	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche Norovirus (Recherche et identification de virus spécifiques)	Échantillons biologiques d'origine humaine Selles	Méthode de type qualitatif - Immunochromatographie,	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO047 v.01 /C : Détection de Norovirus D4-(5.5)-DX473 v.01 /C NORO COLOR	Accrédité au 10/07/2018

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	PCR multiplex pour la détection Shigella spp./Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxine B, Aeromonas spp. et Salmonella spp. dans les selles humaines	Échantillons biologiques d'origine humaine Selles	PCR STARLET / BIORAD CFX96	Méthodes reconnues (A) D1-(7.3)-DX184 v.02 /C	Ajout 02/01/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	PCR SARS COV-2, Grippe A et B, VRS Dépistage	Nasopharyngé/ Salivaire / Respiratoire	PCR STARLET / BIORAD CFX96	Méthodes reconnues (A) STARMAG Universal Extraction Kit réf 744300. Seegene Allplex SARS- CoV-2, FluA/FluB/RSV assay réf RV10259X PCR STARLET- FT réactif COVID/ GRIPPE/ VRS D4-(5.5)-DX652 vev /C	Ajout 30/03/2023

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	CYTOLOGIE URINAIRE (leucocytes globules rouges éléments bactériens, levures, cristaux...) Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : urine	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif-semi-quantitative- cytométrie en flux-Lecture optique - Analyse d'image - Appareil UF1500-SYSMEX	Méthodes reconnues (A) D4-(7.3)-MO067 v.02 /C	Accrédité au 01/08/2016 changement d'automate le 16/02/2024
ALTILABO - Site de TAULHAC	EXAMEN DIRECT Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : urine, génital (vaginal, sperme, col, urètre), selles, sécrétions broncho-pulmonaires (LBA, ...), salive, sang et dérivés, , échantillons cutanés ou muqueux, phanères, échantillons ORL, échantillons oculaires, pus, autres liquides (liquides de ponction, d'articulation, gastrique, paracentèse, ...), tissus (ganglion, rate, ...), cellules, os, biopsies, pièces opératoires Dispositifs implantables : cathéter, drains, chambres, liquide de rinçage, autres dispositifs médicaux	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Examen direct microscopique, avec ou sans préparation Microscope optique Appréciation quantitative	Méthodes reconnues (A) Tous les examens sont regroupés dans le document : Procédures opératoires en Bactériologie D4-(5.5)- PR001 v.07 /C	Accrédité au 01/08/2016
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche, identification et numération de parasites Examen parasitologique cutané : recherche de gale	Échantillons biologiques d'origine humaine : Cutané	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Examen visuel et au microscope	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-INS002 v.03 /A/B/C/D : Recherche de GALE	Accrédité au 10/07/2018

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche, identification et numération de parasites Examen parasitologique cutané : recherche de leishmanies	Échantillons biologiques d'origine humaine : Cutané	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Examen visuel et au microscope	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-INS020 v.03 /C : Recherche de leishmaniose cutanée	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche, identification et numération de parasites Examen parasitologique urines	Échantillons biologiques d'origine humaine : Urines	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Examen visuel et au microscope	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-INS022 v.03 /C : Recherche de Bilharzies dans les urines	Accrédité au 10/07/2018

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche et identification de levures EXAMEN DIRECT	Échantillon fongique Échantillons biologiques d'origine humaine : Urine, génital (vaginal, sperme, col, urètre), selles, sécrétions broncho-pulmonaires (LBA, ...), salive, sang et dérivés, échantillons cutanés ou muqueux, phanères, échantillons ORL, échantillons oculaires, pus, autres liquides (liquides de ponction, d'articulation, gastrique, paracentèse, ...), tissus (ganglion, rate, ...), cellules, os, biopsies, pièces opératoires Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...) Culture fongique	Méthode de type qualitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Microscope optique Appréciation quantitative	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO013 v.04 /C : Coloration au bleu lactophénol D4-(5.5)- DX461 v.03 /C BAC - BLEU DE LACTOPHENOL : Fiche Technique	Accrédité au 10/07/2018

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	RECHERCHE ET IDENTIFICATION MORPHOLOGIQUE DE GERMES BACTERIENS ET DE CELLULES	Échantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : urine, génital (vaginal, sperme, col, urètre), selles, sécrétions broncho-pulmonaires (LBA, ...), salive, sang et dérivés, échantillons cutanés ou muqueux, phanères, échantillons ORL, échantillons oculaires, pus, autres liquides (liquides de ponction, d'articulation, gastrique, paracentèse, ...), tissus (ganglion, rate, ...), cellules, os, biopsies (*) Dispositifs implantables : cathéter, drains, chambres, liquide de rinçage, autres dispositifs médicaux Culture bactérienne	Méthode manuelle de type qualitatif Examen microscopique, avant et/ou après culture et coloration GRAM Colorateur Aerospray ELITECH Coloration de GRAM automatisée	Méthodes reconnues (A) Tous les examens sont regroupés dans le document : Procédures opératoires en Bactériologie D4-(5.5)- PR001 v.07 /C Méthodes reconnues (A)	Accrédité au 01/08/2016

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche de germes bactériens Hémocultures	Échantillons biologiques d'origine humaine : Sang total	Méthode automatisé système Bactec BD	Méthodes reconnues (A) Examen bactériologique d'un prélèvement de Sang (Hémocultures) D4-(5.5)-MO017 vev /C	Ajout 13/03/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche de germes fongiques Hémocultures	Échantillons biologiques d'origine humaine : Sang total	Méthode automatisé système Bactec BD	Méthodes reconnues (A) Examen bactériologique d'un prélèvement de Sang (Hémocultures) D4-(5.5)-MO017 vev /C	Ajout 13/03/2023

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux Cultures mycologiques	Échantillon fongique Échantillons biologiques d'origine humaine : Urine, génital (vaginal, sperme, col, urètre), selles, sécrétions broncho-pulmonaires (LBA, ...), salive, sang et dérivés, échantillons cutanés ou muqueux, phanères, échantillons ORL, échantillons oculaires, pus, autres liquides (liquides de ponction, d'articulation, gastrique, paracentèse, ...), tissus (ganglion, rate, ...), cellules, os, biopsies, pièces opératoires Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...) Culture fongique	Méthode de type qualitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Cultures sur milieux spécifiques	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO033 v.05 /C BAC - SABOURAUD CHLORAMPHENICOL ACTIDIONE sur ongle, squames, poils, cheveux ... : D4-(5.5)-DX402 v.02 /C BAC - Sabouraud Chloramphénicol Actidione : Fiche Technique D4-(5.5)-MO032 v.05 /C BAC - SABOURAUD GENTAMICINE CHLORAMPHENICOL D4-(5.5)-DX403 v.02 /C BAC - Sabouraud Gentamicine Chloramph.2 : Fiche Technique	Accrédité au 10/07/2018

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Optochine Test complémentaire d'identification	Culture bactérienne	Méthode de type qualitatif Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques, après incubation Technique manuelle	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO008 v.09 /C Test à l'optochine D4-(5.5)-DX382 v.02 /C BAC - Test à l'Optochine : Fiche Technique	Accrédité au 09/07/2019
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche et identification du genre et/ou de l'espèce bactérienne Identification bactérienne	Culture bactérienne	Méthode automatisée de type qualitatif Caractérisation du profil protéique obtenu par spectrométrie de masse BRUKER Sirius one	Méthodes reconnues (A) Identification des micro-organismes par spectrométrie de masse sirius one bruker (hors champignons filamenteux) D4-(5.5)-INS002 vev /B/C	Ajout au 25/01/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche et identification du genre et/ou de l'espèce fongique Identification des levures	Culture fongique	Méthode automatisée de type qualitatif Caractérisation du profil protéique obtenu par spectrométrie de masse BRUKER Sirius one	Méthodes reconnues (A) Identification des micro-organismes par spectrométrie de masse sirius one bruker (hors champignons filamenteux) D4-(5.5)-INS002 vev /B/C	Ajout au 25/01/2023

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Détermination des CMI par technique de microdilution Antibiogramme Teicoplanine Vancomycine Staphylococcus, Enterococcus	Culture bactérienne	Méthode de type quantitative Technique manuelle	Méthodes reconnues (A) -BAC Détermination des CMI de la Teicoplanine et Vancomycine par microdilution en milieu liquide D4-(5.5)-MO062 vev /C -BAC - Biocentric UMIC Vancomycine- Teicoplanine : Fiche Technique D4-(5.5)-DX668 vev /C Biocentric	Ajout 13/03/2023
ALTILABO - Site de TAULHAC	Germes divers : Antibiogrammes Recherche de BLSE	Culture bactérienne	Méthode manuelle de type semi-quantitatif Méthode de diffusion en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation ORION	Méthodes reconnues (A) Panels de disques antibiotiques établis selon les espèces bactériennes -Détermination de la sensibilité des micro- organismes aux anti- infectieux D4-(5.5)-MO004 vev /B/C -Recherche d'une Béta- Lactamase à Spectre Etendu (BLSE) D4-(5.5)-MO041 vev /C	Ajout 13/03/2023

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche de Carbapénèmase Test de mécanisme de résistance	Culture bactérienne	Méthode de type qualitatif Détection des mécanismes de résistance Caractérisation colorimétrique Technique manuelle	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO043 v.02 /C RAPIDEC - Détection des bacilles à Gram négatif producteurs de carbapénèmase D4-(5.5)-DX449 v.04 /C BAC - Rapidec CARBA NP : Fiche Technique	Accrédité au 09/07/2019
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche de Céfinase Test complémentaire pour antibiogramme	Culture bactérienne	Méthode de type qualitatif Technique manuelle	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO011 v.07 /C Détection de la Bétalactamase par disque Céfinase D4-(5.5)-DX412 v.04 /C BAC - MASTDISCS ID Nitrocéfine : Fiche Technique	Accrédité au 21/02/2022

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche, identification et numération de parasites Recherche de paludisme par détection d'antigène	Échantillons biologiques d'origine humaine : Sang total sur EDTA Sang capillaire	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Test immunochromatographique	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-DX001 v.05 /B/C/D - Recherche de paludisme : Fiche technique Palutop +4 Optima	Accrédité au 10/07/2018 Changement de réactif juillet 2019
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche, identification et numération de parasites Recherche de paludisme sur frottis sanguin	Échantillons biologiques d'origine humaine : Sang total sur EDTA Sang capillaire	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Recherche sur frottis sanguin	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-DX001 v.03 /B/C/D - Recherche de paludisme D4-(5.5)-MO035 v.04 /A/B : Parasites sanguins	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche, identification et numération de parasites Recherche de paludisme sur goutte épaisse	Échantillons biologiques d'origine humaine : Sang total sur EDTA Sang capillaire	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...) Recherche sur goutte épaisse	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-DX004 v.01 /B/C/D : Goutte épaisse : Fiche technique réactif KD-Color GE D4-(5.5)-MO035 v.04 /A/B : Parasites sanguins	Accrédité au 10/07/2018 Nouveau réactif juillet 2019

BM BA01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Identification E. coli K1 (Recherche et identification de toxines, d'antigènes bactériens ou d'enzymes spécifiques)	Culture bactérienne	Méthode de type qualitatif - Séro-agglutination	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO006 v.01 /C Agglutination de E. Coli K1 D4-(5.5)-DX441 v.02 /C E coli K1 réactif et contrôle : Fiche Technique	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Identification Salmonelles (Recherche et identification de toxines, d'antigènes bactériens ou d'enzymes spécifiques)	Culture bactérienne	Méthode de type qualitatif - Séro-agglutination	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO016 v.06 /C Agglutination des Salmonelles D4-(5.5)- DX439 v.02 /C Agglu salmonelles : Fiche Technique (anti Vi,Hgm,Hi,Hp,O4,5,O9, OMA,OMB)	Accrédité au 10/07/2018
ALTILABO - Site de TAULHAC	Identification Shigatoxine (Recherche et identification de toxines, d'antigènes bactériens ou d'enzymes spécifiques)	Culture bactérienne	Méthode de type qualitatif - Immunochromatographie,	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-MO021 v.03 /C Détection des Shiga toxines 1 et 2 produites par E.coli dans les échantillons de selles humaines D4- (5.5)-DX398 v.05 /C BAC - Fiche Technique Immunocard Stat ! EHEC (Shigatoxines)	Accrédité au 10/07/2018

BM BA01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de TAULHAC	Recherche PLP2a pour Stahylocoque doré (Recherche et identification de toxines, d'antigènes bactériens ou d'enzymes spécifiques)	Culture bactérienne	Méthode de type qualitatif - Immunochromatographie,	Méthodes reconnues (A) D4-(5.5)-DX455 v.04 /C BAC - PBP2a culture colony Test : Fiche Technique D4-(5.5)-MO046 v.02 /C PBP2a Staphylocoques résistants à la mécicilline gène mecA	Accrédité au 10/07/2018

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico -vaginal	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, oculaire	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de BRIVES-CHARENSAC	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13 CO 2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico -vaginal	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, oculaire	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site de MONISTROL	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13 CO 2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	- Frottis cervico -vaginal	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, oculaire	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026
ALTILABO - Site MICHELET	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13 CO 2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C	Manuel de prélèvement	Ajout le 07/10/2024 accrédité le 27/04/2026