



Portée détaillée v.3 de l'attestation N° 8-4008

Detailed scope v.3 of the attestation N° 8-4008

Date de publication / Publish date: 01/04/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SYNERGIBIO

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ANABIO	Trisomie 21 - Dépistage des MSM du 1er trimestre combiné	Serum et dérivés	TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission) - Kryptor Compact Plus THERMOFISHER	T21-ANA-MO01 T21-ANA-INS01	
SITE ANABIO	Trisomie 21 - Dépistage des MSM du 2nd trimestre	Serum et dérivés	TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission) - Kryptor Compact Plus THERMOFISHER	T21-ANA-MO01 T21-ANA-INS01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Acide urique	Serum et dérivés	Enzymatique - Uricase - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Acide urique urinaire	urines	Enzymatique - Uricase - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Alanine Amino Transferase ALAT	Serum et dérivés	UV sans P5P - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Albumine (sang)	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Albumine-Protéines totales (urines)	urines	Biuret - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Alpha foeto protéine - AFP	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Antigène CA 15-3	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Antigène CA 19-9	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Antigène CA 125	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Antigène carcino-embryonnaire - ACE	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Apolipoprotéine-A-I (ApoA1)	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Apolipoprotéine B (ApoB)	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Aspartate Amino Transferase ASAT	Serum et dérivés	UV sans P5P - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Bilirubine Directe	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Bilirubine totale	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Calcium (sang)	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Calcium (urines)	urines	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Chlore (sang)	Serum et dérivés	ISE indirecte - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Cholestérol HDL	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Cholestérol LDL	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Cholestérol Total	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Complément C3	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Complément C4	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Cortisol	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	CRP	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Créatine kinase (CK) ou Créatine Phosphokinase (CPK)	Serum et dérivés	NAC activateur - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Créatinine	urines	Méthode enzymatique - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Créatinine + clairance	Serum et dérivés	Méthode enzymatique - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Digoxine	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Dépakine ou acide valproïque	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Ferritine	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Fer serique	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Folates	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	FSH	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	GGT Gamma GT	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	glucose (sang)	Serum et dérivés	Trinder - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Glucose (urines)	urines	Trinder - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Haptoglobine	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	HCG	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	IgA	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	IgG	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	IgM	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Insuline	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Lactate Déshydrogénase (LDH)	Serum et dérivés	Pyruvate vers lactate - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	LH	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Lipase	Serum et dérivés	Technique colorimétrique et enzymatique - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Lithium	Serum et dérivés	Technique colorimétrique - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Magnésium sérique	Serum et dérivés	Technique colorimétrique - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Microalbumine	urines	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Microglobuline (B2M)	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Nt proBNP	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	Changement de réactif le 24/11/25
SITE ASSAINISSEMENT	Oestradiol	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Parathormone (PTH)	Plasma EDTA	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Phosphatase alcalines (PAL)	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Phosphore (sang)	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Phosphore (urine)	urines	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Potassium (sang)	Serum et dérivés	ISE indirecte - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Potassium (urines)	urines	ISE indirecte - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Procalcitonine	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Progestérone	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Prolactine	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Proteines totales (sang)	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Préalbumine	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	PSA libre	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	PSA total	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Réserve alcaline (CO2)	Serum et dérivés	Technique enzymatique - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Sang (Recherche sang dans les selles)	Selles	IImmunoturbidimétrie (agglutination de particules de latex) - Automate DIANA OC- SENSOR (MAST Diagnostic)	GEN-ANA-MO049 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Sodium (sang)	Serum et dérivés	ISE indirecte - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Sodium (urines)	urines	ISE indirecte - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	T3 libre	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	T4 libre	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Testostérone Hommes femmes enfants	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Transferrine	Serum et dérivés	Immunotubidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Triglycérides	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Troponine I	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	TSH	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Urée (sang)	Serum et dérivés	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Urée (urines)	urines	Spectrophotométrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Vitamine B12	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Vitamine D	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Acide urique	Serum et dérivés	Enzymatique - Uricase/Peroxydase - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Alanine Amino Transferase ALAT	Serum et dérivés	Enzymatique - IFCC modifiée - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Albumine (sang)	Serum et dérivés	Colorimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Albumine / Protéines totales (urines)	urines	Colorimétrie (Rouge de Pyrogallol) -Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Aspartate Amino Transferase ASAT	Serum et dérivés	Enzymatique - IFCC modifiée - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Bilirubine Directe	Serum et dérivés	Colorimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Bilirubine totale	Serum et dérivés	Colorimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Calcium (sang)	Serum et dérivés	Colorimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Calcium (urines)	urines	Colorimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Chlore (sang)	Serum et dérivés	Electrode sélective, Potentiométrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Cholestérol HDL	Serum et dérivés	Enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Cholestérol LDL	Serum et dérivés	Enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Cholestérol Total	Serum et dérivés	Enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	CRP	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Créatine kinase (CK) ou Créatine Phosphokinase (CPK)	Serum et dérivés	Méthode enzymatique IFCC modifié - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Créatinine enzymatique (sang) + Clearance	Serum et dérivés	Enzymatique - Créatininase - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Créatinine enzymatique (urines)	urines	Enzymatique - Créatininase - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Fer sérique	Serum et dérivés	Colorimétrie ferene - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	GGT Gamma GT	Serum et dérivés	Enzymatique- IFCC - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Glucose (urines)	urines	Méthode enzymatique (Glucose Hexokinase) - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Gucose (sang)	Serum et dérivés	Méthode enzymatique (Glucose Hexokinase) - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	HCG	Serum et dérivés	Immunodosage-Enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Lipase	Serum et dérivés	Colorimétrie par spectrophotométrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Magnésium sérique	Serum et dérivés	Colorimétrie par spectrophotométrie (Bleu de méthyl thymol) - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Microalbumine	urines	Immunoturbidimétrie - DIMENSION EXL SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Nt proBNP	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - DIMENSION EXL SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Phosphatase alcalines (PAL)	Serum et dérivés	Méthode enzymatique IFCC modifié - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Phosphore (sang)	Serum et dérivés	Colorimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Potassium (sang)	Serum et dérivés	Electrode sélective, Potentiométrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Potassium (urines)	urines	Electrode sélective, Potentiométrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Proteines totales (sang)	Serum et dérivés	Colorimétrie (Biuret) - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Réserve alcaline (CO2)	Serum et dérivés	Technique enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Sodium (sang)	Serum et dérivés	Electrode sélective, Potentiométrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Sodium (urines)	urines	Electrode sélective, Potentiométrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Transferrine	Serum et dérivés	Immunotubidimétrie - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Triglycérides	Serum et dérivés	Enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Troponine I	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - DIMENSION EXL SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Urée (sang)	Serum et dérivés	Enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Urée (urines)	urines	Enzymatique - Dimension EXL with LM SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Hemogramme (NF)	sang total EDTA	Cytométrie en flux - ADVIA 2120 SIEMENS	GEN-ANA-MO02 V03	
SITE ASSAINISSEMENT	Hemogramme (NF)	sang total EDTA	Technique manuelle - lecture optique au microscope	GEN-ANA-INS029 V03	Ajout le 28/02/2026
SITE ASSAINISSEMENT	Plaquettes	sang total EDTA	Cytométrie en flux - ADVIA 2120 SIEMENS	GEN-ANA-MO02 V03	
SITE ASSAINISSEMENT	Réticulocytes	sang total EDTA	Cytométrie en flux - ADVIA 2120 SIEMENS	GEN-ANA-MO02 V03	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Hemogramme (NF)	sang total EDTA	Cytométrie en flux - ADVIA 2120 SIEMENS	GEN-ANA-MO02 V03	
SITE SAINT-MARTIN	Hemogramme (NF)	sang total EDTA	Technique manuelle - lecture optique au microscope	GEN-ANA-INS029 V03	Ajout le 28/02/2026
SITE SAINT-MARTIN	Plaquettes	sang total EDTA	Cytométrie en flux - ADVIA 2120 SIEMENS	GEN-ANA-MO02 V03	
SITE SAINT-MARTIN	Réticulocytes	sang total EDTA	Cytométrie en flux - ADVIA 2120 SIEMENS	GEN-ANA-MO02 V03	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	D-Dimeres	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - CS2500 et CS5100 SIEMENS	GEN-ANA-MO046 v01 GEN-ANA-MO051 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Fibrinogene - Fibrine (dosage fonctionnel)	Plasma citraté	Chronométrie/Chromogénie/Immunoturbidi métrie/Agglutination - CS2100 et CS5100 SIEMENS	GEN-ANA-MO046 v01 GEN-ANA-MO051 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	TCA	Plasma citraté	Chronométrie/Chromogénie/Immunoturbidi métrie/Agglutination - CS2100 et CS5100 SIEMENS	GEN-ANA-MO046 v01 GEN-ANA-MO051 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	TP + INR	Plasma citraté	Chronométrie/Chromogénie/Immunoturbidi métrie/Agglutination - CS2100 et CS5100 SIEMENS	GEN-ANA-MO046 v01 GEN-ANA-MO051 v01	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	D-Dimeres	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - CS2500 SIEMENS	GEN-ANA-MO051 v02	
SITE SAINT-MARTIN	Fibrinogene - Fibrine (dosage fonctionnel)	Plasma citraté	Chronométrique - CS2500 SIEMENS	GEN-ANA-MO044 v02	
SITE SAINT-MARTIN	INR	Plasma citraté	photo-optique - CS2500 SIEMENS	GEN-ANA-MO051 v02	
SITE SAINT-MARTIN	TCA	Plasma citraté	Photo-optique - CS2500 SIEMENS	GEN-ANA-MO051 v02	
SITE SAINT-MARTIN	TP	Plasma citraté	photo-optique - CS2500 SIEMENS	GEN-ANA-MO051 v02	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Ac anti-peptides citrullines (aCCP)	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Ac anti-péroxydase (ATP)	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Ac anti-récepteur de la thyroestimuline (TRAK, TSI)	Serum et dérivés	Chimiluminescence - IMMULITE 2000 Xpi SIEMENS	GEN-ANA-MO11 V1	
SITE ASSAINISSEMENT	Ac anti-thyroglobuline (ATG)	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	Changement de réactif le 20/10/2025
SITE ASSAINISSEMENT	Facteurs rhumatoïdes (LATEX)	Serum et dérivés	Immunoturbidimétrie - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	IgE spécifiques	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - IMMULITE SIEMENS	GEN-ANA-MO011 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	IgE totales	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Hépatite A - IgG totaux (HAV)	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Hépatite B - Ac HBC	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Hépatite B - Ac HBs	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Hépatite B - Ag HBs	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Hépatite C - Ac HCV	Serum et dérivés	Immunochimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Rubeole IgG	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Syphilis (Ac) - Test tréponémique	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	Syphilis VDRL	Serum et dérivés	Agglutination - Méthode manuelle microparticulé de charbon sensibilisé - BIOSYNEX	GEN-ANA-MO26 V1	
SITE ASSAINISSEMENT	TOXOPLASMOSE, IgG	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	TOXOPLASMOSE, IgM	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	
SITE ASSAINISSEMENT	VIH (dépistage) - HIV Ag - Ac	Serum et dérivés	Chimiluminescence - ATELLICA SIEMENS	GEN-ANA-MO045 v01	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Dengue IgG/IgM	Serum et dérivés	Test unitaire simple - Immunochromatographie - CTK Biotech	GEN-ANA-MO36 V1	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Dengue Ag NS1	Serum et dérivés	Test unitaire simple - Immunochromatographie - CTK Biotech	GEN-ANA-MO53 v01	
SITE SAINT-MARTIN	Dengue IgG/IgM	Serum et dérivés	Test unitaire simple - Immunochromatographie - CTK Biotech	GEN-ANA-MO53 v01	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	ARN du Sars-cov2 (Recherche de)	prélèvement naso- pharyngé, nasal	Recherche d'ARN avec amplification moléculaire par PCR / Automate GenExpert (Ceiphed)	GEN-ANA-MO055 v01	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	ARN du Sars-cov2 (Recherche de)	prélèvement naso- pharyngé, nasal	Recherche d'ARN avec amplification moléculaire par PCR / Automate GenExpert (Ceiphed)	GEN-ANA-MO052 v03	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Diagnostic biologique du Paludisme	sang total EDTA	Technique Manuelle : Examen morphologique microscopique direct, Frottis, Test immunochromatographique	GEN-ANA-INS037 v01	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Diagnostic biologique du Paludisme	sang total EDTA	Technique Manuelle : Examen morphologique microscopique direct, Frottis, Test immunochromatographique	GEN-ANA-MO054 v01	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ANABIO	Spermogramme - Spermocytogramme	sperme	Méthode manuelle : Examen direct macro et microscopique sur échantillon frais et Coloration (Papanicolaou, Eosine-Nigrosine, Harris-Schorr, ...)	BDR-ANA-MO01; BDR-ANA-MO03; BDR-ANA-MO05	
SITE ANABIO	Test de Migration Survie (TMS)	sperme	Méthode manuelle : Examen direct macro et microscopique sur échantillon frais et Coloration (Papanicolaou, Eosine-Nigrosine, Harris-Schorr, ...)	BDR-ANA-MO01; BDR-ANA-MO03; BDR-ANA-MO05	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ANABIO	Spermogramme - Spermocytogramme	sperme	Méthode manuelle : Examen direct macro et microscopique sur échantillon frais et Coloration (Papanicolaou, Eosine-Nigrosine, Harris-Schorr, ...)	BDR-ANA-MO01; BDR-ANA-MO03; BDR-ANA-MO05	
SITE ANABIO	Test de Migration Survie (TMS)	sperme	Méthode manuelle : Examen direct macro et microscopique sur échantillon frais et Coloration (Papanicolaou, Eosine-Nigrosine, Harris-Schorr, ...)	BDR-ANA-MO01; BDR-ANA-MO03; BDR-ANA-MO05	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ANABIO	Insémination Intra-Utérine (IIU) : préparation des spermatozoïdes	sperme	Méthode manuelle : Examen direct macro et microscopique sur échantillon frais	BDR-ANA-MO12 V1	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE JOSE MARTI	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE LE MOULE	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE MORNE-A-L'EAU	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	vaginal	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100)Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ANABIO	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	sérum et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE ASSAINISSEMENT	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	Ophthalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE CAPESTERRE	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE COLIN	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	vaginal	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE COLIN	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE COLIN	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLIN	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE COLIN	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE COLOMB	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GOSIER	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	Ophthalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE GRAND-CAMP	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE JARRY	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE JARRY	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE JARRY	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE JARRY	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opératoire : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE REPUBLIQUE	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP03
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-FRANCOIS	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvement sanguin veineux (GEN-PRE-MO001)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	Urines	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	vaginal	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	vaginal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR005	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR006	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Préconisations Patientes : Prélèvement Vaginal (GEN-PRE-ENR036) Document informatif - Prélèvements touchant à l'intime (GEN-PRE-ENR058) Fiche de renseignements : BACTERIOLOGIE GEN-PRE-ENR007	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	ORL	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	Ophtalmologie	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	nasal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	Peau, Phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002) Fiche de renseignements : MYCOLOGIE (GEN-PRE-ENR061)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Préconisations Patient : Recherche de l'infection à l' <i>Helicobacter pylori</i> (GEN-PRE-ENR035)	MAJ Ligne de portée BM PP01
SITE SAINT-MARTIN	Salle de prélèvement	Pus	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement (GEN-PRE-ENR100) Mode Opérateur : Prélèvements microbiologiques (GEN-PRE-MO002)	MAJ Ligne de portée BM PP01