



Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-4054

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-4054

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER GENERAL ST QUENTIN

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Acide urique	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	ALAT	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique IFCC, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	ASAT	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique IFCC, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Bilirubine conjuguée	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe colorimétrique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Bilirubine totale	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe colorimétrique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Calcium	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe colorimétrique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Chlore	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe potentiométrique indirecte, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Creatine kinase	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	CRP	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe immunoturbidimétrique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Créatinine	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Glycémie	Plasma Hépariné ou Plasma fluoré	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	HCG	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe Immunochimiluminescence, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Lipase	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique colorimétrique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Phosphatase alcaline	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique IFCC, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Phosphore	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe colorimétrique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Potassium	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe potentiométrique indirecte, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Protides	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe colorimétrique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Réserve alcaline	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Sodium	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe potentiométrique indirecte, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Troponine	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe Immunochimiluminescence, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation demandée lors de la visite S2 de juillet 2018 Changement d'automate le 20/05/2025
BM BB01	Urée	Plasma Hépariné	Méthode de type quantitatif, principe enzymatique, automatisée (Siemens, Atellica 1 et 2, numéro de série : SP04576 et SP04587)	Méthodes reconnues (A) MO-114	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/05/2025

PÉRIMÉE

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB04	Electrophorèse des protéines sériques	Sérum	Electrophorèse capillaire, automatisée (Capillarys, Sebia, numéro de série : 00496)	Méthodes reconnues (A) MO-154	Accréditation obtenue le 26/01/2024
BM BB04	Immunofixation sérique	Sérum	Immunofixation sérique sur gel sérique, automatisée (Hydrasis, Sebia numéro de série : 3894)	Méthodes reconnues (A) MO-206	Accréditation obtenue le 26/01/2024

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB05	Recherche des toxiques dans les urines (Amphétamines, Barbituriques, Benzodiazépines, Buprénorphine, Cannabis, Cocaïne, Métamphétamines, Méthadone, Méthylène-Dioxy-Métamphétamine, Morphine, Phencyclidine, Tricycliques)	Urine	Méthode de type qualitative, test de dépistage rapide avec lecteur SureStep (immunochromatographie)	Méthodes reconnues (A) MO-216	Accréditation obtenue le 26/01/2024. Changement de technique le 20/08/2024 avec lecteur, ajout du paramètre Buprénorphine et arrêt des Opiacés.

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Centre Hospitalier de Chauny (pôle 3)		BM BB06	pH	Prélèvement artériel	Méthode de type quantitatif, Electrochimie, automatisée (Rapid-500, numéro de série : 42677)	Méthodes reconnues (A) MO-056	Accréditation obtenue le 26/01/2024
Centre Hospitalier de Chauny (pôle 3)		BM BB06	pH	Prélèvement artériel	Méthode de type quantitatif, Electrochimie, automatisée (Rapid-500, numéro de série : 42678)	Méthodes reconnues (A) MO-056	Accréditation obtenue le 26/01/2024
Service de réanimation CH Saint-Quentin (pôle 2)		BM BB06	pH	Prélèvement artériel	Méthode de type quantitatif, Electrochimie, (Automate Rapid-500, numéro de série : 53909)	Méthodes reconnues (A) MO-080	Accréditation obtenue le 26/01/2024

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB01	Hémogramme	Sang total EDTA	Méthode de type quantitatif, principe cytométrie en flux , fluorescence , absorbance et impédance (SYSMEX XN10, numéro série : 39738)	Méthodes reconnues (A) MO-036	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 16/10/2019
BM HB01	Hémogramme	Sang total EDTA	Méthode de type quantitatif, principe cytométrie en flux , fluorescence , absorbance et impédance (SYSMEX XN10, numéro série : 22450)	Méthodes reconnues (A) MO-036	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 16/10/2019
BM HB01	Réticulocytes	Sang total EDTA	Méthode de type quantitatif, principe cytométrie en flux par diode laser (SYSMEX XN10, numéro série : 39738)	Méthodes reconnues (A) MO-036	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 16/10/2019
BM HB01	Réticulocytes	Sang total EDTA	Méthode de type quantitatif, principe cytométrie en flux par diode laser (SYSMEX XN10, numéro série : 22450)	Méthodes reconnues (A) MO-036	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 16/10/2019

PÉRIMÉE

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB02	Myélogramme	Moelle osseuse obtenue par ponction sternale	Etude morphologique après coloration, par microscopie optique	Méthodes reconnues (A) MO-076	Accréditation obtenue le 26/01/2024

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE							
Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Centre Hospitalier de Chauny (pôle 3)		BM HB04	Hémoglobine	Sang total EDTA	Impédancemétrie, spectrophotométrie, automatisée (PocH-100i, Sysmex, numéro de série : G5410)	Méthodes reconnues (A) MO-068	Accréditation obtenue le 26/01/2024

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB02	TCA	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, chronométrique, automatisée (STAR Max, numéro de série : CJ06070671)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 19/04/2017
BM CB02	TCA	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, chronométrique, automatisée (STAR Max 3, numéro de série : 5933)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 19/04/2017 Changement d'automate (mise en place d'un Star Max 3 le 12/11/2024 et arrêt du Star Evolution le 22/11/2024)
BM CB02	TCK	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, chronométrique, automatisée (STAR Max, numéro de série : CJ06070671)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 19/04/2017
BM CB02	TP	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, chronométrique, automatisée (STAR Max, numéro de série : CJ06070671)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 19/04/2017 Changement réactif le 12/02/2019
BM CB02	TP	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, chronométrique, automatisée (STAR Max 3, numéro de série : 5933)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 19/04/2017 Changement d'automate (mise en place d'un Star Max 3 le 12/11/2024 et arrêt du Star Evolution le 22/11/2024)

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB03	HNF	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, Chromogénie, automatisée (STAR Max, numéro de série : CJ06070671)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 26/01/2024
BM CB03	HNF	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, Chromogénie, automatisée (STAR Max 3, numéro de série : 5933)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 26/01/2024 Changement d'automate (mise en place d'un Star Max 3 le 12/11/2024 et arrêt du Star Evolution le 22/11/2024)
BM CB03	Protéine C	Plasma citraté	Méthode de type quantitatif, Chronométrique, automatisée (STAR Max, Stago, numéro de série : CJ06070671)	Méthodes reconnues (A) MO-153	Accréditation obtenue le 26/01/2024

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE							
Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Centre Hospitalier de Chauny (pôle 3)		BM CB04	INR	Prélèvement capillaire	Méthode de type quantitatif, Chronométrie, automatisée (Automate X-précia Stride, Siemens, numéro de série : 107940)	Méthodes reconnues (A) MO-298	Accréditation obtenue le 26/01/2024
Centre Hospitalier de Chauny (pôle 3)		BM CB04	INR	Prélèvement capillaire	Méthode de type quantitatif, Chronométrie, (X-précia Stride, Siemens, numéro de série : 107941)	Méthodes reconnues (A) MO-298	Accréditation obtenue le 26/01/2024

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB05	Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)	Sérum	Immunochromato graphie	Méthodes reconnues (A) MO-094	Accréditation obtenue le 26/01/2024

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM AI01	Anti-CCP	Sérum	Méthode de type quantitatif, principe chemiluminescence, automatisée (Architect i2000, numéro de série : ISR04793)	Méthodes reconnues (A) MO-308	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 11/02/2020
BM AI01	Anti-TPO	Sérum	Méthode de type quantitatif, principe chemiluminescence, automatisée (Architect i2000, numéro de série : ISR04793)	Méthodes reconnues (A) MO-308	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 11/02/2020

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG01	Anticorps anti-Hbs	Sérum	Méthode de type quantitatif, principe chemiluminescence, automatisée (Architect i2000, numéro de série : ISR04793)	Méthodes reconnues (A) MO-308	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement de méthodes le 15/09/2017 Changement d'automate le 11/02/2020

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG03	Clostridium difficile : GDH	Selles	Méthode de type qualitatif, tests unitaires simples, de type immuno-chromatographie à lecture manuelle	Méthodes reconnues (A) MO-225	Accréditation obtenue le 26/01/2024

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG05	PCR toxine Clostridium difficile	Selles	Méthode de type qualitatif, PCR temps réel, automatisée (GeneXpert, Cepheid, numéro de série : 832174,704130)	Méthodes reconnues (A) MO-010	Accréditation obtenue le 26/01/2024

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG07	Cytologie urinaire : hématies leucocytes	Urines	Examen morphologique direct microscopique sans préparation	Méthodes reconnues (A) MO-037	Accréditation obtenue le 26/01/2024

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG08	Hémoculture	Liquide biologique	Recherche de germes / analyse chimique après culture: Méthode de type qualitatif automatisé (BD-Bactec FX, numéro de série : FT 3589 (module haut) / FB 2094 (module bas) / FF 5286 (module complémentaire), principe fluorescence	Méthodes reconnues (A) MO-015	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Module complémentaire mis en service le 07/02/2022

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG09	Dermatophyt es	Cheveux ou poils, squames cutanés, dépôts sous-unguéaux	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...), méthode manuelle par microscopie optique	Méthodes reconnues (A) MO-222	Accréditation obtenue le 26/01/2024 Changement de colorant le 01/08/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG11	Hémoculture : Examen direct	Liquide biologique	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) : Méthode de type qualitatif manuelle par microscopie optique	Méthodes reconnues (A) MO-223	Accréditation obtenue le 07/11/2016
BM MG11	Hémoculture: Identification	Liquide biologique	Identification de germes après culture: Méthode de type qualitatif, automatisée (Maldi Tof, Bruker, numéro de série : 189021242754) par spectrométrie de masse	Méthodes reconnues (A) MO-273	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 10/09/2026

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG12	Hémoculture: Antibiogramme	Liquide biologique	Etude de la sensibilité aux antibiotiques: Méthode de type qualitatif automatisée (SIRscan ORION numéro de série : 225FORI00179), diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé	Méthodes reconnues (A) MO-020	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Changement d'automate le 20/11/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG13	Paludisme	Sang total EDTA	Méthode de type qualitatif, manuelle par microscopie optique (Frottis)	Méthodes reconnues (A) MO-211	Accréditation obtenue le 07/11/2016 Arrêt de la microscopie goutte épaisse le 22/11/2024
BM MG13	Paludisme	Sang total EDTA	Méthode de type qualitatif, immunochromatographie (TDR)	Méthodes reconnues (A) MO-211	Accréditation obtenue le 07/11/2016
BM MG13	Paludisme	Sang total EDTA	Méthode génotypique : LAMP (Aléthia, Méridian, numéro de série : IP3844)	Méthodes reconnues (A) MO-211	Ajout de la LAMP dans la portée le 28/10/2025

Site Laboratoire du CH de Saint-Quentin :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Antenne de prélèvement	Sang	Prélèvement sanguin	Manuel de prélèvement MO-253	Tests dynamiques : Synacthène et HGPO
BM PP01	Antenne de prélèvement	Sang	Prélèvement veineux	Manuel de prélèvement DE-138	
BM PP01	Antenne de prélèvement	Sang	Prélèvement artériel	Manuel de prélèvement DE-138	
BM PP01	Antenne de prélèvement	Sang	Prélèvement sur cathéter	Manuel de prélèvement DE-138	
BM PP01	Antenne de prélèvement	Peau, phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement DE-138	
BM PP01	Antenne de prélèvement	Prélèvements génitaux : urétral, anal	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement DE-138	
BM PP01	Antenne de prélèvement	Nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement DE-138 MO-132	