



Portée détaillée v.17 de l'attestation N° 8-4055

Detailed scope v.17 of the attestation N° 8-4055

Date de publication / Publish date: 01/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

UNILABS BIOCT

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	ACE	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	05/11/2024 : Accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Acide Urique	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Février 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Acide Urique	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Acide Urique	urines	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	AFP	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	05/11/2024 : Accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	ALAT / SGPT	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	ALAT / SGPT	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Albumine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Albumine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Amylase	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : Accrédité par ajout (S) et retrait d'accréditation (Urine)
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Amylase	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Mars 2024 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	ASAT / SGOT	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	ASAT / SGOT	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	b-hCG	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024 05/11/2024 : Retrait sur Mini VIDAS (arrêt automate)
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Bilirubine directe	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Bilirubine directe	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Bilirubine totale	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Bilirubine totale	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	BNP	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	CA 15-3	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	05/11/2024 : Accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	CA 19-9	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	05/11/2024 : Accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	CA 125	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	05/11/2024 : Accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Calcium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Calcium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Calcium	urines	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Chlore	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 electrochimie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Chlore	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Chlore	urines	Automate BECKMAN AU 5800 electrochimie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cholestérol HDL	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cholestérol HDL	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cholestérol LDL	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cholestérol LDL	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cholestérol total	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cholestérol total	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cortisol	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	CPK totales	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	CPK totales	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	C Réactive Protéine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 turbidimétrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	C Réactive Protéine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Créatinine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Créatinine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Créatinine	urines	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Digoxine	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Estradiol	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Fer	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Fer	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Ferritine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 turbidimétrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Ferritine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Folates	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	FSH	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	g-GT	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	g-GT	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Glucose	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Glucose	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Glucose	urines	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	HbA1c	sang et dérivés	Automate TOSOH G11 chromatographie liquide haute performance	MT-G15-004 TOSOH G11	Accrédité Octobre 2019 : Transfert d'automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	LDH	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	LDH	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	LH	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Lipase	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Lipase	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Magnésium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Magnésium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Micro-albuminurie	urines	Automate BECKMAN AU 5800 turbidimétrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	PAL	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	PAL	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	PCT	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n° 1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Décembre 2019 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024 05/11/2024 : Retrait sur Mini VIDAS (arrêt automate)
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Phosphore	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Phosphore	urines	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Phosphore	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Potassium	urines	Automate BECKMAN AU 5800 electrochimie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Potassium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 electrochimie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Potassium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Progestérone	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Prolactine	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	05/11/2024 : Accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Protéines	urines	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Protéines	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Protéines	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Préalbumine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 Chimioturbidimétrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Juillet 2020 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Préalbumine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Mars 2024 : accrédité par ajout

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	PSA Libre	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	PSA total	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	PTH	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Mars 2021 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Réserve alcaline	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Réserve alcaline	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Sodium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 electrochimie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Sodium	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Sodium	urines	Automate BECKMAN AU 5800 electrochimie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	T3 libre	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	T4 libre	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024 18/02/2026 : nouveau réactif Access Free T4 Ref. C76421
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Testostérone	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	05/11/2024 : Accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Transferrine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Transferrine	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 turbidimétrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Février 2018 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Triglycérides	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Triglycérides	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Troponine us	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024 05/11/2024 : Retrait sur Mini VIDAS (arrêt automate)

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	TSH	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Urée	urines	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Urée	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 5800 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Urée	sang et dérivés	Automate BECKMAN AU 680 spectrophotométrie	DX-G14-001 AU5800/AU680 : documents externes	Accrédité Avril 2021 : Transfert d'Automate
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Vitamine B12	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Vitamine D	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Juin 2020 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Archers	Recherche : Nitrites, densité, corps cétonique, pH, sang	Urines	Méthode manuelle. Test sur bandelettes	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Recherche : Nitrites, densité, corps cétoniques, pH, sang	Urines	Méthode manuelle Tests sur bandelette	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Recherche : Nitrites, densité, corps cétoniques, pH, sang	Urines	Méthode manuelle Tests sur bandelette	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Recherche : Nitrites, densité, corps cétoniques, pH, sang	Urines	Méthode manuelle Tests sur bandelette	IT-MU3-035	Mars 2024 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Recherche : Nitrites, densité, corps cétonique, pH, sang	Urines	Méthode manuelle. Test sur bandelettes	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Recherche : Nitrites, densité, corps cétonique, pH, sang	Urines	Méthode manuelle. Test sur bandelettes	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Recherche : Nitrites, densité, corps cétonique, pH, sang	Urines	Méthode manuelle. Test sur bandelettes	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Recherche : Nitrites, densité, corps cétonique, pH, sang	Urines	Méthode manuelle. Test sur bandelettes	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Recherche : Nitrites, densité, corps cétonique, pH, sang	Urines	Méthode manuelle. Test sur bandelettes	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Recherche : Nitrites, densité, corps cétoniques, pH, sang	Urines	Méthode manuelle Tests sur bandelette	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Recherche : Nitrites, densité, corps cétonique, pH, sang	Urines	Méthode manuelle. Test sur bandelettes	IT-MU3-035	Décembre 2023 : accrédité par extension

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Hémogramme (formule avec cellules normales et anormales et paramètres associés type érythroblastes)	sang et dérivés	coloration automatique (Automate BECKMAN DXH-SMS) ou coloration manuelle identification morphologique après coloration et numération sur lame par microscopie optique	auto : MT-G15-001 manuelle : IT-MU0-183	Février 2019 : accrédité par ajout
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Hémogramme (numération-formule, plaquettes avec cellules normales et paramètres associés type réticulocytes)	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXH 800 (AW14225 DXH1, AZ44659 DXH2, AZ44660 DXH3 et BB10136 DXH4) impédancemétrie, cytométrie en flux, spectrophotométrie, calcul	MT-G15-001 DXH 800	Février 2018 : accrédité par extension Mise en production d'un troisième DXH (AW14225 DXH1) le 09/07/2024 Mise en production d'un quatrième DXH (BB10136 DXH4) le 23/06/2026
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Plaquettes	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXH 800 (AW14225 DXH1, AZ44659 DXH2, AZ44660 DXH3 et BB10136 DXH4) impédancemétrie	MT-G15-001 DXH 800	Février 2018 : accrédité par extension Mise en production d'un troisième DXH (AW14225 DXH1) le 09/07/2024 Mise en production d'un quatrième DXH (BB10136 DXH4) le 23/06/2026
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Réticulocytes	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXH 800 (AW14225 DXH1, AZ44659 DXH2 et AZ44660 DXH3) impédancemétrie, cytométrie en flux	MT-G15-001 DXH 800	Février 2018 : accrédité par extension Mise en production d'un troisième DXH (AW14225 DXH1) le 09/07/2024

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	VS	sang et dérivés	Automate Alifax Test 1 lecture optique	MT-G15-002 Alifax Test 1	Février 2018 : accrédité par extension

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	D-dimères	sang et dérivés	Automate ACL TOP 550 turbidimétrie	MT-G16-001 ACL TOP 550	Février 2018 : accrédité par extension 05/11/2024 : Retrait sur Mini VIDAS (arrêt automate)
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Fibrinogène	sang et dérivés	Automate ACL TOP 550 chronométrie	MT-G16-001 ACL TOP 550	Février 2018 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	TCA	sang et dérivés	Automate ACL TOP 550 chronométrie	MT-G16-001 ACL TOP 550	Février 2018 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	TP / INR	sang et dérivés	Automate ACL TOP 550 chronométrie	MT-G16-0001 ACL TOP 550	Février 2018 : accrédité par extension Juin 2022 : Nouveau réactif Recombiplastin

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Groupe sanguin (ABO, Rh, Kell)	sang et dérivés	Automate ORTHO VISION Hémagglutination sur colonne	MT-G18-001 ORTH VISION	Novembre 2022 : accrédité par extension

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Recherche d'Agglutinines Irrégulières (RAI)	sang et dérivés	Automate ORTHO VISION Hémagglutination sur colonne	MT-G18-001 ORTHO VISION	Novembre 2022 : accrédité par extension

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	sang et dérivés	Automate ORTHO VISION Hémagglutination sur colonne	MT-G18-001 ORTH VISION	Novembre 2022 : accrédité par extension

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Ac anti-HBc totaux	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Ac anti-HBs	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Ag HBs	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	HCV (Ac)	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	HIV (Ag + Ac)	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	2016 : accrédité par demande initiale Mai 2017 : transfert Octobre 2022 : Nouveau réactif HIV COMBO V2 Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Rubéole - IgG	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Toxoplasmose - IgG	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Toxoplasmose - IgM	sang et dérivés	Automate BECKMAN DXI 800 n°1 et DXI 800 n°2 chimiluminescence	MT-G13-001 DXI 800	Février 2018 : accrédité par ajout Mise en production d'un deuxième DXI 800 le 03/09/2024

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cytologie / HLM	urines	Automate IQ 200 SPRINT analyse d'images	MT-G17-001 IQ 200 SPRINT	Février 2019 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Cytologie manuelle	urines	technique manuelle analyse d'images	IT-MU17-013	Décembre 2019 : accrédité par ajout

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux	peau et phanères	Technique manuelle examen morphologique direct à l'état frais et après culture avec coloration	IT-G0-147	Février 2019 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux	peau et phanères	Technique manuelle mise en culture manuelle, incubation, lecture	IT-G0-147	Février 2019 : accrédité par extension

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	urines	Automate WalkAway caractérisation biochimique : colorimétrie / fluorimétrie	MT-G0-002 WALKAWAY	Février 2019 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	urines	Technique manuelle examen morphologique direct après culture avec coloration de Gram	IT-G17-007	Février 2019 : accrédité par extension

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	urines	Automate WalkAway inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	MT-G0-002 WALKAWAY	Février 2019 : accrédité par extension Octobre 2023 : Nouvelles plaques NEG MIC62 et Gram NEG ID2
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	urines	Technique manuelle méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	IT-G0-145	Février 2019 : accrédité par extension

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Paludisme (Ag Pan / Pf / Pv)	sang et dérivés	Technique manuelle test unitaire simple	IT-MU0-125 Réalisation d'une recherche de paludisme	Septembre 2024 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Paludisme (frottis)	sang et dérivés	Technique manuelle examen morphologique microscopique avec préparation de frottis	IT-MU0-125 Réalisation d'une recherche de paludisme	Septembre 2024 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Paludisme (goutte épaisse)	sang et dérivés	Technique manuelle examen morphologique microscopique avec préparation de goutte épaisse	IT-MU0-125 Réalisation d'une recherche de paludisme	Septembre 2024 : accrédité par extension

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Paludisme (Ag Pan / Pf / Pv)	sang et dérivés	Technique manuelle test unitaire simple	IT-MU0-125 Réalisation d'une recherche de paludisme	Février 2019 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Paludisme (frottis)	sang et dérivés	Technique manuelle examen morphologique microscopique avec préparation de frottis	IT-MU0-125 Réalisation d'une recherche de paludisme	Février 2019 : accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Paludisme (goutte épaisse)	sang et dérivés	Technique manuelle examen morphologique microscopique avec préparation de goutte épaisse	IT-MU0-125 Réalisation d'une recherche de paludisme	Février 2019 : accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Archers	Au sein du site	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Archers	Au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Archers	Au sein du site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Archers	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Archers	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Archers	Au sein du site	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Archers	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Au sein du site et à la Clinique d'Épernay	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Au sein du site et à la Clinique d'Épernay	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Au sein du site et à la Clinique d'Épernay	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Au sein du site et à la Clinique d'Épernay	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Au sein du site et à la Clinique d'Épernay	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Champagne	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Au sein du site	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Au sein du site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Au sein du site	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Brienne le Chateau	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Au sein du site	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Au sein du site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO ₂ expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d' <i>Helicobacter</i> IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Au sein du site	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Château-Thierry	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Au sein du site	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Au sein du site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Au sein du site	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de la Chapelle Saint Luc	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Au sein du site	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Au sein du site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Au sein du site	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Saint Savine	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Au sein du site	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Au sein du site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Au sein du site	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Fismes	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Au sein du site, au domicile des patients et en établissement de soin	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Au sein du site, au domicile des patients et en établissement de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Au sein du site, au domicile des patients et en établissement de soin	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Au sein du site, au domicile des patients et en établissement de soin	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Au sein du site, au domicile des patients et en établissement de soin	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Hippodrome	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Au sein du site, au domicile des patients et en établissement de soin	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Au sein du site et au domicile des patients	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Au sein du site et au domicile des patients	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Au sein du site et au domicile des patients	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Au sein du site et au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Au sein du site, au domicile des patients et en établissement de soin	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Jean Jaurès	Au sein du site et au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Au sein du site et au domicile des patients	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Au sein du site et au domicile des patients	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Au sein du site et au domicile des patients	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Au sein du site et au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Au sein du site et au domicile des patients	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site Wilson	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Au sein du site	Sang	Prélèvement sanguin par ponction veineuse ou artérielle (hors gaz du sang)	Prélèvements sanguins IT-MU3-038	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané et des phanères pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Au sein du site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au carbone 13	Test respiratoire à l'urée pour la recherche d'Helicobacter IT-MU3-019	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Au sein du site	Acide nucléique	Prélèvement nasopharyngé	Prélèvements bactériologiques et particuliers IT-MU3-036 et IT-MU3-041	janvier 2025 : Accrédité par extension
UNILABS BIOCT - Site de Troyes	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Prélèvements urinaires IT-MU3-037	janvier 2025 : Accrédité par extension

Site de Troyes supprimé par erreur en novembre 2025. Ajout à nouveau de ces lignes pour ce site.