



Portée détaillée v.19 de l'attestation N° 8-4115

*Detailed scope v.19 of the attestation N° 8-4115**Date de publication / Publish date: 21/10/2026*

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND-PARIS NORD-EST

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Acide urique	Plasma	Méthode automatisée par Uricase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Acide urique	Urines	Méthode automatisée par Uricase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Acide valproïque	Sérum	Méthode automatisée Immuno-enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
ALAT	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Albumine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Amikacine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ammoniémie	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Apo A1	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Apo B	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
ASAT	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Bicarbonates(CO2 total)	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Bilirubine conjuguée	Plasma	Méthode automatisée par Diazo sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Bilirubine totale	Plasma	Méthode automatisée par Diazo sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Béta2-microglobuline	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Béta HCG	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01 et 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
C3	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
C4	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Calcium	Urines	Méthode automatisée par NM-BAPTA sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Calcium ionisé	Plasma	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 - RADIOMETER - n°R0338N012	A-AUT-MOP-002	
Calcium total	Plasma	Méthode automatisée par NM-BAPTA sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Carbamazépine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Chaines légères libres kappa	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Chaines légères libres lambda	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Chlore	Plasma	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2208-10 et 22W9-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Chlore	Urines	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2208-10 et 22W9-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Chlore	LCR	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2208-10 et 22W9-04	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cholestérol	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Cortisol	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
CPK	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Creatinine	Urines	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
CRP	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Créatinine	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Créatinine	Plasma	Dosage colorimétrique cinétique fondé sur la méthode de Jaffé, sur automate Roche COBAS PRO module C503 - n° de série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	Ajout le 20/10/2026
Créatinine	Liquides de ponction	Dosage colorimétrique cinétique fondé sur la méthode de Jaffé, sur automate Roche COBAS PRO module C503 - n° de série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	Ajout le 20/10/2026
Digoxine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Ethanol	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Fer	Plasma	Méthode automatisée par FerroZine sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Ferritine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Folates	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
FSH	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Gaz du sang Carboxyhémoglobine (HbCO)	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 - RADIOMETER - n°R0338N012 et R0338N013	A-AUT-MOP-002	
Gaz du sang Methémoglobine	Sang total	Méthode automatisée par spectrophotométrie directe sur ABL 90 - RADIOMETER - n°R0338N012 et R0338N013	A-AUT-MOP-002	
Gaz du sang pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hb, HbO ₂ , Bicarbonates	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 - RADIOMETER - n°R0338N012 et R0338N013	A-AUT-MOP-002	
Gentamicine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
GGT	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose	Plasma	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose	Urines	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Glucose	LCR	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Haptoglobine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
HDL	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
IgA	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
IgG	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
IgM	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Lactate	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Lactate	LCR	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Lactate sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 - RADIOMETER - n°R0338N012 et R0338N013	A-AUT-MOP-002	
LDH	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
LH	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Lipase	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Magnesium	Urines	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Magnésium	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Microalbumine	Urines	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Nt-proBNP	Plasma	Méthode automatisée par Electrochimiluminescence sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série: 4257-01 et 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Oestradiol	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
PAL	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Paracétamol	Sérum	Méthode automatisée Immuno-enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Phosphore	Plasma	Méthode automatisée par Phosphomolybdate sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Phosphore	Urines	Méthode automatisée par Phosphomolybdate sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Phénobarbital	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium	Plasma	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2208-10 et 22W9-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium	Urines	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2208-10 et 22W9-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 - RADIOMETER - n°R0338N012	A-AUT-MOP-002	
Procalcitonine	Plasma	Méthode automatisée immunoenzymatique sandwich en une étape à une détection finale en fluorescence (ELFA) sur VIDAS - BIOMERIEUX - n°IVD3001283	A-AUT-MOP-084	
Progestérone	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Prolactine	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Protéines	Urines	Méthode automatisée par Turbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Protéines	LCR	Méthode automatisée par Turbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Protéines totales	Plasma	Méthode automatisée Biuret sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Pré Albumine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
PTH	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Récepteur soluble de la transferrine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Sodium	Plasma	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2208-10 et 22W9-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Sodium	Urines	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2208-10 et 22W9-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Sodium sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 - RADIOMETER - n°R0338N012	A-AUT-MOP-002	
T3 Libre	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
T4 Libre	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Transferrine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Triglycérides	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Troponine T	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01 et 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
TSH	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Tétrahydro cannabinnol urinaire (THC)	Urines	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Urée	Plasma	Méthode automatisée par Uréase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Urée	Urines	Méthode automatisée par Uréase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04 et 22X8-05	GPNE-ANA-MOP-003	
Vancomycine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2315-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Vitamine B12	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Vitamine D	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Electrophorèse des protéines sériques	Sérum	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys 2 - SEBIA n°94536	A-AUT-MOP-105	
Etude de l'hémoglobine par électrophorèse capillaire chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 mois	Sang total	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys 2 - SEBIA n°94536	A-AUT-MOP-113	
Hémoglobine glyquée HbA1c	Sang total	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys 2 - SEBIA n°94536	A-AUT-MOP-139	
Recherche et caractérisation d'une immunoglobuline monoclonale sérique par technique d'immunofixation	Sérum	Immunofixation sur automate Hydrasis - SEBIA n°: 3549	A-AUT-MOP-120	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de sang dans les selles	Selles	Méthode qualitative manuelle par immunochromatographie - HEMOSTRUST - BIOSYNEX	A/RM-LIB-ENR-001	
Recherche de toxiques urinaires : Méthamphétamine, Cocaïne, Cannabis (THC), Benzodiazépines, Antidépresseurs tricycliques, Barbituriques, Amphétamines, Morphine, MDMA, Méthadone, Buprénorphine	Urines	Détection qualitative par immunochromatographie avec lecture visuelle - Multi-Drug SureStep - ABBOTT	A/AG-TMA-MOP-001	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule manuelle	Sang total	Formule sanguine manuelle au microscope optique	A-TMA-MOP-077 A-TMA-MOP-082	
Formule manuelle	Sang total	Formule sanguine manuelle au microscope optique numérique sur Di60 - SYSMEX - n°62388	A-TMA-MOP-082 A-AUT-MOP-073	
Hémogramme	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XN10 - SYSMEX - n°42165 et 46161	A-AUT-MOP-069	
Réticulocytes	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XN10 - SYSMEX - n°42165 et 46161	A-AUT-MOP-069	
Test de Kleihauer	Sang total	Méthode manuelle de recherche et quantification d'hématies fœtales par microscopie	A-TMA-MOP-139	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Myélogramme	Moelle osseuse	Méthode manuelle de lecture au microscope optique après coloration au MGG (May Grünwald Giemsa)	A-TMA-MOP-077 A-TMA-MOP-008	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Typage lymphocytaire	Sang total	Méthode en cytométrie de flux sur automate BD FACS CANTO 2 - BECTON DICKINSON- n° : V96100868	A-AUT-MOP-053	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
D Dimères	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	
Facteur II	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	
Facteur IX	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17080634	A-AUT-MOP-095	
Facteur V	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	
Facteur VII	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	
Facteur VIII	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17080634	A-AUT-MOP-095	
Facteur Willebrand Activité cofacteur de la ristocétine	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17080634	A-AUT-MOP-095	
Facteur Willebrand Antigène	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17080634	A-AUT-MOP-095	
Facteur X	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	
Facteur XI	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17080634	A-AUT-MOP-095	
Facteur XII	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17080634	A-AUT-MOP-095	
Fibrinogène	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	
INR	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Temps de Céphaline + Activateur (TCA)	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	
Temps de thrombine	Plasma	Méthode de chronométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641	A-AUT-MOP-097	
TP (temps de Quick)	Plasma	Méthode de coagulométrie sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-097	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Activité anti-Xa : dosage de l'Apixaban	Plasma	Méthode chromogénique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-011	
Activité anti-Xa : dosage du Rivaroxaban	Plasma	Méthode chromogénique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-011	
Activité anti-Xa : Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)	Plasma	Méthode chromogénique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-011	
Activité anti-Xa : Héparine non fractionnée (HNF)	Plasma	Méthode chromogénique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641 et 17080634	A-AUT-MOP-011	
Recherche, identification et/ou détermination d'anticoagulants circulants	Plasma	Méthode chronométrique sur automate ACL TOP - WERFEN - n°: 17090641	A-AUT-MOP-089	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche des anticorps anti-PF4-Héparine	Plasma	Méthode manuelle immuno-chromatographique sur Stic Expert HIT - STAGO	A-TMA-MOP-125	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Groupe sanguin ABO RH	Sang total	Méthode par hémagglutination en colonne gel sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n° J60003195 et J60003194	A-AUT-MOP-125	
Phénotype RH KELL	Sang total	Méthode par hémagglutination en colonne gel sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n° J60003195 et J60003194	A-AUT-MOP-125	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
RAI : dépistage	Plasma	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n°J60003195 et J60003194	A-AUT-MOP-125	
RAI : identification	Plasma	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n°J60003195 et J60003194	A-AUT-MOP-126	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coombs Direct (TCD)	Sang total	Méthode d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate VISION- ORTHO CLINICAL - n°J60003195 et J60003194	A-AUT-MOP-125	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Anticorps anti-CCP	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Anticorps anti-thyroglobuline	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Anticorps anti-thyroperoxydase	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps anti ADN natif	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps anti facteur intrinsèque	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps anti membrane basale glomérulaire (MBG)	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps anti Myéloperoxydase (MPO)	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps anti Protéinase 3 (PR3)	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps associés au syndrome des anti phospholipides : anticorps anti B2GP1 IgG	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluorescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Dosage des anticorps associés au syndrome des anti phospholipides : anticorps anti B2GP1 IgM	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluroescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps associés au syndrome des anti phospholipides : anticorps anti cardiolipine IgG	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluroescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des anticorps associés au syndrome des anti phospholipides : anticorps anti cardiolipine IgM	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluroescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage des IgA anti transglutaminase tissulaire	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluroescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Dosage du facteur rhumatoïde	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluroescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Facteurs anti nucléaires (FAN)	Sérum	Technique immunofluorescence indirecte sur automate PhD (Biorad) N° PB2F389901	A-AUT-MOP-185	
Recherche des anticorps anti antigènes nucléaires solubles : technique de dépistage et technique d'identification avec recherche spécifique des anticorps anti SSA/Ro60, SSB, Sm, RNP, Scl70, Jo1, centromère et TRIM21/Ro52	Sérum	Technique immunoenzymatique par fluroescence (FEIA) sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	
Recherche des anticorps associés au syndrome des anti synthétases, aux myosites et aux sclerodermies (Jo1, PL7, PL12, EJ, SRP, Mi2, MDA5, TIF 1 gamma, Ku, PmScl, Scl70, Ro52)	Sérum	Technique immunodot sur automate BLUE DIVERS N° BD123907	A-AUT-MOP-190	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
IgE	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sandwich sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Recherche, identification et titrage des IgE spécifiques	Sérum	Technique immuno fluorescence sur automate UNICAP250 - THERMO SCIENTIC - n° : N10110	A-AUT-MOP-176	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPE HLA)				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Etude des sous populations lymphocytaires	Sang total	Méthode en cytométrie de flux sur automate BD FACS CANTO 2 - BECTON DICKINSON- n° : V96100868	A-AUT-MOP-061	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CMV : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
CMV : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
EBV : anticorps anti-EBNA IgG	Sérum	Méthode immunoenzymatique sandwich sur automate VIDAS PC - BIOMERIEUX - n°: IVD3001283	A-AUT-MOP-084	
EBV : anticorps anti-VCA IgG	Sérum	Méthode immunoenzymatique sandwich sur automate VIDAS PC - BIOMERIEUX - n°: IVD3001283	A-AUT-MOP-084	
EBV : anticorps anti-VCA IgM	Sérum	Méthode immunoenzymatique sandwich sur automate VIDAS PC - BIOMERIEUX - n°: IVD3001283	A-AUT-MOP-084	
Hépatite A : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : AgHBs	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : anticorps anti-HBc IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : anticorps anti-HBc totaux	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : Anticorps anti-HBe	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : anticorps anti-HBs	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : Antigène HBe	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite C : anticorps	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Rubéole : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Syphilis : anticorps totaux	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Syphilis : RPR	Sérum	Méthode manuelle de détection des anticorps par utilisation de particules de charbon sensibilisées, test RPR 100 - BIORAD	A-TMA-MOP-151	
Toxoplasmose : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Toxoplasmose : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Toxoplasmose : anticorps IgM	Sérum	Méthode immunoenzymatique sandwich ELFA sur automate VIDAS PC - BIOMERIEUX - n°: IVD3001283	A-AUT-MOP-084	Changement référence réactif le 15/12/2025
Toxoplasmose : IgG et avidité des IgG	Sérum	Méthode immunoenzymatique sandwich ELFA sur automate VIDAS PC - BIOMERIEUX - n°: IVD3001283	A-AUT-MOP-084	
VIH : anticorps anti VIH 1et 2	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 4257-01 et 42WC-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Western blot HIV	Sérum	Technique manuelle immunochromatographique - New Lav Blot - BIORAD	A-TMA-MOP-076	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche antigénique du virus de la GRIPPE	Prélèvement respiratoire	Test immunochromatographique multiplex triple - TEST RAPIDE TRIPLEX COVID/GRIPPE/VRS - AAZ	A-TMA-MOP-141	
Recherche antigénique du virus SarsCov2	Prélèvement respiratoire	Test immunochromatographique multiplex triple - TEST RAPIDE TRIPLEX COVID/GRIPPE/VRS - AAZ	A-TMA-MOP-141	
Recherche antigénique du virus VRS	Prélèvement respiratoire	Test immunochromatographique multiplex triple - TEST RAPIDE TRIPLEX COVID/GRIPPE/VRS - AAZ	A-TMA-MOP-141	
Recherche d' Adénovirus	Selles	Méthode manuelle immunochromatographique et lecture visuelle - COMBO ADENO/ROTA - BIOSYNEX	A-TMA-MOP-003	
Recherche de l'Antigène Legionnelle	Urine	Méthode manuelle immunochromatographique sur membrane et lecture visuelle - BinaxNOW LEGIONELLA - ABBOTT	A-TMA-MOP-004	
Recherche de l'antigène Pneumocoque	Urines et LCR	Méthode manuelle immunochromatographique sur membrane et lecture visuelle - BinaxNOW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - ABBOTT	A-TMA-MOP-006	
Recherche de Rotavirus	Selles	Méthode manuelle immunochromatographique et lecture visuelle - COMBO ADENO/ROTA - BIOSYNEX	A-TMA-MOP-003	
Recherche des toxines A/B de Clostridium Difficile	Selles	Méthode manuelle par immunoessai d'enzyme membranaire avec lecture visuelle - TOX A/B QUICK CHEK - SOBIODA	A-TMA-MOP-140	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de GRIPPE A	Prélèvement respiratoire	Méthode RT-PCR multiplex sur automate PANTHER FUSION - HOLOGIC - n° 2090003631	A-AUT-MOP-108 A-AUT-MOP-229	
Recherche de GRIPPE B	Prélèvement respiratoire	Méthode RT-PCR multiplex sur automate PANTHER FUSION - HOLOGIC - n° 2090003631	A-AUT-MOP-108 A-AUT-MOP-229	
Recherche de maladies sexuellement transmissibles : Chlamydiae trachomatis	Prélèvements génitaux	Méthode Transcription-Mediated Amplification sur automate PANTHER FUSION - HOLOGIC - n° 2090003631	A-AUT-MOP-108 A-AUT-MOP-223	
Recherche de maladies sexuellement transmissibles : Neisseria gonorrhoeae	Prélèvements génitaux	Méthode Transcription-Mediated Amplification sur automate PANTHER FUSION - HOLOGIC - n° 2090003631	A-AUT-MOP-108 A-AUT-MOP-223	
Recherche de SARS-CoV2	Prélèvement respiratoire	Méthode RT-PCR multiplex sur automate PANTHER FUSION - HOLOGIC - n° 2090003631	A-AUT-MOP-108 A-AUT-MOP-229	
Recherche de VRS	Prélèvement respiratoire	Méthode RT-PCR multiplex sur automate PANTHER FUSION - HOLOGIC - n° 2090003631	A-AUT-MOP-108 A-AUT-MOP-229	
Recherche du streptocoque B par PCR en temps réel	Prélèvement vaginal	Méthode PCR Temps Réel sur automate GeneXpert - CEPHEID - n°804810 et n°110018636	A-AUT-MOP-161 A-AUT-MOP-232	
Recherche HPV de haut risque	Prélèvement vaginal	Méthode Transcription-Mediated Amplification sur automate PANTHER FUSION - HOLOGIC - n° 2090003631	A-AUT-MOP-108 A-AUT-MOP-118	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coloration de gram	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct microscopique après coloration de Gram en méthode automatisée -PREVICOLOR - BIOMERIEUX - n°A1A292181887	A-MAT-MOP-002	
Coproculture	Selles	Mise en culture (ensemencement) Détermination phénotypique après culture (Caractérisation biochimique, Séro-agglutination, Immuno-enzymatique)	A-TMA-MOP-030 A-TMA-MOP-097 A-VAB-MOP-045	
Cytologie des liquides biologiques	Tous liquides biologiques humains, liquides de ponction	Méthode manuelle d'observation au microscope optique avec ou sans coloration	A-TMA-MOP-040 A-TMA-MOP-070	
Examen cyto bactériologique des urines	Urine	Examen direct morphologique macro et microscopique Mise en culture (ensemencement) Détermination phénotypique après culture (Caractérisation biochimique, Séro-agglutination, Immuno-enzymatique)	A-TMA-MOP-069 A-TMA-MOP-040 A-TMA-MOP-070 A-VAB-MOP-110	
Recherche de Mycobactéries à l'examen direct après coloration à l'auramine automatisée	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct au microscope à fluorescence après coloration à l'auramine en méthode automatisée - Colorateur RAL -I2A - n°1055	A-MAT-MOP-004 A-MAT-MOP-007	
Recherche manuelle de Mycobactéries à l'examen direct après coloration de Ziehl	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct au microscope après coloration de Ziehl en méthode manuelle - Kit Zn Staining RAL	A-TMA-MOP-115	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémoculture	Echantillons biologiques humains	Méthode automatisée colorimétrique sur VIRTUO - BIOMERIEUX- n°VRTA-00868	GPNE-AUT-MOP-002 A-TMA-MOP-087	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche et identification des dermatophytes et champignons filamenteux	Echantillon biologique d'origine humaine ou culture fongique	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle , incubation, lecture puis détermination microscopique	A-TMA-MOP-007 VAB-FITE-075	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coproculture	Selle	Méthode automatisée d'identification - MALDI-TOF - BRUKER - n°189011241318	A-TMA-MOP-030 A-TMA-MOP-097 A-VAB-MOP-045	
Ensemencement, culture des bactéries	Echantillon biologique d'origine humaine et/ou culture bactérienne (tous germes)	Mise en culture manuelle sur milieu gélosé, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	A-TMA-MOP-134	
Examen cyto bactériologique des urines	Urines	Examen morphologique direct macro- et microscopique Mise en culture manuelle sur milieu gélosé, incubation, lecture Méthode automatisée d'identification - MALDI-TOF - BRUKER - n°189011241318	A-TMA-MOP-069 A-TMA-MOP-040 A-TMA-MOP-070 A-VAB-MOP-110	
Identification en méthode automatisée de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne, culture fongique	Méthode automatisée d'identification de bactéries et/ou levures sur spectromètre de masse MALDI-TOF - BRUKER - n°: 189011241318	GPNE-AUT-MOP-003 GPNE-AUT-MOP-004	
Recherche de Clostridium Difficile par culture	Selles	Mise en culture manuelle sur milieu gélosé, incubation, lecture Méthode automatisée d'identification - MALDI-TOF - BRUKER - n°189011241318	A-TMA-MOP-046	
Recherche de streptocoque B par culture en fin de grossesse	Prélèvement vaginaux	Mise en culture manuelle sur milieu gélosé, incubation, lecture Méthode automatisée d'identification - MALDI-TOF - BRUKER - n°189011241318	A-TMA-MOP-023 A-TMA-MOP-099	
Recherche et identification des levures	Echantillon biologique d'origine humaine, culture bactérienne	Examen morphologique direct macro- et microscopique Mise en culture manuelle sur milieu gélosé, incubation, lecture Méthode automatisée d'identification - MALDI-TOF - BRUKER - n°189011241318	A-TMA-MOP-007 VAB-FITE-075	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antibiogramme par diffusion	Culture bactérienne	Caractérisation de la résistance aux antibiotiques par diffusion avec lecture manuelle et/ou automatisée sur SIRSCAN ORION - I2a - n°224AORI00099	GPNE-AUT-MOP-009 A-TMA-MOP-101 A-TMA-MOP-136	
Antifongigramme	Culture bactérienne	Caractérisation de la résistance aux antifongiques en milieu liquide avec lecture manuelle et/ou automatisée sur SIRSCAN ORION - I2a - n°224AORI00099	GPNE-AUT-MOP-009 A-TMA-MOP-135 A-VAB-MOP-051	
Détermination de la CMI en méthode manuelle par diffusion	Culture bactérienne	Méthode manuelle par diffusion avec lecture visuelle - I2a	A-TMA-MOP-130	
Détermination de la CMI en méthode manuelle par dilution en milieu liquide	Culture bactérienne	Méthode manuelle par dilution en milieu liquide avec lecture visuelle - UMIC - BRUKER	A-TMA-MOP-103	
Tests rapides de résistance des bactéries	Culture bactérienne	Méthode manuelle par immunochromatographie sur bandelette pour la PLP2a ALERE, et immunochromatographique pour la carbapénémase EURO BIO	A-TMA-MOP-146	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de paludisme par frottis sanguin : identification de l'espèce et quantification de la parasitémie	Sang total	Méthode manuelle de lecture au microscope optique après coloration au MGG	A-TMA-MOP-083	
Recherche de paludisme par PCR	Sang total	Méthode de détection d'acide nucléique après amplification sur automate ALETHIA - LAUNCH Diagnostics - n° IP4119.A2	A-AUT-MOP-226	

Site Site Aulnay-sous-Bois :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Services de soins	Peau, Phanères, Tissus, Muqueuses	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	GPNE-PLV-PRG-001	
Services de soins	Moëlle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	GPNE-PLV-PRG-001	

Site Site Montfermeil :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ACE	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Acide urique	Sérum	Méthode automatisée par Uricase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Acide urique	Urine	Méthode automatisée par Uricase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
AFP	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
ALAT	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Albumine	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Albumine	Urine	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Amikacine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Ammoniac	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Amylase	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ASAT	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Bilirubine conjuguée	Sérum	Méthode automatisée par Diazo sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Bilirubine totale	Sérum	Méthode automatisée par Diazo sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
CA 15-3	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
CA 19-9	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
CA 125	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Calcium	Sérum	Méthode automatisée par NM-BAPTA sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Calcium	Urine	Méthode automatisée par NM-BAPTA sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Chlorures	Sérum	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2230-05 et 2230-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Cholestérol	Sérum	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Cholestérol HDL	Sérum	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CO2 total	Sérum	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Cortisol	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
CPK	Sérum	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
CRP	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Créatinine	Sérum	Méthode automatisée enzymatique colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Créatinine	Urine	Méthode automatisée enzymatique colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
CYFRA 21	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Ethanol	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02 et 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Fer	Sérum	Méthode automatisée par FerroZine sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Ferritine	Sérum	Méthode automatisée ECLIA - ECL/sandwich sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Folates	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Gaz du sang Carboxyhémoglobine (HbCO)	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL FLEX825 - RADIOMETER- n°754R0576N-0008 et 754R0576N-0007	RM-AUT-MOP-060	
Gaz du sang Methémoglobine	Sang total	Méthode automatisée par amperométrie directe sur ABL FLEX825 - RADIOMETER- n°754R0576N-0008 et 754R0576N-0007	RM-AUT-MOP-060	
Gaz du sang pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hb, HbO ₂ , Bicarbonates	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL FLEX825 - RADIOMETER- n°754R0576N-0008 et 754R0576N-0007	RM-AUT-MOP-060	
GGT	Sérum	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose	Urine	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose	Plasma	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose	LCR	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Haptoglobine	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
HCG	Sérum	Méthode automatisée ECLIA - ECL/sandwich sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04 et 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Ig A	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ig G	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Ig M	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Lactate sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par spectrometrie directe sur ABL FLEX825 - RADIOMETER- n°754R0576N-0008 et 754R0576N-0007	RM-AUT-MOP-060	
LDH	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Lipase	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Magnésium	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
NSE	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
NT-ProBNP	Plasma	Méthode automatisée par Electrochimiluminescence sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série: 4353-04 et 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
PAL	Sérum	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Paracétamol	Sérum	Méthode automatisée Immuno-enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02 et 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Phosphore	Sérum	Méthode automatisée par Phosphomolybdate sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Phosphore	Urine	Méthode automatisée par Phosphomolybdate sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium	Sérum	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2230-05 et 2230-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium	Urine	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2230-05 et 2230-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Procalcitonine	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04 et 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Protides	LCR	Méthode automatisée par Turbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Protides	Urine	Méthode automatisée par Turbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Protéines	Sérum	Méthode automatisée Biuret sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Pré-albumine	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
PSA	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
PTH	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sodium	Sérum	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2230-05 et 2230-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Sodium	Urine	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 2230-05 et 2230-04	GPNE-ANA-MOP-003	
T3 Libre	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
T4 Libre	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Transferrine	Sérum	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Triglycérides	Sérum	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série: 2333-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Troponine	Sérum	Méthode automatisée ECLIA - ECL/sandwich sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04 et 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
TSH	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	
Urée	Sérum	Méthode automatisée par Uréase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-01 et 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Vancomycine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 2333-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Vitamine B12	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Vitamine D	Sérum	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 4353-04	GPNE-ANA-MOP-003	

Site Site Montfermeil :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Electrophorèse des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys Octa 3 - SEBIA n°4015	AG/RM-AUT-MOP-005 AG/RM-ANA-MOP-001	Changement d'automate le 07/07/2026
Hémoglobine glyquée HbA1c	Sang total	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys Octa 3 - SEBIA n°4015	AG/RM-AUT-MOP-005 AG/RM-AUT-MOP-006	Changement d'automate le 07/07/2026
Immunotypage des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire avec antisérums monospécifiques sur automate Capillarys Octa 3 - SEBIA n°4015	AG/RM-AUT-MOP-005 AG/RM-ANA-MOP-002	Changement d'automate le 07/07/2026

Site Site Montfermeil :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de toxiques urinaires : Amphétamine, Méthamphétamine, Barbituriques, Benzodiazépines, Cocaïne, Opiacés, Cannabis/THC (tétrahydrocannabinol), Antidépresseurs tricycliques	Urines	Détection immunologique qualitative sur automate TRIAGE METER PRO - QUIDEL ORTHO n° série : 80032WW	RM-AUT-MOP-068	

Site Site Montfermeil :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule sanguine	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XR9000 - SYSMEX - n°11800 et 11802	RM-ANA-MOP-007 RM-AUT-MOP-014	
Formule sanguine	Sang total	Formule sanguine manuelle au microscope optique numérique sur Di60 - SYSMEX - n°60017	RM-ANA-MOP-007	
Formule sanguine	Sang total	Formule sanguine manuelle au microscope optique	RM-ANA-MOP-007	
Hémogramme	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XR9000 - SYSMEX - n°11800 et 11802	RM-AUT-MOP-003	
Réticulocytes	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XR9000 - SYSMEX - n°11800 et 11802	RM-AUT-MOP-003	

Site Site Montfermeil :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Myélogramme	Moelle osseuse	Méthode manuelle de lecture au microscope optique après coloration au MGG (May Grünwald Giemsa)	RM-TMA-ENR-003 RM-TMA-MOP-004	

Site Site Montfermeil :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Vitesse de sédimentation	Sang total	Méthode manuelle, lecture visuelle à 1 heure	RM-TMA-MOP-005	

Site Site Montfermeil :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antithrombine 3 activité	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
D-Dimères	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur II	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur IX	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur V	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur VII	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur VIII	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur Willebrand Activité cofacteur de la ristocétine	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur Willebrand Antigène	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur X	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur XI	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Facteur XII	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Fibrinogène	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Protéine C activité	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Protéine S activité	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Temps de Céphaline + Activateur (TCA)	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Temps de Céphaline + Kaolin (TCK)	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
TP (temps de Quick)	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	

Site Site Montfermeil :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Activité anti-Xa : dosage de l'Apixaban	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Activité anti-Xa : dosage du Rivaroxaban	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Activité anti-Xa : Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Activité anti-Xa : Héparine non fractionnée (HNF)	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Activité anti-Xa Orgaran	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Recherche d'anticoagulants circulants : Test de confirmation	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Recherche d'anticoagulants circulants : Test de correction Céphaline + Activateur sur mélange	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	
Recherche d'anticoagulants circulants : Test de dépistage	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX2 - STAGO - n°: 2530 et 2528	RM-AUT-MOP-039	

Site Site Montfermeil :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche des anticorps anti-PF4-Héparine	Sérum	Méthode manuelle immuno-chromatographique sur Stic Expert HIT - STAGO	RM-TMA-MOP-009	

Site Site Montfermeil :

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Temps d'occlusion PFA	Sang total	Méthode automatisée par agrégométrie optique sur PFA-200 - SIEMENS - n° série : IN 000974	RM-AUT-MOP-047	

Site Site Montfermeil :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antigènes érythrocytaires FYa FYb	Sang total	Méthode manuelle par agglutination sur colonne gel BIORAD	RM-TMA-MOP-001	
Antigènes érythrocytaires JKa JKb	Sang total	Méthode manuelle par agglutination sur colonne gel BIORAD	RM-TMA-MOP-001	
Antigènes érythrocytaires LEa-LEb	Sang total	Méthode manuelle par agglutination sur colonne gel BIORAD	RM-TMA-MOP-001	
Antigènes érythrocytaires M N	Sang total	Méthode manuelle par agglutination sur colonne gel BIORAD	RM-TMA-MOP-001	
Antigènes érythrocytaires S s	Sang total	Méthode manuelle par agglutination sur colonne gel BIORAD	RM-TMA-MOP-001	
Groupe sanguin ABO-Rh	Sang total	Méthode manuelle par agglutination sur colonne gel BIOVUE ORTHO CLINICAL ou sur plaque de nacryl	RM-TMA-MOP-001	
Groupe sanguin ABO RH	Sang total	Méthode par agglutination en colonne gel sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n° J60003196	RM-AUT-MOP-002	
Phénotype Rh - Kell	Sang total	Méthode manuelle par agglutination sur colonne gel BIOVUE ORTHO CLINICAL	RM-TMA-MOP-001	
Phénotype RH KELL	Sang total	Méthode par agglutination en colonne gel sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n° J60003196	RM-AUT-MOP-002	

Site Site Montfermeil :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
RAI : dépistage	Plasma	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n°J60003196	RM-AUT-MOP-002	
RAI : dépistage	Plasma	Technique manuelle d'hémagglutination sur colonne gel BIOVUE ORTHO CLINICAL	RM-TMA-MOP-001	
RAI : identification	Plasma	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate VISION - ORTHO CLINICAL - n°J60003196	RM-AUT-MOP-002	

Site Site Montfermeil :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coombs Direct (TCD)	Sang total	Méthode d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate VISION- ORTHO CLINICAL - n°J60003196	RM-AUT-MOP-002	
Coombs Direct (TCD)	Sang total	Méthode manuelle d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration BIOVUE ORTHO CLINICAL	RM-TMA-MOP-001	

Site Site Montfermeil :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CMV : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
CMV : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
EBV : anticorps anti-EBNA IgG	Sérum	Méthode d'électrochimiluminescence sur automate VIDAS 3 - BIOMERIEUX - n° VN05231	RM-AUT-MOP-070	
EBV : anticorps anti-VCA IgG	Sérum	Méthode d'électrochimiluminescence sur automate VIDAS 3 - BIOMERIEUX - n° VN05231	RM-AUT-MOP-070	
EBV : anticorps anti-VCA IgM	Sérum	Méthode d'électrochimiluminescence sur automate VIDAS 3 - BIOMERIEUX - n° VN05231	RM-AUT-MOP-070	
Hépatite A : anticorps IgG totaux	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite A : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : AgHBs	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : anticorps anti-HBc	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : anticorps anti-HBs	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite C : anticorps	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Rubéole : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Syphilis: anticorps totaux	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Syphilis : RPR	Sérum	Méthode manuelle de détection des anticorps par utilisation de particules de charbon sensibilisées, test RPR 100 - BIORAD	RM-TMA-MOP-010	
Toxoplasmose : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Toxoplasmose : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	
VIH : anticorps anti VIH 1et 2	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 420C-01	GPNE-ANA-MOP-003	

Site Site Montfermeil :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de l'Antigène Legionnelle	Urines	Méthode manuelle immunochromatographique sur membrane et lecture visuelle et/ou automatisée par lecteur Alere - BinaxNOW LEGIONELLA - ABBOTT	RM-TMA-MOP-014	
Recherche de l'antigène Pneumocoque	Urines et LCR	Méthode manuelle immunochromatographique sur membrane et lecture visuelle et/ou automatisée par lecteur Alere - BinaxNOW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - ABBOTT	RM-TMA-MOP-013	
Recherche de l'antigène du Cryptocoque	Sang et LCR	Test rapide par immuno-chromatographie à flux latéral sur membrane et lecture visuelle - BIOSYNEX	RM-TMA-MOP-029	

Site Site Montfermeil :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Charge virale VIH-1	Plasma	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n°834338 et 110016670	RM-AUT-MOP-108	
Grippe	Prélèvement respiratoire	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n°834338 et 110016670	RM-AUT-MOP-108	
Recherche de Strepto B	Prélèvement vaginal	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n°834338 et 110016670	RM-AUT-MOP-108	
VRS	Prélèvement respiratoire	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n°834338 et 110016670	RM-AUT-MOP-108	

Site Site Montfermeil :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coloration de Gram automatisée	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct microscopique après coloration de Gram en méthode automatisée - AEROSPRAY - ELITECH - n°7322241442	RM-AUT-MOP-112	
Coloration de Gram manuelle	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct microscopique après coloration de Gram en méthode manuelle - Colorants RAL	RM-TMA-MOP-012	
Cytologie des liquides de ponction	Liquides de ponction	Méthode manuelle d'observation au microscope optique et de quantification en cellule de numération avec grille à usage unique	RM-TMA-MOP-024	
Cytologie qualitative urinaire : cellules, cristaux, cylindres, germes	Urine	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur UF4000 - SYSMEX - n°12318	RM-AUT-MOP-096 RM-AUT-MOP-100	
Cytologie quantitative urinaire : numération des leucocytes et hématies	Urine	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur UF4000 - SYSMEX - n°12318	RM-AUT-MOP-096 RM-AUT-MOP-100	
Cytologie urinaire manuelle	Urine	Examen direct au microscope optique et quantification en cellule de numération avec grille à usage unique (sous-processus 1) / semi-quantification (sous-processus 2)	RM-TMA-MOP-012	
Examen direct après coloration manuelle de MGG	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct microscopique après coloration MGG en méthode manuelle - KIT RAL	RM-TMA-MOP-098	
Examen parasitologique des selles	Selles	Examen direct à l'état frais puis après concentration en MIF avec Lugol et concentration/centrifugation Bailanger en méthode manuelle	RM-TMA-MOP-048	
Recherche de Mycobactéries à l'examen direct après coloration à l'auramine automatisée	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct au microscope à fluorescence après coloration à l'auramine en méthode automatisée - AEROSPRAY - ELITECH - n°7720090648	RM-TMA-MOP-019	
Recherche manuelle de Mycobactéries à l'examen direct après coloration à l'auramine	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine	Examen direct au microscope à fluorescence après coloration à l'auramine en méthode manuelle - KIT FLUOCOLOR RAL	RM-TMA-MOP-023	

Site Site Montfermeil :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémocultures	Sang total, pus et liquides de ponctions	Méthode automatisée colorimétrique sur VIRTUO - BIOMERIEUX- n°VRTA-00474	GPNE-AUT-MOP-002 RM-AUT-MOP-085	

Site Site Montfermeil :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ensemencement en mycologie	Echantillon biologique d'origine humaine ou culture fongique	Méthode manuelle qualitative et visuelle	RM-TMA-MOP-035 RM-TMA-MOP-036	
Examen direct de mycologie après éclaircissement à la potasse	Cheveux, poils, peau, ongles	Examen direct au microscope après éclaircissement à la potasse en méthode manuelle	RM-TMA-MOP-035	
Identification en méthode automatisée de champignons filamenteux	Culture fongique	Méthode automatisée d'identification de champignons filamenteux sur spectromètre de masse MALDITOF de BRUKER	GPNE-AUT-MOP-003 GPNE-AUT-MOP-007	
Identification manuelle en mycologie après coloration au bleu	Culture fongique	Examen direct au microscope après coloration en méthode manuelle	RM-TMA-MOP-035	

Site Site Montfermeil :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coloration de Gram automatisée	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine, colonie, bouillon	Examen direct microscopique après coloration de Gram en méthode automatisée - AEROSPRAY - ELITTECH - n°7322241442	RM-AUT-MOP-112	
Coloration de Gram manuelle	Tous types de fluide ou tissu d'origine humaine, colonie, bouillon	Examen direct microscopique après coloration de Gram en méthode manuelle - Colorants RAL	RM-TMA-MOP-012	
Ensemencement en bactériologie	Echantillon biologique d'origine humaine et/ou culture bactérienne (tous germes)	Méthode manuelle, qualitative et visuelle avec des tests complémentaires manuels biochimiques	RM-TMA-MOP-087	
Identification en méthode automatisée de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne, culture fongique	Méthode automatisée d'identification de bactéries et/ou levures sur spectromètre de masse MALDI-TOF - BRUKER - n°189011241378	GPNE-AUT-MOP-003 GPNE-AUT-MOP-004	
Identification en méthode manuelle de bactéries	Culture bactérienne	Méthode manuelle d'identification par caractérisation biochimique de bactéries sur galeries API - BIOMERIEUX	RM-TMA-MOP-101	
Identification Escherichia coli sur milieu chromogène	Urines	Méthode manuelle par lecture visuelle de la coloration sur milieu chromogène - CPS BIOMERIEUX	RM-AUT-MOP-096	

Site Site Montfermeil :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antibiogramme par diffusion	Culture bactérienne, bouillon d'hémoculture	Caractérisation de la résistance aux antibiotiques par diffusion avec lecture automatisée sur SIRSCAN ORION - I2a - n°224GORI00122	GPNE-AUT-MOP-009 RM-TMA-ENR-021	
Détermination de la CMI en méthode manuelle par diffusion	Culture bactérienne	Méthode manuelle par diffusion avec lecture visuelle - I2a	RM-ANA-MOP-012	
Détermination de la CMI en méthode manuelle par dilution en milieu liquide	Culture bactérienne	Méthode manuelle par dilution en milieu liquide avec lecture visuelle - UMIC - BRUKER	RM-TMA-MOP-099	
Tests rapides de résistance des bactéries	Culture bactérienne	Méthode manuelle par immonochromatographie sur bandelette pour la PLP2a ALERE, et immonochromatographique pour la carbapénémase EUROBIO	RM-TMA-MOP-091 RM-TMA-MOP-031 RM-TMA-MOP-032 RM-TMA-MOP-034	

Site Site Montfermeil :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche d'antigènes de plasmodium	Sang total	Technique manuelle d'immunochromatographie - MALARIA AG PF/PAN - ABBOTT Rapid Diagnostics	RM-TMA-MOP-002 RM-TMA-MOP-003	
Recherche de paludisme par frottis sanguin : identification de l'espèce et quantification de la parasitémie	Sang	Méthode manuelle de lecture au microscope optique après coloration automatisée au MGG sur SP50 - SYSMEX - n°15470	RM-TMA-MOP-002 RM-AUT-MOP-004	
Recherche de paludisme par PCR	Sang total	Méthode de détection d'acide nucléique après amplification sur automate ALETHIA - LAUNCH Diagnostics - n°IP4041.02	RM-TMA-MOP-002 RM-TMA-MOP-003	

Site Site Montfermeil :

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de la mutation FII G20210A	Sang total	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n° 834338 et 110016670	RM-AUT-MOP-108	
Recherche de la mutation FV Leiden	Sang total	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n° 834338 et 110016670	RM-AUT-MOP-108	

Site Site Montfermeil :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Centre de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	GPNE-PLV-PRG-001	
Services de soins	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	GPNE-PLV-PRG-001 RM-PLV-MOP-001	
Centre de prélèvement	Peau et phanères	Prélèvements cutané ou des phanères pour examens bactériologiques, mycologiques, ou parasitologiques	GPNE-PLV-PRG-001 RM-PLV-MOP-002	

Site Site Montreuil :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Acide urique	Plasma	Méthode automatisée par Uricase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Acide Valproïque	Sérum	Méthode automatisée Immuno-enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	M-GPNE-ANA-MOP-003	
AFP	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	
ALAT	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Albumine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Albumine	Urine	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Amikacine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Ammoniémie	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
ASAT	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie IFCC avec phosphate de pyridoxal sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n°série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
B2 microglobuline	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Bicarbonates	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Bilirubine directe	Plasma	Méthode automatisée Dichloro-3,5 phényldiazonium sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n°série : 22L7-09 et 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Bilirubine totale	Plasma	Méthode automatisée par méthode Dichloro-3,5 phényldiazonium sur COBAS PRO C503 - Roche Diagnostic n°série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Calcium	Plasma	Méthode automatisée par NM-BAPTA sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Calcium	Urine	Méthode automatisée par NM-BAPTA sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Calcium sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
Chlore	Plasma	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 22MO-08 et 22MO-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Chlore	Urine	Méthode automatisée par méthode Potentiométrie indirecte sur COBAS ISE - Roche Diagnostic n° série : 22MO-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Chlore sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
Cholesterol total	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Complément C3	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Complément C4	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Cortisol	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	
CPK	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
CRP	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Créatinine	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Créatinine	Urine	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Digoxine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Fer	Plasma	Méthode automatisée par FerroZine sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Ferritine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Folate	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Gaz du sang Carboxyhémoglobine (HbCO)	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
Gaz du sang Methémoglobine	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
Gaz du sang pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hb, HbO ₂ , Bicarbonates	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
Gentamicine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
GGT	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose	Urine	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose / Glycémie	Plasma	Méthode automatisée par Hexokinase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Glucose sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
Haptoglobine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
HCG	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01 et 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
HDL Cholesterol	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
IgA	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
IgG	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
IgM	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Lactates	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Lactate sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
LDH	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Lipase	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Magnésium	Plasma	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Magnésium	Urine	Méthode automatisée par spectrophotométrie colorimétrique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
NT-proBNP	Plasma	Méthode automatisée par Electrochimiluminescence sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01 et 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Phosphatases alcalines	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Phosphore	Urine	Méthode automatisée par Phosphomolybdate sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Phosphore	Plasma	Méthode automatisée par Phosphomolybdate sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium	Plasma	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 22MO-08 et 22MO-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium	Urine	Méthode automatisée par méthode Potentiométrie indirecte sur COBAS ISE - Roche Diagnostic n° série : 22MO-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Potassium sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
Protéines	Urine	Méthode automatisée par Turbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Protéines sériques ou plasmatiques totales	Plasma / sérum	Méthode automatisée Biuret sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Préalbumine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
PSA total	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
PTH	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Sodium	Plasma	Méthode automatisée par Potentiométrie indirecte sur COBAS PRO module ISE - Roche Diagnostic n° série : 22MO-08 et 22MO-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Sodium	Urine	Méthode automatisée par méthode Potentiométrie indirecte sur COBAS ISE - Roche Diagnostic n° série : 22MO-09	GPNE-ANA-MOP-003	
Sodium sur gaz du sang	Sang total	Méthode automatisée par potentiométrie directe sur ABL 90 flex - RADIOMETER- n°série : I393-092R0177N002 et I393-092R0177N004	AG-AUT-MOP-015	
T3 libre	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	
T4 libre	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Transferrine	Plasma	Méthode automatisée par Immunoturbidimétrie sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Triglycérides	Plasma	Méthode automatisée enzymatique sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Troponine T	Plasma	Méthode automatisée par Electrochimiluminescence sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01 et 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
TSH	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Urée	Plasma	Méthode automatisée par Uréase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08 et 22L7-09	GPNE-ANA-MOP-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Urée	Urine	Méthode automatisée par Uréase sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Vancomycine	Sérum	Méthode automatisée par KIMS sur COBAS PRO module C503 - Roche Diagnostic n° série : 22L7-08	GPNE-ANA-MOP-003	
Vitamine B12	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	
Vitamine D	Plasma	Méthode automatisée ECLIA sur COBAS PRO module E801 - Roche Diagnostic n° série : 42A9-01	GPNE-ANA-MOP-003	

Site Site Montreuil :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang total	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys Octa 3 - SEBIA n°:1240	AG/RM-AUT-MOP-005 AG/RM-AUT-MOP-013	
Electrophorèse des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys Octa 3 - SEBIA n°:1240	AG/RM-AUT-MOP-005 AG/RM-ANA-MOP-001	
Hémoglobine glyquée HbA1c	Sang total	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys Octa 3 - SEBIA n°:1240	AG/RM-AUT-MOP-005 AG/RM-AUT-MOP-006	
Immunotypage des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire sur automate Capillarys Octa 3 - SEBIA n°:1240	AG/RM-AUT-MOP-005 AG/RM-ANA-MOP-002	

Site Site Montreuil :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de toxiques urinaires : Méthamphétamine, Cocaïne, Cannabis (THC), Benzodiazépines, Antidépresseurs tricycliques, Barbituriques, Amphétamines, Morphine, MDMA, Méthadone, Buprénorphine	Urines	Détection qualitative par immunochromatographie avec lecture visuelle - Multi-Drug SureStep - ABBOTT	A/AG-TMA-MOP-001	

Site Site Montreuil :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CHI André Grégoire	Urgences gynécologiques	BHCG urinaire	Urine	Technique automatisée, Immunochromatographie sur automate Clinitek Status + - SIEMENS- n°336266	AG-EBD-MOP-001	

Site Site Montreuil :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémogramme	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XN3000 - SYSMEX - n°: 27854 et 27856	AG-ANA-MOP-049	
Plaquettes	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XN3000 - SYSMEX - n°: 27854 et 27856	AG-ANA-MOP-049	
Réticulocytes	Sang total	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur XN3000 - SYSMEX - n°: 27856	AG-ANA-MOP-049	
Test de Kleihauer	Sang total	Méthode manuelle de recherche et quantification d'hématies fœtales par microscopie	AG-ANA-MOP-047	

Site Site Montreuil :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Myélogramme	Moelle osseuse	Méthode manuelle de lecture au microscope optique après coloration au MGG (May Grünwald Giemsa)	AG-TMA-MOP-013 AG-ANA-MOP-040	

Site Site Montreuil :

BM HB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Test ITANO	Sang total	Méthode manuelle : Test de précipitation avec lecture visuelle	AG-TMA-MOP-001	

Site Site Montreuil :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
D Dimères	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO -n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	
Facteur II	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Facteur IX	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Facteur V	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO -n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	
Facteur VII	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Facteur VIII	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Facteur X	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Facteur XI	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Facteur XII	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Fibrinogène	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO -n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	
INR en cas de traitement par AVK	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO -n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Temps de Céphaline + Activateur (TCA)	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO -n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	
Temps de Céphaline + Kaolin (TCK)	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
Temps de thrombine	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-022	
TP (temps de Quick) en l'absence de traitement par AVK	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO -n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	

Site Site Montreuil :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Activité anti-Xa : Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO - n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	
Activité anti-Xa : Héparine non fractionnée (HNF)	Plasma	Méthode colorimétrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579 et STA COMPACT MAX 3 - STAGO - n°: 4249	AG-AUT-MOP-022	
Recherche, identification et/ou détermination d'anticoagulants circulants	Plasma	Méthode chronométrique sur automate STAR MAX3 - STAGO - n°: 3579	AG-AUT-MOP-013	

Site Site Montreuil :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche des anticorps anti-PF4-Héparine	Plasma	Méthode manuelle immuno-chromatographique sur Stic Expert HIT - STAGO	AG-TMA-MOP-003	

Site Site Montreuil :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antigènes érythrocytaires LE1 LE2	Sang total	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate IH500 - BIORAD - n°0400257	AG-AUT-MOP-006	
Antigènes érythrocytaires MNS1 MNS2	Sang total	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate IH500 - BIORAD - n°0400257	AG-AUT-MOP-006	
Détermination de groupes sanguins ABO RH KELL	Sang total	Technique manuelle d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration BIORAD	AG-TMA-MOP-002	
Groupes sanguins ABO RH	Sang total	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate IH500 - BIORAD - n°0400257	AG-AUT-MOP-006	
Phénotype RH KELL	Sang total	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate IH500 - BIORAD - n°0400257	AG-AUT-MOP-006	

Site Site Montreuil :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Epreuves directes de compatibilité	Plasma	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration, test indirect à l'antiglobuline, sur automate IH500 - BIORAD - n°0400257	AG-ANA-MOP-001	
Epreuves directes de compatibilité	Plasma	Technique manuelle d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration, test indirect à l'antiglobuline - BIORAD	AG-ANA-MOP-001	
RAI : dépistage	Plasma	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration, test indirect à l'antiglobuline, sur automate IH500 - BIORAD - n°0400257	AG-AUT-MOP-006	
RAI : dépistage	Plasma	Technique manuelle d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration, test indirect à l'antiglobuline - BIORAD	AG-TMA-MOP-002	
RAI : identification	Plasma	Méthode par hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration, test indirect à l'antiglobuline, sur automate IH500 - BIORAD - n°0400257	AG-AUT-MOP-006	
RAI : identification	Plasma	Technique manuelle d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration, test indirect à l'antiglobuline - BIORAD	AG-TMA-MOP-002	

Site Site Montreuil :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coombs Direct (TCD)	Sang total	Méthode d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration sur automate IH 500- BIORAD- n°: 0400257	AG-AUT-MOP-006	
Coombs Direct (TCD)	Sang total	Méthode manuelle d'hémagglutination avec diffusion sur colonne gel de filtration BIORAD	AG-TMA-MOP-002	

Site Site Montreuil :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CMV : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
CMV : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite A : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite A : anticorps totaux	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : AgHBs	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-01 et 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : anticorps anti-HBc	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite B : anticorps anti-HBs	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Hépatite C : anticorps	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Rubéole : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Syphilis : anticorps totaux	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Syphilis : RPR	Sérum	Méthode manuelle de détection des anticorps par utilisation de particules de charbon sensibilisées, test RPR BIORAD	AG-ANA-MOP-036	Ajout (Méthode déjà mise en place depuis 2018)
Toxoplasmose : anticorps IgG	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Toxoplasmose : anticorps IgM	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
VIH : anticorps anti VIH 1et 2	Sérum	Méthode ECLIA sur automate COBAS PRO E801 - ROCHE - n°: 42A9-01 et 42A9-02	GPNE-ANA-MOP-003	
Western blot HIV	Sérum	Technique manuelle immunochromatographique - Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay - BIORAD	AG-ANA-MOP-038	

Site Site Montreuil :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de l'Antigène Legionnelle	Urine	Méthode manuelle immunochromatographique sur membrane et lecture visuelle - BinaxNOW LEGIONELLA - ABBOTT	AG-TMA-MOP-014	

Site Site Montreuil :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Charge virale HIV- 1	Plasma	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n° 809404, 811843 et 110016396	AG-ANA-MOP-033	
Charge virale hépatite C	Sérum / Plasma	Méthode RT-PCR sur automate GeneXpert - CEPHEID - n° 809404, 811843 et 110016396	AG-ANA-MOP-033	

Site Site Montreuil :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cytologie qualitative urinaire : cellules, cristaux, cylindres, germes	Urine	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur UF4000 - SYSMEX - n°12807	AG-ANA-MOP-006	
Cytologie quantitative urinaire : numération des leucocytes et hématies	Urine	Méthode automatisée par cytométrie en flux sur UF4000 - SYSMEX - n°12807	AG-ANA-MOP-006	
Cytologie urinaire manuelle	Urine	Examen direct au microscope optique, lecture en cellule KOVASLIDE et coloration de GRAM	AG-ANA-MOP-006	

Site Site Montreuil :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémoculture	Sang total	Méthode automatisée colorimétrique sur VIRTUO - BIOMERIEUX- n°VRTA-00923	GPNE-AUT-MOP-002 AG-ANA-MOP-009	

Site Site Montreuil :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de champignons filamenteux	Culture fongique	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	AG-ANA-MOP-019	

Site Site Montreuil :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cyto bactériologique des urines	Urine	Mise en culture manuelle sur milieu gélosé, incubation, lecture	AG-ANA-MOP-006	
Examen cyto bactériologique des urines	Urine	Méthode manuelle d'identification par caractérisation biochimique de bactéries sur galeries API - BIOMERIEUX	AG-ANA-MOP-006	
Examen cyto bactériologique des urines	Urine	Méthode automatisée d'identification de bactéries sur spectromètre de masse MALDI-TOF - BRUKER - n°: 189011241265	GPNE-AUT-MOP-003 GPNE-AUT-MOP-004	
Examen direct après culture	Culture bactérienne	Examen morphologique direct macroscopique, et microscopique après coloration de Gram en méthode manuelle	AG-ANA-MOP-009	

Site Site Montreuil :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antibiogramme par diffusion	Culture bactérienne	Caractérisation de la résistance aux antibiotiques par diffusion avec lecture automatisée sur SIRSCAN ORION - I2a - n°: 224AORI00097	GPNE-AUT-MOP-009 AG-ANA-MOP-003	
Détermination de la CMI en méthode manuelle par diffusion	Culture bactérienne	Méthode manuelle par diffusion avec lecture visuelle - I2a	AG-ANA-MOP-003	
Détermination de la CMI en méthode manuelle par dilution en milieu liquide	Culture bactérienne	Méthode manuelle par dilution en milieu liquide avec lecture visuelle - UMIC - BRUKER	AG-ANA-MOP-005	

Site Site Montreuil :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche d'antigènes de plasmodium	Sang total	Technique manuelle d'immunochromatographie - PALUTOP+4 - BIOSYNEX	AG-ANA-MOP-044	
Recherche de paludisme Goutte épaisse	Sang total	Méthode manuelle de lecture au microscope optique après coloration au Giemsa	AG-ANA-MOP-044	
Recherche de paludisme par frottis sanguin : identification de l'espèce et quantification de la parasitémie	Sang total	Méthode manuelle de lecture au microscope optique après coloration au MGG	AG-ANA-MOP-044	
Recherche de paludisme par PCR	Sang total	Méthode de détection d'acide nucléique après amplification sur automate ALETHIA - LAUNCH Diagnostics - n° IP2719	AG-ANA-MOP-048	

Site Site Montreuil :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Services de soins	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	GPNE-PLV-PRG-001 AG-TMA-MOP-013	