



Portée détaillée v.5 de l'attestation N° 8-4131

*Detailed scope v.5 of the attestation N° 8-4131**Date de publication / Publish date: 25/06/2025*

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Acide Urique	plasma hépariné	Test colorimétrique enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058750190 UA2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Albumine	plasma hépariné	Test colorimétrique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08056692190 ALB2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
ALT	plasma hépariné	Test enzymatique P5'P Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08062986190 PYP	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ammoniémie	Plasma EDTA	Enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058024190 NH3L2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
AST	plasma hépariné	Test enzymatique P5'P Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08062986190 PYP	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
B12	Plasma hépariné	Principe de compétition Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 07028121190 Elecsys Vitamin B12 II	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Bili D	plasma hépariné	Diazo réaction Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08056951190 BILD2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Bili T	plasma hépariné	Diazo réaction Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08056960190 BILT3	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Bnp	Plasma hépariné	Méthode "sandwich" Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 09315284190 Elecsys proBNP II	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Calcium	plasma hépariné	Photométrie Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057427190 CA2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Chlore	plasma hépariné LCR	Potentiométrie Automate ROCHE COBAS PRO 1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur ISE indirect Na-K-Cl	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Cholestérol	plasma hépariné	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057443190 CHOL2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
CO2	Plasma hépariné	Absorbance Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057494190 CO2-L	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Cortisol	Sérum	Principe de compétition Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 07027150190 Elecsys Cortisol II	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
CPK	Plasma hépariné	Test UV Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057460190 CK	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CRP	plasma hépariné	Immunoturbidimétrie Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057591190 CRP4	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Créatinine	plasma hépariné	Enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057524190 CREP2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Digoxine	Plasma hépariné	Principe de compétition Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 07027214190 Elecsys Digoxin	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Dépakine	Plasma hépariné	Immuno enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058814190 VALP2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Ethanol	Plasma hépariné	Enzymatique à l'alcool déshydrogénase Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057630190 ETOH2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Fer	Plasma hépariné	Test colorimétrique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057931190 IRON2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ferritine	Plasma hépariné	Méthode "sandwich" Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 07027150190 Elecsys Cortisol II	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Gaz du sang : pH, pCO ₂ , pO ₂ , HCO ₃ c, SaO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Glucose, Lactate, tHB, HbO ₂ , HbCO ₂ , MetHb, BE, AG, tCO ₂	Sang total	WERFEN GEM 5000 Electrochimie	- D3.9-MO-001 Guide d'utilisation simplifié des automates GEM 5000 - D6-MO-001 Guide d'utilisation GEM 5000	ajouter en mars 2016
GGT	plasma hépariné	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057796190 GGT-2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Glucose	plasma hépariné et plasma fuorure de sodium LCR	Enzymatique à l'Hexokinase Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057800190 GLUC3	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Hapto	Plasma hépariné	Immunoturbidimétrie Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08106045190 HAPT2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
HbA1c	Sang total EDTA	Méthode d'hémolyse TTAB Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08056668190 A1CX3	passage sur l'automate COBAS PRO Janvier 2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HCG	Plasma hépariné	Méthode "sandwich" Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 07251025190 Elecsys HCG+B	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Lactates	Plasma fluorure de sodium	Test Colorimétrique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057940190 LACT2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
LDH	plasma hépariné	Test UV par photométrie Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 0805798190 LDHI2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
LDL cholestérol	Plasma hépariné	Paramètre calculé	D3.9-INS-004 Préparation	ajout 24/06/2025
Lipase	plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057982190 LIPC2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
PAL	plasma hépariné	Colorimétrie Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08056757190 ALP2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Paracétamol	Plasma hépariné	Immunoenzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08056684190 ACET2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Phosphore	Sérum	Molibdate UV Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058610190 PHOS2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Potassium	plasma hépariné	Potentiométrie Automate ROCHE COBAS PRO 1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur ISE indirect Na-K-Cl	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Protides totaux	plasma hépariné LCR	Colorimétrie Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058652190 TP2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
PSA Totale	Sérum	Méthode "sandwich" Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08791732190 Elecsys total PSA	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Sodium	plasma hépariné	Potentiométrie Automate ROCHE COBAS PRO 1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur ISE indirect Na-K-Cl	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
T4L	Sérum	Principe de compétition Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 09043284190 Elecsys FT4 IV	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Transferrine	Plasma hépariné	Immunoturbidimétrie Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058733190 TRSF2	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Triglycérides	plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058687190 TRIGL	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Tropo	Plasma hépariné	Méthode "sandwich" Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 09315357190 Elecsys Troponin T hs	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
TSH	Sérum	Méthode "sandwich" Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08443432190 Elecsys TSH	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Ultra HDL	plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	- D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08057877190 HDLC4	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Urée	plasma hépariné	Test cinétique Uréase Automate ROCHE COBAS PRO1 et 2	D3.9-INS-004 Préparation - D1.9-INS-007 Contrôles et calibration - Fiche Technique fournisseur 08058806190 UREAL	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Electrophorèse hémoglobine hors nouveaux nés	Sang total	Variant II chromatographie liquide à haute performance (CLHP)	D3.7-MO-003 V03 Utilisation courante du variant II	RAS

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Toxiques urinaires	Urine	Le test BIOSYNEX DRUGCHECK 10 est un dosage immunochromatographie permettant de mettre en evidence la présence de toxiques dans les urines.	Fiche technique du coffret BIOSYNEX DRUGCHECK 10 REF 1140015	RAS

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS FRANCK JOLY	Pôle activités cliniques / service Unité de Soins Continus	Gaz du sang : pH, pCO ₂ , pO ₂ , HCO ₃ c, SaO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Glucose, Lactate, tHB, HbO ₂ , HbCO ₂ , MetHb, BE, AG, tCO ₂	Sang total hépariné	GEM 5000 Electrochimie	Cassette WERFEN	RAS

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Numération Formule Sanguine automatisée	Sang total	Sysmex XN1000 et XN 1500 Spectrophotométrie / Cytométrie de flux / Impédancemétrie / Fluorescence / Calcul	D1.1-INS-003 Gestion des CIQ sur XN1500-XN1000 D2.1-INS-003 Gestion des alarmes automatés XN1000/XN1500 D2.1-INS-002 CAT devant l'alarme NRBC_Present (présence d'érythroblastes) sur XN1000 D3.1-MO-004 Mise en route optimisée XN1000/XN1500 D3.1-MO-001 Maintenances et sauvegarde XN1000/SP50 D3.1-MO-004 Manuel d'utilisation simplifiée XN1000	RAS
Réticulocytes	Sang total	Fluorocytométrie Sysmex XN1000 et XN 1500	D1.1-INS-003 Gestion des CIQ sur XN1500-XN1000 D2.1-INS-003 Gestion des alarmes automatés XN1000/XN1500 D2.1-INS-002 CAT devant l'alarme NRBC_Present (présence d'érythroblastes) sur XN1000 D3.1-MO-004 Mise en route optimisée XN1000/XN1500 D3.1-MO-001 Maintenances et sauvegarde XN1000/SP50 D3.1-MO-004 Manuel d'utilisation simplifiée XN1000	mis en place avec le NFS en Avril 2020

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Myélogramme	Moelle	Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie	D4.1-INS-012 V01 Réalisation d'un myélogramme	RAS

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Fibrinogène	plasma citrate de sodium	Chronométrie par viscosimétrie Automate STAR MAX 3	Manuel de référence STAR MAX 3	Changement sur STAR MAX 3 le 11/02/2025
TCA	plasma citrate de sodium	Chronométrie par viscosimétrie Automate STAR MAX 3	Manuel de référence STAR MAX 3	Changement sur STAR MAX 3 le 11/02/2025
TP	plasma citrate de sodium	Chronométrie par viscosimétrie Automate STAR MAX 3	Manuel de référence STAR MAX 3	Changement sur STAR MAX 3 le 11/02/2025

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Activité anti Xa	Plasma citraté	technique chromogénique	Manuel de référence STAR MAX 3	Changement de l'automate en STAR MAX 3 le 11/02/2025

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Groupe Sanguin	Sang total EDTA	Hémagglutination en gel Automate IH 500 BIORAD	ID3.2-MO-002 V05 Utilisation des IH500 et de la station IH-Com	RAS

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
RAI	Plasma EDTA	Hémagglutination en gel Automate IH 500 BIORAD	ID3.2-MO-002 V05 Utilisation des IH500 et de la station IH-Com	RAS

Site Service de biologie médicale du CHOG :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	ID3.2-MO-002 V05 Utilisation des IH500 et de la station IH-Com	RAS

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ag HBe	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	-D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Ag HBs	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Anti HBcIgM	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Anti HBc II	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Anti Hbe	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Anti HBs	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Anti HCV	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
CMV IgG	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CMV IgM	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
EBV	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Janvier 2024
HAV IgM	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
HTLV	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Rubéole IgG	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Syphilis : dépistage	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Syphilis : VDRL Recherche, identification et/ou détermination de la concentration d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques vis-à-vis d'agents infectieux	Sérum	Detection qualitative et semi-quantitative des anticorps, reagine, non treponémateux associé à la syphilis par agglutination macroscopique sur des cartes de test jetables BIORAD RPR	Fiche technique RPR BIORAD 883684	
Toxo IgG	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023
Toxo IgM	Sérum	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) COBAS PRO roche	D3.9-INS-004 V01 Préparation des COBAS PRO D1.10-INS-001 V01 Arrêt et allumage du COBAS 5800 D3.9-INS-003 V01 Maintenances journalières COBAS PRO - Fiche Technique	Changement d'automate COBAS PRO ROCHE Décembre 2023

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détection de l'antigène soluble de sérotype 1 Legionella pneumophila	Urine	Le test BinaxNOW™ Legionella Urinary Antigen Card est un dosage immunochromatographique sur membrane qui détecte l'antigène soluble de sérotype 1 Legionella pneumophila dans les échantillons d'urine de patients présentant de symptômes de pneumonie.	D4.3-INS62 Modalités de réalisation du test rapide Legionella Urinary Antigen Card par BinaxNOW™ ALERE D1.3-ENR24 Passage des CQI Ag Pneumocoque et Legionelle ALERE BinaxNOW	RAS
Détection de l'antigène soluble pneumococcique	Urine LCR	Le test BinaxNOW™ Streptococcus pneumoniae est un dosage immunochromatographique sur membrane qui détecte l'antigène soluble pneumococcique.	Modalités de réalisation du test rapide test BinaxNOW™ Streptococcus pneumoniae ALERE D1.3-ENR24 Passage des CQI Ag Pneumocoque et Legionelle ALERE BinaxNOW	RAS

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
PCR : Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae Recherche et identification de bactéries spécifiques (génotypage)	Urine Prélèvements génitaux	Détection d'acide nucléique après extraction et amplification PCR: automate COBAS 5800	D4.10-MO-005 V001 Utilisation rapide COBAS 5800	passage sur COBAS 5800 Juillet 2023
PCR M Tuberculosis : Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques d'agents infectieux, détection de gènes de résistance	Prélèvement respiratoire (crachat, LBA) Liquide de ponction (pleural, ascite, péritonéal, péricardique) Moelle osseuse Urine	Détection d'acide nucléique après extraction et amplification PCR: automate GeneXpert (Cepheid)	D4.10-MO01 Guide simplifié du GeneXpert D4.10-PR01 Utilisation du GeneXpert;	
PCR SARS-CoV-2 : détection qualitative de l'acide nucléique du SARS-CoV-2	Prélèvements nasal ou nasopharyngé	Le test Xpert Xpress SARS-CoV-2 est un test de diagnostic in vitro automatisé pour la détection qualitative de l'acide nucléique du SARS-CoV-2. Le test Xpert Xpress SARS-CoV-2 est réalisé sur les systèmes GeneXpert.	Fiche technique Xpert® Xpress SARS-CoV-2 IVD 302-3787-FR, Rév. A Mai 2020 D4.10-INS03 Tableau récapitulatif des procédures simplifiées des tests disponibles sur le GeneXpert D4.10-MO01 Guide simplifié du GeneXpert D4.10-PR01 Utilisation du GeneXpert	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ECBU : Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments dentification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine	Cytologie urinaire quantitative automatisée par Cytométrie en Flux - UF 4000 - Sysmex	D3.3-MO-009 Guide simplifié d'utilisation analyseur UF4000 et UD10	changement d'automate UF 4000 en septembre 2022
Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments dentification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine LCR Liquide d'épanchement Coproculture Prélèvement bronchopulmonaire Prélèvements génitaux	Méthode manuelle Lecture optique, cellule de Kova Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec Coloration Gram BIOMERIEUX Prévicolor	D3.3 INS-002 Procédure dégradée UF 4000 et D10	RAS
Examen direct de levure et/ou Champignons dimorphiques et filamenteux	Prelevement cutaneo-muqueux /Phanères Prelevements profonds Biopsie	Méthode manuelle : observation en microscopie optique avec ou sans coloration	D4.5-INS-003 Examen mycologique	RAS
Parasitologie des Selles	Selles, marge anale (scotch test)	Méthode manuelle : observation microscopie optique à l'état frais et avec coloration Technique de concentration	Mode opératoire Dispositions internes relatives à la recherche, identification et dénombrement.	RAS
Recherche de Leishmaniose	Frottis d'un prélèvement de lésion	Méthode manuelle : observation en microscopie optique du frottis sanguin coloré au MGG	C2-INS04 Prélèvement de Leishmanioses	RAS

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémocultures Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Sang total et liquide de ponction (articulaire, péricardique, pleurale, ascite, DPCA)	Detection d'un différentiel de pression Detection visuelle de croissance Automate BACTEC	D3.3-INS01 Maintenance quotidienne du BACTEC D3.3-INS02 Procédure dégradée du BACTEC FX D3.3-INS03 Utilisation du BACTEC FX	RAS

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
examen des dermatophytes et des filamenteux	prélèvement cutané et des phanères (cuir chevelu et ongles)	Méthode manuelle : observation en microscopie optique ensemencement et culture identification macroscopique du colonie et microscopique identification sur MALDI TOF chez BRUCKER	D3.1-MO-008 Utilisation du microscope LEICA D4.5-INS-003 V02 Examen mycologique D3.3-MO-010 V01 Utilisation du MALDI SYRIUS BIOTYPER D4.3-INS-066 V01 ase MSI pour MALDI sur filamenteux et levures	RAS

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites	Tous prélèvements : Urine Prélèvement vaginal LCR Liquide d'épanchement (articulaire, ascite, pleurale, péritonéale, péricardique) Selles Prélèvement respiratoire (expectoration, LBA) Matériel (cathéter, prothèse, stérilet) Sang Pus et plaie	Détermination phénotypique : identification par caractérisation biochimique VITEK identification par spectrométrie de masse MALDI TOF chez BRUCKER	D3.3-MO-010 V01 Utilisation du MALDI SYRIUS BIOTYPER D4.3-INS-066 V001 Bse MSI pour MALDI sur filamenteux et levures	Identifications réalisées sur le MALDI-TOFF de chez BRUCKER depuis Aout 2022
Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites par examen morphologique direct	Tous prélèvements : Urine Prélèvement vaginal LCR Liquide d'épanchement (articulaire, ascite, pleurale, péritonéale, péricardique) Selles Prélèvement respiratoire (expectoration, LBA) Matériel (cathéter, prothèse, stérilet) Sang Pus et plaie	Mise en culture manuelle , incubation, lecture Examen morphologique direct macroscopique des colonies et microscopique après coloration de GRAM Analyse qualitative +/- quantitative visuelle des colonies	D4.3-INS-010 V09 Examen cyto bactériologique des prélèvements broncho-pulmonaire D4.3-INS-011 V10 ECBU D4.3-INS-012 V02 Examen cytologique en bactériologique D4.3-INS-064 V01 Examen cyto bactériologique des dispositif intravasculaires D4.3-INS-009 V05 Examen bactériologique des selles D4.3-INS-057 V03 Traitement des prélèvements plaies, pus et biopsies	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antibiogramme: Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation automate VITEK Methode manuelle de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, après incubation	D3.3-MO-001 V02 Guide d'utilisation simplifié du Vitek 2 D4.3-INS-003 V06ATB par diffusion en milieu gélosé CASFM/EUCAST 2022	RAS

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total EDTA	Examen morphologique microscopique direct ou automatisé après fixation, coloration, concentration culture, marquage, ... (Frottis/Goutte épaisse) Détermination phénotypique : -Immunochromatographie Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...)	D4.1-INS-005 V03 Goutte épaisse paludisme: réalisation/coloration/lecture D4.1-INS-006 V04 Lancement d'un test paludisme sur Illumi-pro D4.1-INS-007 V02 Logigramme recherche de Malaria ou Paludisme D4.1-INS-010 V02 Planches Recherche de Paludisme D4.1-MO-001 V02 Mode opératoire PALUTOP+4	RAS

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
PCR HIV, VHB, VHC : Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques viraux	Plasma EDTA	Détection d'acide nucléique après extraction et amplification PCR: automate GeneXpert (Cepheid)	D4.10-MO01 Guide simplifié du GeneXpert D4.10-PR01 Utilisation du GeneXpert;	
PCR HIV : Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques viraux	Plasma EDTA	Détection d'acide nucléique après extraction et amplification PCR: automate COBAS 5800	D4.10-MO-005 V001 Utilisation rapide COBAS 5800	passage sur COBAS 5800 en Juillet 2023