



Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 8-4136

Detailed scope v.10 of the attestation N° 8-4136

Date de publication / Publish date: 21/02/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LAT LUMTOX

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	6-monoacétyl-morphine (6 MAM)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 56-SHFORM43- 6MAM-SAL-V4 2/ 91-SHFORM43- 6MAM-SAL-V2	
LAT LUMTOX BRON	6-monoacétyl-morphine (6 MAM)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 80_LY_6MAM_formulair e de validation_SG_xevo1_V 3	Précision méthode

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	11-hydroxy-delta-9-tétrahydrocannabinol (11 OH-THC)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 70_LY_THC-COOH_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Acide 11-nor- delta-9-tétrahydrocannabinol carboxylique (THC COOH)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 70_LY_THC-COOH_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Amphétamine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 51-SHFORM43-AMPHET-SAL-V4 2/ 86-SHFORM43-AMPHET-SAL-V2	

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Amphétamine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 75_LY_Amphetamine_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Benzoylecgonine (BZE)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 50-SHFORM43-BZE-SAL-V4 2/ 85-SHFORM43-BZE-SAL-V2	
LAT LUMTOX BRON	Benzoylecgonine (BZE)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 73_LY_BZE_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Cocaïne	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 49-SHFORM43- COCAINE-SAL-V4 2/ 84-SHFORM43- COCAINE-SAL-V2	
LAT LUMTOX BRON	Cocaïne	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 72_LY_Cocaine_formula ire de validation_SG_xevo1_V 3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Codéine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 82_LY_Codeine_formul aire de validation_SG_xevo1_V 3	Précision méthode

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 69_LY_THC_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 48-SHFORM43-THC-SAL-V4 2/ 83-SHFORM43-THC-SAL-V2	
LAT LUMTOX BRON	Ecgonine-Méthyl-Ester (EME)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 74_LY_EME_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Morphine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 57-SHFORM43- MORPHINE-SAL-V4 2/ 92-SHFORM43- MORPHINE-SAL-V2	
LAT LUMTOX BRON	Morphine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 81_LY_Morphine_formu laire de validation_SG_xevo1_V 3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Méthamphétamine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 52-SHFORM43- METHAMPHET-SAL-V4 2/ 87-SHFORM43- METHAMPHET-SAL-V2	

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Méthamphétamine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 76_LY_Metamphetamine_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Méthylènedioxyamphétamine (MDA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 54-SHFORM43-MDA-SAL-V4 2/ 89-SHFORM43-MDA-SAL-V2	
LAT LUMTOX BRON	Méthylènedioxyamphétamine (MDA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 77_LY_MDMA_formulaire de validation_SG_xevo1_V3	Précision méthode

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 53-SHFORM43- MDMA-SAL-V4 2/ 88-SHFORM43- MDMA-SAL-V2	
LAT LUMTOX BRON	Méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 77_LY_MDMA_formulai re de validation_SG_xevo1_V 3	Précision méthode
LAT LUMTOX BRON	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDEA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 1/ 55-SHFORM43- MDEA-SAL-V4 2/ 90-SHFORM43- MDEA-SAL-V2	

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDEA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 79_LY_MDEA_formulair e de validation_SG_xevo1_V 3	Précision méthode

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LE MUY	6-monoacétyl-morphine (6 MAM)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 103_LM_6MAM_formul aire de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	6-monoacétyl-morphine (6 MAM)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 113_LM_6MAM_formul aire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	11-hydroxy-delta-9-tétrahydrocannabinol (11 OH-THC)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 114_LM_11-OH- THC_formulaire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Acide 11-nor- delta-9-tétrahydrocannabinol carboxylique (THC COOH)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 126_LM_THC- COOH_formulaire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LE MUY	Amphétamine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 104_LM_Amphetamine _formulaire de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Amphétamine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 115_LM_Amphetamine _formulaire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Benzoylécgonine (BZE)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 105_LM_BZE_formulair e de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Benzoylécgonine (BZE)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 116_LM_BZE_formulair e de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LE MUY	Cocaïne	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 106_LM_Cocaine_form ulaire de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Cocaïne	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 117_LM_Cocaine_form ulaire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Codéine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 118_LM_Codeine_form ulaire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 112_LM_THC_formulair e de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LE MUY	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 125_LM_THC_formulair e de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Ecgonine-Méthyl-Ester (EME)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 119_LM_EME_formulair e de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Morphine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 111_LM_Morphine_for mulaire de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Morphine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 124_LM_Morphine_for mulaire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LE MUY	Méthamphétamine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 110_LM_Methampheta mine_formulaire de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Méthamphétamine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 123_LM_Methamphet_f ormulaire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Méthylènedioxyamphétamine (MDA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 107_LM_MDA_formulai re de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Méthylènedioxyamphétamine (MDA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 120_LM_MDA_formulai re de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LE MUY	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDMA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 109_LM_MDMA_formul aire de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDMA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 122_LM_MDMA_formul aire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDEA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 108_LM_MDEA_formula ire de validation_SL_xevo1_V2	Extension site : le 22/12/2025
LAT LUMTOX LE MUY	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDEA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyse : UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 121_LM_MDEA_formula ire de validation_SG_xevo1_V 2	Extension site : le 22/12/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	6-monoacétyl-morphine (6 MAM)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 66_LO_6- MAM_formulaire de validation_SL_xevo1_V4 101_LO_6- MAM_formulaire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	6-monoacétyl-morphine (6 MAM)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 138_LO_6- MAM_formulaire de validation_SG_xevo1_V 3 152_LO_6- MAM_formulaire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	11-hydroxy-delta-9-tétrahydrocannabinol (11 OH-THC)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 132_LO_11-OH- THC_formulaire de validation_SG_xevo1_V 3 146_LO_11-OH- THC_formulaire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Acide 11-nor- delta-9-tétrahydrocannabinol carboxylique (THC COOH)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 134_LO_THC- COOH_formulaire de validation_SG_xevo1_V 3 148_LO_THC- COOH_formulaire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Amphétamine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 61_LO_Amphetamine_f ormulaire de validation_SL_xevo1_V4 96_LO_Amphetamine_f ormulaire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Amphétamine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 127_LO_Amphetamine_ formulaire de validation_SG_xevo1_V 3 141_LO_Amphetamine_ formulaire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Benzoylecgonine (BZE)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 60_LO_BZE_formulaire de validation_SL_xevo1_V4 95_LO_BZE_formulaire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Benzoylecgonine (BZE)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 135_LO_BZE_formulaire de validation_SG_xevo1_V 3 149_LO_BZE_formulaire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Cocaïne	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 59_LO_Cocaine_formul aire de validation_SL_xevo1_V4 94_LO_Cocaine_formul aire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Cocaïne	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 136_LO_Cocaine_formu laire de validation_SG_xevo1_V 3 150_LO_Cocaine_formu laire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Codéine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 139_LO_Codeine_formu laire de validation_SG_xevo1_V 3 153_LO_Codeine_formu laire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 58_LO_THC_formulaire de validation_SL_xevo1_V4 93_LO_THC_formulaire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 133_LO_THC_formulair e de validation_SG_xevo1_V 3 147_LO_THC_formulair e de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Ecgonine-Méthyl-Ester (EME)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 137_LO_EME_formulair e de validation_SG_xevo1_V 3 151_LO_EME_formulair e de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Morphine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 67_LO_Morphine_for ulaire de validation_SL_xevo1_V4 102_LO_Morphine_for mulaire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Morphine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 140_LO_Morphine_for mulaire de validation_SG_xevo1_V 3 154_LO_Morphine_for mulaire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Méthamphétamine	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 62_LO_Methamphetam ine_formulaire de validation_SL_xevo1_V4 97_LO_Methamphetam ine_formulaire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Méthamphétamine	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 131_LO_Methampheta mine_formulaire de validation_SG_xevo1_V 3 145_LO_Methampheta mine_formulaire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Méthylènedioxyamphétamine (MDA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 64_LO_MDA_formulaire de validation_SL_xevo1_V4 99_LO_MDA_formulaire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Méthylènedioxyamphétamine (MDA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 128_LO_MDA_formulair e de validation_SG_xevo1_V 3 142_LO_MDA_formulair e de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 63_LO_MDMA_formulai re de validation_SL_xevo1_V4 98_LO_MDMA_formulai re de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 130_LO_MDMA_formul aire de validation_SG_xevo1_V 3 144_LO_MDMA_formul aire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML T003 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOI- SUR-DROME	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDEA)	Ecouvillon salivaire de type FLOQSwabs®	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 65_LO_MDEA_formulair e de validation_SL_xevo1_V4 100_LO_MDEA_formula ire de validation_SL_xevo2_V3	Déménagement : le 24/11/2025
LAT LUMTOX LORIOI- SUR-DROME	Méthylènedioxyéthamphétamine (MDEA)	Sang	Extraction liquide-liquide Analyses : 1/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°1 2/ UHPLC-MS/MS (Waters - XEVO/TQXS) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 129_LO_MDEA_formula ire de validation_SG_xevo1_V 3 143_LO_MDEA_formula ire de validation_SG_xevo2_V 3	Déménagement : le 24/11/2025

ML TO04 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX BRON	Ethanol	Sang	Préparation manuelle Analyse : HS-GC-FID (Agilent) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 68-SHFORM43- ETHANOL-SG-V1	

ML TO04 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LAT LUMTOX LORIOL- SUR-DROME	Ethanol	Sang	Préparation manuelle Analyse : HS-GC-MS (Thermo-Scientific) n°2	Méthode développée et spécifique à l'activité de sécurité routière 23_LO_Ethanol_formul aire de validation_ISQ_V3	Déménagement : le 24/11/2025