



Portée détaillée v.27 de l'attestation N° 8-4139

Detailed scope v.27 of the attestation N° 8-4139

Date de publication / Publish date: 23/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

OUILAB-BIOALLAN

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	25-OH Vitamine D total	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitative - Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	08/10/18 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	Ac Anti-Thyroglobuline (aTg)	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Ac Anti-Thyroperoxydase (aTPO)	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate 26/05/26 : Changement de réactif (aTPO2)
Site Plateau Technique BIOALLAN	ACE (Ag Carcino-Embryonnaire)	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Acide Urique	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique à l'uricase	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	AFP (Alpha Foeto Protéine)	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Albumine sérique	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Technique colorimétrique (vert de bromocresol)	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Amylase	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Antigène CA15-3	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Antigène CA19-9	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Antigène CA 125	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Apolipoprotéines A	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Beta-HCG	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Bilirubine Conjuguée	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie diazo	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	28/08/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Bilirubine Totale	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie Diazo	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	28/08/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Calcitonine II gen	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitative - dosage immunologique direct de type sandwich par chimioluminescence (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	08/10/18 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	Calcium	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie (NM-BAPTA)	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Calcium	Urine	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie (NM-BAPTA)	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Calprotectine	Selles	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitative - Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	Ajout : 17/09/26
Site Plateau Technique BIOALLAN	Chlore	Sang et dérivés	Cobas ISE NEO Roche (4 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrode sélective	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Cholesterol-LDL	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Cholestérol-HDL	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Cholestérol total	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Complement C3	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Complement C4	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Cortisol	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	29/08/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	CRP ultrasensible	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Créatine Phosphokinase	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif - Spectrophotométrie UV	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Créatinine	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Créatinine	Urine	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique créatininase	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Facteurs Rhumatoïdes	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Ferritine	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Fer sérique	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie FerroZine	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Folates sériques	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	FSH	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Gamma GT	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Glucose	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique, Hexokinase	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Glucose	Urine	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique, Hexokinase	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Haptoglobine	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	HbA1c	Sang et dérivés	HLC-723 G11 TOSOH (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Chromatographie Liquide Haute Performance	IT-MU0-G0-081 Méthodes reconnues (A)	04/02/25 : Ajout sur ligne BM BB01 (changement de ligne de portée : BB04 à BB01) Changement d'automate : Passage de 2 automates CAPILLARYS 3 SEBIA à un automate HLC-723 G11 TOSOH

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Immunoglobulines A	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Immunoglobulines G	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Immunoglobulines M	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	29/08/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	LH	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Oestradiol	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Phosphatases Alcalines	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique au Para- nitrophénylphosphate	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Phosphore	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Spectrophotométrie au Molybdate d'ammonium	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Phosphore	Urine	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique, Molybdate d'ammonium	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Potassium	Sang et dérivés	Cobas ISE NEO Roche (4 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrode sélective	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Potassium	Urine	Cobas ISE NEO Roche (4 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrode sélective	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Progestérone	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Prolactine	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Protéines Totales	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie, Biuret	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Préalbumine	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	PSA Libre	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	PSA Total (ultrasensible)	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	PTH 1-84 Intacte	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Réserve alcaline	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie, PEP Carboxylase	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Sodium	Sang et dérivés	Cobas ISE NEO Roche (4 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrode sélective	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Sodium	Urine	Cobas ISE NEO Roche (4 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrode sélective	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	T3 Libre	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	T4 Libre	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Transaminases S.G.O.T (ASAT)	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Technique enzymatique selon IFCC	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Transaminases S.G.P.T (ALAT)	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Technique enzymatique selon IFCC	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Triglycérides	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique (LPL,GK,GPO)	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Troponine T hs	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	TSH ultrasensible	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (3 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Urée	Sang et dérivés	Cobas Pro c703 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Colorimétrie enzymatique, Uréase	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Vitamine B12	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Electrophorèse des protéines sériques	Sang et dérivés	CAPILLARYS 3 SEBIA (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Electrophorèse capillaire	IT-MU0-G0-004 Méthodes reconnues (A)	04/08/22 : Extension Capillarys 3 TERA 06/01/23 : Ajout Capillarys 3 OCTA 04/02/25 : Arrêt du Capillarys 3 TERA
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche, Identification d'immunoglobulines monoclonales	Sang et dérivés	Hydrasys 2 SEBIA (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type qualitatif Immunofixation Réactif HYDRAGEL 9 IF	IT-MU0-G0-018 Méthodes reconnues (A)	04/08/22 : Extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche, Identification d'immunoglobulines monoclonales	Sang et dérivés	Hydrasys 2 SEBIA (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type qualitatif Immunofixation Recherche de chaînes légères libres Réactif HYDRAGEL 2	IT-MU0-G0-018 Méthodes reconnues (A)	04/08/22 : Extension

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	DROGUES URINAIRES : Amphétamines, méthamphétamines, ecstasy, barbituriques, benzodiazépines, cocaïne, méthadone, opiacées, cannabis (THC), antidépresseurs tricycliques	Urine	Tests Unitaires Simples (TUS) sur supports solides	IT-MU0-G0-161 Méthodes reconnues (A)	04/08/22 : Extension

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Formule leucocytaire	Sang et dérivés	Méthode manuelle de type quantitatif - Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie	IT-MU0-G0-075 Méthodes reconnues (A)	26/11/25 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	Numération Formule Sanguine: Examen multi-méthodes automatisé	Sang et dérivés	XN9000 Sysmex (3 automates) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - 1. Impédance avec focalisation hydrodynamique : analytes GR, HCT et PLT 2. Spectrophotométrie pour la détection de l'hémoglobine : analyte HGB 3. Fluorocytométrie en flux employant un laser à semi-conducteur : analytes GB, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, Méthode de détection par l'optique : PLT-o idem méthode, Méthode de détection par fluorescence : RET	IT-MU0-G0-005 Méthodes reconnues (A)	09/07/19 : Extension

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Vitesse de sédimentation	Sang et dérivés	TEST 1 Alifax (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Microphotomètre capillaire qui utilise la technique de flux arrêté pour la mesure cinétique. - Vitesse de sédimentation	IT-MU0-G0-050 Méthodes reconnues (A)	09/07/19 : Extension 06/10/25 : Changement d'automate (JO PLUS à TEST 1, même méthode)

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	D-Dimères	Sang et dérivés	STA-R MAX STAGO (2 automates) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Immunoturbidimétrie	IT-MU0-G0-033 Méthodes reconnues (A)	05/12/17 : Transfert de l'activité technique sur un autre site + Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Facteur V	Sang et dérivés	STA-R MAX STAGO (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie	IT-MU0-G0-033 Méthodes reconnues (A)	08/10/18 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	Fibrinogène	Sang et dérivés	STA-R MAX STAGO (2 automates) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie	IT-MU0-G0-033 Méthodes reconnues (A)	05/12/17 : Transfert de l'activité technique sur un autre site + Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	TCK	Sang et dérivés	STA-R MAX STAGO (2 automates) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie	IT-MU0-G0-033 Méthodes reconnues (A)	05/12/17 : Transfert de l'activité technique sur un autre site + Changement d'automate + Changement de réactif 01/08/23 : Changement de réactif (passage de TCA à TCK=CK Prest)
Site Plateau Technique BIOALLAN	TP	Sang et dérivés	STA-R MAX STAGO (2 automates) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie	IT-MU0-G0-033 Méthodes reconnues (A)	05/12/17 : Transfert de l'activité technique sur un autre site + Changement d'automate 30/03/2018 : Changement de réactif

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Groupe sanguin ABO-RH1	Sang et dérivés	IH-1000 BIO-RAD (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type qualitatif Gel Microfiltration	IT-MU0-G0-049 Méthodes reconnues (A)	25/10/2023 : Changement d'automate : Passage sur IH-1000 (BIO-RAD)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Phénotypage Rh-KELL1	Sang et dérivés	IH-1000 BIO-RAD (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type qualitatif Gel Microfiltration	IT-MU0-G0-049 Méthodes reconnues (A)	25/10/2023 : Changement d'automate : Passage sur IH-1000 (BIO-RAD)

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche Agglutinines Irrégulières (Dépistage)	Sang et dérivés	IH-1000 BIO-RAD (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type qualitatif Gel Microfiltration	IT-MU0-G0-049 Méthodes reconnues (A)	25/10/2023 : Changement d'automate : Passage sur IH-1000 (BIO-RAD)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche Agglutinines Irrégulières (Dépistage)	Sang et dérivés	Technique manuelle : Micro-Filtration Manuel (Bio-Rad)	IT-MU14-D14-003 Méthodes reconnues (A)	05/12/17 : Transfert de l'activité technique sur un autre site

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Ac Anti-Récepteurs de la TSH	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage Chimiluminescence CLIA	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	27/03/26 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps Anti-CCP (IgG)	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (1 automate) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps anti-HBc totaux	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps anti-HBs	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgG anti-CMV	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgG anti-Rubéole	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	12/02/19 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgG anti-Toxoplasmose	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgG anti-VZV	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage immunoluminometrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	08/10/18 : Ajout 18/02/25 : changement de réactif (VZV HT)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgG anti-Borrelia burgdorferi	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage immunoluminometrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	08/10/18 : Ajout

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgM anti-CMV	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgM anti-Toxoplasmose	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Anticorps IgM anti-Borrelia burgdorferi	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage immunoluminometrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	08/10/18 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	Antigène HBs	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Chlamydia Trachomatis IgG	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type qualitaive - Dosage immunoluminometrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	08/10/18 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	EBV EBNA IgG	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage immunoluminométrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	15/01/20 : Ajout 18/02/23 : Changement automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	EBV VCA IgG	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage immunoluminométrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	15/01/20 : Ajout 18/02/23 : Changement automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	EBV VCA IgM	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitatif - Dosage immunoluminométrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	15/01/20 : Ajout 18/02/23 : Changement automate

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	HIV test Elisa Combiné	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	29/08/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	IgM anti-VHA	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate
Site Plateau Technique BIOALLAN	Toxoplasmose IgG	Sang et dérivés	Liaison XL DIASORIN (1 automate) Méthode reconnue méthode automatisée de type quantitative - Dosage immunoluminométrique (CLIA)	IT-MU0-G0-002 Méthodes reconnues (A)	22/03/19 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	VHC (test de dépistage)	Sang et dérivés	Cobas Pro e801 Roche (2 automates) Méthode reconnue Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimiluminescence ECLIA	IT-MU0-G0-085 Méthodes reconnues (A)	01/09/25 : Changement d'automate

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de Chlamydia Trachomatis (CT) par PCR Multiplex	Prélèvements vaginal, urétral, anal, gorge et urines	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD MAX CTGCTV2	IT-MU0-G0-171 Méthodes reconnues (A)	12/02/2024 : Ajout du réactif BD MAX CTGCTV2 sur l' automate BD MAX (PCR Multiplexe)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de Neisseria Gonorrhoeae (GC) par PCR Multiplex	Prélèvements vaginal, urétral, anal, gorge et urines	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD MAX CTGCTV2	IT-MU0-G0-171 Méthodes reconnues (A)	12/02/2024 : Ajout du réactif BD MAX CTGCTV2 sur l' automate BD MAX (PCR Multiplexe)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de Trichomonas Vaginalis (TV) par PCR Multiplex	Prélèvements vaginal, urétral et urines	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD MAX CTGCTV2	IT-MU0-G0-171 Méthodes reconnues (A)	14/05/2024 : Ajout de l'analyse TV du réactif BD MAX CTGCTV2 sur l'automate BD MAX validé par le retour de l'EEQ TV conforme (Cf. écart Cofrac FAU 1) (PCR Multiplexe)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de virus Influenza A/B	Naso-pharyngé	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD MAX Respiratory Viral Panel (SARS-CoV-2, grippe A/B, VRS)	IT-MU0-G0-178 Méthodes reconnues (A)	06/11/23 : Ajout du réactif BD MAX Respiratory Viral Panel sur l' automate BD MAX (PCR Multiplexe)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de virus Influenza FluA/FluB	Naso-pharyngé	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD SARS-CoV-2/Flu	IT-MU0-G0-174 Méthodes reconnues (A)	02/08/23 : Ajout de l'automate BD MAX (PCR Multiplexe)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de Virus Respiratoire Syncytial (VRS)	Naso-pharyngé	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD MAX Respiratory Viral Panel (SARS-CoV-2, grippe A/B, VRS)	IT-MU0-G0-178 Méthodes reconnues (A)	06/11/23 : Ajout du réactif BD MAX Respiratory Viral Panel sur l' automate BD MAX (PCR Multiplexe)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche du gène de la toxine B de Clostridium difficile	Selles	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD MAX Cdiff	IT-MU0-G0-175 Méthodes reconnues (A)	13/11/23 : Ajout du réactif BD MAX Cdiff sur l' automate BD MAX (PCR)

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche du SARS-CoV-2	Naso-pharyngé	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD SARS-CoV-2/Flu	IT-MU0-G0-174 Méthodes reconnues (A)	02/08/23 : Ajout de l'automate BD MAX (PCR Multiplexe)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche du SARS-CoV-2	Naso-pharyngé	BD MAX - BD (1 automate) Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Réactif BD MAX Respiratory Viral Panel (SARS-CoV-2, grippe A/B, VRS)	IT-MU0-G0-178 Méthodes reconnues (A)	06/11/23 : Ajout du réactif BD MAX Respiratory Viral Panel sur l' automate BD MAX (PCR Multiplexe)

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Cytologie	Urine	IRIS Beckman (2 automates IQ 200 & DxU) Méthode automatisée de type quantitatif - Cytométrie en flux, capture d'images numériques et identification des éléments par logiciel	IT-MU0-G0-031 Méthodes reconnues (A)	11/09/19 : Extension 24/04/23 : Remplacement d'un IQ200 Select Iris par l'automate DxU Iris 23/05/24 : Remplacement de l'automate IQ200 Select par l'automate IQ200 Sprint
Site Plateau Technique BIOALLAN	Cytologie	Urine	Méthode manuelle de type quantitatif - Cytologie urinaire non automatisée - Microscopie optique	IT-MU0-G0-031 Méthodes reconnues (A)	27/11/25 : Ajout
Site Plateau Technique BIOALLAN	Examen morphologique direct microscopique avant et après coloration Gram	Urine Sang	Examen Direct Coloration de Gram par colorateur automatique AEROSPRAY	IT-MU0-G0-066 Méthodes reconnues (A)	11/09/19 : Extension 08/03/22 : changement d'automate de coloration = passage à AEROSPRAY 04/08/22 : Extension Hémoculture

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou de champignons filamenteux	Sang et dérivés	Technique manuelle : Détection visuelle de croissance	IT-MU0-G0-021 Méthodes reconnues (A)	Hémoculture 04/08/22 : Extension

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Mycologie dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau et phanères	Technique manuelle : Ensemencement manuel	IT-MU0-G0-162 Méthodes reconnues (A)	04/08/22 : Extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Mycologie dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau et phanères	Technique manuelle : Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification macroscopique MALDI BIOTYPER Sirius One Bruker (1 automate) Méthode automatisée Spectrométrie de masse	IT-MU0-G0-162 Méthodes reconnues (A)	04/08/22 : Extension (Bruker pour levures) 20/11/24 : changement automate BRUKER (passage du MALDI BIOTYPER au MALDI BIOTYPER Sirius One)

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Ensemencement automatisé sur milieux appropriés	Urine	Ensemencement automatisé InoqulA BD (1 automate)	IT-MU0-G0-030 + IT-MU0-G0-176 Méthodes reconnues (A)	11/09/19 : Extension 28/08/23 : Ajout InoqulA 31/12/2023 : suppression Previ Isola
Site Plateau Technique BIOALLAN	Identification d'un germe	Urine Sang	MALDI BIOTYPER Sirius One Bruker (1 automate) Méthode automatisée Spectrométrie de masse	IT-MU0-G0-041 Méthodes reconnues (A)	11/09/19 : Extension 04/08/22 : Extension Hémoculture 20/11/24 : changement automate BRUKER (passage du MALDI BIOTYPER au MALDI BIOTYPER Sirius One)
Site Plateau Technique BIOALLAN	Lecture des cultures, reconnaissance, appréciation quantitative du nombre de colonies sur gélose	Urine Sang	Analyse qualitative visuelle après ensemencement automatique	IT-MU0-G0-025 Méthodes reconnues (A)	11/09/19 : Extension 04/08/22 : Extension Hémoculture

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Recherche de mécanisme de résistance	Echantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, matériel,...) Culture bactérienne	Détection des mécanismes de résistance (colorimétrie, E-test : image de synergie)	IT-MU0-G0-035 Méthodes reconnues (A)	24/04/24 : Ajout toute nature d'échantillon
Site Plateau Technique BIOALLAN	Sensibilité aux antibiotiques	Echantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, matériel,...) Culture bactérienne	VITEK2 Biomérieux (1 automate) Méthode automatisée Inhibition de la croissance bactérienne en milieu liquide en présence de différentes concentrations d'antibiotique après incubation Détection de BLSE par test automatisé VITEK2 Biomérieux (test de synergie automatisé)	IT-MU0-G0-009 IT-MU0-G0-179 IT-MU0-G0-035 Méthodes reconnues (A)	11/09/19 : Extension 04/08/22 : Extension Héemoculture 24/04/24 : Ajout toute nature d'échantillon 17/02/25 : Changement d'automate : passage du Walkaway 96 Plus Beckman au VITEK2 Biomérieux

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Paludisme	Sang et dérivés	Technique manuelle : - Examen morphologique microscopique direct après fixation, coloration (Frottis) - Détermination phénotypique : immunochromatographie	IT-MU0-G0-024 Méthodes reconnues (A)	04/08/22 : Extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Citevie	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Citevie	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Citevie	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Citevie	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Citevie	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Citevie	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Citevie	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Citevie	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Delle	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Delle	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Delle	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Delle	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Delle	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Delle	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Delle	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Delle	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de la petite Hollande	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la petite Hollande	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la petite Hollande	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la petite Hollande	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la petite Hollande	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de la petite Hollande	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la petite Hollande	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la petite Hollande	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de la Savoureuse	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la Savoureuse	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la Savoureuse	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la Savoureuse	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la Savoureuse	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de la Savoureuse	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la Savoureuse	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de la Savoureuse	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Montbard	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Montbard	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Montbard	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Montbard	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Montbard	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Montbard	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Montbard	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Pont de Roide	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Pont de Roide	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Pont de Roide	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Pont de Roide	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Pont de Roide	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Pont de Roide	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Pont de Roide	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Pont de Roide	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Valentigney	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Valentigney	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Valentigney	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Valentigney	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Valentigney	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Valentigney	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Valentigney	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site de Valentigney	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site des Vosges	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site des Vosges	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site des Vosges	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site des Vosges	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site des Vosges	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site des Vosges	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site des Vosges	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site des Vosges	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Drouot	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Drouot	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Drouot	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Drouot	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Drouot	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Drouot	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Drouot	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Drouot	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Château	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Château	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Château	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Château	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Château	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Château	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Château	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Château	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Faubourg	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Faubourg	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Faubourg	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Faubourg	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Faubourg	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Faubourg	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Faubourg	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Faubourg	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Marché	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Marché	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Marché	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Marché	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Marché	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Marché	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Marché	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Marché	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Pres La Rose	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Pres La Rose	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Pres La Rose	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Pres La Rose	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Pres La Rose	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Pres La Rose	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Pres La Rose	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Pres La Rose	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Square	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Square	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Square	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Square	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Square	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du Square	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Square	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site du Square	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gay Vauban	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Gay Vauban	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Gay Vauban	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Gay Vauban	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Gay Vauban	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gay Vauban	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Gay Vauban	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	
Site Gay Vauban	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	Demande d'extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	Demande d'extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	Demande d'extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	Demande d'extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	Demande d'extension

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	Demande d'extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE	Demande d'extension
Site Plateau Technique BIOALLAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement UBILAB IT-MU0-A0-016 : PRELEVEMENT EFFECTUE AU LABORATOIRE : LES ETAPES PRE-ANALYTIQUE DX-MU0-A0-085 : FICHE PRATIQUE HELIKIT UREE13C 75MG - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C DE-MU0-A0-047 : FICHE CONSEIL PATIENTS : HELICOBACTER PYLORI	Demande d'extension