



Portée détaillée v.2 de l'attestation N° 8-4221

Detailed scope v.2 of the attestation N° 8-4221

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

PACA LAB

Site GOLFE JUAN :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	ACE	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 - BECKMAN COULTER	CEA 33200 Version : A33769 R Révision : MARS 2019	Ajout 15/01/2023
BM BB01	ACIDE URIQUE	Sérum	Uricase-PAP	URIC ACID OSR6098/OSR6198/OSR6298 Version : BLOS6x98.09 Révision : Avril 2017	
BM BB01	ACIDE URIQUE	Urine	Uricase-PAP	URIC ACID OSR6098/OSR6198/OSR6298 Version : BLOS6x98.09 Révision : Avril 2017	
BM BB01	ALAT-GPT	Sérum	IFCC	ALT OSR6007 P5P : 60106 AU480 Version : BLOS6x07.07 Révision : Avril 2019	
BM BB01	ALBUMINE	Sérum	Vert de bromocrésol	ALBUMIN OSR6102 Version : BLOS6x02.07 Révision : Avril 2020	
BM BB01	ASAT-GOT	Sérum	IFCC	AST OSR6109 P5P : 60106 AU480 Version : BLOS6x09.07 Révision : Avril 2021	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse Examination / analysis	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks
BM BB01	B-HCG	Sérum	Sandwich 1 étape	A85264 Access® Total βhCG (5th IS) Version notice : Mai 2020 Révision B15025 E	
BM BB01	BICARBONATES	Sérum	PEP carboxylase	BicarbonatesBLOS6X90 04	
BM BB01	BILIRUBINE DIRECTE	Sérum	DPD	Bilirubine directe OSR6112/OSR6212 Version : BLOS6x12. 06 Révision : Avril 2017	
BM BB01	BILIRUBINE INDIRECTE	Sérum	Calcul	Bicarbonate OSR6190 Version : BLOS6x90. 05 Révision : Mai 2017	
BM BB01	BILIRUBINE TOTALE	Sérum	DPD	Bilirubine totale BLOS6X12 04 Révision: AVRIL 2015	
BM BB01	BNP	Plasma EDTA	Sandwich	BNP Access 98200	
BM BB01	CA 15-3	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 - BECKMAN COULTER	BR Monitor (Ca15-3 Antigène) 387620 Révision février 2019	ajout 15/01/2023
BM BB01	CA 19-9	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 - BECKMAN COULTER	GI Monitor (Ca19-9 Antigène) Révision 2019	ajout 15/01/2023
BM BB01	CA 125	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 - BECKMAN COULTER	OV Monitor (Ca125 Antigène) 386357 Révision mars 2019	ajout 15/01/2023
BM BB01	CALCIUM	Sérum	Arsenazo III	Calcium Arsenazo III OSR60117 Version : BLOS6x117.10 Révision : Juin 2019	
BM BB01	CALCIUM	Urine	Arsenazo III	Calcium Arsenazo III OSR60117 Version : BLOS6x117.10 Révision : Juin 2019	
BM BB01	CALCIUM CORRIGÉ		Calcul		
BM BB01	CHOLESTEROL TOTAL	Sérum	CHOD-PAP	CHOLESTEROL OSR6216 Version: BLOS6x16.11 Révision : Mai 2017	
BM BB01	CK	Sérum	IFCC	CK (NAC) OSR6179 Version : BLOS6x79.07 Révision : Avril 2020	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse Examination / analysis	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks
BM BB01	CRP	Sérum	Immuno-turbidimétrie	CRP LATEX OSR6299 Version : BLOSR6x99.08 Révision: Octobre 2019	
BM BB01	CRÉATININE ENZYMATIQUE	Sérum	Enzym. raccordée IDMS	Créatinine (Enzymatic) OSR61204 Version : BLOSR6x204.08 Révision : Avril 2017	
BM BB01	CRÉATININE ENZYMATIQUE	Urine	Enzym. raccordée IDMS	Créatinine (Enzymatic) OSR61204 Version : BLOSR6x204.08 Révision : Avril 2017	
BM BB01	Estradiol	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 - BECKMAN COULTER	ACCESS SENSITIVE ESTRADIOL B84493 Version 2018	ajout 15/01/2023
BM BB01	FER	Sérum	TPTZ	IRON OSR6186 Version : BLOSR6x86.06 Révision : Avril 2017	
BM BB01	FERRITINE	Sérum	Sandwich 1 étape	Référence du réactif : 33020 Access® Ferritine Version notice : Septembre 2017 (Révision A86489 H)	
BM BB01	FOLATE	Sérum	Compétition 2 étapes	A98032 Access® Folate Version notice : Février 2019 (Révision B03898 J)	
BM BB01	FSH	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 - BECKMAN COULTER	Hfsh REF: 33520 Version Mars 2019	ajout 15/01/2023
BM BB01	GGT	Sérum	IFCC	Gamma-Glutamyltransferase /OSR6120 Version : BLOSR6x20.07 Révision : Avril 2021	
BM BB01	GLUCOSE	Sérum	Hexokinase	GLUCOSE OSR6121 Version : BLOSR6x21.12 Révision : Juin 2019	
BM BB01	GLUCOSE	Urine	Hexokinase	GLUCOSE OSR6121 Version : BLOSR6x21.12 Révision : Juin 2019	
BM BB01	HDL-CHOLESTÉROL	Sérum	Immuno inhibition	HDL-Cholesterol OSR6187 Version : BLOSR6x87.07 Révision : Avril 2017	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse Examination / analysis	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks
BM BB01	IONOGRAMME (Na, K, Cl)	Urine	Potentiométrie indirecte	Electrode : MU919500 Tampon ISE : 66320 Standard MID ISE : 66319 Reference ISE : 66318 Revision BL66320.07 Version : Mai 2020	
BM BB01	IONOGRAMME (Na, K, Cl)	Sérum	Potentiométrie indirecte	Electrode : MU919500 Tampon ISE : 66320 Standard MID ISE : 66319 Reference ISE : 66318 Revision BL66320.07 Version : Mai 2020	
BM BB01	LDH	Sérum	IFCC	LDH OSR6128 Version : BLOS6x28. 07 Révision : Avril 2017	
BM BB01	LH	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 -BECKMAN COULTER	33510 Access® hLH Version notice : Mai 2017 (Révision A83753G)	ajout 15/01/2023
BM BB01	LIPASE	Sérum	Imamura	Lipase OSR6130 Version : BLOS6x30.10 Révision : Avril 2017	
BM BB01	MAGNESIUM	Sérum	Bleu de xylidyle	Magnesium OSR6189 Version : BLOS6x89. 06 Revision : Avril 2020	
BM BB01	MAGNESIUM	Urine	Bleu de xylidyle	Magnesium OSR6189 Version : BLOS6x89. 06 Revision : Avril 2020	
BM BB01	MICROALBUMINE	Urine	Immuno-turbidimétrie	Urinary/CSF Protein B38858 Version : BLOS6x38858 Février 2019	
BM BB01	PAL	Sérum	IFCC	Référence du réactif : ALKALINE PHOSPHATASE OSR6004 / OSR6104 / OSR6204 Version : BLOS6x04. 07 Révision : Mai 2017	
BM BB01	PHOSPHORE	Sérum	Molybdate	Inorganic Phosphorous OSR6122 Version : BLOS6x22. 07 Révision : Aout 2020	
BM BB01	PHOSPHORE	Urine	Molybdate	Inorganic Phosphorous OSR6122 Version : BLOS6x22. 07 Révision : Aout 2020	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse Examination / analysis	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque Remarks
BM BB01	PROGESTERONE	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 -BECKMAN COULTER	33550 Access® Progestérone Version notice : Mai 2017 (Révision A34447 K)	ajout 15/01/2023
BM BB01	PROTÉINES TOTALES	Sérum	Biuret	TOTAL PROTEIN OSR6132 Version : BLOS6x32.06 Révision : Avril 2020	
BM BB01	PROTÉINES TOTALES	Urine	Rouge de Pyrogallol	Urinary/CSF Protein OSR6170 Version : BLOS6x70.05 Révision : Janvier 2020	
BM BB01	PSA LIBRE	Sérum	Sandwich 1 étape	37210 Hybritech free PSA Version notice: Juillet 2018 (Révision A37448F)	
BM BB01	PSA TOTAL	Sérum	Sandwich 1 étape	37200 Access® Hybritech PSA Version notice Mars 2018 (Révision A85068C)	
BM BB01	PTH	Plasma EDTA	immunoenzymatique chimiluminescente ACCESS 2 -BECKMAN COULTER	A16972 Access® INTACT PTH Version notice : Avril 2011 (Révision A57352D)	Ajout 15/01/2023
BM BB01	T3 LIBRE	Sérum	Compétition 2 étapes	A13422 Access® Free T3 Version notice : Novembre 2017 (Révision A33730 K)	
BM BB01	T4 LIBRE	Sérum	Compétition 2 étapes	33880 Access® Free T4 Version notice : Octobre 2020 (Révision B01902G)	
BM BB01	TRANSFERRINE	Sérum	Immuno-turbidimétrie	Transferrine OSR6152 Version : BLOS6x52.05 Révision : Mai 2017	
BM BB01	TRIGLYCÉRIDES	Sérum	GPO-PAP	TRIGLYCERIDES OSR60118/OSR61118 Version: BLOS6x118. 07 Révision : Avril 2017	
BM BB01	TROPONINE	Sérum	Sandwich 2 étapes	B52699 Access® hsTnI Version notice Mai 2021 (Révision C11140D)	
BM BB01	TSH	Sérum	Sandwich 1 étape	B63284 Access® TSH 3rd IS Version notice : Février 2022	
BM BB01	URÉE	Sérum	Uréase-GLDH	UREA OSR6134 Version : BLOS6x34.09 Révision : Juin 2019	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	URÉE	Urine	Uréase-GLDH	UREA OSR6134/OSR6234/OSR6534 Version : BLOSR6x34.09 Révision : Avril 2017	
BM BB01	VITAMINE B12	Sérum	Compétition 2 étapes	33000 Access® Vitamine B12 Version notice : Mars 2019 (Révision A89094 J)	
BM BB01	VITAMINE D	Sérum	Compétition	B24838 Access 25(OH)Vitamin D Total Version notice : Juin 2017 (Révision B25377J)	

PÉRIMÉE

Site GOLFE JUAN :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB01	Hémogramme (formule)	Sang total EDTA	Microscopie optique	DH-EXT03-01 Manuel opérateur simplifié v2.50	
BM HB01	Hémogramme (Numération- formule, plaquettes)	Sang total EDTA	Cytofluorimétrie et impédancemétrie	DH-EXT03-01 Manuel opérateur simplifié v2.50	
BM HB01	Plaquettes	Sang total EDTA	Impédancemétrie	DH-EXT03-01 Manuel opérateur simplifié v2.50	
BM HB01	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytofluorimétrie	DH-EXT03-01 Manuel opérateur simplifié v2.50	

PÉRIMÉE

Site GOLFE JUAN :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB03	Vitesse de sédimentation	Sang total sur tube sous-vide en verre citrate	Mesure de la sédimentation en tube	DH-EXT02-01 Tube sous vide Monosed VS Manuel code MAN-133- fr – Revision 01 Date: Novembre 2015	

PÉRIMÉE

Site GOLFE JUAN :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB02	D-dimères	Plasma citraté	Méthode turbidimétrique	STA Liatest DDi Plus réf 00662 Révision: 25232 06 - Juin 2019	
BM CB02	Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode chronométrique	STA Liquid Fib : 00673 Révision: 25800 07 - Mai 2019	
BM CB02	TCA	Plasma citraté	Méthode chronométrique	STA CEPHASCREEN 4 : 00308 Révision: 23858 10- Aout 2017	
BM CB02	TP - TP/INR	Plasma citraté	Méthode chronométrique	STA NeoPTimal 5 : 01163 Révision: 32352 02 -Avril 2019	

PÉRIMÉE

Site GOLFE JUAN :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG05	Recherche, identification et/ou détermination de la concentration d'acides nucléiques => PCR COVID	Ecouvillonnage naso-pharyngé ou oropharyngé	Amplification ARN	VitaPCR : SARS-CoV-2 notice version 1.1	
BM MG05	Recherche, identification et/ou détermination de la concentration d'acides nucléiques => PCR COVID	Ecouvillonnage naso-pharyngé ou oropharyngé ou salivaire	Amplification ARN	CFX : SARS-CoV-2 Assay version 1.1 08/2019	Ajout d'un nouvel automate 08/08/2022
BM MG05	Recherche vaginose et IST Recherche, identification et/ou détermination de la concentration d'acides nucléiques	Prélèvement vaginal	Amplification ARN CFX-BIORAD	744300.4UC384 : STARMAG Universal Extraction kit, Seegene SD9801X : Allplex STI Essential Assay, Seegene SD9750X : Allplex vaginose	Ajout 08/08/2022

PÉRIMÉE

Site GOLFE JUAN :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG07	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Urine	Cytologie urinaire (isolément ou dans le cadre de l'ECBU) - Méthode manuelle	Référence du réactif : Cellule de Kova - P/N 20000-16 FR 1/18	
BM MG07	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Prélèvement vaginal	Etat frais Méthode manuelle	DBM-PR02-01 Prélèvements vaginaux et recherche IST	Ajout 08/08/2022

Site GOLFE JUAN :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urine	Mise en culture manuelle, incubation	Méthode KASS DB-PR01-03 ECBU	
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro et microscopique après culture sur gélose chromogène	URISELECT 63726 DB-PR01-03 ECBU	

Site GOLFE JUAN :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG12	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques Culture en milieu solide	Culture bactérienne	Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	DB-PR01-03 ECBU	