



Portée détaillée v.6 de l'attestation N° 8-4264

Detailed scope v.6 of the attestation N° 8-4264

Date de publication / Publish date: 22/04/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELAS LABORATOIRE RIPOLL

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	25 OH Vitamine D	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Acide urique	Sang	Réflexométrie Point final / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Acide urique	Urines	Réflexométrie Point final / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	ALAT	Sang	Réflexométrie Cinétique points multiples / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Albumine	Sang	Réflexométrie_Colorimétrie Point final / 630nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	ASAT	Sang	Réflexométrie Cinétique points multiples / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Bicarbonates	Sang	Réflexométrie Point final / 340nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Bilirubine directe	Sang	Réflexométrie Point final / 400nm et 460nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Bilirubine totale	Sang	Réflexométrie Point final / 540nm et 460nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Bêta-HCG	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Calcium	Sang	Réflexométrie point final/680nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Calcium	Urines	Réflexométrie point final/680nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Chlore	Sang	Potentiométrie directe	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Chlore	Urines	Potentiométrie directe	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Cholestérol total	Sang	Réflexométrie point final/540nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	CPK	Sang	Réflexométrie Cinétique points multiples / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	CRP	Sang	Réfectométrie Point fixe / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Créatinine	Sang	Réfectométrie Cinétique en 2 points / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Créatinine	Urines	Réfectométrie Cinétique en 2 points / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Fer	Sang	Réfectométrie Cinétique en 2 points / 600nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Ferritine	Sang	Chimiluminescence amplifiée	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Folates	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	GGT	Sang	Réfectométrie Cinétique points multiples / 400nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Glucose	Sang	Réfectométrie point final / 540nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Glucose	Urines	Réfectométrie point final / 540nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	HbA1c	Sang	Spectroscopie de réflectance à 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	HDL-Cholestérol	Sang	Réfectométrie point final/ 670 nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	LDH	Sang	Réfectométrie Cinétique points multiples / 340nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Lipase	Sang	Réfectométrie Cinétique en 2 points / 540nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Magnésium	Sang	Réfectométrie point final / 630nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Microalbuminurie	Urines	Réfectométrie point final / 340nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Nt proBNP	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	PAL (Phosphatase Alcaline)	Sang	Réfectométrie Cinétique points multiples / 400nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Phosphore	Sang	Réfectométrie Point final / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Potassium	Sang	Potentiométrie directe	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Potassium	Urines	Potentiométrie directe	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Protéines Totales	Sang	Réflexométrie Point final / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Protéines Totales	Urines	Réflexométrie Point final / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Pré-albumine	Sang	Immuno-turbidimétrie_ Point final / 340nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	PSA Libre	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	PSA Total	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	PTH	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Sodium	Sang	Potentiométrie directe	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Sodium	Urines	Potentiométrie directe	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	T3L	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	T4L	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Transferrine	Sang	Immuno-turbidimétrie_ Point final / 340nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Triglycérides	Sang	Réfectométrie point final/540nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Troponine I	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	TSH	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Urée	Sang	Réfectométrie Point final / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Urée	Urines	Réfectométrie Point final / 670nm	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Vitamine B12	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Amphetamines, cocaine, THC, MDMA, morphine	Urines	Tests rapides sur supports solides	Biosynex	
Site de Gardanne	Amphetamines, cocaine, THC, MDMA, morphine, buprénorphines, benzodiazepines, barbituriques, méthadone, metamphétamines, antidépresseurs tricycliques	Urines	Tests rapides sur supports solides	Biosynex	
Site de Gardanne	Cotinine	Urines	Tests rapides sur supports solides	Biosynex	
Site de Gardanne	Recherche de sang	Selles	Tests rapides sur supports solides	Servibio	Changement de référence du Coffret au 01/04/2026
Site de Gardanne	THC (Cannabis)	Urines	Tests rapides sur supports solides	Biosynex	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Hémogramme (formule)	Sang total EDTA	Microscopie optique	Méthode manuelle	
Site de Gardanne	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes)	Sang total EDTA	Cytofluorimétrie et impédancemétrie	Mode opératoire Mindray BC780 (D1- MO03)	
Site de Gardanne	Plaquettes	Sang total EDTA	impédancemétrie	Mode opératoire Mindray BC780 (D1- MO03)	
Site de Gardanne	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytofluorimétrie	Mode opératoire Mindray BC780 (D1- MO03)	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Vitesse de sédimentation	Sang total EDTA	Lecture optique	Mode opératoire Mindray BC780 (D1- MO03)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	D dimères	Plasma citraté	Méthode chronométrique	Mode opératoire ACL TOP 350 (D1-MO01)	
Site de Gardanne	Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode dérivée du TP	Mode opératoire ACL TOP 350 (D1-MO01)	
Site de Gardanne	TCA	Plasma citraté	Méthode chronométrique	Mode opératoire ACL TOP 350 (D1-MO01)	
Site de Gardanne	TP - TP/INR	Plasma citraté	Méthode chronométrique	Mode opératoire ACL TOP 350 (D1-MO01)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Anti-SARS-CoV-2 IgG	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Anticorps anti-HBc totaux	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Anticorps anti-HBs	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Anticorps anti-HCV	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Antigène HBs	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	HIV Ag/Ac	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Rubéole IgG	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Toxoplasmose IgG	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	Toxoplasmose IgM	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	
Site de Gardanne	TPHA (Syphilis)	Sang	Immunologique CMIA	Mode opératoire VITROS 5600 (D1- MO02)	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Test antigénique COVID	Prélevement Rhinopharyngé	Immunochromatographie	Biosynex	Changement de coffret réactif en date du 08/12/2025
Site de Gardanne	Test Grippe	Prélevement Rhinopharyngé	Immunochromatographie	Biosynex	Changement de coffret réactif en date du 08/12/2025
Site de Gardanne	Test VRS	Prélevement Rhinopharyngé	Immunochromatographie	Biosynex	Changement de coffret réactif en date du 08/12/2025

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Les caractères physiques; l'examen microscopique : -numération par unité de volume (si possible par ml) des leucocytes et des hématies, -mention qualitative et semi-quantitative des cellules, cylindres, cristaux, parasites (Trichomonas, levures, ...)	Urines	Méthode manuelle avec cellule de comptage	Microscopie optique	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	MATERIELS (KT, PAC...)	Hémocultures , abaltion de matériel	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, ONGLES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Aix-en-Provence	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	MATERIELS (KT, PAC...)	Hémocultures , ablation de matériel	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, ONGLES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Gardanne	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	MATERIELS (KT, PAC...)	Hémocultures , abaltion de matériel	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, ONGLES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement C2-MO01	
Site de Vitrolles	Au sein du site/Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement C2-MO01	