



Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 8-4271

Detailed scope v.4 of the attestation N° 8-4271

Date de publication / Publish date: 20/02/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LE LABO CAP HORN

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Acide urique	Sang	Réfectométrie Point final / 670nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	ALAT	Sang	Réfectométrie Cinétique points multiples / 670nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Bilirubine totale	Sang	Réfectométrie Point final / 540nm et 460nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	CRP	Sang	Réfectométrie Point fixe / 670nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Créatinine	Sang	Réfectométrie Cinétique en 2 points / 670nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Glucose	Sang	Réfectométrie point final / 540nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	HbA1c	Sang	Spectroscopie de réflectance à 670nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Microalbumine	Urines	Immuno-turbidimétrie_ Point final / 340nm	D1-MO-02.01 Vitros 5600	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Potassium	Sang	Potentiométrie directe	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	T3L	Sang	Immunologique CMIA	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Troponine	Sang	Immunologique CMIA	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	TSH	Sang	Immunologique CMIA	D1-MO-02.01 Vitros 5601	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Nitrites	Urines	Méthode manuelle : Tests unitaires simples	FT Bandelettes urinaires	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Hémogramme (NFP)	Sang total	Méthode automatisée : MINDRAY Impédancemétrie, Spectrophotométrie, Cytofluorométrie Identification morphologique après coloration	D1-MO-03.01 Mindray BC780	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Vitesse de Sédimentation	Sang total	Méthode automatisée : MINDRAY Photométrie	D1-MO-03.01 Mindray BC780	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	D-Dimères	Plasma citraté	Méthode automatisée STAGO : Immunoturbidimétrie	D1-MO01-02 _: Utilisation du Stago	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	TP - TP/INR	Plasma citraté	Méthode automatisée STAGO : Chronométrie	D1-MO01-02 _: Utilisation du Stago	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	HIV Ag/Ac	Sang	Immunologique CMIA	D1-MO-02.01 Vitros 5600	
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Toxoplasmose IgM	Sang	Immunologique CMIA	D1-MO-02.01 Vitros 5600	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Test antigénique COVID	Ecouvillonnage nasal	Méthode manuelle : Immunochromatographie qualitative	D2-MO-03.01 Test Antigénique SARS COV2	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Détection du virus SARS-COV-2	Sécrétions naso- pharyngées	RT/PCR fluorescence en temps réel sur Automate IPONATIC3 SANSURE	D1-MO-04.01 IPONATIC SANSURE	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Cytologie urinaire	Urines	Méthode manuelle : Microscopie optique	D2-MO-04.01 Mode opératoire cytologie urinaire	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urines(ECBU)	Mise en culture manuelle, incubation. Examen morphologique direct macro et microscopique après culture. Automatisée: BIOMERIEUX VITEK 2compact: Détermination phénotypique par caractérisation biochimique. Manuelle: Milieu chromogène	D1-MO-05.01 VITEK	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Antibiogramme	Urines(ECBU)	Automatisée: BIOMERIEUX VITEK 2 Compact: Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	D1-MO-05.01 Vitek	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Examen morphologique microscopique direct, coloration, concentration (Frottis/Goutte épaisse/QBC) Détermination phénotypique : Immunochromatographie	D2-MO-02.01 Diagnostic biologique du paludisme	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Au sein du site / Au domicile des patients	Prélèvement sanguin	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Au sein du site	Prélèvements cutanés, sous-cutanés, tissus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01
LBM LABO CAP HORN CHAMPS-SUR-MARNE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : œil, gorge, oreille, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM LABO CAP HORN NEWTON	Au sein du site	Prélèvement sanguin	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01
LBM LABO CAP HORN NEWTON	Au sein du site	Prélèvements cutanés, sous-cutanés, tissus	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01
LBM LABO CAP HORN NEWTON	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01
LBM LABO CAP HORN NEWTON	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : œil, gorge, oreille, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ ligne PP01