



Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-4273

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-4273

Date de publication / Publish date: 11/06/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

MYXLAB 44

Site Site MYXLAB 44 INDRE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
au sein du site au domicile des patients	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr)	
au sein du site au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site au domicile des patients	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	

Site Site MYXLAB 44 ST NAZAIRE GARE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ACIDE URIQUE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique enzymatique en point final	D3MOAU48044	
ALBUMINE SANGUINE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique colorimétrique par photométrie	D3MOAU48044	
ALBUMINE URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode turbidimétrique	D3MOAU48044	
BETA HCG	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	
BILIRUBINE CONJUGUÉE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique colorimétrique en point final	D3MOAU48044	
BILIRUBINE TOTALE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode Diaso à point final minutée	D3MOAU48044	
CALCIUM	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique colorimétrique en point final	D3MOAU48044	
CHLORE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU48044	
CHOLESTEROL HDL	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode à point final minuté	D3MOAU48044	
CHOLESTEROL TOTAL	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode Diaso à point final minuté	D3MOAU48044	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CRP	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode immunoturbidimétrique	D3MOAU48044	
CRÉATININE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique enzymatique	D3MOAU48044	
CRÉATININE URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique enzymatique	D3MOAU48044	
ESTRADIOL	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	
FERRITINE	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	
GGT	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48044	
GLYCÉMIE	Plasma	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique enzymatique	D3MOAU48044	
LDH	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique cinétique enzymatique à 37°C	D3MOAU48044	
LH	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LIPASE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique de Panteghini (cinétique)	D3MOAU48044	
PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48044	
POTASSIUM	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU48044	
PROGESTÉRONE	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	Retrait le 04/03/2025
PROTÉINES SÉRIQUES TOTALES	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique colorimétrique en point final	D3MOAU48044	
PROTÉINES URINAIRES	Urine	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique colorimétrique en point final	D3MOAU48044	
PSA Libre	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	
PSA Total	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	
RÉSERVE ALCALINE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Technique enzymatique	D3MOAU48044	
SODIUM	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU48044	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
TGO (ASAT)	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48044	
TGP (ALAT)	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48044	
TRIGLYCERIDES	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n°20232030435 Méthode en point final	D3MOAU48044	
TROPONINE	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	
TSH	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n°574369 Technique immunoenzymatique chimioluminescence	D3MOACCESS44	

Site Site MYXLAB 44 ST NAZAIRE GARE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
FORMULE SANGUINE LEUCOCYTAIRE (lymphocytes, monocytes, polynucléaires basophiles, polynucléaires éosinophiles, polynucléaires neutrophiles) ANOMALIES MORPHOLOGIQUES (GR,Pla)	Sang total	Technique manuelle (microscope optique) Microscope automatisé Cellavision DC-1 n° 1100775	D3MODC144	Précision anomalies morphologies le 03/03/2026 (recommandation de l'ET lors de l'évaluation S2).
NUMÉRATION FORMULE SANGUINE (globules blancs, globules rouges, hématocrites, hémoglobine, volume globulaire moyen, CCMH, TCMH)	Sang total	Beckman Coulter DXH 690T n°BH24077 Impédancemétrie et cytométrie de flux	D3MODXH690T44	
NUMÉRATION PLAQUETTAIRE , volume plaquettaire moyen, IDP	Sang total	Beckman Coulter DXH 690T n°BH24077 cytométrie de flux	D3MODXH690T44	
RÉTICULOCYTES	Sang total	Beckman Coulter DXH 690T n° BH24077 cytométrie de flux	D3MODXH690T44	

Site Site MYXLAB 44 ST NAZAIRE GARE :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
D-DIMERES	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n°8983 Technique immunoturbidimétrique	D3MOSTAC44	
FIBRINOGENÈ	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n°8983 Technique chronométrique	D3MOSTAC44	
INR	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n°8983 Technique chronométrique	D3MOSTAC44	
TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n°8983 Technique chronométrique	D3MOSTAC44	
TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n°8983 Technique chronométrique	D3MOSTAC44	

Site Site MYXLAB 44 ST NAZAIRE GARE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
au sein du site au domicile des patients	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site au domicile des patients	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques,	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr)	

Site Site MYXLAB 44 ST NAZAIRE OCEANIS :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
au sein du site au domicile des patients	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site au domicile des patients	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques,	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
au sein du site	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr)	