



Portée détaillée v.3 de l'attestation N° 8-4278

Detailed scope v.3 of the attestation N° 8-4278

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

MYXLAB 72

Site MYXLAB 72 LE MANS :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	Muqueuses: nez, gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
BM PP01	au sein du site	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr)	

Site MYXLAB 72 SABLE SUR SARTHE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	BETA HCG	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n° série: 574478 Technique immunoenzymatique chimiluminescence	D3MOACCES72	
BM BB01	BILIRUBINE DIRECTE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode Diaso à point final minutée	D3MOAU48072	
BM BB01	BILIRUBINE TOTALE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode Diaso à point final minutée	D3MOAU48072	
BM BB01	CHLORE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU48072	
BM BB01	CHOLESTEROL HDL	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode en point final minutée	D3MOAU48072	
BM BB01	CHOLESTEROL TOTAL	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode en point final minutée	D3MOAU48072	
BM BB01	CREATININE	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode enzymatique	D3MOAU48072	
BM BB01	CRP	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode immunoturbidimétrique	D3MOAU48072	
BM BB01	FERRITINE	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n° série: 574478 Technique immunoenzymatique chimiluminescence	D3MOACCES72	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	GGT	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48072	
BM BB01	GLYCEMIE	Plasma	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Technique enzymatique	D3MOAU48072	
BM BB01	PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48072	
BM BB01	POTASSIUM	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU48072	
BM BB01	PROTIDES	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode cinétique au biuret	D3MOAU48072	
BM BB01	PSA	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n° série: 574478 Technique immunoenzymatique chimiluminescence	D3MOACCES72	
BM BB01	SODIUM	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU48072	
BM BB01	TGO (ASAT)	Sérum	Beckman Coulter AU 480 n° série: 2023030453 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48072	
BM BB01	TGP (ALAT)	Sérum	Beckman Coulter AU 480 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU48072	
BM BB01	TRIGLYCERIDES	Sérum	Beckman Coulter AU 480 Méthode en point final	D3MOAU48072	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	TROPONINE	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n° série: 574478 Technique immunoenzymatique chimiluminescence	D3MOACCES72	
BM BB01	TSH	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n° série: 574478 Technique immunoenzymatique chimiluminescence	D3MOACCES72	

Site MYXLAB 72 SABLE SUR SARTHE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB01	FORMULE SANGUINE LEUCOCYTAIRE (lymphocytes, monocytes, polynucléaires basophiles, polynucléaires éosinophiles, polynucléaires neutrophiles)	Sang total	Cellavision DC01 n° série 1100847 Lecture optique Technique manuelle	D3MODC-172	
BM HB01	NUMÉRATION FORMULE SANGUINE (Globules blancs, globules rouges, hématocrites, hémoglobine, volume globulaire moyen, CCMH, TCMH.)	Sang total	Beckman Coulter DXH 560 n° série BG030159 Impédancemétrie et cytométrie de flux	D3MODXH56 072	
BM HB01	NUMÉRATION PLAQUETTAIRE volume plaquettaire moyen, IDP	Sang total	Beckman Coulter DXH 560 n° série BG030159 cytométrie de flux	D3MODXH56 072	

PÉRIMÉE

Site MYXLAB 72 SABLE SUR SARTHE :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB02	D-DIMERES	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n° série: 0000009195 Technique Immunoturbidimétrique	D3MOSTAC72	
BM CB02	FIBRINOGENÈ	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n° série: 0000009195 Technique chronométrique	D3MOSTAC72	
BM CB02	INR	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n° série: 0000009195 Technique chronométrique	D3MOSTAC72	
BM CB02	TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n° série: 0000009195 Technique chronométrique	D3MOSTAC72	
BM CB02	TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN	Plasma	STA Compact Diagnostica Stago n° série: 0000009195 Technique chronométrique	D3MOSTAC72	

Site MYXLAB 72 SABLE SUR SARTHE :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG01	HEPATITE C: SEROLOGIE (Anticorps totaux)	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n° série: 574478 Technique immunoenzymatique chimiluminescence	D3MOACCES72	
BM MG01	HIV SEROLOGIE DEPISTAGE	Sérum	Beckman Coulter Access 2 n° série: 574478 Technique immunoenzymatique chimiluminescence	D3MOACCES72	

Site MYXLAB 72 SABLE SUR SARTHE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
BM PP01	au sein du site au domicile des patients	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques,	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
BM PP01	au sein du site	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr)	