



Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 8-4280

Detailed scope v.4 of the attestation N° 8-4280

Date de publication / Publish date: 08/07/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

Ziwig Lab

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ziwig Lab	Acide urique (uricémie)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Alanine aminotransférase (ALAT, TGP)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Albumine (dosage)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (vert de bromocrésol) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Aspartate aminotransférase (ASAT, TGO)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Bicarbonates ou CO2 total (Réserve Alcaline)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Bilirubine directe	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (oxydation) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Bilirubine totale	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (oxydation) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ziwig Lab	béta-hCG	Sang et dérivés	CHIMILUMINESCENCE Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Ajout de précision de l'examen : fraction bêta de l'hCG Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Calcium (Calcémie, CA)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (Arsenazo III) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Chlore	Sang et dérivés	ELECTROCHIMIE (Potentiométrie indirecte) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Cholesterol total (CHOL)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Cholestérol HDL	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Cholestérol LDL	Sang et dérivés	Calcul selon la formule de Friedewald	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Clairance (rénale) de la créatinine	Sang et dérivés	Calcul : DFG estimé selon l'équation CKD-EPI	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	CRP (Protéine C Réactive) (dosage)	Sang et dérivés	IMMUNO-TURBIDIMETRIE Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Créatinine	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Créatininurie	Urine	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Ferritine (Dosage)	Sang et dérivés	CHIMILUMINESCENCE Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Gamma Glutamyl Transférase (GGT)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ziwig Lab	Glucose (Glycémie)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1901	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Glycosurie	Urine	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Ionogramme (Na, K, Cl)	Sang et dérivés	ELECTROCHIMIE (Potentiométrie indirecte) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Lactate déshydrogénase	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Phosphatases alcalines (PH.ALC.)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Phosphore minéral (Phosphorémie, P)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (phosphomolybdate) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Potassium (K)	Sérum	ELECTROCHIMIE (Potentiométrie indirecte) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Modification de la nature de l'échantillon Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Protides (Protéines totales)	Sérum	SPECTROPHOTOMETRIE (biuret) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Modification de la nature de l'échantillon et du nom de l'examen Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Protéinurie	Urine	SPECTROPHOTOMETRIE (rouge de pyrogallol-molybdate) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Sodium (Natrémie)	Sang et dérivés	ELECTROCHIMIE (Potentiométrie indirecte) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ziwig Lab	T.S.H	Sang et dérivés	CHIMILUMINESCENCE Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Triglycérides (TG)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Troponine I hs	Sang et dérivés	CHIMILUMINESCENCE Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Urée (Urémie)	Sang et dérivés	SPECTROPHOTOMETRIE (enzymatique) Siemens Atellica CI 1900	O1.4-INS02	Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ziwig Lab	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique après coloration par microscopie	O1.4-INS01	Ajout de la Référence de la méthode Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Numération Formule sanguine automatisée	Sang total	Mindray BC 6200 Spectrophotométrie/ Cytométrie de flux / Impédancemétrie / Fluorescence / Calcul	O1.4-INS01	Ajout de la Référence de la méthode Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode
Ziwig Lab	Plaquettes	Sang total	Mindray BC 6200 Impédancemétrie	O1.4-INS01	Ajout de la Référence de la méthode Suppression de l'information "Portée A" dans la Référence de la méthode

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	O1.1-PR01 Réalisation des prélèvements	maj BM PP01
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Urines	Collecteur pédiatrique	O1.1-INS01 Prélèvements Urinaires O1.1-FORM01 FIM : Prélèvements urinaires (ECBU)	maj BM PP01
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Air expiré	Test respiratoire à l'urée Hélikit	O1.1-INS08 Prélèvement d'un Hélikit	maj BM PP01
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Prélèvements génital : vaginal anal urétral	Prélèvements pour examen microbiologique	O1.1-INS03 Prélèvement génital chez la femme O1.1-INS18 Prélèvement génital chez l'homme O1.1-FORM03 FIM : Prélèvement génital	maj BM PP01
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Prélèvement ORL	Prélèvements pour examen microbiologique	O1.1-INS19 Prélèvement ORL O1.1-FORM04 FIM : Prélèvement à visée bactériologique	maj BM PP01
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Prélèvement Ophtalmique	Prélèvements pour examen microbiologique	O1.1-INS11 Prélèvements oculaires O1.1-FORM04 FIM : Prélèvement à visée bactériologique	maj BM PP01
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Peau Phanères	Prélèvement de peau et phanères pour examen microbiologique	O1.1-INS09 Prélèvements de peau et phanères à visée bactériologique O1.1-FORM04 FIM : Prélèvement à visée bactériologique	maj BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ziwig Lab	Tercis-les-Bains	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico génital	O1.1-INS21 Réalisation d'un Frottis Cervico Vaginal	maj BM PP01