



Portée détaillée v.1 de l'attestation N° 8-4309

Detailed scope v.1 of the attestation N° 8-4309

Date de publication / Publish date: 27/02/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE BIOSAGIS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	ACIDE URIQUE	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	ALANINE AMINO TRANSFERASE ALAT	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	ALBUMINE	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	ASPARTATE AMINO TRANSFERASE ASAT	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	BETA-HCG	Plasma hépariné, sérum	Test ELISA (Enzyme Linked Immuosorbant Assay) - AIACL numéro de série : 229938	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	BILIRUBINE TOTALE	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	CALCIUM	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	CHLORE	Plasma hépariné, sérum	Test électrochimique (Potentiométrie) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	CHOLESTEROL TOTAL	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	CREATININE	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	CRP Protéine C Réactive	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	FERRITINE	Plasma hépariné, sérum	Test ELISA (Enzyme Linked Immunosorbant Assay) - AIACL numéro de série : 229938	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	GGT Gamma-glutamyl transférase	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	GLUCOSE	Plasma hépariné, plasma fluoré	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	HbA1c HEMOGLOBINE GLYQUEE	Sang total EDTA	Test HPLC (Chromatographie liquide) - Tosoh GX n° de série : 257113	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	HDL CHOLESTEROL	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimétrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	LDL CHOLESTEROL	Plasma hépariné, sérum	Calcul - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	OESTRADIOL	Plasma hépariné, sérum	Test ELISA (Enzyme Linked Immuosorbant Assay) - AIACL numéro de série : 229938	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	POTASSIUM	Plasma hépariné, sérum	Test electrochimique (Potentiometrie) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	PROTEINES TOTALES	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimetrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	SODIUM	Plasma hépariné, sérum	Test electrochimique (Potentiometrie) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	THYREOSTIMULINE TSH	Plasma hépariné, sérum	Test ELISA (Enzyme Linked Immuosorbant Assay) - AIACL numéro de série : 229938	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	THYROXINE LIBRE TRETRAIODOTHYRONINE LIBRE T4L	Plasma hépariné, sérum	Test ELISA (Enzyme Linked Immuosorbant Assay) - AIACL numéro de série : 229938	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	TRIGLYCERIDES	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimetrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	TROPONINE Ic ultrasensible	Plasma hépariné, sérum	Test ELISA (Enzyme Linked Immuosorbant Assay) - AIACL numéro de série : 229938	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	UREE	Plasma hépariné, sérum	Test spectrophotométrique (colorimetrique) - Horiba Yumizen C240 ISE numéro de série : YK-4B010011	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	Drogues urinaires	Urine	test chromatographique	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	Formule manuelle	Sang total EDTA	Etalement Coloration MGG automatisée et Formule manuelle par microscopie optique	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Hémogramme : Numération et formule sanguine avec recherche identification et quantification de cellules anormales (dont numération plaquettaire)	Sang total EDTA	Test spectrophotometrique/Impedance - Horiba Yumizen H550E numéro de série : 504YAEH09004	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	DDIMERES	Plasma citrate	Test immuno-turbidimetrique - Horiba Yumizen G850H numéro de série : H60460- 0424	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	FIBRINOGENE	Plasma citrate	Test immuno-turbidimetrique - Horiba Yumizen G850H numéro de série : H60460- 0424	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	TCA - TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE	Plasma citrate	Test immuno-turbidimetrique - Horiba Yumizen G850H numéro de série : H60460- 0424	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	TP - TAUX DE PROTHROMBINE /INR	Plasma citrate	Test immuno-turbidimetrique - Horiba Yumizen G850H numéro de série : H60460- 0424	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	SEROLOGIE HEPATITE B anticorps anti-HBc	Plasma hépariné, sérum	Test ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) - VIDAS KUBE numéro de série : VK005644	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	SEROLOGIE HEPATITE B anticorps anti-HBs	Plasma hépariné, sérum	Test ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) - VIDAS KUBE numéro de série : VK005644	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	SEROLOGIE HEPATITE B antigène HBS	Plasma hépariné, sérum	Test ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) - VIDAS KUBE numéro de série : VK005644	Mode opératoire	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	SEROLOGIE HIV anticorps anti-HIV1+2 combo	Plasma hépariné, sérum	Test ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) - VIDAS KUBE numéro de série : VK005644	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	Ag COVID	Naso-pharyngée	test chromatographique	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	ECBU	Urine 2ème jet	Examen direct macro et microscopique / Cytologie en méthode manuelle (Compte sur cellule de KOVA) ou automatisée (cytométrie de flux DxU Beckman numéro de série : C76947)	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	ECBU	Urine	Ensemencement par technique manuelle. Identification directe sur gélose chromogène ou Identification sur Vitek numéro de série : 27226 VTK26048 par biochimie conventionnelle : chromogénique	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	ECBU	Urine	Suivi de l'évolution de la turbidimétrie en fonction du temps : technique Vitek 2 numéro de série : 27226 VTK26048	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	PLASMODIUM	Sang total EDTA	Examen morphologique direct microscopique après coloration RAL STAINER Quantification Test Diagnostic Rapide, méthode immuno- chromatographique	Mode opératoire	Accréditation 8-84309

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	URINE	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	SUPPURATIONS	Ponction à l'aiguille par écoulement ou aspiration	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	Plaie	Prélèvement par écouvillonnage	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés.	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	Salive	Prélèvement salivaire	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309
LABORATOIRE BIOSAGIS	Au sein du site	Air expire	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	Accréditation 8-84309