



Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 8-4313

Detailed scope v.4 of the attestation N° 8-4313

Date de publication / Publish date: 25/11/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SNCF Optim'services

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	Acide urique	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	Amphétamines	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°1 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Accréditation initiale le 27/03/17
SNCF LYON PERRACHE	Amphétamines	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°2 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	Benzodiazepines	Urine	Méthode automatisée DRI -Microgenics sur INDIKO N°1- Thermofisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Ajout le 17/09/19
SNCF LYON PERRACHE	Benzodiazepines	Urine	Méthode automatisée DRI -Microgenics sur INDIKO N°2- Thermofisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Ajout le 17/09/19
SNCF LYON PERRACHE	BHCG	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1- Biomerieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 01/09/20
SNCF LYON PERRACHE	Bilirubine totale	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	Cannabis	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°1 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Accréditation initiale le 27/03/17
SNCF LYON PERRACHE	Cannabis	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°2 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	Cholestérol	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	Cholestérol	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 10/09/2018. Modification composition du réactif le 18/07/2024.
SNCF LYON PERRACHE	Cocaïne	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°1 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Accréditation initiale le 27/03/17
SNCF LYON PERRACHE	Cocaïne	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°2 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	CRP	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	Créatinine	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKON°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	Créatinine	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 10/09/2018
SNCF LYON PERRACHE	Créatinine urinaire	Urine	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 10/09/2018
SNCF LYON PERRACHE	Créatinine urinaire	Urine	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 10/09/2018
SNCF LYON PERRACHE	Ethyl glucuronide (ETG)	Urine	Méthode automatisée DRI -Microgenics sur INDIKO N°1- Thermofisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Ajout le 17/09/19
SNCF LYON PERRACHE	Ethyl glucuronide (ETG)	Urine	Méthode automatisée DRI -Microgenics sur INDIKO N°2- Thermofisher	LY-D3-MO-019- Version11	Ajout le 17/09/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	Ferritine	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1- Biomerieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	GGT	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	GGT	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 10/09/2018
SNCF LYON PERRACHE	Glucose urinaire	Urine	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	Glycémie	Plasma	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/25
SNCF LYON PERRACHE	Glycémie	Plasma	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 10/09/2018
SNCF LYON PERRACHE	HbA1c	Sang total	Méthode automatisée HPLC sur D10DJ Biorad	LY-D3-MO-017- Version01	Ajout le 11/07/2018
SNCF LYON PERRACHE	HDL-Cholestérol	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1-Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	HDL-Cholestérol	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2-Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 12	Ajout le 08/09/2025
SNCF LYON PERRACHE	K	Plasma	Méthode automatisée potentiométrique directe sur INDIKO N°1-Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 31/03/2021
SNCF LYON PERRACHE	LDL-Cholestérol	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKON°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	LDL-Cholestérol	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKON°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 12	Ajout le 08/09/2025
SNCF LYON PERRACHE	Na	Plasma	Méthode automatisée potentiométrique directe sur INDIKO N°1-Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 31/03/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	Opiacés	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°1 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Accréditation initiale le 27/03/17
SNCF LYON PERRACHE	Opiacés	Urine	Méthode automatisée CEDIA-Microgenics INDIKO N°2 Thermo Fisher	LY-D3-MO-019-Version 11	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	PAL	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	Protéines totales	Urine	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	Protéines totales	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	PSA Total	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1- Biomerieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 01/09/20
SNCF LYON PERRACHE	T3L	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1- Biomerieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	T4L	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1- Biomerieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	TGO/ASAT	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 23/02/2018
SNCF LYON PERRACHE	TGO/ASAT	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/25
SNCF LYON PERRACHE	TGP/ALAT	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2-Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	TGP/ALAT	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 23/02/2018

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	Triglycérides	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 10/09/2018
SNCF LYON PERRACHE	Triglycérides	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°2 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025
SNCF LYON PERRACHE	TSH	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1- Biomerieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 10/09/18
SNCF LYON PERRACHE	Urée	Sérum	Méthode automatisée spectrophotométrique sur INDIKO N°1 -Thermo Fisher	LY-D3-MO-019- Version 11	Ajout le 21/05/2025

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	CDT	Sérum	Méthode automatisée d'électrophorèse capillaire sur MINI CAP Flex Piercing Sebia	LY-D3-MO-026- Version 01	Demande d'extension accordée le 17/01/20. Changement d'automate le 28/10/2024. Même technique, même réactif.
SNCF LYON PERRACHE	CDT	Sérum	Méthode automatisée d'électrophorèse capillaire sur CAPILLARYS 3 FP- Sebia	LY-D3-MO-020- Version 01	Ajout le 01/09/20

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	Formule manuelle sur frottis sanguin	Sang total	Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule , par microscopie	LY-D4-INS-005-Version 07	Ajout le 29/12/2022
SNCF LYON PERRACHE	Numération Formule Plaquettes	Sang total	Méthode automatisée avec fluoro-cytométrie en flux , impédancemétrie, et photométrie sur XN 550-SYSMEX	LY-D3-MO-025-Version 01	Accréditation initiale le 27/03/17 sur le XS1000I, changement d'automate le 14/02/22 (XN 550)

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	AC HBc	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1 -Biomérieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 01/09/20
SNCF LYON PERRACHE	AC HBs	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1 -Biomérieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 01/09/20
SNCF LYON PERRACHE	Ag Hbs	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1 -Biomérieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 01/09/20
SNCF LYON PERRACHE	VHC	Sérum	Méthode automatisée immuno enzymologie avec détection finale de la fluorescence (ELFA) sur VIDAS 3 N°1 -Biomérieux	LY-D3-MO-011-Version 05	Ajout le 01/09/20

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SNCF LYON PERRACHE	Laboratoire SNCF de Lyon Perrache + cabinets médicaux SNCF	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Manuel de prélèvement	