Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 1-7330

Detailed scope v.13 of the attestation N° 1-7330
Date de publication / Publish date: 29/10/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE - SANTE ANIMALE

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale *Flexible scope reference*	Objet *Object*	Caractéristiques mesurées ou recherchées *Properties measured*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*
1	Sérum Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA	Notice fournisseur IDVet (ID Screen BLV Competition)
1	Sérum Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre Brucella abortus (Brucellose)	ELISA	Notice fournisseur IDVet (ID Screen Bovine Brucellosis Indirect incubation courte)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA	Notice fournisseur IDVet (ID Screen IBRgB Competition)
1	Sérum Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA	Notice fournisseur IDVet (ID Screen IBR mixte indirect serums individuels et mélanges)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de diarrhée virale bovine	ELISA	Notice fournisseur IDVet (IDscreen BVD p80 antibody competition)
2	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Mycobacterium avium subsp paratuberculosis (Paratuberculose)	ELISA	Méthode interne MO.408 Notice fournisseur IDVet (IDscreen Paratuberculosis indirect)

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE - SANTE ANIMALE

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
3	Sang	Génome du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) - Tous génotypes	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDGene MagFast (IDVet) - Kit d'amplification : IDGene Bluetongue Duplex (IDVet) - Mode opératoire: MO.466
3	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) – génotypes 8 et 4	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : IDgene Bluetongue génotype 8 et 4 triplex (IDVet) - Mode opératoire: MO.466
3	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) – génotype 3	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : IDgene Bluetongue génotype 3 programme rapide (IDVet) - Mode opératoire: MO.466
3	Sang	Génome du virus EHDV (MHE)	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : IDgene EHDV advantage Duplex (IDVet) - Mode opératoire: MO.466
3	Biopsie auriculaire	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : IDgene BVDV/BDV Triplex 2.0 (IDVet) - Mode opératoire: MO.466
3	Sérum	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : IDgene BVDV/BDV Triplex 2.0 (IDVet) - Mode opératoire: MO.466

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire				
Référence portée générale ***Flexible scope reference***	**Objet** ***Object***	**Caractéristiques mesurées ou recherchées** ***Properties measured***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***
3	Ecouvillons trachéal et cloacal	Génome du virus de l'Influenza de type A gène M (espèces aviaires)	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : IDgene Influenza A Triplex (IDVet) - Mode opératoire: MO.466
3	Ecouvillons trachéal et cloacal	Génome du virus de l'Influenza aviaire de sous-type H5 hautement pathogène appartenant au clade 2.3.4.4b de la lignée A/goose/Guangdong/1/1996	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : ANSES/PPN/MA/6 et Quantitect virus kit (Qiagen) - Mode opératoire : MO.466
3	Ecouvillons trachéal et cloacal	Génome du virus de l'Influenza de type A sous-type H5-H7 (espèces aviaires)	- Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'extraction : IDgene MagFast extraction kit (IDVet) - Kit d'amplification : IDgene influenza H5-H7 triplex (IDVet) - Mode opératoire : MO.466
4	Ecouvillons génitaux d'équidés	Génome de Taylorella equigenitalis	- Extraction manuelle par lyse directe - Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne - Kit d'amplification : ADIAVet CEMO Taylorella Real time (ADIAGENE) - Mode opératoire : MO.466