Portée détaillée v.16 de l'attestation N° 8-1285

Detailed scope v.16 of the attestation N° 8-1285
Date de publication / Publish date: 16/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
SYNLAB BIOPAJ

Site SYNLAB BIOPAJ ANZIN :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations *Location of operations*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ BAVAY :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ CLEMENCEAU :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ CONDE-SUR-L'ESCAUT :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ FRESNE-SUR-ESCAUT :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
A1antitrypsine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie (HZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ac urique	Sérum / plasma	Colorimétrique enzymatique Uricase-4AAP (MG)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Albumine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrique (UR)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ammoniaque	Plasma EDTA	Photométrie GLDH	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Beta-HCG	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Bicarbonates	Sérum / plasma	Photométrie PEP	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Bilirubine D	Sérum / plasma	Méthode diazo. (EZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Bilirubine T	Sérum / plasma	Méthode diazo. (EZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Calcium	Sérum / plasma	Photométrie NM-BAPTA	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Chlore	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte (PB)	Automatisée COBAS PRO ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cholestérol	Sérum / plasma	CHOD-PAP (E4)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cholestérol HDL	Sérum / plasma	Colorimétrie enzymatique en phase homogène (SZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Complément C3	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrique (HZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Complément C4	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrique (HZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
CPK	Sérum / plasma	Méthode UV (L4)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
CRP	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie (HZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Créatinine	Sérum / plasma / Urines	Enzymatique (YZ) Creatinase	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ethanol	plasma	Photométrie enzymatique	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Fer	Sérum / plasma	Ferrozine (RR)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ferritine	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ggt	Sérum / plasma	Szasz liq. Standardisé (CZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Glucose	Sérum / plasma / Urines (sauf 24h)	Hexokinase (2R)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
HbA1C	Sang total / EDTA	HPLC (20)	Automatisée D100 n°1 Bio-Rad ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
HbA1C	Sang total / EDTA	HPLC (20)	Automatisée D100 n°2 Bio-Rad ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
IgA	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
IgG	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
IgM	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Lactates	plasma fluoré	Photométrie LOD	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
LDH	Sérum / plasma	IFCC PHOTOMETRIE UV	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LDL	Sérum / plasma	Calculé	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Lipase	Sérum / plasma	Colorimétrie enzymatique	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Magnésium	Sérum / plasma / Urines	Colorimétrie	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie (UR)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
NT-Pro-BNP	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phosphatase alcaline	Sérum / plasma	IFCC (ZZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phosphore	Sérum / plasma	Phosphomolybdate (TA)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Potassium	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée COBAS PRO ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
PREALBUMINE	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Procalcitonine	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Protéines	Sérum / plasma	Biuret (WN)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Protéines	Urines	Turbidimétrique / chlorure de benzéthonium	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Sodium	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée COBAS PRO ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TGO	Sérum / plasma	IFCC sans Phosphate de pyridoxal (S4)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TGP	Sérum / plasma	IFCC sans Phosphate de pyridoxal (S4)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Transferrine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie (HZ)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Triglycérides	Sérum / plasma	Colorimétrique enzymatique GPO/PAP (KV)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Troponine T HS	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TSH	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Urée	Sérum / plasma	Uréase UV (GM)	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CDT	Sérum	Electrophorèse capillaire - Standardisée IFCC	Automatisée: CAPILLARYS 3 OCTA - SEBIA ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Electrophorèse	Sérum	Electrophorèse capillaire	Automatisée: CAPILLARYS TERA 3 n°1 ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Electrophorèse	Sérum	Electrophorèse capillaire	Automatisée: CAPILLARYS TERA 3 n°2 ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Immuno-électrophorèse	Sérum	Electrophorèse capillaire	Automatisée: CAPILLARYS TERA 3 n°1 ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Immuno-électrophorèse	Sérum	Electrophorèse capillaire	Automatisée: CAPILLARYS TERA 3 n°2 ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Nitrite, pH, acétone, densité	Urines	Biuret	Tests unitaires rapides (bandelettes urinaires) : Insight (Urinalysis Reagent Strips Urine)	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	CRP	Sang total	immunodosage	Automatisée: AQT 90 FLEX RADIOMETER (KR) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Créatinine	Sang total	Enzymatique	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - URGENCES ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	D-Dimères	Sang total	immunodosage	Automatisée: AQT 90 FLEX RADIOMETER (KR) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Electrolytes (ck+, cNa+, cCa2+, cCl-)	Sang total	Potentiométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - URGENCES ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Electrolytes (ck+, cNa+, cCa2+, cCl-)	Sang total	Potentiométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - MEDECINE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Gaz du sang (PH, pCO2, pO2,Hb)	Sang total	Potentiométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - URGENCES ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Gaz du sang (PH, pCO2, pO2,Hb)	Sang total	Potentiométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - MEDECINE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Métabolites (cGlu, cLac)	Sang total	Ampérométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - URGENCES ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Métabolites (cGlu, cLac)	Sang total	Ampérométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - MEDECINE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	NT-pro-BNP	Sang total	immunodosage	Automatisée: AQT 90 FLEX RADIOMETER (KR) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Oxymétrie (ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHbF, ctBil)	Sang total	Spectrophotométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - URGENCES ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Oxymétrie (ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHbF, ctBil)	Sang total	Spectrophotométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) - MEDECINE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	Troponine I	Sang total	immunodosage	Automatisée: AQT 90 FLEX RADIOMETER (KR) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS	Hôpital Le Cateau, Pôle Urgence	βHCG	Sang total	immunodosage	Automatisée: AQT 90 FLEX RADIOMETER (KR) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Benzodiazépines	Sérum / plasma	Immunoenzymatique	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Lithium	Sérum / plasma	Colorimétrie	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Paracétamol	Sérum / plasma	immunoenzymatique	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phénobarbital	Sérum / plasma	Immunodosage en phase homogène	Automatisée COBAS PRO C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Cytométrie, impédance Impédance, Photométrie, Impédance, Calculé Fluorescence + diffraction	Automatisée: XN 1000 PURE SYSMEX ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Formule manuelle par microscopie: - Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique	Formule manuelle par microscopie ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Réticulocytes, hémoglobine réticulocytaire	Sang total EDTA	Cytométrie en flux après coloration vitale	Automatisée: XN 1000 PURE SYSMEX ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Vitesse de sédimentation	Sang total	Photométrie capillaire	Automatisée: ALIFAX INDUMED ; Manuel opérateur, Alifax	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D-Dimères	Plasma citraté	Immuno-turbidimétrie	Automatisée: STA Compact MAX Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Facteur V	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée: STA Compact MAX Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée: STA Compact MAX Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TCA	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée: STA Compact MAX Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TCK	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée: STA Compact MAX Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TP	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée: STA Compact MAX Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Groupe sanguin Phénotype ABO-RH	Sang total	Contre épreuve Gel filtration Epreuve directe Gel filtration	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phénotype RH C c E e et Kell	Sang total	Epreuve directe Gel filtration	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Identification RAI	Plasma EDTA ou sérum	Test indirect à l'antiglobuline Hématies ficinées	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
RAI	Plasma EDTA ou sérum	Test indirect à l'antiglobuline	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Coombs	Sang total	Epreuve directe Gel filtration	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anti-CCP	Sérum / Plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée : COBAS PRO E ; Fiche technique fournisseur en vigueur	Extension validée (cf. Attestation n°20)

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ac Hbs	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ag Hbs	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Anti Hbc totaux	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
HIV	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Hépatite C	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
IgG Rubéole	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
IgG Toxoplasmose	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
IgM antiHbc	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
IgM Toxoplasmose	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Syphilis	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Wertern Blot HIV	Sérum / plasma	Immunochromatographie	Automatisée: GEENIUS READER BIO-RAD ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ LE CATEAU-CAMBRESIS :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ LE QUESNOY :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ QUIEVRECHAIN :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ SAINT-AMAND :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ACE	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
ACE	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ac urique	Sérum / plasma / Urines	Colorimétrique enzymatique Uricase-4AAP (MG)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ac urique	Sérum / plasma / Urines	Colorimétrique enzymatique Uricase-4AAP	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
AFP	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
AFP	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Albumine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Albumine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ammoniaque	Plasma EDTA	Photométrie GLDH	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Amylase	Sérum / plasma / Urines	IFCC (WA)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Amylase	Sérum / plasma / urines	IFCC	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Antistreptolysine	Sérum / plasma	Turbidimétrie (HD)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Antistreptolysine	Sérum / plasma	Turbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Apolipoprotéine A	Sérum / plasma	Turbidimétrie (HD)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Apolipoprotéine A	Sérum / plasma	Turbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Beta-HCG	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Beta-HCG	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Bicarbonates	Sérum / plasma	Photométrie PEP	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Bilirubine D	Sérum / plasma	Méthode diazo. (EZ)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Bilirubine D	Sérum / plasma	Méthode diazo.	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Bilirubine T	Sérum / plasma	Méthode diazo. (EZ)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Bilirubine T	Sérum / plasma	Méthode diazo.	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ca 15.3	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ca 15.3	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ca 19.9	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ca 19.9	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ca 125	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ca 125	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Calcium	Sérum / plasma / Urines	Photométrie NM-BAPTA	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Calcium	Sérum / plasma / Urines	Photométrie NM-BAPTA	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Chlore	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée COBAS PRO VILLE ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Chlore	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cholestérol	Sérum / plasma	CHOD-PAP (E4)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cholestérol	Sérum / plasma	CHOD-PAP	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cholestérol HDL	Sérum / plasma	Photométrie PEG	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cholestérol HDL	Sérum / plasma	Photométrie PEG	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cortisol	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Cortisol	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
CPK	Sérum / plasma	Méthode UV (L4)	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CPK	Sérum / plasma	Méthode UV	Automatisée: COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
CRP	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie (HZ)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
CRP	Sérum / plasma	Immunotrbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Créatinine	Sérum / plasma / Urines	Enzymatique (YZ) Creatinase	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Créatinine	Sérum / plasma / Urines	Enzymatique Creatinase	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Digoxine	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ethanol	plasma	Photométrie enzymatique	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Facteur Rhumatoïde	Sérum / plasma	Turbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Fer	Sérum / plasma	Ferrozine (RR)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Fer	Sérum / plasma	Ferrozine	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ferritine	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ferritine	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Folates	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Folates	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
FSH	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
FSH	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
FT3 III	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
FT3 III	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
FT4 II	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
FT4 II	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Gaz du sang (excès de base, HCO3-, tCO2)	Sang total	Calcul	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Gaz du sang (PH, pCO2, pO2,Hb,sO2)	Sang total	Potentiométrie & spectrophotométrie	Automatisée: ABL 90 FLEX RADIOMETER (WRS) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Ggt	Sérum / plasma	Szasz liq. Standardisé (CZ)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
GGT	Sérum / plasma	Szasz liq. Standardisé	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Glucose	Sérum / plasma / Urines (sauf 24h)	Hexokinase (2R)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Glucose	Sérum / plasma / Urines (sauf 24h	Hexokinase	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Haptoglobine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Haptoglobine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Lactates	Plasma fluoré	Photométrie LOD	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
LDH	Sérum / plasma	IFCC PHOTOMETRIE UV	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
LDH	Sérum / plasma	IFCC Photométrie UV	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
LDL	Sérum / plasma	Colorimétrie enzymatique en phase homogène (SZ)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
LDL	Sérum / plasma	Colorimétrie enzymatique en phase homogène	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
LH	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
LH	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Lipase	Sérum / plasma	Colorimétrie enzymatique	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Lipase	Sérum / plasma	Colorimétrie enzymatique	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Magnésium	Sérum / Plasma / Urines	Colorimétrie	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Magnésium	Sérum / plasma / Urines	Colorimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie (UR)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueu	
Myoglobine	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Myoglobine	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
NT-Pro-BNP	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
NT-Pro-BNP	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Oestradiol	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Oestradiol	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phosphatase alcaline	Sérum / plasma	IFCC (ZZ)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phosphatase alcaline	Sérum / plasma	IFCC	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Phosphore	Sérum / plasma / Urines	Phosphomolybdate (TA)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phosphore	Sérum / plasma / Urines	Phosphomolybdate	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Potassium	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée COBAS PRO VILLE ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Potassium	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Procalcitonine	Sérum / plasma	ECLIA	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Progestérone	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Progestérone	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Prolactine	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Prolactine	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Protéines	Sérum / plasma	Biuret (WN)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Protéines	Urines	Turbidimétrique / chlorure de benzéthonium	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Protéines	Sérum / plasma	Biuret	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Protéines	Urines	Turbidimétrie / chlorure de benzéthonium	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Préalbumine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Préalbumine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
PSA libre	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
PSA libre	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
PSA totale	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
PSA totale	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Réserve alcaline	Sérum / plasma	Photométrie PEP	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Sodium	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée COBAS PRO VILLE ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Sodium	Sérum / plasma / Urines	ISE indirecte	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE ISE ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TGO	Sérum / plasma	IFCC sans Phosphate de pyridoxal (S4)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TGO	Sérum / plasma	IFCC avec phosphate de pyridoxal	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TGP	Sérum / plasma	IFCC sans Phosphate de pyridoxal (S4)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TGP	Sérum / plasma	IFCC avec phosphate de pyridoxal	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Transferrine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie (HZ)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Transferrine	Sérum / plasma	Immunoturbidimétrie	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Triglycérides	Sérum / plasma	Colorimétrique enzymatique GPO/PAP (KV)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Triglycérides	Sérum / plasma	Colorimétrique enzymatique	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Troponine T HS	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Troponine T HS	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TSH	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence (RD)	Automatisée COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TSH	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Urée	Sérum / plasma / Urines	Uréase UV (GM)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Urée	Sérum / plasma / Urines	Uréase UV	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Vitamine B12	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO CLINIQUE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Vitamine B12	Sérum / plasma	Electrochimiluminescence	Automatisée: COBAS PRO VILLE E ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Amikacine	Sérum / plasma	KIMS, Intéraction cinétique des microparticules en suspension	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Gentamicine	Sérum / plasma	KIMS, Intéraction cinétique des microparticules en suspension	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Paracétamol	Sérum / plasma	immunoenzymatique	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phénobarbital	Sérum / plasma	Immunodosage en phase homogène	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Vancomycine	Sérum / plasma	Immunoenzymatique en phase homogéne	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Cytométrie, impédance Impédance, Photométrie, Impédance, Calculé Fluorescence + diffraction	Automatisée SYSMEX XN 2000 -R ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Cytométrie, impédance Impédance, Photométrie, Impédance, Calculé Fluorescence + diffraction	Automatisée SYSMEX XN 2000 -L ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Formule manuelle par microscopie: - Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique	Formule manuelle par microscopie ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Réticulocytes, hémoglobine réticulocytaire	Sang total EDTA	Cytométrie en flux après coloration vitale	Automatisée SYSMEX XN 2000 - L ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Vitesse de sédimentation	Sang total	Photométrie capillaire	Automatisée Alifax INDUMED ; Manuel opérateur Alifax	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D-Dimères	Plasma citraté	Immuno-turbidimétrie	Automatisée STAR MAX Ville Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
D-Dimères	Plasma citraté	Immuno-turbidimétrie	Automatisée STAR MAX Clinique Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Ville Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Clinique Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TCA	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Ville Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TCA	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Clinique Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TCK	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Ville Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TCK	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Clinique Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
TP	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Ville Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
TP	Plasma citraté	Chronométrie	Automatisée STAR MAX Clinique Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HBPM	Plasma citraté	Colorimétrie	Automatisée STAR MAX Clinique Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
HNF	Plasma citraté	Colorimétrie	Automatisée STAR MAX Clinique Diagnostica Stago ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Groupe sanguin Phénotype ABO-RH	Sang total	Contre épreuve, Gel filtration, Epreuve directe, Gel filtration	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Phénotype RH C c E e et Kell	Sang total	Epreuve directe, Gel filtration	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Groupe sanguin Phénotype ABO-RH	Sang total	Contre épreuve, Gel filtration, Epreuve directe, Gel filtration	Technique manuelle ; 04.IMH-MO002	
Phénotype RH C c E e et Kell	Sang total	Epreuve directe, Gel filtration	Technique manuelle ; 04.IMH-MO002	
RAI	Plasma EDTA ou sérum	Test indirect à l'antiglobuline	Automatisée : IH-1000 (Bio-Rad) ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
RAI	Plasma EDTA ou sérum	Test indirect à l'antiglobuline	Technique manuelle ; 04.IMH-MO002	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Facteur rhumatoïde	Sérum / plasma	Turbidimétrie (HD)	Automatisée COBAS PRO VILLE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Facteur rhumatoïde	Sérum / plasma	Turbidimétrie (HD)	Automatisée COBAS PRO CLINIQUE C ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques d'agents infectieux, détection de gènes de résistance et/ou de toxines	Prélèvement nasopharyngé	RT-PCR	BD MAX ; Fiche technique Réactif, version en vigueur	
Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques d'agents infectieux, détection de gènes de résistance et/ou de toxines	Prélèvement nasopharyngé	RT-PCR	IPONATIC III n°1 - SANSURE	Ajout (autorisation de mise en routine le 17/03/2026)
Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques d'agents infectieux, détection de gènes de résistance et/ou de toxines	Prélèvement nasopharyngé	RT-PCR	IPONATIC III n°2 - SANSURE	Ajout (autorisation de mise en routine le 17/03/2026)

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments. (Hémocultures).	Sang	Coloration de GRAM	Examen morphologique direct macro- et microscopique Colorateur Previcolor - Biomérieux	A) Migration de la MG11 vers MG08. B) Hémoculture : La poursuite de l'analyse est réalisée par le LBM SYNLAB NORD DE FRANCE après orientation phénotypique
Recherche de germes bactériens. Recherche morphologique des bactéries et/ou levures	Sang total	Fluorescence	Automatisée : BACT/ALERT 3D - BIOMERIEUX	Changement d'automate (remplacement FX-BD par BACT/ALERT - BIOMERIEUX)

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Technique microscopique	Colorateur Aerospray Hematology Pro- Modèle7152	
Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Technique immunochromatographique	Tests unitaires rapides : PALUTOP+4 OPTIMA - BIOSYNEX	

Site SYNLAB BIOPAJ VAUBAN :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au sein des services d'établissements de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Anus, Urètre	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement + 03.PRE-MO005	