Portée détaillée v.31 de l'attestation N° 8-1652

Detailed scope v.31 of the attestation N° 8-1652
Date de publication / Publish date: 07/11/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
BIOGROUP LORRAINE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Acide urique	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique	UA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	ALAT Alanine aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ALTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Albumine	Sang	COBAS ROCHE c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie vert bromocrésol	ALB2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	ASAT Aspartate Aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ASTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Bicarbonate	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Spectrophotométrie d'absorption PEPC	CO2-L	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Bilirubine directe	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILD2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Bilirubine totale	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILT3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Béta hCG	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HCG+β	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Calcium	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie NM BAPTA	CA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Chlore	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Cholestérol	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CHOL2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Cholestérol HDL	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique en phase homogène	HDLC4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Cholestérol LDL	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique en phase homogène	LDLC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	CK Créatine kinase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test UV	CK	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Créatinine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CREP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Digoxine	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Digoxin	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Fer	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie (FerroZine)	IRON2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Ferritine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	FERR4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	GGT Gamma-glutamyltransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique IFCC Szasz	GGT-2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Glucose	Sang	COBAS ROCHE c501 Méthode automatisée quantitaive Test UV Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase	GLUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	LDH Lactate déshydrogénase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test UV Lactate/NAD	LDHI2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Lipase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique avec l'ester de 1,2-O-dilauryl-rac-glycér-3-acide glutarique	LIPC	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Magnésium	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie en point final	MG2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Myoglobine	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Myoglobin	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Phosphatase alcaline	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie selon méthode standardisée	ALP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Phosphore	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Molybdate UV	PHOS2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Potassium	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	pro-BNP	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys proBNP II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Procalcitonine	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys BRAHMS PCT	Ajout analyse à partir du 23/07/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Protéines C-réactive CRP	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	CRP4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Protéines totales	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, réaction au biuret	TP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Préalbumine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	PREA	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	PSA total	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys total PSA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Sodium	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	T4L	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT4 IV	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Tranferrine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	TRSF2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Triglycérides	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	TRIGL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Troponine T HS	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Troponin T hs	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	TSH	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys TSH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Urée	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative, Dosage enzymatique cinétique UV (uréase/Gldh)	UREAL	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	ACE (antigène carcino-embryonnaire)	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CEA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Acide urique	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique	UA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Acide valproïque (Dépakine)	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test immuno-enzymatique en phase homogène	VALP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	AFP Alpha foeto protéïne	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA sandwich	Elecsys AFP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	ALAT Alanine aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ALTPM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Albumine	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie vert bromocrésol	ALB2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-thyroglobuline anti-Tg	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA	Elecsys Anti-Tg	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-thyroperoxydase anti-TPO	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA	Elecsys Anti-TPO II	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	APO A1 Apolipoprotéïne A-1	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	APOAT	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	ASAT Aspartate Aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ASTPM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	B2-microglobulines	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	B2MG	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Bicarbonate	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Spectrophotométrie d'absorption PEPC	CO2-L	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Bilirubine directe	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILD2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Bilirubine totale	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILT3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	BNP	Sang	ABBOTT ARCHITECT Méthode automatisée quantitative Chimiluminescence (CMIA)	ARCHITECT BNP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Béta hCG	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HCG+β	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	CA 15-3	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CA 15-3 II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	CA 19-9	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CA 19-9	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	CA 125	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CA 125 II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Calcium	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie NM BAPTA	CA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Chlore	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Cholestérol	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CHOL2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Cholestérol HDL	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique en phase homogène	HDLC4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Cholestérol LDL	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique en phase homogène	LDLC3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	CK Créatine kinase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test UV	CK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Cortisol	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Cortisol II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Créatinine	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CREP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Digoxine	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Digoxin	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Ethanol	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test enzymatique à l'alcool déshydrogénase	ETOH2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Fer	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie (FerroZine)	IRON2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Ferritine	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	FERR4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Folates	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Folate III	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	FSH	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys FSH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	GGT Gamma-glutamyltransférase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique IFCC Szasz	GGT-2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Glucose	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitaive Test UV Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase	GLUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Haptoglobine	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	HAPT2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Hémoglobine glyquée	Sang	TOSOH G11 Méthode automatisée quantitative HPLC avec colonne échangeuse de cations	TSKgel G11® Variant	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	IgA	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	IGA-2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	IgE	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys IgE II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	IgG	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitiative Immunoturbidimétrie	IGG-2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	IgM	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	IGM-2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	LDH Lactate déshydrogénase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test UV Lactate/NAD	LDHI2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	LH	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys LH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Lipase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique avec l'ester de 1,2-O-dilauryl-rac-glycér-3-acide glutarique	LIPC	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Lithium	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie	LI	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Magnésium	Sang Urines	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie en point final	MG2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Microalbumine	Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée, quantitative Immunoturbidimétrie	ALBT2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Myoglobine	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	MYO2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	NH3 Ammoniac	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test enzymatique	NH3L2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Oestradiol	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Estradiol III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Orosomucoïde Alpha-1-glycoprotéine acide	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	AAGP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Phosphatase alcaline	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie selon méthode standardisée	ALP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Phosphore	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Molybdate UV	PHOS2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Potassium	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	pro-BNP	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys proBNP II	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Procalcitonine	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys BRAHMS PCT	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Progestérone	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Progesterone III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Prolactine	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Prolactin II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Protéines C-réactive CRP	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	CRP4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Protéines totales	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, réaction au biuret	TP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Protéines totales urinaires	Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Turbidimétrie	TPUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Préalbumine	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	PREA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	PSA libre	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys free PSA	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	PSA total	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys total PSA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	PTH Parathormone	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys PTH (1-84)	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche d'hémoglobine dans les selles	Selles	ROCHE COBAS C701 Méthode quantitative automatisée Immunoturbidimétrie	FOB Gold® NG Wide	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Sodium	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d’ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	T3L	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT3 III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	T4L	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT4 IV	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Testostérone	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Testosterone II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Transferrine	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	TRSF2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Triglycérides	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	TRIGL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Troponine-I	Sang	ABBOTT ARCHITECT Méthode automatisée quantitative Chimiluminescence CMIA	ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Troponine T HS	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Troponin T hs	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	TSH	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys TSH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Urée	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative, Dosage enzymatique cinétique UV (uréase/Gldh)	UREAL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Vitamine B12	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Vitamin B12 II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Vitamine D	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compéttion	Elecsys Vitamin D total III	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	ACE (antigène carcino-embryonnaire)	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CEA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Acide Urique	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique	UA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	AFP Alpha foeto protéïne	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA sandwich	Elecsys AFP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	ALAT Alanine aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ALTPM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Albumine	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie vert bromocrésol	ALB2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	ASAT Aspartate Aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ASTPM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Bicarbonate	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Spectrophotométrie d'absorption PEPC	CO2-L	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Bilirubine directe	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILD2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Bilirubine totale	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILT3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Béta hCG	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HCG+β	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	CA 15-3	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CA 15-3 II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	CA 19-9	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CA 19-9	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	CA 125	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys CA 125 II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Calcium	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie NM BAPTA	CA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Chlore	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d’ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Cholestérol	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CHOL2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Cholestérol HDL	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique en phase homogène	HDLC4	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	CK Créatine kinase	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test UV	CK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Créatinine	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CREP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Fer	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie (FerroZine)	IRON2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Ferritine	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	FERR4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Folates	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Folate III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	FSH	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys FSH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	GGT Gamma-glutamyltransférase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique IFCC Szasz	GGT-2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Glucose	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitaive Test UV Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase	GLUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Hémoglobine glyquée	Sang	TOSOH G11 Méthode automatisée quantitative HPLC avec colonne échangeuse de cations	TSKgel G11® Variant	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	LH	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys LH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Lipase	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique avec l'ester de 1,2-O-dilauryl-rac-glycér-3-acide glutarique	LIPC	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Microalbumine	Urines	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée, quantitative Immunoturbidimétrie	ALBT2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Oestradiol	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Estradiol III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Osmolarité	Sang Urines	LÖSER Osmomètre Méthode automatisée Abaissement cryoscopique	Mode opératoire osmomètre	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Phosphatase alcaline	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie selon méthode standardisée	ALP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Phosphore	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Molybdate UV	PHOS2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Potassium	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	pro-BNP	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys proBNP II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Procalcitonine	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys BRAHMS PCT	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Progestérone	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Progesterone III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Prolactine	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Prolactin II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Protéines C-réactive CRP	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	CRP4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Protéines totales	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, réaction au biuret	TP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Protéines totales urinaires	Urines	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie (chlorure de benzéthonium)	TPUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	PSA libre	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys free PSA	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	PSA total	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys total PSA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Sodium	Sang Urines	ROCHE COBAS c701 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	T3L	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT3 III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	T4L	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT4 IV	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Transferrine	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	TRSF2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Triglycérides	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	TRIGL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Troponine T HS	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Troponin T hs	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	TSH	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys TSH	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Urée	Sang	ROCHE COBAS c701 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique UV (uréase/Gldh)	UREAL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Vitamine B12	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Vitamin B12 II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Vitamine D	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compéttion	Elecsys Vitamin D total III	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Acide urique	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique	UA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	ALAT Alanine aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ALTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Albumine	Sang	COBAS ROCHE c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie vert bromocrésol	ALB2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	ASAT Aspartate Aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ASTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Bicarbonate	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Spectrophotométrie d'absorption PEPC	CO2-L	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Bilirubine directe	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILD2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Bilirubine totale	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILT3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Béta hCG	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HCG+β	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Calcium	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie NM BAPTA	CA2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Chlore	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Cholestérol	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CHOL2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Cholestérol HDL	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique en phase homogène	HDLC4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	CK Créatine kinase	Sang	ROCHE COABS c501 Méthode automatisée quantitative Test UV	CK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Créatinine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CREP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Ferritine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	FERR4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	GGT Gamma-glutamyltransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique IFCC Szasz	GGT-2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Glucose	Sang	COBAS ROCHE c501 Méthode automatisée quantitaive Test UV Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase	GLUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	LDH Lactate déshydrogénase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test UV Lactate/NAD	LDHI2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	LH	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys LH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Lipase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique avec l'ester de 1,2-O-dilauryl-rac-glycér-3-acide glutarique	LIPC	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Oestradiol	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Estradiol III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Phosphatase alcaline	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie selon méthode standardisée	ALP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Phosphore	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Molybdate UV	PHOS2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Potassium	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d’ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Procalcitonine	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys BRAHMS PCT	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Progestérone	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Progesterone III	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Protéines C-réactive CRP	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	CRP4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Protéines totales	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, réaction au biuret	TP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Sodium	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Triglycérides	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	TRIGL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Troponine T HS	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Troponin T hs	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	TSH	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys TSH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Urée	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative, Dosage enzymatique cinétique UV (uréase/Gldh)	UREAL	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Acide urique	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique	UA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	ALAT Alanine aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ALTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Albumine	Sang	COBAS ROCHE c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie vert bromocrésol	ALB2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	ASAT Aspartate Aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ASTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Bicarbonate	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Spectrophotométrie d'absorption PEPC	CO2-L	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Bilirubine directe	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILD2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Bilirubine totale	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILT3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Béta hCG	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HCG+β	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Calcium	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie NM BAPTA	CA2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Calcium ionisé	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Carboxyhemoglobine	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Chlore	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Cholestérol	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CHOL2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Cholestérol HDL	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique en phase homogène	HDLC4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	CK Créatine kinase	Sang	ROCHE COABS c501 Méthode automatisée quantitative Test UV	CK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Créatinine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CREP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Fer	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie (FerroZine)	IRON2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Ferritine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	FERR4	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	GGT Gamma-glutamyltransférase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique IFCC Szasz	GGT-2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Glucose	Sang	COBAS ROCHE c501 Méthode automatisée quantitaive Test UV Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase	GLUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Lactate	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	LDH Lactate déshydrogénase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test UV Lactate/NAD	LDHI2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Lipase	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique avec l'ester de 1,2-O-dilauryl-rac-glycér-3-acide glutarique	LIPC	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Myoglobine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	MYO2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Méthémoglobine	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	NH3 Ammoniac	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Test enzymatique	NH3L2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	pC02	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	pH artériel	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Phosphatase alcaline	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie selon méthode standardisée	ALP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Phosphore	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Molybdate UV	PHOS2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	pO2	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Potassium	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	pro-BNP	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys proBNP II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Procalcitonine	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys BRAHMS PCT	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Protéines C-réactive CRP	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	CRP4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Protéines totales	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, réaction au biuret	TP2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Préalbumine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	PREA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Saturation en O2	Sang	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM 5000 Méthode automatisée quantitative Potentiométrie	GEM® Premier 5000 PAK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Sodium	Sang	ROCHE COBAS c501 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	T4L	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT4 IV	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Transferrine	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie	TRSF2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Triglycérides	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	TRIGL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Troponine T HS	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Troponin T hs	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	TSH	Sang	ROCHE COBAS e601 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys TSH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Urée	Sang	ROCHE COBAS c501 Méthode automatisée quantitative, Dosage enzymatique cinétique UV (uréase/Gldh)	UREAL	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Acide Urique	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique	UA2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	ALAT Alanine aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ALTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Albumine	Sang	COBAS ROCHE c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie vert bromocrésol	ALB2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	ASAT Aspartate Aminotransférase	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Dosage enzymatique cinétique + Phosphate de pyridoxal	ASTLP	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Bicarbonate	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Spectrophotométrie d'absorption PEPC	CO2-L	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Bilirubine directe	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILD2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Bilirubine totale	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, méthode DIAZO	BILT3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Béta hCG	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HCG+β	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Calcium	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie NM BAPTA	CA2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Chlore	Sang	ROCHE COBAS c502 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Cholestérol	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CHOL2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Cholestérol HDL	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique en phase homogène	HDLC4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Cholestérol LDL	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique en phase homogène	LDLC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	CK Créatine kinase	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test UV	CK	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Créatinine	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	CREP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Fer	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie (FerroZine)	IRON2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Ferritine	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	FERR4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	GGT Gamma-glutamyltransférase	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique IFCC Szasz	GGT-2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Glucose	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test UV Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase	GLUC3	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	LDH Lactate déshydrogénase	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test UV Lactate/NAD	LDHI2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Lipase	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Test colorimétrique enzymatique avec l'ester de 1,2-O-dilauryl-rac-glycér-3-acide glutarique	LIPC	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Magnésium	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie en point final	MG2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Phosphatase alcaline	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie selon méthode standardisée	ALP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Phosphore	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Molybdate UV	PHOS2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Potassium	Sang	ROCHE COBAS c502 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	pro-BNP	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys proBNP II	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Procalcitonine	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys BRAHMS PCT	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Protéines C-réactive CRP	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Immunoturbidimétrie sur particules de latex	CRP4	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Protéines totales	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie, réaction au biuret	TP2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	PSA libre	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys free PSA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	PSA total	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys total PSA	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Sodium	Sang	ROCHE COBAS c502 ISE Méthode automatisée quantitative Electrode sélective d'ions (ISE)	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	T3L	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT3 III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	T4L	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys FT4 IV	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Transferrine	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative, Immunoturbidimétrie	TRSF2	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Triglycérides	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative Colorimétrie enzymatique	TRIGL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Troponine T HS	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Troponin T hs	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	TSH	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys TSH	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Urée	Sang	ROCHE COBAS c502 Méthode automatisée quantitative, Dosage enzymatique cinétique UV (uréase/Gldh)	UREAL	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Vitamine D	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type compéttion	Elecsys Vitamin D total III	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Electrophorèse des protéines	Sang	SEBIA CAPILLARYS 3 Méthode quantitative automatisée Electrophorèse capillaire en solution libre	CAPI 3 PROTEIN(E) 6	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Immuno-électrophorèse des protéines	Sang	SEBIA CAPILLARYS 3 Méthode automatisée Immunotypage	CAPI 3 IMMUNOTYPING	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Immunofixation des protéines	Sang	SEBIA HYDRASYS 2 Méthode automatisée Immunofixation sur gel	HYDRAGEL 4 IF	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche d'une protéine de Bence Jones	Urines	SEBIA HYDRASYS 2 Méthode automatisée Immunofixation	HYDRAGEL 4 BENCE JONES	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche : pH, nitrites, corps cétoniques, sang, bilirubine, urobilinogène, densité, glucose	Urines	ROCHE COBAS URISYS 1100 / Lecture manuelle Méthode manuelle semi-quantitative Réflectophotométie	Combur^{10} Test UX	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Recherche : pH, nitrites, corps cétoniques, sang, bilirubine, urobilinogène, densité, glucose	Urines	ROCHE COBAS URISYS 1100 / Lecture manuelle Méthode manuelle semi-quantitative Réflectophotométie	Combur^{10} Test UX	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Recherche : pH, nitrites, corps cétoniques, sang, bilirubine, urobilinogène, densité, glucose	Urines	ROCHE COBAS URISYS 1100 / Lecture manuelle Méthode manuelle semi-quantitative Réflectophotométie	Combur^{10} Test UX	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative SF Cube - Cytométrie en flux - Impédance électrique et photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 21/07/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY SC-10/BSJ-DB228/MC-30 Identification morphologique par microscopie après coloration	MO BSJ MO MC30 MO SC-10	Changement d'automate à partir du 21/07/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Réticulocytes	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Fluorescence spécifique	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 21/07/2026

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY BC-6800+ Méthode automatisée quantitative SF Cube - Cytométrie en flux - Impédance électrique et photométrie	MO BC-6800+	Changement d'automate à partir du 07/07/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY SC-120/MC-80 Identification morphologique par microscopie après coloration	MO SC-120 MO MC-80	Changement d'automate à partir du 07/07/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Réticulocytes	Sang	MINDRAY BC-6800+ Méthode automatisée quantitative Fluorescence spécifique	MO BC-6800+	Changement d'automate à partir du 07/07/2026

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative SF Cube - Cytométrie en flux - Impédance électrique et photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 15/07/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY SC-10/BSJ-DB228/MC-30 Identification morphologique par microscopie après coloration	MO BSJ MO MC30 MO SC-10	Changement d'automate à partir du 15/07/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Réticulocytes	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Fluorescence spécifique	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 15/07/2026

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative SF Cube - Cytométrie en flux - Impédance électrique et photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 0707/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY SC-10/BSJ-DB228/MC-30 Identification morphologique par microscopie après coloration	MO BSJ MO MC30 MO SC-10	Changement d'automate à partir du 0707/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Réticulocytes	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Fluorescence spécifique	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 0707/2026

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative SF Cube - Cytométrie en flux - Impédance électrique et photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 04/08/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang	MINDRAY SC-10/BSJ-DB228/MC-30 Identification morphologique par microscopie après coloration	MO BSJ MO MC30 MO SC-10	Changement d'automate à partir du 04/08/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Réticulocytes	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Fluorescence spécifique	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 04/08/2026

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	VS Vitesse de sédimentation	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 21/07/2026

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	VS Vitesse de sédimentation	Sang	MINDRAY BC-6800+ Méthode automatisée quantitative Photométrie	MO BC-6800+	Changement d'automate à partir du 07/07/2026

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	VS Vitesse de sédimentation	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 15/07/2026

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	VS Vitesse de sédimentation	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 0707/2026

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	VS Vitesse de sédimentation	Sang	MINDRAY BC-7800 Méthode automatisée quantitative Photométrie	MO BC-7800	Changement d'automate à partir du 21/07/2026

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	D-Dimères	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Test immuno-turbidimétrique	STA-LIATEST® D-DI PLUS	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Fibrinogène	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-LIQUID FIB	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Taux de prothrombine - INR	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-NeoPTimal	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	TCK	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-C.K. PREST®	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	D-Dimères	Sang	STAGO STA R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Test immuno-turbidimétrique	STA-LIATEST® D-DI PLUS	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Fibrinogène	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-LIQUID FIB	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Taux de prothrombine - INR	Sang	STAGO STA R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-NeoPTimal	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	TCK	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-C.K. PREST®	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	AT3	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Dosage colorimétrique	STA-STACHROM® AT III	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	D-Dimères	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Test immuno-turbidimétrique	STA-LIATEST® D-DI PLUS	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Fibrinogène	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-LIQUID FIB	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Taux de prothrombine - INR	Sang	STAGO STA-R MAX Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-NeoPTimal	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	TCK	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-C.K. PREST®	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	D-Dimères	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Test immuno-turbidimétrique	STA-LIATEST® D-DI PLUS	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Fibrinogène	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-LIQUID FIB	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Taux de prothrombine - INR	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-NeoPTimal	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	TCK	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-C.K. PREST®	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	D-Dimères	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Test immuno-turbidimétrique	STA-LIATEST® D-DI PLUS	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Fibrinogène	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-LIQUID FIB	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Taux de prothrombine - INR	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-NeoPTimal	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	TCK	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-C.K. PREST®	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	D-Dimères	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Test immuno-turbidimétrique	STA-LIATEST® D-DI PLUS	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Fibrinogène	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrique	STA-LIQUID FIB	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Taux de prothrombine - INR	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	NeoPTimal	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	TCK	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-C.K. PREST®	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	D-Dimères	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée de type quantitatif Test immuno-turbidimétrique	STA-LIATEST® D-DI PLUS	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Fibrinogène	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-LIQUID FIB	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Taux de prothrombine - INR	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-NeoPTimal	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	TCK	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronométrie	STA-C.K. PREST®	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Anti Xa HBPM	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chromogénie	STA-LIQUID ANTI-Xa	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anti Xa HBPM	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronomogénie	STA-LIQUID ANTI-Xa	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Héparine non fractionnée (HNF)	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chromogénie	STA-LIQUID ANTI-Xa	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Anti Xa HBPM	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronomogénie	STA-LIQUID ANTI-Xa	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Héparine non fractionnée (HNF)	Sang	STAGO STA-R MAX 3 Méthode automatisée quantitative Chronomogénie	STA-LIQUID ANTI-Xa	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Groupage sanguin ABO RH KELL	Sang	DIAGAST Qwalys Méthode automatisée Magnétisation des hématies	HEMALYS 1 A1, B / BROMELINE / DuoLys	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Groupage sanguin ABO RH KELL	Sang	DIAGAST Qwalys Evo Méthode automatisée Magnétisation des hématies	HEMALYS 1 A1, B / BROMELINE / DuoLys	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Groupage sanguin ABO RH KELL	Sang	ORTHO-CLINICAL Méthode manuelle qualitative Magnétisation des hématies	Techniques manuelles en immunohématologie	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Groupage sanguin ABO RH KELL	Sang	DIAGAST Qwalys Méthode automatisée Magnétisation des hématies	HEMALYS 1 A1, B / BROMELINE / DuoLys	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Groupage sanguin ABO RH KELL	Sang	DIAGAST Qwalys Méthode automatisée Magnétisation des hématies	HEMALYS 1 A1, B / BROMELINE / DuoLys	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	RAI : dépistage	Sang	DIAGAST Qwalys Méthode automatisée Hémagglutination	I-Mag Screen	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	RAI : dépistage	Sang	DIAGAST Qwalys Evo Méthode automatisée Hémagglutination	I-Mag Screen	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	RAI : dépistage	Sang	ORTHO-CLINICAL Méthode manuelle qualitative Technique en colonne de filtration	Techniques manuelles en immunohématologie	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	RAI : dépistage	Sang	DIAGAST Qwalys Méthode automatisée Hémagglutination	I-Mag Screen	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	RAI : dépistage	Sang	ORTHO-CLINICAL Méthode manuelle qualitative Technique sur colonne de filtration	Techniques manuelles en immunohématologie	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	RAI : dépistage	Sang	DIAGAST Qwalys Méthode automatisée Hémagglutination	I-Mag Screen	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang	ORTHO-CLINICAL Méthode manuelle qualitative Agglutination sur colonne de filtration	Techniques manuelles en immunohématologie	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-HBc IgM	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochimiluminescence ECLIA type microcapture	Elecsys Anti-HBc IgM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-HBc Totaux	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Anti-HBc II	Ajout analyse sur L3-1854-06 et L4-1622-10 à partir du 22/06/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-HBs	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Anti-HBs II	Ajout analyse sur L3-1854-06 et L4-1622-10 à partir du 22/06/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-Hépatite A IgM (anti-HAV IgM)	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochimiluminescence ECLIA type microcapture	Elecsys Anti-HAV IgM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-Hépatite A Totaux (anti-HAVT)	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Anti-HAV II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti-Hépatite C (VHC)	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Anti-HCV II	Ajout analyse sur L3-1854-06 et L4-1622-10 à partir du 22/06/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti CMV IgG	Sang	DIASORIN Liaison XL n221002595 Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA)	Coffret DIASORIN ref 310745	Arrêt analyse sur Cobas e 801 / Mise en route sur LIAISON XL le 03/11/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti CMV IgM	Sang	DIASORIN Liaison XL n221002595 Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA)	Coffret DIASORIN ref 310755	Arrêt analyse sur Cobas e 801 / Mise en route sur LIAISON XL le 03/11/2026

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti Toxoplasmose IgG	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Toxo IgG	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps anti Toxoplasmose IgM	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA microcapture	Elecsys Toxo IgM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps IgG anti-Rubéole	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Rubella IgG	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Anticorps totaux anti Treponema pallidum (Syphilis)	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Syphilis	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Antigène HBs	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HBsAg II	Ajout analyse sur L3-1854-06 et L4-1622-10 à partir du 22/06/2026
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	EBV EBNA IgG	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys EBV EBNA IgG	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	EBV IgM	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA par microcapture	Elecsys EBV IgM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	EBV VCA IgG	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys EBV VCA IgG	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	HIV	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HIV Duo	Ajout analyse sur L3-1854-06 et L4-1622-10 à partir du 22/06/2026

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Anticorps anti-HBc Totaux	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochimiluminescence ECLIA type compétition	Elecsys Anti-HBc II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Anticorps anti-HBs	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Anti-HBs II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Anticorps anti-Hépatite C (VHC)	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée qualitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Anti-HCV II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Anticorps anti Toxoplasmose IgG	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA type sandwich	Elecsys Toxo IgG	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Anticorps anti Toxoplasmose IgM	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochuminescence ECLIA microcapture	Elecsys Toxo IgM	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Antigène HBs	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HBsAg II	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	HIV	Sang	ROCHE COBAS e801 Méthode automatisée quantitative Electrochimiluminescence ECLIA type sandwich	Elecsys HIV Duo	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Antigène Légionelle	Urines	ALERE Binax Now Méthode manuelle qualitative Immunochromatographie	Recherche antigènes solubles Legionella pneumophila et Streptococcus pneumoniae	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Antigène Streptococcus pneumoniae	Urines LCR	ALERE Binax Now Méthode manuelle qualitative Immunochromatographie	Recherche antigènes solubles Legionella pneumophila et Streptococcus pneumoniae	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Identification d'une toxine bactérienne et d'un antigène	Selles	TECHLAB - C DIFF Quick chek complete Méthode manuelle qualitative Test immunoenzymatique	TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche d'Helminthes par PCR	Selles	Extraction Détection d'acides nucléiques, PCR multiplex en temps réel Microlab Starlet et thermocycleur CFX96	Allplex™ GI-Helminth(I) Assay	Recherche d'Ancylostoma spp., Ascaris spp., Oxyure (Enterobius vermicularis), Microsporidies (Enterocytozoon spp. / Encephalitozoon spp.), Hymenolepis spp., Necator americanus, Strongyloides spp., Taenia spp., Trichuris trichiura
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et détection du RSV (virus respiratoire syncytial de type A et de type B)	Pélèvement naso-pharyngé	Extraction sur MGI Détection d'acides nucléiques par PCR kit SARS-CoV-2 PLUS ELITe MGB et thermocycleur CFX9	SARS-CoV-2 PLUS ELITe MGB® Kit	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et détection d'ARN viral GRIPPE A et B	Pélèvement naso-pharyngé	Extraction sur MGI Détection d'acides nucléiques par PCR kit SARS-CoV-2 PLUS ELITe MGB et thermocycleur CFX96	SARS-CoV-2 PLUS ELITe MGB® Kit	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et détection d'ARN viral SARS COV2	Pélèvement naso-pharyngé, salive	Extraction sur MGI Détection d'acides nucléiques par PCR kit SARS-CoV-2 PLUS ELITe MGB et thermocycleur CFX9	SARS-CoV-2 PLUS ELITe MGB® Kit	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et identification d'acides nucléiques d'agents infectieux bactériens	Selles Eswab génital	Extraction Détection d'acides nucléiques, PCR multiplex en temps réel Microlab Starlet et thermocycleur CFX96	Allplex™ GI-Virus Assay Allplex™ GI-Parasite Assay Allplex™ GI-Bacteria(I) Assay Allplex™ Vaginitis Screening Assay	Agents infectieux bactériens : Norovirus GI et GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus Salmonella spp, Campylobacter spp, Clostridium difficile Toxine B, Shigella spp, E Coli O157, Shiga toxine (stx1, stx2), Yersinia Entérolitica G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C.cayetanensis C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, T. vaginalis, U. uréalyticum, U. parvum Lactobacillus spp (L. jensenii, L. crispatus, L. gasseri), Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Mobiluncus spp

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Liquides de ponction Urines	Examen direct microscopique manuel Cellule Kova Slide	Comptage cellulaire au microscope	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries et /ou de parasites	Expectoration Prélèvements: génital, rectal, de plaie, de pus, nasopharyngé, oculaire, cutané Os, biopsie Liquides de ponction Selles Urines DIU Phanères Sperme	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation Coloration de GRAM et MGG	Examen direct après coloration (GRAM, MGG) Examen parasitologique des selles	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Urines	Examen direct microscopique automatique IQ200 SPRINT COULTER	Utilisation des DXUm Series et de l'IQ Sprint / Beckman Coulter	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Urines	Examen direct microscopique automatique DxU 850m COULTER	Utilisation des DXUm Series et de l'IQ Sprint / Beckman Coulter	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche de bilharziose (œufs de Schistosomes)	Urines	Filtration sur membrane de polycarbonate et examen direct microscopique	Recherche de Bilharziose urinaire	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche de bilharziose (œufs de Schistosomes)	Urines	Sédimentation des urines, centrifugation puis examen direct microscopique	Recherche de Bilharziose urinaire	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche de Bactéries et/ou de levures (Hémoculture)	Hémoculture	BIOMERIEUX BACT/ALERT VIRTUO Colorimétrie, réflexomé	BACT/ALERT® FA Plus BACT/ALERT® FN Plus	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites	Urines	Mise en culture (ensemencement)	/	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche de bactéries	Expectoration Prélèvements: génital, rectal, de plaie, de pus, nasopharyngé, oculaire, cutané Os, biopsie Liquides de ponction Selles Urines DIU Phanères Sperme	Examen direct Identification macro et microscopique	/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche de bactéries	Expectoration Prélèvements: génital, rectal, de plaie, de pus, nasopharyngé, oculaire, cutané Os, biopsie Liquides de ponction Selles Urines DIU Phanères Sperme	Ensemencement	/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche de bactéries	Culture bactérienne, Hémoculture	Identification et/ou antibiogramme (VITEK2 XL /VITEK2)	Utilisation du Vitek 2 /Biomérieux	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Expectoration Prélèvements: génital, rectal, de plaie, de pus, nasopharyngé, oculaire, cutané Os, biopsie Liquides de ponction Selles Urines DIU Phanères Sperme Hémoculture	Mise en culture manuelle, incubation	/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Expectoration Prélèvements: génital, rectal, de plaie, de pus, nasopharyngé, oculaire, cutané Os, biopsie Liquides de ponction Selles Urines DIU Phanères Sperme Hémoculture	Mise en culture automatisée (WASP), incubation	Utilisation courante de l'ensemenceur Wasp	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne, Hémoculture	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation, avec Coloration GRAM et MGG	Examen direct après coloration (GRAM, MGG)	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne, Hémoculture	BIOMERIEUX VITEK MS PRIME spectromètre de masse utilisant la technologie MALDI-TOF (Désorption-Ionisation Laser Assistée par Matrice - Temps de vol)	Utilisation du Vitek Ms-Prime /Biomérieux	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne, Hémoculture	BIOMERIEUX VITEK2 XL Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie,...)	Utilisation du Vitek 2 /Biomérieux	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	BIOMERIEUX VITEK 2 XL Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	Utilisation du Vitek 2 /Biomérieux Cartes VITEK® 2 AST	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	Lecture manuelle des disques antibiotiques	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	ORION SIRSCAN Méthode de diffusion de disques antibiotiques sur milieux gélosés	Utilisation du SirScan Orin et du Sirexpert SirScan Discs	Ajout de l'automate le 18/05/2026

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Frottis sanguin coloré au MGG / Goutte épaisse Méthode manuelle Lecture au microscope optique	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	PALUTOP®+4 OPTIMA Méthode manuelle Test immunochromatographique méthode sandwich	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	MERIDIAN ALETHIA Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...)	alethia Malaria DNA Amplification Assay	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Frottis sanguin coloré au MGG Méthode manuelle Lecture au microscope optique	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	PALUTOP®+4 OPTIMA Méthode manuelle Test immunochromatographique méthode sandwich	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	MERIDIAN ALETHIA Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...)	alethia Malaria DNA Amplification Assay	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Frottis sanguin coloré au MGG / Goutte épaisse Méthode manuelle Lecture au microscope optique	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	PALUTOP®+4 OPTIMA Méthode manuelle Test immunochromatographique méthode sandwich	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	MERIDIAN ALETHIA Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...)	alethia Malaria DNA Amplification Assay	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	PALUTOP®+4 OPTIMA Méthode manuelle Test immunochromatographique méthode sandwich	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	MERIDIAN ILLUMIPRO Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...)	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Frottis sanguin coloré au MGG / Goutte épaisse Méthode manuelle Lecture au microscope optique	Détection du paludisme	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Frottis sanguin coloré au MGG / Goutte épaisse Méthode manuelle Lecture au microscope optique	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	PALUTOP®+4 OPTIMA Méthode manuelle Test immunochromatographique méthode sandwich	Détection du paludisme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	MERIDIAN ALETHIA Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...)	alethia Malaria DNA Amplification Assay	

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Facteur II	Sang	ELITECH InGenius Hybridation de sondes spécifiques	Coagulation ELITe MGB® Kit	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Facteur II	Sang	ELITECH BeGenuis Hybridation de sondes pécifiques	Coagulation ELITe MGB® Kit	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Facteur V LEIDEN	Sang	ELITECH InGenius Hybridation de sondes spécifiques	Coagulation ELITe MGB® Kit	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Facteur V LEIDEN	Sang	ELITECH BeGenuis Hybridation de sondes pécifiques	Coagulation ELITe MGB® Kit	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	HLAB27	Sang	MagNa Pure 96 + ROCHE Z480 Hybridation de sondes spécifiques	LightMix® Kit HLA-B27	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Hémochromatose (S65C-H63D-C282Y)	Sang	MagNa Pure 96 + ROCHE Z480 Hybridation de sondes spécifiques	LightMix® in-vitro diagnostics kit HFE H63D S65C C282Y	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	MTHFR A1298C	Sang	MagNa Pure 96 + ROCHE Z480 Hybridation de sondes spécifiques	LightMix® in-vitro diagnostics kit MTHFR A1298C	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	MTHFR C677T	Sang	ELITECH BeGenuis Hybridation de sondes pécifiques	Coagulation ELITe MGB® Kit	

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	MTHFR C677T	Sang	ELITECH InGenius Hybridation de sondes spécifiques	Coagulation ELITe MGB® Kit	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Test de migration survie des spermatozoïdes (TMS)	Sperme	Méthode manuelle Examen microscopique après centrifugation	Test de migration-survie et préparation en vue d'une IIU	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Test de migration survie des spermatozoïdes (TMS)	Sperme	Méthode manuelle Examen microscopique après centrifugation	Test de migration-survie et préparation en vue d'une IIU	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle Coloration RAL et examen microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Vitalité	Sperme	Méthode manuelle Coloration Eosine-Nigrosine et examen microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle Coloration RAL et examen microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PLATEAU TECHNIQUE METZ VERRIERS	Vitalité	Sperme	Méthode manuelle Coloration Eosine-Nigrosine et examen microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle Coloration RAL et examen microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Vitalité	Sperme	Méthode manuelle Coloration Eosine-Nigrosine et examen microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Vitalité	Sperme	Méthode manuelle Coloration Eosine-Nigrosine et examen microscopique	Spermogramme - Spermocytogramme	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	Test de migration-survie et préparation en vue d'une IIU	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ALBERT 1ER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE AMNEVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BIOLAM	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE BRUYERES	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BEHREN	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CENTRAL FREYMING	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE COMMERCY	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'ARS SUR MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE AUDUN LE TICHE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BACCARAT	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GAMBIRASIO	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ DEVANT LES PONTS	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MOULINS LES METZ	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE TURENNE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE BOUZONVILLE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE CHATEAU-SALINS	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE GERARDMER	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LA TANNERIE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE LONGUYON	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAMBERVILLERS	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - LABORATOIRE MATTHIEU	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CHAUMONT	Au sein du site Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SAINTE SAINTE MENEHOULD	Au sein du site	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE CYFFLE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE RAON L'ETAPE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES CARMES	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DES ORFEVRES	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE VILLERUPT	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DE YUTZ OLYMPE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE D'HAYANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DORY	Au sein du site	Glaire cervicale	Aspiration	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01 - Arrêt analyse le 01/01/2025

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU CENTRE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU RUISSEAU	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE- SITE DU SAULNOIS	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE DU VAL D'OETING	Au sein du site	Glaire cervicale	Aspiration	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01 - Arrêt analyse le 01/01/2025

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FAMECK	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FORUM	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE FRANIATTE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE GROSBLIEDERSTROFF	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HETTANGE GRANDE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE HOMECOURT	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ISRAEL	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE KANDEL	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE LEGUIL	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE METZ QUEULEU	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE MORHANGE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ORNE MOSELLE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PATTON	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PELTIER	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE PHALSBOURG	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMILLY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REMIREMONT	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE REPUBLIQUE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE RORHBACH LES BITCHE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT AGATHE	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINTE MARIE AUX CHENES	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT-FRANCOIS	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT JOSEPH	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT MIHIEL	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT PAUL	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SAINT REMY	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE SARREGUEMINES GARE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire Ponction artérielle	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE VAL MARIE	Au sein du site Au domicile des patients Dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE YUTZ SAINT NICOLAS	Au sein du site Au domicile des patients	Glaire cervicale	Aspiration	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01 - Arrêt analyse le 01/01/2025

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ZONE DU DRAGON	Au sein du site Au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	maj LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE JOINVILLE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST DIZIER	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Sang	Ponction veineuse Prélèvement capillaire	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (ORL, œil)	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse	Grattage Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Marge anale	Scotch	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Génital	Ecouvillonnage	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Génital au col	Frottis cervico-vaginal	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	
LBM BIOGROUP LORRAINE - SITE ST GEOSMES	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	https://biogroup.fr/professionnels/catalogue-des-examens/	