Portée détaillée v.23 de l'attestation N° 8-3020

Detailed scope v.23 of the attestation N° 8-3020

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIOGROUP PROVENCE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Acide urique	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Test de coloration enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-UA Gen 08058750190	
Site Beauregard	ALAT	Sang	-COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Cinétique à 340 nm standardisé IFCC avec PLP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ALTP 08056773190 ALTP Gen.2 08104697190	
Site Beauregard	Albumine sanguine	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) vert VBC Spectrophotométrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ALB BCG Gen.2 5166861190	
Site Beauregard	ASAT	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Cinétique à 340 nm standardisé IFCC avec PLP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ASTPM 5531446190	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Bicarbonates ou CO2 total	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) PEP Carboxylase	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CO2-L 05446376191	
Site Beauregard	Bilirubine Directe	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Méthode Diazo	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-BIL-D Gen.2 08056951190	
Site Beauregard	Bilirubine Totale	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Méthode Diazo	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-BIL-T Gen.3 5795419190	
Site Beauregard	Béta-HCG plasmatique	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche e402 (U7-AUT-0003) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-HCG+beta Elecsys E2G 300 7251025190	
Site Beauregard	Calcium	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) NM-BAPTA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Calcium Gen.2 08057427190	
Site Beauregard	CPK (Créatine phosphokinase)	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) CK NAK IFCC, DGKC, SCE, SFBC	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CK 08057460190	
Site Beauregard	CRP (Protéine C réactive)	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Immuno-turbidimétrie Latex	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CRP Gen.4 7876424190	
Site Beauregard	Créatinine (sang)	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CREP Gen.2 08057524190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Créatinine (urine)	Urines	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CREP Gen.2 08057524190	
Site Beauregard	Ferritine	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Immunoturbidimétrie Latex	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-FERR Gen.4 08057648190	
Site Beauregard	GGT (Gamma-glutamyl-transférase)	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Carboxy-GLUPA/Szasz-Persijn/Tris	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-GGT Gen.2 08057796190	
Site Beauregard	Glucose	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) HK/G6PDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-GLUC HK Gen.3 5168791190	
Site Beauregard	Glucose urinaire	Urines	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) HK/G6PDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-GLUC HK Gen.3 5168791190	
Site Beauregard	Ionogramme (Na, K, Cl)	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) ISE Indirect	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Na Electrode 10825468001 K Electrode 10825441001 Cl Electrode 03246353001 REF Electrode 03149501001	
Site Beauregard	Lactate deshydrogénase (LDH)	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Test cinétique UV pour la détermination quantitative de la lactate déshydrogénase (IFCC)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-LDHI Gen.2 acc.IFCC 08057958190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Lipase	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Test de coloration cinétique détermination quantitative de la lipase	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-LIPC 08057982190	
Site Beauregard	Myoglobine sanguine	Sang	COBAS PURE Roche e402 (U7-AUT-0003) Chimioluminescence (type sandwich)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Myoglobin Elecsys E2G 100 7027583190	
Site Beauregard	NT-PROBNP	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche e402 (U7-AUT-0003) ECLIA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys proBNP II 04842464190	
Site Beauregard	Phosphatases alcalines	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Test cinétique pour la détermination quantitative de la phosphatase alcaline (IFCC)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ALP IFCC Gen.2 08056757190	
Site Beauregard	Phosphore	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Test de coloration photométrie (UV)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-PHOS Gen.2 08058610190	
Site Beauregard	Procalcitonine	Sérum, Plasma	COBAS PURE Roche e402 (U7-AUT-0003) ECLIA ECLIA ECL / compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys BRAHMS PCT BM09318747	
Site Beauregard	Protéines totales	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Biuret IK Spectrophotométrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-TP Gen.2 08058652190	
Site Beauregard	Protéines urinaires	Urines	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Turbidimétrique Chlorure de Benzéthonium	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-TPUC Gen.3 08058679190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Troponine T	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche e402 (U7-AUT-0003) ECLIA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys Troponin T hs 05092744190	
Site Beauregard	TSH	Sang et dérivés	COBAS PURE Roche c402 (U7-AUT-0003) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys TSH Gen 2 E2G 8443432190	
Site Beauregard	Urée (sang)	Sang	COBAS PURE Roche c303 (U6-AUT-0004) Mesure UV cinétique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-UREAL 08058806190	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Acide urique	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, Uricase/PAP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- UA Gen 08058750190 pour Cobas Pro module c503 UA2 Gen.2 03183807190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Acide urique urinaire	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, Uricase/PAP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- UA Gen 08058750190 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501
Site Entraigues Sur La Sorgue	ALAT	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, IFCC avec phosphate de pyridoxal	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- ALTP Gen.2 08104697190 pour Cobas Pro module c503 ALTLP 04467388190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Albumine	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- ALB-T TQ Gen.2 080567221900 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501
Site Entraigues Sur La Sorgue	Albumine sanguine	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, méthode colorimétrique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- ALB BCG Gen.2 08056692190 pour Cobas Pro module c503	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	ASAT	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, IFCC avec phosphate de pyridoxal	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- ASTP2 08104719190 pour Cobas Pro module c503 ASTLP 04467493190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Bicarbonates ou CO2 total	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, méthode enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CO2-L 08057494190 pour Cobas Pro module c503 CO2-L 03289923190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Bilirubine Directe	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, méthode Diazo (3,5 – DPD)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- BIL-D Gen.2 08056951190 pour Cobas Pro module c503 BILD2 Gen.2 05589061190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Bilirubine Libre et conjuguée	Sang et dérivés	Calcul	-	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Bilirubine Totale	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, méthode Diazo (3,5 – DPD)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- BLT3 08056960190 pour Cobas Pro module c503 BLT3 05795397190 pour Cobas 6000 module c501	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Béta-HCG plasmatique	Sang et dérivés	Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) et Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys HCG+B 07251025190 pour Cobas Pro module e801 Elecsys HCG+B 03271749190 pour Cobas 6000 module e601	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Calcium	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, NM-BAPTA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Calcium Gen.2 08057427190 pour Cobas Pro module c503 CA2 Gen.2 05061482190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Calcium urinaire	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, NM-BAPTA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Calcium Gen.2 08057427190 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501
Site Entraigues Sur La Sorgue	Cholestérol LDL	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, méthode enzymatique, colorimétrique (CHOD/PAP)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- LDLC3 08057966190	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Cholestérol total	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, méthode enzymatique, colorimétrique (CHOD/PAP)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CHOL HiCo Gen.2 08057443190 pour Cobas Pro module c503 CHOL2 Gen.2 03039773190 pour Cobas 6000 module c501	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	CPK (Créatine phosphokinase)	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, méthode IFCC	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CK 08057460190 pour Cobas Pro module c503 CK 07190794190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	CRP (Protéine C réactive)	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, dosage immunoturbidimétrique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CRP4 08057591190 pour Cobas Pro module c503 CRP4 07876033190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Créatinine (sang)	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, méthode enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CREP Gen.2 08057524190 pour Cobas Pro module c503 CREP2 Gen.2 03263991190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Créatinine (urine)	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, méthode enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CREP Gen.2 08057524190 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Fer	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, Ascorbate/Ferrozine	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- IRON Gen.2 08057931190 pour Cobas Pro module c503 IRON2 Gen.2 03183696122 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Ferritine	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- FERR Gen.4 08057648190 pour Cobas Pro module c503 FERR4 04885317190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	FIB4	Sérum	Calcul Fib4 = (Age x ASAT) / (Plaquettes x √[ALAT])		Paramètre calculé à partir des analyses : Alanine amino-transférase, Plaquettes et Aspartate amino-transférase
Site Entraigues Sur La Sorgue	FSH	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) et Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys FSH 08932387190 pour Cobas Pro module e801 Elecsys FSH 08932352190 pour Cobas 6000 module e601	
Site Entraigues Sur La Sorgue	GGT (Gamma-glutamyl-transférase)	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, IFCC modifiée	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- GGT Gen.2 08057796190 pour Cobas Pro module c503 GGT-2 Gen.2 03002721 pour Cobas 6000 module c501	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Glucose	Sang et dérivés,	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, Hexokinase	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- GLUC3 08057800190 pour Cobas Pro module c503 GLUC3 04404483190 pour Cobas 6000 module c501	Arrêt LCR 28/01/2026 sur les 2 automates c503 et c501
Site Entraigues Sur La Sorgue	Glucose urinaire	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, Hexokinase	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- GLUC3 08057800190 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501
Site Entraigues Sur La Sorgue	HDL Cholestérol	Sang et dérivés	Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) et Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, enzymatique/colorimétrique (polyanions-CHER/CHOD/POD-PAP)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- HDL-C Gen.4 08057877190 pour Cobas Pro module e801 HDLC4 Gen.4 07528566190 pour Cobas 6000 module e601	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Ionogramme (Na, K, Cl)	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, potentiométrie indirecte (électrode ISE)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- ISE indirect Na-K-Cl Gen.2 10820652216 08392013190 04880455190 10825468001 10825441001 03246353001 03149501001 pour Cobas Pro module c503 ISE indirect Na-K-Cl Gen.2 11360981216 04522320190 04522630190 10825468001 10825441001 03246353001 03149501001 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Ionogramme urinaire (Na, K, Cl)	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, potentiométrie indirecte (électrode ISE)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- ISE indirect Na-K-Cl Gen.2 10820652216 08392013190 04880455190 10825468001 10825441001 03246353001 03149501001 pour Cobas Pro module c503 I	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Lactate deshydrogénase (LDH)	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, Technique UV IFCC lactate vers pyruvate,	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- LDHI2 Gen.2 03004732122 pour Cobas 6000 module c501 LDHI Gen.2 acc.IFCC 08057958190 pour Cobas Pro module c503	
Site Entraigues Sur La Sorgue	LH	Sérum, Plasma	Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) et Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys LH 11732234122 pour Cobas 6000 module e601 LH Elecsys E2G 07027575190 pour Cobas Pro module e801	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Lipasémie	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, colorimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- LIPC 08057982190 pour Cobas Pro module c503 LIPC 03029590322 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Magnésium	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, Bleu de Xylidyle	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- MG Gen.2 08058016190	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	NT-PROBNP	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) et Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys proBNP II 9315284190 pour Cobas Pro module e801 Elecsys proBNP II 09315268190 pour Cobas 6000 module e601	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Oestradiol	Sérum, Plasma	Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) et Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Estradiol III 07027249190 pour Cobas Pro module e801 Estradiol III 06656021190 pour Cobas 6000 module e601	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Osmolarité	Urines	Calcul UOsm = (UNa + UK) x 2 + UGly + Uurée.		Paramètre calculé à partir des analyses : sodium urinaire, potassium urinaire, glucose urinaire et urée urinaire
Site Entraigues Sur La Sorgue	Phosphatases alcalines	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, standardisation IFCC	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- ALP IFCC Gen.2 08056757190 pour Cobas Pro module c503 ALP2 Gen.2 03333701190 pour Cobas 6000 module c501	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Phosphore	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, phosphomolybdate/UV	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- PHOS Gen.2 08058610190 pour Cobas Pro module c503 PHOS2 Gen.2 03183793122 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Phosphore urinaire	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019)) Quantitatif, phosphomolybdate/UV	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- PHOS Gen.2 08058610190 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501
Site Entraigues Sur La Sorgue	Progestérone	Sang et dérivés	Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) et Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Progesterone G3 Elecsys 07027699190 pour Cobas Pro module e801 Elecsys Progesterone III 07092539190 pour Cobas 6000 module e601	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Protéines totales	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, turbidimétrique (chlorure de benzéthonium)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- TPUC Gen.3 08058679190 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501 Arrêt LCR sur les 2 automates C503 et c501 le 28/01/2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Protéines totales	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, Biuret	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- TP Gen.2 08058652190 pour Cobas Pro module c503 TP2 Gen.2 03183734190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	PSA libre	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys free PSA 08828610190	
Site Entraigues Sur La Sorgue	PSA total	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) et Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys total PSA 08791732190 pour Cobas Pro module e801 Elecsys total PSA 08791716190 pour Cobas 6000 module e601	
Site Entraigues Sur La Sorgue	T3 Libre	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys FT3 III 09005811190	
Site Entraigues Sur La Sorgue	T4 libre	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys FT4 IV 09043284190	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Transferrine	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, dosage immunoturbidimétrique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- TRSF Gen.2 08058733190 pour Cobas Pro module c503 TRSF2 Gen.2 03015050122 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Triglycérides	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, GPO/PAP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- TRIGL 08058687190 pour Cobas Pro module c503 TRIGL 20767107322 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Troponine T	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) et Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys Troponin T Hs 09315357190 pour Cobas Pro module e801 Elecsys Troponin T Hs 09315322190 pour Cobas 6000 module e601	
Site Entraigues Sur La Sorgue	TSH	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) et Cobas 6000 module e601, ROCHE (AH0-AUT-0022) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys TSH Gen 2 08443432190 pour Cobas Pro module e801 Elecsys TSH 08429324190 pour Cobas 6000 module e601	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Urée (sang)	Sang et dérivés	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) et Cobas 6000 module c501, ROCHE (AH0-AUT-0021) Quantitatif, uréase/GLDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- UREAL 08058806190 pour Cobas Pro module c503 UREAL 04460715190 pour Cobas 6000 module c501	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Urée (urine)	Urines	Cobas Pro module c503, ROCHE (AH0-AUT-0019) Quantitatif, uréase/GLDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- UREAL 08058806190 pour Cobas Pro module c503	Arrêt 28/01/2026 Cobas 6000 module c501
Site Entraigues Sur La Sorgue	Vitamine B9 /Folates sériques	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys Folate III 08324174190	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Vitamine B12	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys Vitamin B12 II 07028121190	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Vitamine D	Sang et dérivés	Cobas Pro module e801, ROCHE (AH0-AUT-0018) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- Elecsys Vitamin D total III 09038086190	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Ac anti-THYROGLOBULINE (ATG)	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Anti-TG(B) 09005021190	Intégration à la ligne BB01 suite à l'arrêt de la ligne I01 le18/07/2026
Site Européen	Ac anti-THYROPEROXYDASE (ATPO)	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Anti-TPO2 08858462190	Changement de réactif en ATPO2 le 04/04/2026 Intégration à la ligne BB01 suite à l'arrêt de la ligne I01 le 18/07/2026
Site Européen	ACE (Antigène carcino embryonnaire)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CEA Elecsys E2G 300 7027079190	
Site Européen	Acide urique	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Uricase/PAP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-UA Gen 05171857190	
Site Européen	Acide urique urinaire	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Uricase/PAP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-UA Gen 5171857190	
Site Européen	ALAT	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) IFCC, avec phosphate de pyridoxal	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ALTPM 5531462190	
Site Européen	Albumine sanguine	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Vert de bromocrésol	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ALB BCG Gen.2 5166861190	
Site Européen	Alpha Foeto Protéine (AFP)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-AFP Elecsys E2G 9015124190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Amikacine	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) KIMS	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-AMIK Gen.2 5841224190	
Site Européen	Ammoniac II	Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (GLDH)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-NH3L2 07236450190	
Site Européen	Amylase	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Spectrophotométrie, IFCC à +37°C	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Amylase EPS 05167027190	
Site Européen	Amylase urinaire	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Spectrophotométrie, IFCC à +37°C	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Amylase EPS (U) 05167027190	
Site Européen	Apolipoprotéine A1	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-APO A TQ 5950686190	
Site Européen	Apolipoprotéine B	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-APO B TQ 5950694190	
Site Européen	ASAT	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) IFCC, ECCLS avec phosphate de pyridoxal	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ASTPM 5531446190	
Site Européen	Bicarbonates ou CO2 total	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) PEP Carboxylase	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CO2-L 05446376191	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Bilirubine Directe	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Méthode Diazo	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- BIL-D Gen.2 5168384190	
Site Européen	Bilirubine Totale	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Méthode Diazo	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- BIL-T Gen.3 5795419190	
Site Européen	BNP dosage quantitatif	Sang et dérivés	Architect i200SR ABBOTT (SER 162) (J7-AUT-003) Chimiluminescence	BIOCH-M010 Chimie Immuno Sero : Caractéristiques dosage et linéarité Architect REF : 8K28-35	Arrêt automate 27/04/2026
Site Européen	Béta-2-microglobuline sérique	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Immunoturbidimétrie Latex	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- B2MG TQ(a) 8047499190	
Site Européen	Béta-HCG plasmatique	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7AUT0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- HCG+beta Elecsys E2G 300 7251025190	
Site Européen	CA 15-3	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CA 15-3 G2 Elecsys E2G 300 7027001190	
Site Européen	CA 19-9	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CA 19-9 Elecsys E2G 300 7027028190	
Site Européen	CA 125	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates- CA 125 G2 Elecsys E2G 300 7026986190	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Calcium	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) NM-BAPTA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CA Gen.2 5168449190	
Site Européen	Calcium urinaire	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) NM-BAPTA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CA Gen.2 5168449190	
Site Européen	Carbamazepine	Sang et dérivés	AU 5800 Beckman Coulter (AU1 BH 310) Immunoturbidimétrie	REF BLOSR6414	
Site Européen	Cholestérol LDL	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (Détergent/CHER/CHOD-PAP)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-LDLC3 07005768190	
Site Européen	Cholestérol total	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Colorimétrique Enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CHOL HiCo Gen.2 5168538190	
Site Européen	Cortisol	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / competition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Cortisol G2 Elecsys E2G 300 7027150190	
Site Européen	CPK (Créatine phosphokinase)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et et n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) CK NAK IFCC, DGKC, SCE, SFBC	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CK 5168546190	
Site Européen	CRP (Protéine C réactive)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Immunoturbidimétrie Latex	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CRP Gen.4 7876424190	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Créatinine (sang)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CREP Gen.2 05168589190	
Site Européen	Créatinine (urine)	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Enzymatique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CREP Gen.2 05168589190	
Site Européen	Digoxine	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) Immuno-Turbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Digoxin Elecsys 07027214190	
Site Européen	Ethanol	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (ADH/UV)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Ethanol Gen.2 05967104190	
Site Européen	Facteurs rhumatoïdes	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-RF-II 5480167190	Arrêt 09/06/2026
Site Européen	Ferritine	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Immunoturbidimétrie Latex	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-FERR Gen.4 05172390190	
Site Européen	Fer sérique	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) FerroZine Gen.2	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-IRON Gen.2 5169291190	
Site Européen	FSH	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) Electrochimiluminescence, méthode «sandwich»	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-FSH Elecsys E2G 08932387190	Arrête le 23/07/2025 COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007)

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Gentamicine	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) KIMS	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-GENT2 05841291190	
Site Européen	GGT (Gamma-glutamyl-transférase)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Carboxy-GLUPA/Szasz-Persijn/Tris	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-GGT Gen.2 5168775190	
Site Européen	Glucose	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) HK/G6PDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-GLUC HK Gen.3 5168791190	
Site Européen	Glucose urinaire	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) HK/G6PDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-GLUC HK Gen.3 5168791190	
Site Européen	Haptoglobine	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-HAPT Gen.2 5992001190	
Site Européen	HDL Cholestérol	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Enzymatique, colorimétrique (Polyanions-CHER/CHOD/POD-PAP)	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-HDL-C Gen.4 7528582190	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Hémoglobine Glyquée	Sang	TOSOH G11 (J8-AUT-0004) et (J0-AUT-0015) HPLC	G-HEMA-X002 Guide formation Hb Drive Total règles BIOGROUP G11 G11 Variant Elution Buffer HSi N.1 0023479 G11 Variant Elution Buffer HSi N.2 0023480 G11 Variant Elution Buffer HSi N.3 0023481	Ajout d'automate 15/07/2025
Site Européen	Insuline	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Insulin 0702755919	
Site Européen	Ionogramme plasmatique (Na, K, Cl)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) ISE indirect	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ELECTRODE CL HITACHI (TURQUOISE) 3246353001	
Site Européen	Ionogramme urinaire (Na, K, Cl)	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) ISE indirect	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ELECTRODE CL HITACHI (TURQUOISE) 3246353001	
Site Européen	Lactate deshydrogénase (LDH)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) UV IFCC	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-LDHI Gen.2 acc.IFCC 5169330190	
Site Européen	LH	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) Quantitatif, ECLIA/sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-LH Elecsys E2G 07027575190	Arrêt le 23/07/2025 COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007)

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Lipase	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) COBAS 8000 CE et n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Colorimétrique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-LIPC 7041918190	
Site Européen	Magnésium	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Bleu de Xylidyle	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-MG Gen.2 6407358190	
Site Européen	Magnésium urinaire	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Bleu de Xylidyle	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-MG Gen.2 6407358190	
Site Européen	Microalbuminurie	Urine	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ALB-T TQ Gen.2 5167043190	
Site Européen	Myoglobine sanguine	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Myoglobin Elecsys E2G 100 7027583190	
Site Européen	NSE	Sérum	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-NSE 07299982190	
Site Européen	NT-proBNP	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys proBNP II 9315284190	
Site Européen	Oestradiol	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Estradiol III 07027249190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Phosphatases alcalines	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Colorimétrique	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-ALP IFCC Gen.2 5166888190	
Site Européen	Phosphore	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Phospho-molybdate/UV e	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-PHOS Gen.2 5171377190	
Site Européen	Phosphore urinaire	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Phospho-molybdate/UV	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-PHOS Gen.2 5171377190	
Site Européen	Procalcitonine	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) et COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECL /sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys BRAHMS PCT BM09318747	
Site Européen	Progestérone	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Progesterone G3 Elecsys 07027699190	Arrêt le 23/07/2025 pour COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2
Site Européen	Prolactine	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Prolactin G2 Elecsys E2G 0702773719	
Site Européen	Protéines totales	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Biuret	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-TP Gen.2 5171385190	
Site Européen	Protéines urinaires	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Turbidimétrique Chlorure de Benzéthonium	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-TPUC Gen.3 05171954190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Pré Albumine	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) Immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-PREA 5950902190	
Site Européen	PSA libre	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Free PSA Elecsys E2G 300 8828610190	
Site Européen	PSA total	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7AUT0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Total PSA Elecsys E2G 300 8791732190	
Site Européen	PTH	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT0006) et COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-PTH Elecsys E2G 300 7251068190	
Site Européen	T3 libre	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT0006) et COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECL / competition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-FT3 G3 Elecsys E2G 300 9005811190	
Site Européen	T4 libre	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / competition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-FT4 G4 Elecsys E2G 300 9043284190	
Site Européen	Testostérone	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) Quantitatif, ECLIA/compétition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Testosterone G2 Elecsys 08946370190	

PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Transferrine	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Immunoturbidimétrie	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-TRSF Gen.2 5588855190	Ajout COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 le 23/07/2025
Site Européen	Triglycérides	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) GK/GPO/PAP	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-TRIGL 5171407190	
Site Européen	Troponine I	Sang et dérivés	Architect i200SR ABBOTT (J7-AUT-003) Chimiluminescence	BIOCH-M010 Chimie Immuno Sero : Caractéristiques dosage et linéarité Architect REF : 3P2527	Arrêt automate le 27/04/2026
Site Européen	Troponine T	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys TroponinT hs 9315357190	
Site Européen	TSH	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Elecsys TSH Gen 2 E2G 8443432190	
Site Européen	Urée (sang)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005), COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°3 Roche c702 C3 (J6-AUT-0012) Urease/GLDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-UREAL 5171873190	
Site Européen	Urée (urine)	Urines	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) Urease/GLDH	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-UREAL 5171873190	
Site Européen	Vancomycine	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche c702 C1 (J6-AUT-0005) et COBAS 8000 CE n°2 Roche c702 C2 (J6-AUT-0008) KIMS	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Vancomycin Gen.3 6781632190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Vitamine B9 /Folates sériques	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / competition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Folate G3 Elecsys E2G 300 7027290190	
Site Européen	Vitamine B12	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / competition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 7028121190	
Site Européen	Vitamine D	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / competition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Vitamin D total G3 Elecsys E2G 9038086190	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Acétone	Urines	URISYS 1100 (Roche) (AHO-aut-0017) Méthode automatisée de type qualitatif -Bandelette	Combur 10 Test UX 11544373171	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Densité	Urines	URISYS 1100 (Roche) (AHO-aut-0017) Méthode automatisée de type qualitatif -Bandelette	Combur 10 Test UX 11544373171	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Nitrites	Urines	URISYS 1100 (Roche) (AHO-aut-0017) Méthode automatisée de type qualitatif -Bandelette	Combur 10 Test UX 11544373171	
Site Entraigues Sur La Sorgue	pH	Urines	URISYS 1100 (Roche) (AHO-aut-0017) Méthode automatisée de type qualitatif -Bandelette	Combur 10 Test UX 11544373171	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Recherche de sang (hématies et/ou hémoglobine humaine) dans les selles	Selles	TEST IMMUNOCHROMATOGRAPHIQUE SUR MEMBRANE –Biosynex	HEMOTRUST 1110002	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	DRUG test : Cocaïne, Morphine, Amphétamines, MDMA, THC	Urines	Immunochromatographie	DRUG CHECK BIOSYNEX V03201807R01	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Site Beauregard	Pôle Beauregard Service Réanimation Service Soins intensifs Cardio Service Bloc accouchement	Gaz du sang: (pH pO2 pCO2 Hb SaO2) fO2Hb, fCOHb, fMetHb	Sang	Automates SIEMENS RP 500-85 RP 500-86 RP 500-87 Electrochimie/ Co-oxymétrie	A Utilisation et maintenance des RP 500	EBMD

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Site Européen	Pôle Européen Service Réanimation 1 Service Réanimation 3 Service Réanimation 4 Service Urgences Service Pneumologie Service Consultations C5	Gaz du sang: (pH pO2 pCO2 Hb SaO2) fO2Hb, fCOHb, fMetHb	Sang	Automates SIEMENS RP 500_3 RP 500_5 RP 500_4 RP 500_1 RP 500_2 RP 500_6 Electrochimie/ Co-oxymétrie	A Utilisation et maintenance des RP 500	EBMD

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** *Location of operations*	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Site Vitrolles Sud Clinique	Site Vitrolles Sud Clinique	maternité de la Clinique de Vitrolles	CRP (protéine C réactive)	Sang	ALERE Automate AFINION II Immunochimie sur phase solide	A	EBMD
Site Vitrolles Sud Clinique	Site Vitrolles Sud Clinique	maternité de la Clinique de Vitrolles	Gaz du Sang/Lactates	Sang, Sang de Cordon	Automate SIEMENS PR 500e Amperometrie	A Utilisation et maintenance des RP 500	EBMD
Site Vitrolles Sud Clinique	Site Vitrolles Sud Clinique	maternité de la Clinique de Vitrolles	Gaz du sang: (pH pO2 pCO2 Hb SaO2) fO2Hb, fCOHb, fMetHb	Sang, Sang de Cordon	Automate SIEMENS RP 500e Electrochimie/ co-oxymétrie	A Utilisation et maintenance des RP 500	EBMD

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle - Microscopie optique Formule manuelle sur lame	HEMA-M004 Frottis sanguin	
Site Beauregard	Formule sanguine	Sang total	Methode quantitative : Impédance, Cytométrie en flux, spectrophotométrie d'absorption, calcul Automatisée Sysmex XN 2000 U8-AUT-0003 et XN 2000 U8-AUT-0004	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	
Site Beauregard	Plaquettes	Sang total	Methode quantitative : Impédance, Cytométrie en flux, optique Automatisée Sysmex XN 2000 U8-AUT-0003 et XN 2000 U8-AUT-0004	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	
Site Beauregard	Réticulocytes	Sang total	Methode quantitative : Cytométrie en flux, Automatisée Sysmex XN 2000 U8-AUT-0003	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle - Microscopie optique Formule manuelle sur lame	HEMA-M004 Frottis sanguin	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Numération Formule sanguine automatisée	Sang total	Methode quantitative : Impédance, Cytométrie en flux, spectrophotométrie d'absorption, calcul Automatisée Sysmex XN1 AH0-AUT-0003 et XN2 AH0-AUT-0004	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Plaquettes	Sang total	Methode quantitative : Impédance, Cytométrie en flux, optique , Automatisée Sysmex XN 9000 AH0-AUT-0003 et XN2 AH0-AUT-0004	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Réticulocytes	Sang total	Methode quantitative : Cytométrie en flux, Automatisée Sysmex XN 9000 AH0-AUT-0004	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle - Microscopie optique Formule manuelle sur lame	HEMA-M004 Frottis sanguin	
Site Européen	Formule sanguine	Sang total	Méthode automatisée : Microscopie DM 9600 (J8-AUT-0016)	HEMA-M015 Procédure d'utilisation du DM	Ajout le 1/06/2026
Site Européen	Numération Formule sanguine automatisée	Sang total	Methode quantitative : Impédance, Cytométrie en flux, spectrophotométrie d'absorption, calcul Automatisée Sysmex XN R1 J8-AUT-0010 XN R2 J8-AUT-0011 et XN R3 J8-AUT-0012 Sysmex XR4 (J8-AUT-0019)	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	Transfert du XR (anciennement PCBIO) mise en production le 23/02/2026
Site Européen	Plaquettes	Sang total	Methode quantitative : Impédance, Cytométrie en flux, optique Automatisée Sysmex XR1 J8-AUT-0010 XR2 J8-AUT-0011 et XR3 J8-AUT-0012 Sysmex XR4 (J8-AUT-0019)	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	Transfert du XR (anciennement PCBIO) mise en production le 23/02/2026
Site Européen	Réticulocytes	Sang total	Methode quantitative : Cytométrie en flux, Automatisée Sysmex XN R2 J8-AUT-0011 et XN R3 J8-AUT-0012 et Sysmex XR4 (J8-AUT-0019)	HEMA-M001 Utilisation et maintenance des automates XN et XR	Transfert du XR (anciennement PCBIO) mise en production le 23/02/2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Vitesse de sédimentation	Sang total	Lecture optique – VES-MATIC CUBE 200 / – VES-MATIC CUBE 30 Menarini AH0-AUT-0013 et AH0-AUT-0014	HEMA-X004 Manuel utilisateur Vesmatic Cube 30 touch HEMA-X002 Manuel d'utilisationVesmatic Cube 200	Arrêt le 03/09/2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Vitesse de sédimentation	Sang total	Photométrie capillaire ALIFAX1 -TEST1 J8-AUT-0017 et ALIFAX2 - TEST1 J8-AUT-0018	HEMA-M002 Utilisation de l'Alifax	Arrêt ALIFAX -TEST1 J8-AUT-0003 3/12/2025 Ajout 3/12/2025 des 2 Alifax (0017 et 0018)

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	D-Dimères (dosage)	Plasma	STAR MAX (STAR MAX4) (U9-AUT-0001) Immuno-turbidimétrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA LIATEST D-DI REF00662	
Site Beauregard	Fibrinogène	Plasma	STAR MAX (STAR MAX4) (U9-AUT-0001) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA FIBRINOGEN REF00673	
Site Beauregard	Taux de prothrombine	Plasma	STAR MAX (STAR MAX4) (U9-AUT-0001) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT NeoPTimal REF01164	
Site Beauregard	Temps de céphaline activé	Plasma	STAR MAX (STAR MAX4) (U9-AUT-0001) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA PTT A REF00595	
Site Beauregard	Temps de céphaline Kaolin	Plasma	STAR MAX (STAR MAX4) (U9-AUT-0001) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA CK Prest REF00597	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	D-Dimères (dosage)	Plasma	STA-R MAX3 (AH0-AUT-0024) et STA COMPACT MAX 3 (AH0-AUT-0012) - STAGO Immuno-turbidimétrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA LIATEST D-DI REF00662	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Fibrinogène	Plasma	STA-R MAX3 (AH0-AUT-0024) et STA COMPACT MAX 3 (AH0-AUT-0012) - STAGO Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA LIQUID FIB REF00673	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Taux de Prothrombine	Plasma	STA-R MAX3 (AH0-AUT-0024) et STA COMPACT MAX 3 (AH0-AUT-0012) - STAGO Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT NeoPTimal REF01164	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Taux de Prothrombine en cas de traitement antivitamine K (INR)	Plasma	STA-R MAX3 (AH0-AUT-0024) et STA COMPACT MAX 3 (AH0-AUT-0012) - STAGO Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT NeoPTimal REF01164	
Site Entraigues Sur La Sorgue	Temps de céphaline Kaolin	Plasma	STA-R MAX3 (AH0-AUT-0024) et STA COMPACT MAX 3 (AH0-AUT-0012) - STAGO Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA CK PREST REF00597	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	D-Dimères (dosage)	Plasma	STAR Max (STAR-MAX3-1) (J9-AUT-0001) et STAR Max (STAR-MAX3-2) (J9-AUT-0002) Immuno-turbidimétrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA LIATEST D-DI REF00662	
Site Européen	Facteur II	Plasma	STAR Max Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STAGO Deficient 2 REF00745	Ajout le 11/12/2025
Site Européen	Facteur V	Plasma	STAR Max Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STAGO Deficient 5 REF00744	Ajout le 11/12/2025
Site Européen	Facteur VII	Plasma	STAR Max Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STAGO Deficient 7 REF00743	
Site Européen	Fibrinogène	Plasma	STAR Max (STAR-MAX3-1) (J9-AUT-0001) et STAR Max (STAR-MAX3-2) (J9-AUT-0002) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA LIQUID FIB REF00673	
Site Européen	Taux de prothrombine	Plasma	STAR Max (STAR-MAX3-1) (J9-AUT-0001) et STAR Max (STAR-MAX3-2) (J9-AUT-0002) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT NeoPTimal REF01166	
Site Européen	Temps de céphaline activé	Plasma	STAR Max (STAR-MAX3-1) (J9-AUT-0001) et STAR Max (STAR-MAX3-2) (J9-AUT-0002) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA-PTT A REF00595	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Temps de céphaline Kaolin	Plasma	STAR Max (STAR-MAX3-1) (J9-AUT-0001) et STAR Max (STAR-MAX3-2) (J9-AUT-0002) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA CK Prest REF00597	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Héparine	Plasma	STAR MAX (STAR MAX4) (U9-AUT-0001) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA Liquid Anti-Xa REF00322	
Site Beauregard	Héparine de Bas Poids Moléculaire (activité anti Xa)	Plasma	STAR MAX (STAR MAX4) (U9-AUT-0001) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA Liquid Anti-XA REF00322	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Héparine	Plasma	STAR Max (STAR-MAX3-1) (J9-AUT-0001) et STAR Max (STAR-MAX3-2) (J9-AUT-0002) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA Liquid Anti-Xa REF 00311	
Site Européen	Héparine de Bas Poids Moléculaire (activité anti Xa)	Plasma	STAR Max (STAR-MAX3-1) (J9-AUT-0001) et STAR Max (STAR-MAX3-2) (J9-AUT-0002) Chronométrie	COAG-M001 Utilisation et maintenance du STAR/STA COMPACT STA Liquid Anti-Xa REF00311	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	TIH	Sang	STAGO Immunochromatographie	STIC EXPERT HIT REF01058,01059	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Détermination des phénotypes rhésus	Sang	Qwalys Evo Diagast (Q3) (U10-AUT-0001) Hémagglutination	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie Kit Duolys REF79960	
Site Beauregard	Groupe sanguin ABO RH	Sang	Qwalys Evo Diagast (Q3) (U10-AUT-0001) Hémagglutination	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie Kit Duolys REF79960	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Groupe sanguin ABO RH	Sang	IH 500 bio-rad (AH0-AUT-0008) Hémagglutination	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie Diacell ABO REF003624 Diaclon ABO RH REF001046 Diaclon RH-Subgroups+K REF002126	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Vitrolles Sud Clinique	Groupe sanguin ABO RH	Sang	Ortho Vision (B10-AUT-0001) Hémagglutination	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie Surgiscreen REF719102	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Recherche des anticorps irréguliers (RAI)	Plasma EDTA (K2/K3), Serum	Qwalys Evo Diagast (Q3) (U10-AUT-0001) Hémagglutination	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie Kit I-Mag Screen REF 59857	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)	Plasma EDTA (K2/K3), Serum	IH 500 bio-rad (AH0-AUT-0008) Hémagglutination	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie Coombs Anti-IgG REF50540	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Vitrolles Sud Clinique	Recherche des anticorps irréguliers (RAI)	Plasma EDTA (K2/K3), Serum	Ortho Vision (B10-AUT-0001) Hémagglutination	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie AFFIRMAGEN REF707930	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Vitrolles Sud Clinique	Epreuve Directe à l'Antiglobuline (EDA-ex_Coombs direct)	Sang	Ortho Vision (B10-AUT-0001) Technique d'hémagglutination en colonne en carte gel sur ORTHO-VISION Test qualitatif pour la détection des IgG ou du complément fixés à la surface des hématies	IHEM-P001 Procédure générale de réalisation des examens d'immuno-hématologie Antiglobuline IGG C3b C3d REF707165	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Ac anti-CMV IgG (B)	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CMV IgG 09118551190	
Site Européen	Ac anti-CMV IgM	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-CMV IgM 07027133190	
Site Européen	Ac anti-EBV EBNA IgG	Sang	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-EBV EBNA IgG 08355380190	
Site Européen	Ac anti-EBV IgM	Sang	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-EBV IgM 08355274190	
Site Européen	Ac anti-EBV VCA IgG	Sang	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-EBV VCA IgG 08355355190	
Site Européen	Ac anti-Rubéole IgG	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Rubella IgG 07027770190	
Site Européen	Ac anti-Toxo IgG	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Toxo IgG 7028008190	
Site Européen	Ac anti-Toxo IgM	Sérum, Plasma	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) et COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) ECLIA ECL / µ-Capture	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Toxo IgM 07028024190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	AC anti-Treponema pallidum (EIA)	Sang	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) et COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) EIA	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-XXX	
Site Européen	HIV 1 et 2: Ag/Ac Combo	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0007) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-HIV duo Elecsys E2G 300 8836973190	
Site Européen	Hépatite A : recherche des IgM	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006) ECL / µ-Capture	Anti-HAV IgM Elecsys E2G 300 7026773190	
Site Européen	Hépatite B : Ac-anti HBc totaux	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / competition	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-a-HBC Gen.2 Elecsys E2G 300 9014926190	
Site Européen	Hépatite B : Ac-anti HBs	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 8498610190	
Site Européen	Hépatite B : AgHBs qualitatif	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-HBsAg G2 Elecsys E2G 300 8814848190	
Site Européen	Hépatite C : Anti HCV	Sang et dérivés	COBAS 8000 CE n°1 Roche e801 E1 (J7-AUT-0006), COBAS 8000 CE n°2 Roche e801 E2 (J7-AUT-0007) et COBAS 8000 CE n°3 Roche e801 E3 (J7-AUT-0008) ECL / sandwich	BIOCH-M001 Roche Cobas Utilisation des automates-Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 8837058190	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	Legionella pneumophila: recherche d'antigène soluble urinaire	Urines	Test immunogromatographique Lecture automatisée Alere (n°160417076)	BACT-P0009 Utilisation du lecteur Alere Reader	
Site Beauregard	Streptococcus pneumoniae : recherche d'antigène soluble urinaire	Urines	Test immunogromatographique Lecture automatisée Alere (n°160417076)	BACT-P0009 Utilisation du lecteur Alere Reader	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Diagnostic d'une infection à C.difficile : recherche de la GDH et des toxines A et B	Selles	Immunochromatographie (test unitaire)	BACT-M019 Diagnostic des infections à Clostridium difficile	
Site Européen	Hépatite E IgM	Sang	Immunochromatographie EUROBIO	Fiche technique version 14-01 Kit EUROBIO WE-1510	
Site Européen	Legionella pneumophila: recherche d'antigène soluble urinaire	Urine	Immunochromatographie (test unitaire) Lecture automatisée Digival Reader (n°1700400230 et n°1627200178)	BACT-P0009 Utilisation du lecteur Alere Reader	
Site Européen	Streptococcus pneumoniae : recherche d'antigène soluble	Liquide pleural	Immunochromatographie (test unitaire) Lecture automatisée Digival Reader (n°1700400230 et n°1627200178)	BACT-P0009 Utilisation du lecteur Alere Reader	
Site Européen	Streptococcus pneumoniae : recherche d'antigène soluble	LCR	Immunochromatographie (test unitaire) Lecture automatisée Digival Reader (n°1700400230 et n°1627200178)	BACT-P0009 Utilisation du lecteur Alere Reader	
Site Européen	Streptococcus pneumoniae : recherche d'antigène soluble urinaire	Urine	Immunochromatographie (test unitaire) Lecture automatisée Digival Reader (n°1700400230 et n°1627200178)	BACT-P0009 Utilisation du lecteur Alere Reader	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	SarsCOV / grippe / VRS	Echantillons nasopharyngés et respiratoires	Chemagic A (N° 2024 0375) et 5 CFX 96 (N° N795BR0439, N795BR0441, N795BR02221 , 795BR 04416 et 795BR04397)	Elitech RTS180ING	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Examen cytobactériologique des urines	Urine	Cytologie automatisée par capture et reconnaissance d'images (IQ 200 n°C15575 et IQ 200 n°8465)	BACT-M015 Utilisation de l'IQ200 Sprint	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen
Site Européen	Examen cytologique des urines	Urine	Cytologie automatisée par capture et reconnaissance d'images (IQ 200 n°C15575 et IQ 200 n°8465)	BACT-M015 Utilisation de l'IQ200 Sprint	
Site Européen	Examen microbiologique d'un liquide de lavage broncho-alvéolaire	LBA	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749) Lecture au microscope après coloration par MGG rapide	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor BACT-P013 Coloration rapide May-Grunwald Giemsa	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen
Site Européen	Examen microbiologique d'un liquide de ponction	Liquide articulaire	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749) Numération manuelle des leucocytes et hématies Formule leucocytaire manuelle après coloration par MGG rapide	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor BACT-P025 Numération cellulaire sur lame Kova et examen direct BACT-P013 Coloration rapide May-Grunwald Giemsa	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen
Site Européen	Examen microbiologique d'un liquide de ponction	LCR	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749) Numération manuelle des leucocytes et hématies Formule leucocytaire manuelle après coloration par MGG rapide	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor BACT-P025 Numération cellulaire sur lame Kova et examen direct BACT-P013 Coloration rapide May-Grunwald Giemsa	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen
Site Européen	Examen microbiologique d'un liquide de ponction	Liquide pleural	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749) Numération manuelle des leucocytes et hématies Formule leucocytaire manuelle après coloration par MGG rapide	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor BACT-P025 Numération cellulaire sur lame Kova et examen direct BACT-P013 Coloration rapide May-Grunwald Giemsa	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen

PÉRIMÉE

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Examen microbiologique d'un liquide de ponction	Liquide d'ascite	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749) Numération manuelle des leucocytes et hématies Formule leucocytaire manuelle après coloration par MGG rapide	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor BACT-P025 Numération cellulaire sur lame Kova et examen direct BACT-P013 Coloration rapide May-Grunwald Giemsa	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen
Site Européen	Examen microbiologique d'un liquide de ponction	Liquide pericardique	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749) Numération manuelle des leucocytes et hématies Formule leucocytaire manuelle après coloration par MGG rapide	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor BACT-P025 Numération cellulaire sur lame Kova et examen direct BACT-P013 Coloration rapide May-Grunwald Giemsa	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen1
Site Européen	Examen microbiologique des sécrétions broncho-pulmonaires et expectorations	Aspiration bronchique	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749)	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen
Site Européen	Examen microbiologique des sécrétions broncho-pulmonaires et expectorations	Expectoration	Coloration de Gram automatisée (Prévicolor n°414292202293 et n°414292233749)	BACT-P004 Coloration de Gram, programmation et maintenance du colorateur Prévicolor	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen

PÉRIMÉE

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Hémoculture qualitative	Sang	BactAlert Virtuo (Groupe 1 VRTB-01046 et groupe 2 VRTA-02144)	BACT-X003 Guide d'utilisation du BactAlert Virtuo	Suite en MG11/MG12 sur le site Européen Arrêt des modules 02152 et 01012 le 24/06/2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Examen micobiologique d'un lavage bronchoalvéolaire	LBA	Recherche de champignons filamenteux Mise en culture et examen macroscopique/microscopique après coloration au bleu de méthylène	BACT-P024 Identification des champignons filamenteux	Processus complexe
Site Européen	Recherche et identification de champignons filamenteux	Tous prélèvements	Mise en culture et examen macroscopique/microscopique après coloration au bleu de méthylène	BACT-P024 Identification des champignons filamenteux	Arrêt des dermatophytes le 12/09/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Diagnostic d'une infection à C.difficile	Selles	Ensemencement manuel Incubation Lecture des cultures +/- Examen microscopique après coloration de Gram automatisée	BACT-P007 Tableaux des ensemencements de microbiologie BACT-M019 Diagnostic des infections à Clostridium difficile	
Site Européen	Identification micro-organisme par détermination phénotypique	Cultures microbiologiques	Identification spectrométrie de masse MaldiTof (Vitek MS n°50372) Identification biochimique (Vitek 2 XL n°4521 et Vitek 2 XL n°4524)	BACT-M013 Utilisation et maintenance du Vitek MS BACT-M014 Utilisation et maintenance du VITEK 2	
Site Européen	Recherche et identification de micro-organismes par examen morphologique direct	ECBU Sang Sécrétions broncho-pulmonaires et expectorations LBA Dépistages (BMR, S.aureus)	Ensemencement automatisé (WASP n°086-080-0958) Ensemencement manuel Incubation Lecture des cultures +/- Examen microscopique après coloration de Gram automatisée	BACT-P007 Tableaux des ensemencements de microbiologie BACT-X002 Guide d'utilisation du WASP BACT-M006 Lecture interprétative des CBU BACT-P006 Hémocultures et cathéters - Gestion et interprétation des cultures BACT-P019 Prélèvements bronchopulmonaires - Interprétation des cultures et examens directs BACT-P015 Dépistage de S.aureus et de BMR - Interprétation des cultures	
Site Européen	Recherche et identification de micro-organismes par examen morphologique direct	Liquides de ponction	Ensemencement manuel Incubation Lecture des cultures +/- Examen microscopique après coloration de Gram automatisée	BACT-P007 Tableaux des ensemencements de microbiologie BACT-P012 interprétation des cultures et des examens directs pour le LCR et les liquides d'épanchements BACT-M018 Pus et prélèvements ostéo-articulaires: interprétation des cultures	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Antibiogramme bactérie anaérobie	Cultures microbiologiques	Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (Sirscan Lynx -I2A	BACT-P008 Réalisation des antibiogrammes et CMI par diffusion en milieu gélosé	Arrêt du Sirscan Micro n°220BSKMI00235 le 26/03/2026 Ajout du Sirscan Lynx (I2A)
Site Européen	Antibiogramme bactérie aérobie	Cultures microbiologiques	Antibiogramme par dilution en milieu liquide automatisée (Vitek 2 XL n°4521 Vitek 2 XL n°4524) Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (Sirscan Micro n°220BSKMI00235)	BACT-M014 Utilisation et maintenance du VITEK 2 BACT-P008 Réalisation des antibiogrammes et CMI par diffusion en milieu gélosé	
Site Européen	Antifongigramme	Cultures microbiologiques	Antifongigramme par dilution en milieu liquide automatisée (Vitek 2 XL n°4521 Vitek 2 XL n°4524)	BACT-M014 Utilisation et maintenance du VITEK 2	
Site Européen	Concentration minimale inhibitrice (CMI) Bactérie anaérobie	Cultures microbiologiques	Gradient de diffusion en milieu gélosé (bandelette)	BACT-P008 Réalisation des antibiogrammes et CMI par diffusion en milieu gélosé	
Site Européen	Concentration minimale inhibitrice (CMI) Bactérie aérobie	Cultures microbiologiques	Dilution en milieu liquide Gradient de diffusion en milieu gélosé (bandelette)	BACT-P008 Réalisation des antibiogrammes et CMI par diffusion en milieu gélosé	
Site Européen	Recherche des carbapénémases	Milieu de culture	Immunochromatographique	NG-Test CARBA 5	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	Recherche paludisme	Sang total	Examens microscopiques: -Frottis sanguin coloré au MGG - Immunochromatographie	PARA-M002 Recherche d'hématozoaires	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Recherche paludisme	Sang total	Examens microscopiques: -Frottis sanguin coloré au MGG -Goutte épaisse coloré au Giemsa Immunochromatographie -PCR sur Aethia (J8-AUT-009)	PARA-M002 Recherche d'hématozoaires PARA-M003 Mode opératoire d'utilisation et de maintenance de l'Alethia	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM BA01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Site Européen	Recherche de pullulations anormales de micro-organismes (test SIBO)	Air expiré	Détecteurs électrochimiques et laser	A	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	CMV : quantification par PCR en temps réel	Sang et tous liquides biologiques (25 matrices)	Automate BEGENIUS Détection et quantification d'acides nucléiques avec amplification, après extraction automatisée	CMV ELITe MGB Kit réf RTK015PLD	Arrêt technique sur Chemagic LC480 et remplacement par BEGENIUS le 06 02 2026
Site Européen	EBV : quantification par PCR en temps réel	Sang et tous liquides biologiques (25 matrices)	Automate BEGENIUS Détection et quantification d'acides nucléiques avec amplification, après extraction automatisée	EBV ELITe MGB Kit réf RTS020PLD	Arrêt technique sur Chemagic LC480 et remplacement par BEGENIUS le 06 02 2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Recherche d'anomalies chromosomiques et/ou moléculaire par séquençage haut-débit	Sang, tissus	Séquençage haut-débit et traitement bioinformatique	Portée B	Extension accordée le 31/07/2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM GS07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	Recherche anomalies chromosomiques et ou moléculaires	Sang, tissus	Extraction, purification, amplifcation et séquençage NGS	Portée B	Extension accordée le 31/07/2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Clinique Bouchard	Spermogramme: Agglutination et Volume pH et Cellules rondes (concentration) Spermatozoïdes - Concentration et Mobilité Viscosité	Sperme, urine, ponction épididymaire Sperme, urine Sperme, urine, ponction épididymaire, biopsie testiculaire Sperme	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif	BDR-M002 Volume d'un recueil de spermatozoïdes BDR-M003 pH d'un recueil de spermatozoïdes Bandelettes pH Merck Réf : 1.09543.0001 BDR-M004 Viscosité d'un sperme BDR-M005 Concentration en spermatozoïdes BDR-M006 Mobilité des spermatozoïdes BDR-M007 Vitalité des spermatozoïdes BDR-M008 Agglutinats de spermatozoïdes BDR-M009 Cellules rondes dans le sperme BDR-M016 Recherche et identification des spermatozoïdes BDR-M017 Recueil de spermatozoïdes chirurgicaux: ponction épididymaire , biopsie testiculaire	suite en SP03

PÉRIMÉE

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Rocca	Test de Huhner	Glaire cervicale	Microscopie optique Lecture manuelle Examen état frais	ANA-M009 Test post-coïtal	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Clinique Bouchard	Cellules rondes (identification)	Sperme, urine	Méthode manuelle de type qualitatif	BDR-M009 Cellules rondes dans le sperme Kit coloration SPERMOSCAN RAL 3665100000	
Site Clinique Bouchard	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle de type qualitatif	BDR-M010 Spermocytogramme Kit coloration SPERMOSCAN RAL 3665100000 Portée B	
Site Clinique Bouchard	Vitalité	Sperme, urine, ponction épididymaire, biopsie testiculaire	Méthode manuelle de type qualitatif	BDR-M007 Vitalité des spermatozoïdes KIT Vita-Eosine-RAL 380420-0000	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Clinique Bouchard	Recherche d'Anticorps anti spermatozoïdes	Sperme	Agglutination latex Lecture manuelle	BDR-M014 Anticorps anti spermatozoïdes	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Clinique Bouchard	Préparation de sperme en vue d'AMP Viscosité Concentration Mobilité Volume	Sperme	Méthode manuelle de type qualitatif - méthode manuelle de type quantitatif	BDR-M004 Viscosité d'un sperme BDR-M005 Concentration en spermatozoïdes BDR-M006 Mobilité des spermatozoïdes BDR-M002 Volume d'un recueil de spermatozoïdes BDR-M021 Fécondation in vitro avec et sans micromanipulation et transfert d'embryon	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Clinique Bouchard	Embryologie clinique Embryons Gamètes féminins Zygotes	Embryons	Méthodes manuelles de type qualitatif	A BDR-M021 Fécondation in vitro avec et sans micromanipulation et transfert d'embryon	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Avignon Pierre Semard	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Avignon Pierre Semard	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Avignon Pierre Semard	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Avignon Pierre Semard	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Avignon Pierre Semard	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Avignon Pierre Semard	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Biométerrannée	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Biométerrannée	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Biométerrannée	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Biométerrannée	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Biométerrannée	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Biométerrannée	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Aix Jas de Bouffan	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Aix Jas de Bouffan	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Aix Jas de Bouffan	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Aix Jas de Bouffan	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Aix Jas de Bouffan	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Aix Jas de Bouffan	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Aix Sud	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Aix Sud	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Aix Sud	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Aix Sud	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Aix Sud	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Aix Sud	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Beauregard	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Beauregard	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Beauregard	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Beauregard	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Beauregard	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Beauregard	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Bionation	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Bionation	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Bionation	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Bionation	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Bionation	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Bionation	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Bioparadis	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Bioparadis	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Bioparadis	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Bioparadis	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Bioparadis	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Bioparadis	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Biosud	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Biosud	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Biosud	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Biosud	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Biosud	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Biosud	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Bollene	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Bollene	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Bollene	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Bollene	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Bollene	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Bollene	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Boulanger	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Boulanger	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Boulanger	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Boulanger	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Boulanger	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Boulanger	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Bourgue	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Bourgue	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Bourgue	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Bourgue	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Bourgue	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Bourgue	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Calas	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Calas	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Calas	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Calas	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Calas	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Calas	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Canebière	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Canebière	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Canebière	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Canebière	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Canebière	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Canebière	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Cavaillon	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Cavaillon	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Cavaillon	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Cavaillon	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Cavaillon	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Cavaillon	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Coudoux Ventabren Velaux	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Coudoux Ventabren Velaux	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Coudoux Ventabren Velaux	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Coudoux Ventabren Velaux	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Coudoux Ventabren Velaux	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Coudoux Ventabren Velaux	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Darcy	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Darcy	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Darcy	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Darcy	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Darcy	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Darcy	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Entraigues Sur La Sorgue	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Entraigues Sur La Sorgue	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Entraigues Sur La Sorgue	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Entraigues Sur La Sorgue	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Entraigues Sur La Sorgue	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Entraigues Sur La Sorgue	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Européen	AIR EXPIRE	Prélèvement pour SIBO	BACT-M021 Réalisation et interprétation des tests à l'hydrogène et au méthane expiré sur Quintron	
Site Européen	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Européen	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Européen	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Européen	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Européen	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Européen	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Européen	SANG	Prélèvement capillaire	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Friedland	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Friedland	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Friedland	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Friedland	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Friedland	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Friedland	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PERIMEE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	Principe de la méthode *Principle of the method*	Référence de la méthode *Reference of the method*	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque *Remarks*
Site Jamet	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Jamet	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Jamet	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Jamet	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Jamet	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Jamet	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Jonquerettes	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Jonquerettes	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Jonquerettes	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Jonquerettes	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Jonquerettes	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Jonquerettes	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Le Pontet	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Le Pontet	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Le Pontet	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Le Pontet	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Le Pontet	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Le Pontet	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Les Angles	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Les Angles	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Les Angles	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Les Angles	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Les Angles	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Les Angles	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Le Thor	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Le Thor	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Le Thor	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Le Thor	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Le Thor	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Le Thor	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Marseille-Condorcet	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Marseille-Condorcet	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Marseille-Condorcet	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Marseille-Condorcet	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Marseille-Condorcet	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Marseille-Condorcet	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Marseille Les Caillols	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Marseille Les Caillols	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Marseille Les Caillols	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Marseille Les Caillols	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Marseille Les Caillols	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Marseille Les Caillols	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Miramas	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Miramas	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Miramas	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Miramas	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Miramas	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Miramas	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Montfavet	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Montfavet	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Montfavet	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Montfavet	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Montfavet	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Montfavet	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Morieres Les Avignon	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Morieres Les Avignon	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Morieres Les Avignon	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Morieres Les Avignon	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Morieres Les Avignon	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Morieres Les Avignon	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site PCBIO 2	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site PCBIO 2	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site PCBIO 2	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site PCBIO 2	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site PCBIO 2	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site PCBIO 2	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Pernes Les Fontaines	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Pernes Les Fontaines	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Pernes Les Fontaines	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Pernes Les Fontaines	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Pernes Les Fontaines	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Pernes Les Fontaines	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site République	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site République	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site République	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site République	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site République	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site République	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Rocca	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Rocca	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Rocca	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Rocca	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Rocca	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Rocca	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Sarrians	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Sarrians	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Sarrians	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Sarrians	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Sarrians	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Sarrians	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Scalici	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Scalici	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Scalici	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Scalici	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Scalici	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Scalici	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Vitrolles Centre	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Vitrolles Centre	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Vitrolles Centre	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Vitrolles Centre	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Vitrolles Centre	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Vitrolles Centre	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Vitrolles Nord	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Vitrolles Nord	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Vitrolles Nord	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Vitrolles Nord	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Vitrolles Nord	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Vitrolles Nord	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Vitrolles Sud Clinique	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Vitrolles Sud Clinique	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Vitrolles Sud Clinique	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Vitrolles Sud Clinique	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Vitrolles Sud Clinique	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Vitrolles Sud Clinique	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Padovani	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Padovani	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Padovani	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Padovani	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Padovani	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Padovani	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site Sausset-Les-Pins	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	
Site Sausset-Les-Pins	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	
Site Sausset-Les-Pins	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	
Site Sausset-Les-Pins	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	
Site Sausset-Les-Pins	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	
Site Sausset-Les-Pins	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Site	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Site St Bruno	AIR EXPIRE	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Sous-traitance Cf. Fiche technique du fournisseur Helikit	09/07/2025
Site St Bruno	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	PRA-X012 Réalisation d'un prélèvement mycologique de la peau et des phanères	09/07/2025
Site St Bruno	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	PRA-M131 Manuel de prélèvement	09/07/2025
Site St Bruno	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement G-PRA-E138 Fiche de renseignements - prélèvement vaginal G-PRA-E218 Fiche de renseignements - prélèvement génital	09/07/2025
Site St Bruno	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PRA-M131 Manuel de prélèvement PRA-M132 Mémento prélèvement COVID	09/07/2025
Site St Bruno	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	PRA-M131 Manuel de prélèvement	09/07/2025

PÉRIMÉE
PÉRIMÉE