Portée détaillée v.31 de l'attestation N° 8-3187

Detailed scope v.31 of the attestation N° 8-3187
Date de publication / Publish date: 04/07/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	ACE	SERUM	Chimiluminescence Automatisée / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995312_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ACIDE LACTIQUE	PLASMA	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110177_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ACIDE URIQUE	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110171_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ACIDE URIQUE	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110171_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	AFP	SERUM	Chimiluminescence Automatisée / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995270_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ALAT	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11111573_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	ALBUMINE	SERUM - PLASMA	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110153_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ALBUMINE (MICRO)	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110173_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ALBUMINE IT	SERUM - PLASMA	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110148_FR	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	AMMONIUM	PLASMA	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110147_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	AMYLASE	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11111707_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ASAT	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11111574_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	BETA 2 MICROGLOBULINE	SERUM - PLASMA	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110198_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	BICARBONATES	PLASMA	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110139_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	BILIRUBINE CONJUGUEE (DIRECTE)	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110150_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	BILIRUBINE TOTALE	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110149_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	C3	SERUM	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110187_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	C4	SERUM	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110186_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CA 15-3	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995284_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CA 19-9	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995285_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CA 125	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995283_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CALCIUM	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110158_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CALCIUM	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110158_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CAPACITE TOTALE DE FIXATION DU FER	CALCUL	CALCUL Automatisée ATELLICA 1	/	
Centre Hospitalier de Chartres	CHLORE	PLASMA	Electrochimie Automatisée ATELLICA 1/ ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11109447_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CHLORE	URINE	Electrochimie Automatisée ATELLICA 1/ ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11109447_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CHOLESTEROL HDL	SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110193_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CHOLESTEROL TOTAL	SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110172_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CORTISOL	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995336_EN	
Centre Hospitalier de Chartres	CPK	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110165_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	CREATININE	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110159_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CREATININE	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110159_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	CRP	PLASMA - SERUM	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1/ ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110194_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ESTRADIOL	SERUM - PLASMA	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995342_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	FACTEURS RHUMATOÏDES	SERUM	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110181_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	FER	PLASMA - SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110164_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	FERRITINE	PLASMA - SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995343_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	FOLATES	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995344_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	FSH	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995346_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	GAZ DU SANG	SANG TOTAL	Electrochimie / Spectrophotométrie Automatisée / ABL 90 flex plus	Méthode reconnue Réf 994-883	Nouvel automate 12/15
Centre Hospitalier de Chartres	GGT	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110160_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	GLUCOSE	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110155_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	GLUCOSE	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110155_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	HAPTOGLOBINE	SERUM	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11111580_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	HCG	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995426_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	IgA	SERUM-PLASMA	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110182_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	IgG	SERUM-PLASMA	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110179_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	IgM	SERUM-PLASMA	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110183_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	LDH	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110157_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	LDL CHOLESTEROL	CALCUL	CALCUL	/	
Centre Hospitalier de Chartres	LH	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995369_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	LIPASE	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110169_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	MAGNESIUM	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110175_EN	
Centre Hospitalier de Chartres	MAGNESIUM	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110175_EN	
Centre Hospitalier de Chartres	NT PRO BNP	PLASMA-SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11200584_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	OROSOMUCOIDE	SERUM-PLASMA	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110192_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Centre Hospitalier de Chartres	PHOSPHATASE ALCALINE	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110163_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PHOSPHORE	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110174_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PHOSPHORE	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110174_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	POTASSIUM	PLASMA	Electrochimie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11109447_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	POTASSIUM	URINE	Electrochimie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11109447_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PRE-ALBUMINE	SERUM	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110180_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PROCALCITONINE	PLASMA-SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11202687_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PROGESTERONE	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995415_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PROLACTINE	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995414_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PROTIDES	PLASMA	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110167_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PROTIDES	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11111705_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PROTIDES POUR ELECTROPHORESES	SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110167_FR	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	PSA Libre	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995345_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	PSA TOTAL	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995416_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	PTH	SERUM-PLASMA	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995367_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	RAPPORT PSA LIBRE/PSA TOTAL	CALCUL	CALCUL	/	
Centre Hospitalier de Chartres	RECEPTEUR SOLUBLE A LA TRANSFERRINE (STFR)	SERUM-PLASMA	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf TF 10159	
Centre Hospitalier de Chartres	SODIUM	PLASMA	Electrochimie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11109447_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	SODIUM	URINE	Electrochimie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11109447_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	T3 libre	SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995347_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	T4 libre	SERUM-PLASMA	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995348_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	TRANSFERRINE	PLASMA-SERUM	Immuno-Turbidimétrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110176_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	TRIGLYCERIDES	SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 11110154_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	TROPONINE I	PLASMA-SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11200497_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	TSH	SERUM-PLASMA	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995434_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	UREE	PLASMA-SERUM	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110156_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	UREE	URINE	Spectrophotométrie Automatisée ATELLICA 1 / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110156_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	Vitamine B12	SERUM-PLASMA	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 10995437_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	Vitamine D (250H)	PLASMA-SERUM	Chimiluminescence Automatisée ATELLICA 1	Méthode reconnue Réf 10995438_FR	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	ALAT	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Dosage enzymatique / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	ASAT	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Dosage enzymatique / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	BICARBONATES	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Dosage enzymatique / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	CHLORE	PLASMA-SERUM	Potentiométrie directe/ Electrode spécifique/ / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	CPK	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Dosage enzymatique / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	CREATININE	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Dosage enzymatique / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	CRP	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Dosage immunologique / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	GGT	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Dosage enzymatique / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	GLUCOSE	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Colorimétrie / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	NT PRO BNP	PLASMA-SERUM	Chimiluminescence / Immunodosage par immunométrie/ VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	POTASSIUM	PLASMA-SERUM	Potentiométrie directe/ Electrode spécifique/ / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	PROCALCITONINE	PLASMA-SERUM	Chimiluminescence / Immunodosage par immunométrie/VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Châteaudun	PROTIDES	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Colorimétrie / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	SODIUM	PLASMA-SERUM	Potentiométrie directe/ Electrode spécifique/ / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	TROPONINE I	PLASMA-SERUM	Chimiluminescence / immunodosage par immunométrie/VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	
Centre Hospitalier de Châteaudun	TROPONINE I	PLASMA-SERUM	Immunofuorescence / AQT 90 FLEX	Méthode reconnue AQT90 FLEX Mode d'emploi	
Centre Hospitalier de Châteaudun	UREE	PLASMA-SERUM	Réflectométrie/Colorimétrie / VITROS 5600	Méthode reconnue V-Docs	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche, identification et quantification relative de familles/ fractions protéiques - HbA1c	SANG TOTAL	HbA1c - Electrophorèse capillaire Automatisée CAPILLARYS 3	Méthode reconnue Fiche fournisseur Capillarys HbA1c	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche/ identification et quantification relative de familles et fractions protéiques	SERUM	Electrophorèse capillaire Automatisée CAPILLARYS 3	Méthode reconnue EXT-SEBIA-02	
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche d'immunoglobuline monoclonale dans le sang par immunofixation	SERUM	Immunofixation - HYDRASYS	Méthode reconnue Fiche fournisseur SEBIA – HYDRAGEL 1,2,4 et 9 IF	AJOUT PORTEE A

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Sang dans les selles	SELLES	TUS - Immunochromatographie Recherche de sang dans les selles	Méthode reconnue BIO-MAN-MO01	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	Drogues urinaires	URINE	Test rapide sur support solide : Méthode immunochromatographique de type qualitatif Tests unitaires SureStep Multi-Drug	Méthode reconnue Guide d'utilisation Ref 1156106301	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Centre Hospitalier de Chartres	Site de Chartres Pôle PRUN - service des urgences	Ph, PO2, PCO2, Ca++, Glucose, Lactates, Hb, HbO2, MetHb, CarboxyHb, Saturation* (*paramètre calculé)	SANG TOTAL	Electrochimie / Potentiométrie directe/ Spectrophotométrie/Optique Automatisée ABL 90 flex plus	Méthode reconnue Réf 994-883	Nouvel automate 12/25
Centre Hospitalier de Chartres	Centre Hospitalier Nogent le Rotrou	Nogent Le Rotrou Pôle plateau technique Service des urgences	Ph, PO2, PCO2, Ca++, Glucose, Lactates, Hb, HbO2, MetHb, CarboxyHb, Saturation* (*paramètre calculé)	SANG TOTAL	Electrochimie / Potentiométrie directe / Spectrophotométrie / Optique automatisée / ABL90 flex plus	Méthode reconnue Réf 996-229	
Centre Hospitalier de Chartres	Centre Hospitalier de Chartres	Site de Chartres Pôle PFE - salle de naissance	Ph, PO2, PCO2, Ca++, Glucose, Lactates, Hb, HbO2, MetHb, CarboxyHb, Saturation* (*paramètre calculé)	SANG TOTAL	Electrochimie / Potentiométrie directe/ Spectrophotométrie/Optique Automatisée ABL 90 flex plus	Méthode reconnue Réf 994-883	Nouvel automate 12/25
Centre Hospitalier de Chartres	Centre Hospitalier Nogent le Rotrou	Nogent Le Rotrou Pôle plateau technique Service des urgences	TROPO I	SANG TOTAL	Immunofluorescence retardée sur AQT 90 flex	Méthode reconnue Réf 995-349	AJOUT PORTEE A

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	ACETAMINOPHENE	SERUM-PLASMA	Immuno-Turbidimétrie - Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110140_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ACIDE VALPROIQUE	SERUM-PLASMA	Dosage immunologique homogène par inhibition turbidimétrique (PETINIA) - Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110130_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	AMIKACINE	SERUM	Dosage immunologique par multiplication enzymatique (EMIT) Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11111683_01_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	BENZODIAZEPINES	URINE	Spectrophotométrie Automatisée / ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110123_FR	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	DIGOXINE	SERUM-PLASMA	Immuno-Turbidimétrie - Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf11110144_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	ETHANOL	SERUM-PLASMA	Dosage immunologique par multiplication enzymatique (EMIT) Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 1 /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110091_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	GENTAMICINE	SERUM-PLASMA	Dosage immunologique homogène par inhibition turbidimétrique (PETINIA) - Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110134_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	LITHIUM	SERUM	Immuno-Turbidimétrie - Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110126_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	SALICYLATES	SERUM-PLASMA	Enzymatique - Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110141_FR	
Centre Hospitalier de Chartres	VANCOMYCINE	SERUM-PLASMA	Dosage immunologique homogène par inhibition turbidimétrique (PETINIA) - Spectrophotométrie Automatisée /ATELLICA 2	Méthode reconnue Réf 11110129_FR	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	FORMULE SANGUINE MANUELLE	SANG TOTAL	Méthode manuelle Identification morphologique après coloration par microscopie	Méthode reconnue HEM-MANU-MO12	
Centre Hospitalier de Chartres	HEMOGRAMME (numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	SANG TOTAL	Impédance /Photométrie/Fluorocytométrie en flux Calcul Automatisée -Analyseur XN 10 sysmex	Méthode reconnue Guide XN Présentation et principes	
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche et quantification d'hématies fœtales (test de kleihauer)	SANG TOTAL	Identification morphologique après coloration par microscopie	Méthode reconnue IMH-MANU-MO01	NOUVEL AUTOMATE K-Matic 11/24
Centre Hospitalier de Chartres	RETICULOCYTES	SANG TOTAL	Fluorescences Automatisé analyseur XN10 sysmex	Méthode reconnue Guide XN Présentation et principes	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	HEMOGRAMME Numération formule sanguine approchée	SANG TOTAL	Automate XQ-520 SYSMEX WBC : Mesure par impédance RBC/PLT : Mesure par impédance HGB : la méthode d'analyse sans cyanméthémoglobine	Méthode reconnue Guide SYSMEX XQ-520	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	MYELOGRAMME : Recherche, identification et/ou numération de cellules (Thrombocytes, cellules hématopoïétiques, cellules anormales, blastes, neuroblastes, histiocytes,...)	MOELLE	"Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie (Coloration au May Grûnwald Giemsa MGG) "	Méthode reconnue HEM-MANU-MO13 / HEM-MANU-MO16	
Centre Hospitalier de Chartres	MYELOGRAMME: Recherche d'anomalies cellulaires (Coloration de Perls, corps de Heinz,...)	MOELLE	"Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie (Coloration de perls) "	Méthode reconnue HEM-MANU-MO06 / HEM-MANU-MO17	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Vitesse de sédimentation	SANG TOTAL	Photométrie Automatisée/ISED2	Méthode reconnue EXT-ISED2-01	

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Centre Hospitalier Nogent le Rotrou	Nogent Le Rotrou Pôle plateau technique Service des urgences	Numération (GB/GR/PQT) et formule approchée (PN/Lympho)	SANG TOTAL	Impédance/ photométrie Automatisée/Poch-100i	Méthode reconnue Ref AE265122FR	

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Phénotypage hématocytologique- T4/T8	SANG TOTAL	Cytométrie de flux Automatisée/FACSLYRIC	Méthode reconnue HEM-FAC-MO06	Nouvel automate 04/26

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Anti thrombine III	PLASMA	Chromogénie Automatisée / STAR MAX3 / STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00596/32765	
Centre Hospitalier de Chartres	D-Dimères	PLASMA	Immunoturbidimétrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00662/ 25232	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur II	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX3/ STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00745/26174	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur IX	PLASMA	Chronométrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00734/32744	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur V	PLASMA	Chronométrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00744/32730-08	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur VII	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX3/ STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00743/26170	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur VIII	PLASMA	Chronométrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00728/32743	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur X	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX3/ STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00738/26168	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur XI	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX3/ STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00759/32745	
Centre Hospitalier de Chartres	Facteur XII	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX3/ STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00315/26146	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Fibrinogène	PLASMA	Chronométrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00673/25800-07	
Centre Hospitalier de Chartres	Monomères de la fibrine	PLASMA	Immunoturbidimétrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00543/32748	
Centre Hospitalier de Chartres	Protéine C	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX3/ STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00747/ 25426	
Centre Hospitalier de Chartres	Protéine S	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX3/ STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00746/ 32770	
Centre Hospitalier de Chartres	TCA (Temps de céphaline activé)	PLASMA	Chronométrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00595/25334	
Centre Hospitalier de Chartres	TCK (Temps de céphaline Kaolin)	PLASMA	Chronométrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00597/32728-11	
Centre Hospitalier de Chartres	Temps de thrombine	PLASMA	Chronométrie Automatisée / STAR MAX / STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00669/32771	
Centre Hospitalier de Chartres	TP (Taux de prothrombine) et INR	PLASMA	Chronométrie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 01164/32352-02	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	D-Dimères	PLASMA	Immuno turbidimétrie/ STA COMPACT MAX3	Méthode reconnue Fiche fournisseur : REF 25232	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Châteaudun	Fibrinogène	PLASMA	Chronométrie/ STA COMPACT MAX3	Méthode reconnue Fiche fournisseur : REF 258000	
Centre Hospitalier de Châteaudun	Taux de prothrombine et INR	PLASMA	Chronométrie/ STA COMPACT MAX3	Méthode reconnue Fiche fournisseur : REF 32352	
Centre Hospitalier de Châteaudun	TCA Temps de céphaline activé	PLASMA	Chronométrie/ STA COMPACT MAX3	Méthode reconnue Fiche fournisseur : REF 25334	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	ACC-LA	PLASMA	Chromogénie Automatisée/ STAR MAX3 /STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00339/00334 23974	
Centre Hospitalier de Chartres	APIXABAN (ELIQUIS)	PLASMA	Chromogénie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00311/24240	
Centre Hospitalier de Chartres	DABIGATRAN (PRADAXA)	PLASMA	Chromogénie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00992/25970	
Centre Hospitalier de Chartres	HBPM	PLASMA	Chromogénie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00311/24240	
Centre Hospitalier de Chartres	HNF	PLASMA	Chromogénie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00311/24240	
Centre Hospitalier de Chartres	PTT-LA	PLASMA	Chromogénie Automatisée/ STAR MAX3 /STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00599/32721	
Centre Hospitalier de Chartres	RIVAROXABAN (XARELTO)	PLASMA	Chromogénie Automatisée/ STAR MAX /STAR MAX3/STAGO	Méthode reconnue Fiche fournisseur : réf 00311/24240	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	HBPM	PLSMA	Chromogénie (colo-cinétique) / STA COMPACT MAX3	Méthode reconnue Fiche fournisseur : REF 24240	
Centre Hospitalier de Châteaudun	HNF	PLASMA	Chromogénie (colo-cinétique) / STA COMPACT MAX3	Méthode reconnue Fiche fournisseur : REF 24240	

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Centre Hospitalier de Chartres	Site de Chartres Pôle CNDEN-Service cardiologie	ACT	SANG TOTAL	Chronométrie - HEMOCHRON	Méthode reconnue Fiche fournisseur 000JACT-LR	
Centre Hospitalier de Chartres	Centre Hospitalier Nogent le Rotrou	Nogent le Rotrou Pôle plateau technique service des urgences	INR	SANG TOTAL	Electrochimie Automatisée/COAGUCHEK PRO II	Méthode reconnue Guide utilisation Réf:06688721	

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	T.I.H	PLASMA / SERUM	Test immunologique à flux latéral	Méthode reconnue Fiche Fournisseur STic EXPERT HIT	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Ac anti tréponème	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Treponema Screen ([REF] 310840)	
Centre Hospitalier de Chartres	Calprotectine fécale	SELLES	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Calprotectin (REF 318960)	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	CMV IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® CMV IgG II ([REF] 310745)	
Centre Hospitalier de Chartres	CMV IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON CMV IgM II ([REF] 310755)	
Centre Hospitalier de Chartres	EBV EBNA IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® EBNA IgG ([REF] 310520)	
Centre Hospitalier de Chartres	EBV VCA IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® VCA IgG ([REF] 310510)	
Centre Hospitalier de Chartres	EBV VCA IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® EBV IgM ([REF] 310500)	
Centre Hospitalier de Chartres	HEPATITE A Ac anti HAV IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® HAV IgM ([REF] 310180)	
Centre Hospitalier de Chartres	HEPATITE A Ac Totaux	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Anti-HAV ([REF] 310170)	
Centre Hospitalier de Chartres	HEPATITE B Ac anti HBc	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Anti-HBc ([REF] 310130)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	HEPATITE B Ac anti HBs	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® XL Murex Anti-HBs Plus ([REF] 311230)	
Centre Hospitalier de Chartres	HEPATITE B Ag HBs quantitatif	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® XL Murex HbsAg Quant ([REF] 310250)	
Centre Hospitalier de Chartres	HEPATITE C Ac anti HCV	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® XL Murex HCV Ab ([REF] 310240)	
Centre Hospitalier de Chartres	HIV (Ac + Ag p24)	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® XL MUREX HIV Ab / Ag HT ([REF] 310290)	
Centre Hospitalier de Chartres	HSV 1 IgG	SERUM	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® HSV-1 Type Specific IgG ([REF] 310830)	
Centre Hospitalier de Chartres	HSV 2 IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® HSV-2 IgG ([REF] 310810)	
Centre Hospitalier de Chartres	IgM VHE	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® murex Anti-HEV IgM ([REF] 311280)	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	LYME (Borrelia) IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Borrelia IgG ([REF] 310880)	
Centre Hospitalier de Chartres	Oreillons IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Mumps IgG Réf : 318840	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Oreillons IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Mumps IgM Réf : 318830	
Centre Hospitalier de Chartres	Parvovirus B19 IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Biotrin Parvovirus B19 IgG Plus ([REF] 311540)	
Centre Hospitalier de Chartres	Parvovirus B19 IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Biotrin Parvovirus B19 IgM Plus ([REF] 311560)	
Centre Hospitalier de Chartres	Rougeole IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Measles IgG ([REF] 318810)	
Centre Hospitalier de Chartres	Rougeole IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Measles IgM ([REF] 318820)	
Centre Hospitalier de Chartres	RUB IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Rubella IgG II ([REF] 317260)	
Centre Hospitalier de Chartres	RUB IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Rubella IgM ([REF] 310730)	
Centre Hospitalier de Chartres	TOXO IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Toxo IgG II ([REF] 310780)	
Centre Hospitalier de Chartres	TOXO IgM	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® Toxo IgM ([REF] 310710)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Varicelle zona virus IgG	SERUM OU PLASMA	Chimiluminescence (CMIA) Automatisée/ LIAISON XL	Méthode reconnue LIAISON® VZV IgG ([REF] 311850)	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Ag Legionelle	URINE	Immunochromatographie Test de détection (TUS)	Méthode reconnue Fiche fournisseur IN430050	
Centre Hospitalier de Chartres	Ag Pneumocoque	URINE	Immunochromatographie Test de détection (TUS)	Méthode reconnue Fiche fournisseur IN430050	
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche de toxine GDH	SELLES	Immunochromatographie Test de détection (TUS)	Méthode reconnue Réf : 716050 SN11084	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	HIV	SERUM	TUS - Test rapide sur support solide Méthode immunochromatographique de type qualitatif	Méthode reconnue Ref 72330/16004652	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Charge virale HIV	SANG TOTAL	PCR quantitative en temps réel – Genexpert-Cepheid	Méthode reconnue BM-GEX-MO05	
Centre Hospitalier de Chartres	Charge virale Hépatite B	SERUM - PLASMA	PCR quantitative en temps réel – Genexpert-Cepheid	Méthode reconnue BM-GEX-MO28	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	Charge virale Hépatite C	SERUM - PLASMA	PCR quantitative en temps réel – Genexpert-Cepheid	Méthode reconnue BM-GEX-MO06	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	Détection de C. difficile toxinogène dans les échantillons de selles	SELLES	Test d'amplification de l'ADN pour la détection de C. difficile toxinogène	Méthode reconnue Fournisseur : Meridian Biosciences	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	SARS-CoV2	PRELEVEMENT NASOPHARYNGE/NASAL	PCR quantitative en temps réel - Genexpert Cepheid	Méthode reconnue BM-GEX-MO19 / Fiche fournisseur Xpert Xpress plus Réf 302-7342-FR	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires,de bactéries et/ou levures et/ou parasites AVANT ENSEMENCEMENT	URINE	Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (ED avec/sans coloration) : - Analyse d'image Automatisée/URISED 3 PRO – i2A	Méthode reconnue User Manual pour URP-9906-1	
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires,de bactéries et/ou levures et/ou parasites AVANT ENSEMENCEMENT	URINE LCR Liquide d'épanchement (articulaire, ascite, pleural)	Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (ED avec/sans coloration) : - Lecture optique, cellule de Kova	Méthode reconnue BAC-ENS-MO48 BAC-MANU-MO40	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites AVANT ENSEMENCEMENT	URINE,LCR,Liquide d'épanchement (articulaire, ascite, pleural), Selles, Prélèvements bronchiques, Prélèvements Uro-génitaux, Prélèvements ORL-Oculaires, Prélèvements profonds, Prélèvements superficiels,Catheter, Hémocultures	Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (ED avec/sans coloration) : microcsopie optique	Méthode reconnue BAC-ENS-MO48 BAC-MANU-MO40	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Hémocultures Recherche de germes bactériens	SANG TOTAL	Analyse chimique après culture Détection visuelle de croissance Automatisée/ Bact-alert	Méthode reconnue User Manuals	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	Hémocultures Recherche de germes bactériens	SANG TOTAL	Analyse chimique après culture Détection visuelle de croissance Automatisée/ Bact-alert	Méthode reconnue User Manuals	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Colonies isolées	Examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Coloration au bleu de lactophénol	Méthode reconnue BAC-PAIL-MO27	NOUVEL AUTOMATE MALDI-TOF Sirius one 02/25
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Colonies isolées	Détermination phénotypique par spectrométrie de masse (SDM)	Méthode reconnue BAC-SDM-MO21 BAC-PAIL-MO27	NOUVEL AUTOMATE MALDI-TOF Sirius one 02/25
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Tout échantillon pour recherche mycologique (phanères, biopsies, urines, prélèvements respiratoires, ...)	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, puis lecture	Méthode reconnue BAC-PAIL-MO27	NOUVEL AUTOMATE MALDI-TOF Sirius one 02/25

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	Préparation en vue de recherche et identification de bactéries, levures, champignons et ou parasites	URINE,LCR,Liquide d'épanchement (articulaire, ascite, pleural),Selles,Prélèvements bronchiques, Prélèvements Uro-génitaux, Prélèvements ORL-Oculaires, Prélèvements profonds, Prélèvements superficiels,Catheter, Hémocultures	Mise en culture (ensemencement)	Méthode reconnue Documents qualité aux postes de travail	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites	CULTURE LEVURE	Détermination phénotypique par caractérisation biochimique (colorimétrie VITEK 2)	Méthode reconnue Cartes ID Vitek 2 : YST réf 21343	
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites	CULTURE LEVURE	Détermination phénotypique par spectrométrie de masse (SDM)	Méthode reconnue BAC-SDM-MO21 BAC-PAIL-MO27	NOUVEL AUTOMATE MALDI-TOF Sirius one 02/25
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites APRES ENSEMENCEMENT	CULTURE BACTERIENNE HEMOCULTURE	Spectrométrie de masse Automatisée/ SDM Maldi tof	Méthode reconnue BAC-SDM-MO09	NOUVEL AUTOMATE MALDI-TOF Sirius one 02/25
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites APRES ENSEMENCEMENT	CULTURE BACTERIENNE HEMOCULTURE	Colorimétrie Automatisée / Vitek 2	Méthode reconnue Cartes ID Vitek 2 : GN réf 21341 / 044066 GP réf 21342 /043900 NH réf 21346/43902 BCL réf 21345 /045519 ANC réf 21347 / 043907	
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites ENSEMENCEMENT	CULTURE BACTERIENNE HEMOCULTURE	Mise en culture manuelle , incubation, lecture	Méthode reconnue Modes opératoires "Ensemencement" selon les échantillons biologiques - Remic	
Centre Hospitalier de Chartres	Recherche et identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites EXAMEN DIRECT APRES COLORATION (GRAM)	CULTURE BACTERIENNE HEMOCULTURE	Examen morphologique direct macro-microscopique avec ou sans préparation (coloration ...) -COLORATEUR Elitech / microscope	Méthode reconnue Manuel d'utilisation fournisseur Aerospray GRAM Référence 57-2002-01-FRA BAC-COL-MO27	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures bactériennes	Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé / Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation ATB MANUEL	Méthode reconnue BAC-ATB-MO01 Respect des exigences du CASFM-EUCAST	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures bactériennes	Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation Automatisée VITEK	Méthode reconnue AST N441 AST N442 AST XN28 AST P667 AST P668	Cartes modifiées
Centre Hospitalier de Chartres	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques CMI	Cultures bactériennes	Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé / Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation CMI	Méthode reconnue BAC-ATB-MO01 BAC-PAIL-MO26 Respect des exigences du CASFM-EUCAST	AJOUT PORTEE A
Centre Hospitalier de Chartres	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques CMI	Cultures fongiques	Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé / Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antifongiques après incubation CMI	Méthode reconnue BAC-ATB-MO15 BAC-PAIL-MO26 Bandelettes E-test Biomérieux Voriconazole : REF 412490 ; Fluconazole : REF 412350 ; Caspofungine : REF412269 ; Amphotéricine B : REF 526300	NOUVEL AUTOMATE MALDI-TOF Sirius one 02/25

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	SANG TOTAL	Détermination phénotypique : Test imunochromatographique	Méthode reconnue HEM-PARA-MO02	
Centre Hospitalier de Chartres	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	SANG TOTAL	Méthode génotypique : Détection d' ADN après amplification LAMP (Illumipro 10)	Méthode reconnue PCR-ILL-MO01	
Centre Hospitalier de Chartres	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	SANG TOTAL	Examen morphologique miscroscopique direct après coloration :Frottis sanguin	Méthode reconnue HEM-PARA-MO06	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Châteaudun	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	SANG TOTAL	Détermination phénotypique : Test imunochromatographique PALUTOP +4 OPTIMA	Méthode reconnue Guide d'utilisation Ref IFU ML V04201903R01 HEM-PARA-MO02	
Centre Hospitalier de Châteaudun	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	SANG TOTAL	Examen morphologique miscroscopique direct après coloration :Frottis sanguin	Méthode reconnue HEM-PARA-MO06	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Etude d'une éjaculation rétrograde	URINE - SPERME	Microscopie optique en fond clair Microscopie en contraste interférentiel différentiel	Méthode reconnue BIOR-MO08 Eosine/Nigrosine : 12029	
Centre Hospitalier de Chartres	Spermogramme (vol,viscosite,ph, concentration, cel rondes, mobilite et agglutination)	SPERME	Microscopie optique en fond clair Microscopie en contraste interférentiel différentiel	Méthode reconnue BIOR-MO07 Eosine/Nigrosine : 12029	
Centre Hospitalier de Chartres	Test de migration survie des spermatozoïdes	SPERME	Microscopie optique en fond clair Microscopie en contraste interférentiel différentiel	Méthode reconnue BIOR-MO11 Eosine/Nigrosine : 12029 PureSperm : INS-PS100-YF/13 IVF : 0707-10	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	Spermocytogramme	SPERME	Microscopie optique en fond clair Microscopie en contraste interférentiel différentiel	Méthode reconnue BIOR-MO07	
Centre Hospitalier de Chartres	Spermogramme (vitalité)	SPERME	Microscopie optique en fond clair Microscopie en contraste interférentiel différentiel	Méthode reconnue Eosine/Nigrosine : 12029	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier de Chartres	MAR TEST IgA	SPERME	Microscopie en contraste de phase	Méthode reconnue BIOR-MO06 FP09 I01 R01 E.5	
Centre Hospitalier de Chartres	MAR TEST IgG	SPERME	Microscopie en contraste de phase	Méthode reconnue BIOR-MO06 FP09 I01 R01 E.5	