Portée détaillée v.5 de l'attestation N° 8-3198

Detailed scope v.5 of the attestation N° 8-3198
Date de publication / Publish date: 02/12/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX PERTUIS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	25 OH VITAMINE D	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC59Version 2	
CH Digne les Bains	ACIDE URIQUE	Sérum Plasma hépariné	Méthode uricase Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC01 Version 5 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC02 version2	
CH Digne les Bains	ALANINE AMINO TRANSFERASE (ALAT)	Sérum Plasma hépariné	Méthode NADH avec P 5 P Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC38 Version3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC03 version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	ALBUMINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode au pourpre de bromocrésol Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC02 Version3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC04 version4	
CH Digne les Bains	AMIKACINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC40 Version 1	
CH Digne les Bains	Ammoniac	Plasma hépariné	Méthode Glutamate deshydrogenase Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC04 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC05 version 1	
CH Digne les Bains	AMPHETAMINES	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01418	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC110Version 1	
CH Digne les Bains	ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES	Sérum	Dosage immuno enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01418	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC108Version 1	
CH Digne les Bains	ASPARTATE AMINO TRANSFERASE (ASAT)	Sérum Plasma hépariné	Méthode NADH avec P 5 P Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC07 Version 3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC06 version2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	BENZODIAZEPINES	Sérum	Dosage immuno enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01418	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC107Version 2	
CH Digne les Bains	BENZODIAZEPINES	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC0121418	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC109Version 1	
CH Digne les Bains	BILIRUBINE DIRECTE (Conjuguée)	Sérum Plasma hépariné	Méthode Diazo AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC08 Version 3	
CH Digne les Bains	BILIRUBINE TOTALE	Sérum Plasma hépariné	Méthode Diazo Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC122 Version 1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC31 version 1	
CH Digne les Bains	CALCIUM	Sérum Plasma hépariné	Méthode Arsenazo III Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC10 Version 3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC10 version2	
CH Digne les Bains	CALCIUM	urine	Méthode Arsenazo III Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC10 Version 3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	CALCIUM IONISE	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Co oxymétrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	CHLORURES	Sérum Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC17 Version1	
CH Digne les Bains	CHLORURES	urine	Potentiométrie indirecte Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC17 Version1	
CH Digne les Bains	CHOLESTEROL HDL	Sérum Plasma hépariné	Méthode Détergent - Accélérateur AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC11Version 3	
CH Digne les Bains	CHOLESTEROL LDL	Sérum Plasma hépariné	Calcul selon la formule de FRIEDWALD (S.I.L GLIMS- MIPS)	Sans objet	
CH Digne les Bains	CHOLESTEROL TOTAL	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC12 Version 3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	COCAINE	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01418	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC112Version 1	
CH Digne les Bains	CORTISOL	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC47Version 2	
CH Digne les Bains	CREATINE KINASE (CPK)	Sérum Plasma hépariné	Méthode N-acetyl-cysteine Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC15 Version3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC12 version2	
CH Digne les Bains	CREATININE	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC16 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC13 version1	
CH Digne les Bains	CREATININE	urine	Méthode enzymatique Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC16 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC13 version1	
CH Digne les Bains	CRP	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC18 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC20 version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	DIGOXINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC19Version 2	
CH Digne les Bains	DIOXYDE DE CARBONE (Bicarbonates)	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique PEP carboxylase Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC14 Version 3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC11 version1	
CH Digne les Bains	ETHANOL	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique Alcool deshydrogénase Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC03 Version 1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC14 version 1	
CH Digne les Bains	FER	Sérum Plasma hépariné	Méthode Férène AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC20Version 3	
CH Digne les Bains	FERRITINE	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC49 Version 3	
CH Digne les Bains	FOLATES	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC85Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)	Sérum Plasma hépariné	Méthode Substrat L gamma glutamyl 3 carboxy 4 nitroanalide AC 01418 ALINITY ABBOTT c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC17 Version 3 LAB/ANA/DIG/PR01/M OP01/DOC26 version 1	
CH Digne les Bains	GENTAMYCINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC21Version 2	
CH Digne les Bains	GLUCOSE	Sérum Plasma hépariné Plasma fluoré	Méthode hexokinase G 6PDH Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC22 Version3 LAB/ANA/DIG/PR01/M OP01/DOC15 version2	
CH Digne les Bains	GLUCOSE	urine	Méthode hexokinase G 6PDH Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC22 Version3 LAB/ANA/DIG/PR01/M OP01/DOC15 version2	
CH Digne les Bains	GLUCOSE	LCR	Méthode hexokinase G 6PDH Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC22 Version 3 LAB/ANA/DIG/PR01/M OP01/DOC15 version 2	
CH Digne les Bains	HAPTOGLOBINE	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC93 Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	HCG total	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Ai 01828 ALINITY et I1SR50148 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC66 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC07 version 1	
CH Digne les Bains	K	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	LACTATE	LCR	Méthode lactate oxydase Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC120 Version1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC30 version 1	
CH Digne les Bains	LACTATE	Plasma fluoré	Méthode lactate oxydase Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC120 Version1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC30 version 1	
CH Digne les Bains	LACTATE DESHYDROGENASE (LDH)	Sérum Plasma hépariné	Méthode Lactate → Pyruvate AC 01418 ALINITY ABBOTT c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC25 Version 4 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC27 version 1	
CH Digne les Bains	LACTATES	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Ampérométrie à la Lactate oxydase Automates SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	LITHIUM	Sérum	Méthode colorimétrique Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC26 Version 3	
CH Digne les Bains	MAGNESIUM	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC27 Version 3	
CH Digne les Bains	METHEMOGLOBINE	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Co oxymétrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	MYOGLOBINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC41Version 1	
CH Digne les Bains	Na	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	OPIACES	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01418	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC113Version 1	
CH Digne les Bains	OROSOMUCOIDE	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique ABBOTT ARCHITECT C 400460	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC19 Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	PARACETAMOL	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC37Version 3	
CH Digne les Bains	pCO2	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (BNP)	Plasma EDTA	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Ai 01828 ALINITY et I1SR50148 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC46Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC09 version1	
CH Digne les Bains	pH	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	PHOSPHATASE ALCALINE (PAL)	Sérum Plasma hépariné	Méthode ParaNitroPhenylPhosphate AC01418 ALINITY ABBOTT c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC117 Version 1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC28 version 1	
CH Digne les Bains	PHOSPHORE	Sérum Plasma hépariné	Méthode Phosphomolybdate Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC121 Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	PHOSPHORE	urine	Méthode Phosphomolybdate Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC121Version 1	
CH Digne les Bains	pO2	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Ampérométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPID POINT 500 N°42437 ET42438	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
CH Digne les Bains	POTASSIUM	Sérum Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC17 Version1	
CH Digne les Bains	POTASSIUM	urine	Potentiométrie indirecte Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC17 Version1	
CH Digne les Bains	PREALBUMINE	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC94 Version 2	
CH Digne les Bains	PROCALCITONINE	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Ai 01828 ALINITY T ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC88 Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	PROTEINES	urine	Méthode au Chlorure de Benzéthonium Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC118 Version 1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC21 version2	
CH Digne les Bains	PROTEINES	LCR	Méthode au Chlorure de Benzéthonium Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC118 Version 1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC21 version2	
CH Digne les Bains	PROTEINES TOTALES	Sérum Plasma hépariné	Méthode BiuretAutomate Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC118 Version1 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC22 version2	
CH Digne les Bains	PSA total	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Ai 01828 ALINITY T ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC65 Version 5	
CH Digne les Bains	SODIUM	Sérum Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC17 Version1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	SODIUM	urine	Potentiométrie indirecte Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC17 Version1	
CH Digne les Bains	TETRA HYDRO CANNABINOL	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01418	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC111Version 1	
CH Digne les Bains	THYREOSTIMULINE (TSH)	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Ai 01828 ALINITY et I1SR50148 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC58Version3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC24 version2	
CH Digne les Bains	THYROXINE LIBRE (FT4)	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Ai 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC45Version 2	
CH Digne les Bains	TRANSFERRINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC33Version 3	
CH Digne les Bains	TRI-IODOTHYRONINE LIBRE (FT3)	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC44Version 3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	TRIGLYCERIDES	Sérum Plasma hépariné	Méthode Glycerol phosphate oxydase AC 01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC119Version 1	
CH Digne les Bains	TROPONINE I HS CARDIAQUE	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Ai 01828 ALINITY et I1SR50148 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC57Version4 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC23 version 2	
CH Digne les Bains	UREE	Sérum Plasma hépariné	Méthode uréase Automate AC 01418 ALINITY ABBOTT et c400460 ARCHITECT ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC35 Version 3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC29 version 2	
CH Digne les Bains	UREE	urine	Méthode uréase Automate AC01418 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC35 Version 3 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC29 version 2	
CH Digne les Bains	VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE)	Sérum Plasma hépariné	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC84Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	17-OH Progestérone	Sérum	Chimiluminescence Ac Biotine Automate IDS Isys	Fiche technique LAB/ANA/PR01/DOC58 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	25 OH VITAMINE D	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC59Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ACE	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC60 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ACIDE URIQUE	Sérum Plasma hépariné	Méthode uricase AC 01209 et AC 01212 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC01 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ACIDE URIQUE	urine	Méthode uricase Automate AC 01209 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC01 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ACIDE VALPROIQUE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC42Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ACTH	Plasma EDTA	Chimiluminescence Ac Biotine Automate IDS Isys	Fiche technique LAB/ANA/PR01/DOC55 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	AFP	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC61 Version 3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ALANINE AMINO TRANSFERASE (ALAT)	Sérum Plasma hépariné	Méthode NADH avec P 5 P Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC38 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ALBUMINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode pourpre de bromocrésol Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC02 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Aldostérone	Plasma EDTA	Chimiluminescence Ac Biotine Automate IDS Isys	Fiche technique LAB/ANA/PR01/DOC48 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ALPHA1 ANTITRYPSINE	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC98Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	alpha 2 macroglobuline	Sérum	Méthode turbidimétrie OPTILITE Binding Site	FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR Ialpha 2 macroglobuline LAB/ANA/SI/PR02/INS04/DOC09 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	AMIKACINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate ALINITY ABBOTT AC01209 et AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC40 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ammoniac	Plasma hépariné Plasma EDTA	Méthode Glutamate deshydrogenase Automate ALINITY ABBOTT AC01209 et AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC04 Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	AMPHETAMINES	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC110Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES	Sérum	Dosage immuno enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC108Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	APOLIPOPROTEINE A1	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC05Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	APOLIPOPROTEINE B	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC06Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ASPARTATE AMINO TRANSFERASE (ASAT)	Sérum Plasma hépariné	Méthode NADH avec P 5 P Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC07 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	BENZODIAZEPINES	Sérum	Dosage immuno enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC107Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	BENZODIAZEPINES	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC109Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	BETA2 MICROGLOBULINE	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC99Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	BILIRUBINE DIRECTE (Conjuguée)	Sérum Plasma hépariné	Méthode Diazo Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC08 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	BILIRUBINE TOTALE	Sérum Plasma hépariné	Méthode Diazo Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC09 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Buprénorphine	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC115Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	C3	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC95Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	C4	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC96Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CA 15-3	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC64 Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CA 19-9	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC62 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CA125	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC63 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CALCIUM	Sérum Plasma hépariné	Méthode Arsenazo III Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC10 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CALCIUM	urine	Méthode Arsenazo III Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC10 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CALCIUM IONISE	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	COoxymétrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CERULEOPLASMINE	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC100Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CHLORURES	Sérum Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CHLORURES	urine	Potentiométrie indirecte Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CHOLESTEROL HDL	Sérum Plasma hépariné	Méthode Détergent - Accelérateur Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC11Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CHOLESTEROL LDL	Sérum Plasma hépariné	Calcul selon la formule de FRIEDWALD (S.I.L GLIMS- MIPS)	Sans objet	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CHOLESTEROL TOTAL	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC12 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	COCAINE	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC112Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CORTISOL	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC47Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CREATINE KINASE (CPK)	Sérum Plasma hépariné	Méthode N-acetyl-cysteine Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC15 Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CREATININE	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC16 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CREATININE	urine	Méthode enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC16 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CRP	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC18 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	DIGOXINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate ALINITY ABBOTT AC01209 et AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC19Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	DIOXYDE DE CARBONE (Bicarbonates)	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique PEP carboxylase Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC14 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ECSTASY	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC116Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Enzyme de Conversion	Sérum	Spectrophotométrie Automate IDS Isys	Fiche technique LAB/ANA/PR01/DOC60 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ESTRADIOL	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC48Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ETHANOL	Sérum Plasma hépariné	Méthode Alcool deshydrogénase Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC03 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FER	Sérum Plasma hépariné	Méthode Férène Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC20Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FERRITINE	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC49 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FOLATES	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC85Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)	Sérum Plasma hépariné	Méthode Substrat L gamma glutamyl 3 carboxy 4 nitroanilide Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC17 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	GENTAMYCINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate ALINITY ABBOTT AC01209 et AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC21Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	GLUCOSE	Sérum Plasma hépariné Plasma fluoré	Méthode hexokinase G6PDH Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC22 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	GLUCOSE	urine	Méthode hexokinase G6PDH Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC22 Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	GLUCOSE	LCR	Méthode hexokinase G6PDH Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC22 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Glycémie	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie glucose oxydase Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HAPTOGLOBINE	Sérum, plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC93 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HB A1C	sang total veineux EDTA	Méthode HPLC Analyseur D10 BIORAD	manuel utilisation LAB/ANABIO/PR01/DOC44 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HCG total	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC66 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HOMOCYSTEINE	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC151Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Hormone de croissance	Sérum	Chimiluminescence Ac Biotine Automate IDS Isys	Fiche technique LAB/ANA/PR01/DOC52 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HORMONE FOLLICULO STIMULANTE (FSH)	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC50Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HORMONE LUTEINISANTE (LH)	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC53Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	IgA	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC89Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	IGF-1	Sérum	Chimiluminescence Ac Biotine Automate IDS Isys	Fiche technique LAB/ANA/PR01/DOC53 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	IgG	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC90Version 5	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	IgM	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC91 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	INSULINE	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC51Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	K	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Kappa libre	Sérum	Méthode turbidimétrie OPTILITE Binding Site	FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR KAPPA LIBRE LAB/ANA/SI/PR02/INS04/DOC03 Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	LACTATE	LCR	Méthode lactate oxydase Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC120 Version 1	changement de réactif sigma strong le 18/10/2024
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	LACTATE DESHYDROGENASE (LDH)	Sérum Plasma hépariné	Méthode Lactate → Pyruvate Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC25 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	LACTATES	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Méthode Lactate oxydase Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Lambda libre	Sérum	Méthode turbidimétrie OPTILITE Binding Site	FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR LAMBDA LIBRE LAB/ANA/SI/PR02/INS04/DOC05 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	LIPASE	Sérum Plasma hépariné	Méthode cinétique colorimétrique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC39Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	LITHIUM	Sérum	Méthode colorimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC26 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	MAGNESIUM	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC27 Version 3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	METHEMOGLOBINE	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	COoxymétrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	MICRO ALBUMINE	Urine	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC28 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	MYOGLOBINE	Sérum Plasma hépariné	Immunoturbidimétrie Automates ALINITY ABBOTT AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC41Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	méthadone	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC114Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Na	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	NSE	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseurrLAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC150 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	NT -PROBNP	Plasma hépariné, Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC152Version 1	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	OPIACES	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC113Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	OROSOMUCOIDE	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC92Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	OSMOLALITE	Urine	Mesure de diminution du point de congélation OSMOMETRE radiométer N° 20101246B	Manuel fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP07/DOC01 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PARACETAMOL	Sérum Plasma hépariné	Méthode enzymatique / colorimétrique Aryl acide amidase Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC37Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PARATHORMONE (PTH)	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC52Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	pCO2	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PEPTIDE C	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC86Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (BNP)	Plasma EDTA	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC46Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	pH	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Potentiométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PHOSPHATASE ALCALINE (PAL)	Sérum Plasma hépariné	Méthode ParaNitroPhenylPhosphate Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC29 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PHOSPHORE	Sérum Plasma hépariné	Méthode Phosphomolybdate Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC121 Version 1	changement réactif sigma strong le 18/10/2024
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PHOSPHORE	urine	Méthode Phosphomolybdate Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC121 Version 1	changement réactif sigma strong 18/10/2024
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	pO2	Sang total (Artériel, Veineux Capillaire)	Ampérométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 55192 et 55193	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/MOP05 version 14	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	POTASSIUM	Sérum Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	POTASSIUM	urine	Potentiométrie indirecte Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PREALBUMINE	sérum	Méthode immunoturbidimétrique Automate ALINITY ABBOTT AC01212	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC94 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PROCALCITONINE	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC88 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PROLACTINE	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC54Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PROTEINES	urine	Méthode au Chlorure de Benzéthonium Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC32 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PROTEINES	LCR	Méthode au Chlorure de Benzéthonium Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC32 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PROTEINES TOTALES	Sérum Plasma hépariné	Méthode Biuret Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC31 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	PSA total	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC65 Version 5	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Rénine	Plasme EDTA	Chimiluminescence Ac Biotine Automate IDS Isys	Fiche technique LAB/ANA/PR01/DOC50 version 2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	SODIUM	Sérum Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	SODIUM	urine	Potentiométrie indirecte Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC24 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TESTOSTERONE	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01397	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC56Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TETRA HYDRO CANNABINOL	Urine	Dosage immuno enzymatique Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC111Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	THYREOSTIMULINE (TSH)	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC58 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	THYROXINE LIBRE (FT4)	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC45 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TRANSFERRINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC33Version 3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TRI-IODOTHYRONINE LIBRE (FT3)	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC44 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TRIGLYCERIDES	Sérum Plasma hépariné	Méthode Glycerol phosphate oxydase Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC34Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TROPONINE I HS CARDIAQUE	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC57Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	UREE	Sérum Plasma hépariné	Méthode uréase Automates ALINITY ABBOTT AC01209 AC01212 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC35 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	UREE	urine	Méthode uréase Automates ALINITY ABBOTT AC01209 et AC05448	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC35 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	VANCOMYCINE	Sérum Plasma hépariné	Méthode immunoturbidimétrique PETINIA Automate ALINITY ABBOTT AC01209	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC36 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE)	Sérum Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC84Version 1	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	ELECTROPHORESE DES PROTEINES (Albumine, α1, α2, β, γ)	Sérum	Séparation électrocinétique Electrophorèse capillaire SEBIA CAPILLARYS 3 OCTA N°627	MODE OPERATOIRE ELECTROPHORESE DES PROTEINES LAB/ANA/SI/PR02/MOP 01 version 9	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Immunofixation serique	Sérum	HYDRASYS II SCAN FOCUSING N° 1944	Immunofixation des sérums en immunologie LAB/ANA/SI/PR02/MOP 06 version 05	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	corps cétoniques	urine	méthode manuelle sur bandelette réactive SIEMENS V 2010	MODE OPERATOIRE AU POSTE URINE LAB/ANA/BIO/PR01/MOP09 version 6	ajout 30 octobre 2025
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	densité	urine	méthode manuelle sur bandelette réactive SIEMENS V 2010	MODE OPERATOIRE AU POSTE URINE LAB/ANA/BIO/PR01/MOP09 version 6	ajout 30 octobre 2025
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	pH Urinaire	urine	méthode manuelle sur bandelette réactive SIEMENS V 2010	MODE OPERATOIRE AU POSTE URINE LAB/ANA/BIO/PR01/MOP09 version 6	ajout 30 octobre 2025
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	sang	urine	méthode manuelle sur bandelette réactive SIEMENS V 2010	MODE OPERATOIRE AU POSTE URINE LAB/ANA/BIO/PR01/MOP09 version 6	ajout 30 octobre 2025

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	CALCIUM IONISE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/PR01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/PR01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle Urgences Service Urgences	CRP	Sang total capillaire	Immunochimie sur phase solide Abbott Afinion 2 AF20048691	Manuel simplifié d'utilisation Afinion AB/BDEL/ANA/DIG/PR01/MOP03 V1	
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	K	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/PR01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	LACTATES	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie Lactate oxydase Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/P R01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	METHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/P R01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	Na	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/P R01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	pCO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/PR01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	pH	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/PR01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	
CH Digne les Bains	CH Digne les Bains	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	pO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500e 60976	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/BDEL/ANA/DIG/PR01/MOP01 version 1 Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	CALCIUM IONISE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	CALCIUM IONISE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	CALCIUM IONISE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	CRP	Sang total hépariné	Méthode immunofluorimétrie retardée Automate ATQ 90 radiometer I393-838R0496N011	Manuel d'utilisation AQT90 Radiometer LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC03 version 1	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service Pédiatrie Néonat Service urgence pediatrie	CRP	Sang total capillaire	Turbidimétrie Automates ORION QuikRead Go CRP A14034i53361 et A16042I58933	Manuel d'utilisation simplifié QuikRead GO LAB/ANA/BDEL/PR01/DOC01 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	Créatinine	Sang total capillaire	Ampérométrie Analyseur Novabiomedical Stat Sensor Créatinine	Manuel d'utilisation simplifié StatSensor Créatinine LAB/MAT/BDEL/PR01/MOP03 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	Ddimères	Sang total hépariné	Méthode immunofluorimétrie retardée Automate ATQ 90 radiometer I393-838R0496N011	Manuel d'utilisation AQT90 Radiometer LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC03 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	Glycémie	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie glucose oxydase Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	Glycémie	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie glucose oxydase Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01/DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service Pédiatrie HDJ	HbA1c	Sang total capillaire	Turbidimétrie Automate SIEMENS DCA Vantage S015657	/ MANUEL FOURNISSEUR: DCA Vantage SIEMENS LAB/ANA/BIO/PR01/MOP06/DOC01 VERSION 3	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	HCG	Sang total hépariné	Méthode immunofluorimétrie retardée Automate ATQ 90 radiometer I393-838R0496N011	Manuel d'utilisation AQT90 Radiometer LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC03 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	K	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	K	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	K	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	LACTATES	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie Lactate oxydase Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	LACTATES	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie Lactate oxydase Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle mère enfant Service de Maternité Aix	Lactates	sang capillaire prélevé au scalp	Ampérométrie lactate oxydase Lecteur STATstrip NOVA biomédical	Manuel d'utilisation simplifié du STATSTRIP LAB/MAT/BDEL/PR01 /MOP01 version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	LACTATES	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie lactate oxydase Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	METHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	METHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	METHEMOGLOBINE	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Cooxymétrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	Na	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	Na	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	Na	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie directe Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	NT-PROBNP	Sang total hépariné	Méthode immunofluorimétrie retardée Automate ATQ 90 radiometer I393-838R0496N011	Manuel d'utilisation AQT90 Radiometer LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC03 version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	pCO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	pCO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	pCO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	pH	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	pH	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	pH	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Potentiométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation simplifié RP500 LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle de réanimation Service Réanimation	pO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie Analyseurs de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41162 et 31210	Manuel d'utilisation simplifié RP500 pour la réa LAB/ANA/BIO/PR01/ MOP12 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	pO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 41148	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée POLE MERE ENFANT Service maternité PERTUIS	pO2	Sang total hépariné (Artériel, Veineux)	Ampérométrie Analyseur de gaz du sang SIEMENS RAPIDPOINT 500 39174	Manuel d'utilisation Rapid point 500 LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle urgence Service Urgence PERTUIS	Troponine I	Sang total hépariné	Méthode immunofluorimétrie retardée Automate ATQ 90 radiometer I393-838R0496N011	Manuel d'utilisation AQT90 Radiometer LAB/MAT/BDEL/PR01 /DOC03 version 1	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	CCMH	Sang total EDTA	Calcul à partir de l'hémoglobine et de l'hématocrite Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Cytométrie en flux Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Formule leucocytaire manuelle	Sang total EDTA	Identification morphologique après coloration au MGG Numération par microscopie optique	Procédure de réalisation d'un examen en cytologie sanguine LAB/ANA/HEM/PR02/INS10 Version 7	
CH Digne les Bains	Granulocytes immatures	Sang total EDTA	Impédancemétrie et mesure de la radiofréquence Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Hématies	Sang total EDTA	Impédancemétrie +/- mesure optique Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Hématocrite	Sang total EDTA	Impédancemétrie Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Hémoglobine	Sang total EDTA	Spectrophotométrie Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Indice de distribution des hématies	Sang total EDTA	Impédancemétrie Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Leucocytes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Plaquettes et VPM	Sang total EDTA, citraté	Impédancemétrie et cytométrie en flux Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Teneur corpusculaire en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir de l'hémoglobine et des hématies Sysmex XNL550 15038 et 15529	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	
CH Digne les Bains	Volume globulaire moyen	Sang total EDTA	Calcul à partir de l'hématocrite et des hématies Sysmex XNL550 15038 et 15529i	MOP utilisation des XNL LAB/ANA/DIG/PR01/MOP02 version 2	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	CCMH	Sang total EDTA	Calcul à partir de l'hémoglobine et de l'hématocrite Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Erythroblastes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Cytométrie en flux Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Formule leucocytaire manuelle	Sang total EDTA	Identification morphologique après coloration au MGG Numération par microscopie optique	Procédure de réalisation d'un examen en cytologie sanguine LAB/ANA/HEM/PR02/INS10 Version 7	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Granulocytes immatures	Sang total EDTA	Inpédencemétrie et mesure de la radiofréquence Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Hématies	Sang total EDTA	Impédencemétrie +/- mesure optique Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Hématocrite	Sang total EDTA	Impédancemétrie Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Hémoglobine	Sang total EDTA	Specrophotométrie Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Indice de distribution des hématies	Sang total EDTA	Impédancemétrie Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Leucocytes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Plaquettes	Sang total EDTA, citraté	impédance, optique et fluo Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Teneur corpusculaire en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir de l'hémoglobine et des hématies Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Volume globulaire moyen	Sang total EDTA	Calcul à partir de l'hématocrite et des hématies Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	VPM volume plaquettaire moyen	Sang total EDTA, citraté	impédance Sysmex XN 10-1 (36303) et XN10-2 (36318)	MOP utilisation de la chaine 3100 LAB/ANA/HEM/PR02/MOP05 version 2	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Acivité Myéloperoxydasique (recherche d'anomalies cellulaires)	Frottis de moelle Frottis de sang	Identification après coloration Numération par microscopie optique	Mode opératoire Activité Myéloperoxydasique LAB/ANA/HEM/PR02/MOP18 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Apposition de BOM	Apposition de BOM	Identification morphologique après coloration au MGG Numération par microscopie optique	Procédure de réalisation d'un myélogramme et d'une appositon de BOM LAB/ANA/HEM/PR02/INS09 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Myelogramme	Frottis de moelle	Identification morphologique après coloration au MGG Numération par microscopie optique	Procédure de réalisation d'un myélogramme et d'une appositon de BOM LAB/ANA/HEM/PR02/INS09 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Perls (recherche d'anomalies cellulaires)	Frottis de moelle	Identification après coloration de Perls par technique BIO OPTICA au ferrocyanure de potassium Numération par microscopie optique	Mode opératoire Coloration de Perls LAB/ANA/HEM/PR02/MOP17 version 4	Modification de la technique le 4/11/2025 par la technique BIO OPTICA

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Vitesse de sédimentation	Sang total CITRATE	Méthode manuelle Westergreen	Procédure de détermination de la vitesse de sédimentation LAB/ANA/HEM/PR02/INS03 Version 7	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Vitesse de sédimentation	Sang total CITRATE	Méthode manuelle Westergreen	Procédure de détermination de la vitesse de sédimentation LAB/ANA/HEM/PR02/INS03 Version 6	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	AT3 Antithrombine	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique (Automate)STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	MANUEL DE REFERENCE STA COMPACT MAX LAB/ANA/DIG/PR01/DOC01 version 1	
CH Digne les Bains	D DIMERES	Plasma citraté	Mesure immunoturbidimétrique par photométrie (Automate STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	MANUEL DE REFERENCE STA COMPACT MAX LAB/ANA/DIG/PR01/DOC01 version 1	
CH Digne les Bains	FACTEUR V	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	MANUEL DE REFERENCE STA COMPACT MAX LAB/ANA/DIG/PR01/DOC01 version 1	
CH Digne les Bains	FIBRINE	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	MANUEL DE REFERENCE STA COMPACT MAX LAB/ANA/DIG/PR01/DOC01 version 1	
CH Digne les Bains	Monomères de fibrine	Plasma citraté	Mesure immunoturbidimétrique par photométrie (Automate STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
CH Digne les Bains	Taux de Prothrombine (TP) Temps de Quick INR	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805	MANUEL DE REFERENCE STA COMPACT MAX LAB/ANA/DIG/PR01/DOC01 version 1	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	TCA (silice micronisée)	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	MANUEL DE REFERENCE STA COMPACT MAX LAB/ANA/DIG/PR01/DOC01 version 1	
CH Digne les Bains	TCK	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	MANUEL DE REFERENCE STA COMPACT MAX LAB/ANA/DIG/PR01/DOC01 version 1	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Antithrombine	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	D DIMERES	Plasma citraté	Mesure immunoturbidimétrique par photométrie (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR II	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR IX	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR V	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR VII	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR VIII	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR WILLEBRAND ANTIGENE	Plasma citraté	Mesure immunoturbidimétrique par photométrie (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR X	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FACTEUR XI	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	FIBRINE	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Monomères de fibrine	Plasma citraté	Mesure immunoturbidimétrique (Automates STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Protéine C chromogénique	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Protéine C chronométrique	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Protéine S libre antigénique	Plasma citraté	Mesure immunoturbidimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Taux de Prothrombine (TP) Temps de Quick INR	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TCA (silice micronisée)	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	TCK	Plasma citraté	Mesure chronométrique avec détection viscosimétrique (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	HEPARINEMIE Activité anti-Xa de l'héparine non fractionnée (HNF)	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique (Automate)STA COMPACT MAX3 C 648094804et C 648094805)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Dosage de l'ELIQUIS	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	INS Dosage des anticoagulants oraux directs (AOD), de l'Orgaran et de l'Arganova LAB/ANA/HEM/PR01/INS15 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Dosage du PRADAXA	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228)	INS Dosage des anticoagulants oraux directs (AOD), de l'Orgaran et de l'Arganova LAB/ANA/HEM/PR01/INS15 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Dosage du XARELTO	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	INS Dosage des anticoagulants oraux directs (AOD), de l'Orgaran et de l'Arganova LAB/ANA/HEM/PR01/INS15 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HEPARINEMIE Activité anti-Xa de l'héparine non fractionnée (HNF)	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	HEPARINEMIE Activité anti-Xa des héparines de bas poids moléculaires (HBPM)	Plasma citraté	Mesure spectrophotométrique à 405 nm (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102228 ET CJ 07102235)	Procédure d'organisation en hémostase LAB/ANA/HEM/PR01 Version 17	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche , identification d'anticoagulant circulant	Plasma citraté	Mesure immunoturbidimétrique par photométrie (Automate STA R MAX STAGO CJ 07102235)	Procédure de recherche d'anticoagulant circulant LAB/ANA/HEM/PR01/INS13 Version 5	

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis	Biologie délocalisée Pôle cardiologie Service cardiologie	Temps de coagulation activé (ACT)	Sang total non anticoagulé	Méthode chronométrique automatisée sur 2 Hemochron Signature Elite SE4264 et 017623	Mode opératoire Utilisation de l'Hemochron LAB/ANA/BDEL/PR01/INS01/MOP01 V4	

BM CB08 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Test de dépistage de thrombopénie induite à l'héparine : Recherche d'ac anti PF4	Plasma citraté	Détection qualitative par immunochromatographie (Stick Expet HIT STAGO)	MOP réalisation des tests de Thrombopénie à l'héparine TIH LAB/ANA/HEM/PR01/MOP02 version 8	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Test direct à l'antiglobuline :Coombs érythrocytaire direct C3d	plasma	Méthode immunologique d'hémagglutination	Notice fournisseur BIO-RAD des cartes (DC-Screening II) LAB/ANA/SI/PR05/INS01/DOC03 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Test direct à l'antiglobuline : Coombs érythrocytaire direct IgG	plasma	Méthode immunologique d'hémagglutination	Notice fournisseur BIO-RAD des cartes (DC-Screening II) LAB/ANA/SI/PR05/INS01/DOC03 version 2	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac anti nucléaire	Sérum	technique manuelle , lecture par immunofluorescence lames Hep2 BIORAD KALESTAD	Fiche technique BIORAD Ac antinucléaires LAB/ANA/SI/PR03/INS02/DOC01 version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac anti Thyroglobuline	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01397 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC68 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac anti Thyroperoxydase	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01397 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC67 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Facteur rhumatoide	Sérum	Méthode immunoturbidimétrique AC 01212 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC101 Version 1	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	IgE total	Sérum	OPTILITE Binding site Turbidimétrie FR864000292447	FICHE TECHNIQUE FOURNISSEUR IgE T LAB/ANA/SI/PR02/INS04/DOC06 Version 1	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Ac/Ag VIH	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT et I1sr50148 architect	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC76 Version 5 LAB/ANA/DIG/PR01/MOP01/DOC16 version 2	
CH Digne les Bains	Ac CMV IgG	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC72 Version 4	
CH Digne les Bains	Ac CMV IgM	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC73 Version 3	
CH Digne les Bains	Ac EBNA IgG	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC81 Version 2	
CH Digne les Bains	Ac HAV IgG	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC87 Version 4	
CH Digne les Bains	Ac HAV IgM	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC74 Version 5	
CH Digne les Bains	AC HBc	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC71 Version 5	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Ac HBS	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC69 Version 4	
CH Digne les Bains	Ac rubéole IgG	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC77 Version 4	
CH Digne les Bains	Ac toxoplamose IgG	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC78 Version 5	
CH Digne les Bains	Ac toxoplamose IgM	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC79 Version 6	
CH Digne les Bains	Ac VCA IgG	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC82 Version 2	
CH Digne les Bains	Ac VCA IgM	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC83 Version 2	
CH Digne les Bains	Ac VHC	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC75 Version 5	
CH Digne les Bains	Ag HBS	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC70 Version 7	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Syphilis EIA	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence automate AI 01828 ALINITY ABBOTT	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC80 Version 4	
CH Digne les Bains	VDRL	Sérum	Méthode manuelle Test d'agglutination Biosynex	fiche technique fournisseur LAB/ANA/SI/PR01/INS05/DOC02 version 3	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac/Ag VIH	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC76 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac CMV IgG	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC72 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac CMV IgM	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC73 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac EBNA IgG	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC81 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac HAV IgG	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC87 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac HAV IgM	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC74 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	AC HBc	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC71 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac HBS	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC69 Version 3	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac rubéole IgG	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC77 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac toxoplamose IgG	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC78 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac toxoplamose IgM	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC79 Version 6	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac VCA IgG	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC82 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac VCA IgM	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC83 Version 1	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ac VHC	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC75 Version 5	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ag HBS	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 AI01397 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/M OP13/DOC70 Version 6	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	AgHbs de confirmation après neutralisation	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automate ALINITY ABBOTT AI01400	FICHE FOURNISSEUR Ag HBS de CONFIRMATION LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC97 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Syphilis EIA	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence Automates ALINITY ABBOTT AI01400 et AI24005	Fiches techniques fournisseur LAB/ANA/BIO/PR01/MOP13/DOC80 Version 3	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	VDRL	Sérum	Floculation de particules de charbon Biosynex	fiche technique fournisseur LAB/ANA/SI/PR01/INS05/DOC02 version 2	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Ag adenovirus /rotavirus	Échantillons biologiques d'origine humaine (selles)	Immuno-fluorescence biosensor f200	Automates SD BIOSENSOR t F200 LAB/ANA/BAC/PR01/INS11/FT10 version 2	
CH Digne les Bains	Antigène soluble urinaire de Légionella pneumophila	Urine	Recherche de l'antigène du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila par immunofluorescence Biosensor f200	FT Ag urinaire Legionella LAB/ANA/BAC/PR01/INS11/FT06 version 3	
CH Digne les Bains	Clostridium difficile: Recherche de GDH	Selles	Immuno-fluorescence biosensor f200	Automates SD BIOSENSOR t F200 LAB/ANA/BAC/PR01/INS11/FT10 version 2	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ag adenovirus	Échantillons biologiques d'origine humaine (selles)	Méthode manuelle Immuno-fluorescence avec lecteur EUROBIO SD-biosensor	FTVIKIA ROTA/ADENO LAB/ANA/BAC/PR01/INS02/FT08 version8	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ag rotavirus	Échantillons biologiques d'origine humaine (selles)	Méthode manuelle Immuno-fluorescence avec lecteur EUROBIO SD-biosensor	FTVIKIA ROTA/ADENO LAB/ANA/BAC/PR01/INS02/FT08 version8	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Antigène soluble urinaire de Légionella pneumophila	Urine	Méthode manuelle Immuno-fluorescence avec lecteur EUROBIO SD-biosensor	Fiche technique Ag soluble légionelle LAB/ANA/BAC/PR01/INS11/FT06 Version 2	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Clostridium difficille: Recherche de GDH	Selles	Méthode manuelle Immuno-chromatographique sur membrane EUROBIO BIOSENSOR	recherche de toxine de CLOSTRIDIUM DIFFICILE dans les selles et cultures LAB/ANA/BAC/PR01/INS02/FT07 version 11	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche de streptocoque du groupe A dans la gorge	gorge	Méthode manuelle Immuno-chromatographique sur membrane Streptatest	MOP PHARYNX LAB/ANA/BAC/PR01/MOP37version 6 FT STREPTATEST LAB/ANA/BAC/PR01/MOP37/FT01 version 3	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	COVID 19	nasopharyngé	qPCR par micropuce ADN de sondes spécifiques pour la détection des acides nucléiques viraux du SARS – COV – 3 automates FlashDX 003407006, 003304009 et 003401005	MOP SARSCOV2 SUR Flash DX LAB/ANA/BM/PR01/MOP53/FT01	
CH Digne les Bains	COVID 19 GRIPPE VRS	nasopharyngé	qPCR par micropuce ADN de sondes spécifiques pour la détection des acides nucléiques viraux du SARS – COV – 3 automates FlashDX 003407006, 003304009 et 003401005	MOP SARSCOV2-GRIPPE-VRS SUR Flash DX LAB/ANA/BM/PR01/MOP53/FT02	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	recherche de Grippe	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaireALINITY série 585 FLASH DX 003404007 ET 0034040006	PCR Resp-4-Plex LAB/ANA/BM/PR01/MOP21/FT06 v2 TEST SARSCOV2-GRIPPE-VRS SUR Flash DX LAB/ANA/BM/PR01/MOP53/FT02 V2	MODIFICATION DE TECHNIQUE Changement automate : 7 AVRIL 25 Passage en ALINITY et Flash Dx
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	recherche de TrIchomonas Vaginalis	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaireALINITY série 585 FLASH DX 003404007 ET 0034040006	FT PCR CT/NG/TV/MG SUR ALINITY LAB/ANA/BM/PR01/MOP21/FT07 V2 TEST STI SUR Flash DX LAB/ANA/BM/PR01/MOP53/FT03 V1	MODIFICATION DE TECHNIQUE Changement automate : 7 AVRIL 25 Passage en ALINITY et Flash Dx
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	recherche de VRS	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaireALINITY série 585 FLASH DX 003404007 ET 0034040006	PCR Resp-4-Plex LAB/ANA/BM/PR01/MOP21/FT06 v2 TEST SARSCOV2-GRIPPE-VRS SUR Flash DX LAB/ANA/BM/PR01/MOP53/FT02 V2	MODIFICATION DE TECHNIQUE Changement automate : 7 AVRIL 25 Passage en ALINITY et Flash Dx
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : Chlamydia (Chlamydia trachomatis)	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaireALINITY série 585 FLASH DX 003404007 ET 0034040006	FT PCR CT/NG/TV/MG SUR ALINITY LAB/ANA/BM/PR01/MOP21/FT07 V2 TEST STI SUR Flash DX LAB/ANA/BM/PR01/MOP53/FT03 V1	MODIFICATION DE TECHNIQUE Changement automate : 7 AVRIL 25 Passage en ALINITY et Flash Dx

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : Copro (bactéries spécifiques : Vibrio sp, Plesiomonas sp, ETC, yersinia pathogène)	selles	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaire BD MAX N° CT 1072 et CT 1318 réactif : BDMAX Bactéries entérique étendu	Mise en route et utilisation du BD MAX LAB/ANA/BM/PR01/MO P11 version 8 Copro LAB/ANA/BM/PR01/MO P11 /FT01 version 5	Ajout recherche et identification de bactéries spécifiques 15 juillet 2025
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : Copro (salmonella sp, shigella sp, campylobacter sp, shigatoxine)	selles	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaire BD MAX N° CT 1072 et CT 1318 réactif : BDMAX Bactéries entériques	Mise en route et utilisation du BD MAX LAB/ANA/BM/PR01/MO P11 version 8 Copro LAB/ANA/BM/PR01/MO P11 /FT01 version 5	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : Gonocoque (Neisseria Gonorrhoae)	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaireALINITY série 585 FLASH DX 003404007 ET 0034040006	FT PCR CT/NG/TV/MG SUR ALINITY LAB/ANA/BM/PR01/MO P21/FT07 V2 TEST STI SUR Flash DX LAB/ANA/BM/PR01/MO P53/FT03 V1	MODIFICATION DE TECHNIQUE Changement automate : 7 AVRIL 25 Passage en ALINITY et Flash Dx
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : panel vaginose (recherche d'un déséquilibre de flore avec recherche de lactobacille, mobilincus, gardnerella...)	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaire BD MAX N° CT 1072 et CT 1318	Mise en route et utilisation du BD MAX LAB/ANA/BM/PR01/MO P11 Version 8	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : streptocoques B	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaire BD MAX N° CT 1072 et CT 1318	Mise en route et utilisation du BD MAX LAB/ANA/BM/PR01/MO P11 Version 5	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	recherche et identification des levures	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaire BD MAX N° CT 1072 et CT 1318	BD MAX™ Vaginal Panel LAB/ANA/BM/PR01/MOP11/FT03 VERSION 3	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Coloration de Gram	Échantillons biologiques d'origine humaine / dispositifs implantable	Examen microscopique après coloration de Gram	MOP techniques générales de bactériologie LAB/ANA/BAC/PR01/MOP01 version 10	
CH Digne les Bains	Cytologie: Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires	Échantillons biologiques d'origine humaine	- lecture optique	MOP techniques générales de bactériologie LAB/ANA/BAC/PR01/MOP01 version 10	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Coloration de Gram	Échantillons biologiques d'origine humaine / dispositifs implantable	Examen microscopique après coloration de Gram colorateur GRAM aerospray: méthode automatisée	MOP techniques générales de bactériologie LAB/ANA/BAC/PR01/MOP01 version 10 FT UTILISATION ET MAINTENANCE du colorateur de GRAM LAB/MAT/BAC/PR01/MOP02 version 5	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Coloration de Gram	Échantillons biologiques d'origine humaine / dispositifs implantable	Examen microscopique après coloration de Gram : méthode manuelle	Procédure coloration manuelle de Gram LAB/ANA/BAC/PR01/MOP01/FT04	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Cytologie: Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires	urine	cytologie urinaire automatisée IRIS IQ 200 N° 8938	Utilisation de l'iris IQ 200 LAB/ANA/BAC/PR01/MOP42 Version 5	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Cytologie: Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires	LCR, liquide de ponction	lecture optique	MOP techniques générales de bactériologie LAB/ANA/PR01/MPO01 version 10	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Hémocultures	Culture bacterienne	Méthode de type qualitatif ou quantitatif Analyse chimique après culture BACTEC N°FT 0571	MOP HEMOCULTURE LAB/ANA/BAC/PR01/MOP28 version 15	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Hémocultures	Culture bacterienne	Méthode de type qualitatif ou quantitatif Analyse chimique après culture 2 automates BACTEC FX (BD) N° FT 0600 ET FT0644	MOP HEMOCULTURE LAB/ANA/BAC/PR01/MOP28 version 16	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Ensemencement	Culture bacterienne	mise en culture manuelle	Ensemencement manuel LAB/ANA /BAC/PR01/MOP03 version 7	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Ensemencement	Culture bacterienne	mise en culture automatisée et manuelle KIESTRA n° INO*- 000219122358	ensemencement par KiESTRA et manuel LAB/ANA/BAC/PR01/MOP03 version 7	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Identification bacterienne: Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques	Culture bacterienne	Spectrométrie de masse MALDI BIOTYPER numéro 26994400602	CREATION D UN PROJET ET MISE EN ROUTE SPECTROMETRE DE MASSE LAB/ANA/BAC/PR01/MOP02 v 6 PREPARATION ET ENTRETIEN D'UNE PALQUE MALDI ET MAINTENANCE LAB/ANA/BAC/PR01/MOP02/FT01 / FT01 v 10 FT LOGIGRAMME DE VALIDATION DES RESULTATS D'IDENTIFICATION BACTERIENNE ET FUNGIQUELAB/ANA/BAC/PR01/MOP02/FT04 v6	CHANGEMENT AUTOMATE MALDI BIOTYPER SIRIUS 183011241087 14 juin 25
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Identification de Coli	Culture bacterienne	Caractérisation biochimique	FT ACETATE LAB/ANA/BAC/PR01/INS01/FT05 version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Identification de S. pneumoniae par sensibilité à l'optochine	Culture bacterienne	Caractérisation biochimique	FT SENSIBILITE A L OPTOCHINE LAB/ANA/BAC/PR01/INS01/FT03 version 5	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	recherche et identification des levures	Échantillons biologiques d'origine humaine	Spectrométrie de masse MALDI BIOTYPER numéro 26994400602	CREATION D UN PROJET ET MISE EN ROUTE SPECTROMETRE DE MASSE LAB/ANA/BAC/PR01/MOP02 v 6 PREPARATION ET ENTRETIEN D'UNE PALQUE MALDI ET MAINTENANCE LAB/ANA/BAC/PR01/MOP02/FT01 / FT01 v 10 FT LOGIGRAMME DE VALIDATION DES RESULTATS D'IDENTIFICATION BACTERIENNE ET FUNGIQUELAB/ANA/BAC/PR01/MOP02/FT04 v6	CHANGEMENT AUTOMATE MALDI BIOTYPER SIRIUS 183011241087 14 juin 25

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Antibiogramme en diffusion: Etude qualitative de la sensibilité aux antibiotiques	Échantillons biologiques d'origine humaine /Culture bactérienne	Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation	MOP DETERMINATION DE LA SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES PAR DIFFUSION EN GELOSE LAB/ANA/BAC/PR0/INS 06 version 9	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Béta lacta test	Culture bacterienne	Recherche d'enzyme spécifique: technique colorimétrique	FT B LACTA TEST LAB/ANA/BAC/PR01/MOP45/FT03 version 5	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Détermination des CMI: Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bacterienne	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Lecture antibiogramme SIR SCAN	MOP DETERMINATION DES CMI LAB/ANA/BAC/PR01/MOP44 FT01 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Détermination des CMI: Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bacterienne	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu liquide technique UMIC +thermofisher	MOP Détermination des CMI bactériennes LAB/ANA/BAC/PR01/MOP44 v4 CMI en milieu liquide UMIC LAB/ANA/BAC/PR01/MOP44/FT06 v4 LAB/ANA/BAC/PR01/MOP44/FT07 / FT CMI en milieu liquide THERMOFISHER v 2	AJOUT TECHNIQUE THERMOFICSHER pour étendre le panel des ATB avril 2024
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Test CarbaNP	Culture bacterienne	Recherche d'enzyme spécifique: technique colorimétrique EUROBIO	LAB/ANA/BAC/PR01/INS07/FT03 / FT Test Rapide carbapénémase v 4 reactif commercialise eurobio	Changement de methode : immunochromato EUROBIO JUIN 2025

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	test Céfinase	Culture bacterienne	Recherche d'enzyme spécifique: technique colorimétrique	DETERMINATION DE LA SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES PAR DIFFUSION EN GELOSE LAB/ANA/BAC/PR01/INS06 version 9	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Test PBP2a- ALERE	Culture bacterienne	Recherche d'enzyme spécifique: technique Immunochromatographie sur membrane	FT Alere PBP2a LAB/ANA/BAC/PR01/INS08/FT02 version 4	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	Sang total EDTA	Examen morphologique manuel direct après coloration manuelle (frottis et goutte épaisse) Détermination phénotypique immunochromatographique manuelle (test antigénique)	diagnostic biologique du paludisme LAB/ANA/HEM/PR02/INS11 V8 Fiche technique fournisseur BIOSYNEX Palutop+4 Optima LAB/ANA/HEM/PR02/INS11/DOC07 V4	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	Sang total EDTA	Examen morphologique manuel direct après coloration manuelle (frottis et goutte épaisse)	INS Diagnostic biologique du paludisme LAB/ANA/HEM/PR02/INS11 V8	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	Sang total EDTA	Détermination phénotypique immunochromatographique manuelle (test antigénique)	Fiche technique fournisseur BIOSYNEX Palutop+4 Optima LAB/ANA/HEM/PR02/INS11/DOC07 V4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	Sang total EDTA	Méthode génotypique (Extraction et détection d'acides nucléiques après amplification par technique LAMP)	Méthodologie simplifiée Alethia Malaria LAB/ANA/HEM/PR02/INS11/DOC16 V1	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : Carba (enterobactéries productrices de KPC, Oxa48, NDM, VIM, IMP)	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaire BD MAX N° CT 1072 et CT 1318	Mise en route et utilisation du BD MAX LAB/ANA/BM/PR01/MOP11/IFT07 Version 4	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	Recherche et identification de bactéries spécifiques : Vanco R (enterocoque producteur des gènes Van A et Van B)	Échantillons biologiques d'origine humaine	Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR) – Biologie moléculaire BD MAX N° CT 1072 et CT 1318	Mise en route et utilisation du BD MAX LAB/ANA/BM/PR01/MOP11 /FT08 Version 5	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH Digne les Bains	Prélèvements effectués par le laboratoire : au sein du site Prélèvements effectués par les services de soins	sang	prélèvement par ponction veineuse	manuel de prélèvement LAB/PRE/PR04/INS03 LAB/PRE/PR04/DOC01 LAB/PRE/PR01/INS17	
CH Digne les Bains	Prélèvements effectués par le laboratoire : au sein du site Prélèvements effectués par les services de soins	peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques	manuel de prélèvement	
CH Digne les Bains	Prélèvements effectués par le laboratoire : au sein du site Prélèvements effectués par les services de soins	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche	Prélèvement à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique et/ou virologique	manuel de prélèvement LAB/PRE/PR01/INS12	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	prélèvements effectués au sein du site par le laboratoire	sang	prélèvement par ponction veineuse	manuel de prélèvement LAB/PRE/PR04/INS03 LAB/PRE/PR04/DOC01 LAB/PRE/PR01/INS17	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	prélèvements effectués au sein du site par le laboratoire	peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques	manuel de prélèvement	
Laboratoire du Centre Hospitalier du Pays d'Aix	prélèvements effectués au sein du site par le laboratoire	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique et/ou virologique	manuel de prélèvement LAB/PRE/PR01/INS12 LAB/PRE/PR04/INS01	