Portée détaillée v.34 de l'attestation N° 8-3279

Detailed scope v.34 of the attestation N° 8-3279
Date de publication / Publish date: 14/08/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
GCS MEDICO-TECHNIQUE ET LOGISTIQUE LOIRE ET SOLOGNE

Site SITE DE BLOIS :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ACE	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Acide urique	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Acide valproïque	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
AFP	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
ALAT	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Alcool	Plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique par Réflectométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Apolipoproteine A1	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Apolipoproteine B	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
ASAT	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Bilirubine totale	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
CA15-3	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
CA19-9	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669))	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
CA125	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Calcium	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Chlore	Plasma hépariné	potentiométrie directe Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Cholestérol	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
CK	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Cortisol	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Créatinine	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Créatinine	Urines	Créatinine amidinohydrolase UV,Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Fer	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Ferritine	Plasma hépariné	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Folates	Plasma hépariné	Immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Fraction C3 du complément	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Fraction C4 du complément	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
FSH	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Gentamicine	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
GGT	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Glucose	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Glucose	LCR	Colorimétrie enzymatique par Réflectométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Glucose	Urines	Glucose oxydase - peroxydase - Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Haptoglobine	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
HBA1c	Sang total	Chromatographie liquide haute performance, G8, Tosoh	LABO-MT-004	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HDL Cholesterol	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
IgG	Sérum	Turbidimétrie, Optilyte, Binding Site	BO OP MO02 UTIL V2	
Immunoglobulines A	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Immunoglobulines G	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Immunoglobulines M	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Lactates	Plasma fluorure EDTA	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
LDH	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
LH	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Lipase	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Magnésium	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
NTproBNP	Plasma hépariné	Immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Oestradiol	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
PAL	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Phosphore	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Potassium	Plasma hépariné	potentiométrie directe Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Potassium	Urines	Potentiométrie directe,Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Progesterone	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	changement de réactif 07/05/2026
Prolactine	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Proteine C réactive	Sérum	immunoturbidimétrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	changement de réactif 21/05/2026
Proteines	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Proteines	LCR	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Proteines totales	Urines	Colorimétrie par Réflectométrie,Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
PSA	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 -J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
PTH	Plasma hépariné	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic(Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	changement de réactif le 15/12/2025
Réserve alcaline CO2 total	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Sodium	Plasma hépariné	potentiométrie directe Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Sodium	Urines	Potentiométrie directe,Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
T3L	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
T4L	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Testostérone	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Transferrine	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Triglycérides	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Troponine I	Plasma hépariné	Immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
TSH	Sérum	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Urée	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Urée	Urines	uréase + indicateur ammoniaque,Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Vancomycine	Plasma hépariné	spectrophotométrie Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
Vitamine B12	Plasma hépariné	Immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	
ßHCG	Plasma hépariné	immunochimiluminescence Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669 / Vitros 2 - J56001670)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	

Site SITE DE BLOIS :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Electrophorèse des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 Sebia	BIOSP-MT-003	
Immunotypage	Sérum	Immunosoustraction en milieu liquide Capillarys 3 Sebia	BIOSP-MT-003	
Recherche de cryoglobulines	Sérum	Recherche visuelle d'un cryoprécipité dans le sérum après 10j en chambre froide et détermination du type par immunofixation en gel en cas de positivité.	BIOSP-MT-127	

Site SITE DE BLOIS :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dépistage Barbituriques, antidépresseur tricycliques, Benzodiazépines	Plasma hépariné	Immunochromatographie Nal von Minden	TOUS-MT-158	
Sang dans les selles	Selles	Immunochromatographie Hémotest Biosynex	BIOSP-MT-126	

Site SITE DE BLOIS :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE BLOIS	Pôle femme-enfant-adolescent-santé mentale/ service Pédiatrie	HBA1c	Sang capillaire	Inhibition d'agglutination sur latex - DCA Vantage, Siemens	EBMD-MT-098	
SITE DE BLOIS	Pôle femme-enfant-adolescent-santé mentale/ service Maternité	Lactates	sang scalp	Electrode spécifique (lactate oxydase), STATSTRIP, Nova Biomédical	BD2-MT-005	

Site SITE DE BLOIS :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique au microscope après coloration	HEMAS-MT-029 HEMAS-MT-003	
Formule sanguine	Sang total	Analyse d'images MC-80	HEMAS-MT-152	changement automate 30/06/2026
Formule sanguine	Sang total	Méthode automatisée BC7800 (2 automates)	HEMAT-MT-019	changement automate 30/06/2026
Numération globulaire et plaquettaire	Sang total	impédancemétrie/ spectophotométrie BC7800 (2 automates)	HEMAT-MT-019	changement automate 30/06/2026

Site SITE DE BLOIS :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Coloration de Perls	Moelle osseuse	Coloration	HEMAS-MT-026	
Myélogramme	Moelle osseuse	Examen microscopique semi-quantitatif	HEMAS-MT-025	

Site SITE DE BLOIS :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Activité de liaison à la Gb1b du facteur von Willebrand	plasma citraté	Immunoturbidimétrie, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Dosage de l'activité GPIbM du facteur Von Willebrand par la méthode Siemens Innovance sur STARMAX HEMAT-MT-015	nouveau réactif 24/06/2026
Antigène von Willebrand	plasma citraté	Immunoturbidimétrie, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Dosage de l'antigène du facteur von Willebrand sur STA RMAX HEMAT-MT-003	
Antithrombine	plasma citraté	Chromogénique, STA RMAX, Stago(STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
D Dimères	plasma citraté	Immunoturbidimétrie, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Facteur II	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Facteur IX	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Facteur V	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Facteur VII	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Facteur VIII	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Facteur X	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Facteur XI	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Facteur XII	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
TCA	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
TCK	plasma citraté	Chronométrique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
TP INR	Plasma citraté	Chronométrique, STAR MAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	

Site SITE DE BLOIS :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dosage HNF	Plasma citraté	Chromogénique, STA RMAX3, Stago(STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	
HBPM	plasma citraté	Chromogénique, STA RMAX, Stago (STARMAX1 - DB59013377/STARMAX2-DB59013380)	Utilisation du STA Rmax HEM-MT-006	

Site SITE DE BLOIS :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anticorps anti PF4	Plasma ou sérum	Immunochromatographie Stago (STIC Expert)	HEMAS-MT-031	

Site SITE DE BLOIS :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anticorps anti ADN	Sérum	test immunoenzymatique (EIA) quantitatif, PH-D, Bio Rad	AI-MT-094	
Auto-anticorps antinucléaires	Sérum	Immunofluorescence sur cellules Hep-2(Bio Rad)	AI-MT-089	
Facteur rhumatoïde	sérum	Latex, Vitros, Ortho diagnostic (Vitros 1 - J56001669)	Utilisation du Vitros CHAIN-MT-002	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HIV ½ combo	sérum	Immuno luminométrie / Liaison XL, Diasorin	Utilisation du liaison XL CHAIN-MT-010	
Hépatite C	sérum	Immuno luminométrie / Liaison XL, Diasorin	Utilisation du liaison XL CHAIN-MT-010	
Hépatite E IgM	sérum	Immuno luminométrie / Liaison XL, Diasorin	Utilisation du liaison XL CHAIN-MT-010	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Adenovirus	Selles	Test immunochromatographique (Rbiopharm)	MICRO-MT-154	
Antigène GDH de Clostridium difficile	Selles	Test Immunochromatographie (R Biopharm)	MICRO-MT-153	
Antigène légionelle urines	Urines	Immunochromatographie - Binax NOW Legionella Urinary Antigen- Abbott*	Recherche d'antigènes solubles de Legionella MICRO-MT-085	
Norovirus	Selles	Test immunochromatographique (Rbiopharm)	MICRO-MT-154	
Rotavirus	Selles	Test immunochromatographique (Rbiopharm)	MICRO-MT-154	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE BLOIS	Pôle situations aigues et post urgences / service urgences	PCR SARS-coV2	Naso pharyngé	Détection qualitative rapide de l'ARN du SARS COV2 par technologie d'amplification isotherme	EBMD-MT-144	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Charge virale HIV	Plasma hépariné	PCR en temps réel (GeneXpert Cepheid)	MICRO-MT-011	
Chlamydia trachomatis par PCR	Ecouvillon vagin, rectal, pharyngé	technique PCR en temps réel (Abbott - Alinity m)	BIOMOL-MT-001	
Neisseria gonorrhoeae par PCR	Ecouvillon vagin, rectal, pharyngé	technique PCR en temps réel (Abbott - Alinity m)	BIOMOL-MT-001	
PCR SARS-Cov2	Ecouvillon nasopharyngé	Détection qualitative rapide de l'ARN DU SARS-Cov2 par technologie d'amplification isotherme (IDNOW-Abbott)	BIOMOL-MT-003	
Recherche de SARS-Cov2	Ecouvillon nasopharyngé	PCR en temps réel - (Abbott- Alinity m)	BIOMOL-MT-001	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cytologie	Urines	Fluorocytométrie en flux, UF4000, Sysmex Microscopie optique	BA-MT-025 MICRO-MT-152	
Examen direct Gram	Echantillons biologiques humains	Coloration de Gram, Aerospray, Elitech Coloration manuelle	BA MT 015 MICRO-MT-119	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémoculture	Sang total	Réflectométrie, Bact-alert VIRTUO, Biomérieux	EQ-MT-117	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Identification champignons filamenteux	Prélévements divers : cutanés, ongles, pulmonaires, cheveux	Isolement par culture, identification par caractérisation macroscopique et microscopique	MICRO-MT-121 MICRO-MT-118L	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ensemencement méthode manuelle, culture et reconnaissance des colonies	Tout échantillon biologique	Ensemencement sur milieux solides et liquides appropriés Lecture des cultures, reconnaissance visuelle des colonies avec plus ou moins appréciation quantitative du nombre de colonies (puissance 10)		
Examen direct, Gram	Cultures bactérienne	Coloration Gram, Aerospray, Elitech Coloration manuelle	BA-MT-015 MICRO-MT-152	
Identification par Maldi TOF	Cultures	Spectrométrie de masse Maldi TOF, Microflex, Bruker	BA-MT-023	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antibiogramme	Culture bactérienne	Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (SIRscan ORION, I2A)	MICRO-MT-158	Changement automate 30/06/2026
Détermination de CMI par bandelette	Culture bactérienne	Détermination de la CMI par diffusion en milieu solide	MICRO-MT-160	

Site SITE DE BLOIS :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Paludisme	Sang total	Immunochromatographie Biosynex Frottis mince , Coloration MGG Goutte épaisse , Coloration Giemsa	TOUS-MT-152 HEMAS-MT-030 HEMAS-MT-017	

Site SITE DE ROMORANTIN :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Acide urique	Plasma hépariné	uricase - peroxydase - réflectométrie - FUJI XN600	LABO-MT-018	changement d'automate 25/06/2025
ALAT	Plasma hépariné	pyruvate oxydase - peroxydase - réflectométrie - FUJ XN600	LABO-MT-018	changement d'automate 25/06/2025
ASAT	Plasma hépariné	oxalacetate decarboxylase-peroxydase - réflectométrie - FUJ XN600	LABO-MT-018	changement d'automate 25/06/2025
Lipase	Plasma hépariné	lipase colipase + peroxydase - réflectométrie - FUJI XN600	LABO-MT-018	changement d'automate 25/06/2025

Site SITE DE ROMORANTIN :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dépistage Barbituriques, antidépresseur tricycliques, Benzodiazépines	Plasma hépariné	Immunochromatographie Nal von Minden	TOUS-MT-158	
Sang dans les selles	Selles	Immunochromatographie Hémotest Biosynex	BIOSP-MT-126	

Site SITE DE ROMORANTIN :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE ROMORANTIN	Pôle medecine-urgences, Pôle chirurgie - mère-enfant / Pièce biologie délocalisée	CRP	Sang total	Immunodosage fluorescence retardée, AQT 90 (AQT3 -393-838R0577N002/AQT4 -393-838R0578N003)	EBMDL-MT-045	
SITE DE ROMORANTIN	Pôle medecine-urgences, Pôle chirurgie - mère-enfant / Pièce biologie délocalisée	Gaz du sang (pH, pO2, pCO2, Sa O2, Hémoglobine)	Sang total	Potentiométrie, Spectrophotométrie, ABL 837, Radiométer	EBMDL-MT-044	
SITE DE ROMORANTIN	Pôle chirurgie - mère-enfant / service Maternité	Gaz du sang (pH, pO2, pCO2, Sa O2, Hémoglobine)	Sang total	Potentiométrie, Spectrophotométrie, mesure optique, ABL 90, Radiométer	EBMDL-MT-044	
SITE DE ROMORANTIN	Pôle medecine-urgences, Pôle chirurgie - mère-enfant / Pièce biologie délocalisée	NT Pro BNP	Sang total	Immunodosage fluorescence retardée, AQT 90 (AQT3 -393-838R0577N002/AQT4 -393-838R0578N003)	EBMDL-MT-045	
SITE DE ROMORANTIN	Pôle medecine-urgences, Pôle chirurgie - mère-enfant / Pièce biologie délocalisée	Troponine I	Sang total	Immunodosage fluorescence retardée, AQT 90 (AQT3 -393-838R0577N002/AQT4 -393-838R0578N003)	EBMDL-MT-045	
SITE DE ROMORANTIN	Pôle medecine-urgences, Pôle chirurgie - mère-enfant / Pièce biologie délocalisée	ßHCG	Sang total	Immunodosage fluorescence retardée, AQT 90 (AQT3 -393-838R0577N002/AQT4 -393-838R0578N003)	EBMDL-MT-045	
SITE DE ROMORANTIN	Pôle chirurgie - mère-enfant / service Maternité	ßHCG	Sang total	Immunodosage fluorescence retardée, AQT 90 (AQT5 -393-838R0598NO13)	EBMDL-MT-063	

Site SITE DE ROMORANTIN :

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE ROMORANTIN	Pôle medecine-urgences, Pôle chirurgie - mère-enfant / Pièce biologie délocalisée	Numération, approche formule, plaquettes	Sang total	microcytométrie par impédance ES60 Horiba	EBMDL-MT-048	

Site SITE DE ROMORANTIN :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrique, STA compact Max, Stago	Utilisation du STA compact Max LABO-MT-027	changement d'automate le 26/12/2025
TCK	Plasma citraté	Chronométrique, STA compact Max, Stago	Utilisation du STA compact Max LABO-MT-027	changement d'automate le 26/12/2025
TP INR	Plasma citraté	Chronométrique, STA compact Max, Stago	Utilisation du STA compact Max LABO-MT-027	changement d'automate le 26/12/2025

Site SITE DE ROMORANTIN :

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE ROMORANTIN	Pôle medecine-urgences, Pôle chirurgie - mère-enfant / Pièce biologie délocalisée	D Dimères	Sang total	Immunodosage fluorescence retardée, AQT 90 (AQT3 -393-838R0577N002/AQT4 -393-838R0578N003)	EBMDL-MT-045	

Site SITE DE ROMORANTIN :

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SITE DE ROMORANTIN	Pôle médecine-urgences / service urgences	PCR SARS-coV2	Naso pharyngé	Détection qualitative rapide de l'ARN du SARS COV2 par technologie d'amplification isotherme IDNOW ROMO 7A67411D- ROMO IAO 953EC91E	EBMD-MT-144	Ajout d'un automate 29/01/2026