# Portée détaillée v.26 de l'attestation N° 8-3352

*Detailed scope v.26 of the attestation N° 8-3352*
*Date de publication / Publish date: 24/06/2026*

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
**UNILABS AQUIBIO**

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | ACE | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-161 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Acide folique sérique | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-142 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Acide urique | Serum | Uricase/peroxydase<br>Siemens Atellica<br>CH-CM04141/CH-CM04438 | EXT-BIOC-097 | changement méthode et analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Acide urique urinaire | Urine (échantillon et 24h) | Uricase/Peroxidase, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>urine de 24h (calcul) | EXT-BIOC-097 | changement méthode et analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023 et suppression analyseur le 23/01/2024<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Albumine sérique | Sérum | Colorimétrie BCP, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-072 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Albumine urinaire | Urine (échantillon et 24H) | Immuno-turbidimétrie, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-072 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04438 le 23/01/24<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Alphafoetoproteine | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-156 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Bilirubine Conjuguée | Sérum | Oxydation du vanadate, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141 | EXT-BIOC-081 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04438 le 23/01/24 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Bilirubine libre | Sérum | Calcul | - | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Bilirubine Totale | Sérum | Oxydation du vanadate, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-091 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Ca 15-3 | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-158 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Ca 19-9 | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-159 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Ca 125 | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-160 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Calcium | Sérum | Arsenazo – Colorimétrique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-077 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Calcium corrigé | Sérum | Calcul | | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Calcium urinaire | Urine (échantillon et 24h) | Arsenazo – Colorimétrique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>urine de 24h (calcul) | EXT-BIOC-077 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04438 le 23/01/24<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Cholestérol non-HDL | Sérum | Calcul | - | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Cholestérol Total | Sérum | Technique enzymatique colorimétrique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-075 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | CKD-Epi | Sérum | Calcul | - | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | CL | Sérum | Potentiométrie indirecte, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-105 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | CL urinaire | Urine (échantillon et 24H) | Potentiométrie indirecte, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Urine de 24h (calcul) | EXT-BIOC-105 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression chlore urinaire sur analyseur CH-CM04438 le 23/01/24<br>Urine de 24h ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Coefficient de saturation de la transferrine | Sérum | Calcul | | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Cortisol | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-140 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | CPK | Sérum | Technique enzymatique , méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-080 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | CRP | Sérum | Immuno-turbidimétrie, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-139 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Changement de méthode le 30/01/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Créatinine | Sérum / Urine (échantillon et 24h) | Technique enzymatique., méthode automatisée Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438<br>urine de 24h (calcul) | EXT-BIOC-084 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Electrophorèse des protéines (dosage des protéines totales =Protides) | Sérum | Méthode de Weichselbaum utilisant un réactif du biuret (sulfate cuprique dans une solution alcaline)Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-098<br>EXT-BIOC-102 | Changement de méthode le 28/12/2025 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Fer | Sérum | Ferrozine, méthode automatisée Siemens Atellica CH-CM04141 | EXT-BIOC-121 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur CH-CM04438 le 23/01/24 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Ferritine | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-189 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Gamma GT | Sérum | Technique enzymatique , méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-142 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br><br>Changement de méthode le 15/03/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Glucose | Sérum, plasma fluoré, urine (échantillon et 24H) | Hexokinase, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438<br>Urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-082 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Ajout urine de 24h le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | HCG dosage | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-155 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | HDL-Cholestérol | Sérum | Technique enzymatique colorimétrique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-083 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Sur le CH-CM04141<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur CH-CM04141 le 23/01/24 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | hFSH | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-143 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Hémoglobine Glyquée (A1C) | Sang total EDTA | Méthode automatisée quantitatif TOSOH G11-n°série 109 372 06 | EXT-HBGL-010 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | IgA | Sérum | Immuno-turbidimétrie, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-087 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Sur le CH-CM04141<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04141<br>le 23/01/24 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | IgG | Sérum | Immuno-turbidimétrie, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-086 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Sur le CH-CM04141<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04141<br>le 23/01/24 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | IgM | Sérum | Immuno-turbidimétrie, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-088 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Sur le CH-CM04141<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04141<br>le 23/01/24 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | K | Sérum | Potentiométrie indirecte, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-105 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | K urinaire | Urine (échantillon et 24H) | Potentiométrie indirecte, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-105 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression Potassium urinaire sur analyseur<br>CH-CM04438 le 23/01/24<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | LDH | Sérum | Technique enzymatique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-089 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | LDL-Cholestérol calculé | Sérum | Calcul | | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | LDL-Cholestérol dosage | Sérum | Test enzymatique par élimination, méthode automatisée<br><br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-074 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Sur le CH-CM04141<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04141<br>le 23/01/24 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | LH | sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-148 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Lipase | Sérum | Technique enzymatique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-090 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Magnésium | Sérum, urine (échantillon et urine de 24H) | Bleu de xylidyl en milieu alcalin , méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-092 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur CH-CM04438 le 23/01/24<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | NA | Sérum | Potentiométrie indirecte, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-105 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | NA urinaire | Urine (échantillon et 24H) | Potentiométrie indirecte, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-105 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression Sodium urinaire sur analyseur CH-CM04438 le 23/01/24<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Oestradiol | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-141 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | PBNP | Sérum, plasma EDTAK2 | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-163 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Ajout de la nature plasma EDTA le 19/06/2025<br>Changement de méthode le 12/12/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Phosphatases alcalines totales | Sérum | Technique enzymatique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-073 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Phosphore | Sérum/Urine (échantillon et urine de 24H) | Phosphomolybdate , méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-100 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression sur analyseur CH-CM04438 le 23/01/24<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Progestérone | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-150 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Prolactine | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-151 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233 Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Protéines Totales = Protides | Urine (échantillon et urine de 24H) | Colorimétrie (rouge de pyrogallol), méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438<br>urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-098<br>EXT-BIOC-102 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Protéines Totales = Protides | Sérum | Méthode de Weichselbaum utilisant un réactif du biuret (sulfate cuprique dans une solution alcaline)<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-143 | Changement de méthode le 28/12/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Préalbumine | Sérum | Immuno-turbidimétrie, méthode automatisée<br><br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-144 | Changement de méthode le 18/07/2025 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | PSA (Antigène Spécifique De La Prostate) | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-152 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Psa Libre | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-180 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | PTH | Plasma EDTA | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-147 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Rapport Albumine /créatinine | Urine (échantillon et 24H) | Calcul | - | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Rapport protéine/créatinine | Urine échantillon et 24H | calcul | - | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Rapport PSA Libre/ PSA Total | Sérum | Calcul | | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Réserve alcaline | sérum | Technique enzymatique, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-078 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Score Fib-4 | Sérum | Calcul | | Ajout le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | T3 Libre = FT3 | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-146 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | T4 Libre = FT4 | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-145 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Testostérone | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-153 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Transaminase ALAT / ALT / SGPT | Sérum | Technique enzymatique P5P- IFCC, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-071 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Transaminase ASAT / AST / SGOT | Sérum | Technique enzymatique P5P- IFCC, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-076 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Transferrine | Sérum | Immuno-turbidimétrie, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141 | EXT-BIOC-094 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur<br>CH-CM04438 le 23/01/24 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Triglycérides | Sérum | GPO gLyceroL phosphate oxydase, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-095 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Troponine | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-166 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | TSH | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-195 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Changement de réactif le 17/04/2025 sur IM- 031672233 et IM- 034342304 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Urée | Sérum | Uréase-GLDH, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Siemens Atellica CH-CM04438 | EXT-BIOC-096 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Urée urinaire | Urine (échantillon et 24H) | Uréase-GLDH, méthode automatisée<br>Siemens Atellica CH-CM04141<br>Urine de 24H (calcul) | EXT-BIOC-096 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>CH-CM04438 le 19/10/2023<br>Suppression urée urinaire sur analyseur CH-CM04438 le 23/01/24<br>Ajout urine de 24H le 19/11/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Vitamine B12 | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-164 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Vitamine D Totales | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-165 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023 sur IM- 031672233<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 031672233<br>Le 23/01/2024 |

| BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Electrophorèse des protéines | sérum | méthode automatisée de type qualitative et quantitaive,<br>Capyllaris 3, Sébia.<br>n°série 423<br>n°série SN 1074 | | arrêt de réalisation le 27/10/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche et typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immunofixation sur gel d'agarose | sérum | immunofixation sur gel d'agarose<br>Hydrays 2 scan Sebia n°série 3024<br>Assit Sebia n°série 599 | | arrêt de réalisation le 27/10/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche et typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immunosoustraction | sérum | méthode automatisée de type qualitative et quantitative,<br>Capyllaris 3, Sébia.<br>n°série 423<br>n°série SN 1074 | | arrêt de réalisation le 27/10/2025 |

| BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | acétone urinaire | urine | Estimation qualitative , bandelette Uritop | EXT-BACT-067 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | densité urinaire | urine | Estimation qualitative , bandelette Uritop | EXT-BACT-067 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | nitrite urinaire | urine | Estimation qualitative , bandelette Uritop | EXT-BACT-067 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | pH urinaire | urine | Estimation qualitative , bandelette Uritop | EXT-BACT-067 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | recherche de sang dans les selles | selles | Méthode qualitative manuelle-<br>test immunochromatographique | EXT-BACT-053 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | sang urinaire | urine | Estimation qualitative , bandelette Uritop | EXT-BACT-067 | |

| BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytologique du sang (hémogramme) NFP | Sang total EDTA | Impédance, méthode automatisée quantitative Beckman<br>DxH 900 BC21399<br>DxH 900 BC21403<br>Hématocrite, CCMH,TCMH, Polynucléaire neutrophiles, éosinophiles, basophiles monocytes, lymphocytes en valeurs absolues (calcul)<br>Formule manuelle<br>DXH SMS BC30190 + Microscopie optique | MO-HEMA-002 | Changement d'analyseur le 24/06/2026 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Plaquettes (thrombocytes) | Sang total EDTA, Citrate | Impédance, méthode automatisée quantitative Beckman<br>DxH 900 BC21399<br>DxH 900 BC21403<br>DXH SMS BC30190 + Microscopie optique | MO-HEMA-002 | Changement d'analyseur le 24/06/2026 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Réticulocytes | Sang total EDTA | Impédance, méthode automatisée quantitative Beckman<br>DxH 900 BC21399<br>DxH 900 BC21403<br>Réticulocytes en valeurs absolues (calcul) | MO-HEMA-002 | Changement d'analyseur le 24/06/2026 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Score Fib-4 | Sang total EDTA | Calcul | | Ajout le 19/11/2025 |

| BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Vitesse de sédimentation | Sang total EDTA | Méthode automatisée de type quantitative, Alifax, Beckmann<br>N°série T13811 | MO-HEMA-001 | |

| BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | DDimères | Plasma citraté | Mesure du temps de coagulation (chronométrie) - Méthode automatisée<br>Sysmex CS2500 n°série 26222 réactif Siemens Ddimère-Innovance | EXT-HEMO-041 | Changement automate le 30/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Fibrinogène | Plasma citraté | Mesure du temps de coagulation (chronométrie) - Méthode automatisée<br>Sysmex CS2500 n°série 26222 réactif Siemens TCA-Actin-FS | EXT-HEMO-039 | Changement automate le 30/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | TCA exprimé en sec et en rapport TCA Patient/témoin | Plasma citraté | Mesure du temps de coagulation (chronométrie) - Méthode automatisée<br>Sysmex CS2500 n°série 26222 réactif Siemens TCA-Actin-FS<br>Rapport TCA témoin/patient ( calcul) | EXT-HEMO-037 | Changement automate le 30/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Temps de Prothrombine TP (absence de traitement AVK et avec traitement AVK) exprimé en sec et en % - INR | Plasma citraté | Mesure du temps de coagulation (chronométrie) - Méthode automatisée<br>Sysmex CS2500 n°série 26222 - réactif Siemens TP-dade Innovin<br>TP (%) par calcul<br>INR (calcul) | EXT-HEMO-035 | Changement automate le 30/10/2023 |

| BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires pour ABO, RH, KELL | Sang total EDTA | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Méthode automatisée de type qualitatif<br>ORTHO VISION réf 6904579<br>n°série J60002937 | MO-GROU-001 | |

| BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires | Sang total EDTA | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Méthode automatisée de type qualitatif<br>ORTHO VISION réf 6904579<br>n°série J60002937 | MO-GROU-001 | |

| BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | CMV IgG | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-168 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | CMV IgM | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-169 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Hépatite B :Anticorps Anti-Hbc | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-170 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Hépatite B :Anticorps Anti-Hbs | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-173 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Hépatite B :Antigène HBs | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-167 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |

| BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Hépatite C :Anticorps anti VHC | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-174 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Rubéole IgG | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-190 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Sérologie de dépistage VIH 1 et 2 | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233<br>Siemens Atellica IM- 34342304 | EXT-IMMU-175 | Changement de méthode le 27/01/2023<br>Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Sérologie syphilis test tréponémique | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-176 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Toxoplamsose IgG | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-178 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |

| BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Toxoplamsose IgM | Sérum | chimiluminescence directe, méthode automatisée<br>Siemens Atellica IM- 031672233 | EXT-IMMU-179 | Changement de méthode et d'analyseur le 18/07/2023<br>Ajout analyseur<br>IM- 034342304 le 19/10/2023<br>Suppression analyseur IM- 034342304 le 23/01/2024 |

| BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection des toxines de Clostridioides difficile (Clostridium difficile) | selles | Méthode qualitative manuelle- test immunochromatographique | EXT-BACT-283 | Ajout le 02/06/2026 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche d'antigène (adénovirus-rotavirus) | selles | Méthode qualitative manuelle- test immunochromatographique | EXT-BACT-035 | Changement de méthode le 12/09/22 |

| BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | détection du génome de Chlamydiae trachomatis | Urine<br>Prélèvements génitaux<br>Autres | kit Eurobio Allplex_STI_Essential_Assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-184 | Ajout le 07/06/2023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | détection du génome de Mycoplasma genitalium et Ureaplasma urealyticum | Urine<br>Prélèvements génitaux<br>Autres (sauf sperme) | kit Eurobio Allplex_STI_Essential_Assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-184 | Ajout le 07/05/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | détection du génome de Neisseria gonorrhée | Urine<br>Prélèvements génitaux<br>Autres | kit Eurobio Allplex_STI_Essential_Assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-184 | Ajout le 07/06023 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | détection du génome de Trichomonas vaginalis | Urine<br>Prélèvements génitaux hommes<br>Prélèvement génitaux femmes | kit Eurobio Allplex_STI_Essential_Assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-184 | Ajout le 07/01/2025 (génitaux homme, urine)<br>Ajout le 30/01/2025 (génitaux femmes) |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection qualitative du génome 14 types de HPV<br>(16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.66.68) | Prélèvements génitaux femmes | kit Eurobio HPV HR Detection/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-198 | Ajout le 30/01/2025 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection qualitative du génome :<br>Clostridioides difficile (Clostridium difficile) toxine B | Selles | Kit Eurobio Allplex_GI-Bacteria(I) Assay Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-168 | Ajout le 02/06/2026 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection qualitative du génome :<br>Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Blastocystis hominis et Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp. et Cyclospora cayetanensis. | Selles | kit Eurobio Allplex_GI-Parasite _Assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-169 | Ajout le 20/07/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection qualitative du génome :<br>Shigella spp./ Escherichia coli enteroinvasif (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio<br>spp., Aeromonas spp. et Salmonella spp. | Selles | Kit Eurobio Allplex_GI-Bacteria(I) Assay Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-168 | Ajout le 08/07/2024 |

| BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection qualitative du génome : Taenia spp., Hymenolepis spp., Enterobius vermicularis, Ascaris spp., Trichuris trichiura, Ancylostoma spp., Necator americanus, Strongyloides spp.et Enterocytozoon spp. / Encephalocytozoon spp | Selles | kit Eurobio Allplex_GI-Helminth(I) _Assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-167 | Ajout le 20/07/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection qualitative du génome de du génome de trichomonas vaginalis | Prélèvements génitaux femmes | kit Eurobio Allplex_vaginitis sceeening assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-184 | Ajout le 20/07/2024 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Détection quantitative du génome de Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae et Mobiiluncus spp et le calcul du score de Nuggent<br>Détection qualitative du génome : C.albicans, C. non albicans | Prélèvements génitaux femmes | kit Eurobio Allplex_vaginitis sceeening assay/ Sarlet/ CFX96-méthode avec extraction | EXT-BACT-165 | Ajout le 20/07/2024 |

| BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cyto-bactériologique des urines (ECBU) Cytologie urinaire<br>HLM | Urines | Cytologie Automatisée :Iris IQ Beckmann N° 9117<br>Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments | MO-BACT-007 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytobactériologique des urines (ECBU) Cytologie urinaire<br>HLM<br>Examen bactériologique d'un prélèvement génital homme ou femme<br>Coproculture<br>Examen cytobactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction,<br>Examen bactériologique d'un sperme<br>Examen d'un pus profond<br>Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus<br>Examen bactériologique d'un prélèvement ORL<br>Examen bactériologique d'un prélèvement d'oculaire<br>Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ..)<br>Examen bactériologique d'un matériel<br>Recherche d'une bactérie nommément désignée | Urines, prélèvements génitaux hommes, femmes, selles, liquides de ponction, liquides articulaires, sperme, pus profonds, prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA, ...), prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , plaies, écoulements purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers. | Cytologie manuelle<br><br>Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments | MO-BACT-007 | |

| BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytobactériologique des urines (ECBU) Cytologie urinaire<br>HLM<br>Examen bactériologique d'un prélèvement génital homme ou femme<br>Coproculture<br>Examen cytobactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction,<br>Examen bactériologique d'un sperme<br>Examen d'un pus profond<br>Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus<br>Examen bactériologique d'un prélèvement ORL<br>Examen bactériologique d'un prélèvement d'oculaire<br>Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ..)<br>Examen bactériologique d'un matériel<br>Recherche d'une bactérie nommément désignée<br>Prélèvement à visée mycologique (levure) | Urines, prélèvements génitaux hommes, femmes, selles, liquides de ponction, liquides articulaires, sperme, pus profonds, prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA, ...), prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , plaies, écoulements purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers. | Examen microscopique à la coloration de gram<br>Aérospray série 2 Elitech (N°série 7322261678) | MO-BACT-007 | Changement de colorateur le 01/04/2026 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Prélèvements à visée mycologique (levures et champignons filamenteux) | Prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA,..) liquide de ponction, articulaires, prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers, .. | Recherche mycologique par examen direct à l'état frais après coloration (noir chlorazol) | MO-BACT-007 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche d'œufs helminthes à la marge de l'anus. | Scotch test | Examen macroscopique et/ou microscopique. | MO-BACT-007 | |

| BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche et/ou identification d'un parasite par examen macroscopique (helminthes) et/ou microscopique (demodex, , sarcoptes, ; ..) | Selles, urines, prélèvements de cils, prélèvements cutanés, .. | Examen macroscopique et/ou microscopique. | MO-BACT-007 | |

| BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examens mycologiques de Prélèvements peau-phanères, prélèvements ORL, expectorations, LBA, ... | Prélèvements peau-phanères, prélèvements ORL, expectorations, LBA, ... | Mise en culture, ensemencement par méthode manuelle<br>Mise en culture par méthode automatisée ou semi automatisée sur Inoqula - BD - numéro de série INO-000199 | MO-BACT-006<br>MO-BACT-032 | Ajout méthode Inoqula le 27/01/2026 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examens mycologiques de Prélèvements peau-phanères, prélèvements ORL, expectorations, LBA, ... | Prélèvements peau-phanères, prélèvements ORL, expectorations, LBA, ... | Identification des champignons filamenteux par examen macroscopique et microscopique | MO-BACT-009 | |

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen bactériologique d'un sperme | Sperme | Mycoplasmes : recherche, identification | MO-BACT-004 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytobactériologique des urines (ECBU)<br>Examen bactériologique d'un prélèvement génital homme ou femme<br>Coproculture<br>Examen cytobactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction,<br>Examen bactériologique d'un sperme<br>Examen d'un pus profond<br>Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus<br>Examen bactériologique d'un prélèvement ORL<br>Examen bactériologique d'un prélèvement d'oculaire<br>Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ..)<br>Examen bactériologique d'un matériel<br>Recherche d'une bactérie nommément désignée | Urines, prélèvements génitaux hommes, femmes, selles, liquides de ponction, liquides articulaires, sperme, pus profonds, prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA, ...), prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , plaies, écoulements purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers. | Identification par spectrométrie de masse des bactéries et levures<br>Maldi biotyper N° 860508903351 | MO-BACT-014 | |

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytobactériologique des urines (ECBU)<br>Examen bactériologique d'un prélèvement génital homme ou femme<br>Coproculture<br>Recherche de streptocoque du groupe B<br>Examen cytobactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction,<br>Examen bactériologique d'un sperme<br>Examen d'un pus profond<br>Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus<br>Examen bactériologique d'un prélèvement ORL<br>Examen bactériologique d'un prélèvement d'oculaire<br>Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ..)<br>Examen bactériologique d'un matériel<br>Recherche d'une bactérie nommément désignée | Urines, prélèvements génitaux hommes, femmes, selles, liquides de ponction, liquides articulaires, sperme, pus profonds, prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA, ...), prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , plaies, écoulements purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers. | Mise en culture par méthode manuelle<br>Mise en culture par méthode automatisée ou semi automatisée sur Inoqula - BD - numéro de série INO-000199 | MO-BACT-006<br>MO-BACT-032 | ajout méthode Inoqula le 27/01/2026 |

| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen bactériologique d'un sperme | Sperme | Mycoplasmes : antibiogramme | MO-BACT-004 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytobactériologique des urines (ECBU)<br>Examen bactériologique d'un prélèvement génital homme ou femme<br>Coproculture<br>Recherche de streptocoque du groupe B<br>Examen cytobactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction,<br>Examen bactériologique d'un sperme<br>Examen d'un pus profond<br>Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus<br>Examen bactériologique d'un prélèvement ORL<br>Examen bactériologique d'un prélèvement d'oculaire<br>Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ..)<br>Examen bactériologique d'un matériel<br>Recherche d'une bactérie nommément désignée | Urines, prélèvements génitaux hommes, femmes, selles, liquides de ponction, liquides articulaires, sperme, pus profonds, prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA, ...), prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , plaies, écoulements purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers. | Détermination de la sensibilité aux antibiotiques par inhibition de croissance en milieu liquide – mesure de la CMI – méthode automatisée<br>Beckmann<br>Walkaway n°1 N° série 39630138<br>Walkaway n°2 N° série 39630137 | MO-BACT-017 | 20/10/2021 : remplacement des cartes EN51-EN52-Nf50 par NMDRM1<br>06/05/2025: ajout de la carte NM62 |

| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytobactériologique des urines (ECBU)<br>Examen bactériologique d'un prélèvement génital homme ou femme<br>Coproculture<br>Recherche de streptocoque du groupe B<br>Examen cytobactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction,<br>Examen bactériologique d'un sperme<br>Examen d'un pus profond<br>Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus<br>Examen bactériologique d'un prélèvement ORL<br>Examen bactériologique d'un prélèvement d'oculaire<br>Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ..)<br>Examen bactériologique d'un matériel<br>Recherche d'une bactérie nommément désignée | Urines, prélèvements génitaux hommes, femmes, selles, liquides de ponction, liquides articulaires, sperme, pus profonds, prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA, ...), prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , plaies, écoulements purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers. | Détermination de la sensibilité aux antibiotiques par diffusion en milieu gélosé – méthode manuelle | MO-BACT-010 | |

| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Examen cytobactériologique des urines (ECBU)<br>Examen bactériologique d'un prélèvement génital homme ou femme<br>Coproculture<br>Recherche de streptocoque du groupe B<br>Examen cytobactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction,<br>Examen bactériologique d'un sperme<br>Examen d'un pus profond<br>Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus<br>Examen bactériologique d'un prélèvement ORL<br>Examen bactériologique d'un prélèvement d'oculaire<br>Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ..)<br>Examen bactériologique d'un matériel<br>Recherche d'une bactérie nommément désignée | Urines, prélèvements génitaux hommes, femmes, selles, liquides de ponction, liquides articulaires, sperme, pus profonds, prélèvements ORL, prélèvements respiratoires (expectorations, LBA, ...), prélèvements oculaires, prélèvements peau-phanères , plaies, écoulements purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers. | Détection des mécanismes de résistance<br><br>immunochromatographie (carbapenémase Kit NG.TEST/CARBA-5 - détection NDM,IMP,VIM,OXA-48 et KPC) | MO-BACT-010 | ajout le 02/04/2026 |

| BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Recherche de paludisme | Sang total EDTA | Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif en microscopie optique et test immunochromatographique rapide PALUTOP+4 | MO-HEMA-003 | |

| BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Spermogramme | Sperme | Méthode manuelle :<br><br>Volume : mesure à la pipette graduée<br>pH : mesure par bandelettes pH<br>Viscosité: appréciation à la piette<br>Recherche de spermatozoïdes, concentration, cellules rondes, mobilité, agglutination - microscopique optique | MO-PMA-001 | |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | TMS (test de migration survie) | Sperme | Méthode manuelle :<br><br>Volume : mesure à la pipette graduée<br>Recherche des spermatozoïdes, mobilité, concentration: microscopie optique | MO-PMA-002 | |

| BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Spermogramme et spermocytogramme | Sperme | Méthode manuelle<br><br>Vitalité: coloration (éosine/nigrosine) et examen microscopique<br>Spermocytogramme: Coloration et examen microscopique | MO-PMA-001 | Changement de réactif de coloration le 02/08/2021 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | TMS (test de migration survie) | Sperme | Méthode manuelle<br><br>Spermocytogramme: Coloration et examen microscopique | MO-PMA-002 | Changement de réactif de coloration le 02/08/2021 |

| BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Examen / analyse** ***Examination / analysis*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | volume, mobilité, concentration<br>Préparation de sperme pour insémination | Sperme | Méthode manuelle | MO-PMA-002<br>MO-PMA-003 | Ajout d'une référence de réactif gradient le 22/11/2021<br>(à utiliser en cas de rupture de stock du réactif habituel) |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Bayonne | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Capbreton | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Hagetmau | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Lons | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Mimizan | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Saint Paul Lès Dax | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Soustons | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Tartas | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Site** | **Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations*** | **Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region*** | **Principe de la méthode** ***Principle of the method*** | **Référence de la méthode** ***Reference of the method*** | **Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks*** |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site/ Au domicile des patients | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site/ Au domicile des patients | PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUES : nasopharyngés, oropharyngés, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site/ Au domicile des patients | AIR EXPIRE | Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site/ Au domicile des patients | PEAU, PHANERES | Prélèvement cutané pour examens microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques<br>Ectoparasites. | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site | PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe | Prélèvement pour examens microbiologiques | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site/ Au domicile des patients | URINE | Prélèvement par pose de poche pédiatrique | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site/ Au domicile des patients | SUPPURATIONS | Prélèvement par écouvillonnage | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |
| LBM Unilabs AquiBio-Narrosse | Au sein du site | SANG | Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection | Manuel de prélèvement | maj LP BM PP1 |