Portée détaillée v.9 de l'attestation N° 8-3456

Detailed scope v.9 of the attestation N° 8-3456
Date de publication / Publish date: 26/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
bicarbonates (CO2, réserve alcaline)	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS enzymatique	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
calcium	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS colorimétrie	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
chlore	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS Potentiométrie indirecte	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
créatinine	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS enzymatique	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
fer	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS colorimétrie	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
Gamma glutamyl transférase (GGT)	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS enzymatique IFCC	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
glucose	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS enzymatique	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
myoglobine	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS chimiluminescence	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
NT pro BNP	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS chimiluminescence	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
pH pCO2 pO2 Na+ K+ Cl- Ca++ Lactate	sang et dérivés	Méthode automatisée RAPID500 Siemens (potentiométrie, ampérométrie, co oxymétrie) / Méthode automatisée EPOC Siemens (potentiométrie, ampérométrie)	CHIMR-ANA9-BIOC-MOP-001-V02	Demande d'extension
potassium	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS Potentiométrie indirecte	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
sodium	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS Potentiométrie indirecte	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
troponine	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS chimiluminescence	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021
urée	sang et dérivés (sérum /plasma)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS enzymatique	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
amphétamines	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
antidépresseur tricycliques	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
barbituriques	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
benzodiazépine	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
cannabis	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
cocaîne	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
ecstasy	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
metamphétamines	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
méthadone	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
opiacés	urines	Technique manuelle Dosage immunologique chromatographique à écoulement latéral (TUS)	ANA-CHI-MOP-006 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
Recherche de B-HCG	sang et dérivés (sérum, urines)	Technique manuelle Immunodosage rapide (TUS)	ANA-CHI-MOP-005 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
Recherche de sang dans les selles	selles	Technique manuelle Test immunochromatographique (TUS)	ANA-MIC-MOP-009 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre Hospitalier d'Albert	Salle de soin du Service Médecine CH Albert	pH pCO2 pO2 Na+ K+ Cl- Ca++ Lactate	sang et dérivés	Méthode automatisée EPOC Siemens (potentiométrie, ampérométrie)	CHIMR-ANA9-BIOC-MOP-001-V02	Demande d'extension
Centre Hospitalier de Corbie	Salle de soin Service Médecine CH Corbie	pH pCO2 pO2 Na+ K+ Cl- Ca++ Lactate	sang et dérivés	Méthode automatisée EPOC Siemens (potentiométrie, ampérométrie)	CHIMR-ANA9-BIOC-MOP-001-V02	Demande d'extension

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémogramme (Numération-formule), plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés	sang total	Méthode automatisée SYSMEX XN 1000 (impédance, spectrophotométrie, fluorescence, calcul) Technique manuelle pour le frottis	CHIMR-ANA7-HEMA-MOP-001 CHIMR-ANA7-HEMA-INS-003 CHIMR-ANA7-HEMA-ENR-004 CHIMR-ANA7-HEMA-INS-001 CHIMR-ANA7-HEMA-INS-002 CHIMR-ANA7-HEMA-MOP	Changement automate au 15/03/2021

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D Dimères	plasma citraté	Méthode automatisée SYSMEX CS 2500 dosage turbidimétrique	ANA-HEM-ENR-011 V1 ANA-HEM-ENR-012 V1 ANA-HEM-ENR-013 V1 ANA-HEM-MOP-007 V1	Changement automate au 23/11/2020
Fibrinogène	plasma citraté	Méthode automatisée SYSMEX CS 2500 Test chronométrique	ANA-HEM-ENR-011 V1 ANA-HEM-ENR-012 V1 ANA-HEM-ENR-013 V1 ANA-HEM-MOP-007 V1	Changement automate au 23/11/2020
TCA	plasma citraté	Méthode automatisée SYSMEX CS 2500 Test chronométrique	ANA-HEM-ENR-011 V1 ANA-HEM-ENR-012 V1 ANA-HEM-ENR-013 V1 ANA-HEM-MOP-007 V1	Changement automate au 23/11/2020
TP INR	plasma citraté	Méthode automatisée SYSMEX CS 2500 Test chronométrique	ANA-HEM-ENR-011 V1 ANA-HEM-ENR-012 V1 ANA-HEM-ENR-013 V1 ANA-HEM-MOP-007 V1	Changement automate au 23/11/2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HBPM	plasma citraté	Méthode automatisée SYSMEX CS 2500 dosage colorimétrique	ANA-HEM-ENR-011 V1 ANA-HEM-ENR-012 V1 ANA-HEM-ENR-013 V1 ANA-HEM-MOP-007 V1	Changement automate au 23/11/2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Groupage sanguin ABO-Rh(D) et phénotypes Rh (C,c,E,e) et Kell (K)	sang total	Technique automatisée ECHO -LUMENA IMMUCOR Hémagglutination	ANA-HEM-ENR-008 V1 ANA-HEM-INS-023 V1 ANA-HEM-INS-024 V1 ANA-HEM-INS-025 V1 ANA-HEM-INS-026 V1 ANA-HEM-INS-027 V1 ANA-HEM-MOP-006 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'agglutinines irrégulières RAI	sang total	Technique automatisée ECHO -LUMENA IMMUCOR Immuno-adhérence des hématies en phase solide	ANA-HEM-ENR-008 V1 ANA-HEM-INS-023 V1 ANA-HEM-INS-024 V1 ANA-HEM-INS-025 V1 ANA-HEM-INS-026 V1 ANA-HEM-INS-027 V1 ANA-HEM-MOP-006 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
rubéole	sang et dérivés (sérum)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS chimiluminescence	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021; changement de version réactif 26/05/2023
toxoplasmose (ac spécifiques IgM et IgG du parasite TOXOPLASMA GONDII	sang et dérivés (sérum)	Méthodes automatisée ATELLICA CH930/IM1300 SIEMENS chimiluminescence	ANA-CHI-ENR-006 V2 ANA-CHI-ENR-007 V1 ANA-CHI-MOP-018 V1 ANA-CHI-MOP-020 V1	Changement automate au 07/01/2021

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
adénovirus - rotavirus	selles	Technique manuelle Test immunochromatographique	ANA-MIC-MOP-007 V2	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
antigène urinaire légionnelle	urines	Technique automatisée Test immunologique chromatographique	ANA-MIC-MOP-011 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
antigène urinaire streptocoque pneumoniae	urines	Technique automatisée Test immunologique chromatographique	ANA-MIC-MOP-011 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
Détection d'Ac anti mononucléose infectieuse (MNI)	sang et dérivés (sérum, sang total)	Technique manuelle Test immunologique chromatographique	ANA-CHI-MOP-009 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
GDH de Clostridium difficile	selles	Technique manuelle Dosage immunoenzymatique membranaire rapide	ANA-MIC-MOP-006 V1	changement de trousse TUS 07/03/2023
grippe	échantillons rhino-pharyngés	Technique automatisée Test immunologique chromatographique rapide	ANA-CHI-MOP-008 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
toxine de Clostridium difficile	selles	Technique manuelle Dosage immunoenzymatique membranaire rapide	ANA-MIC-MOP-006 V1	changement de trousse TUS 07/03/2023

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SARS-COV-2	Prélèvement Naso-pharyngé	Extraction, Détection d'acides nucléiques par PCR sur Idnow	ANA-MIC-MOP-013	Demande d'extension 2023

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
coloration de gram	urines	méthode manuelle	ANA-MIC-MOP-004 V1	
coloration de gram	sang total	méthode manuelle	ANA-MIC-MOP-004 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
examen cytologique	urines	Technique automatisée IQ 200 - Beckman Coulter Cytométrie de flux associée à la reconnaissance et interprétation d'images de particules	ANA-MIC-MOP-001 V2 ANA-MIC-MOP-002 V2 ANA-MIC-MOP-003 V2	

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou de champignons filamenteux	sang total (hémoculture)	Technique automatisée BIOMERIEUX BACTALERT 3D Réflectométrie	ANA-MIC-MOP-008 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ensemencement et culture	urines	méthode manuelle	ANA-MIC-MOP-001 V2	
ensemencement et culture	sang total	méthode manuelle	ANA-MIC-MOP-012 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020
Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques	urines	Technique automatisée BIOMERIEUX Vitek 2	ANA-MIC-ENR-002 V2 ANA-MIC-INS-003 V2 ANA-MIC-INS-004 V1t ANA-MIC-MOP-003 V2 ANA-MIC-MOP-005 V1	
Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques	sang total	Technique automatisée BIOMERIEUX Vitek 2	ANA-MIC-ENR-002 V2 ANA-MIC-INS-003 V2 ANA-MIC-INS-004 V1t ANA-MIC-MOP-003 V2 ANA-MIC-MOP-005 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
détermination de la sensibilité aux antibiotiques	urines	Technique automatisée BIOMERIEUX Vitek 2	ANA-MIC-ENR-002 V2 ANA-MIC-INS-003 V2 ANA-MIC-INS-004 V1t ANA-MIC-MOP-003 V2 ANA-MIC-MOP-005 V1	
détermination de la sensibilité aux antibiotiques	sang total	Technique automatisée BIOMERIEUX Vitek 2	ANA-MIC-ENR-002 V2 ANA-MIC-INS-003 V2 ANA-MIC-INS-004 V1t ANA-MIC-MOP-003 V2 ANA-MIC-MOP-005 V1	07/12/2020: notification d'accréditation, extension 2020

Site LABORATOIRE DU CHI DE MONTDIDIER-ROYE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	Accrédité en 2025
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvement des phanères pour examens mycologique	Manuel de prélèvement	Accrédité en 2025
Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	Accrédité en 2025