Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-3467

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-3467
Date de publication / Publish date: 07/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	ACE	Sérum / Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-037 :SH FORM 43 ACE DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Acide Urique	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-055 : SH FORM 43 Acide urique sanguin BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Acide Urique urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-061: SH FORM 43 Acide urique urinaire BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	AFP	Sérum / Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-038 : SH FORM 43 AFP DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Albumine	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-056 : SH FORM 43 Albumine BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Amylase	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-057- : SH FORM 43 Amylase BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	BHCG	Sérum /plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-039 : SH FORM 43 BHCG DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Bicabonates (Réserve Alcaline)	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-087: SH FORM 43 Bicarbonates (Réserve Alcaline) BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Bilirubine Directe	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-058 : SH FORM 43 Bilirubine conjuguée directe BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Bilirubine Totale	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-059 : SH FORM 43 Bilirubine totale BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	C15.3	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-036 : SH FORM 43 C153 DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	C19.9	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-052 : SH FORM CA19.9 DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	C125	Sérum/ Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-048 : SH FORM OVCA (CA 125) DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Calcium	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-060 : SH FORM 43 Calcium sanguin BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Calcium urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-086: SH FORM 43 Calcium urinaire BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Chlore	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-075: SH FORM 43 Chlore BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Cholesterol	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-089: SH FORM 43 Cholesterol BECKMAN AU480	Ajout le 25/09/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Cortisol	Sérum/ Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-040 : SH FORM 43 CORTISOL DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Creatinine Urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-088: SH FORM 43 Créatinine enzymatique urinaire BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	CRP	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-030 : SH FORM 43 CRP BECKMAN AU480	Ajout le 07/06/2012
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Créatinine (CREA)	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-076 : SH FORM 43 Créatinine enzymatique sanguine BECKMAN AU480	18/10/19: Changement de technique (enzymatique) le 03/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Créatinine Kinase (CPK)	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-062: SH FORM 43 Creatinine Kinase (CPK) BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Facteur Rhumatoide	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-063 : SH FORM 43 Facteur Rhumatoïde BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Fer	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-064 : SH FORM 43 Fer BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Ferritine (FERR)	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-042: SH FORM FERRITINE (FERR) DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	FreePSA	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-043: SH FORM Free PSA (FPSA) DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	FSH	Sérum / Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-044: SH FORM FSH DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	GGT	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-034 : SH FORM 43 GGT BECKMAN AU480	Ajout le 07/06/2012
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Glucose	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-065 : SH FORM 43 Glucose sérique BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Glucose urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-093: SH FORM 43 Glucose urinaire BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Haptoglobine	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-066 : SH FORM 43 Haptoglobine BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	HbA1c	Sang total	HPLC- Automate TOSOH G8 (1 Automate)	A-ANA-MT-004 : Mode opératoire technique du TOSOH G8 A-FORM-DE-035 : SH FORM 43 HbA1C TOSOH G8	Changement d'automate le 17/05/18
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	HDL-Cholesterol	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-090: SH FORM 43 HDL - Cholesterol BECKMAN AU480	Ajout le 25/09/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Immunoglobulines A	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-067 : SH FORM 43 IGA (Immunoglobulines A) BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Immunoglobulines G	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-068 : SH FORM 43 IGG (Immunoglobulines G) BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Immunoglobulines M	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-069 : SH FORM 43 IGM (Immunoglobulines M) BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	LDH	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-070 : SH FORM 43 LDH BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	LDL-Cholesterol	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-091: SH FORM 43 LDL - Cholesterol BECKMAN AU480	Ajout le 25/09/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	LH	Sérum / Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-047: SH FORM LH DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Lipase	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-077: SH FORM 43 LIPASE BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Magnésium	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-071: SH FORM 43 Magnésium sanguin BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Microalbuminurie/ Albuminurie	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-094: SH FORM 43 Microalbuminurie BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Oestradiol (E2)	Sérum / Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-041 :SH FORM OESTRADIOL (E2) DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Phosphore	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-073 : SH FORM 43 PHOSPHORE SANGUIN BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Phosphore urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-095: SH FORM 43 PHOSPHORE URINAIRE BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Phospphatase Alcaline (PAL)	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-072 : SH FORM 43 PAL (Phosphatase Alcaline) BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Potassium	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-078: SH FORM 43 Potassium BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Potassium urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-096: SH FORM 43 Potassium urinaire BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	PROGESTERONE	Sérum/ Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-049 : SH FORM PROGESTERONE DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	PROLACTINE	Sérum/ Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-050 : SH FORM PROLACTINE DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Proteines totales	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-082: SH FORM 43 Protéines totales (protides totaux) BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Protéines Urinaires	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-097: SH FORM 43 Protéines urinaires BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Préalbumine	Sérum	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-074 : SH FORM 43 Préalbumine BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	PSA	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-051 : SH FORM PSA DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Sodium	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-083: SH FORM 43 Sodium BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Sodium urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-098: SH FORM 43 Sodium urinaire BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	T3L	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-045: SH FORM FT3 DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	T4L	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-046: SH FORM FT4 DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	TESTOSTERONE	Sérum/ Plasma	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-053 : SH FORM TESTOSTERONE DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	TGO	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-031 : SH FORM 43 TGO BECKMAN AU480	Ajout le 07/06/2012
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	TGP	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-032 : SH FORM 43 TGP BECKMAN AU480	Ajout le 07/06/2012
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Transferrine	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-084: SH FORM 43 Transferrine BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Triglycérides	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-092: SH FORM 43 Triglycérides BECKMAN AU480	Ajout le 25/09/19

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	TSH	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-054 : SH FORM TSH DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Urée	Sérum/ Plasma	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-085: SH FORM 43 Urée sanguine BECKMAN AU480	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Urée urinaire	Urine	spectrophotométrie automate BECKMAN COULTER AU 480 (1 automate)	A-ANA-MT-002 : Mode opératoire technique AU 480 A-FORM-DE-099: SH FORM 43 Urée urinaire BECKMAN AU480	Ajout le 18/10/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Vitamine B9	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-104 :SH FORM VITAMINE B9 (Folates) DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Vitamine B12	Sérum	Chimiluminescence automate, BECKMAN DxI 800 (1 Automate)	A-ANA-MT-034: Mode opératoire technique DxI 800 BECKMAN A-FORM-DE-105 : SH FORM VITAMINE B12 DxI 800 BECKMAN	Changement d'automate le 24/09/2026

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	pH	Urine	Bandelette COMBUR TEST	A-ANA-MT-016 : Mode opératoire technique pour le pH Urinaire, la recherche de Nitrites et d'acétonurie, Bandelette Combur test A-FORM-DE-103 : SH FORM PH Urinaire	Accréditation prononcée le 1/03/2024

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	NFP	Sang total	impédancimetrie,spectrophotométrie, calcul BECKMAN DXH 600 (1 automate) Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie (frottis sanguin)	A-ANA-MT-010 : Mode opératoire technique BECKMAN DXH 600 A-ANA-IT-003: Réalisation d'un frottis sanguin et Coloration de May Grunwald Giemsa (MGG) A-FORM-DE-018: SH FORM 43 NFP (processus complexe)	Ajout frottis sanguin le 17/12/19 Changement d'automate le 02/07/20

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	vitesse de sédimentation (VS)	Sang total	Lecture optique, Automate MENARINI VES CUBE 30 (1 automate)	A-ANA-MT-023: Mode opératoire technique VesMATIC CUBE 30 A-FORM-DE-100 : SH FORM 43 Vitesse de sédimentation(VS)VES CUBE 30 MENARINI	Accréditation prononcée le 06/02/2020

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	D DIMERES	Plasma	Immuno enzymatique sandwich avec dectection ELFA Biomerieux VIDAS 3	A-ANA-MT-027: Mode opératoire technique VIDAS 3 A-FORM-DE-102: SH FORM 43 DD D-Dimères biomerieux VIDAS	27/10/2021 ajout
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Fibrinogene	Plasma	chronométrie, Automate STAGO SATELLITE MAX (1 automate)	A-ANA-MT-006 : Mode opératoire STAGO SATELLITE MAX A-FORM-DE-081 : SH FORM 43 FIBRINOGENE STAGO STA SATELLITE MAX	Ajout le 28/08/19
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Taux de prothrombine TP/INR	Plasma	chronométrie, Automate STAGO SATELLITE MAX (1 automate)	A-ANA-MT-006 : Mode opératoire STAGO SATELLITE MAX A-FORM-DE-079 : SH FORM 43 TP STAGO STA SATELLITE MAX	28/08/19 :changement d'automate
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	TCA	Plasma	chronométrie, Automate STAGO SATELLITE MAX (1 automate)	A-ANA-MT-006 : Mode opératoire STAGO SATELLITE MAX A-FORM-DE-080: SH FORM 43 TCA STAGO STA SATELLITE MAX	Ajout le 28/08/19

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Groupes sanguins ABO et Phénotypage Rhesus Kell	Sang total	Hémagglutination sur plaques IMMUCOR ECHO	A-ANA-MT-013: Mode opératoire technique des groupages ABO / RH/ Kell et RAI sur IMMUCOR A-FORM-DE-130 : SH FORM 43 Groupes sanguins (IMMUCOR ECHO)	Accréditation prononcée le 1/03/2024

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Recherche et identification d'anticorps érythrocytaires	Sang total	Hémaglutination sur plaques IMMUCOR ECHO	A-ANA-MT-013: Mode opératoire technique des groupages ABO / RH/ Kell et RAI sur IMMUCOR A-FORM-DE-131 :SH FORM 43 RAI (IMMUCOR ECHO LUMENA)	Accréditation prononcée le 01/03/2024 24/03/26 Suite écart COFRAC STA1 : Ajout sous processus 2 : identification en cas de recherche positive d'un anti D dans le cas d'injection de Rophylac chez une femme enceinte

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Anticorps anti HbS (AHBS)	Sérum	Immuno enzymatique sandwich avec dectection ELFA Biomerieux VIDAS 3	A-ANA-MT-027: Mode opératoire technique VIDAS 3 A-FORM-DE-101: SH FORM 43 AHBS (Ac anti Hbs) VIDAS	Accréditation prononcée le 1/03/2024

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Rota et Adénovirus	Selle	Technique immunochromatographique sur cassette (test rapide)	A-ANA-MT-020: Mode opératoire technique pour la recherche de Rotavirus et Adénovirus dans les selles A-FORM-DE-110 :SH FORM ROTA-ADENOVIRUS	Accréditation prononcée le 1/03/2024 9/06/2026 : Changement de réactif

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	PCR SARS-COV-2	Écouvillonnage nasopharyngé	Détection qualitative de l'ARN du SARS-COV-2 Automate QUANTGENE	A-ANA-MT-021 :Mode opératoire technique de PCR SARS COV2 / GRIPPE / VRS sur BIOSYNEX QUANTGENE A-FORM-DE-112 : SH FORM Ampliquick Respiratory TRIPLEX (SARSCOV2, Grippe et VRS) sur Quantgene 9600	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Réforme automate GENE MINI le 29/08/2025 Retrait nature échantillon salive le 29/08/2025 Changement de réactif : AMPLIQUICK RESPIRATORY TRIPLEX le 27/04/2026

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Compte d'ADDIS	urine	Cytologie manuelle et/ou sur automate BECKMAN IQ 200 (1 Automate), Imagerie numérique du flux, Examen morphologique direct macro- et microscopique	A-ANA-MT-012 : Mode opératoire IQ 200 BECKMAN A-FORM-DE-017: (SH FORM 43 Cytologie Urinaire automatisée et manuelle (ECBU/ CULOT/SGU/ADDIS) Ligne BM MG07)	11/12/19: Ajout cytologie urinaire manuelle 30/11/2020 changement automate BECKMAN IQ 200
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	ECBU/CULOT	urine	Cytologie manuelle et/ou sur automate BECKMAN IQ 200 (1 Automate) Imagerie numérique du flux, Examen morphologique direct macro- et microscopique	A-ANA-MT-012 : Mode opératoire IQ 200 BECKMAN A-FORM-DE-017: (SH FORM 43 Cytologie Urinaire automatisée et manuelle (ECBU/ CULOT/SGU/ADDIS) Ligne BM MG07) = Sous processus 1	30/11/2020 changement automate BECKMAN IQ 200 Le 1/03/2024 : accréditation du processus complexe avec les lignes MG11 et MG12 voir les documents : Ligne MG 11: A-FORM-DE-106 (sous processus 3) A-FORM-DE-107 (sous processus 4) A-FORM-DE-138 (sous processus 2) Ligne MG 12: A-FORM-DE-108 (sous processus 5)
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes /champignons filamenteux = (Code MYC)	Prélèvements Cutanés, Phanères	Examen morphologique direct, macro et microscopique avec préparation (examen direct avec coloration) avant la mise en culture	A-ANA-MT-024: Mode opératoire technique DERMATOPHYTES ET CHAMPIGNONS FILAMENTEUX A-FORM-DE-109: SH FORM 43 Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux (Code MYC) : Sous processus 1 : Ligne BM MG07	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Processus complexe avec les lignes MG 09 (+/- Lignes MG 11 et MG12 si levures) voir les documents : Ligne MG 09 : A-FORM-DE-109 (sous processus 2) Ligne MG 11 : A-FORM-DE-107 (sous processus 3) Ligne MG 12 : A-FORM-DE-108 (sous processus 4)

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	SGU (recherche de sang dans les urines)	urine	Cytologie manuelle et/ou sur automate BECKMAN IQ 200 (1 Automate), Imagerie numérique du flux, Examen morphologique direct macro- et microscopique	A-ANA-MT-012 : Mode opératoire IQ 200 BECKMAN A-FORM-DE-017: (SH FORM 43 Cytologie Urinaire automatisée et manuelle (ECBU/ CULOT/SGU/ADDIS) Ligne BM MG07)	11/12/19: Ajout cytologie urinaire manuelle 30/11/2020 changement automate BECKMAN IQ 200

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Hémocultures	Sang total	Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC™ Détection visuelle de croissance (Automatisée sur BACTEC FX 40)	A-ANA-MT-047: Mode opératoire technique HEMOCULTURES - Bactec FX 40 A-FORM-DE-141: SH FORM Hémocultures sur BACTEC FX 40 LIGNE BM MG 08 = Sous processus 1	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Processus complexe avec lignes MG 11 et MG12 voir les documents : Ligne MG 11: A-FORM-DE-106 (sous processus 2) A-FORM-DE-138 (sous processus 3) A-FORM-DE-107 (sous processus 4) Ligne MG 12 : A-FORM-DE-108 (sous processus 5)

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes /champignons filamenteux = (Code MYC)	Prélèvements Cutanés, Phanères	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle, incubation, lecture puis détermination phénotypique	A-ANA-MT-024: Mode opératoire technique DERMATOPHYTES ET CHAMPIGNONS FILAMENTEUX A-FORM-DE-109: SH FORM 43 Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux (Code MYC) : Sous processus 2 : Ligne BM MG09	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Processus complexe avec les lignes MG 07 (+/- Lignes MG 11 et MG12 si levures) voir les documents : Ligne MG 07 : A-FORM-DE-109 (sous processus 1) Ligne MG 11 : A-FORM-DE-107 (sous processus 3) Ligne MG 12 : A-FORM-DE-108 (sous processus 4) A partir du 02/02/26: nouvelle référence de réactif Lactophenol (Références 261188) méthode déclarée conforme le 29/01/26

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	ECBU : Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urine	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Examen morphologique direct macro et microscopique après mise en culture, avec ou sans préparation (coloration de Gram) Methode manuelle d'identification Détermination phénotypique par : Caractérisation biochimique Sur VITEK 2 Compact	A-ANA-MT-007: Mode opératoire ECBU, CULOT, SGU et ADDIS A-ANA-IT-002: Coloration de GRAM A-ANA-MT-031: Mode opératoire technique VITEK (Identification/Antibiogramme/ Antifongigramme sur cultures bactériologiques et mycologiques) 3 sous processus sur ligne MG 11 : A-FORM-DE-138: SH FORM 43 Recherche et identification de bactérie et/ou levures : Sous processus : Mise en culture manuelle, incubation, lecture, examen morphologique direct macroscopique après culture (Ligne BM MG11) = sous processus 2 A-FORM-DE-106: SH FORM 43 Recherche et identification de bactérie et/ou levures : Sous processus : Coloration de GRAM (Ligne BM MG11) = sous processus 3 A-FORM-DE-107 : SH FORM Recherche et	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Processus complexe avec les lignes MG07 et MG12 voir les documents : Ligne MG 07: A-FORM-DE-017 Ligne MG 12: A-FORM-DE-108 25/02/26: MAJ du DVM: A-FORM-DE-107 avec Géloses CPS/CAN2 suite écart Cofrac STA1 avec déclaration d'aptitude de la méthode.

	BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
				identification de bactérie et/ou levures : Sous processus : Méthode manuelle d'identification. Détermination phénotypique caractères biochimique sur Vitek 2 compact (Ligne BM MG11) = sous processus 4	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Hémoculture : Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Sang total	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration de Gram) Methode manuelle d'identification Détermination phénotypique par : Caractérisation biochimique Sur VITEK 2 Compact	A-ANA-MT-047: Mode opératoire technique HEMOCULTURES - Bactec FX 40 3 sous processus sur ligne MG 11 : A-FORM-DE-106: SH FORM 43 Recherche et identification de bactérie et/ou levures : Sous processus : Coloration de GRAM (Ligne BM MG11) = Sous processus 2 A-FORM-DE-138: SH FORM 43 Recherche et identification de bactérie et/ou levures : Sous processus : Mise en culture manuelle, incubation, lecture, examen morphologique direct macroscopique après culture (Ligne BM MG11) = sous processus 3 A-FORM-DE-107 : SH FORM Recherche et identification de bactérie et/ou levures : Sous processus : Méthode manuelle d'identification, Détermination phénotypique par	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Processus complexe avec lignes MG 8 et MG12 voir les documents : Ligne MG 08 : A-FORM-DE-141 (sous processus 1) Ligne MG 12 : A-FORM-DE-108(sous processus 5) 25/02/26: MAJ du DVM: A-FORM-DE-107 avec Géloses CPS/CAN2 suite écart Cofrac STA1 avec déclaration d'aptitude de la méthode

	BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux = (Code MYC)	Prélèvements cutanés, phanérien	Réalisée uniquement sur souches de levures : Méthode manuelle d'identification Détermination phénotypique par : Caractérisation biochimique Sur VITEK 2 Compact	A-ANA-MT-031: Mode opératoire technique DERMATOPHYTES ET CHAMPIGNONS FILAMENTEUX A-ANA-MT-031: Mode opératoire technique VITEK (Identification/Antibiogramme/Antifongigramme sur cultures bactériologiques et mycologiques) A-FORM-DE-107 : SH FORM Recherche et identification de bactérie et/ou levures : Sous processus : Méthode manuelle d'identification, Détermination phénotypique par caractérisation biochimique sur Vitek 2 compact (Ligne BM MG11)= sous processus 3	Procédures internes : Ligne MG 07 , MG 09, MG 12 voir documents : Ligne MG 07 : A-FORM-DE-109 (sous processus 1) Ligne MG 09 : A-FORM-DE-109 (sous precessus 2) Ligne MG 12 : A-FORM-DE-108 (sous processus 4) 25/02/26: MAJ du DVM: A-FORM-DE-107 avec Géloses CPS/CAN2 suite écart Cofrac STA1 avec déclaration d'aptitude de la méthode

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	ECBU : Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques et antifongiques	Urine	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques et antifongiques Sur VITEK 2 Compact	A-ANA-MT-007: Mode opératoire ECBU, CULOT, SGU et ADDIS A-ANA-MT-031: Mode opératoire technique VITEK (Identification/Antibiogramme/Antifongigramme sur cultures bactériologiques et mycologiques) A-FORM-DE-108: SH FORM Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques (Ligne BM MG12) = sous processus 5	Le 1/03/2024 : accréditation du processus complexe avec les lignes MG07 et MG11 voir les documents : Ligne MG 07 : A-FORM-DE-017 (sous processus 1) Ligne MG 11: A-FORM-DE-106 (sous processus 3) A-FORM-DE-107 (sous processus 4) A-FORM-DE-138 (sous processus 2) 23/09/2026 : changement de la carte d'antibiogramme AST N436, remplacé par la carte d'antibiogramme AST N497 à partir du 23/09/2026 (Action préventive N° 02-26-1000).
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Hémocultures : Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques et antifongiques	Sang total (Hémocultures)	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques et antifongiques Sur VITEK 2 Compact	A-ANA-MT-047: Mode opératoire technique HEMOCULTURES - Bactec FX 40 A-FORM-DE-108: SH FORM Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques (Ligne BM MG12) = sous processus 5	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Processus complexe avec lignes MG 8 et MG11 voir les documents : Ligne MG 08 : A-FORM-DE-141 (sous processus 1) Ligne MG 11 : A-FORM-DE-106 (sous processus 2) A-FORM-DE-138 (sous processus 3) A-FORM-DE-107 (sous processus 4)

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes /champignons filamenteux = (Code MYC)	Prélèvements Cutanés, Phanères	Réalisée uniquement sur les cultures de levures. Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration antifongiques Sur VITEK 2 Compact	A-ANA-MT-024: Mode opératoire technique DERMATOPHYTES ET CHAMPIGNONS FILAMENTEUX A-ANA-MT-031: Mode opératoire technique VITEK (Identification/Antibiogramme/Antifongigramme sur cultures bactériologiques et mycologiques) A-FORM-DE-108 : SH FORM Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques (Ligne BM MG12) = sous processus 4	Accréditation prononcée le 1/03/2024 Processus complexe avec les lignes MG 07 , MG 09, MG 11 voir les documents : Ligne MG 07 : A-FORM-DE-109 (sous processus 1) Ligne MG 09 : A-FORM-DE-109 (sous processus 2) Ligne MG 11 : A-FORM-DE-107 (sous processus 3)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	/	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	Catalogue de prélèvement UBILAB	AP N° 03-24-893 : Nouvelles lignes pour le PRE/POST ANA
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	/	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Catalogue de prélèvement UBILAB	AP N° 03-24-893 : Nouvelles lignes pour le PRE/POST ANA
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	/	Peau, phanères	Prélèvement cutané et des phanères pour examens biologiques	Catalogue de prélèvement UBILAB	AP N° 03-24-893 : Nouvelles lignes pour le PRE/POST ANA
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	/	Prélèvements génitaux, vaginaux, urétraux, anaux	Prélèvements pour examens biologiques	Catalogue de prélèvement UBILAB	AP N° 03-24-893 : Nouvelles lignes pour le PRE/POST ANA
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	/	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Catalogue de prélèvement UBILAB/CERBA	AP N° 03-24-893 : Nouvelles lignes pour le PRE/POST ANA
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	/	Prélèvements ORL : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens biologiques	Catalogue de prélèvement UBILAB/CERBA	AP N° 03-24-893 : Nouvelles lignes pour le PRE/POST ANA
LABORATOIRE DE LA CROIX BLANCHE	/	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Catalogue de prélèvement UBILAB/CERBA	AP N° 03-24-893 : Nouvelles lignes pour le PRE/POST ANA