Portée détaillée v.7 de l'attestation N° 8-3499

Detailed scope v.7 of the attestation N° 8-3499

Date de publication / Publish date: 06/02/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SOISSONS

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ACE	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Fiche technique ACE 10995312 Atellica IM SIEMENS	
Acide lactique	Plasma, LCR	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Lactate 11537287 Atellica CH SIEMENS	
Acide urique	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Acide Urique 11110171 Atellica CH SIEMENS	
Acide Valproïque	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Acide Valproïque 11110130 Atellica CH SIEMENS	
AFP	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Fiche technique AFP 10995270 Atellica IM SIEMENS	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Albumine	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Fiche technique Albumine 22/07/2019 Atellica CH SIEMENS	
Amikacine	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Amikacine 11111683 Atellica CH SIEMENS	
Ammonium	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Ammoniaque 11110147 Atellica CH SIEMENS	
Antidépresseurs Tricycliques	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie)	Fiche technique AD tricycliques 11111589 Atellica CH SIEMENS	
Apo A	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Fiche technique APOA1 11110188 Atellica CH SIEMENS	
ApoB	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Fiche technique APOB 11110189 Atellica CH SIEMENS	
Benzodiazépine	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie)	Fiche technique Benzodiazépines 11110123 Atellica CH SIEMENS	
Bicarbonates	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Dioxyde de carbone 11110139 Atellica CH SIEMENS	
Bilirubine conjuguée	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique DBIL 11110150 Atellica CH SIEMENS	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Bilirubine totale	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique TBIL 11110149 Atellica CH SIEMENS	
Béta 2 microglobuline	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Fiche technique B2M 11110198 Atellica CH SIEMENS	
CA 15-3	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Fiche technique CA15-3 10995284 Atellica IM SIEMENS	
CA 19-9	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Fiche technique CA19-9 10995285 Atellica IM SIEMENS	
CA 125	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Fiche technique CA125 10995283 Atellic IM SIEMENS	
Calcium	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Calcium 11110158 Atellica CH SIEMENS	
Calcium ionisé	Sang total	ABL 800 (RADIOMETER) : Electrode spécifique	Méthodes reconnues (A)	
Cannabis	Urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie)	Fiche technique Cannabinoïdes 11110121 Atellica CH SIEMENS	
Carboxyhémoglobine	Sang total	ABL 800 (RADIOMETER) : Electrode spécifique	Méthodes reconnues (A)	
Chlore	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Potentiométrie Indirecte	Fiche technique A LYTE 11109447 Atellica CH SIEMENS	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cholestérol HDL	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique HDLC 11537267 Atellica CH SIEMENS	
Cholestérol LDL	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique LDLC 11537271 Atellica CH SIEMENS	
Cholestérol total	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique Cholestérol 11110172 Atellica CH SIEMENS	
Cocaïne	Urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie)	Fiche technique Cocaïne 11110122 Atellica CH SIEMENS	
Complément C3	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Fiche technique C3 11110122 Atellica CH SIEMENS	
Complément C4	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Fiche technique C4 11110186 Atellica CH SIEMENS	
Cortisol	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
CRP	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
Créatine Kinase (CK)	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Fiche technique CK 11110165 Atellia CH SIEMENS	
Créatinine Enzymatique	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Digoxine	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Ecstasy	Urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ethanol	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Facteur rhumatoïde	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
Fer	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Ferritine	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Folates	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
FT3	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
FT4	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Gamma GT	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Gentamicine	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Glucose	Plasma, urines, LCR	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Haptoglobine	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
HbA1c	Sang total EDTA	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
hCG	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
IgA	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
IgE	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
IgG	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
IgM	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
Lactates	Sang total	ABL 800 (RADIOMETER) : Electrode spécifique	Méthodes reconnues (A)	
LDH	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
LH	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Lipase	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Lithium	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Magnésium	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Microalbumine	Urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
Myoglobine	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Méthadone : EDDP	Urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Méthémoglobine	Sang total	ABL 800 (RADIOMETER) : Electrode spécifique	Méthodes reconnues (A)	
NT Pro BNP	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Oestradiol	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Opiacés	Urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Orosomucoïde	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
Paracétamol	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Parathormone	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
pCO2	Sang total	ABL 800 (RADIOMETER) : Electrode spécifique	Méthodes reconnues (A)	
pH	Sang total	ABL 800 (RADIOMETER) : Electrode spécifique	Méthodes reconnues (A)	
Phosphatases alcalines	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Phosphore	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
pO2	Sang total	ABL 800 (RADIOMETER) : Electrode spécifique	Méthodes reconnues (A)	
Potassium	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Potentiométrie Indirecte	Méthodes reconnues (A)	
Procalcitonine	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Protides	Plasma, urines, LCR	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Préalbumine	Sérum	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
PSA libre	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
PSA total	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Sodium	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Potentiométrie Indirecte	Méthodes reconnues (A)	
TGO - ASAT	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
TGP - ALAT	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Transferrine	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Turbidimétrie	Méthodes reconnues (A)	
Triglycérides	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Troponine Ic	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
TSH	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Urée	Plasma, urines	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Vancomycine	Plasma	ATELLICA CH (SIEMENS) : Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Vitamine B12	Sérum	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	
Vitamine D	Plasma	ATELLICA IM (SIEMENS) : Chimiluminescence	Méthodes reconnues (A)	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Protéinogramme	Sérum	Electrophorèse HYDRASYS (SEBIA)	Fiche technique Hydragel 30 Proteine Tef 4120	
Recherche ou typage d'une dysglobulinémie	Sérum	Immunofixation HYDRASYS (SEBIA)	Fiche technique Hydragel 4 IF Tef 4804	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Formule sanguine	Sang total	realisation automatisée des frottis et coloration automatisée des frottis et lecture par système Systeme cellavision DM1200	manuel d'utilisation DM1200 HE/R-AN/AUT/DG/155	ajout au 04/02/2025
Formule sanguine	Sang total	realisation automatisée des frottis et coloration automatisée des frottis et lecture au microscope	HE/R-AN/AUT/MO/003 et 005	ajout au 04/02/2025
Numération - formule sanguine	Sang total	Technique automatisée : XN-2000 (Sysmex)	manuel d'utilisation XN sysmex	
Numération des réticulocytes	Sang total	Technique automatisée : XN-2000 (Sysmex)	manuel d'utilisation XN sysmex	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dosage de l'activité coagulante du facteur II	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage de l'activité coagulante du facteur IX	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage de l'activité coagulante du facteur V	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage de l'activité coagulante du facteur VII	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage de l'activité coagulante du facteur VIII	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage de l'activité coagulante du facteur X	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage de l'activité coagulante du facteur XI	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage fonctionnel de l'antithrombine	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Dosage colorimétrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage fonctionnel de la protéine C	Plasma	Technique automatisée : STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage fonctionnel de la protéine S	Plasma	Technique automatisée : STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Dosage quantitatif des D-dimères	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique immuno-turbidimétrique	Méthodes reconnues (A)	
Fibrinogène	Plasma	Technique automatisée : STA Compact Max / Technique chronométrique (méthode de Clauss) STA R Max	Méthodes reconnues (A)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Temps de Céphaline - Kaolin	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Temps de Céphaline Activée (TCA)	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Temps de Quick (Taux de Prothrombine)	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Temps de Quick (Taux de Prothrombine) en cas de traitement AVK (INR)	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	
Temps de Thrombine	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique chronométrique	Méthodes reconnues (A)	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Activité anti-Xa (apixaban)	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique colorimétrique	Méthodes reconnues (A)	
Activité anti-Xa (Héparine de Bas Poids Moléculaire)	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique colorimétrique	Méthodes reconnues (A)	
Activité anti-Xa (Héparine Non Fractionnée)	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique colorimétrique	Méthodes reconnues (A)	
Activité anti-Xa (rivaroxaban)	Plasma	Technique automatisée : STA-R Max/STA Compact Max / Technique colorimétrique	Méthodes reconnues (A)	
Dépistage d'un anticoagulant circulant par le test de correction du TCA	Plasma	Technique automatisée : STA-Compact Max / Techniques chronométriques	Méthodes reconnues (A)	
Recherche et identification d'un anticoagulant de type lupique	Plasma	Technique automatisée : STA-Compact Max / Techniques chronométriques	Méthodes reconnues (A)	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Groupe sanguin ABO RHD	Sang total EDTA	Hémagglutination par gel filtration Technique manuelle (Grifols)	Fiche technique DG Gel ABO/RH + Kell	Ajout le 04/02/2025
Groupe sanguin ABO RHD	Sang total EDTA	Hémagglutination par gel filtration automatisée sur automate Wadiana (Grifols)	Fiche technique DG Gel ABO/RH + Kell	
Phénotype RH Kell	Sang total EDTA	Hémagglutination par gel filtration Technique manuelle (Grifols)	Fiche technique DG Gel RH Pheno	Ajout le 04/02/2025
Phénotype RH Kell	Sang total EDTA	Hémagglutination par gel filtration automatisée sur automate Wadiana (Grifols)	Fiche technique DG Gel RH Pheno	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'agglutinines irrégulières	Plasma EDTA	Hémagglutination par gel filtration Technique manuelle (Grifols)	Fiche technique DG Gel Coombs	Ajout le 04/02/2025
Recherche d'agglutinines irrégulières	Plasma EDTA	Hémagglutination par gel filtration automatisée sur automate Wadiana (Grifols)	Fiche technique DG Gel Coombs	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Test direct à l'antiglobuline humaine	Sang total EDTA	Hémagglutination par gel filtration Technique manuelle (Grifols)	Fiche technique DG Gel Scan	Ajout le 04/02/2025
Test direct à l'antiglobuline humaine	Sang total EDTA	Hémagglutination par gel filtration automatisée sur automate Wadiana (Grifols)	Fiche technique DG Gel Scan	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
VHC	Sérum	Méthode par immunodosage sandwich utilisant la technique de Chimiluminiométrie	Fiche technique Atellica IM Hepatite c (aHCV)	Changement d'automate : passage du Vidas Biomérieux à l'Atellica Siemens(IM ligne 2) le 15/03/2024
VIH	Sérum	Méthode par immunodosage sandwich utilisant la technique de Chimiluminiométrie	Fiche technique Atellica IM Test combiné Ag/Ac du VIH (CHIV)	Changement d'automate : passage du Vidas Biomérieux à l'Atellica Siemens(IM ligne 2) le 15/03/2024

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
recherche d'antigènes de rotavirus , adenovirus,Norovirus	Selles	méthode par immunofluorescence sur automate Biosensor Eurobio SD 2400 et SD 200: méthode automatisée unitaire qualitative	Rota/Adeno Ag FIA F-RAC-01G Norovirus Ag Plus FIA F-NRV-02	ajout à la date du 04/02/2025
recherche d'antigènes Legionelles et pneumocoques	Urines	méthode par immunofluorescence sur automate Biosensor Eurobio SD 2400 et SD 200: méthode automatisée unitaire qualitative	Legionella AgFIA FLGN01G S.peumoniae Ag FIA FLNE01G	ajout à la date du 04/02/2025
Recherche de Clostridium difficile: antigènes	Selles	méthode par immunofluorescence sur automate Biosensor Eurobio SD 2400 et SD 200: méthode automatisée unitaire qualitative	C.difficile GDH FIA F-CDFG-01	Changement de technique pour GDH au 15/05/2023: Pour toxine de Clostridium difficile : seule la PCR est réalisée sur automate Illumipro Aléthia : technique unitaire qualitative ; la méthode immunoenzymatique a été arrêtée

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification de d'acides nucléiques d'agents infectieux	Prélèvements LCR pour PCR Multiplex	PCR par approche syndromique FilmArray BIOMERIEUX	FilmArray meningitidis/encephalitidis Panel RFIT ASY 0118	
Recherche et identification de d'acides nucléiques d'agents infectieux	Prélèvements Selles pour PCR Multiplex	PCR par approche syndromique FilmArray BIOMERIEUX	FilmArray gastrointestinal Panel RFIT ASY 0116	ajout à la date du 04/02/2025
Recherche et identification de d'acides nucléiques d'agents infectieux	prélèvements bronchopulmonaires pour PCR Multiplex	PCR par approche syndromique FilmArray BIOMERIEUX	FilmArray Pneumonia Panel RFIT ASY 0143	ajout à la date du 04/02/2025
Recherche et identification de d'acides nucléiques d'agents infectieux	prélèvements naso pharyngés pour PCR Multiplex	PCR par approche syndromique FilmArray BIOMERIEUX	FilmArray Respiratory Panel 423740	ajout à la date du 04/02/2025
Recherche et identification de d'acides nucléiques d'agents infectieux	selles pour recherche de Toxine de Clostridium difficile	PCR sur Illumipro Alethia	alethia C.difficile DNA Amplification Assay 480050	ajout à la date du 04/02/2025
Recherche et identification de d'acides nucléiques d'agents infectieux	Prélèvements nasopharyngés pour PCR SARS COV2	PCR sur GeneXpert Cepheid	Xpert Xpress SARS-CoV-2	ajout à la date du 04/02/2025
Recherche et identification de d'acides nucléiques d'agents infectieux: Chlamydiae Gonocoque	Urines et prélèvements génitaux pour recherche Chlamydia gonocoque	PCR sur Illumipro Alethia	alethia Chlamydia DNA Amplification Assay 480450 alethia Gonorrhea DNA Amplification Assay 480850	ajout à la date du 04/02/2025

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen cytobactériologique	Prélèvements : ECBU pour cytologie	Cytologie urinaire avec URISED I2a	BA/R-AN/TMA/MO/040	
Examen cytobactériologique	Prélèvements : Hémocultures positives pour Coloration gram	Coloration avec AEROSPRAY Elitech pour hémocultures positives et lecture au microscope	BA/R-AN/TMA/MO/017	
Examen cytobactériologique	Liquides de ponction	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/008	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Pus (collection fermée)	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/027	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Plaie écoulement, tissu	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/019	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Secrétions broncho-pulmonaires et expectorations	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/001	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Produits d'aspiration ou de brossage bronchique protégé (BBP) liquide de lavage broncho-alvéolaire	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/007	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Secrétions et exsudats de la sphère ORL	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/028	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Secrétions , exsudats et ulcérations de localisation génitale et anogénitale	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/032 BA/R-AN/TMA/MO/003	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Matières fécales ou prélèvement rectal	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/002	ajout à la date du 04/02/2025
Examen cytobactériologique	Prélèvement oculaire	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/031	ajout

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen cytobactériologique	Prélèvement au niveau de la peau et des ou des phanères	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/019	ajout
Examen cytobactériologique	prélèvements divers tels que cathéter, chambre implantable, matériel de prothèses, valves, mèches ,redons, stérilets	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/020	ajout
Examen cytobactériologique	prélèvements pluri-orificiels chez nouveau né	cytologie directe et examen direct microbiologique	BA/R-AN/TMA/MO/029	ajout

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémocultures	Sang Total	BactAlert VIRTUO BIOMERIEUX	BA/R-AN/TMA/MO/024	

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification de bactéries et /ou levures	Culture bactérienne d'un ECBU,d'une HEMOCULTURE	Mise en culture , incubation	BA/R-AN/TMA/MO/040	
Recherche et identification de bactéries et /ou levures	Culture bactérienne d'un ECBU, D'une HEMOCULTURE	identification avec Vitek 2 Biomérieux	BA/R-AN/TMA/MO/024	
Recherche et identification de bactéries et /ou levures	Culture bactérienne des prélèvements suivants: Liquides de ponction , Pus, plaie écoulement tissu , ORL,, génitaux , selles, expectorations et secrétions bronchopulmonaires, produits d'aspiration, LBA, prélèvements oculaires, cutanés prélèvements divers tels que cathéter, chambre implantable, matériel de prothèses, valves, mèches ,redons, stérilets prélèvements pluri-orificiels chez nouveau né	Mise en culture , incubation	BA/R-AN/TMA/MO/040	ajout à la date du 04/02/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification de bactéries et /ou levures	Culture bactérienne des prélèvements suivants: Liquides de ponction , Pus, plaie écoulement tissu , ORL,, génitaux , selles, expectorations et secrétions bronchopulmonaires, produits d'aspiration, LBA, prélèvements oculaires, cutanés prélèvements divers tels que cathéter, chambre implantable, matériel de prothèses, valves, mèches ,redons, stérilets prélèvements pluri-orificiels chez nouveau né	identification avec Vitek 2 Biomérieux	BA/R-AN/TMA/MO/040	ajout à la date du 04/02/2025

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne ECBU,d'une HEMOCULTURE	Méthodes de diffusion en milieu gélosé Lecture des diamètres avec SIRSCAN I2a Détection de mécanisme de résistance	BA/R-AN/TMA/MO/004 et 005	
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures bactériennes des prélèvements suivants: Liquides de ponction , Pus, plaie écoulement tissu , ORL,, génitaux , selles, expectorations et secrétions bronchopulmonaires, produits d'aspiration, LBA, prélèvements oculaires, cutanés prélèvements divers tels que cathéter, chambre implantable, matériel de prothèses, valves, mèches ,redons, stérilets prélèvements pluri-orificiels chez nouveau né	Methodes de diffusion en milieu gélosé Lecture des antibiogrammes avec Sirscan 2000 détection des mécanismes de résistance	BA/R-AN/TMA/MO / 004 et 005	ajout à la date du 04/02/2025

Site Pôle de Biologie Médicale du CH de Soissons :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Diagnostic biologique du paludisme(Recherche identification et numération)	Sang	Examen morphologique microscopique direct (frottis) Détermination phénotypique: Immunochromatographie Méthode génotypique (PCR)	PA/R-AN/TMA/MO/001 PA/R-AN/TMA/MO/002 PA/R-AN/TMA/MO/003	