Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 8-3556

Detailed scope v.4 of the attestation N° 8-3556
Date de publication / Publish date: 19/06/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
E.F.S. GUADELOUPE - GUYANE

Site E.F.S. GUADELOUPE - GUYANE / Site de Cayenne :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Phénotypage ABO-RH-KEL	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues (A) GUA/EQU/MO/054 GUA/EQU/MO/047	
Phénotypage ABO-RH-KEL	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle sur Cartes Gel BioRad et Hématies BioRad	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/001	
Phénotypage ABO-RH-KEL	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/EQU/MO/054 GUA/EQU/MO/047	
Phénotypage étendu	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle (FY1,2, JK1,2, MNS1,2,3,4, LE1,2, P1, KEL2,3,4, LU1,2, RH8)	Méthodes reconnues (A) GUA/EQU/MO/047	
Phénotypage étendu	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle (FY1,2, JK1,2, MNS1,2,3,4, LE1,2, P1, KEL2,3,4, LU1,2, RH8)	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/006	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Phénotypage étendu	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500 (FY1,2, JK1,2, MNS1,2,3,4, LE1,2, P1)	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/001	

Site E.F.S. GUADELOUPE - GUYANE / Site de Cayenne :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Epreuve directe de compatibilité	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues(A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/012	
Epreuve directe de compatibilité	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle	Méthodes reconnues(A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/012	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues (A) GUA/EQU/MO/047	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/EQU/MO/047	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle Panel BioRad	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/005	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle Panel UPR	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/005	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500 : - Technique TIA - Technique Papaïne	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM : - Technique TIA - Technique Papaïne	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle sur hématies BioRad : - Technique TIA - Technique Papaïne	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle sur hématies UPR : - Technique TIA - Technique Papaïne - Technique Trypsine - Technique DTT - TIA lavé	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	

Site E.F.S. GUADELOUPE - GUYANE / Site de Cayenne :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen Direct à l'Antiglobuline	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues(A) GUA/EQU/MO/047	
Examen Direct à l'Antiglobuline	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle	Méthodes reconnues(A) GUA/EQU/MO/047	

Site E.F.S. GUADELOUPE - GUYANE / Site de Pointe à Pitre :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Phénotypage ABO-RH-KEL	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues (A) GUA/EQU/MO/054 GUA/EQU/MO/047)	Changement d'automate : Mise en route du nouveau IH500 (BioRad) le 09/02/2026
Phénotypage ABO-RH-KEL	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle sur Cartes Gel BioRad et Hématies BioRad	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/001	
Phénotypage ABO-RH-KEL	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/EQU/MO/054 GUA/EQU/MO/047)	Changement d'automate : Mise en route du nouveau Ortho Vision Max (Ortho Clinical) le 05/02/2026
Phénotypage étendu	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500 (FY1,2, JK1,2, MNS1,2,3,4, LE1,2, P1)	Méthodes reconnues (A) GUA/EQU/MO/047	Changement d'automate : Mise en route du nouveau IH500 (BioRad) le 09/02/2026
Phénotypage étendu	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle (FY1,2, JK1,2, MNS1,2,3,4, LE1,2, P1, KEL2,3,4, LU1,2, RH8)	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/006	

Site E.F.S. GUADELOUPE - GUYANE / Site de Pointe à Pitre :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Epreuve directe de compatibilité	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues(A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/012	Changement d'automate : Mise en route du nouveau IH500 (BioRad) le 09/02/2026
Epreuve directe de compatibilité	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM	Méthodes reconnues(A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/012	Changement d'automate : Mise en route du nouveau Ortho Vision Max (Ortho Clinical) le 05/02/2026
Epreuve directe de compatibilité	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle	Méthodes reconnues(A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/012	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues (A) GUA/EQU/MO/047	Changement d'automate : Mise en route du nouveau IH500 (BioRad) le 09/02/2026
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/EQU/MO/047	Changement d'automate : Mise en route du nouveau Ortho Vision Max (Ortho Clinical) le 05/02/2026
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle Panel BioRad	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/005	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Dépistage	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle Panel UPR	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/005	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500 : - Technique TIA - Technique Papaïne	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	Changement d'automate : Mise en route du nouveau IH500 (BioRad) le 09/02/2026
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM : - Technique TIA - Technique Papaïne	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	Changement d'automate : Mise en route du nouveau Ortho Vision Max (Ortho Clinical) le 05/02/2026
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle sur hématies BioRad : - Technique TIA - Technique Papaïne	Méthodes reconnues (A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	
Recherche d'Anticorps Anti-Erythrocytaires : Identification	Sang total : - Plasma natif - Plasma traité au DTT - Adsorbat - Éluat	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle sur hématies UPR : - Technique TIA - Technique Papaïne - Technique Trypsine - Technique DTT - TIA lavé	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/010 GUA/EQU/MO/047 GUA/EQU/MO/054 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/008 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/009 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/007 GUA/LAB/IHE/ANA/MO/011	

Site E.F.S. GUADELOUPE - GUYANE / Site de Pointe à Pitre :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen Direct à l'Antiglobuline	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate IH-500	Méthodes reconnues(A) GUA/LAB/IHE/ANA/MO/004	Changement d'automate : Mise en route du nouveau IH500 (BioRad) le 09/02/2026
Examen Direct à l'Antiglobuline	Sang total	Hémagglutination par microfiltration en technique manuelle	Méthodes reconnues(A) GUA/EQU/MO/047	
Examen Direct à l'Antiglobuline	Sang total	Hémagglutination par microfiltration sur automate OVM	Méthodes reconnues(A) GUA/EQU/MO/047	Changement d'automate : Mise en route du nouveau Ortho Vision Max (Ortho Clinical) le 05/02/2026