Portée détaillée v.22 de l'attestation N° 8-3667

Detailed scope v.22 of the attestation N° 8-3667
Date de publication / Publish date: 17/06/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER ARDECHE NORD

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ACIDE LACTIQUE (LACTATES)	Plasma fluoré	Méthode Enzym color, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ACIDE URIQUE (URICEMIE)	Plasma hépariné	Méthode Uricase/PAP, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ACIDE VALPROIQUE (DEPAKINE) - DOSAGE	Plasma hépariné	Méthode immuno-enzymatique, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALAT,TGP)	Plasma hépariné	Méthode IFCC avec phosphate de prirydoxal, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALAT,TGP)	Plasma hépariné	Méthode IFCC avec phosphate de prirydoxal, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ALBUMINE	Plasma hépariné	Méthode: immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ALBUMINE	Plasma hépariné	Méthode: immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ALPHA-FOETOPROTEINE (AFP)	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
AMIKACINE DOSAGE	Plasma hépariné	Méthode KIMS, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
AMMONIAQUE	Plasma EDTA	Méthode enzymatique (GLDH), Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
AMMONIAQUE	Plasma EDTA	Méthode enzymatique (GLDH), Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ANTIGENE CA 15-3	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence/sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ANTIGENE CA 19-9	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence/sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ANTIGENE CA 125	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence/sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ANTIGENE CARCINO-EMBRYONNAIRE (ACE)	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA)	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (ASAT,TGO)	Plasma hépariné	Méthode IFCC avec phosphate de prirydoxal, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (ASAT,TGO)	Plasma hépariné	Méthode IFCC avec phosphate de prirydoxal, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
BETA 2 MICROGLOBULINE	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
BICARBONATES OU CO2 TOTAL (RESERVE ALCALINE, RA)	Plasma hépariné	Méthode enzymatique, Automate-COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
BICARBONATES OU CO2 TOTAL (RESERVE ALCALINE, RA)	Plasma hépariné	Méthode enzymatique, Automate-COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
BILIRUBINE CONJUGUEE (DIRECTE)	Plasma hépariné	Méthode Diazo, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
BILIRUBINE CONJUGUEE (DIRECTE)	Plasma hépariné	Méthode Diazo,calibration Jendrassik-Grof Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
BILIRUBINE LIBRE	Plasma hépariné	Examen calculé, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
BILIRUBINE LIBRE	Plasma hépariné	Examen calculé, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
BILIRUBINE TOTALE	Plasma hépariné	Méthode Diazo, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	Arrêt de technique le 30/09/25
BILIRUBINE TOTALE	Plasma hépariné	Méthode Diazo, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	Démarrage nouvelle référence le 30/09/25
BILIRUBINE TOTALE	Plasma hépariné	Méthode Diazo, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	Arrêt de technique le 30/09/25
BILIRUBINE TOTALE	Plasma hépariné	Méthode Diazo, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	Démarrage nouvelle référence le 30/09/25
CALCIUM (CALCEMIE, CA)	Plasma hépariné	Méthode NM-BAPTA, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CALCIUM (CALCEMIE, CA)	Plasma hépariné	Méthode NM-BAPTA, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CALCIUM CORRIGE	Plasma hépariné	Examen calculé avec les résultats d'Albumine et de créatinine, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CALCIUM CORRIGE	Plasma hépariné	Examen calculé avec les résultats d'Albumine et de créatinine, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
Calcul de la clairance de la créatinine (formule CKD-EPI)	Plasma hépariné	Examen calculé, Automate Cobas PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
Calcul de la clairance de la créatinine (formule CKD-EPI)	Plasma hépariné	Examen calculé, Automate Cobas PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CHLORE (CL)	Plasma hépariné	Méthode ISE indirect, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CHLORE (CL)	Plasma hépariné	Méthode ISE indirect, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CHOLESTEROL HDL	Sérum (Tube sec)	Méthode Colorimétrique Enzymatique, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CHOLESTEROL LDL	Sérum (Tube sec)	Examen calculé, Automate Cobas PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CHOLESTEROL TOTAL (CHOL)	Sérum (Tube sec)	Méthode Colorimétrique Enzymatique, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CLAIRANCE A LA CREATININE	Plasma hépariné	Examen calculé, Automate Cobas PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CLAIRANCE A LA CREATININE	Plasma hépariné	Examen calculé, Automate Cobas PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CORTISOL	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / compétition, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	Plasma hépariné	Méthode IFCC DGKC, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	Plasma hépariné	Méthode IFCC DGKC, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
CREATININE	Plasma hépariné	Méthode enzymatique colorimétrique, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CREATININE	Plasma hépariné	Méthode enzymatique colorimétrique, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CRP (PROTEINE C REACTIVE)	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie Latex, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CRP (PROTEINE C REACTIVE)	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie Latex, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
CRP CAPILLAIRE (PROTEINE C REACTIVE)	Prélèvement capillaire	Méthode immunoturbidimétrique et basée sur la réaction d'agglutination : Test QuikRead go easy CRP	UTILSATION QUIKREAD GO (CRP PEDIATRIQUE) AU LABORATOIRE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.014) PRELEVEMENT CRP CAPILLAIRE QUIKREAD GO (CHAN.BIOCH.PRE.MT.001)	
DIGOXINE - DOSAGE	Plasma hépariné	Méthode KIMS, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
ETHANOL - DOSAGE	Plasma hépariné	Méthode enzymatique, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
FERRITINE	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie Latex, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
FER SERIQUE (SIDEREMIE , FE)	Plasma hépariné	Méthode Guanidine / Ferrozine, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
FOLATES SERIQUES	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / compétition, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GAMMAT GT , GGT)	Plasma hépariné	Méthode Carboxy-GLUPA/Szasz-Persin/Tris, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GAMMAT GT , GGT)	Plasma hépariné	Méthode Carboxy-GLUPA/Szasz-Persin/Tris, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
GAZ DU SANG	Sang Veineux/Artériel	Méthode potentiométrie/ ampérométrie/ spectrométrie/ optique phosphorescence/ calcul Automate (ABL90 FLEX PLUS A)	MISE EN ROUTE ET UTILISATION DES AUTOMATES GAZ DU SANG (CHAN.TOUS.ACHAN.IT.013)	
GAZ DU SANG	Sang Veineux/Artériel	Méthode potentiométrie/ ampérométrie/ spectrométrie/ optique phosphorescence/ calcul Automate (ABL90 FLEX PLUS B)	MISE EN ROUTE ET UTILISATION DES AUTOMATES GAZ DU SANG (CHAN.TOUS.ACHAN.IT.013)	
GENTAMYCINE DOSAGE	Plasma hépariné	Méthode KIMS, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
GLUCOSE (GLYCEMIE)	Plasma fluoré	Méthode HK/G6PDH, Automate-COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
GLUCOSE (GLYCEMIE)	Plasma fluoré	Méthode HK/G6PDH, Automate-COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
HAPTOGLOBINE	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
HAPTOGLOBINE	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HBA1C	Sang total EDTA	Technique HPLC, Automate GX	Mise en route et utilisation du TOSOH (HbA1c) (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.010)	
HCG OU BETA HCG	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
HCG OU BETA HCG	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
IGA	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
IGG	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
IGM	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LACTATE DESHYDROGENASE (LDH)	Plasma hépariné	Méthode DGKC / SFBC (pyruvate vers lactate), Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LCR : CHLORE (CHOLURORACHIE)	LCR	Méthode ISE indirect, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	Reliquat d'oubli de retrait de production depuis le 25/06/2024
LCR : GLUCOSE (GLUCORACHIE)	LCR	Méthode HK/G6PDH, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LCR : GLUCOSE (GLUCORACHIE)	LCR	Méthode HK/G6PDH, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
LCR: LACTATE (LACTORACHIE)	LCR	Méthode Enzym color, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LCR: LACTATE (LACTORACHIE)	LCR	Méthode Enzym color, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LCR : PROTEINES TOTALES (PROTEINORACHIE)	LCR	Méthode Turbidimétrique Chlorure de Benzéthonium, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LCR : PROTEINES TOTALES (PROTEINORACHIE)	LCR	Méthode Turbidimétrique Chlorure de Benzéthonium, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LIPASEMIE	Plasma hépariné	Méthode Colorimétrique, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
LIPASEMIE	Plasma hépariné	Méthode Colorimétrique, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
MAGNESIUM PLASMATIQUE (MAGNESEMIE , MG)	Plasma hépariné	Méthode Bleu de xylidyle, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
NT PROBNP	Plasma hépariné	Méthode enzymatique, Automate-COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
OSMOLARITE CALCULEE	Plasma hépariné	Examen calculé , Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
OSMOLARITE CALCULEE	Plasma hépariné	Examen calculé , Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PARACETAMOL - DOSAGE	Plasma hépariné	Méthode Immuno Enzymatique phase homogène KIMS, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PARATHORMONE (1-84 OU BIOACTIVE)	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PHOSPHATASES ALCALINES (PH. ALC.)	Plasma hépariné	Méthode colorimétrique IFCC, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PHOSPHATASES ALCALINES (PH. ALC.)	Plasma hépariné	Méthode colorimétrique IFCC, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PHOSPHORE MINERAL (PHOSPHOREMIE , P)	Plasma hépariné	Méthode Phospho-molybdate /UV, A-COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PHOSPHORE MINERAL (PHOSPHOREMIE , P)	Plasma hépariné	Méthode Phospho-molybdate /UV, A-COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
POTASSIUM (K)	Plasma hépariné	Méthode ISE indirect, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
POTASSIUM (K)	Plasma hépariné	Méthode ISE indirect, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PREALBUMINE	Sérum (Tube sec)	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PREALBUMINE	Sérum (Tube sec)	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PROCALCITONINE (PCT)	Sérum (Tube sec)	Méthode Immuno enzymatique, Automate VIDAS 3	UTILISATION DE L'AUTOMATE VIDAS 3 (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.050)	
PROTEINES	Sérum (Tube sec)	Méthode Biuret, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PROTEINES	Sérum (Tube sec)	Méthode Biuret, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PROTEINES	Plasma hépariné	Méthode Biuret, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
PROTEINES	Plasma hépariné	Méthode Biuret, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
SODIUM (NA)	Plasma hépariné	Méthode ISE indirect, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
SODIUM (NA)	Plasma hépariné	Méthode ISE indirect, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
T.S.H.	Plasma hépariné	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
THYROXINE LIBRE (T4 L OU FT4)	Plasma hépariné	Méthode Electrochemiluminescence / compétition, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
TRANSFERRINE (SIDEROPHYLLINE)	Plasma hépariné	Méthode Immunoturbidimétrie, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
TRIGLYCERIDES (TG)	Sérum (Tube sec)	Méthode colorimétrique, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
TRIIODOTHYRONINE LIBRE (T3 L OU FT3)	Plasma hépariné	Méthode Electrochemiluminescence / compétition , Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
TROPONINE	Plasma hépariné	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
TROPONINE	Plasma hépariné	Méthode Electrochemiluminescence / sandwich, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
UREE	Plasma hépariné	Méthode Uréase/GLDH, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
UREE	Plasma hépariné	Méthode Uréase/GLDH, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : ACIDE URIQUE (URICURIE)	Urine	Méthode Uricase/PAP, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : CALCIUM (CALCIURIE)	Urine	Méthode NM-BAPTA, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : CHLORE	Urine	Méthode ISE urine, Automate-COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : CREATININE (CREATININURIE)	Urine	Méthode enzymatique colorimétrique (PAP), Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
URINE : GLYCOSURIE	Urine	Méthode HK/G6PDH, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : MAGNESIUM	Urine	Méthode Bleu de xylidyle, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : MICROALBUMINURIE DOSAGE	Urine	Méthode immunoturbidimétrique, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : PHOSPHORE MINERAL (PHOSPHATURIE)	Urine	Méthode Phospho-molybdate /UV, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : POTASSIUM	Urine	Méthode ISE urine, Automate-COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : PROTEINURIE	Urine	Méthode Turbidimétrique Chlorure de Benzéthonium, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : PROTEINURIE	Urine	Méthode Turbidimétrique Chlorure de Benzéthonium, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : SODIUM	Urine	Méthode ISE urine, Automate-COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
URINE : UREE	Urine	Méthode Uricase/PAP, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
VANCOMYCINE DOSAGE	Plasma hépariné	Méthode KIMS, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
VITAMINE B 12	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / compétition, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
VITAMINE D 25-HYDROXYCHOLECALCIFEROL (25-0HD3)	Sérum (Tube sec)	Méthode Electrochemiluminescence / compétition, Automate COBAS PURE B	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES (PROTEINOGRAMME)	Sérum (Tube sec)	Electrophorèse capillaire, Automate Minicap	Utilisation du Minicap (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.047) Validation biologique des électrophorèses et immunotypage des protéines (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.003)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
DEPISTAGE DE STUPEFIANTS DANS L'URINE (AMPHETAMINES, BARBITURIQUE, BUPRENORPHINE, BENZODIAZEPINE, ...)	Urine	Méthode manuelle de type qualitatif : Test unitaire par immunodosage compétitif pour la détection de stupéfiants et de leurs métabolites dans l'urine humaine	Recherche de stupéfiants urinaires au laboratoire (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.005)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HEMOGRAMME (cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total EDTA	Méthode manuelle (Identification morphologique aprés coloration, par microscopie optique)	REALISATION FROTTIS SANGUINS (CHAN.HEM.ACHAN.IT.011)	
HEMOGRAMME-NFP (Numération-formule-sanguine)	Sang Total EDTA	Méthode Cytométrie en flux, Automate XN 2000 "Module Right" n° série 29982	MISE EN ROUTE, UTILISATION ET EXTINCTION DES AUTOMATES EN HÉMATOLOGIE (CHAN.HEM.MAT.IT.001)	
HEMOGRAMME-NFP (Numération-formule-sanguine)	Sang Total EDTA	Méthode Cytométrie en flux, Automate XN 2000 "Module Left" n° série 30228	MISE EN ROUTE, UTILISATION ET EXTINCTION DES AUTOMATES EN HÉMATOLOGIE (CHAN.HEM.MAT.IT.001)	
PLAQUETTES	Sang Total EDTA	Méthode Cytométrie en flux, Automate XN 2000 "Module Left" n° série 30228	MISE EN ROUTE, UTILISATION ET EXTINCTION DES AUTOMATES EN HÉMATOLOGIE (CHAN.HEM.MAT.IT.001)	
PLAQUETTES	Sang Total EDTA	Méthode Cytométrie en flux, Automate XN 2000 "Module Right" n° série 29982	MISE EN ROUTE, UTILISATION ET EXTINCTION DES AUTOMATES EN HÉMATOLOGIE (CHAN.HEM.MAT.IT.001)	
PLAQUETTES	Sang Total EDTA	Méthode optique (Fluorocell PLT), Automate XN 2000 "Module Left" n° série 30228	MISE EN ROUTE, UTILISATION ET EXTINCTION DES AUTOMATES EN HÉMATOLOGIE (CHAN.HEM.MAT.IT.001)	
RETICULOCYTE	Sang Total EDTA	Méthode Cytométrie en flux, Automate XN 2000 "Module Left" n° série 30228	MISE EN ROUTE, UTILISATION ET EXTINCTION DES AUTOMATES EN HÉMATOLOGIE (CHAN.HEM.MAT.IT.001)	
RETICULOCYTE	Sang Total EDTA	Lecture manuelle après coloration, par microscopie optique	NUMERATION DES RÉTICULOCYTES TECHNIQUE MANUELLE (CHAN.HEM.ACHAN.IT.012)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Test de Kleihauer	Sang Total EDTA	Lecture manuelle après coloration, par microscopie optique	TEST DE KLEIHAUER (CHAN.IH.ACHAN.IT.012)	Mise en production le 29/01/25

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D-DIMERES	Plasma citraté	Méthode turbidimétrique, Automate ACLTOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
D-DIMERES	Plasma citraté	Méthode turbidimétrique, Automate ACLTOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
D-DIMERES	Plasma citraté	Méthode Immuno-turbidimétrie, Automate STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
D-DIMERES	Plasma citraté	Méthode Immuno-turbidimétrie, Automate STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
FACTEUR 5	Plasma citraté	Méthode chronométrique, Automate ACLTOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
FACTEUR 5	Plasma citraté	Méthode chronométrique, Automate ACLTOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
FACTEUR 5	Plasma citraté	Méthode chronométrique , Automate STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
FACTEUR 5	Plasma citraté	Méthode chronométrique , Automate STA COMPACT MAX 9539	MUtilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
FIBRINOGENE - DOSAGE	Plasma citraté	Méthode de Clauss par turbidimétrie , Automate ACLTOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
FIBRINOGENE - DOSAGE	Plasma citraté	Méthode de Clauss par turbidimétrie , Automate ACLTOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
FIBRINOGENE - DOSAGE	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
FIBRINOGENE - DOSAGE	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
TCA	Plasma citraté	Méthode chronométrique, Automate ACLTOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
TCA	Plasma citraté	Méthode chronométrique, Automate ACLTOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
TCA	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24 Arrêt de production le 11/06/2026
TCA	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24 Arrêt de production le 11/06/2026
TCK	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
TCK	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
TEMPS DE QUICK (TQ) TEMPS DE PROTHROMBINE (TP) INR	Plasma citraté	Méthode turbidimétrie, Automate ACL TOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
TEMPS DE QUICK (TQ) TEMPS DE PROTHROMBINE (TP) INR	Plasma citraté	Méthode turbidimétrie, Automate ACL TOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
TEMPS DE QUICK (TQ) TEMPS DE PROTHROMBINE (TP) INR	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
TEMPS DE QUICK (TQ) TEMPS DE PROTHROMBINE (TP) INR	Plasma citraté	Méthode chronométrique Automate STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ACTIVITE ANTI-XA HBPM	Plasma citraté	Méthode chromogénique, Automate ACLTOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
ACTIVITE ANTI-XA HBPM	Plasma citraté	Méthode chromogénique, Automate ACLTOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
ACTIVITE ANTI-XA HBPM	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
ACTIVITE ANTI-XA HBPM	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
ACTIVITE ANTI-XA HNF	Plasma citraté	Méthode chromogénique, Automate ACLTOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
ACTIVITE ANTI-XA HNF	Plasma citraté	Méthode chromogénique, Automate ACLTOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
ACTIVITE ANTI-XA HNF	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
ACTIVITE ANTI-XA HNF	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
Dosage d'Apixaban	Plasma citraté	Méthode chromogénique, Automate ACLTOP 300 N°1 n° série 14021125	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dosage d'Apixaban	Plasma citraté	Méthode chromogénique, Automate ACLTOP 300 N°2 n° série 14021124	Mise en route, utilisation et fin de journée sur l'automate ACLTOP300 (CHAN.HEM.ACHAN.IT.025)	Arrêt de production le 04/12/24
Dosage d'Apixaban	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
Dosage d'Apixaban	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 04/12/24
Dosage du Rivaroxaban	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9530	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 08/01/26
Dosage du Rivaroxaban	Plasma citraté	Méthode chromogénique STA COMPACT MAX 9539	Utilisation de l'automate STA Compact Max (CHAN.HEM.ACHAN.IT.027)	Démarrage de production le 08/01/26

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
GROUPAGE SANGUIN ABO-RH (D)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Automate Wadiana Compact	Lancement d'une série sur Wadiana (CHAN.IH.ACHAN.IT.009)	
GROUPAGE SANGUIN ABO-RH (D)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Technique Manuelle (Back up)	Réalisation groupe GRH/ phénotype PHENO (technique manuelle) (CHAN.IH.ACHAN.IT.004)	
PHENOTYPE RH (C, c, E, e) ET KELL (K)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Automate Wadiana Compact	Lancement d'une série sur Wadiana (CHAN.IH.ACHAN.IT.009)	
PHENOTYPE RH (C, c, E, e) ET KELL (K)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Technique Manuelle (Back up)	Réalisation groupe GRH/ phénotype PHENO (technique manuelle) (CHAN.IH.ACHAN.IT.004)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
RECHERCHE D'ANTICORPS IRREGULIERS (RAI)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Automate Wadiana Compact	Lancement d'une série sur Wadiana (CHAN.IH.ACHAN.IT.009)	
RECHERCHE D'ANTICORPS IRREGULIERS (RAI)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Technique Manuelle (Back up)	Réalisation des anticorps irréguliers RAI (technique manuelle) (CHAN.IH.ACHAN.IT.002)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
TEST DE COOMBS DIRECT (TEST DIRECT A L'ANTIGLOBULINE)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Automate Wadiana Compact	Lancement d'une série sur Wadiana (CHAN.IH.ACHAN.IT.009)	
TEST DE COOMBS DIRECT (TEST DIRECT A L'ANTIGLOBULINE)	Sang total EDTA	Méthode Agglutination, Technique Manuelle (Back up)	Réalisation du coombs direct TDA (technique manuelle) (CHAN.IH.ACHAN.IT.003)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CMV (IgG)	Sérum (Tube sec)	Méthode Immuno-enzymatique Automate Vidas3	UTILISATION DE L'AUTOMATE VIDAS 3 (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.050)	
CMV (IgM)	Sérum (Tube sec)	Méthode Immuno-enzymatique Automate Vidas3	UTILISATION DE L'AUTOMATE VIDAS 3 (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.050)	
EPSTEIN BARR VIRUS EBNA IgG	Sérum (Tube sec)	Méthode Immuno-enzymatique Automate Vidas3	UTILISATION DE L'AUTOMATE VIDAS 3 (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.050)	
EPSTEIN BARR VIRUS VCA/EA IgG	Sérum (Tube sec)	Méthode Immuno-enzymatique Automate Vidas3	UTILISATION DE L'AUTOMATE VIDAS 3 (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.050)	
EPSTEIN BARR VIRUS VCA IgM	Sérum (Tube sec)	Méthode Immuno-enzymatique Automate Vidas3	UTILISATION DE L'AUTOMATE VIDAS 3 (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.050)	
HEPATITE B : ANTICORPS ANTI-HBC	Sérum (Tube sec)	Méthode Electro-Chimiluminescence, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
HEPATITE B : ANTICORPS HBS	Sérum (Tube sec)	Méthode Electro-Chimiluminescence, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
HEPATITE B : ANTIGENE HBS	Sérum (Tube sec)	Méthode Electro-Chimiluminescence, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
HEPATITE C : ANTICORPS ANTI-VHC	Sérum (Tube sec)	Méthode Electro-Chimiluminescence, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
TOXOPLASMOSE : ANTICORPS IGG	Sérum (Tube sec)	Méthode Electro-Chimiluminescence, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
TOXOPLASMOSE : ANTICORPS IGM	Sérum (Tube sec)	Méthode Electro-Chimiluminescence, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	
VIH : ANTICORPS ANTI-VIH 1 ET 2	Sérum (Tube sec)	Méthode Electro-Chimiluminescence, Automate COBAS PURE A	UTILISATION DE L'AUTOMATE COBAS PURE (CHAN.BIOCH.ACHAN.IT.030)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
RECHERCHE D'UN ANTIGENE SPECIFIQUE BACTERIEN DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA	Urines	Test unitaire simple, TROD SOFIA	CHAN.MICRB.ACHAN.IT.049 Recherche d'antigènes urinaires Legionella ou Pneumocoque	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Bactéries responsables de gastroentérites infectieuses	Selles	PCR qualitative (BD-MAX)	Recherche de panel BACTERIEN par PCR sur Bdmax (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.033)	
CHLAMYDIAE TRACHOMATIS - NEISSERIA GONORRHOEAE	Urine ou prélèvement vaginal / endocervical, pharynx, anus	Méthode automatique (Genexpert) par PCR	Recherche de C. trachomatis et N. gonorrheae par PCR sur GeneXpert (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.039)	
Enterobactéries résistantes aux carbapénèmes	Souche bactérienne	PCR qualitative (Genexpert)	Recherche de carbapenémase par PCR sur Genexpert (CHAN.BIOM.ACHAB.IT.040)	
Enterocoques résistants aux glycopeptides (ERG)	Dépistage rectal	PCR qualitative (Genexpert)	Recherche de résistance vanA/vanB par PCR sur Genexpert (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.041)	
Toxines de Clostridium difficile	Selles	PCR qualitative (BD-MAX)	Recherche de Clostridium difficile par PCR sur Bdmax (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.010)	
VIRUS GRIPPAUX (A, B)	Prélèvement naso-pharyngé	PCR qualitative (Genexpert)	Recherche de Grippe/VRS par PCR sur GeneXpert (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.047)	Arrêt de production le 01 juillet 2025
Virus respiratoire syncytial (VRS)	Prélèvement naso-pharyngé	PCR qualitative (Genexpert)	Recherche de Grippe/VRS par PCR sur GeneXpert (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.047)	Arrêt de production le 01 juillet 2025
Virus responsables de gastro entérites infectieuses	Selles	PCR qualitative (BD-MAX)	Recherche de panel VIRAL par PCR sur Bdmax (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.029)	
VIRUS SARS-COV-2	Prélèvement naso-pharyngé	PCR qualitative (Genexpert)	Recherche de SARS-CoV-2 par PCR sur GeneXpert (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.038)	Arrêt au 01 Mai 2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
VIRUS SARS-COV-2 / GRIPPE / VRS	Prélèvement naso-pharyngé	PCR qualitative (Genexpert)	Recherche de SARS-CoV-2/Grippe/VRS par PCR sur GeneXpert (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.042)	
VIRUS SARS-COV-2 / GRIPPE / VRS	Prélèvement naso-pharyngé	PCR qualitative (BD MAX)	Recherche de SARS-CoV-2/Grippe/VRS par PCR sur Bdmax (CHAN.BIOM.ACHAN.IT.037)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CYTOLOGIE	Urine	Analyse d'image, Automate Sedimax	1) Cyto-Bactériologie des Urines : prise en charge à J0 (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.065) 2) Utilisation de l'automate de cytologie urinaire Sédimax (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.056)	
CYTOLOGIE	Echantillon biologique de nature humaine: liquide d'ascite, liquide pleural, liquide péricardique, liquide de dialyse péritonéale et liquide articulaire	Cytométrie de flux sur Automate XN 2000 "Module Right" n° série 29982	Analyse des liquides de ponction sur l'automate XN (module Bodyfluid) CHAN.HEM.ACHAN.IT.010)	
CYTOLOGIE	Urine, LCR	Examen macro et microscopique, Lecture optique (technique manuelle)	1) Cytologie manuelle : utilisation d'une cellule de comptage (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.060) 2) Bactériologie du LCR : prise en charge à J0 (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.038)	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen morphologique ED et GRAM Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et/ou de levures et/ou de filaments mycéliens et d'autres éléments	Sang total : hémoculture, Urine, plaie et pus, LCR, Liquide pleural, Liquide ascite, Liquide péricardique, Liquide de dialyse péritonéale, Liquide articulaire, Expectoration, Brossage bronchique, aspiration bronchique, LBA, Plaie, Pus, IOA, ORL, Cathether, PV, PV8, Prélèvement urétral, Liquide gastrique bébé, Cordon bébé, Placenta (maternelle, foetale), Dépistage BMR, Dépistage BHRe	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (coloration GRAM...)	1) Utilisation de l'Aérospray de Microbiologie (coloration de Gram et cytocentrifugation) CHAN.MICRB.MAT.IT.011)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de bactéries	Sang total : hémoculture	Technique automatisée, Automate Virtuo	1) Bactériologie des hémocultures (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.076) 2) Utilisation du Virtuo (CHAN.MICRB.MAT. IT.002)	Démarrage production le 24/06/2025
Recherche de bactéries	Sang total : hémoculture	Technique automatisée, Automate Bact'Alert	1) Bactériologie des hémocultures (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.076) 2) Utilisation du Bact'Alert (CHAN.MICRB.ACHAN. IT.075)	Arrêt de production le 08/07/2025
Recherche de levures	Sang total : hémoculture	Technique automatisée, Automate Virtuo	) Bactériologie des hémocultures (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.076) 2) Utilisation du Virtuo (CHAN.MICRB.MAT. IT.002)	Démarrage production le 24/06/2025
Recherche de levures	Sang total : hémoculture	Technique automatisée, Automate Bact'Alert	1) Bactériologie des hémocultures (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.076) 2) Utilisation du Bact'Alert (CHAN.MICRB.ACHAN. IT.075)	Arrêt de production le 08/07/2025

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification de champignons filamenteux : recherche de mycoses superficielles et profondes	Echantillons biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct macro- et microscopique Mise en cultue manuelle et incubation Examen morphologique macro- et microscopiques des cultures et/ou identification par spectrométrie de masse	1) Recherche de champignons filamenteux (dont dermatophytes) : prise en charge à J0 (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.022) 2) Recherche de champignons filamenteux (dont dermatophytes) : culture et identification (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.047)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ensemencement Préparation en vue de recherche et identification de colonies fongiques	Urine, liquides de ponction, plaie et pus, pulmonaires	Mise en culture (ensemencement)	Techniques d'ensemencement en microbiologie (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.052)	
Ensemencement Préparation en vue de recherche et identification de colonies fongiques	Sang total : hémoculture	Mise en culture (ensemencement)	1) Bactériologie des hémocultures (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.076) 2) Techniques d'ensemencement en microbiologie (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.052)	
Ensemencement Préparation en vue de recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques	Urine, liquides de ponction, plaie et pus, pulmonaires	Mise en culture (ensemencement)	Techniques d'ensemencement en microbiologie (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.052)	
Ensemencement Préparation en vue de recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques	Sang total : hémoculture	Mise en culture (ensemencement)	1) Bactériologie des hémocultures (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.076) 2) Techniques d'ensemencement en microbiologie (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.052)	
Recherche et identification de bactérie et/ou de levures et/ou de filaments mycéliens	souche bactérienne ou fongique	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture à l'état frais et/ou après préparation (coloration GRAM...)	1) Utilisation de l'Aérospray de Microbiologie (coloration de Gram et cytocentrifugation) CHAN.MICRB.MAT.IT.011)	
Recherche et identification Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques	Urine, liquides de ponction, plaie et pus, pulmonaires, Sang total : hémoculture	Spectrométrie de masse, Maldi Biotyper Bruker	Utilisation du Maldi Biotyper (CHAN.MICRB.ACHAN.MT.002)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES	Urine, Sang total : hémoculture, LCR, Liquide pleural, Liquide ascite, Liquide péricardique, Liquide de dialyse péritonéale, Liquide articulaire, Expectoration, Brossage bronchique, aspiration bronchique, LBA, Plaie, Pus, IOA, ORL, Cathether, PV, PV8, Prélèvement urétral, Liquide gastrique bébé, Cordon bébé, Placenta (maternelle, foetale), Dépistage BMR, Dépistage BHRe	Microdilution en milieu liquide selon Vitek II ; Détermination des CMI des antibiotiques par méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé et en microdilution	1) Utilisation du Vitek2 (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.014) 2) Gestion des antibiogrammes sur TD-micro et Vitek2 (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.032) 3) Réalisation et lecture d'une CMI par bandelette E-Test (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.028) 4) Réalisation et lecture d'une CMI en milieu liquide par barrette UMIC (CHAN.MICRB.ACHAN.IT.024)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
RECHERCHE D'ANTIGENES SPECIFIQUES DE PLASMODIUM : RECHERCHE DE PALUDISME	Sang Total EDTA	Méthode manuelle de type qualitatif : Test de diagnostic rapide par immunochromatographie - Kit BIOSYNEX PALUTOP+4 OPTIMA	DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU PALUDISME (CHAN.HEM.ACHAN.IT.015)	
RECHERCHE DES HEMATOZOAIRES SUR FROTTIS : RECHERCHE DE PALUDISME	Sang Total EDTA	Méthode manuelle de type qualitatif : Examen morphologique microscopique direct après fixation, coloration de frottis sanguin mince pour recherche et identification d'un agent du paludisme	DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU PALUDISME (CHAN.HEM.ACHAN.IT.015)	
RECHERCHE DES HEMATOZOAIRES SUR GOUTTE EPAISSE : RECHERCHE DE PALUDISME	Sang Total EDTA	Méthode manuelle de type qualitatif : Examen morphologique microscopique direct après fixation, coloration de goutte épaisse pour recherche d'un agent du paludisme	DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU PALUDISME (CHAN.HEM.ACHAN.IT.015)	

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détection indirecte de l'infection à Mycobactérium tuberculosis	Sang total Hépariné	Méthode immunoenzymatique par sandwich en deux étapes à une détection finale en fluorescence	Test de Tbigra.	Reprise activité le 07/10/25

Site Laboratoire de Biologie du CH ARDECHE NORD :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
/	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	BK-PARCOURS-PROT-0240 "REALISATION DU PRELEVEMENT SANGUIN"	maj LP BM PP01
/	Prélèvement ORL: nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	BK-PARCOURS-PROT-0007 "COMMENT REALISER UN PRELEVEMENT NASOPHARYNGE?"	maj LP BM PP01
/	Peau et phanères	Prélèvement cutanés ou de phanères pour examens microbiologiques dont recherche de dermatophytes	BK-PARCOURS-PROT-0039 "RÉALISATION DE PRELEVEMENTS MYCOLOGIQUES POUR RECHERCHE DE DERMATOPHYTES AU LABORATOIRE"	maj LP BM PP01
/	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	maj LP BM PP01