Portée détaillée v.29 de l'attestation N° 8-3691

Detailed scope v.29 of the attestation N° 8-3691
Date de publication / Publish date: 03/11/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	17beta estradiol	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Acides biliaires totaux	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Cortisol	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique - LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	FT4	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	HCG totale	sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A) / MOP-01963 / FORM-03560	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	IL6	Sang	Enzymatique Méthode automatisée DxI - Beckmann Coulter	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LH	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	NT-ProBNP	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01966 / FORM-03562	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	pCO2	Sang	Potentiométrie Radiometer ABL90	Méthodes reconnues (A)	Ajout 08/26
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	pH	Sang	Potentiométrie Radiometer ABL90	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Phosphatases alcalines	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Phosphore sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	PlGF (Placental Growth Factor)	sang	Immunodosage (méthode sandwich) avec électrochimiluminescence sur Cobas	Méthodes reconnues (A) / MOP-02113 / FORM-04820	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	pO2	Sang	Ampérométrie Radiometer ABL90	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Procalcitonine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01964 / FORM-04733	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Progestérone	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Protéine S100	Sang	Immunodosage par méthode sandwich avec électroluminescence - Méthode automatisée Cobas	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	sFlt-1 (fraction soluble du récepteur du VEGF de type 1)	sang	Immunodosage (méthode sandwich) avec électrochimiluminescence sur Cobas	Méthodes reconnues (A) / MOP-02113 / FORM-04819	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Troponine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01968 / FORM-03565	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	TSH	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica-Siemens IM P2U	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	1,25 diOH vitamine D	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 274	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	3-hydroxybutyrate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	17beta estradiol	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	25 OH vitamine D	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 274	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Abeta40	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	LBMR neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Abeta42	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	ER 3 / PRE / POST LBMR Neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ACE	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acides biliaires totaux	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide urique	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide urique	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide urique	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ACTH	Sang	CLIA Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acétoacétate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AFP	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Albumine	LCR	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Optilite (The Binding Site)	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Albumine	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Albumine	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Aldostérone	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 275	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Alpha-1 microglobuline	Urines	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Alpha-foetoprotéine	Sang	Immunoanalyse automatisée (Kryptor)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Alpha-galactosidase leucocytaire	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER 2. et EE PRA et POST / ER de l'activité LBMR maladies métaboliques
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amylase sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amylase sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Apolipoprotéine A	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Apolipoprotéine B	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Beta-galactosidase leucocytaire	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Beta 2 microglobuline	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) CH3	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CA125	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CA153	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CA199	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ca ionisé	Sang	Potentiométrie directe, Mercury Nova Prime	Méthodes reconnues (A)	ER 2. LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calcitonine	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 275	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calcium	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calcium	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calcium	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Calprotectine	Selles	CLIA Liaison XL Diasorin 6773 (XL 3)	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Chaînes légères libres d'immunoglobulines	Sang	Immunoturbidimétrie sur Optilite Binding site	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Chlore	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Chlore	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Chlore	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cholestérol total	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cholestérol total	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cortisol	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cortisol	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Créatinine	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Créatinine	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Créatinine	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique et ER LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique et ER LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique et ER LBMR Néphro

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Elastase	Selles	CLIA Liaison XL Diasorin 6773 (XL 3)	Méthodes reconnues (A)	Passage du liaison XL2 au Liaison XL3 le 11/08/2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EPO	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude des enzymes érythrocytaires	Sang	Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Fer	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Fer	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ferritine	Sang	CMIA Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ferritine	Sang	CMIA Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Free beta hCG	Sang	Immunoanalyse automatisée (Kryptor)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	FSH	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	FT3	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	FT4	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	FT4	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Gamma GT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Gamma GT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	GH	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 274	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. LBMR Neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. LBMR Neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. LBMR Neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HbA1C	sang	Tosoh G11 HPLC	Méthodes reconnues (A)	ER 2.
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HCG totale	sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HCG totale	sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HCG totale + béta HCG libre	Sang	Kryptor	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hexosaminidase A leucocytaire	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24 - LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hexosaminidases totales leucocytaires	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24 - LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgA	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IGF1	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin274	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgG	LCR	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Optilite (The Binding Site)	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgG	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgM	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Insuline	sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ionogramme fécal	Selles	Atellica (Siemens) CH1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ionogramme fécal	Selles	Atellica (Siemens) CH2	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ionogramme fécal	Selles	Atellica (Siemens) CH3	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lactate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lactates	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lactates	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lactates	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LDH	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LDH	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LH	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Magnésium	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Magnésium	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Myoglobine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01965 / FORM-04727	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Myoglobine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01965 / FORM-04728	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	NSE	sang, LCR	CLIA Liaison XL Diasorin 275	Méthodes reconnues (A) / MOP-01543	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	NT-ProBNP	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01966 / FORM-04730	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	NT-ProBNP	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01966 / FORM-04729	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ostéocalcine	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 3	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	P-Tau	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PAPPA	Sang	Immunoanalyse automatisée (Kryptor)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	pCO2	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-1	Méthodes reconnues (A)	Ajout 08/26
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	pCO2	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-2	Méthodes reconnues (A)	Ajout 08/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Peptide C	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	pH	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-1	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	pH	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-2	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phosphatases alcalines	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phosphatases alcalines	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phosphore	Urines	Colorimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phosphore	Urines	Colorimétrie Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phosphore sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phosphore sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	pO2	Sang	Ampérométrie - Radiometer ABL825-2	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	pO2	Sang	Ampérométrie - Radiometer ABL825-1	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Potassium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Potassium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Potassium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Procalcitonine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01964 / FORM-04732	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Procalcitonine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01964 / FORM-04731	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Progestérone	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Prolactine	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro / Inclus protides pour électrophorèses des protéines sériques
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro / Inclus protides pour électrophorèses des protéines sériques
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro / Inclus protides pour électrophorèses des protéines sériques
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéines	LCR	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéines	LCR	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéines	LCR	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéines	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéines	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéines	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéines leucocytaires	Sang	UV	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PSA Libre	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PSA total	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PTH	Sang	CLIA Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	ER 3. LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PTH	Sang	CLIA Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	ER 3. LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Pyruvate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER 1.2. / ER de l'activité LBMR maladies métaboliques
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rénine	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 3	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sodium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sodium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sodium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sous classes d'IGG	Sang	Immunoturbidimétrie sur Optilite Binding site	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sulfate de DHEA	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Tau	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	LBMR neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Testostérone	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Thyroglobuline	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Kryptor (Thermofisher)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Transferrine	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Transferrine	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Triglycérides	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Triglycérides	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Troponine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01968 / FORM-03403	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Troponine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01968 / FORM-03404	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TSH	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica-Siemens IM1	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TSH	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica-Siemens IM2	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Urée	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Urée	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Urée	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Vitamine B9 (Folates)	sérique	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Vitamine B9 (Folates)	érythrocytes	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Vitamine B12	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide ascorbique	Sang	HPLC détection UV	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide méthylmalonique	Sang	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide Orotique	urines	Chromatographie gazeuse avec détection par spectrométrie de masse	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER de l'activité LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Alpha-tocophérol	Sang	HPLC détection UV	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bioptérine	Urines	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Changement de détecteur le 01/08/25 (mais même principe)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude standard de l'Hb (Electrophorèse de l'Hb)	Sang	CLHP (D10 BIORAD)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Homocystéine	Sang	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PREAA / ER de l'activité LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Néoptérine	Urines	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Changement de détecteur le 01/08/25 (mais même principe)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Oligosaccharides	urines	Chromatographie sur couche mince	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER de l'activité LBMR
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Primaptérine	Urines	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Changement de détecteur le 01/08/25 (mais même principe)

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rétinol	Sang	HPLC détection UV	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Thiamine pyrophosphate	Sang	HPLC détection Fluorimétrie	Méthodes reconnues (A)	Changement de détecteur le 01/10/25 (mais même principe)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Vitamine B6 (Pyridoxal L-Phosphate)	Sang	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode par kit	Méthodes reconnues (A)	LBMR Changement de détecteur le 01/10/25 (mais même principe)

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cryoglobulines	Sang	Technique manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER 1. et EE PRA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Electrophorèse des protéines sériques	Sang	Electrophorèse capillaire - Capillaris 3 (Sebia)	Méthodes reconnues (A)	ER 2.
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude standard de l'Hb (Electrophorèse de l'Hb)	Sang	Electrophorèse capillaire (Minicap SEBIA)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de profil oligoclonal	Sang et LCR	Isoélectrofocalisation - Hydrasis N°1 (Sebia)	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA - LBMR neuro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de profil oligoclonal	Sang et LCR	Isoélectrofocalisation - Hydrasis N°2 (Sebia)	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA - LBMR neuro

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'Hb dans les selles	Selles	Tests unitaires	Méthodes reconnues (A)	ER

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	D-dimères	Sang	AQT 90	Méthodes reconnues (A) / immunodosage de type sandwich. Révelation à l'europium.	Remplacement AQT le 26/06/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	D-dimères	Sang	AQT 90	Méthodes reconnues (A) / immunodosage de type sandwich. Révelation à l'europium.	Remplacement AQT le 08/09/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	D-dimères	Sang	AQT 90	Méthodes reconnues (A) / immunodosage de type sandwich. Révelation à l'europium.	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie, Réanimation Pédiatrique	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie,, EFP	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Bloc CCV	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation CCV	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation Médicale Brabois	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 2, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Picard	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bâtiment Philippe Canton, Pôle clinique 1, Spécialités Médicales, Service Explorations Fonctionnelles Respiratoires	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Bloc opératoire	pCO2	Sang	iStat	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie, Réanimation Pédiatrique	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie,, EFP	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Bloc CCV	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation CCV	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation Médicale Brabois	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 2, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Picard	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD6 Batiment Philippe Canton, Pôle clinique 1, Spécialités Médicales, Service Explorations Fonctionnelles Respiratoires	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Bloc opératoire	pH	Sang	iStat	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie, Réanimation Pédiatrique	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie,, EFP	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Bloc CCV	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation CCV	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation Médicale Brabois	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 2, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Picard	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Batiment Philippe Canton, Pôle clinique 1, Spécialités Médicales, Service Explorations Fonctionnelles Respiratoires	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Bloc opératoire	pO2	Sang	iStat	Méthodes reconnues (A) / Ampérométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	MATERNITE	Site EBMD1 Maternité, Pôle clinique 1, Gynécologie Obstétrique	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 1, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Polyvalente	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, urgence réanimation médicale, Service Réanimation médicale	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, Urgence Réanimation médicale, Service Accueil des Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	MATERNITE	Site EBMD1 Maternité, Pôle clinique 1, Gynecologie Obstétrique	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	Remplacement d'appareil le 30/06/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Hôpital central, Pôle clinique 1, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Polyvalente	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	Remplacement d'appareil le 30/06/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Hôpital central, Pôle clinique 2, urgence réanimation médicale, Service Réanimation médicale	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Hôpital central, Pôle clinique 2, Urgence Réanimation médicale, Service Accueil des Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	MATERNITE	Site EBMD1 Maternité, Pôle clinique 1, Gynecologie Obstétrique	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 1, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Polyvalente	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, urgence réanimation médicale, Service Réanimation médicale	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, Urgence Réanimation médicale, Service Accueil des Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	

BM BB07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Analyse de lithiases	Calculs	Spectroscopie infra-rouge	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA - LBMR néphro Changement administratif du N° d'UF fait le 10/07/26

BM BB08 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Stéatorrhée	Selles	Pesée sur balance de précision	Méthodes reconnues (A)	ER et EE PRA et EEPOSTAA / Résultat obtenu par pesée, exprimé en g/24h

BM BB09 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cuivre	Sang	Spectrophotométrie d'Absorption Atomique en Flamme	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 12/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Magnésium	Erythrocytes	Spectrophotométrie d'Absorption Atomique en Flamme	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 12/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Zinc	Sang	Spectrophotométrie d'Absorption Atomique en Flamme	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Digoxine	Sang	Méthode immunoenzymatique de liaison par compétition Automate - Atellica IM-Siemens P2U : module IM521 Back-up PTA (site BBB Brabois) : module IM298	Méthodes reconnues (A) / MOP-00216	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Ethanol	Sang	Méthode enzymatique par l'alcool deshydrogénase, Atellica CH-Siemens P2U : module CH558	Méthodes reconnues (A) / MOP-00217	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Paracétamol	Sang	Méthode enzymatique, Atellica CH-Siemens P2U : module CH558	Méthodes reconnues (A)/ MOP-00219	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide Valproïque	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00212	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide Valproïque	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00212	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amikacine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH 1Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00162	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amikacine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00162	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amphétamines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00221	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amphétamines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00221	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Barbituriques (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00230	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica P2U module CH940
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Barbituriques (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00230	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA module CH936
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Benzodiazépines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00228	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Benzodiazépines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00228	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cannabis (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00222	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cannabis (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00222	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Carbamazépine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1, module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00211	Retour à l'utilisation du réactif PETINIA à partir du 07/03/2023
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Carbamazépine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3, module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00211	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022 Retour à l'utilisation du réactif PETINIA à partir du 07/03/2023
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cocaïne (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00223	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cocaïne (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00223	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Digoxine	Sang	Méthode immunoenzymatique de liaison par compétition Automate - Atellica IM-Siemens Ligne 1 IM1 module IM298	Méthodes reconnues (A) / MOP-00216	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EDDP (méthadone, recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00226	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EDDP (méthadone, recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00226	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ethanol	Sang	Méthode enzymatique par l'alcool deshydrogénase, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00217	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ethanol	Sang	Méthode enzymatique par l'alcool deshydrogénase, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00217	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Gentamicine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00163	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Gentamicine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00163	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lithium	Sang	Méthode spectrophotométrique Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00218	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lithium	Sang	Méthode spectrophotométrique Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00218	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Methotrexate	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Attelica Siemens, Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00164	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Methotrexate	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Attelica Siemens, Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00164	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Paracétamol	Sang	Méthode enzymatique, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00219	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Paracétamol	Sang	Méthode enzymatique, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00219	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénobarbital	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1, module CH940	Méthodes reconnues (A) /MOP-00214	Utilisation du réactif EMIT à partir du 26/08/2022 en remplacement du réactif PETINIA précédent (rupture de stock) Retour au réactif PETINIA au 25/03/2023
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénobarbital	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3, module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00214	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022 Utilisation du réactif EMIT à partir du 26/08/2022 en remplacement du réactif PETINIA précédent (rupture de stock) Retour au réactif PETINIA au 25/03/2023
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénytoine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00213	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénytoine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00213	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Salicylés	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00220	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Salicylés	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00220	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Tobramycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00166	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Tobramycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00166	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Vancomycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00167	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Vancomycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00167	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	1-OH-Midazolam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Acide Mycophénolique	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-00168	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ALPRAZOLAM	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00158	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amoxicilline	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Amoxicilline	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ciclosporine	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ciclosporine	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Changement analyseur de back-up (6500+ au lieu de 3200)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Clomipramine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01949 PT-LCMS-TCA (Antidépresseurs tricycliques) 2 sur LCMS SCIEX Qtrap 3200	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Clonazepam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00158 PT-LCMS-Benzodiazépines 2 par LC-MS/MS, méthode Chromsystem	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Clozapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Céfotaxime	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Céfotaxime	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Céfépime	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Céfépime	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Diazépam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Everolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Everolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Ajout analyseur de back-up au 29/08/2023
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hydroxychloroquine	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01552	Changement analyseur au 02/12/2020 Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lacosamide	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lamotrigine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lévétiracétam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Midazolam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS- Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Méropénème	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 24/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Méropénème	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 24/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Nortriptyline	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01950	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Olanzapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Pipéracilline	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Pipéracilline	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP-Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Posaconazole	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-00160	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Quétiapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rifampicine	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, VWR DAD Elite	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00169 PT-CLHP-Dosage de la rifampicine Méthode développée	Ajout au 22/06/2021

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rispéridone	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sirolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sirolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Ajout analyseur de back-up au 29/08/2023
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Tacrolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Tacrolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Changement analyseur de back-up (6500+ au lieu de 3200)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	THC	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	THC-COOH	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Topiramate	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Uracile	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01870 PT-LCMS- Uracile (recherche déficit DPD) Méthode développée	Ajour au 21/10/2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VENLAFAXINE	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01774	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Voriconazole	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-00160	

BM PT04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	GHB	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	GHB	Urines	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Méthanol	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX A	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX B	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX C	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hemogramme	Sang	Microscopie	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération leucocytaire et différentielle dans un liquide de ponction	Liquide de ponction	Hématimétrie - XN SYSMEX A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération leucocytaire et différentielle dans un liquide de ponction	Liquide de ponction	Hématimétrie - XN SYSMEX B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération leucocytaire et différentielle dans un liquide de ponction	Liquide de ponction	Microscopie	Méthodes reconnues (A)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX 4	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Adénogramme	Ganglion lymphatique	Microscopie	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration de PERLS	Moelle osseuse	Cytochime, microscopie	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Myélogramme	Moelle osseuse	Microscopie	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0014	ER

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	Hémogramme	Sang	Micros ES 60	Méthodes reconnues (A) / Impédancemétrie Photométrie (Hb)	Remplacement Poch-I par Micros ES 60 06/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	Hémogramme	Sang	Poch-i	Méthodes reconnues (A) / Impédancemétrie Photométrie (Hb)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	Hémogramme	Sang	Poch-i	Méthodes reconnues (A) / Impédancemétrie Photométrie (Hb)	

BM HB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude standard de l'Hb (test d'ITANO)	Sang	test de solubilité après traitement de l'échantillon puis lecture visuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Remplacement technique avec Kit marqué CE SICKLEDEX (10/10/2023)

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage de la maladie résiduelle (MRD) des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	moelle osseuse	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD Analyse de risque spécifique aux évènements rares

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage de la maladie résiduelle (MRD) des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	moelle osseuse	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD Analyse de risque spécifique aux évènements rares
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage de la maladie résiduelle (MRD) des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	moelle osseuse	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD Analyse de risque spécifique aux évènements rares
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération des cellules souches hématopoïétiques CD34+	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération des cellules souches hématopoïétiques CD34+	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénotypage des sous-populations lymphocytaires	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / LABO4395-MOOP-0007	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénotypage des sous-populations lymphocytaires	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / LABO4395-MOOP-0007	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Antithrombine	Sang	Chromogénie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Antithrombine	Sang	Chromogénie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Antithrombine	Sang	Chromogénie - CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	D-dimères	Sang	ELFA - Vidas 3	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs II	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs II	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs IX	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs IX	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs V	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs V	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs VII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs VII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs VIII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs VIII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs X	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs X	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs XI	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteurs XI	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Monomères de Fibrine	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Monomères de Fibrine	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéine C	Sang	Chromogénie - CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Protéine S libre	Sang	Immunoturbidimétrie - CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	D-dimères	Sang	ELFA - MiniVidas	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	ER

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Anticorps anti-beta2GP1	Sang	Chimiluminescence (ACUSTAR - Werfen)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Anticorps anti-VIII	Sang	Chronométrie - Méthode Bethesda	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche anticoagulant lupique par test DRVVT	Sang	Coagulométrie - Coagulométrie -CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche anticoagulant lupique par test SCT	Sang	Coagulométrie - Coagulométrie -CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche anticorps anticardiolipide	Sang	Chimiluminescence (ACUSTAR - Werfen)	Méthodes reconnues (A)	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	ER

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Pôle clinique 1, Chirurgie de l'appareil locomoteur	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	Remplacement d'appareil en mars 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	Remplacement d'appareil en octobre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TIH Ac anti-PF4-héparine	Sang	Chimiluminescence/Acustar	Méthode reconnue (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TIH Recherche Ac anti-PF4-héparine	Sang	Elisa	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TIH test fonctionnel (TAP)	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TIH test fonctionnel (TAP)	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	agrégation plaquettaire	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 1	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	agrégation plaquettaire	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 2	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteur Willebrand activité	Sang	Immunoturbidimétrie -CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteur Willebrand antigène	Sang	Immunoturbidimétrie - STAR MAX Stago A	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Facteur Willebrand antigène	Sang	Immunoturbidimétrie - STAR MAX Stago B	Méthodes reconnues (A)	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Anti-thyroglobuline	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 2.
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Anti-TPO	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Liaison XL (Diasorin)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires (ANCA)	Sang	Immunofluorescence (QuantaLyser, Werfen)	Méthodes reconnues (A) / MOP-01985 FT-04978	ER / EE POSTAA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire (MBG)	Sang	Chemiluminescence (Bioflash, Werfen)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00638	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Anticorps anti-saccaromyces cerevisae de type IgG et IgA (ASCA)	Sang	ELISA (QuantaLyser, Werfen)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00636	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Dot myosites (Zo, Ks, Ha, cN-1A, Ro52, OJ, EJ, PL-12, PL-7, SRP, Jo-1, PM75, PM100, Ku, SAE1, NXP2, MDA5, TIF1g, Mi-2b, Mi-2a))	Sang	DOT (Manuel ou automate EBO EUROIMMUN)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00644	ER (ajout 2021 pour ER Dot) 3 nouvelles cibles avril2026 (technique inchangée)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Dot sclérodermie (Ac anti-Centromère, Th/To, Fibrillarine, RANpolIII, NVL, Scl70 ....)	Sang	DOT (Manuel ou automate EBO EUROIMMUN)	Méthodes reconnues (A)	Nouvelle cible mars 2026 (technique inchangée)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TRAK	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Kryptor (Thermofisher)	Méthodes reconnues (A)	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgE spécifique	Sang	Immunocap 250 Phadia	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgE totales	Sang	Immunoenzymologie en fluorescence - Immunocap 250 - PHADIA (Thermofischer)	Méthodes reconnues (A)	ER

BM AB03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Tryptase	Sang	Immunocap 250 Phadia - Immunoenzymatique fluorescent	Méthodes reconnues (A)	ER

BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test d'activation aux basophiles ""Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires (CD63, CD203, ...), Phénotypage après activation par un allergène""	Sang	Cytométrie en flux, après activation puis marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues (A) / MOP-00633	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test d'activation aux basophiles ""Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires (CD63, CD203, ...), Phénotypage après activation par un allergène""	Sang	Cytométrie en flux, après activation puis marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / MOP-00633	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test d'activation aux basophiles ""Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires (CD63, CD203, ...), Phénotypage après activation par un allergène""	Sang	Cytométrie en flux, après activation puis marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / MOP-00633	ER

BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération des sous populations lymphocytaires T4 T8	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération des sous populations lymphocytaires T4 T8	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération des sous populations lymphocytaires TBNK	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Numération des sous populations lymphocytaires TBNK	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER

BM IC02 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cross-match lymphocytaire par lymphocytotoxicité	sang total / ganglion / rate avec pré-traitement (séparation du sérum et isolement des lymphocytes)	Lymphocytotoxicité (LCT) sur plaque de Terasaki	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00563 MPO-00568	Arrêt d'analyse (janvier 2025)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche et/ou identification AC HLA par lymphocytotoxicité	Sang total (sans anticoagulant) avec pré-traitement (séparation du sérum)	Lymphocytotoxicité avec kit FCT30 (gen Trak. Inc.) (méthode manuelle)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00576	Arret d'analyse (Mai 2021)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche et identification d'antigènes du HLA (phénotypage – groupage tissulaire Classe : I, II	Sang total	Typage par lymphocytotoxicité (LCT)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00553	Arrêt d'analyse (janvier 2025)

BM IC03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cross-match lymphocytaire par cytométrie de flux	sang total (ACD) avec pré-traitement (séparation du sérum et isolement des lymphocytes)	Cytomètre BD	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00558	Changement de conjugué (mai 2025)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche et/ou identification AC HLA par cytométrie de flux	Sang total (sans anticoagulant) avec pré-traitement (séparation du sérum)	avec Luminex 3D (kit One Lambda)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00564	Changement d'automate (Luminex 200 --> 3D) (Nouveau marché octobre 2024)

BM IC04 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Typage HLA par PCR -SBT	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	Kit Protans sur séquenceur capillaires (Sanger)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00557	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Typage HLA par PCR-SSO	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	avec Luminex 3D (Kit One Lambda)	Méthodes reconnues (A) / MOP-01648	Changement d'automate et réactif (décembre 2024) (nouveau marché)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Typage HLA par PCR-SSP	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	kit Olerup	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00554	Arrêt de la méthode (janvier 2025)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Typage HLA par PCR en temps réel	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	avec LC480 (Kit One Lambda)	Méthodes reconnues (A) / MOP-01646	Arrêt de la méthode (avril 2025)

BM IC05 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CH50	Sang	colorimétrie sur Optilite	Méthodes reconnues (A)	Extension 2022

BM IC06 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Test IGRA d'aide au dépistage de la tuberculose latente (TSPOT.TB)	Sang	ELISA et dérivées après culture	Méthodes reconnues (A) / MOP-02415	ER

BM IC10 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Génotypage HLA (NGS)	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	chimie Illumina (MiniSeq), kit GenDX	Méthodes reconnues (A) / MOP-01647	Changement réactif (novembre 2024) (nouveau marché)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Génotypage HLA (NGS)	Sang total (EDTA) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	chimie Nanopore (MinION), kit GenDX	Méthodes reconnues (A) / MOP-02698	Nouvelle méthode (Avril 2025)

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Amibes ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-02634	Changement Evolis + kit - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ac anti-VIH	Sang	Immunochromatographie - Geenius Biorad	Méthodes reconnues (A) / FORM-04664	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Aspergillus ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-00943	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Aspergillus WB	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-00944	Changement blotteur - 15 décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Echinococcus multilocularis Em2	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-03136	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Fasciola	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-03207	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC genre Echinococcus	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-03168	Changement Evolis + kit - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Paludisme	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A)	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Schistosoma ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-02628	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Schistosoma WB	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-02633	Changement blotteur - 15 décembre 2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	AC Toxocara ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-02608	Changement Evolis + kit - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ACToxocara WB	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-02620	Changement kit et blotteur - 15 décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ag galactomannane	Sang / prélèvements respiratoires	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-00942	Changement Evolis- 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ag NS1 IgM IgG Dengue	Sang	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / FORM-06171	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Avidité des IgG Toxoplasmose	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-00949	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Beta-D-glucanes	Sang	Turbidimétrie en cinétique Méthode automatisée Limusave MT-7500 FUJIFILM	Méthodes reconnues (A) / FORM-04863	Changement analyseur - 26 octobre 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	C. pneumoniae - ELISA IgG	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A)	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	C. trachomatis - IgG	Sang	CLIA Liaison XL3 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CMV IgG	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03045	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CMV IgG	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03046	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CMV IgM	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03034	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CMV IgM	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03048	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EBNA	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03027	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EBNA	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03028	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EBV VCA G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03029	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EBV VCA G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03030	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EBV VCA M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03031	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	EBV VCA M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03032	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HSV G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03049	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HTLV	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03050	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	HTLV	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03051	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgG anti-TBE	sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-06378	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	IgM anti-TBE	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-06377	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lyme - IgG	Sang	CLIA-Liaison XL 1-Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lyme - IgM	Sang	CLIA-Liaison XL 1-Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lyme - WB IgG	Sang	Western Blot Automate Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) FORM-06235	Ajout septembre 2024 Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lyme - WB IgM	Sang	Western Blot Automate Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) FORM-04617	Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Oreillons G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05897	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Oreillons M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05898	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Parvovirus G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05893	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Parvovirus M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05894	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Puumala IgM	Sang	Immunochromatographie à lecture objectivée Reascan	Méthodes reconnues (A) / FORM-02662	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rougeole G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05895	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rougeole M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05896	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rubéole G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05861	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rubéole M	Sang	ELFA, Méthode automatisée, VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-03066	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	SARS-CoV-2 IgG	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-04280	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Syphilis - Agglutination(RPR)	Sang	Agglutination méthode manuelle	Méthodes reconnues (A)	Changement de réactif avril 2024: Arlington Scientific ASI RPR Card Test Ref: 900500
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérodiagnostic de la syphilis	Sérum	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérodiagnostic de la syphilis	Sérum	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Mycoplasma pneumoniae IgG	Sang	CLIA- LIAISON XL 3	Méthodes reconnues (A)	Changement de réactif et de technique avril 2024: LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgG ([REF] 317020)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Mycoplasma pneumoniae IgM	Sang	CLIA- LIAISON XL 3	Méthodes reconnues (A)	Changement de réactif et de technique avril 2024: LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgM ([REF] 317030)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Toxoplasmose IgG	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03089	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Toxoplasmose IgG	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03091	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Toxoplasmose IgG	Sang	CLIA- Méthode automatisée,-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03062	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Toxoplasmose IgM	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03090	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Toxoplasmose IgM	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / fORM-03092	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie Toxoplasmose IgM	Sang	CLIA- Méthode automatisée,-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / fORM-03063	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie VIH : Test combiné Ac + Ag VIH 1 et 2	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03058	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sérologie VIH : Test combiné Ac + Ag VIH 1 et 2	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03059	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Tétanos - ELISA IgG	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A)	Changement Evolis - 15 avril 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHA IgM	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03119	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHA IgM	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03107	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHA IgT	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03108	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBc	SANG	ELFA, Méthode automatisée VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-06215	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBc	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-04577	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBc	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-04576	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBc M	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03112	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBc M	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03113	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBe	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-05663	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03110	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ac HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03111	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ag HBe	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03116	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ag HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03117	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ag HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03118	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHB Ag HBs quantitatif	Sang	CMIA-Méthode automatisée-ATellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	01/10/2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHC	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03103	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHC	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03104	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHC	Sang	ELFA, Méthode automatisée, VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-03067	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHD	sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05899	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHE IgM	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05495	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VIH	Sang	ELFA, Méthode automatisée, VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-03069	Nouvelle référence fournisseur - 18 mai 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VZV G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03060	Nouvelle référence fournisseur - 16 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VZV G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03061	Nouvelle référence fournisseur - 16 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	WB Echinococcus	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-03540	Changement kit et blotteur - 15 décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	WB Syphilis IgG	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A)	Ajout janvier 2025 Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	WB Syphilis IgM	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A)	Ajout janvier 2025 Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	WB Toxoplasmose IgG (comparaison mère enfant)	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-03467	Changement blotteur - 15 décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	WB Toxoplasmose IgG II (spécificité des IgG)	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-03463	Changement blotteur - 15 décembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	WB Toxoplasmose IgM II (spécificité des IgM)	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-06237	Changement blotteur - 15 décembre 2025

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection d'antigènes de Streptococcus pneumoniae	Urines	Immunochromatographie (technique manuelle)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection d'antigènes de Streptococcus pneumoniae	LCR	Immunochromatographie (technique manuelle)	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection d'antigènes solubles de Legionella pneumophila sérogroupe 1	Urines	Immunochromatographie (technique manuelle)	Méthodes reconnues (A) /	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection simultanée de l'antigène glutamate déshydrogénase de C. difficile et des toxines A et B	Selles	Test Immunoenzymatique sur membrane Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / LABO1310-MOOP-0023	

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hopital d'enfants Pôle Enfants - Urgences pédiatriques	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hopital d'enfants Pôle Enfants - Urgences pédiatriques	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Service d'hépato-gastro-entérologie	Détection quantitative du génome du VHC par biologie moléculaire	Sang	Cepheid	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	HOPITAL CENTRAL	Pôle Urgence Réanimation médicale	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	HOPITAL CENTRAL	Pôle Urgence Réanimation médicale	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'acides nucléiques d'un panel de microorganismes (Bactéries, Virus et levures)	LCR	PCR Multiplex syndromique sur automate TORCH	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	ajout septembre 2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'acides nucléiques d'un panel de microorganismes (bactéries et levures) et de gènes de résistance aux antibiotiques	Hémoculture	PCR Multiplex syndromique sur automate TORCH	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	ajout 30 mars 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de l'ADN d'un panel de bactéries entériques (système automatisé BD MAX)	FecalSwab et selles	PCR Multiplex en temps réel sur automate BDMax	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	ER

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration de Gram / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen microscopique après coloration automatisée / colorateur Borealys de Gram dans le L3	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration de Gram / colorateurs	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228967	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration de Gram / colorateurs	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Examen microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228968	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration de Zhiel / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisée Borealyse	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration MGG	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Examen morphologique direct microscopique après coloration manuelle	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cytologie manuelle (cellule de KOVA®)	Urines Liquides de ponction	Lecture optique / cellule de comptage	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Cytologie urinaire automatisée	Urines	Cytométrie en flux / automate UF4000	Méthodes reconnues (A)	ER

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°1 : EQ156116	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°2 : EQ156115	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°3 : EQ156223	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°4 : EQ156224	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°5 : EQ162951	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°6 : EQ217375	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Antigène Cryptococcus	Sérum, LCS	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / FORM-02975 / FORM-04671	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration Auramine / colorateurs	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...) Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisé / colorateur RAL L3	Méthodes reconnues (A)	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration de Gram / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228967	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Coloration de Gram / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228968	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	biopsies (cutanées, sinus, pulmonaires...),	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	LCR	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	liquides de ponction	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	prélèvements chez les greffés (liquide de conservation d'organes, liquide de redon,...)	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	prélèvements périphériques (ORL, vaginal..), selles, urines	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	sécrétions respiratoires (liquide broncho-alvéolaire, prélèvement distal protégé, aspiration bronchique ou trachéale, crachat),	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Examen parasitologique des selles	Selles	MIF Concentration coloration	Méthodes reconnues (A) FORM-03015	Arret des techniques ED et flottation - 12 octobre 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification bactérienne	Culture bactérienne (souche)	Identification bactérienne par spectrométrie de masse / Vitek MS legacy EQ118563	Méthodes reconnues (A) FORM-06124	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification bactérienne	Culture bactérienne (souche)	Identification bactérienne par spectrométrie de masse / Vitek MS Prime EQ239679	Méthodes reconnues (A) FORM-06257	ER Nouvel automate septembre 2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification des levures par milieu chromogène	Souche fongique	Colorimétrie	Méthodes reconnues (A) / FORM-03727	Ajout Janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification des levures par spectrométrie de masse - Vitek MS Legacy	Souche fongique	Identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF	Méthodes reconnues (A) / FORM-02326	ER / EE POSTAA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification des levures par spectrométrie de masse - Vitek MS Prime	Souche fongique	Identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF	Méthodes reconnues (A) / FORM-06259	ER / EE POSTAA

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification présomptive du complexe tuberculosis	Culture positive à BAAR	Identification par immunochromatographie	Méthodes reconnues (A)	Ajout septembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Mise en culture manuelle (recherche de bactéries), incubation, lecture	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Mise en culture	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de Bilharzies	Urines	Microscopie +/- concentration	Méthodes reconnues (A) / FORM-03605	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de Cryptosporidium	Selles	Microscopie +/- concentration	Méthodes reconnues (A) / FORM-03169	Arret de la technique - 12 octobre 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de Leishmanies	Moelle, sang, cutané	Coloration MGG	Méthodes reconnues (A) / FORM-03697	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	TDR Trichomonas	Secrétions vaginales	Immunochromatographie Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-00950	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détermination en microplaques des CMI aux antifongiques	Culture fongique pure	Détermination des CMI aux antifongiques Méthode manuelle de microdilution en milieu liquide	Méthodes reconnues (A) / FORM-02226	ER - Automatisation de la distribution sur AIM et visualisation / interprétation sur Vizion - Novembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne Flacon hémoculture positif	Diffusion à partir de disques d'antibiotique	Méthodes reconnues (A) MOP-02565/FORM-06513	Ajout avril 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Diffusion à partir de bandelettes avec gradient d'antibiotique	Méthodes reconnues (A) MOP-02565/FORM-06685	Ajout novembre 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Antibiogramme en milieu liquide - Technique Vitek2	Méthodes reconnues (A) MOP-02668 /FORM-06507	Ajout avril 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude de sensibilité aux antibiotiques par microdilution (UMIC)	Culture bactérienne	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques / en microplaque	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de la PLP2a	Culture bactérienne	Recherche de mécanisme de la résistance / Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A)	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PCR Paludisme	Sang	PCR temps réel (CFX D / ABI 7500)	Méthodes reconnues (A) / FORM-04822 / FORM-05953	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de paludisme (Amplification génique LAMP)	Sang	LAMP	Méthodes reconnues (A) / FORM-05915	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de paludisme (frottis mince et goutte épaisse / détection / identification et parasitémie)	Sang	Microscopie	Méthodes reconnues (A) / FORM-00951 / FORM-00952	ER / EE PRA / EE POSTAA

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection d'H. pylori et de la résistance à la clarithromycine	Biopsie gastrique	PCR en temps réel sur système automatisé BDMax	Méthodes reconnues (A) FORM-05950	Ajout septembre 2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection des agents de la coqueluche	aspirations naso-pharyngées	PCR en temps réel BioEvolution	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection des gènes vanA et vanB (entérocoques)	Souches en culture	PCR en temps réel sur système unitaire automatisée Cepheid	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection des mutations de résistance dans les gènes rpoB, inhA, katG au sein du complexe tuberculeux	Souche, prélèvements avec examen microscopique positif	PCR-hybridation Hain	Méthodes reconnues (A) FORM-06253	Ajout septembre 2024
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection des mycobactéries du complexe tuberculeux et de la résistance à la rifampicine	Crachat, LBA, aspiration bronchique, liquide pleural, biopsie d'adénopathie, cultures positives	PCR en temps réel sur système unitaire automatisée Cepheid	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection du gène tcdB de C. difficile	Selles	PCR en temps réel sur système unitaire automatisée Cepheid	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification des mycobactéries au sein du complexe tuberculeux	Souches en culture	PCR-hybridation Hain	Méthodes reconnues (A)	ER (génotypage)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de C. trachomatis et de N. gonorrhoeae	urines, écouvillons (vaginaux, cervicaux, urétraux, pharyngés, rectaux)	test d'amplification d'acides nucléiques in vitro détectant l'ARN ribosomique par capture de cible, d'amplification médiée par la tanscription (TMA) et de protection des hybrides	Méthodes reconnues (A) / FORM-02681	ER (détection quantification)

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de M. pneumoniae, C. pneumoniae et L. pneumophila	Prélèvements respiratoires et ORL LCS	PCR triplex en temps réel sur CFX BioRad	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de Mycoplasma genitalium	urines, écouvillons (vaginaux, cervicaux, urétraux)	test d'amplification d'acides nucléiques in vitro détectant l'ARN ribosomique par capture de cible, d'amplification médiée par la tanscription (TMA) et de protection des hybrides	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de Neisseria meningitidis et génogroupage	LCS, Biopsie de pétéchies, souches	PCR en temps réel sur CFX BioRad	Méthodes reconnues (A)	Ajout mai 2024

BM PM01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification des champignons filamenteux par macroscopie et microscopie	Culture fongique de champignons filamenteux	Identification microscopique et macroscopique Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02225	ER / EE POSTAA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification des champignons filamenteux p par spectrométrie de masse Vitek MS Legacy	Culture fongique de champignons filamenteux	Spectrométirie de masse	Méthodes reconnues (A) / FORM-06072	ER / EE POSTAA
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Identification des champignons filamenteux p par spectrométrie de masse Vitek MS Prime	Culture fongique de champignons filamenteux	Spectrométrie de masse	Méthodes reconnues (A) / FORM-06259	ER / EE POSTAA

BM PM02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PCR Pneumocystis	Prélèvement respiratoire	PCR en temps réel Méthode automatisée BDMAX Biomérieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-05735	ER / ER POSTAA

BM PM04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PCR Helminthes	Selles	PCR en temps réel	Méthodes reconnues (A) / FORM-07149	Ajout 12 octobre 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PCR Protozoaires	Selles	PCR en temps réel	Méthodes reconnues (A) / FORM-07148	Ajout 12 octobre 2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	PCR Toxoplasmose	Plasma / LBA / Liq ponction / plvts périnataux	PCR en temps réel associée à extractions ADN Méthode automatisée Ingenius ELITECH	Méthodes reconnues (A) / FORM-02241	ER / ER POSTAA Modification de la technique - Mars 2025

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ADN HSV/VZV	Sang/cutané	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-00283	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale Adenovirus	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0043	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale Adenovirus	selles	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0043	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale BKV	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0011	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale BKV	Urines	Panther Fusion® BKV Quant, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0011	Changement de méthode au 07/09/2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale CMV	Sang	APTIMA CMV Quant, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0013	Changement de méthode au 07/09/2026 ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale EBV	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0004	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	charge virale HHV6	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0013	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale VHB	Sang	APTIMA HBV Quant Dx, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0040 v01	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale VHC	Sang	APTIMA HCV Quant Dx, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0042 v01	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Charge virale VIH	Sang	APTIMA HIV Quant Dx, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0039 v01	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Dengue/Zika/Chikungunya	sang	PCR en temps réel sur ELITe InGenius	Méthodes reconnues (A)	Ajout le 03/06/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	dépistage grippe/vrs	prélèvements respiratoires	Panther Hologic Fusion Flu A/B/RSV	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01887	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	dépistage HPMV/RV/ADV	prélèvements respiratoires	Panther Hologic Fusion Adv/hMPV/RV	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01888	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	dépistage HPV	frottis FCU	test Aptima HPV assay Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01890	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	dépistage Parainfluenzae 1 à 4	prélèvements respiratoires	Panther Hologic Fusion Paraflu assay	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01889	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	enterovirus	selles/sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-00281	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Parvovirus B19	sang, moelle	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-00282	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	SARS-CoV-2	UTM	test Aptima SARS-CoV-2 assay Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01638	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Sequençage VIH	Sang	Deepcheck assay genotyping and drug resistance v1.x	Méthodes reconnaue (A) / LABO4394-MOP-02409	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VHE	Serum Plasma	Elitech	Méthodes reconnues (A) / MOOP-00687	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Zika	Urine	PCR en temps réel sur ELITe InGenius	Méthodes reconnues (A)	Ajout le 03/06/2025

BM VB03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Adenovirus	Selles	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0007 v3	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Norovirus	Selles	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0018	ER
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rotavirus	Selles	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0007 v3	

BM GC01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Caryotype conventionnel constitutionnel sur sang hépariné	Sang hépariné	Culture cellulaire/colorimétrie/microscopie optique	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Caryotype conventionnel prénatal sur amniocytes	Liquide amniotique	Colorimétrie / microscopie optique	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MO.CGA.0001 UF3246 – CARYOTYPE FŒTAL SUR LIQUIDE AMNIOTIQUE	

BM GC02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	FISH métaphasique et interphasique	Sang, liquide amniotique, villosités choriales, biopsie tissulaire	Hybridation fluorescente métaphasique et interphasique (microscopie)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

BM GC03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de grands réarrangements génomiques dans le gène SHOX	Sang	MLPA (Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / LABO3244 – MOOP Recherche de grands réarrangements par la technique de MLPA	Génétique moléculaire

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection de mutations ponctuelles par Sanger	ADN	Séqençage Sanger	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détection de mutations ponctuelles par Sanger dans le cadre d'une enquête familiale, ou en post-NGS selon les indications citées pour le NGS (ligne GC07)	sang, cellules	Séquençage Sanger	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Maladies métaboliques et LBMR Néphro
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Détermination du nombre de répétitions CGG au locus FMR1à l'aide du kit AmplideX™ FMR1 (dans le cadre de la maladie de l'X Fragile, du syndrome de tremblement/ataxie FXTAS et de l'insuffisance ovarienne précoce FXPOI)	ADN	PCR	Méthodes reconnues (A)	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	FRET (ex : MTHFR)	sang, cellules	FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfert)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER / ER de l'activité LBMR Maladies métaboliques

BM GC05 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude de la méthylation par MS-MLPA (Syndromes de Prader-Willi, Angelman, Silver-Russel, Beckwith-Wiedemann, Kagami-Ogata et Temple)	ADN	Methylation-specific-Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Diagnostic moléculaire par séquençage haut débit (NGS), dans les indications suivantes : Exome clinique-Anomalies du métabolisme du fer, Exome clinique-Hépatopathies, Exome clinique-Maladies lysosomales, Exome clinique-Maladies peroxysomales, Exome clinique-Mucopolysaccharidoses, Exome clinique-Anomalies de l'oxydation des acides gras, Exome clinique-Dyslipidémies et obésité, Exome clinique-Anomalies du métabolisme des monocarbones, Exome clinique-Défaut de fermeture du tube neural, Exome clinique-Anomalies du transport des acides aminés, Exome clinique complet 6700 gènes associés à une pathologie	sang, cellules	Next Generation Sequencing (NGS) - Séquençage sur Nextseq (Illumina) / Avec traitement bioinformatique (prestataire externe)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA ER de l'activité LBMR Prestataire bioinformatique : Franklin Premium Changements - de lieu de réalisation : désormais fait au CHRU sur la PFBM - de réactif (oligonucléotides) : marque Illumina remplacée par Twist
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Diagnostic moléculaire par séquençage haut débit (NGS) : "Panel dépistage"	sang, cellules	Next Generation Sequencing (NGS) - Séquençage sur MiSeq (Illumina) / Avec traitement bioinformatique (prestataire externe)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA ER de l'activité LBMR Prestataire bioinformatique : Franklin Premium Changement de réactif (oligonucléotides) : marque Illumina remplacée par Twist (octobre 2025)

BM GS01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Caryotype	Echantillons biologiques d'origine humaine (sang , moelle), cultures et lignées cellulaires	Culture, colorométrie et microscopie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

BM GS02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Etude structurale des chromosomeset/ ou de la chromatine par recherche et identifications de loci chromosomiques	Préparations nucléaires	FISH interphasique et métaphasique mono ou multisonde, microscopie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Quantification du transcrit M BCR-ABL	ADNc	RT-PCR quantitative / thermocycleur en tps réel ABI7500 (Life Technologies=	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / LABO4324-MOOP-0054	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Recherche de la mutation V617F de JAK2 par PCR allèle spécifique	Sang	PCR allèle spécifique / thermocycleur	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Spermogramme (volume, pH, voscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes)	Sperme frais	Méthode manuelle Examen macro et microscopique / balance (pour le volume) / cellule de thoma (pour concentration et cellules rondes)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00729	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Spermocytogramme	Sperme frais	Méthode manuelle Examen microscopique après coloration	Méthodes reconnues (A) / MOP-00730	Ajout, lame précolorées depuis 01/09/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Vitalité	Sperme frais	Méthode manuelle Examen microscopique après coloration Kit VitalScreen - FertiPro	Méthodes reconnues (A) / MOP-00729	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme frais	Méthode manuelle Examen macro et microscopique / balance (pour le volume) / cellule de thoma (pour concentration et cellules rondes) Traitement par centrifugation et gradient de densité	Méthodes reconnues (A) / MOP-00728	Cellule de Makler depuis juin 2024

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Identification des embryons	Embryon	Manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	Méthodes reconnues (A) / MOP-01118	Changement de technique pour le réchauffement embryonnaire : technique "ultra fast" depuis le 01/02/2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Identification des ovocytes	Liquide folliculaire	Manuelle	Méthodes reconnues (A) / MOP-00744	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Identification des ovocytes	Ovocyte	Manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	Méthodes reconnues (A) / MOP-00746	changement technique pour le réchauffement ovocytaire : technique "ultra fast" à partir du 23/05/2025 changement technique pour la vitrification ovocytaire : technique "ultra fast" à partir du 18/08/2026
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Identification des zygotes	Zygote	Manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	Méthodes reconnues (A) / MOP-01117	

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	1-OH-Midazolam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	ALPRAZOLAM	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00158	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Clomipramine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01949 PT-LCMS-TCA (Antidépresseurs tricycliques) 2 sur LCMS SCIEX Qtrap 3200	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Clozapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Diazépam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hydroxychloroquine	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01552	Ajout au 22/06/2021

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lacosamide	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lamotrigine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Lévétiracétam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Nortriptyline	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01950	Ajout au 22/06/2021 Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Olanzapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798-01 PT-LCMS- Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Quétiapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798-01 PT-LCMS- Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Rispéridone	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798-01 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	THC	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	THC-COOH	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Topiramate	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	VENLAFAXINE	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01774	Ajout au 22/06/2021 Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

ML TO04 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ethanol	Autres matrices	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ethanol	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Ethanol	Urines	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	GHB	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	GHB	Urines	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Méthanol	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 PT-Alcools (éthanol, méthanol, isopropanol) par CPG	