Portée détaillée v.29 de l'attestation N° 8-3691

Detailed scope v.29 of the attestation N° 8-3691
Date de publication / Publish date: 03/11/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
1,25 diOH vitamine D	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 274	Méthodes reconnues (A)	LBMR
3-hydroxybutyrate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24
17beta estradiol	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
25 OH vitamine D	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 274	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Abeta40	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	LBMR neuro
Abeta42	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	ER 3 / PRE / POST LBMR Neuro
ACE	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Acides biliaires totaux	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Acide urique	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Acide urique	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Acide urique	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
ACTH	Sang	CLIA Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
Acétoacétate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24
AFP	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Albumine	LCR	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Optilite (The Binding Site)	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Albumine	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Albumine	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Aldostérone	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 275	Méthodes reconnues (A)	
Alpha-1 microglobuline	Urines	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Alpha-foetoprotéine	Sang	Immunoanalyse automatisée (Kryptor)	Méthodes reconnues (A)	
Alpha-galactosidase leucocytaire	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER 2. et EE PRA et POST / ER de l'activité LBMR maladies métaboliques
Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Amylase sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Amylase sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Apolipoprotéine A	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Apolipoprotéine B	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Beta-galactosidase leucocytaire	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	LBMR
Beta 2 microglobuline	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) CH3	Méthodes reconnues (A)	
Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
CA125	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
CA153	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
CA199	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Ca ionisé	Sang	Potentiométrie directe, Mercury Nova Prime	Méthodes reconnues (A)	ER 2. LBMR Néphro
Calcitonine	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 275	Méthodes reconnues (A)	
Calcium	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Calcium	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Calcium	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Calprotectine	Selles	CLIA Liaison XL Diasorin 6773 (XL 3)	Méthodes reconnues (A)	
Chaînes légères libres d'immunoglobulines	Sang	Immunoturbidimétrie sur Optilite Binding site	Méthodes reconnues (A)	
Chlore	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Chlore	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Chlore	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Cholestérol total	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Cholestérol total	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Cortisol	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Cortisol	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Créatinine	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Créatinine	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Créatinine	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique et ER LBMR Néphro
Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique et ER LBMR Néphro
Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique et ER LBMR Néphro

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Elastase	Selles	CLIA Liaison XL Diasorin 6773 (XL 3)	Méthodes reconnues (A)	Passage du liaison XL2 au Liaison XL3 le 11/08/2026
EPO	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
Etude des enzymes érythrocytaires	Sang	Spectrophotométrie	Méthodes reconnues (A)	
Fer	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Fer	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Ferritine	Sang	CMIA Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Ferritine	Sang	CMIA Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Free beta hCG	Sang	Immunoanalyse automatisée (Kryptor)	Méthodes reconnues (A)	
FSH	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
FT3	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
FT4	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
FT4	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
Gamma GT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Gamma GT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
GH	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 274	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Glucose	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. LBMR Neuro
Glucose	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. LBMR Neuro
Glucose	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. LBMR Neuro
Glucose	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Glucose	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Glucose	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
HbA1C	sang	Tosoh G11 HPLC	Méthodes reconnues (A)	ER 2.
HCG totale	sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
HCG totale	sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
HCG totale + béta HCG libre	Sang	Kryptor	Méthodes reconnues (A)	
HDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Hexosaminidase A leucocytaire	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24 - LBMR
Hexosaminidases totales leucocytaires	Sang	Fluorimétrie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24 - LBMR
IgA	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
IGF1	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin274	Méthodes reconnues (A)	
IgG	LCR	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Optilite (The Binding Site)	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Neuro
IgG	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
IgM	Sang	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Insuline	sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Ionogramme fécal	Selles	Atellica (Siemens) CH1	Méthodes reconnues (A)	
Ionogramme fécal	Selles	Atellica (Siemens) CH2	Méthodes reconnues (A)	
Ionogramme fécal	Selles	Atellica (Siemens) CH3	Méthodes reconnues (A)	
Lactate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 05/24
Lactates	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Lactates	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Lactates	LCR	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LDH	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LDH	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LDL Cholestérol	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LH	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Magnésium	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Magnésium	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Microalbumine	Urines	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Myoglobine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01965 / FORM-04727	
Myoglobine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01965 / FORM-04728	
NSE	sang, LCR	CLIA Liaison XL Diasorin 275	Méthodes reconnues (A) / MOP-01543	
NT-ProBNP	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01966 / FORM-04730	
NT-ProBNP	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01966 / FORM-04729	
Ostéocalcine	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 3	Méthodes reconnues (A)	
P-Tau	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	LBMR
PAPPA	Sang	Immunoanalyse automatisée (Kryptor)	Méthodes reconnues (A)	
pCO2	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-1	Méthodes reconnues (A)	Ajout 08/26
pCO2	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-2	Méthodes reconnues (A)	Ajout 08/26
Peptide C	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
pH	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-2	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
pH	Sang	Potentiométrie - Radiometer ABL825-1	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Phosphatases alcalines	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Phosphatases alcalines	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Phosphore	Urines	Colorimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Phosphore	Urines	Colorimétrie Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Phosphore sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Phosphore sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
pO2	Sang	Ampérométrie - Radiometer ABL825-2	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
pO2	Sang	Ampérométrie - Radiometer ABL825-1	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
Potassium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Potassium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Potassium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro
Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro
Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Procalcitonine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01964 / FORM-04731	
Procalcitonine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01964 / FORM-04732	
Progestérone	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
Prolactine	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro / Inclus protides pour électrophorèses des protéines sériques
Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro / Inclus protides pour électrophorèses des protéines sériques
Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro / Inclus protides pour électrophorèses des protéines sériques
Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie
Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie
Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie
Protéines	LCR	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Protéines	LCR	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Protéines	LCR	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Protéines	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Protéines	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Protéines	Urines	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Protéines leucocytaires	Sang	UV	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	LBMR
PSA Libre	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
PSA total	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
PTH	Sang	CLIA Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	ER 3. LBMR Néphro
PTH	Sang	CLIA Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	ER 3. LBMR Néphro
Pyruvate	Sang	Enzymatique automatisée (Indiko Plus)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER 1.2. / ER de l'activité LBMR maladies métaboliques
Rénine	Sang	CLIA Liaison XL Diasorin 3	Méthodes reconnues (A)	
Sodium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Sodium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Sodium	Urines	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH3-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Sous classes d'IGG	Sang	Immunoturbidimétrie sur Optilite Binding site	Méthodes reconnues (A)	
Sulfate de DHEA	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM1	Méthodes reconnues (A)	
Tau	LCR	Lumipulse Fujirebio	Méthodes reconnues (A)	LBMR neuro
Testostérone	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM2	Méthodes reconnues (A)	
Thyroglobuline	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Kryptor (Thermofisher)	Méthodes reconnues (A)	
Transferrine	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Transferrine	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Triglycérides	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Triglycérides	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Troponine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM2 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01968 / FORM-03404	
Troponine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM1 - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01968 / FORM-03403	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
TSH	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica-Siemens IM1	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA
TSH	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica-Siemens IM2	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA
Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Urée	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH1 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Urée	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH2 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Urée	Urines	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH3 - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Vitamine B9 (Folates)	érythrocytes	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Vitamine B9 (Folates)	sérique	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Vitamine B12	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Acide ascorbique	Sang	HPLC détection UV	Méthodes reconnues (A)	
Acide méthylmalonique	Sang	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	LBMR
Acide Orotique	urines	Chromatographie gazeuse avec détection par spectrométrie de masse	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER de l'activité LBMR
Alpha-tocophérol	Sang	HPLC détection UV	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Bioptérine	Urines	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Changement de détecteur le 01/08/25 (mais même principe)
Etude standard de l'Hb (Electrophorèse de l'Hb)	Sang	CLHP (D10 BIORAD)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Homocystéine	Sang	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PREAA / ER de l'activité LBMR
Néoptérine	Urines	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Changement de détecteur le 01/08/25 (mais même principe)
Oligosaccharides	urines	Chromatographie sur couche mince	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER de l'activité LBMR
Primaptérine	Urines	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Changement de détecteur le 01/08/25 (mais même principe)
Rétinol	Sang	HPLC détection UV	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Thiamine pyrophosphate	Sang	HPLC détection Fluorimétrie	Méthodes reconnues (A)	Changement de détecteur le 01/10/25 (mais même principe)
Vitamine B6 (Pyridoxal L-Phosphate)	Sang	Chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection par fluorimétrie, méthode par kit	Méthodes reconnues (A)	LBMR Changement de détecteur le 01/10/25 (mais même principe)

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cryoglobulines	Sang	Technique manuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER 1. et EE PRA
Electrophorèse des protéines sériques	Sang	Electrophorèse capillaire - Capillaris 3 (Sebia)	Méthodes reconnues (A)	ER 2.
Etude standard de l'Hb (Electrophorèse de l'Hb)	Sang	Electrophorèse capillaire (Minicap SEBIA)	Méthodes reconnues (A)	
Recherche de profil oligoclonal	Sang et LCR	Isoélectrofocalisation - Hydrasis N°1 (Sebia)	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA - LBMR neuro
Recherche de profil oligoclonal	Sang et LCR	Isoélectrofocalisation - Hydrasis N°2 (Sebia)	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA - LBMR neuro

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'Hb dans les selles	Selles	Tests unitaires	Méthodes reconnues (A)	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	D-dimères	Sang	AQT 90	Méthodes reconnues (A) / immunodosage de type sandwich. Révelation à l'europium.	Remplacement AQT le 26/06/2024
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	D-dimères	Sang	AQT 90	Méthodes reconnues (A) / immunodosage de type sandwich. Révelation à l'europium.	Remplacement AQT le 08/09/2025
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	D-dimères	Sang	AQT 90	Méthodes reconnues (A) / immunodosage de type sandwich. Révelation à l'europium.	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie, Réanimation Pédiatrique	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie,, EFP	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Bloc CCV	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation CCV	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation Médicale Brabois	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 2, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Picard	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Bâtiment Philippe Canton, Pôle clinique 1, Spécialités Médicales, Service Explorations Fonctionnelles Respiratoires	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Bloc opératoire	pCO2	Sang	iStat	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie, Réanimation Pédiatrique	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie,, EFP	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Bloc CCV	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation CCV	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation Médicale Brabois	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD5 Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 2, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Picard	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Site EBMD6 Batiment Philippe Canton, Pôle clinique 1, Spécialités Médicales, Service Explorations Fonctionnelles Respiratoires	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Bloc opératoire	pH	Sang	iStat	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie, Réanimation Pédiatrique	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hôpital d'enfants, Pôle clinique 1, Enfants Néonatologie,, EFP	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Bloc CCV	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation CCV	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 1, Cardio Médico Chirurgical, Service Réanimation Médicale Brabois	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Institut Louis Mathieu, Pôle clinique 2, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Picard	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Batiment Philippe Canton, Pôle clinique 1, Spécialités Médicales, Service Explorations Fonctionnelles Respiratoires	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Bloc opératoire	pO2	Sang	iStat	Méthodes reconnues (A) / Ampérométrie	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Analyse de lithiases	Calculs	Spectroscopie infra-rouge	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA - LBMR néphro Changement administratif du N° d'UF fait le 10/07/26

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB08 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Stéatorrhée	Selles	Pesée sur balance de précision	Méthodes reconnues (A)	ER et EE PRA et EEPOSTAA / Résultat obtenu par pesée, exprimé en g/24h

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BB09 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cuivre	Sang	Spectrophotométrie d'Absorption Atomique en Flamme	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 12/2025
Magnésium	Erythrocytes	Spectrophotométrie d'Absorption Atomique en Flamme	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Ajout 12/2025
Zinc	Sang	Spectrophotométrie d'Absorption Atomique en Flamme	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE POSTAA

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Acide Valproïque	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00212	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Acide Valproïque	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00212	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Amikacine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH 1Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00162	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Amikacine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00162	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Amphétamines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00221	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Amphétamines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00221	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Barbituriques (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00230	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica P2U module CH940
Barbituriques (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00230	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA module CH936
Benzodiazépines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00228	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Benzodiazépines (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00228	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cannabis (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00222	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Cannabis (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00222	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Carbamazépine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1, module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00211	Retour à l'utilisation du réactif PETINIA à partir du 07/03/2023
Carbamazépine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3, module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00211	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022 Retour à l'utilisation du réactif PETINIA à partir du 07/03/2023
Cocaïne (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00223	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Cocaïne (recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00223	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Digoxine	Sang	Méthode immunoenzymatique de liaison par compétition Automate - Atellica IM-Siemens Ligne 1 IM1 module IM298	Méthodes reconnues (A) / MOP-00216	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
EDDP (méthadone, recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00226	Ajout de l'examen sur module CH940 Atellica Ligne 1 PTA site de Brabois au 17/01/2022
EDDP (méthadone, recherche)	urines	Méthode immunoenzymatique en phase homogène (EMIT)- Siemens Atellica PTA Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00226	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ethanol	Sang	Méthode enzymatique par l'alcool deshydrogénase, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00217	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Ethanol	Sang	Méthode enzymatique par l'alcool deshydrogénase, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00217	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Gentamicine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00163	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Gentamicine	Sang	EMIT-Atellica CH-Siemens Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00163	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Lithium	Sang	Méthode spectrophotométrique Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00218	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Lithium	Sang	Méthode spectrophotométrique Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00218	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Methotrexate	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Attelica Siemens, Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00164	
Methotrexate	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Attelica Siemens, Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00164	
Paracétamol	Sang	Méthode enzymatique, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00219	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Paracétamol	Sang	Méthode enzymatique, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00219	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Phénobarbital	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1, module CH940	Méthodes reconnues (A) /MOP-00214	Utilisation du réactif EMIT à partir du 26/08/2022 en remplacement du réactif PETINIA précédent (rupture de stock) Retour au réactif PETINIA au 25/03/2023

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Phénobarbital	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3, module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00214	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022 Utilisation du réactif EMIT à partir du 26/08/2022 en remplacement du réactif PETINIA précédent (rupture de stock) Retour au réactif PETINIA au 25/03/2023
Phénytoine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00213	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Phénytoine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00213	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Salicylés	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Atellica CH-Siemens Ligne 1 CH1 module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00220	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Salicylés	Sang	Méthode immunoenzymatique en phase homogène, Atellica CH-Siemens Ligne 2 CH3 module CH936	Méthodes reconnues (A) / MOP-00220	Ajout de l'examen sur module CH936 Atellica Ligne 2 PTA site de Brabois au 17/01/2022
Tobramycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00166	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Tobramycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00166	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Vancomycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 1 Module CH940	Méthodes reconnues (A) / MOP-00167	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Vancomycine	Sang	Méthode PETINIA, Atellica CH-Siemens Ligne 2 Module CH 935	Méthodes reconnues (A) / MOP-00167	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
1-OH-Midazolam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
Acide Mycophénolique	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-00168	
ALPRAZOLAM	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00158	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Amoxicilline	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
Amoxicilline	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
Ciclosporine	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Ciclosporine	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Changement analyseur de back-up (6500+ au lieu de 3200)

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Clomipramine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01949 PT-LCMS-TCA (Antidépresseurs tricycliques) 2 sur LCMS SCIEX Qtrap 3200	Ajout au 22/06/2021
Clonazepam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00158 PT-LCMS-Benzodiazépines 2 par LC-MS/MS, méthode Chromsystem	Ajout au 22/06/2021
Clozapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
Céfotaxime	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
Céfotaxime	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
Céfépime	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Céfépime	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
Diazépam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
Everolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Everolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Ajout analyseur de back-up au 29/08/2023
Hydroxychloroquine	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01552	Changement analyseur au 02/12/2020 Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Lacosamide	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
Lamotrigine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
Lévétiracétam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Midazolam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
Méropénème	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 24/10/2024
Méropénème	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 24/10/2024
Nortriptyline	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01950	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Olanzapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
Pipéracilline	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Ultimate 3000	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Pipéracilline	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, Thermo Scientific DAD Vanquish	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01384 PT-CLHP- Dosage des Béta Lactamines par CLHP (THERMO ULTIMATE 3000 + VANQUISH) Méthode développée	Ajout au 21/10/2024
Posaconazole	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-00160	
Quétiapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
Rifampicine	sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrophotométrie UV, méthode manuelle, VWR DAD Elite	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00169 PT-CLHP-Dosage de la rifampicine Méthode développée	Ajout au 22/06/2021
Rispéridone	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
Sirolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Sirolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Ajout analyseur de back-up au 29/08/2023
Tacrolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Tacrolimus	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500+	Méthodes reconnues (A) / MOP-00157	Changement analyseur de back-up (6500+ au lieu de 3200)
THC	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
THC-COOH	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Topiramate	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
Uracile	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01870 PT-LCMS- Uracile (recherche déficit DPD) Méthode développée	Ajour au 21/10/2024
VENLAFAXINE	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01774	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Voriconazole	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-00160	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM PT04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
GHB	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
GHB	Urines	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
Méthanol	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX A	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX B	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX C	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
Hemogramme	Sang	Microscopie	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER
Numération leucocytaire et différentielle dans un liquide de ponction	Liquide de ponction	Hématimétrie - XN SYSMEX A	Méthodes reconnues (A)	
Numération leucocytaire et différentielle dans un liquide de ponction	Liquide de ponction	Hématimétrie - XN SYSMEX B	Méthodes reconnues (A)	
Numération leucocytaire et différentielle dans un liquide de ponction	Liquide de ponction	Microscopie	Méthodes reconnues (A)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Adénogramme	Ganglion lymphatique	Microscopie	Méthodes reconnues (A)	
Coloration de PERLS	Moelle osseuse	Cytochime, microscopie	Méthodes reconnues (A)	
Myélogramme	Moelle osseuse	Microscopie	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0014	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	Hémogramme	Sang	Micros ES 60	Méthodes reconnues (A) / Impédancemétrie Photométrie (Hb)	Remplacement Poch-I par Micros ES 60 06/2025
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	Hémogramme	Sang	Poch-i	Méthodes reconnues (A) / Impédancemétrie Photométrie (Hb)	
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	Hémogramme	Sang	Poch-i	Méthodes reconnues (A) / Impédancemétrie Photométrie (Hb)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM HB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Etude standard de l'Hb (test d'ITANO)	Sang	test de solubilité après traitement de l'échantillon puis lecture visuelle	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Remplacement technique avec Kit marqué CE SICKLEDEX (10/10/2023)

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
C19- CD20	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage de cellules de Sezary	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunophénotypage de la maladie résiduelle (MRD) des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	moelle osseuse	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD Analyse de risque spécifique aux évènements rares
Immunophénotypage de la maladie résiduelle (MRD) des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	moelle osseuse	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD Analyse de risque spécifique aux évènements rares
Immunophénotypage de la maladie résiduelle (MRD) des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	moelle osseuse	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD Analyse de risque spécifique aux évènements rares
Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des cellules plasmocytaires par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des hémophaties aiguës par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs B par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage des syndromes lymphoprolifératifs T par Cytométrie en Flux	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT
Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT
Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT
Immunophénotypage développé des sous-populations lymphocytaires	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) M. DE CARVALHO BITTENCOURT
Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Immunophénotypage Neuroblastome	sang, moelle osseuse, autre liquide biologique	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Numération des cellules souches hématopoïétiques CD34+	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Numération des cellules souches hématopoïétiques CD34+	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Phénotypage des sous-populations lymphocytaires	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / LABO4395-MOOP-0007	
Phénotypage des sous-populations lymphocytaires	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / LABO4395-MOOP-0007	

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD
Recherche hémoglobinurie paroxystique (HPN)	Sang	Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	Exploration par Cytométrie en Flux des cellules hématopoïétiques pour l'étude des hémopathies et des désordres cellulaires de l'immunité (recommandations de la Société Savante de Cytométrie en Flux) V. LATGER-CANNARD

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antithrombine	Sang	Chromogénie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
Antithrombine	Sang	Chromogénie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER
Antithrombine	Sang	Chromogénie - CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	ER
D-dimères	Sang	ELFA - Vidas 3	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs II	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs II	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs IX	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs IX	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs V	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs V	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs VII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs VII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs VIII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs VIII	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs X	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs X	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs XI	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteurs XI	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Monomères de Fibrine	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	
Monomères de Fibrine	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	
Protéine C	Sang	Chromogénie - CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	
Protéine S libre	Sang	Immunoturbidimétrie - CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	
Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER
Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STAR Max stago A	Méthodes reconnues (A)	ER
Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STAR Max stago B	Méthodes reconnues (A)	ER
Anticorps anti-beta2GP1	Sang	Chimiluminescence (ACUSTAR - Werfen)	Méthodes reconnues (A)	
Anticorps anti-VIII	Sang	Chronométrie - Méthode Bethesda	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Recherche anticoagulant lupique par test DRVVT	Sang	Coagulométrie - Coagulométrie -CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	
Recherche anticoagulant lupique par test SCT	Sang	Coagulométrie - Coagulométrie -CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Recherche anticorps anticardiolipide	Sang	Chimiluminescence (ACUSTAR - Werfen)	Méthodes reconnues (A)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CENTRE CHIRURGICAL EMILE GALLE	Pôle clinique 1, Chirurgie de l'appareil locomoteur	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	Remplacement d'appareil en mars 2025
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	Remplacement d'appareil en octobre 2025
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	INR capillaire	Sang	Coagucheck	Méthodes reconnues (A) / Electrochimie	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
TIH Ac anti-PF4-héparine	Sang	Chimiluminescence/Acustar	Méthode reconnue (A)	
TIH Recherche Ac anti-PF4-héparine	Sang	Elisa	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
TIH test fonctionnel (TAP)	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
TIH test fonctionnel (TAP)	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
agrégation plaquettaire	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 1	Méthodes reconnues (A)	ER
agrégation plaquettaire	Sang	Agrégométrie Agrégamètre SD médical 2	Méthodes reconnues (A)	ER
Facteur Willebrand activité	Sang	Immunoturbidimétrie -CN 3000 Sysmex	Méthodes reconnues (A)	ER
Facteur Willebrand antigène	Sang	Immunoturbidimétrie - STAR MAX Stago A	Méthodes reconnues (A)	
Facteur Willebrand antigène	Sang	Immunoturbidimétrie - STAR MAX Stago B	Méthodes reconnues (A)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anti-thyroglobuline	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 2.
Anti-TPO	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Liaison XL (Diasorin)	Méthodes reconnues (A)	
Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires (ANCA)	Sang	Immunofluorescence (QuantaLyser, Werfen)	Méthodes reconnues (A) / MOP-01985 FT-04978	ER / EE POSTAA
Anticorps anti-membrane basale glomérulaire (MBG)	Sang	Chemiluminescence (Bioflash, Werfen)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00638	ER
Anticorps anti-saccaromyces cerevisae de type IgG et IgA (ASCA)	Sang	ELISA (QuantaLyser, Werfen)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00636	
Dot myosites (Zo, Ks, Ha, cN-1A, Ro52, OJ, EJ, PL-12, PL-7, SRP, Jo-1, PM75, PM100, Ku, SAE1, NXP2, MDA5, TIF1g, Mi-2b, Mi-2a))	Sang	DOT (Manuel ou automate EBO EUROIMMUN)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00644	ER (ajout 2021 pour ER Dot) 3 nouvelles cibles avril2026 (technique inchangée)
Dot sclérodermie (Ac anti-Centromère, Th/To, Fibrillarine, RANpolIII, NVL, Scl70 ....)	Sang	DOT (Manuel ou automate EBO EUROIMMUN)	Méthodes reconnues (A)	Nouvelle cible mars 2026 (technique inchangée)
TRAK	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Kryptor (Thermofisher)	Méthodes reconnues (A)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
IgE spécifique	Sang	Immunocap 250 Phadia	Méthodes reconnues (A)	
IgE totales	Sang	Immunoenzymologie en fluorescence - Immunocap 250 - PHADIA (Thermofischer)	Méthodes reconnues (A)	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM AB03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Tryptase	Sang	Immunocap 250 Phadia - Immunoenzymatique fluorescent	Méthodes reconnues (A)	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Test d'activation aux basophiles ""Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires (CD63, CD203, ...), Phénotypage après activation par un allergène""	Sang	Cytométrie en flux, après activation puis marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / MOP-00633	ER
Test d'activation aux basophiles ""Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires (CD63, CD203, ...), Phénotypage après activation par un allergène""	Sang	Cytométrie en flux, après activation puis marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / MOP-00633	ER
Test d'activation aux basophiles ""Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires (CD63, CD203, ...), Phénotypage après activation par un allergène""	Sang	Cytométrie en flux, après activation puis marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues (A) / MOP-00633	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Numération des sous populations lymphocytaires T4 T8	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	ER
Numération des sous populations lymphocytaires T4 T8	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	ER
Numération des sous populations lymphocytaires TBNK	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	
Numération des sous populations lymphocytaires TBNK	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues (A) / MOP-00717	
Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER
Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER
Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER
Phénotypage des sous populations lymphocytaires dites développées et rares : profil T mémoires	Sang	Cytométrie en flux, après marquage Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01418	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM IC02 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cross-match lymphocytaire par lymphocytotoxicité	sang total / ganglion / rate avec pré-traitement (séparation du sérum et isolement des lymphocytes)	Lymphocytotoxicité (LCT) sur plaque de Terasaki	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00563 MPO-00568	Arrêt d'analyse (janvier 2025)
Recherche et/ou identification AC HLA par lymphocytotoxicité	Sang total (sans anticoagulant) avec pré-traitement (séparation du sérum)	Lymphocytotoxicité avec kit FCT30 (gen Trak. Inc.) (méthode manuelle)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00576	Arret d'analyse (Mai 2021)
Recherche et identification d'antigènes du HLA (phénotypage – groupage tissulaire Classe : I, II	Sang total	Typage par lymphocytotoxicité (LCT)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00553	Arrêt d'analyse (janvier 2025)

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM IC03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Cross-match lymphocytaire par cytométrie de flux	sang total (ACD) avec pré-traitement (séparation du sérum et isolement des lymphocytes)	Cytomètre BD	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00558	Changement de conjugué (mai 2025)
Recherche et/ou identification AC HLA par cytométrie de flux	Sang total (sans anticoagulant) avec pré-traitement (séparation du sérum)	avec Luminex 3D (kit One Lambda)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00564	Changement d'automate (Luminex 200 --> 3D) (Nouveau marché octobre 2024)

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM IC04 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Typage HLA par PCR -SBT	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	Kit Protans sur séquenceur capillaires (Sanger)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00557	
Typage HLA par PCR-SSO	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	avec Luminex 3D (Kit One Lambda)	Méthodes reconnues (A) / MOP-01648	Changement d'automate et réactif (décembre 2024) (nouveau marché)
Typage HLA par PCR-SSP	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	kit Olerup	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00554	Arrêt de la méthode (janvier 2025)
Typage HLA par PCR en temps réel	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	avec LC480 (Kit One Lambda)	Méthodes reconnues (A) / MOP-01646	Arrêt de la méthode (avril 2025)

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM IC05 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CH50	Sang	colorimétrie sur Optilite	Méthodes reconnues (A)	Extension 2022

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM IC06 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 1	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 2	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 3	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
Test d'activation lymphocytaire antigènes infectieux : Mesure de production cytokinique intracellulaire après stimulation antigénique (CMV, EBV, autres) par cytométrie en flux	Sang	Cytométrie en flux, après culture puis marquage. Cytométrie en flux BD Facs LYRIC 4	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01378	ER
Test IGRA d'aide au dépistage de la tuberculose latente (TSPOT.TB)	Sang	ELISA et dérivées après culture	Méthodes reconnues (A) / MOP-02415	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM IC10 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Génotypage HLA (NGS)	Sang total (EDTA, ACD) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	chimie Illumina (MiniSeq), kit GenDX	Méthodes reconnues (A) / MOP-01647	Changement réactif (novembre 2024) (nouveau marché)
Génotypage HLA (NGS)	Sang total (EDTA) avec pré-traitement (extraction d'ADN)	chimie Nanopore (MinION), kit GenDX	Méthodes reconnues (A) / MOP-02698	Nouvelle méthode (Avril 2025)

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AC Amibes ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-02634	Changement Evolis + kit - 15 avril 2026
Ac anti-VIH	Sang	Immunochromatographie - Geenius Biorad	Méthodes reconnues (A) / FORM-04664	ER
AC Aspergillus ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-00943	Changement Evolis - 15 avril 2026
AC Aspergillus WB	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-00944	Changement blotteur - 15 décembre 2025
AC Echinococcus multilocularis Em2	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-03136	Changement Evolis - 15 avril 2026
AC Fasciola	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-03207	Changement Evolis - 15 avril 2026
AC genre Echinococcus	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-03168	Changement Evolis + kit - 15 avril 2026
AC Paludisme	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A)	Changement Evolis - 15 avril 2026
AC Schistosoma ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-02628	Changement Evolis - 15 avril 2026
AC Schistosoma WB	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-02633	Changement blotteur - 15 décembre 2025
AC Toxocara ELISA	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-02608	Changement Evolis + kit - 15 avril 2026
ACToxocara WB	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-02620	Changement kit et blotteur - 15 décembre 2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ag galactomannane	Sang / prélèvements respiratoires	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-00942	Changement Evolis- 15 avril 2026
Ag NS1 IgM IgG Dengue	Sang	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / FORM-06171	
Avidité des IgG Toxoplasmose	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-00949	
Beta-D-glucanes	Sang	Turbidimétrie en cinétique Méthode automatisée Limusave MT-7500 FUJIFILM	Méthodes reconnues (A) / FORM-04863	Changement analyseur - 26 octobre 2026
C. pneumoniae - ELISA IgG	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A)	Changement Evolis - 15 avril 2026
C. trachomatis - IgG	Sang	CLIA Liaison XL3 Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
CMV IgG	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03045	
CMV IgG	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03046	
CMV IgM	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03034	
CMV IgM	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03048	
EBNA	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03027	
EBNA	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03028	
EBV VCA G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03029	
EBV VCA G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03030	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
EBV VCA M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03031	
EBV VCA M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03032	
HSV G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03049	
HTLV	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03050	
HTLV	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03051	
IgG anti-TBE	sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-06378	Changement Evolis - 15 avril 2026
IgM anti-TBE	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A) / FORM-06377	Changement Evolis - 15 avril 2026
Lyme - IgG	Sang	CLIA-Liaison XL 1-Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
Lyme - IgM	Sang	CLIA-Liaison XL 1-Diasorin	Méthodes reconnues (A)	
Lyme - WB IgG	Sang	Western Blot Automate Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) FORM-06235	Ajout septembre 2024 Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
Lyme - WB IgM	Sang	Western Blot Automate Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) FORM-04617	Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
Oreillons G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05897	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Oreillons M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05898	
Parvovirus G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05893	
Parvovirus M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05894	
Puumala IgM	Sang	Immunochromatographie à lecture objectivée Reascan	Méthodes reconnues (A) / FORM-02662	
Rougeole G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05895	
Rougeole M	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05896	
Rubéole G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05861	
Rubéole M	Sang	ELFA, Méthode automatisée, VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-03066	
SARS-CoV-2 IgG	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-04280	
Syphilis - Agglutination(RPR)	Sang	Agglutination méthode manuelle	Méthodes reconnues (A)	Changement de réactif avril 2024: Arlington Scientific ASI RPR Card Test Ref: 900500
Sérodiagnostic de la syphilis	Sérum	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER
Sérodiagnostic de la syphilis	Sérum	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER
Sérologie Mycoplasma pneumoniae IgG	Sang	CLIA- LIAISON XL 3	Méthodes reconnues (A)	Changement de réactif et de technique avril 2024: LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgG ([REF] 317020)

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Sérologie Mycoplasma pneumoniae IgM	Sang	CLIA- LIAISON XL 3	Méthodes reconnues (A)	Changement de réactif et de technique avril 2024: LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgM ([REF] 317030)
Sérologie Toxoplasmose IgG	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03089	
Sérologie Toxoplasmose IgG	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03091	
Sérologie Toxoplasmose IgG	Sang	CLIA- Méthode automatisée,-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03062	
Sérologie Toxoplasmose IgM	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03090	
Sérologie Toxoplasmose IgM	Sang	CMIA - Méthode automatisée-Atellica IM2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / fORM-03092	
Sérologie Toxoplasmose IgM	Sang	CLIA- Méthode automatisée,-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / fORM-03063	
Sérologie VIH : Test combiné Ac + Ag VIH 1 et 2	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03058	
Sérologie VIH : Test combiné Ac + Ag VIH 1 et 2	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03059	
Tétanos - ELISA IgG	Sang	ELISA-EVOLIS-BIORAD	Méthodes reconnues (A)	Changement Evolis - 15 avril 2026
VHA IgM	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03119	
VHA IgM	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03107	
VHA IgT	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03108	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
VHB Ac HBc	SANG	ELFA, Méthode automatisée VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-06215	
VHB Ac HBc	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-04577	
VHB Ac HBc	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-04576	
VHB Ac HBc M	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03112	
VHB Ac HBc M	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03113	
VHB Ac HBe	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-05663	
VHB Ac HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03110	
VHB Ac HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03111	
VHB Ag HBe	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03116	
VHB Ag HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03117	
VHB Ag HBs	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03118	
VHB Ag HBs quantitatif	Sang	CMIA-Méthode automatisée-ATellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A)	01/10/2026
VHC	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 1 -Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03103	
VHC	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM 2-Siemens	Méthodes reconnues (A) / FORM-03104	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
VHC	Sang	ELFA, Méthode automatisée, VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-03067	
VHD	sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 3 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05899	
VHE IgM	Sang	CLIA-Méthode automatisée-Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-05495	
VIH	Sang	ELFA, Méthode automatisée, VIDAS bioMerieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-03069	Nouvelle référence fournisseur - 18 mai 2026
VZV G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 1 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03060	Nouvelle référence fournisseur - 16 janvier 2025
VZV G	Sang	CLIA, Méthode automatisée, Liaison XL 2 Diasorin	Méthodes reconnues (A) / FORM-03061	Nouvelle référence fournisseur - 16 janvier 2025
WB Echinococcus	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-03540	Changement kit et blotteur - 15 décembre 2025
WB Syphilis IgG	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A)	Ajout janvier 2025 Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
WB Syphilis IgM	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A)	Ajout janvier 2025 Changement équipement (Blotteur) EQ245706 Décembre 2025
WB Toxoplasmose IgG (comparaison mère enfant)	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-03467	Changement blotteur - 15 décembre 2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
WB Toxoplasmose IgG II (spécificité des IgG)	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-03463	Changement blotteur - 15 décembre 2025
WB Toxoplasmose IgM II (spécificité des IgM)	Sang	Western Blot Méthode automatisée Euroblot Master	Méthodes reconnues (A) / FORM-06237	Changement blotteur - 15 décembre 2025

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détection d'antigènes de Streptococcus pneumoniae	Urines	Immunochromatographie (technique manuelle)	Méthodes reconnues (A)	
Détection d'antigènes de Streptococcus pneumoniae	LCR	Immunochromatographie (technique manuelle)	Méthodes reconnues (A)	
Détection d'antigènes solubles de Legionella pneumophila sérogroupe 1	Urines	Immunochromatographie (technique manuelle)	Méthodes reconnues (A) /	ER
Détection simultanée de l'antigène glutamate déshydrogénase de C. difficile et des toxines A et B	Selles	Test Immunoenzymatique sur membrane Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / LABO1310-MOOP-0023	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hopital d'enfants Pôle Enfants - Urgences pédiatriques	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Hopital d'enfants Pôle Enfants - Urgences pédiatriques	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	
CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON	Pôle clinique 1, Urgences	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS	Service d'hépato-gastro-entérologie	Détection quantitative du génome du VHC par biologie moléculaire	Sang	Cepheid	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'acides nucléiques d'un panel de microorganismes (Bactéries, Virus et levures)	LCR	PCR Multiplex syndromique sur automate TORCH	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	ajout septembre 2024
Recherche d'acides nucléiques d'un panel de microorganismes (bactéries et levures) et de gènes de résistance aux antibiotiques	Hémoculture	PCR Multiplex syndromique sur automate TORCH	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	ajout 30 mars 2026
Recherche de l'ADN d'un panel de bactéries entériques (système automatisé BD MAX)	FecalSwab et selles	PCR Multiplex en temps réel sur automate BDMax	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Coloration de Gram / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen microscopique après coloration automatisée / colorateur Borealys de Gram dans le L3	Méthodes reconnues (A)	
Coloration de Gram / colorateurs	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228967	Méthodes reconnues (A)	ER
Coloration de Gram / colorateurs	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Examen microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228968	Méthodes reconnues (A)	ER
Coloration de Zhiel / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisée Borealyse	Méthodes reconnues (A)	
Coloration MGG	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Examen morphologique direct microscopique après coloration manuelle	Méthodes reconnues (A)	
Cytologie manuelle (cellule de KOVA®)	Urines Liquides de ponction	Lecture optique / cellule de comptage	Méthodes reconnues (A)	
Cytologie urinaire automatisée	Urines	Cytométrie en flux / automate UF4000	Méthodes reconnues (A)	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°1 : EQ156116	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°2 : EQ156115	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°3 : EQ156223	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°4 : EQ156224	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°5 : EQ162951	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER
Recherche d'agents bactériens et fongiques(Hémocultures)	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité / automate BACTEC FX BD N°6 : EQ217375	Méthodes reconnues (A) / FORM-03327 MB-DVM-Culture du sang en milieu liquide sur l'automate BD BACTEC FX	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antigène Cryptococcus	Sérum, LCS	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / FORM-02975 / FORM-04671	
Coloration Auramine / colorateurs	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...) Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisé / colorateur RAL L3	Méthodes reconnues (A)	ER
Coloration de Gram / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen morphologique direct microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228967	Méthodes reconnues (A)	
Coloration de Gram / colorateurs	Culture (souches, bouillons dont hémoculture)	Examen microscopique après coloration automatisé / colorateur de Gram AEROSPRAY GRAM EQ228968	Méthodes reconnues (A)	
Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	biopsies (cutanées, sinus, pulmonaires...),	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	LCR	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	liquides de ponction	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	prélèvements chez les greffés (liquide de conservation d'organes, liquide de redon,...)	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	prélèvements périphériques (ORL, vaginal..), selles, urines	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
Culture fongique : recherche mycologique standard hors mycodermatologie	sécrétions respiratoires (liquide broncho-alvéolaire, prélèvement distal protégé, aspiration bronchique ou trachéale, crachat),	Culture Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02224	
Examen parasitologique des selles	Selles	MIF Concentration coloration	Méthodes reconnues (A) FORM-03015	Arret des techniques ED et flottation - 12 octobre 2026
Identification bactérienne	Culture bactérienne (souche)	Identification bactérienne par spectrométrie de masse / Vitek MS legacy EQ118563	Méthodes reconnues (A) FORM-06124	ER
Identification bactérienne	Culture bactérienne (souche)	Identification bactérienne par spectrométrie de masse / Vitek MS Prime EQ239679	Méthodes reconnues (A) FORM-06257	ER Nouvel automate septembre 2024
Identification des levures par milieu chromogène	Souche fongique	Colorimétrie	Méthodes reconnues (A) / FORM-03727	Ajout Janvier 2025
Identification des levures par spectrométrie de masse - Vitek MS Legacy	Souche fongique	Identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF	Méthodes reconnues (A) / FORM-02326	ER / EE POSTAA
Identification des levures par spectrométrie de masse - Vitek MS Prime	Souche fongique	Identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF	Méthodes reconnues (A) / FORM-06259	ER / EE POSTAA
Identification présomptive du complexe tuberculosis	Culture positive à BAAR	Identification par immunochromatographie	Méthodes reconnues (A)	Ajout septembre 2025
Mise en culture manuelle (recherche de bactéries), incubation, lecture	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...)	Mise en culture	Méthodes reconnues (A)	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de Bilharzies	Urines	Microscopie +/- concentration	Méthodes reconnues (A) / FORM-03605	
Recherche de Cryptosporidium	Selles	Microscopie +/- concentration	Méthodes reconnues (A) / FORM-03169	Arret de la technique - 12 octobre 2026
Recherche de Leishmanies	Moelle, sang, cutané	Coloration MGG	Méthodes reconnues (A) / FORM-03697	
TDR Trichomonas	Secrétions vaginales	Immunochromatographie Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-00950	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détermination en microplaques des CMI aux antifongiques	Culture fongique pure	Détermination des CMI aux antifongiques Méthode manuelle de microdilution en milieu liquide	Méthodes reconnues (A) / FORM-02226	ER - Automatisation de la distribution sur AIM et visualisation / interprétation sur Vizion - Novembre 2025
Etude de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne Flacon hémoculture positif	Diffusion à partir de disques d'antibiotique	Méthodes reconnues (A) MOP-02565/FORM-06513	Ajout avril 2025
Etude de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Diffusion à partir de bandelettes avec gradient d'antibiotique	Méthodes reconnues (A) MOP-02565/FORM-06685	Ajout novembre 2025
Etude de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Antibiogramme en milieu liquide - Technique Vitek2	Méthodes reconnues (A) MOP-02668 /FORM-06507	Ajout avril 2025
Etude de sensibilité aux antibiotiques par microdilution (UMIC)	Culture bactérienne	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques / en microplaque	Méthodes reconnues (A)	
Recherche de la PLP2a	Culture bactérienne	Recherche de mécanisme de la résistance / Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PCR Paludisme	Sang	PCR temps réel (CFX D / ABI 7500)	Méthodes reconnues (A) / FORM-04822 / FORM-05953	
Recherche de paludisme (Amplification génique LAMP)	Sang	LAMP	Méthodes reconnues (A) / FORM-05915	
Recherche de paludisme (frottis mince et goutte épaisse / détection / identification et parasitémie)	Sang	Microscopie	Méthodes reconnues (A) / FORM-00951 / FORM-00952	ER / EE PRA / EE POSTAA

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détection d'H. pylori et de la résistance à la clarithromycine	Biopsie gastrique	PCR en temps réel sur système automatisé BDMax	Méthodes reconnues (A) FORM-05950	Ajout septembre 2024
Détection des agents de la coqueluche	aspirations naso-pharyngées	PCR en temps réel BioEvolution	Méthodes reconnues (A)	
Détection des gènes vanA et vanB (entérocoques)	Souches en culture	PCR en temps réel sur système unitaire automatisée Cepheid	Méthodes reconnues (A)	
Détection des mutations de résistance dans les gènes rpoB, inhA, katG au sein du complexe tuberculeux	Souche, prélèvements avec examen microscopique positif	PCR-hybridation Hain	Méthodes reconnues (A) FORM-06253	Ajout septembre 2024
Détection des mycobactéries du complexe tuberculeux et de la résistance à la rifampicine	Crachat, LBA, aspiration bronchique, liquide pleural, biopsie d'adénopathie, cultures positives	PCR en temps réel sur système unitaire automatisée Cepheid	Méthodes reconnues (A)	
Détection du gène tcdB de C. difficile	Selles	PCR en temps réel sur système unitaire automatisée Cepheid	Méthodes reconnues (A)	
Identification des mycobactéries au sein du complexe tuberculeux	Souches en culture	PCR-hybridation Hain	Méthodes reconnues (A)	ER (génotypage)
Recherche de C. trachomatis et de N. gonorrhoeae	urines, écouvillons (vaginaux, cervicaux, urétraux, pharyngés, rectaux)	test d'amplification d'acides nucléiques in vitro détectant l'ARN ribosomique par capture de cible, d'amplification médiée par la tanscription (TMA) et de protection des hybrides	Méthodes reconnues (A) / FORM-02681	ER (détection quantification)
Recherche de M. pneumoniae, C. pneumoniae et L. pneumophila	Prélèvements respiratoires et ORL LCS	PCR triplex en temps réel sur CFX BioRad	Méthodes reconnues (A)	
Recherche de Mycoplasma genitalium	urines, écouvillons (vaginaux, cervicaux, urétraux)	test d'amplification d'acides nucléiques in vitro détectant l'ARN ribosomique par capture de cible, d'amplification médiée par la tanscription (TMA) et de protection des hybrides	Méthodes reconnues (A)	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de Neisseria meningitidis et génogroupage	LCS, Biopsie de pétéchies, souches	PCR en temps réel sur CFX BioRad	Méthodes reconnues (A)	Ajout mai 2024

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM PM01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Identification des champignons filamenteux par macroscopie et microscopie	Culture fongique de champignons filamenteux	Identification microscopique et macroscopique Méthode manuelle	Méthodes reconnues (A) / FORM-02225	ER / EE POSTAA
Identification des champignons filamenteux p par spectrométrie de masse Vitek MS Legacy	Culture fongique de champignons filamenteux	Spectrométirie de masse	Méthodes reconnues (A) / FORM-06072	ER / EE POSTAA
Identification des champignons filamenteux p par spectrométrie de masse Vitek MS Prime	Culture fongique de champignons filamenteux	Spectrométrie de masse	Méthodes reconnues (A) / FORM-06259	ER / EE POSTAA

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM PM02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PCR Pneumocystis	Prélèvement respiratoire	PCR en temps réel Méthode automatisée BDMAX Biomérieux	Méthodes reconnues (A) / FORM-05735	ER / ER POSTAA

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM PM04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PCR Helminthes	Selles	PCR en temps réel	Méthodes reconnues (A) / FORM-07149	Ajout 12 octobre 2026
PCR Protozoaires	Selles	PCR en temps réel	Méthodes reconnues (A) / FORM-07148	Ajout 12 octobre 2026
PCR Toxoplasmose	Plasma / LBA / Liq ponction / plvts périnataux	PCR en temps réel associée à extractions ADN Méthode automatisée Ingenius ELITECH	Méthodes reconnues (A) / FORM-02241	ER / ER POSTAA Modification de la technique - Mars 2025

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ADN HSV/VZV	Sang/cutané	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-00283	
Charge virale Adenovirus	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0043	
Charge virale Adenovirus	selles	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0043	
Charge virale BKV	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0011	
Charge virale BKV	Urines	Panther Fusion® BKV Quant, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0011	Changement de méthode au 07/09/2026
Charge virale CMV	Sang	APTIMA CMV Quant, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0013	Changement de méthode au 07/09/2026 ER
Charge virale EBV	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0004	
charge virale HHV6	Sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0013	
Charge virale VHB	Sang	APTIMA HBV Quant Dx, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0040 v01	
Charge virale VHC	Sang	APTIMA HCV Quant Dx, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0042 v01	
Charge virale VIH	Sang	APTIMA HIV Quant Dx, Méthode automatisée, Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOOP-0039 v01	
Dengue/Zika/Chikungunya	sang	PCR en temps réel sur ELITe InGenius	Méthodes reconnues (A)	Ajout le 03/06/2025
dépistage grippe/vrs	prélèvements respiratoires	Panther Hologic Fusion Flu A/B/RSV	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01887	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
dépistage HPMV/RV/ADV	prélèvements respiratoires	Panther Hologic Fusion Adv/hMPV/RV	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01888	
dépistage HPV	frottis FCU	test Aptima HPV assay Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01890	
dépistage Parainfluenzae 1 à 4	prélèvements respiratoires	Panther Hologic Fusion Paraflu assay	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01889	
enterovirus	selles/sang	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-00281	
Parvovirus B19	sang, moelle	PCR Argene bioMerieux Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-00282	
SARS-CoV-2	UTM	test Aptima SARS-CoV-2 assay Panther Hologic	Méthodes reconnues (A) / LABO4394-MOP-01638	
Sequençage VIH	Sang	Deepcheck assay genotyping and drug resistance v1.x	Méthodes reconnaue (A) / LABO4394-MOP-02409	
VHE	Serum Plasma	Elitech	Méthodes reconnues (A) / MOOP-00687	
Zika	Urine	PCR en temps réel sur ELITe InGenius	Méthodes reconnues (A)	Ajout le 03/06/2025

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM VB03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Adenovirus	Selles	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0007 v3	
Norovirus	Selles	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0018	ER
Rotavirus	Selles	Immunochromatographie	Méthodes reconnues (A) / LABO4306-MOOP-0007 v3	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GC01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caryotype conventionnel constitutionnel sur sang hépariné	Sang hépariné	Culture cellulaire/colorimétrie/microscopie optique	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Caryotype conventionnel prénatal sur amniocytes	Liquide amniotique	Colorimétrie / microscopie optique	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MO.CGA.0001 UF3246 – CARYOTYPE FŒTAL SUR LIQUIDE AMNIOTIQUE	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GC02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
FISH métaphasique et interphasique	Sang, liquide amniotique, villosités choriales, biopsie tissulaire	Hybridation fluorescente métaphasique et interphasique (microscopie)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GC03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de grands réarrangements génomiques dans le gène SHOX	Sang	MLPA (Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / LABO3244 – MOOP Recherche de grands réarrangements par la technique de MLPA	Génétique moléculaire

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détection de mutations ponctuelles par Sanger	ADN	Séqençage Sanger	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	
Détection de mutations ponctuelles par Sanger dans le cadre d'une enquête familiale, ou en post-NGS selon les indications citées pour le NGS (ligne GC07)	sang, cellules	Séquençage Sanger	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA / ER de l'activité LBMR Maladies métaboliques et LBMR Néphro
Détermination du nombre de répétitions CGG au locus FMR1à l'aide du kit AmplideX™ FMR1 (dans le cadre de la maladie de l'X Fragile, du syndrome de tremblement/ataxie FXTAS et de l'insuffisance ovarienne précoce FXPOI)	ADN	PCR	Méthodes reconnues (A)	
FRET (ex : MTHFR)	sang, cellules	FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfert)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER / ER de l'activité LBMR Maladies métaboliques

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GC05 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Etude de la méthylation par MS-MLPA (Syndromes de Prader-Willi, Angelman, Silver-Russel, Beckwith-Wiedemann, Kagami-Ogata et Temple)	ADN	Methylation-specific-Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Diagnostic moléculaire par séquençage haut débit (NGS), dans les indications suivantes : Exome clinique-Anomalies du métabolisme du fer, Exome clinique-Hépatopathies, Exome clinique-Maladies lysosomales, Exome clinique-Maladies peroxysomales, Exome clinique-Mucopolysaccharidoses, Exome clinique-Anomalies de l'oxydation des acides gras, Exome clinique-Dyslipidémies et obésité, Exome clinique-Anomalies du métabolisme des monocarbones, Exome clinique-Défaut de fermeture du tube neural, Exome clinique-Anomalies du transport des acides aminés, Exome clinique complet 6700 gènes associés à une pathologie	sang, cellules	Next Generation Sequencing (NGS) - Séquençage sur Nextseq (Illumina) / Avec traitement bioinformatique (prestataire externe)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA ER de l'activité LBMR Prestataire bioinformatique : Franklin Premium Changements - de lieu de réalisation : désormais fait au CHRU sur la PFBM - de réactif (oligonucléotides) : marque Illumina remplacée par Twist
Diagnostic moléculaire par séquençage haut débit (NGS) : "Panel dépistage"	sang, cellules	Next Generation Sequencing (NGS) - Séquençage sur MiSeq (Illumina) / Avec traitement bioinformatique (prestataire externe)	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	ER et EE PRA et EE POSTAA ER de l'activité LBMR Prestataire bioinformatique : Franklin Premium Changement de réactif (oligonucléotides) : marque Illumina remplacée par Twist (octobre 2025)

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GS01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caryotype	Echantillons biologiques d'origine humaine (sang , moelle), cultures et lignées cellulaires	Culture, colorométrie et microscopie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GS02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Etude structurale des chromosomeset/ ou de la chromatine par recherche et identifications de loci chromosomiques	Préparations nucléaires	FISH interphasique et métaphasique mono ou multisonde, microscopie	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	extension 2021

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Quantification du transcrit M BCR-ABL	ADNc	RT-PCR quantitative / thermocycleur en tps réel ABI7500 (Life Technologies=	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / LABO4324-MOOP-0054	
Recherche de la mutation V617F de JAK2 par PCR allèle spécifique	Sang	PCR allèle spécifique / thermocycleur	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B)	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
1-OH-Midazolam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
ALPRAZOLAM	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-00158	Ajout au 22/06/2021
Clomipramine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01949 PT-LCMS-TCA (Antidépresseurs tricycliques) 2 sur LCMS SCIEX Qtrap 3200	Ajout au 22/06/2021
Clozapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
Diazépam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01967 PT-LCMS-Benzodiazépines 1 par LC/MS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021
Hydroxychloroquine	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-01552	Ajout au 22/06/2021
Lacosamide	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
Lamotrigine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Lévétiracétam	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021
Nortriptyline	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01950	Ajout au 22/06/2021 Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Olanzapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798-01 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
Quétiapine	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798-01 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
Rispéridone	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues (A) / MOP-01798-01 PT-LCMS-Neuroleptiques 1 : dosage par LCMS SCIEX Qtrap 4500	Ajout au 22/06/2021 Changement analyseur au 08/12/2021 sans changement méthode
THC	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
THC-COOH	Sang	Chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 4500	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00161 Méthode développée	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Topiramate	sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex Qtrap 6500 +	Méthodes reconnues (A) / MOP-01772 PT-LCMS- Dosage des Antiépileptiques par LCMSMS	Ajout au 22/06/2021

ML TO03 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
VENLAFAXINE	Sang	Chromatographie liquide (CL) avec détection par spectrométrie de masse, méthode manuelle, ABSciex 3200	Méthodes reconnues (A) / MOP-01774	Ajout au 22/06/2021 Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX DE BRABOIS :

ML TO04 - BIOLOGIE MEDICOLEGALE / TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ethanol	Autres matrices	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	
Ethanol	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	
Ethanol	Urines	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 Méthode développée	
GHB	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
GHB	Urines	Chromatographie Phase gazeuse, détection par spectrométrie de masse Méthode manuelle GCMS Bruker EVO 456-GC	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00175 Méthode développée	Changement analyseur 2020 (auparavant GCMS Thermo DSQII)
Méthanol	Sang	Chromatographie Phase gazeuse, détection FID Méthode manuelle CPG Perkin Elmer CLARUS 480	Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) / MOP-00174 PT-Alcools (éthanol, méthanol, isopropanol) par CPG	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
17beta estradiol	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
Acides biliaires totaux	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Acide urique	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
ALAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Ammoniémie	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
ASAT	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Bicarbonates	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Bilirubine directe	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Bilirubine totale	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Calcium sanguin	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Chlorures sanguins	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
Cortisol	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica IM P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	
CPK	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Créatinine sanguine	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.2. enzymatique - LBMR Néphro
FT4	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
Glucose sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR
HCG totale	sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A) / MOP-01963 / FORM-03560	
IL6	Sang	Enzymatique Méthode automatisée DxI - Beckmann Coulter	Méthodes reconnues (A)	
Lactates sanguins	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
LH	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
Lipase	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
NT-ProBNP	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01966 / FORM-03562	
pCO2	Sang	Potentiométrie Radiometer ABL90	Méthodes reconnues (A)	Ajout 08/26
pH	Sang	Potentiométrie Radiometer ABL90	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
Phosphatases alcalines	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	
Phosphore sanguin	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
PlGF (Placental Growth Factor)	sang	Immunodosage (méthode sandwich) avec électrochimiluminescence sur Cobas	Méthodes reconnues (A) / MOP-02113 / FORM-04820	
pO2	Sang	Ampérométrie Radiometer ABL90	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
Potassium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.3. Electrochimie et EE PRA et POST - LBMR Néphro
Procalcitonine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01964 / FORM-04733	
Progestérone	Sang	Immunoessai chemiluminescence sur Atellica (Siemens) IM P2U	Méthodes reconnues (A)	
Protides totaux	Sang	Colorimétrique Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. LBMR Néphro
Protéine C Réactive	Sang	Immuno turbidimétrie Méthode automatisée Atellica CH P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	ER 1.1. Immunoturbidimétrie
Protéine S100	Sang	Immunodosage par méthode sandwich avec électroluminescence - Méthode automatisée Cobas	Méthodes reconnues (A)	Ajout 05/24
sFlt-1 (fraction soluble du récepteur du VEGF de type 1)	sang	Immunodosage (méthode sandwich) avec électrochimiluminescence sur Cobas	Méthodes reconnues (A) / MOP-02113 / FORM-04819	
Sodium sanguin	Sang	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée Atellica CH P2U-Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro
Troponine	sang	Immunochimiluminescence - Méthode automatisée Atellica IM P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A) / MOP-01968 / FORM-03565	
TSH	Sang	CMIA-Méthode automatisée-Atellica-Siemens IM P2U	Méthodes reconnues (A)	ER 3. et EE POSTAA
Urée	Sang	Enzymatique Méthode automatisée Atellica P2U - Siemens	Méthodes reconnues (A)	LBMR néphro

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
MATERNITE	Site EBMD1 Maternité, Pôle clinique 1, Gynécologie Obstétrique	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 1, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Polyvalente	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, urgence réanimation médicale, Service Réanimation médicale	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, Urgence Réanimation médicale, Service Accueil des Urgences	pCO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
MATERNITE	Site EBMD1 Maternité, Pôle clinique 1, Gynecologie Obstétrique	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	Remplacement d'appareil le 30/06/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Hôpital central, Pôle clinique 1, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Polyvalente	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	Remplacement d'appareil le 30/06/2025
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Hôpital central, Pôle clinique 2, urgence réanimation médicale, Service Réanimation médicale	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Hôpital central, Pôle clinique 2, Urgence Réanimation médicale, Service Accueil des Urgences	pH	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / Potentiométrie	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
MATERNITE	Site EBMD1 Maternité, Pôle clinique 1, Gynecologie Obstétrique	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 1, Anesthésie réanimation, Service Réanimation chirurgicale Polyvalente	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, urgence réanimation médicale, Service Réanimation médicale	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	
LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS	Pôle clinique 2, Urgence Réanimation médicale, Service Accueil des Urgences	pO2	Sang	ABL 90	Méthodes reconnues (A) / PO2 optique	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Digoxine	Sang	Méthode immunoenzymatique de liaison par compétition Automate - Atellica IM-Siemens P2U : module IM521 Back-up PTA (site BBB Brabois) : module IM298	Méthodes reconnues (A) / MOP-00216	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Ethanol	Sang	Méthode enzymatique par l'alcool deshydrogénase, Atellica CH-Siemens P2U : module CH558	Méthodes reconnues (A) / MOP-00217	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode
Paracétamol	Sang	Méthode enzymatique, Atellica CH-Siemens P2U : module CH558	Méthodes reconnues (A)/ MOP-00219	Actualisation référence documentaire sans changement de méthode

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hemogramme	Sang	Hématimétrie - XN SYSMEX 4	Méthodes reconnues (A) / LABO4328-MOOP-0010	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
D-dimères	Sang	ELFA - MiniVidas	Méthodes reconnues (A)	
Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	
Fibrinogène	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	
Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	ER
Temps de céphaline + activateur	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	ER
Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	ER
Temps de Quick	Sang	Coagulométrie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STA compact Max 1	Méthodes reconnues (A)	ER
Activité anti Xa	Sang	Chromogénie - STA compact Max 2	Méthodes reconnues (A)	ER

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HOPITAL CENTRAL	Pôle Urgence Réanimation médicale	Détection qualitative du génome de la grippe par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	10 janvier 2025
HOPITAL CENTRAL	Pôle Urgence Réanimation médicale	Détection qualitative du génome du Sars-Cov-2 par biologie moléculaire	Ecouvillon nasal	ID Now	Méthodes reconnues (A) / Biologie Moléculaire	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Spermogramme (volume, pH, voscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes)	Sperme frais	Méthode manuelle Examen macro et microscopique / balance (pour le volume) / cellule de thoma (pour concentration et cellules rondes)	Méthodes reconnues (A) / MOP-00729	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Spermocytogramme	Sperme frais	Méthode manuelle Examen microscopique après coloration	Méthodes reconnues (A) / MOP-00730	Ajout, lame précolorées depuis 01/09/2025
Vitalité	Sperme frais	Méthode manuelle Examen microscopique après coloration Kit VitalScreen - FertiPro	Méthodes reconnues (A) / MOP-00729	

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme frais	Méthode manuelle Examen macro et microscopique / balance (pour le volume) / cellule de thoma (pour concentration et cellules rondes) Traitement par centrifugation et gradient de densité	Méthodes reconnues (A) / MOP-00728	Cellule de Makler depuis juin 2024

Site LBM DU CHU DE NANCY - SITE HOPITAUX URBAINS :

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Identification des embryons	Embryon	Manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	Méthodes reconnues (A) / MOP-01118	Changement de technique pour le réchauffement embryonnaire : technique "ultra fast" depuis le 01/02/2026
Identification des ovocytes	Liquide folliculaire	Manuelle	Méthodes reconnues (A) / MOP-00744	
Identification des ovocytes	Ovocyte	Manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	Méthodes reconnues (A) / MOP-00746	changement technique pour le réchauffement ovocytaire : technique "ultra fast" à partir du 23/05/2025 changement technique pour la vitrification ovocytaire : technique "ultra fast" à partir du 18/08/2026
Identification des zygotes	Zygote	Manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	Méthodes reconnues (A) / MOP-01117	