Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 8-3869

Detailed scope v.10 of the attestation N° 8-3869
Date de publication / Publish date: 10/04/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
SELAS AUDOLYS BIOLOGIE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ACE	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E 801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Acide Urique	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Uricase PAP modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Acide Urique	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Colorimétrique enzymatique module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Acide valproïque	Sang	1 automate méthode automatisée:Immunoenzymatique: COBAS PRO / G6PDH module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	AFP	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ALAT	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / IFCC avec phosphate de pyridoxal modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024 + nouvelle méthode
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Albumine	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Albumine BCG / Vert de bromocresol module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Amylase	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Enzymatique module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ApoA1	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ApoB	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ASAT	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / IFCC avec phosphate de pyridoxal modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024+ nouvelle méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ASLO	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	B2Microglobuline	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Bilirubine conjuguée	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Méthode Diazo (3,5DPD) Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Bilirubine totale	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Méthode Diazo (3,5DPD) Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024 changement de génération au 24/09/25
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CA125	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CA153	Sang	2 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CA199	Sang	3 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Calcium	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /NM-BAPTA modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Calcium	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO /NM-BAPTA module C 503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Chlore	Sang	2 automates méthode automatisée: Potentiométrie indirecte COBAS PRO modules ISE C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Chlore	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Potentiométrie module ISE C 503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Cholestérol Total	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrique enzymatique Modules C503-1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CO2 / RA	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Enzymatique module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Cortisol	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode compétition module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CPK	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO IFCC-ADP + NAC module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CRP	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immunoturbidimétrie latex Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Créatinine	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / enzymatique Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024 + nouvelle méthode
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Créatininurie	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO / enzymatique module C 503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Digoxine	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO KIMS (Kinétic Microparticle Immunoassay) Module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Fer	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Ascorbate / Ferrozine module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Ferritine	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Immunoturbidimétrie Latex Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Folates (Vitamine B9)	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	changement génération 19/07/2024 nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	FSH	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Gamma GT	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrique enzymatique Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Glucose	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Hexokinase/G6PD Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Glucose	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Hexokinase module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	HCG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	HDL	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrique enzymatique Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hémoglobine Glyquée	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024 changement de génération au 24/09/25
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	IgA	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	IGE	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Insuline	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	LDH	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / UVSFBC, DGKC (pyruvate vers lactate) module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	LH	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Lipase	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Enzymatique module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Magnésium	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Microalbuminurie	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO immunoturbidimétrie module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Oestradiol	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode compétition module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Phosphatase alcaline	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / IFCC modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Phosphore	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Phospho-molybdate UV modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Phosphore	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO / Phospho-molybdate UV module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Potassium	Sang	2 automates méthode automatisée: Potentiométrie indirecte COBAS PRO modules ISE C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Potassium	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Potentiométrie indirecte module ISE C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Progesterone	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode compétition module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Prolactine	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Protéine	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Biuret module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Protéinurie	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO turbidimétrie chlorure de benzethonium module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Préalbumine	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	PSA Libre	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	PSA Totale	Sang	2 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	PTH	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	changement génération 04/07/2024 nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Sodium	Sang	2 automates méthode automatisée: Potentiométrie indirecte COBAS PRO modules ISE C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Sodium	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Potentiométrie module ISE C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	T3	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO / immunologique par compétition module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	T4	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO / immunologique par compétition module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Testostérone	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Transferrine	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Triglycérides	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / glycérophosphate oxydase/peroxydase modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Troponine	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	TSH	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO / réaction immunologique de type sandwich modules E801 1 - E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Urée	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Méthode uréase/glutamate déshydrogénase modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Urée	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO enzymatique (uréase / GLDH) module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Vitamine B12	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Vitamine D	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CDT (transferrine deglycosylée)	Sang	1 automate méthode automatisée: electrophorèse capillaire Capillarys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-024 (Capillarys)	Nouvelle analyse au 02/04/2026
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Electrophorèse	Sang	1 automate méthode automatisée: electrophorèse capillaire Capillarys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-024 (Capillarys)	nouvel automate au 19/12/24 (+ ligne BB1 pour dosage des proteines)
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ImmunoElectrophorèse	Sang	1 automate méthode automatisée: immunoelectrophorèse Hydrasys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-025 (Hydrasys)	nouvel automate au 19/12/24
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	ImmunoElectrophorèse	Urine	1 automate méthode automatisée: immunoelectrophorèse Hydrasys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-025 (Hydrasys)	nouvel automate au 19/12/24

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Acetone, Nitrite, Densité, Sang, Pigments biliaires, PH	Urine	1 lecteur automatisé Lecteur Uritop Lecture optique	Méthode reconnue P-BACT-IT-017	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	BNP	Sang	2 lecteurs automatisés Triage Meter Immunofluorescence rapide Test unitaire simple	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-004 (BNP)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Drogues (Benzodiazépine, Buprénorphine, Méthadone, Ecstasie, Cannabis, Cocaine, Opiacés, barbituriques, antidépresseur tricycliques...)	Urine	1 lecteur automatisé BSX reader Lecture optique	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-008	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	NT-ProBNP	Sang	"1 lecteur automatisé Triage Meter Immunofluorescence rapide Test unitaire simple"	"Méthode reconnue P-HEMAT-MT-004"	(ajout)
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche de sang	Selles	Support solide Immuno chromatographie sur membrane en méthode sandwich	Méthode reconnue P-BACT-IT-014 (sang dans les selles)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	AGF	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CCMH	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	(calcul)
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hématies	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hématocrite	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	(calcul)
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hémoglobine	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Leucocytes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Lymphocytes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Monocytes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Plaquettes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Polynucléaires basophiles	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Polynucléaires neutrophiles	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Polynucléaires éosinophiles	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Reticulocytes	Sang	1 automate (XN-2 L) Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	TCMH	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	(calcul)
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	VGM	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Vitesse de sédimentation	Sang	1 automate VS cube Lecture optique	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-002 (VS)	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Ddimère	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Fibrinogène	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	TCA (en s) TCA ratio	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	TP (en %) Temps de Quick (en s) INR (calcul)	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Groupe sanguin	Sang	1 automate Biorad IH 500 Méthode immunologique d'hémagglutination	P-GROUP-MT-003 (IH)	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	RAI	Sang	1 automate Biorad IH 500 Méthode immunologique d'hémagglutination	P-GROUP-MT-003 (IH)	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Anticorps anti récepteur de la TSH	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence / COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Anticorps anti thyroglobuline	Sang	2 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence / COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Facteurs rhumatoïdes (FR)	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Waler Rose	Sang	Tests unitaires simples Lecture manuelle	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-009	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Anticorps HIV 1/2	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas Pro 09/12/2024 nouvelle méthode (combinaison P24 et anticorps HIV 1 et 2
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Antigène HBs	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CMV IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	CMV IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	EBV IgG EBNA	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	EBV VCA IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	EBV VCA IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hépatite A AcHVAm (IgM)	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hépatite B AcHBCt	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hépatite B AcHBS	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Hépatite C AcHVC	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Rubéole IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Syphilis	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Toxoplasmose IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich Module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Toxoplasmose IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich Module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou de toxines et/ou d'enzymes et/ou d'agents infectieux Type d'agents: bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures	Selles	Immunochromatographique Dosage immunoenzymatique membranaire	Méthodes reconnues P-BACT-IT-013 (Recherche d'adénovirus et de rotavirus) P-BACT-IT-016 (Recherche de la GDH et des toxines A et B de Clostridium difficile)	(Recherche d'adénovirus et de rotavirus et Recherche de la GDH et des toxines A et B de Clostridium difficile)
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou de toxines et/ou d'enzymes et/ou d'agents infectieux Type d'agents: bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures	Sang	Tests unitaires simples Lecture manuelle	Méthode reconnue P-IMMU-IT-004	Ajout RPR au 13/01/2025

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche Chlamydiae trachomatis et/ou Neisseria Gonorrhoeae et/ou Mycoplasma Génitallium par amplification génique	Ecouvillon (toutes origines)	"1 automate méthode automatisée:extraction puis amplification: Samag 12 et Sacycler"	"Méthode reconnue P-BACT-IT-046 (PCR chlam-gono)"	accréditation le 19/07/2024 nouvel amplificateur au 05/03/26 + nouveau réactif (ajout M.genitallium)
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche Chlamydiae trachomatis et/ou Neisseria Gonorrhoeae et/ou Mycoplasma Génitallium par amplification génique	Urines	"1 automate méthode automatisée:extraction puis amplification: Samag 12 et Sacycler"	"Méthode reconnue P-BACT-IT-046 (PCR chlam-gono)"	accréditation le 19/07/2024 nouvel amplificateur au 05/03/26 + nouveau réactif (ajout M.genitallium)

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Examen direct desExamen microbiologique matières fécales et/ou prélèvement rectal	Selles	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray) ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	P-BACT-IT-001 (coproculture) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)	Suite en MG11/MG12
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Examen microbiologique Ecouvillon autre que sphère uro-génitale	Ecouvillon autre que sphère uro-génitale	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	"P-BACT-P-BACT-IT-024 (Pus) P-BACT-IT-025 (oculaire) P-BACT-IT-020 (ORL) P-BACT-IT-015 (BMR) P-BACT-IT-033 (DIV) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)"	Suite en MG11/MG12
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Examen microbiologique Prélèvements uro-génitaux	Prélèvement vaginal (dont autoprélèvement), urétral, urine et sperme	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	"P-BACT-IT-023 (PV) P-BACT-IT-022 (Uretral) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)"	Suite en MG11/MG12
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Examen microbiologique sécrétions broncho-pulmonaires et expectorations	Expectoration	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	"P-BACT-IT-026 (Préparation Digest-EUR) P-BACT-IT-029 (Exp) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)"	Suite en MG11/MG12
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Parasitologie des selles	Selles	"Examen direct après concentration (méthode MIF et Bailenger) Lecture microscopique"	P-BACT-IT-011 (parasitologie des selles)	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons et/ou de levures et/ou de parasites et autres éléments	Urines	1 automate *Méthode automatisée (IRIS IQ 200) et manuelle (lecture microscopique) quantitative de numération des GR et GB *Méthode automatisée (IRIS IQ 200) qualitative de numération des cellules epithéliales, des critaux et des cylindres cytologie en flux, capure d'images numériques et identification des éléments par logiciel (APR)	Méthode reconnue P-BACT-DX-001 (IQ 200) P-BACT-IT-002 (ECBU)	cytologie urinaire Suite en MG11/MG12

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Dermatophytes	Phanères (squames, cheveux, ongles)	Examen morphologique direct macro et microscopique après coloration Mise en culture manuelle, incubation, lecture Identification microscopique	Méthode reconnue P-BACT-IT-030 (prélèvement mycologique)	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche, identification de bactéries	Cultures bactériennes	Séro agglutination Pastorex Staph Plus	"Méthodes reconnues P-BACT-IT-006 (test d'agglutination des staphylocoques aureus) "	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche, identification de bactéries	Cultures bactériennes	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique microscopique après automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)	Méthodes reconnues P-BACT-IT-004 (coloration MGG) P-BACT-MT-003 (Aerospray)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche, identification de bactéries et/ou levures	Cultures bactériennes	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Détermination phénotypique par caractérisation biochimique, colorimétrie (carte d'identification Vitek Biomérieux)	P-BACT-MT-001 (Vitek)	Changement de Vitek au 20/11/25
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Recherche, identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites	Cultures bactériennes	"Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Méthode manuelle qualitative caractérisation biochimique (culture sur milieux chromogènes)"	P-BACT-IT-002 (ECBU)	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques Dosage microbiologique d'antibiotiques Détection des mécanismes de résistance	Cultures bactériennes	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé	Méthodes reconnues P-BACT-IT-042 (ATB par diffusion)	
AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques Dosage microbiologique d'antibiotiques Détection des mécanismes de résistance	cultures bactériennes	1 automate * Méthode automatisée qualitative par inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation (Cartes antibiogrammes Vitek Biomérieux)	Méthode reconnue P-BACT-MT-001 (Vitek)	Nouvelles cartes AST N436 au 21/06/2024 Nouvelles cartes AST N443 au 28/11/2024 Changement de Vitek au 20/11/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Site d'Aire-sur-la-Lys	Au sein du site Au domicile des patients	Prélèvements sanguins	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025 Seuls les biologistes effectuent des prélèvements en dehors des sites du laboratoire
AUDOLYS BIOLOGIE Site d'Aire-sur-la-Lys	Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvements cutanés ou phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site d'Aire-sur-la-Lys	Au sein du site	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site d'Aire-sur-la-Lys	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginaux	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site d'Aire-sur-la-Lys	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques (pharyngé, langue, auriculaire, naso-pharyngé et oculaire)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site d'Aire-sur-la-Lys	Au sein du site	Air expiré	"Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C"	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Lumbres	Au sein du site Au domicile des patients	Prélèvements sanguins	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025 Seuls les biologistes effectuent des prélèvements en dehors des sites du laboratoire
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Lumbres	Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvements cutanés ou phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Lumbres	Au sein du site	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Lumbres	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginaux	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Lumbres	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques (pharyngé, langue, auriculaire, naso-pharyngé et oculaire)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Lumbres	Au sein du site	Air expiré	"Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C"	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Longuenesse	Au sein du site Au domicile des patients A la maison de retraite de Ecques (ponctuellement)	Prélèvements sanguins	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025 Seuls les biologistes effectuent des prélèvements en dehors des sites du laboratoire
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Longuenesse	Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvements cutanés ou phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Longuenesse	Au sein du site	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Longuenesse	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginaux	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Longuenesse	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques (pharyngé, langue, auriculaire, naso-pharyngé et oculaire)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
AUDOLYS BIOLOGIE Site de Longuenesse	Au sein du site	Air expiré	"Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C"	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025