Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 8-3869

Detailed scope v.10 of the attestation N° 8-3869
Date de publication / Publish date: 10/04/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELAS AUDOLYS BIOLOGIE

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ACE	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E 801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Acide Urique	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Uricase PAP modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Acide Urique	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Colorimétrique enzymatique module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Acide valproïque	Sang	1 automate méthode automatisée:Immunoenzymatique: COBAS PRO / G6PDH module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AFP	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
ALAT	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / IFCC avec phosphate de pyridoxal modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024 + nouvelle méthode
Albumine	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Albumine BCG / Vert de bromocresol module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Amylase	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Enzymatique module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
ApoA1	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
ApoB	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
ASAT	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / IFCC avec phosphate de pyridoxal modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024+ nouvelle méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ASLO	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
B2Microglobuline	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Bilirubine conjuguée	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Méthode Diazo (3,5DPD) Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Bilirubine totale	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Méthode Diazo (3,5DPD) Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024 changement de génération au 24/09/25
CA125	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
CA153	Sang	2 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
CA199	Sang	3 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Calcium	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /NM-BAPTA modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Calcium	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO /NM-BAPTA module C 503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Chlore	Sang	2 automates méthode automatisée: Potentiométrie indirecte COBAS PRO modules ISE C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Chlore	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Potentiométrie module ISE C 503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Cholestérol Total	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrique enzymatique Modules C503-1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
CO2 / RA	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Enzymatique module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Cortisol	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode compétition module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CPK	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO IFCC-ADP + NAC module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
CRP	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immunoturbidimétrie latex Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Créatinine	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / enzymatique Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024 + nouvelle méthode
Créatininurie	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO / enzymatique module C 503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Digoxine	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO KIMS (Kinétic Microparticle Immunoassay) Module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Fer	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Ascorbate / Ferrozine module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Ferritine	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Immunoturbidimétrie Latex Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Folates (Vitamine B9)	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	changement génération 19/07/2024 nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
FSH	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Gamma GT	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrique enzymatique Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Glucose	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Hexokinase/G6PD Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Glucose	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Hexokinase module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
HCG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
HDL	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrique enzymatique Modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémoglobine Glyquée	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024 changement de génération au 24/09/25
IgA	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
IGE	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Insuline	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
LDH	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / UVSFBC, DGKC (pyruvate vers lactate) module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
LH	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Lipase	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Enzymatique module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Magnésium	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO / Colorimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Microalbuminurie	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO immunoturbidimétrie module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Oestradiol	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode compétition module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Phosphatase alcaline	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / IFCC modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Phosphore	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Phospho-molybdate UV modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Phosphore	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO / Phospho-molybdate UV module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Potassium	Sang	2 automates méthode automatisée: Potentiométrie indirecte COBAS PRO modules ISE C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Potassium	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Potentiométrie indirecte module ISE C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Progesterone	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode compétition module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Prolactine	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Protéine	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Biuret module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Protéinurie	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO turbidimétrie chlorure de benzethonium module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Préalbumine	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
PSA Libre	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
PSA Totale	Sang	2 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
PTH	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	changement génération 04/07/2024 nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Sodium	Sang	2 automates méthode automatisée: Potentiométrie indirecte COBAS PRO modules ISE C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Sodium	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Potentiométrie module ISE C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
T3	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO / immunologique par compétition module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
T4	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO / immunologique par compétition module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Testostérone	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Transferrine	Sang	1 automate méthode automatisée:Spectrophotométrie: COBAS PRO /Immuno-Turbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Triglycérides	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / glycérophosphate oxydase/peroxydase modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Troponine	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
TSH	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO / réaction immunologique de type sandwich modules E801 1 - E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024
Urée	Sang	2 automates en miroir méthode automatisée: Spectrophotométrie: COBAS PRO / Méthode uréase/glutamate déshydrogénase modules C503 1 - C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas pro 09/12/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Urée	Urine	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO enzymatique (uréase / GLDH) module C503 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Vitamine B12	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024
Vitamine D	Sang	1 automate méthode automatisée: Immunochimiluminescence: COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas pro 09/12/2024

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
CDT (transferrine deglycosylée)	Sang	1 automate méthode automatisée: electrophorèse capillaire Capillarys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-024 (Capillarys)	Nouvelle analyse au 02/04/2026
Electrophorèse	Sang	1 automate méthode automatisée: electrophorèse capillaire Capillarys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-024 (Capillarys)	nouvel automate au 19/12/24 (+ ligne BB1 pour dosage des proteines)
ImmunoElectrophorèse	Sang	1 automate méthode automatisée: immunoelectrophorèse Hydrasys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-025 (Hydrasys)	nouvel automate au 19/12/24
ImmunoElectrophorèse	Urine	1 automate méthode automatisée: immunoelectrophorèse Hydrasys	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-025 (Hydrasys)	nouvel automate au 19/12/24

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Acetone, Nitrite, Densité, Sang, Pigments biliaires, PH	Urine	1 lecteur automatisé Lecteur Uritop Lecture optique	Méthode reconnue P-BACT-IT-017	
BNP	Sang	2 lecteurs automatisés Triage Meter Immunofluorescence rapide Test unitaire simple	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-004 (BNP)	
Drogues (Benzodiazépine, Buprénorphine, Méthadone, Ecstasie, Cannabis, Cocaine, Opiacés, barbituriques, antidépresseur tricycliques...)	Urine	1 lecteur automatisé BSX reader Lecture optique	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-008	
NT-ProBNP	Sang	"1 lecteur automatisé Triage Meter Immunofluorescence rapide Test unitaire simple"	"Méthode reconnue P-HEMAT-MT-004"	(ajout)
Recherche de sang	Selles	Support solide Immuno chromatographie sur membrane en méthode sandwich	Méthode reconnue P-BACT-IT-014 (sang dans les selles)	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
AGF	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
CCMH	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	(calcul)
Hématies	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Hématocrite	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	(calcul)
Hémoglobine	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Leucocytes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Lymphocytes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Monocytes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Plaquettes	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Polynucléaires basophiles	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Polynucléaires neutrophiles	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Polynucléaires éosinophiles	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
Reticulocytes	Sang	1 automate (XN-2 L) Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex) + méthode manuelle	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	
TCMH	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	(calcul)
VGM	Sang	2 automates Méthode automatisée cytométrie de flux XN 2000 (Sysmex)	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-009 (XN 2000)	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Vitesse de sédimentation	Sang	1 automate VS cube Lecture optique	Méthode reconnue P-HEMAT-MT-002 (VS)	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Ddimère	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024
Fibrinogène	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024
TCA (en s) TCA ratio	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024
TP (en %) Temps de Quick (en s) INR (calcul)	Sang	2 automates en miroir : ACL TOP 350 Turbidimétrie	Méthodes reconnues P-HEMAT-MT-005 (Mode opératoire des ACL TOP)	nouveaux automates ACL TOP 350 14/11/2024

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Groupe sanguin	Sang	1 automate Biorad IH 500 Méthode immunologique d'hémagglutination	P-GROUP-MT-003 (IH)	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
RAI	Sang	1 automate Biorad IH 500 Méthode immunologique d'hémagglutination	P-GROUP-MT-003 (IH)	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anticorps anti récepteur de la TSH	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence / COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Anticorps anti thyroglobuline	Sang	2 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence / COBAS PRO module E801 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Facteurs rhumatoïdes (FR)	Sang	1 automate méthode automatisée: Spectrophotométrie COBAS PRO Immunoturbidimétrie module C503 1	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Waler Rose	Sang	Tests unitaires simples Lecture manuelle	Méthode reconnue P-BIOCH-IT-009	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anticorps HIV 1/2	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouveaux automates Cobas Pro 09/12/2024 nouvelle méthode (combinaison P24 et anticorps HIV 1 et 2
Antigène HBs	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
CMV IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
CMV IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
EBV IgG EBNA	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
EBV VCA IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
EBV VCA IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hépatite A AcHVAm (IgM)	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Hépatite B AcHBCt	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Hépatite B AcHBS	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence COBAS PRO méthode sandwich module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Hépatite C AcHVC	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Rubéole IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Syphilis	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024
Toxoplasmose IgG	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich Module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Toxoplasmose IgM	Sang	1 automate méthode automatisée: Electrochimiluminescence : COBAS PRO réaction immunologique de type sandwich Module E801 2	Méthode reconnue P-BIOCH-MT-003 (utilisation de la chaine Roche)	nouvel automate Cobas Pro 09/12/2024

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou de toxines et/ou d'enzymes et/ou d'agents infectieux Type d'agents: bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures	Selles	Immunochromatographique Dosage immunoenzymatique membranaire	Méthodes reconnues P-BACT-IT-013 (Recherche d'adénovirus et de rotavirus) P-BACT-IT-016 (Recherche de la GDH et des toxines A et B de Clostridium difficile)	(Recherche d'adénovirus et de rotavirus et Recherche de la GDH et des toxines A et B de Clostridium difficile)
Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou de toxines et/ou d'enzymes et/ou d'agents infectieux Type d'agents: bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures	Sang	Tests unitaires simples Lecture manuelle	Méthode reconnue P-IMMU-IT-004	Ajout RPR au 13/01/2025

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche Chlamydiae trachomatis et/ou Neisseria Gonorrhoeae et/ou Mycoplasma Génitallium par amplification génique	Ecouvillon (toutes origines)	"1 automate méthode automatisée:extraction puis amplification: Samag 12 et Sacycler"	"Méthode reconnue P-BACT-IT-046 (PCR chlam-gono)"	accréditation le 19/07/2024 nouvel amplificateur au 05/03/26 + nouveau réactif (ajout M.genitallium)
Recherche Chlamydiae trachomatis et/ou Neisseria Gonorrhoeae et/ou Mycoplasma Génitallium par amplification génique	Urines	"1 automate méthode automatisée:extraction puis amplification: Samag 12 et Sacycler"	"Méthode reconnue P-BACT-IT-046 (PCR chlam-gono)"	accréditation le 19/07/2024 nouvel amplificateur au 05/03/26 + nouveau réactif (ajout M.genitallium)

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen direct desExamen microbiologique matières fécales et/ou prélèvement rectal	Selles	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray) ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	P-BACT-IT-001 (coproculture) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)	Suite en MG11/MG12
Examen microbiologique Ecouvillon autre que sphère uro-génitale	Ecouvillon autre que sphère uro-génitale	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	"P-BACT-P-BACT-IT-024 (Pus) P-BACT-IT-025 (oculaire) P-BACT-IT-020 (ORL) P-BACT-IT-015 (BMR) P-BACT-IT-033 (DIV) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)"	Suite en MG11/MG12
Examen microbiologique Prélèvements uro-génitaux	Prélèvement vaginal (dont autoprélèvement), urétral, urine et sperme	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	"P-BACT-IT-023 (PV) P-BACT-IT-022 (Uretral) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)"	Suite en MG11/MG12
Examen microbiologique sécrétions broncho-pulmonaires et expectorations	Expectoration	"Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et après coloration automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)"	"P-BACT-IT-026 (Préparation Digest-EUR) P-BACT-IT-029 (Exp) P-BACT-IT-004 (MGG) P-BACT-MT-003 (aerospray)"	Suite en MG11/MG12
Parasitologie des selles	Selles	"Examen direct après concentration (méthode MIF et Bailenger) Lecture microscopique"	P-BACT-IT-011 (parasitologie des selles)	
Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons et/ou de levures et/ou de parasites et autres éléments	Urines	1 automate *Méthode automatisée (IRIS IQ 200) et manuelle (lecture microscopique) quantitative de numération des GR et GB *Méthode automatisée (IRIS IQ 200) qualitative de numération des cellules epithéliales, des critaux et des cylindres cytologie en flux, capure d'images numériques et identification des éléments par logiciel (APR)	Méthode reconnue P-BACT-DX-001 (IQ 200) P-BACT-IT-002 (ECBU)	cytologie urinaire Suite en MG11/MG12

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dermatophytes	Phanères (squames, cheveux, ongles)	Examen morphologique direct macro et microscopique après coloration Mise en culture manuelle, incubation, lecture Identification microscopique	Méthode reconnue P-BACT-IT-030 (prélèvement mycologique)	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche, identification de bactéries	Cultures bactériennes	Séro agglutination Pastorex Staph Plus	"Méthodes reconnues P-BACT-IT-006 (test d'agglutination des staphylocoques aureus) "	
Recherche, identification de bactéries	Cultures bactériennes	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique microscopique après automatisée (Aerospray ou manuelle (coloration GRAM, MGG)	Méthodes reconnues P-BACT-IT-004 (coloration MGG) P-BACT-MT-003 (Aerospray)	
Recherche, identification de bactéries et/ou levures	Cultures bactériennes	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Détermination phénotypique par caractérisation biochimique, colorimétrie (carte d'identification Vitek Biomérieux)	P-BACT-MT-001 (Vitek)	Changement de Vitek au 20/11/25
Recherche, identification de bactéries et/ou levures et/ou parasites	Cultures bactériennes	"Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Méthode manuelle qualitative caractérisation biochimique (culture sur milieux chromogènes)"	P-BACT-IT-002 (ECBU)	

Site AUDOLYS BIOLOGIE Plateau Technique :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques Dosage microbiologique d'antibiotiques Détection des mécanismes de résistance	Cultures bactériennes	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé	Méthodes reconnues P-BACT-IT-042 (ATB par diffusion)	
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques Dosage microbiologique d'antibiotiques Détection des mécanismes de résistance	cultures bactériennes	1 automate * Méthode automatisée qualitative par inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation (Cartes antibiogrammes Vitek Biomérieux)	Méthode reconnue P-BACT-MT-001 (Vitek)	Nouvelles cartes AST N436 au 21/06/2024 Nouvelles cartes AST N443 au 28/11/2024 Changement de Vitek au 20/11/25

Site AUDOLYS BIOLOGIE Site d'Aire-sur-la-Lys :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au domicile des patients	Prélèvements sanguins	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025 Seuls les biologistes effectuent des prélèvements en dehors des sites du laboratoire
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvements cutanés ou phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginaux	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques (pharyngé, langue, auriculaire, naso-pharyngé et oculaire)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Air expiré	"Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C"	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025

Site AUDOLYS BIOLOGIE Site de Longuenesse :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au domicile des patients A la maison de retraite de Ecques (ponctuellement)	Prélèvements sanguins	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025 Seuls les biologistes effectuent des prélèvements en dehors des sites du laboratoire
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvements cutanés ou phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginaux	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques (pharyngé, langue, auriculaire, naso-pharyngé et oculaire)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Air expiré	"Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C"	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025

Site AUDOLYS BIOLOGIE Site de Lumbres :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Au sein du site Au domicile des patients	Prélèvements sanguins	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025 Seuls les biologistes effectuent des prélèvements en dehors des sites du laboratoire
Au sein du site	Peau, Phanères	Prélèvements cutanés ou phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginaux	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques (pharyngé, langue, auriculaire, naso-pharyngé et oculaire)	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025
Au sein du site	Air expiré	"Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13 C"	Manuel de prélèvement MU-PLVT-IT-001	Accréditation mars 2025