Portée détaillée v.17 de l'attestation N° 8-3879

Detailed scope v.17 of the attestation N° 8-3879
Date de publication / Publish date: 17/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ACE	Sérum Plasma héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P62 G73181R04	Ajout du 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Acides Biliaires	Sérum Plasma héparinate de lithium	Enzymatique colorimétrique à réaction cyclique ABBOTT ALINITY c	8P57 G83289R01	Ajout du 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Acide Urique	Plasma Héparinate de lithium , Sérum	Uricase ABBOTT ALINITY c	4U09 H13337R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Acide Urique - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures) avec prétraitement (NaOH)	Uricase ABBOTT ALINITY c	4U09 H13337R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Acide Valproïque	Sérum Plasma héparinate de lithium	Enzymatique colorimétrique à réaction cyclique ABBOTT ALINITY c	8P57 G83289R01	Ajout du 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ACTH	Plasma EDTA	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 313221	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	AFP	Sérum, Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P90 G73013R03	AJOUT le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ALAT (TGP) Activée (avec PDP)	Plasma Héparinate de lithium Sérum	IFCC ABBOTT ALINITY c	08P18 H21879R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Albumine	Plasma hépariné sérum	Immuno-turbidimétrie ABBOTT Alinity c	Fiche technique réactif DIAGAM: ALTUR-H00	AJOUT 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Amikacine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrie d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	09P44 G83221R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Ammoniaque	Plasma EDTA	Glutamate déshydrogénase ABBOTT ALINITY c	8P22 G73489R02	AJOUT 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Anti-CCP	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P27 G83021R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Antithyroglobuline	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	09P35 G74165R05	Ajout le 30/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Antithyroperoxydase	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	09P35 G74177R04	Ajout le 28/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ASAT (TGO) Activée (avec PDP)	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Enzymatique (NADH avec P-5'-P) ABBOTT ALINITY c	08P23 H13607R01	Changement d'automate le 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Benzodiazepine Sérique Semi Quantitatif	Plasma Hépariné Sérum	Immunoenzymatique ABBOTT ALINITY c	09P53 G83137R06	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Bilirubine Directe	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Diazo Réaction ABBOTT ALINITY c	07P97 G73349R04	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Bilirubine Totale	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Sel de diazonium ABBOTT ALINITY c	04U05 H26283R02	Changement de réactif sigma strong : 22/05/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	BNP	Plasma EDTA	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P24 G73497R04	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	CA 15-3	Sérum Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P51 G73645R03	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	CA 19-9 XR	Sérum Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P32 G73529R03	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	CA 125 II	Sérum Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P49 G73621R04	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Calcium	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Arsenazo II ABBOTT ALINITY c	04T87 811390R02	Changement de réactif : 06/07/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Calcium - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures) avec prétraitement (HCL)	Arsenazo II ABBOTT ALINITY c	04T87 811390R02	Changement de réactif : 06/07/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Calprotectine	Selles	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 318960	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Cholestérol	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	4T88 H13217R01	Changement de réactif sigma strong : 18/06/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	CO2	Plasma Héparinate de lithium Sérum	PEP carboxylase ABBOTT ALINITY c	07P72 G73277R04	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Complément C3	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrie ABBOTT ALINITY c	09P56 H13265R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Complément C4	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrie ABBOTT ALINITY c	09P57 H13283R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Cortisol	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	8P33 G73541R06	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	CRP Gamme Ultra Sensible	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	07P56 G73149R01	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Créatine Kinase	Plasma Héparinate de lithium Sérum	NAC (N-acétyl-L-cystéine) ABBOTT ALINITY c	08P42 G73585R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Créatinine	Plasma Héparinate de lithium Sérum Drain Dialysat	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	08P01 G83888R02	Changement d'automate le 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Créatinine - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) 24 heures avec prétraitement (HCL)	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	08P01 G83888R02	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Digoxine c	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique homogène d'inhibition optimise par l'emploi de particules (PETINIA). ABBOTT ALINITY c	08P37 G73549R05	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ECA - enzyme de conversion	Sérum, Plasma	Spectrophotométrie Alinity C	06U86 3.0/03 2025/01/30	Ajout le 29/05/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Estradiol	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	07P50 G73113R06	Ajout le 24/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Ethanol	Plasma Héparine Sérum	Enzymatique (alcool déshydrogénase) ABBOTT ALINITY c	08P41 G73573R02	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur Rhumatoide	Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique ABBOTT ALINITY c	01R16 G83373R02	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Fer	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Férène ABBOTT ALINITY c	4T98 H25188R02	Changement de réactif sigma strong : 25/06/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Ferritine i	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P65 G73213R03	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Folate	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P14 G73457R01	AJOUT 14/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	FSH	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	07P49 G73797R02	Ajout le 24/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Gaz du sang (pH, pO2, pCO2) Co-oxymétrie (COHb, MetHB,tHB, O2Hb) Autres paramètres (Glucose, lactate, Na,K,Cl, Ca++)	Sang veineux ou artériel (hépariné)	Potentiométrie, Ampérométrie, Spectrophotométrie et Optique. Automates: ABL FLEX PLUS (Société RADIOMETER)	Solution PackSP90 ref: 944,157	AJOUT le 05/01/2022 Automates changés : 12/09/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Gentamicine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	8P55 G73665R04	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	GGT	Plasma Héparinate de lithium	Substrat L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide ABBOTT ALINITY c	4T96 H21953R02	Changement de réactif sigma strong : 20/06/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Glucose	Plasma Fluorure de sodium Héparinate de lithium Dialysat Liquides biologiques	Enzymatique (Hexokinase/G-6-PDH) ABBOTT aLINITY c	07P55 G73145R04	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Glucose - Urine/LCR	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) LCR: Tube sec en verre	Enzymatique (Hexokinase/G-6-PDH) ABBOTT ALINITY c	07P55 G73145R04	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Haptoglobine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P59 H13301R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HDL Ultra	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Détergent sélectif et accélérateur ABBOTT ALINITY c	07P75 G73289R03	AJOUT 14/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HGH	Sérum	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310340	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Homocystéine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	09p28 G83149R03	AJOUT 4/03/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ICT Chlore	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	07P53 G73785R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ICT Chlore - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte)	07P53 G73785R02	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ICT Potassium	Plasma Héparinate de lithium	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	07P53 G73785R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ICT Potassium - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	07P53 G73785R02	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ICT Sodium	Plasma Héparinate de lithium Sérum Dialysat	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	G73785R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	ICT Sodium - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	G73785R02	AJOUT le 14/09/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	IgA	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P61 G92926R01	Changement d'automate le 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	IgE	Sérum, Plasma Héparinate de lithium	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	01R13 G933020R01	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	IgG	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P62 H13247R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	IgM	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P63 H13355R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Lactate	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY c	04U26 H26329R01	Ajout le 22/05/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	LDH	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Réaction simple de transformation du lactate en pyruvate recommandée par l'IFC ABBOTT ALINITY c	4T99 H2624R02	Changement de réactif sigma strong : 10/06/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	LDL Direct	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Mesurée, détergent sélectif liquide ABBOTT ALINITY c	07P71 G83876R01	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	LH	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	07P91 G73809R02	Ajout le 24/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Lipase	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Clivage de substrat de lipase chromogène spécifique 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-(6'-methylresorufin)-ester émulsionné en microparticules stabilisées ABBOTT ALINITY c	4U0020 816699R01	Changement de réactif sigma strong : 10/07/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Magnésium	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	08P19 G08091R02	AJOUT 14/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Microalbumine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) 24 heures avec prétraitement (HCL)	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	08P04 H13700R01	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	NSE	NSE	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	01R19 G92618R02	AJOUT 28/02/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	PAL Os	Sérum (avec ou sans préparateur)	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310600	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Paracétamol	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Enzymatique - colorimétrique ABBOTT ALINITY c	07P54 H16275R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	PCT	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 318040	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Phosphatase Alcaline	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Para-nitrophényl phosphate ABBOTT ALINITY c	4T83 H2556R01	Changement de réactif sigma strong : 24/06/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Phosphore	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Phosphomolybdate ABBOTT ALINITY c	4U03 H26386R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Phosphore - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) 24 heures avec prétraitement (HCL)	Phosphomolybdate ABBOTT ALINITY c	4U03 H26386R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Phénobarbital c	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	09P85 G83217R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Progestérone	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	08P36 G73817R06	Ajout le 24/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Protéines - Urine/LCR	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) LCR: Tube sec en verre Dialysat	Chlorure de benzéthonium ABBOTT ALINITY c	07P59 G73169R04	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Protéines Totales	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Biuret ABBOTT ALINITY c	4T81 H212830R02	Changement de réactif sigma strong : 18/07/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Préalbumine	Sérum	Immunoturbidimétrie ABBOTT ALINITY c	09P86 H13418R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	PSA Total	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P92 G73317R05	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	PTH intact	Plasma EDTA Plasma Héparinate de lithium Sérum sans gel	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	8P31 STAT : G85995R01	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Quantiféron	Sang total	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311090	Nouvelle version du 28/07/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	T3 Libre	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes, ABBOTT ALINITY i	07P69 G73253R04	AJOUT le 14/09/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	T4 Libre	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes, ABBOTT ALINITY i	07P70 G73261R03	AJOUT le 14/09/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	TRAB	Sérum	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Alinity I	04V18 G93035R03	Ajout le 03/06/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Transferrine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	08P38 H12697R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Tricycliques (TCA) - Semi Quantitatif	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoenzymatique ABBOTT ALINITY c	09P91 G92390R04	AJOUT le 14/09/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Triglycéride	Plasma Héparinate de lithium Sérum Dialysat	Glycérol phosphate oxydase ABBOTT ALINITY c	4U06 H21842R02	Changement de réactif sigma strong : 18/07/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Troponine-I HS STAT	Plasma EDTA Plasma Héparinate de lithium Sérum sans gel	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P13 G83987R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	TSH	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	04P48 G73105R02	AJOUT le 14/09/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Urée	Plasma Héparinate de lithium Sérum Dialysat	Uréase ABBOTT ALINITY c	08P16 G73469R05	Changement d'automate le 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Urée - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Uréase ABBOTT ALINITY c	08P16 G73469R05	AJOUT le 14/09/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Vancomycine c	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique homogène d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	08P52 G73657R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Vitamine B12	Sérum, Plasma Héparinate de lithium (avec séparateur), Héparinate de sodium, EDTA K2	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes	07P67 G73233R01	AJOUT le 14/09/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Vitamine D	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310600	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	β-hCG	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P51 G73125R02	AJOUT 14/12/2022
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	β2 microglobuline	Sérum, Plasma EDTA	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	01R09 G85817R01	AJOUT 14/12/2021

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Hémoglobine glyquée	Sang total	Electrophorèse capillaire (Capillarys 3 société SEBIA),	réf. 2515	Ajout du 17/03/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Immunotypage des protéines monoclonales	Sérum	Electrophorèse capillaire (Capillarys 3 société SEBIA),	PTO-5300-ANA01-194-02 PTO-5300-ANA01-195-02 PTO-5300-ANA01-196-03 PTO-5300-ANA01-197-02 PTO-5300-ANA01-198-02	17/03/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche, identification et quantification relative de fractions protéiques	Serum	Electrophorèse capillaire (Capillarys 3 société SEBIA),	PTO-5300-ANA01-194-02 PTO-5300-ANA01-195-02 PTO-5300-ANA01-196-03 PTO-5300-ANA01-197-02 PTO-5300-ANA01-198-02	17/03/2025

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et /ou évaluation de la concentration d'analytes de Biochimie Recherche de l'hémoglobine humaine dans les selles,	Selles	Support solide par technique immunochromatographique, (Hémotrust , société BIOSYNEX All,Diag)	PTO-5300-ANA01-162	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE							
Site	**Site EBMD**	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Pédiatrie	CRP	Sang	Méthode automatisée : Afinion 2 (Société ABBOTT) Dosage immunochimique sur phase solide	Réf réactif : 1116787	n° de série automate : AF20057676
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Pédiatrie	HbA1C	Sang	Méthode automatisée : Afinion 2 (Société ABBOTT) Dosage immunochimique sur phase solide	Réf réactif : 1116795	n° de série automate : AF20057676

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Formule sanguine	Sang total	Microscopie, methode manuelle	PTO-5300-ANA01-184 PTO-5300-ANA01-185	Ajout le 18/10/2016
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Formule sanguine	Sang total	Microscopie numérique Automate: SYSMEX DM 1200	PTO-5300-ANA01-255	AJOUT le 29/01/2019
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	NF	Sang total	Automate: SYSMEX XR 3000	ENR-5300-ANA04-338	Changement d'automate le 27/11/2024
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Réticulocytes	Sang total EDTA	Fluorocytométrie Automate : SYSMEX XR 3000	ENR-5300-ANA04-338	Changement d'automate le 27/11/2024

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Coloration de Perls	Moelle osseuse	Mise en évidence du fer insoluble contenu dans le cytoplasme des erythroblastes par réaction cytochimique	PTO-5300-ANA01-187	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche, identification et numération de cellules, Myélogramme	Moelle osseuse	Identification morphologique après coloration par microscopie	PTO-5300-ANA01-190	

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Dépistage et diagnostic des hémopathies lymphoide B	Sang total EDTA Moelle EDTA Liquides biologique (ascite, pleural, LCR) Ganglions	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	LST France flow	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Immunophénotypage des blastes (ALOT)	Sang total EDTA Moelle EDTA Liquides biologique (ascite, pleural, LCR)	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	ALOT One Flow	Ajout 21/04/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Immunophénotypage des monocytes (LMMC)	Sang total EDTA	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	Cythem LMMC	Ajout : 12/02/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Immunophénotypage des plasmocytes (PCST)	Sang total EDTA Moelle EDTA Liquides biologique (ascite, pleural, LCR)	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	PCST One flow	Ajout : 12/02/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Numération des sous-populations lymphocytaires: CD3/CD4/CD8/CD19/CD56	Sang total EDTA	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	Contrôles Statuflow :ref: 0FC010TA2 : ref: 0FL100TA2: Statuflow low	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Antithrombine III	Plasma citraté	Dosage colorimétrique: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	D-Dimères	Plasma citraté	Immuno-turbidimétrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur II	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur IX	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur V	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur VII	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur VIII	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur X	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Facteur XI	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	TCA	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	TCK	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	TP	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Anticorps antiphospholipides (anticoagulants circulants de type lupique)	Plasma citraté	Dosage chronométrique (STA R MAX3 société STAGO)	PTO-5300-ANA01-345	Ajout 03/01/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Détermination de la concentration d'anticoagulants (APIXABAN)	Plasma citraté	Dosage colorimétrique (STA R MAX3 et STA Compact société STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 ENR-5300-ANA04-353-01	Ajout du STA Compact le 03/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Détermination de la concentration d'anticoagulants (Héparines HNF et HBPM)	Plasma citraté	Dosage colorimétrique (STA R MAX3 et STA Compact société STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 ENR-5300-ANA04-353-01	Ajout du STA Compact le 03/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Détermination de la concentration d'anticoagulants (RIVAROXABAN)	Plasma citraté	Dosage colorimétrique (STA R MAX3 et STA Compact société STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 ENR-5300-ANA04-353-01	Ajout du STA Compact le 03/04/2025

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Anti PF4	Plasma citraté	Méthode automatisé : Werfen Bioflash Immunochimie luminescence	HIT-IgG(PF4-H)	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Détermination de Groupes Sanguins (ABO RH1/D) et Phénotypage Rhésus Kell	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-393	Mise en production le 06/10/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Phénotypage étendu	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis,	ENR-5300-ANA04-395-01	Mise en production le 06/10/2026

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Epreuves directes de compatibilité	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-394	Mise en production le 06/10/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Identification de RAI	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-394	Mise en production le 06/10/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	RAI	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-394	Mise en production le 06/10/2026

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 automates : Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-392	Mise en production le 06/10/2026

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Auto-anticorps anti-nucléaires	Sérum	Technique manuelle par Immunofluorescence indirecte, Société EUROIMMUN	Réactif IFI: Hep-20-10 Ref: FA 1522-1005	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Anti-HBc II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P87 G73025R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Anti-HBs	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P89 Autodilution : G74129R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Anti-HCV II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	06T79 821933R02	Changement de réactif le 15/04/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	CMV IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P42 G73049R05	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	CMV IgM	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	7P44 G73069R04	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	EBV EBNA-1 IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P20 G83077R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	EBV VCA-G	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P21 G83089R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	EBV VCA-M	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P22 G83101R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HAVAb-IgM	Sérum Plasma EDTA	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	02R28 G73037R03	AJOUT le 14/12/2021

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HBsAg Qualitatif II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 1-étape Remarque : Du tampon de lavage supplémentaire est ajouté lors d'une seconde étape d'incubation. De ce fait, le fichier de dosage indique un protocole de dosage en deux étapes. ABBOTT ALINITY i	08P10 G73721R05	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Hepatite A IgG	Sérum (avec ou sans séparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	08P26 G73509R05	Ajout le 30/04/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HEV M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311280	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HIV Ag/Ac Combo	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P07 G73393R04	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HSV	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310800	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HTLV I/II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P6122 G73173R04	AJOUT le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	LYME G	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium LCR	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310880	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	LYME M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310010	Ajout le 02/09/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Mycoplasme G	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 317020	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Mycoplasme M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 317030	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	PARVO G	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311540	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	PARVO M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311560	Ajout le 02/09/2025
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Rubéole IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	8P46 G73825R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Syphilis	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P60 G73001R02	AJOUT le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Toxo IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	7P45 G73081R03	AJOUT le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Toxo IgM	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P47 G73097R07	AJOUT le 14/12/2021
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	VZV	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311850	Ajout le 02/09/2025

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	GDH	Selles	Recherche immuno-chromatographique Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-153	Ajout 03/01/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche Adénovirus	Selles	Immunochromatographie Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-163	Ajout 22/06/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche d'Ag de pneumocoque	Urines/LCR	Recherche immuno-chromatographique Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-148	Ajout 03/01/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche Rotavirus	Selles	Immunochromatographie Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-163	Ajout 22/06/2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Charge virale VHC	Serum/plasma EDTA	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-170	Ajout 03/01/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HPV	Échantillon cervical	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-173 PTO-5300-ANA01-233	Ajout Panther : 23/06/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche Chlamydia trachomatis	Urines Prélèvements génitaux	Biologie moléculaire (PCR) Automates: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-166 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche de BHRE (ERV -Carbapenemase)	Selles/souches bactériennes	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-171 PTO-5300-ANA01-164	Ajout 03/01/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche de toxine de C.difficile par PCR	Selles	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-167	Ajout 03/01/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche de toxine de C.difficile par PCR	Selles	Amplification isotherme (LAMP) Automate: Illumigène	PTO-5300-ANA01-301	Ajout 03/01/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche de Virus grippaux par PCR	Ecouvillonnage naso-pharyngé, lavage ou aspiration naso-pharyngé	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-165 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche Neisseria gonorrhoeae	Urines Prélèvements génitaux	Biologie moléculaire (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-166 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	SARS-CoV-2	prélèvements par écouvillonnage nasal, naso-pharyngé ou oro-pharyngé et prélèvements de salive	Biologie moléculaire (PCR) Automate: GeneXpert Liason MDX Panther	PTO-5300-ANA01-173 PTO-5300-ANA01-334 PTO-5300-ANA01-338 PTO-5300-ANA01-342	Ajout Panther : 23/06/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Streptocoque B	Echantillon vaginal/rectal	Biologie moléculaire (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-453	23/06/2026
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	VRS	Ecouvillonnage naso-pharyngé, lavage ou aspiration naso-pharyngé, expectoration.	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-165 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen direct	Pus (collection fermée)	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-142 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen direct	Pus	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-141 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen direct	Prélèvements maternaux fœtaux	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-113 PTO-5300-ANA01-177 PTO-5300-ANA01-114 PTO-5300-ANA01-115 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen direct	Prélèvement broncho-pulmonaire	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-117 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen direct	Prélèvement broncho-pulmonaire fibroscopique	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-116 PTO-5300-ANA01-311 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen direct	Prélèvement ORL	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-126 PTO-5300-ANA01-137 PTO-5300-ANA01-130 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen direct (Cytologie et gram) (Examen cytobactériologique des urines)	Urines	Examen macro/microscopique Coloration de Gram : manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech) Cytologie lecture optique	PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399 PTO-5300-ANA01-145	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	HEMOCULTURE	Echantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons(liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse,,,)	Détection par mise en évidence d'une activité métabolique, (Bact/ALERT BIOMERIEUX)	PTO-5300-ANA01-108 PTO-5300-ANA01-109 PTO-5300-ANA01-111 PTO-5300-ANA01-112 PTO-5300-ANA01-249	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Examen mycologique (Examen direct et culture)	Echantillons biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct macro-et microscopique après culture, avec ou sans préparation , Mise en culture manuelle, incubation , lecture puis Détermination phénotypique par spectrométrie de masse (MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-143 PTO-5300-ANA01-277 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement broncho-pulmonaire fibroscopique	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-116 PTO-5300-ANA01-311 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement ORL	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-126 PTO-5300-ANA01-137 PTO-5300-ANA01-130 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Pus (collection fermée)	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-142 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Pus	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-141 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvements maternaux fœtaux	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-113 PTO-5300-ANA01-177 PTO-5300-ANA01-114 PTO-5300-ANA01-115 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement de matériel	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-094 PTO-5300-ANA01-095 PTO-5300-ANA01-096 PTO-5300-ANA01-097 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement de catheter	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-092 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement ORL	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	 PTO-5300-ANA01-126 PTO-5300-ANA01-137 PTO-5300-ANA01-130 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Urines	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-146 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement broncho-pulmonaire	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-117 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement broncho-pulmonaire fibroscopique	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-116 PTO-5300-ANA01-311 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement de matériel	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-094 PTO-5300-ANA01-095 PTO-5300-ANA01-096 PTO-5300-ANA01-097 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement de catheter	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-092 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Détection des mécanismes de résistance Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antufongiques,	Pus (collection fermée)	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques /antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-142 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Détection des mécanismes de résistance Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antufongiques,	Pus	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques /antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-141 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Détection des mécanismes de résistance Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antufongiques,	Prélèvements maternaux fœtaux	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques /antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-113 PTO-5300-ANA01-177 PTO-5300-ANA01-114 PTO-5300-ANA01-115 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Recherche de bactéries multirésistantes	Prélèvements bactériologiques divers	Antibiogramme par CMI: - Technique epsilomètre Bandelettes antibiotiques Liofilchem (Société I2A) CMI en microdilution UMIC (Société Biocentric)	PTO-5300-ANA-01-251 PTO-5300-ANA01--271 PTO-5300-ANA01-330 PTO-5300-ANA01-331	AJOUT 14/09/2021

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total EDTA	Examen morphologique microscopique direct après fixation , coloration , concentration (Frottis), Détermination phénotypique: Immunochomatographie (Palutop, société BIOSYNEX) Méthode génotypique: Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (LAMP) Illumipro, société MERIDIAN)	PTO-5300-ANA01-098 PTO-5300-ANA01-234	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Centre de prélèvement	Urine	Obtention d'un échantillon d'urines	PTO-5300-PANA1-007	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Centre de prélèvement	Sang	Ponction veineuse directe	PTO-5300-PANA1-007	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Centre de prélèvement	Sang	Ponction d'une artère périphérique	PTO-5300-PANA1-007	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Centre de prélèvement / Au sein du service	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	PTO-5300-PANA1-007	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Centre de prélèvement	Prélèvement ORL : Nasopharyngés et oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PTO-5300-PANA1-007	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Centre de prélèvement / Au sein du service	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané, prélèvement phanère pour examens microbiologiques	PTO-5300-PANA1-007	
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Centre de prélèvement	Prélèvement génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PTO-5300-PANA1-007	