Portée détaillée v.17 de l'attestation N° 8-3879

Detailed scope v.17 of the attestation N° 8-3879
Date de publication / Publish date: 17/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
ACE	Sérum Plasma héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P62 G73181R04	Ajout du 14/12/2021
Acides Biliaires	Sérum Plasma héparinate de lithium	Enzymatique colorimétrique à réaction cyclique ABBOTT ALINITY c	8P57 G83289R01	Ajout du 14/12/2021
Acide Urique	Plasma Héparinate de lithium , Sérum	Uricase ABBOTT ALINITY c	4U09 H13337R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024
Acide Urique - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures) avec prétraitement (NaOH)	Uricase ABBOTT ALINITY c	4U09 H13337R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024
Acide Valproïque	Sérum Plasma héparinate de lithium	Enzymatique colorimétrique à réaction cyclique ABBOTT ALINITY c	8P57 G83289R01	Ajout du 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
ACTH	Plasma EDTA	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 313221	Ajout le 02/09/2025
AFP	Sérum, Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P90 G73013R03	AJOUT le 14/12/2021
ALAT (TGP) Activée (avec PDP)	Plasma Héparinate de lithium Sérum	IFCC ABBOTT ALINITY c	08P18 H21879R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Albumine	Plasma hépariné sérum	Immuno-turbidimétrie ABBOTT Alinity c	Fiche technique réactif DIAGAM: ALTUR-H00	AJOUT 14/12/2021
Amikacine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrie d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	09P44 G83221R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Ammoniaque	Plasma EDTA	Glutamate déshydrogénase ABBOTT ALINITY c	8P22 G73489R02	AJOUT 14/12/2021
Anti-CCP	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P27 G83021R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Antithyroglobuline	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	09P35 G74165R05	Ajout le 30/04/2025
Antithyroperoxydase	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	09P35 G74177R04	Ajout le 28/04/2025
ASAT (TGO) Activée (avec PDP)	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Enzymatique (NADH avec P-5'-P) ABBOTT ALINITY c	08P23 H13607R01	Changement d'automate le 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Benzodiazepine Sérique Semi Quantitatif	Plasma Hépariné Sérum	Immunoenzymatique ABBOTT ALINITY c	09P53 G83137R06	AJOUT 14/12/2022
Bilirubine Directe	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Diazo Réaction ABBOTT ALINITY c	07P97 G73349R04	AJOUT 14/12/2022
Bilirubine Totale	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Sel de diazonium ABBOTT ALINITY c	04U05 H26283R02	Changement de réactif sigma strong : 22/05/2025
BNP	Plasma EDTA	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P24 G73497R04	AJOUT 14/12/2022
CA 15-3	Sérum Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P51 G73645R03	AJOUT 14/12/2022
CA 19-9 XR	Sérum Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P32 G73529R03	AJOUT 14/12/2022
CA 125 II	Sérum Plasma Héparinate de lithium Liquides biologiques	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P49 G73621R04	AJOUT 14/12/2022
Calcium	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Arsenazo II ABBOTT ALINITY c	04T87 811390R02	Changement de réactif : 06/07/2026
Calcium - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures) avec prétraitement (HCL)	Arsenazo II ABBOTT ALINITY c	04T87 811390R02	Changement de réactif : 06/07/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Calprotectine	Selles	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 318960	Ajout le 02/09/2025
Cholestérol	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	4T88 H13217R01	Changement de réactif sigma strong : 18/06/2024
CO2	Plasma Héparinate de lithium Sérum	PEP carboxylase ABBOTT ALINITY c	07P72 G73277R04	Changement d'automate le 14/12/2021
Complément C3	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrie ABBOTT ALINITY c	09P56 H13265R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Complément C4	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrie ABBOTT ALINITY c	09P57 H13283R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Cortisol	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	8P33 G73541R06	Changement d'automate le 14/12/2021
CRP Gamme Ultra Sensible	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	07P56 G73149R01	AJOUT 14/12/2022
Créatine Kinase	Plasma Héparinate de lithium Sérum	NAC (N-acétyl-L-cystéine) ABBOTT ALINITY c	08P42 G73585R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Créatinine	Plasma Héparinate de lithium Sérum Drain Dialysat	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	08P01 G83888R02	Changement d'automate le 14/12/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Créatinine - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) 24 heures avec prétraitement (HCL)	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	08P01 G83888R02	AJOUT 14/12/2022
Digoxine c	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique homogène d'inhibition optimise par l'emploi de particules (PETINIA). ABBOTT ALINITY c	08P37 G73549R05	AJOUT 14/12/2022
ECA - enzyme de conversion	Sérum, Plasma	Spectrophotométrie Alinity C	06U86 3.0/03 2025/01/30	Ajout le 29/05/2026
Estradiol	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	07P50 G73113R06	Ajout le 24/04/2025
Ethanol	Plasma Héparine Sérum	Enzymatique (alcool déshydrogénase) ABBOTT ALINITY c	08P41 G73573R02	AJOUT 14/12/2022
Facteur Rhumatoide	Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique ABBOTT ALINITY c	01R16 G83373R02	AJOUT 14/12/2022
Fer	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Férène ABBOTT ALINITY c	4T98 H25188R02	Changement de réactif sigma strong : 25/06/2024
Ferritine i	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P65 G73213R03	AJOUT 14/12/2022
Folate	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P14 G73457R01	AJOUT 14/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
FSH	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	07P49 G73797R02	Ajout le 24/04/2025
Gaz du sang (pH, pO2, pCO2) Co-oxymétrie (COHb, MetHB,tHB, O2Hb) Autres paramètres (Glucose, lactate, Na,K,Cl, Ca++)	Sang veineux ou artériel (hépariné)	Potentiométrie, Ampérométrie, Spectrophotométrie et Optique. Automates: ABL FLEX PLUS (Société RADIOMETER)	Solution PackSP90 ref: 944,157	AJOUT le 05/01/2022 Automates changés : 12/09/2024
Gentamicine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	8P55 G73665R04	Changement d'automate le 14/12/2021
GGT	Plasma Héparinate de lithium	Substrat L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide ABBOTT ALINITY c	4T96 H21953R02	Changement de réactif sigma strong : 20/06/2024
Glucose	Plasma Fluorure de sodium Héparinate de lithium Dialysat Liquides biologiques	Enzymatique (Hexokinase/G-6-PDH) ABBOTT aLINITY c	07P55 G73145R04	Changement d'automate le 14/12/2021
Glucose - Urine/LCR	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) LCR: Tube sec en verre	Enzymatique (Hexokinase/G-6-PDH) ABBOTT ALINITY c	07P55 G73145R04	AJOUT 14/12/2022
Haptoglobine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P59 H13301R01	Changement d'automate le 14/12/2021
HDL Ultra	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Détergent sélectif et accélérateur ABBOTT ALINITY c	07P75 G73289R03	AJOUT 14/12/2022
HGH	Sérum	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310340	Ajout le 02/09/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Homocystéine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	09p28 G83149R03	AJOUT 4/03/2024
ICT Chlore	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	07P53 G73785R02	Changement d'automate le 14/12/2021
ICT Chlore - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte)	07P53 G73785R02	AJOUT 14/12/2022
ICT Potassium	Plasma Héparinate de lithium	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	07P53 G73785R02	Changement d'automate le 14/12/2021
ICT Potassium - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	07P53 G73785R02	AJOUT 14/12/2022
ICT Sodium	Plasma Héparinate de lithium Sérum Dialysat	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	G73785R02	Changement d'automate le 14/12/2021
ICT Sodium - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Electrode sélective d'ions diluée (indirecte) ABBOTT ALINITY c	G73785R02	AJOUT le 14/09/2021
IgA	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P61 G92926R01	Changement d'automate le 14/12/2021
IgE	Sérum, Plasma Héparinate de lithium	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	01R13 G933020R01	AJOUT 14/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
IgG	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P62 H13247R01	Changement d'automate le 14/12/2021
IgM	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	09P63 H13355R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Lactate	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY c	04U26 H26329R01	Ajout le 22/05/2025
LDH	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Réaction simple de transformation du lactate en pyruvate recommandée par l'IFC ABBOTT ALINITY c	4T99 H2624R02	Changement de réactif sigma strong : 10/06/2024
LDL Direct	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Mesurée, détergent sélectif liquide ABBOTT ALINITY c	07P71 G83876R01	AJOUT 14/12/2022
LH	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	07P91 G73809R02	Ajout le 24/04/2025
Lipase	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Clivage de substrat de lipase chromogène spécifique 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-(6'-methylresorufin)-ester émulsionné en microparticules stabilisées ABBOTT ALINITY c	4U0020 816699R01	Changement de réactif sigma strong : 10/07/2025
Magnésium	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Enzymatique ABBOTT ALINITY c	08P19 G08091R02	AJOUT 14/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Microalbumine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) 24 heures avec prétraitement (HCL)	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	08P04 H13700R01	AJOUT 14/12/2022
NSE	NSE	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	01R19 G92618R02	AJOUT 28/02/2024
PAL Os	Sérum (avec ou sans préparateur)	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310600	Ajout le 02/09/2025
Paracétamol	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Enzymatique - colorimétrique ABBOTT ALINITY c	07P54 H16275R01	Changement d'automate le 14/12/2021
PCT	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 318040	Ajout le 02/09/2025
Phosphatase Alcaline	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Para-nitrophényl phosphate ABBOTT ALINITY c	4T83 H2556R01	Changement de réactif sigma strong : 24/06/2024
Phosphore	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Phosphomolybdate ABBOTT ALINITY c	4U03 H26386R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024
Phosphore - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) 24 heures avec prétraitement (HCL)	Phosphomolybdate ABBOTT ALINITY c	4U03 H26386R02	Changement de réactif sigma strong : 23/07/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Phénobarbital c	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	09P85 G83217R02	Changement d'automate le 14/12/2021
Progestérone	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	08P36 G73817R06	Ajout le 24/04/2025
Protéines - Urine/LCR	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement) LCR: Tube sec en verre Dialysat	Chlorure de benzéthonium ABBOTT ALINITY c	07P59 G73169R04	AJOUT 14/12/2022
Protéines Totales	Plasma Héparinate de lithium Sérum Liquides biologiques	Biuret ABBOTT ALINITY c	4T81 H212830R02	Changement de réactif sigma strong : 18/07/2024
Préalbumine	Sérum	Immunoturbidimétrie ABBOTT ALINITY c	09P86 H13418R01	Changement d'automate le 14/12/2021
PSA Total	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P92 G73317R05	AJOUT 14/12/2022
PTH intact	Plasma EDTA Plasma Héparinate de lithium Sérum sans gel	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	8P31 STAT : G85995R01	AJOUT 14/12/2022
Quantiféron	Sang total	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311090	Nouvelle version du 28/07/2026
T3 Libre	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes, ABBOTT ALINITY i	07P69 G73253R04	AJOUT le 14/09/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
T4 Libre	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes, ABBOTT ALINITY i	07P70 G73261R03	AJOUT le 14/09/2021
TRAB	Sérum	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Alinity I	04V18 G93035R03	Ajout le 03/06/2026
Transferrine	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	08P38 H12697R01	Changement d'automate le 14/12/2021
Tricycliques (TCA) - Semi Quantitatif	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Immunoenzymatique ABBOTT ALINITY c	09P91 G92390R04	AJOUT le 14/09/2021
Triglycéride	Plasma Héparinate de lithium Sérum Dialysat	Glycérol phosphate oxydase ABBOTT ALINITY c	4U06 H21842R02	Changement de réactif sigma strong : 18/07/2024
Troponine-I HS STAT	Plasma EDTA Plasma Héparinate de lithium Sérum sans gel	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P13 G83987R01	Changement d'automate le 14/12/2021
TSH	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	04P48 G73105R02	AJOUT le 14/09/2021
Urée	Plasma Héparinate de lithium Sérum Dialysat	Uréase ABBOTT ALINITY c	08P16 G73469R05	Changement d'automate le 14/12/2021
Urée - Urine	Tube sans additif Urine (spontanée et 24 heures - sans prétraitement)	Uréase ABBOTT ALINITY c	08P16 G73469R05	AJOUT le 14/09/2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Vancomycine c	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique homogène d'inhibition optimisé par l'emploi de particules (PETINIA) ABBOTT ALINITY c	08P52 G73657R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Vitamine B12	Sérum, Plasma Héparinate de lithium (avec séparateur), Héparinate de sodium, EDTA K2	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes	07P67 G73233R01	AJOUT le 14/09/2021
Vitamine D	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310600	Ajout le 02/09/2025
β-hCG	Plasma Héparinate de lithium Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P51 G73125R02	AJOUT 14/12/2022
β2 microglobuline	Sérum, Plasma EDTA	Turbidimétrique - Immunoturbidimétrique ABBOTT ALINITY c	01R09 G85817R01	AJOUT 14/12/2021

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Hémoglobine glyquée	Sang total	Electrophorèse capillaire (Capillarys 3 société SEBIA),	réf. 2515	Ajout du 17/03/2025
Immunotypage des protéines monoclonales	Sérum	Electrophorèse capillaire (Capillarys 3 société SEBIA),	PTO-5300-ANA01-194-02 PTO-5300-ANA01-195-02 PTO-5300-ANA01-196-03 PTO-5300-ANA01-197-02 PTO-5300-ANA01-198-02	17/03/2025
Recherche, identification et quantification relative de fractions protéiques	Serum	Electrophorèse capillaire (Capillarys 3 société SEBIA),	PTO-5300-ANA01-194-02 PTO-5300-ANA01-195-02 PTO-5300-ANA01-196-03 PTO-5300-ANA01-197-02 PTO-5300-ANA01-198-02	17/03/2025

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et /ou évaluation de la concentration d'analytes de Biochimie Recherche de l'hémoglobine humaine dans les selles,	Selles	Support solide par technique immunochromatographique, (Hémotrust , société BIOSYNEX All,Diag)	PTO-5300-ANA01-162	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE						
Site EBMD	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Pédiatrie	CRP	Sang	Méthode automatisée : Afinion 2 (Société ABBOTT) Dosage immunochimique sur phase solide	Réf réactif : 1116787	n° de série automate : AF20057676
Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE	Pédiatrie	HbA1C	Sang	Méthode automatisée : Afinion 2 (Société ABBOTT) Dosage immunochimique sur phase solide	Réf réactif : 1116795	n° de série automate : AF20057676

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Formule sanguine	Sang total	Microscopie, methode manuelle	PTO-5300-ANA01-184 PTO-5300-ANA01-185	Ajout le 18/10/2016
Formule sanguine	Sang total	Microscopie numérique Automate: SYSMEX DM 1200	PTO-5300-ANA01-255	AJOUT le 29/01/2019
NF	Sang total	Automate: SYSMEX XR 3000	ENR-5300-ANA04-338	Changement d'automate le 27/11/2024
Réticulocytes	Sang total EDTA	Fluorocytométrie Automate : SYSMEX XR 3000	ENR-5300-ANA04-338	Changement d'automate le 27/11/2024

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Coloration de Perls	Moelle osseuse	Mise en évidence du fer insoluble contenu dans le cytoplasme des erythroblastes par réaction cytochimique	PTO-5300-ANA01-187	
Recherche, identification et numération de cellules, Myélogramme	Moelle osseuse	Identification morphologique après coloration par microscopie	PTO-5300-ANA01-190	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Dépistage et diagnostic des hémopathies lymphoide B	Sang total EDTA Moelle EDTA Liquides biologique (ascite, pleural, LCR) Ganglions	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	LST France flow	
Immunophénotypage des blastes (ALOT)	Sang total EDTA Moelle EDTA Liquides biologique (ascite, pleural, LCR)	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	ALOT One Flow	Ajout 21/04/2026
Immunophénotypage des monocytes (LMMC)	Sang total EDTA	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	Cythem LMMC	Ajout : 12/02/2026
Immunophénotypage des plasmocytes (PCST)	Sang total EDTA Moelle EDTA Liquides biologique (ascite, pleural, LCR)	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	PCST One flow	Ajout : 12/02/2026
Numération des sous-populations lymphocytaires: CD3/CD4/CD8/CD19/CD56	Sang total EDTA	Méthode automatisée : BD FACS LYRIC FLOW CYTOMETER Cytométrie en flux	Contrôles Statuflow :ref: 0FC010TA2 : ref: 0FL100TA2: Statuflow low	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Antithrombine III	Plasma citraté	Dosage colorimétrique: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
D-Dimères	Plasma citraté	Immuno-turbidimétrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Facteur II	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Facteur IX	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Facteur V	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019
Facteur VII	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Facteur VIII	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Facteur X	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020
Facteur XI	Plasma citraté	Chronométrie: Automate: STAR MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029	Ajout le 14/01/2020

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019
TCA	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
TCK	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019
TP	Plasma citraté	Chronométrie Automates : STAR MAX 3 (STAGO) STA COMPACT MAX 3 (STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 PTO-5300-ANA01-288 PTO-5300-ANA01-289 PTO-5300-ANA01-290 PTO-5300-ANA01-291 PTO-5300-ANA01-292 PTO-5300-ANA01-293 PTO-5300-ANA01-295 PTO-5300-ANA01-296 EXT-5300-ANA01-030	Changement d'automate le 20/05/2019

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anticorps antiphospholipides (anticoagulants circulants de type lupique)	Plasma citraté	Dosage chronométrique (STA R MAX3 société STAGO)	PTO-5300-ANA01-345	Ajout 03/01/2023
Détermination de la concentration d'anticoagulants (APIXABAN)	Plasma citraté	Dosage colorimétrique (STA R MAX3 et STA Compact société STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 ENR-5300-ANA04-353-01	Ajout du STA Compact le 03/04/2025
Détermination de la concentration d'anticoagulants (Héparines HNF et HBPM)	Plasma citraté	Dosage colorimétrique (STA R MAX3 et STA Compact société STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 ENR-5300-ANA04-353-01	Ajout du STA Compact le 03/04/2025
Détermination de la concentration d'anticoagulants (RIVAROXABAN)	Plasma citraté	Dosage colorimétrique (STA R MAX3 et STA Compact société STAGO)	PTO-5300-ANA01-279 PTO-5300-ANA01-280 PTO-5300-ANA01-281 PTO-5300-ANA01-282 PTO-5300-ANA01-283 PTO-5300-ANA01-285 PTO-5300-ANA01-286 PTO-5300-ANA01-287 EXT-5300-ANA01-029 ENR-5300-ANA04-353-01	Ajout du STA Compact le 03/04/2025

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anti PF4	Plasma citraté	Méthode automatisé : Werfen Bioflash Immunochimie luminescence	HIT-IgG(PF4-H)	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détermination de Groupes Sanguins (ABO RH1/D) et Phénotypage Rhésus Kell	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-393	Mise en production le 06/10/2026
Phénotypage étendu	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis,	ENR-5300-ANA04-395-01	Mise en production le 06/10/2026

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Epreuves directes de compatibilité	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-394	Mise en production le 06/10/2026
Identification de RAI	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-394	Mise en production le 06/10/2026
RAI	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 Automates: Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-394	Mise en production le 06/10/2026

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang total EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration 2 automates : Grifols Eflexis	ENR-5300-ANA04-392	Mise en production le 06/10/2026

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Auto-anticorps anti-nucléaires	Sérum	Technique manuelle par Immunofluorescence indirecte, Société EUROIMMUN	Réactif IFI: Hep-20-10 Ref: FA 1522-1005	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Anti-HBc II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P87 G73025R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Anti-HBs	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P89 Autodilution : G74129R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Anti-HCV II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	06T79 821933R02	Changement de réactif le 15/04/2026
CMV IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P42 G73049R05	Changement d'automate le 14/12/2021
CMV IgM	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	7P44 G73069R04	Changement d'automate le 14/12/2021
EBV EBNA-1 IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P20 G83077R01	Changement d'automate le 14/12/2021
EBV VCA-G	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P21 G83089R03	Changement d'automate le 14/12/2021
EBV VCA-M	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	09P22 G83101R01	Changement d'automate le 14/12/2021
HAVAb-IgM	Sérum Plasma EDTA	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	02R28 G73037R03	AJOUT le 14/12/2021

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HBsAg Qualitatif II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 1-étape Remarque : Du tampon de lavage supplémentaire est ajouté lors d'une seconde étape d'incubation. De ce fait, le fichier de dosage indique un protocole de dosage en deux étapes. ABBOTT ALINITY i	08P10 G73721R05	Changement d'automate le 14/12/2021
Hepatite A IgG	Sérum (avec ou sans séparateur), Plasma	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) ABBOTT ALINITY i	08P26 G73509R05	Ajout le 30/04/2025
HEV M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311280	Ajout le 02/09/2025
HIV Ag/Ac Combo	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	08P07 G73393R04	Changement d'automate le 14/12/2021
HSV	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310800	Ajout le 02/09/2025
HTLV I/II	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P6122 G73173R04	AJOUT le 14/12/2021
LYME G	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium LCR	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310880	Ajout le 02/09/2025
LYME M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 310010	Ajout le 02/09/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Mycoplasme G	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 317020	Ajout le 02/09/2025
Mycoplasme M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 317030	Ajout le 02/09/2025
PARVO G	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311540	Ajout le 02/09/2025
PARVO M	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311560	Ajout le 02/09/2025
Rubéole IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	8P46 G73825R03	Changement d'automate le 14/12/2021
Syphilis	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P60 G73001R02	AJOUT le 14/12/2021
Toxo IgG	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	7P45 G73081R03	AJOUT le 14/12/2021
Toxo IgM	Sérum Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) en 2-étapes ABBOTT ALINITY i	07P47 G73097R07	AJOUT le 14/12/2021
VZV	Sérum (avec ou sans préparateur), Plasma Héparinate de lithium	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL	Réf : 311850	Ajout le 02/09/2025

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
GDH	Selles	Recherche immuno-chromatographique Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-153	Ajout 03/01/2023
Recherche Adénovirus	Selles	Immunochromatographie Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-163	Ajout 22/06/2026
Recherche d'Ag de pneumocoque	Urines/LCR	Recherche immuno-chromatographique Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-148	Ajout 03/01/2023
Recherche Rotavirus	Selles	Immunochromatographie Méthode manuelle	PTO-5300-ANA01-163	Ajout 22/06/2026

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Charge virale VHC	Serum/plasma EDTA	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-170	Ajout 03/01/2023
HPV	Échantillon cervical	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-173 PTO-5300-ANA01-233	Ajout Panther : 23/06/2026
Recherche Chlamydia trachomatis	Urines Prélèvements génitaux	Biologie moléculaire (PCR) Automates: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-166 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026
Recherche de BHRE (ERV -Carbapenemase)	Selles/souches bactériennes	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-171 PTO-5300-ANA01-164	Ajout 03/01/2023
Recherche de toxine de C.difficile par PCR	Selles	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-167	Ajout 03/01/2023
Recherche de toxine de C.difficile par PCR	Selles	Amplification isotherme (LAMP) Automate: Illumigène	PTO-5300-ANA01-301	Ajout 03/01/2023
Recherche de Virus grippaux par PCR	Ecouvillonnage naso-pharyngé, lavage ou aspiration naso-pharyngé	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-165 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026
Recherche Neisseria gonorrhoeae	Urines Prélèvements génitaux	Biologie moléculaire (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-166 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
SARS-CoV-2	prélèvements par écouvillonnage nasal, naso-pharyngé ou oro-pharyngé et prélèvements de salive	Biologie moléculaire (PCR) Automate: GeneXpert Liason MDX Panther	PTO-5300-ANA01-173 PTO-5300-ANA01-334 PTO-5300-ANA01-338 PTO-5300-ANA01-342	Ajout Panther : 23/06/2026
Streptocoque B	Echantillon vaginal/rectal	Biologie moléculaire (PCR) Automate: GeneXpert	PTO-5300-ANA01-453	23/06/2026
VRS	Ecouvillonnage naso-pharyngé, lavage ou aspiration naso-pharyngé, expectoration.	Amplification en chaine par polymérase (PCR) Automate: GeneXpert Panther	PTO-5300-ANA01-165 PTO-5300-ANA01-173	Ajout Panther : 23/06/2026

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen direct	Pus (collection fermée)	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-142 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Examen direct	Pus	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-141 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Examen direct	Prélèvements maternaux fœtaux	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-113 PTO-5300-ANA01-177 PTO-5300-ANA01-114 PTO-5300-ANA01-115 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Examen direct	Prélèvement broncho-pulmonaire	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-117 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Examen direct	Prélèvement broncho-pulmonaire fibroscopique	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-116 PTO-5300-ANA01-311 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen direct	Prélèvement ORL	Examen macro/microscopique Coloration de Gram: manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech)	PTO-5300-ANA01-126 PTO-5300-ANA01-137 PTO-5300-ANA01-130 PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399	
Examen direct (Cytologie et gram) (Examen cytobactériologique des urines)	Urines	Examen macro/microscopique Coloration de Gram : manuelle et automatisée (Aerospray, société Elitech) Cytologie lecture optique	PTO-5300-ANA01-072 PTO-5300-ANA01-399 PTO-5300-ANA01-145	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
HEMOCULTURE	Echantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons(liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse,,,)	Détection par mise en évidence d'une activité métabolique, (Bact/ALERT BIOMERIEUX)	PTO-5300-ANA01-108 PTO-5300-ANA01-109 PTO-5300-ANA01-111 PTO-5300-ANA01-112 PTO-5300-ANA01-249	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Examen mycologique (Examen direct et culture)	Echantillons biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct macro-et microscopique après culture, avec ou sans préparation , Mise en culture manuelle, incubation , lecture puis Détermination phénotypique par spectrométrie de masse (MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-143 PTO-5300-ANA01-277 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement broncho-pulmonaire fibroscopique	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-116 PTO-5300-ANA01-311 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement ORL	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-126 PTO-5300-ANA01-137 PTO-5300-ANA01-130 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Pus (collection fermée)	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-142 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Pus	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-141 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvements maternaux fœtaux	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-113 PTO-5300-ANA01-177 PTO-5300-ANA01-114 PTO-5300-ANA01-115 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023
Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement de matériel	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-094 PTO-5300-ANA01-095 PTO-5300-ANA01-096 PTO-5300-ANA01-097 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche et identification de bactéries et/ou de levures	Prélèvement de catheter	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Détermination phénotypique par: -Caractérisation biochimique (colorimétrie: Vitek, Société BIOMERIEUX) -Séro-agglutination, -Spectrométrie de masse MALDI-BIOTYPER SIRIUS BRUKER)	PTO-5300-ANA01-092 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-358	Changement d'automate le 23/02/2023

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement ORL	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-126 PTO-5300-ANA01-137 PTO-5300-ANA01-130 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Urines	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-146 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement broncho-pulmonaire	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-117 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement broncho-pulmonaire fibroscopique	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-116 PTO-5300-ANA01-311 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement de matériel	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-094 PTO-5300-ANA01-095 PTO-5300-ANA01-096 PTO-5300-ANA01-097 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/ antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Prélèvement de catheter	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek (Société BIOMERIEUX) Détection des mécanismes de résistance (Immunochromatographie) (2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-092 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	
Détection des mécanismes de résistance Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antufongiques,	Pus (collection fermée)	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques /antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-142 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Détection des mécanismes de résistance Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antufongiques,	Pus	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques /antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-140 PTO-5300-ANA01-141 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	
Détection des mécanismes de résistance Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antufongiques,	Prélèvements maternaux fœtaux	Détermination phénotypique: Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques /antifongiques (Sir SCAN, société i2A) Vitek, Société BIOMERIEUX Détection des mécanismes de résistance (immunochromatographie) (PBP2a, société QUIDEL)	PTO-5300-ANA01-113 PTO-5300-ANA01-177 PTO-5300-ANA01-114 PTO-5300-ANA01-115 PTO-5300-ANA01-251 PTO-5300-ANA01-383 PTO-5300-ANA01-385 PTO-5300-ANA01-384 PTO-5300-ANA01-207 PTO-5300-ANA01-208 PTO-5300-ANA01-209 PTO-5300-ANA01-210 PTO-5300-ANA01-211 PTO-5300-ANA01-212 PTO-5300-ANA01-275	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Recherche de bactéries multirésistantes	Prélèvements bactériologiques divers	Antibiogramme par CMI: - Technique epsilomètre Bandelettes antibiotiques Liofilchem (Société I2A) CMI en microdilution UMIC (Société Biocentric)	 PTO-5300-ANA-01-251 PTO-5300-ANA01--271 PTO-5300-ANA01-330 PTO-5300-ANA01-331	AJOUT 14/09/2021

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total EDTA	Examen morphologique microscopique direct après fixation , coloration , concentration (Frottis), Détermination phénotypique: Immunochomatographie (Palutop, société BIOSYNEX) Méthode génotypique: Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (LAMP) Illumipro, société MERIDIAN)	PTO-5300-ANA01-098 PTO-5300-ANA01-234	

Site Laboratoire du CENTRE HOSPITALIER de BRIVE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES				
Lieu de réalisation des opérations ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Centre de prélèvement	Urine	Obtention d'un échantillon d'urines	PTO-5300-PANA1-007	
Centre de prélèvement	Sang	Ponction veineuse directe	PTO-5300-PANA1-007	
Centre de prélèvement	Sang	Ponction d'une artère périphérique	PTO-5300-PANA1-007	
Centre de prélèvement / Au sein du service	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	PTO-5300-PANA1-007	
Centre de prélèvement	Prélèvement ORL : Nasopharyngés et oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	PTO-5300-PANA1-007	
Centre de prélèvement / Au sein du service	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané, prélèvement phanère pour examens microbiologiques	PTO-5300-PANA1-007	
Centre de prélèvement	Prélèvement génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	PTO-5300-PANA1-007	