Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 8-3945

Detailed scope v.10 of the attestation N° 8-3945
Date de publication / Publish date: 26/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PARIS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Acide urique	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/POD-PAP) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058750190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Acide urique	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/POD-PAP) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058750190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Alanine-aminotransférase (ALAT, TGP)	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08104697190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Albumine	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08056722190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Albuminurie	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08056722190	Changement d'automate le 01.12.25 Changement de nom, Microalbuminurie par Albuminurie

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Apolipoprotéine A1	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08105448190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Apolipoprotéine B	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08105464190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Aspartate-aminotransférase (ASAT, TGO)	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08104719190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	B-HCG	Sérum / Plasma	ECLIA ECL / sandwich - Roche Automate COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 07251025190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Bicarbonate (HCO3-)	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (PEPC/MDH) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057494190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Bilirubine directe	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5-DPD) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08056951190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Bilirubine totale	Sérum	Spectrophotométrie - Méthode colorimétrique (Diazo) avec kit de réactifs Roche - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08056960190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Calcium	Sérum	Spectrophotométrie - Méthode colorimétrique (NMBAPTA) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057427190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Calcium	Urine	Spectrophotométrie - Méthode colorimétrique (NMBAPTA) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057427190	Changement d'automate le 01.12.25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Chlore	Sérum	Potentiométrie ISE indirect -Roche Automate COBAS PRO ISE neo 900 n°série : 2588-04	Fiche technique 03246353001	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Chlore	Urine	Potentiométrie ISE indirect -Roche Automate COBAS PRO ISE neo 900 n°série : 2588-04	Fiche technique 03246353001	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Cholestérol-HDL	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (Polyanions-CHER/CHOD/POD-PAP) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057877190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Cholestérol-LDL (C-LDL)	Sérum	Calcul Formule de Friedwald	NA	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Cholestérol total	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (CE/CHOD/POD-PAP) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057443190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Créatine Kinase	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique UV / NAC IFCC - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057460190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Créatinine	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimetrique (PAP) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057524190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Créatinine	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimetrique (PAP) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057524190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Fer	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Ascorbate / FerroZine – Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057931190	Changement d'automate le 01.12.25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Ferritine	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie Latex - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057648190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Gamma glutamyl transférase (gamma- GT, GGT)	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique/IFCC – Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057796190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Glucose	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057800190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Glucose (glycémie)	Sérum / Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057800190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Hémoglobine A1c	Sang total	HPLC Automate TOSOH G8 n°de série : 116715	ICH-MO-003 – Mode opératoire TOSOH G8	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	LDH (Lactae Déshydrogènase)	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC (Lactate vers pyruvate) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057958190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Lipase	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057982190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Magnésium	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique (Bleu de Xylidyle) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058016190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Magnésium	Urine	Spectrophotométrie - Méthode colorimétrique (Bleu de xylidyle) avec kit de réactifs Roche - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058016190	Changement d'automate le 01.12.25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Phosphatases Alcalines	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08056757190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Phosphore	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Phospho-molybdate / UV - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058610190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Phosphore	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Phospho-molybdate / UV - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058610190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Potassium	Sérum / Plasma	Potentiométrie ISE indirect -Roche Automate COBAS PRO ISE neo 900 n°série : 2588-04	Fiche technique 10825441001	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Potassium	Urine	Potentiométrie ISE indirect -Roche Automate COBAS PRO ISE neo 900 n°série : 2588-04	Fiche technique 10825441001	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Pro-BNP	Sérum	ECLIA ECL / sandwich - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 09315284190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Protéine c-réactive (CRP)	Sérum	Immunoturbidimétrie avec kit de réactifs Roche - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08057591190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Protéine c-réactive ultra-sensible (hsCRP)	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 09188231190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Protéines totales	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique / Biuret - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058652190	Changement d'automate le 01.12.25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Protéinurie	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Turbidimétrique / Chlorure de Benzéthonium - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058679190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	PSA libre	Sérum	ECLIA ECL / sandwich - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08828610190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	PSA total	Sérum	ECLIA ECL / sandwich - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08791732190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Sodium	Sérum	Potentiométrie ISE indirect -Roche Automate COBAS PRO ISE neo 900 n°série : 2588-04	Fiche technique 10825468001	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Sodium	Urine	Potentiométrie ISE indirect -Roche Automate COBAS PRO ISE neo 900 n°série : 2588-04	Fiche technique 10825468001	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	T3L	Sérum	ECLIA ECL / compétition - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 09005811190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	T4L	Sérum	ECLIA ECL / compétition - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 09043284190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Transferrine	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058733190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Triglycérides	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (LPL/GK/GPO/POD-PAP) - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058687190	Changement d'automate le 01.12.25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Troponine T hs	Plasma	ECLIA ECL / sandwich - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 09315357190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	TSH	Sérum	ECLIA ECL / sandwich - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08443432190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Urée	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) - Méthode enzymatique avec kit de réactifs - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058806190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Urée	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) - Méthode enzymatique avec kit de réactifs - Roche Automate COBAS PRO c503 n°de série : 4529-10	Fiche technique 08058806190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Vitamine D total	Sérum	ECLIA ECL / compétition - Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 09038086190	Changement d'automate le 01.12.25

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Nitrites (recherche)	Urine	Bandelette urinaire Sur Automate Urisys 1100 (Roche) n° de série : UX09685210 et Lecture visuelle	Combur Test UX réf 1154437371 (Roche)	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Formule sanguine	Sang total	""Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique""	HEM-MO-002- Mode opératoire formule sanguine manuelle	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes)	Sang total	Fluorocytométrie en flux – méthode de détection par optique et fluorescence Méthode d'impédance avec focalisation hydrodynamique Spectrophotométrie – Automate SYSMEX XN 1000 n° de série 18230	HEM-MO-001 - Mode opératoire XN	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Vitesse de sédimentation	Plasma	Mesure de la sédimentation en tube Lecture visuelle	Fiche technique et mode opératoire	

BM HB08 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Leucocytes urinaires (recherche)	Urine	Bandelette urinaire Sur Automate Urisys 1100 (Roche) n° de série : UX09685210 et Lecture visuelle	Combur Test UX réf 1154437371 (Roche)	Changement d'automate le 31/10/2023 Changement de bandelettes manuelles

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	D-Dimères	Plasma	Immuno-turbidimétrie Automatisée - Automate STA Satellite Max n°de série : CL 89060464	Fiches techniques HEM-MO-003 - Mode opératoire STA SATELLITE MAX	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Fibrinogène	Plasma	Méthode chronométrique Automatisée - Automate STA Satellite Max n°de série : CL 89060464	Fiches techniques HEM-MO-003 - Mode opératoire STA SATELLITE MAX)	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	TCA	Plasma	Méthode chronométrique Automatisée - Automate STA Satellite Max n°de série : CL 89060464	Fiches techniques HEM-MO-003 - Mode opératoire STA SATELLITE MAX	Changement de réactif le 02/10/2023
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	TP	Plasma	Méthode chronométrique Automatisée - Automate STA Satellite Max n°de série : CL 89060464	Fiches techniques HEM-MO-003 - Mode opératoire STA SATELLITE MAX	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Anticorps anti-HBc IgM	Sérum	ECLIA Microcapture Automate Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 07026811190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Auto confirmation Ag HBs	Sérum	ECLIA Sandwich Automate Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08741034190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Hépatite B (VHB) : Antigène HBs	Sérum	ECLIA Sandwich Automate Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08814848190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Hépatite B : Anticorps anti-HBc Totaux	Sérum	ECLIA Compétition Automate Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 09014926190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Hépatite B : Anticorps anti-HBs Totaux	Sérum	ECLIA Sandwich Automate Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08498610190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Hépatite C (VHC) : Ac anti-VHC	Sérum	ECLIA Sandwich Automate Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08837058190	Changement d'automate le 01.12.25
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Infection à VIH 1 ET 2 : Ag du VIH 1 et Ac totaux anti-VIH 1 et 2	Sérum	ECLIA Sandwich Automate Roche COBAS PRO e801 n°de série : 4530-01	Fiche technique 08836973190	Changement d'automate le 01.12.25

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae	Urines, sécrétions vaginales, prélèvements gorge, anus, endocol	Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR,...)- Automate CEPHEID GenExpert Infinity 48s n°de série : 847920	Fiches techniques et BIM-MO-001-V1 Mode opératoire GenExpert Infinity 48s	

Ajout nom de l'automate et numéro de série dans le principe de la méthode.

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine Expectoration Prélèvements génitaux Prélèvement de peau Prélèvement urétral Prélèvement oculaire Prélèvement nasopharynx Écoulement Pus	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans Coloration Gram BIOMERIEUX Prévicolor n°de série : 414292212951 (numération quantitatives uniquement pour les urines et semi-quantitiave pour les autres prélèvements)	MIC-MO-002 Examen direct MIC-MO-003 Coloration de GRAM	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Mycologie isolée peau et phanères. Recherche de dermatophytes.	Prélèvement Cutané, ongle, cheveux	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle, incubation, lecture Identification par examen macro et microscopique lecture optique méthode manuelle	MIC-MO-002 Examen direct MIC-MO-004 Mode opératoire recherche de champignons filamenteux MIC-MO-006 Mode opératoire Ensemencement et culture	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne/fongique	Mise en culture manuelle, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique sur Vitek2 compact (spectrophotométrie, colorimétrie, ...)	MIC-MO-006 Mode opératoire Ensemencement et culture MIC-MO-005 Mode opératoire VITEK 2 compact	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Recherche et identification de mycoplasmes	Prélèvements génitaux	Ensemencement et culture sur milieu liquide sélectif Identification grâce aux propriétés métaboliques des mycoplasmes : Ureaplasma spp hydrolyse l'urée et M. hominis hydrolyse l'arginine Titrage différentiel grâce à une dilution effectuée Galerie Mycoplasma duo Biorad	MIC-INS-003 Recherche de Mycoplasmes	Modification Nature de l'échantillon biologique : Retrait Urine

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne/fongique	BIOMERIEUX VITEK 2 Compact Inhibition de croissance en milieu liquide an présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	MIC-MO-005 Mode opératoire VITEK 2 compact	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Paludisme (Recherche d'hématozoaires)	Sang total	Examen morphologique microscopique direct après fixation, coloration, concentration (Frottis/Goutte épaisse/TDR)	Fiches techniques et mode opératoire HEM-MO-002- Mode opératoire formule sanguine manuelle	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Au sein du site	SANG	- Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Au sein du site	PEAU, PHANÈRES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Au sein du site	PRÉLÈVEMENTS GÉNITAUX : vaginal, urétral, anal	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Au sein du site	PRÉLÈVEMENTS GYNÉCOLOGIQUE	- Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Au sein du site	PRÉLÈVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Laboratoire du Centre Médical de la CPAM de PARIS	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 1C	Manuel de prélèvement	