Portée détaillée v.4 de l'attestation N° 8-4314

Detailed scope v.4 of the attestation N° 8-4314
Date de publication / Publish date: 06/11/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
INOVIE NEALAB

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** *Examination / analysis*	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** *Nature of the biological sample/of the anatomical region*	**Principe de la méthode** *Principle of the method*	**Référence de la méthode** *Reference of the method*	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** *Remarks*
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP)	Sérum	COBAS PURE 1 Spectrophotométrie IFCC, avec phosphate de pyridoxal	MO: Utilisation du Cobas pure	Ajout au 24/09/2026
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE PYRUVIQUE/TGP)	Sérum	COBAS PURE 2 Spectrophotométrie IFCC, avec phosphate de pyridoxal	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	Sérum	COBAS PURE 1 Spectrophotométrie IFCC, avec phosphate de pyridoxal	MO: Utilisation du Cobas pure	Ajout au 24/09/2026
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	ASPARTATE-AMINO-TRANSFERASE (ASAT) (TRANSAMINASEGLUTAMIQUE OXALIQUE/TGO)	Sérum	COBAS PURE 2 Spectrophotométrie IFCC, avec phosphate de pyridoxal	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Chlore	Sérum	COBAS PURE 1 Potentiométrie - ISE Indirect	MO: Utilisation du Cobas pure	Ajout au 24/09/2026
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Chlore	Sérum	COBAS PURE 2 Potentiométrie - ISE Indirect	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	CRP	Sérum	COBAS PURE 1 Immunoturbidimétrie	MO: Utilisation du Cobas pure	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	CRP	Sérum	COBAS PURE 2 Immunoturbidimétrie	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Créatinine	Sérum	COBAS PURE 1 Enzymatique	MO: Utilisation du Cobas pure	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Créatinine	Sérum	COBAS PURE 2 Enzymatique	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	Sérum	COBAS PURE 1 Spectrophotométrie Colorimétrie Enzymatique	MO: Utilisation du Cobas pure	Ajout au 24/09/2026
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)	Sérum	COBAS PURE 2 Spectrophotométrie Colorimétrie Enzymatique	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Glucose	Sérum	COBAS PURE 1 Spectrophotométrie Enzymatique à l'Hexokinase	MO: Utilisation du Cobas pure	Ajout au 24/09/2026
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Glucose	Sérum	COBAS PURE 2 Spectrophotométrie Enzymatique à l'Hexokinase	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Potassium	Sérum	COBAS PURE 1 Potentiométrie - ISE Indirect	MO: Utilisation du Cobas pure	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Potassium	Sérum	COBAS PURE 2 Potentiométrie - ISE Indirect	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Sodium	Sérum	COBAS PURE 1 Potentiométrie - ISE Indirect	MO: Utilisation du Cobas pure	Ajout au 24/09/2026
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Sodium	Sérum	COBAS PURE 2 Potentiométrie - ISE Indirect	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Troponine T	Sérum	COBAS PURE 1 Electrochimiluminescence	MO: Utilisation du Cobas pure	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Troponine T	Sérum	COBAS PURE 2 Electrochimiluminescence	MO: Utilisation du Cobas pure	ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	pH Urinaire	Urine	Méthode manuelle: Bandelette urinaire Référence: Uritop 11	MO: Utilisation d'une bandelette urinaire	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Formule leucocytaire manuelle	Sang total	Méthode manuelle Frottis coloré / Microscopie optique	MO: Frottis Sanguin	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Hémogramme (NFP)	Sang total	Méthode automatisée : DXH 690T BECKMAN Impédancemétrie et cytométrie en flux	MO: Automate DXH690T Hématologie	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Vitesse de Sédimentation	Sang total	Méthode automatisée : Alifax Test 1 SDL Photométrie capillaire	MO: Automate Alifax Test 1-VS	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	D-Dimère	Plasma citraté	Méthode automatisée : STA Compact MAX 3 N°1 Immunoturbidimétrie	MO: Hématologie sur automate STA COMPACT Max 3	Remarque: modification du nom de l'automate uniquement, afin de faire la distinction avec le deuxième STA Compact MAX 3
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	D-Dimère	Plasma citraté	Méthode automatisée : STA Compact MAX 3 N°2 Immunoturbidimétrie	MO: Hématologie sur automate STA COMPACT Max 3	Ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du STA COMPACT MAX 3 N°2 ce jour
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	TP- TP/INR	Plasma citraté	Méthode automatisée : STA Compact MAX 3 N°1 Chronomètrie	MO: Hématologie sur automate STA COMPACT Max 3	Remarque: modification du nom de l'automate uniquement, afin de faire la distinction avec le deuxième STA Compact MAX 3
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	TP- TP/INR	Plasma citraté	Méthode automatisée : STA Compact MAX 3 N°2 Chronomètrie	MO: Hématologie sur automate STA COMPACT Max 3	Ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du STA COMPACT MAX 3 N°2 ce jour

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	HIV	Sérum	Méthode automatisée : COBAS PURE 1 Electrochimiluminescence	MO :Utilisation du Cobas pure	Remarque: modification du nom de l'automate uniquement, afin de faire la distinction avec le deuxième COBAS PURE
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	HIV	Sérum	Méthode automatisée : COBAS PURE 2 Electrochimiluminescence	MO :Utilisation du Cobas pure	Ajout au 05/11/2026 suite à la mise en production du COBAS PURE 2 ce jour

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Test antigénique COVID	Ecouvillonage nasal	Méthode manuelle : Immunochromatographie qualitative Fournisseur :ACON Biotech	MO: test antigénique COVID	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	**Examen / analyse** ***Examination / analysis***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Examen morphologique microscopique direct, coloration, concentration (Frottis/Goutte épaisse/QBC) Détermination phénotypique : Immunochromatographie - BIOSYNEX	MO : Diagnostic biologique du paludisme	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique ou par sondage	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB GIVORS	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
INOVIE NEALAB SAINT GENIS LAVAL	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Site	**Lieu de réalisation des opérations** ***Location of operations***	**Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique** ***Nature of the biological sample/of the anatomical region***	**Principe de la méthode** ***Principle of the method***	**Référence de la méthode** ***Reference of the method***	**Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque** ***Remarks***
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique ou par sondage	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site / Dans les EDS / Au domicile des patients	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologique	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation
INOVIE NEALAB VILLEURBANNE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	transfert d'accréditation